



Micro-Pedi: le domande frequenti

Posso usare il Micro-Pedi per eliminare la secchezza dal viso?

No, Emjoi Micro-Pedi è pensato per essere usato solamente sui piedi e sui talloni, pertanto non va utilizzato in nessun'altra parte del corpo.

Posso condividere il mio Micro-Pedi?

Sì, ma solo cambiando il roller. Per ragioni igieniche, infatti, ti consigliamo un uso personale di ogni singolo roller.

Perché i roller hanno colori differenti?

I diversi colori ti permettono di personalizzare il risultato in base alle tue esigenze: magenta (a grana fine), blu (a grana ruvida), blu scuro (a grana extra ruvida). La testina a grana fine è perfetta per le aree meno callose, come la base del piede, mentre quella a grana più ruvida è perfetta ad esempio per i talloni.

Devo ricaricare Micro-Pedi prima di usarlo?

No. Micro-Pedi funziona con due batterie AA e non ha bisogno di essere caricato. Ti basterà semplicemente inserire le batterie e accenderlo per metterlo immediatamente in funzione.



Come inserisco le batterie?

Rimuovi il coperchio delle batterie (alla base del manico) ruotandolo a sinistra di 90° fino a sentire un clic e quindi spingendo. Inserisci due batterie AA seguendo il disegno e chiudi il coperchio ruotando di 90° a destra fino al clic di blocco.

Posso usare Micro-Pedi sulla pelle umida?

No. Micro-Pedi dev'essere utilizzato unicamente sulla pelle asciutta di piedi e talloni.

Come accendo il mio apparecchio?

Micro-Pedi è dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce l'accensione accidentale. Premi il bottone e contemporaneamente spingi verso l'alto per accendere l'apparecchio, per spegnerlo premi e spingi verso il basso.

Perché Micro-Pedi è migliore di un comune grattacallì?

Micro-Pedi è più sicuro ed efficace dei grattacallì in metallo, che utilizzano le lame per rimuovere la pelle morta e possono provocare tagli e ferite. Micro-Pedi elimina in modo delicato ed efficace duri e calli con meno rischi per la cute.

Posso sciacquare i roller sotto l'acqua?

No, i roller non vanno sciacquati né messi a contatto con l'acqua.

Micro-Pedi è waterproof?

No, Micro-Pedi è water resistant, ovvero può essere risciacquato sotto l'acqua corrente una volta che i roller sono stati rimossi. Ti consigliamo infatti di non immergerlo nell'acqua, perché questo potrebbe danneggiarlo.

Come si cambiano i roller?

Spingi verso il basso il bottone di rilascio posto sul lato dell'apparecchio, tenendolo con la testina verso l'alto, e il roller sarà spinto verso l'esterno. Rimuovi il roller semplicemente con le mani, tenendolo dalla parte del cappuccio.

Quanto a lungo posso utilizzare Micro-Pedi?

Accendi l'apparecchio e passalo con delicatezza sulle zone callose, i duroni e le parti ispessite per 2-3 secondi. Non premere troppo forte, ti basterà passare sull'area da trattare. Spegni Micro-Pedi e tocca il piede per verificare se hai raggiunto il livello di morbidezza che desideravi. Se così non fosse, ripeti l'operazione precedente fino a quando i tuoi piedi saranno morbidi come volevi.

Quanto dura un roller?

Ogni roller dura per qualche sessione di trattamento, a seconda della frequenza e delle dimensioni dell'area da trattare. Ti consigliamo di cambiarli secondo necessità.