

Guida illustrata & Domande Frequenti



NEWA®

FAQS

- Posso continuare ad utilizzare i miei soliti prodotti per la cura della pelle durante il trattamento con NEWA?
Sì. certo, ma dopo aver usato l'apparecchio e rimosso i residui di gel e lavato il viso.
- Posso usare NEWA intorno alla zona degli occhi?
NEWA è raccomandato per essere utilizzato intorno agli occhi (sopra l'osso orbitale). Non utilizzate il dispositivo sugli occhi sulle palpebre - grammatically correct le palpebre o ancora più vicino ai vostri occhi se non nei limiti dell'osso orbitale.
- Posso usare NEWA sulla fronte?
NEWA non è indicata per essere utilizzata sulla fronte, pertanto i risultati potrebbero essere limitati.
- Come faccio a trovare il livello di trattamento ottimale adatto a me?
Iniziare il trattamento con il livello dell'interruttore di potenza su #2. Qualora percepiate una sensazione di disagio, impostare il livello inferiore.
- Quando potrò vedere dei risultati?
Subito dopo il primo trattamento la pelle apparirà e sarà più tesa, gonfia ed avrà una luce radiosa. Dopo quattro settimane inizierete a vedere i primi risultati importanti: un evidente riduzione di linee sottili e rughe, la vostra pelle sarà più solida e liscia.
- Posso usare NEWA se sto usando acido retinoico?
Sì, può usare NEWA. Applicare la crema almeno un'ora dopo il trattamento con NEWA.
- Posso usare NEWA se ho impianti di metallo in bocca?
Il calore di NEWA penetra fino a 3 mm nella pelle. Per questo motivo non si corrono rischi di surriscaldamento o danneggiamento agli impianti di metallo in bocca.

Iniziare il trattamento NEWA



1

Collegare l'alimentazione elettrica a NEWA e poi ad una presa, fare attenzione che sia collegato perfettamente.



2

Rimuovere il coperchio e applicare due strati spessi di gel. Assicurarsi che l'area degli elettrodi sia completamente coperta.



3

Accendere il dispositivo posizionando il livello di potenza sul 2, si accende il LED blu.



4

Premere e rilasciare il pulsante. Il LED blu inizia a lampeggiare.



5

Scegliere la zona da trattare (da un totale di 3 aree).



6

Iniziare il trattamento. Il LED diventa verde quando NEWA raggiunge la temperatura di trattamento ottimale.

- NEWA vibrerà dopo 4 minuti alla fine del trattamento. Applicare altro gel prima di trattare l'altro lato.
- Se provate disagio durante il trattamento con il livello di potenza 2, riducete la potenza al livello 1.