

Sensifirm: per iniziare

Se stai leggendo questa guida significa che hai deciso di prenderti cura della tua bellezza. Ora sei tu a stabilire quando, dove e quanto con la tecnologia Sensica.

Benvenuta!

Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto Sensica. Sensifirm è un trattamento cosmetico che ti aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite.

La tecnologia di Sensica è sviluppata da un team di esperti con lunghissima esperienza e competenze professionali nel campo dell'estetica clinica. La tecnologia della radiofrequenza è ora disponibile per l'uso domestico: comfort e risultati.

La sinergia Sensica - Natura

La cellulite - sebbene sia assolutamente naturale - non è impossibile da contrastare.

Con un valido aiuto alla tua routine di bellezza puoi infatti migliorarne temporaneamente gli inestetismi, dando alla pelle una texture più regolare.

La tecnologia LIPOTHERM RF è un approccio non invasivo al trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite.

Il dispositivo Sensifirm utilizza l'energia delle onde RF (radiofrequenze), combinandole a una funzione di massaggio vibrante che, abbinata al massaggio manuale, contribuisce a migliorare la microcircolazione.

Questo duplice effetto attiva i meccanismi biologici di produzione di collagene ed elastina, migliorando il microcircolo e riducendo temporaneamente gli inestetismi legati alla cellulite, per dare alla pelle un aspetto più definito.

Prima di cominciare

1. 48 ore prima di iniziare il tuo primo trattamento cosmetico completo, esegui un test preliminare su una piccola porzione dell'area che intendi trattare.
2. Applica uno strato sottile e uniforme di Base Gel.
3. Collega il dispositivo a una presa elettrica. Dovresti vedere l'indicatore di stato arancione diventare verde prima di spegnersi.
4. Seleziona l'intensità premendo ripetutamente il pulsante RF, fino a raggiungere l'intensità desiderata: 1, 2 o 3, e inizia il trattamento cosmetico.

Ciao!
Sono la consulente di bellezza Sensica e sono qui per darti qualche suggerimento in più.

Usa sempre Base Gel: migliora il contatto, la conduttività e la diffusione delle onde elettromagnetiche, per garantirti un trattamento cosmetico sicuro, efficace e senza interruzioni.

L'energia RF è erogata solo quando gli elettrodi sono completamente a contatto con la pelle.

Il tuo dispositivo è ora pronto all'uso

- 1.** Posiziona almeno una coppia di elettrodi sull'area che desideri trattare, assicurandoti che siano perfettamente a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento cosmetico.
- 2.** Dovresti vedere una spia verde fissa non appena saranno posizionati perfettamente sulla tua pelle.
- 3.** Dopo il contatto con la pelle, la funzione di massaggio verrà automaticamente attivata. Sentirai una leggera vibrazione.
- 4.** Sposta il dispositivo sull'area di trattamento cosmetico eseguendo lenti movimenti circolari e mantenendo un contatto costante e stabile con la pelle.
- 5.** Una sessione di trattamento cosmetico richiede circa 20 minuti per ogni area delle dimensioni di due palmi della mano (15x30cm).
- 6.** Alla fine di ogni sessione, spegni il dispositivo e asciuga i residui di Base Gel.

A seconda delle dimensioni dell'area di trattamento cosmetico, è possibile utilizzare la coppia di elettrodi anteriore o posteriore, oppure entrambe le coppie contemporaneamente.

Il massaggio stimola la circolazione e il drenaggio linfatico, aiutando il miglioramento temporaneo degli inestetismi della cellulite.

Inoltre, le vibrazioni del massaggio ti consentono di sentire quale zona stai trattando quando esegui il trattamento sulle aree posteriori del corpo.

Per migliori risultati

- 1.** Ti consigliamo di eseguire tutti i trattamenti a intensità elettromagnetica 3 (massima). Il trattamento cosmetico è efficace anche a bassa intensità, ci vorrà solo più tempo per il raggiungimento della temperatura adeguata.
- 2.** Il dispositivo eroga onde elettromagnetiche quando almeno una coppia di elettrodi è completamente a contatto con la pelle. Il contatto corretto è indicato da una luce verde fissa e da una leggera vibrazione.
- 3.** Se non senti calore erogato nell'area di trattamento dopo circa 30 secondi, prova queste soluzioni:
 - ridimensiona l'area di trattamento.
 - aumenta l'intensità elettromagnetica.
 - assicurati di aver applicato una quantità sufficiente di Base Gel.
- 4.** Per risultati duraturi, utilizza Sensifirm una volta a settimana su tutte le zone da trattare per almeno 8 settimane.
- 5.** Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, puoi ripetere il protocollo di trattamento cosmetico Sensifirm secondo necessità.

Per la tua massima tranquillità, sono presenti sensori di temperatura che mantengono un'intensità adeguata durante tutto il trattamento cosmetico, anche alla massima intensità.

Ricorda che i risultati ottenuti possono differire da un individuo all'altro, a seconda di fattori ambientali e biologici, ereditarietà ed età.

Non preoccuparti se la pelle è leggermente arrossata, durante o dopo il trattamento cosmetico: significa che sta funzionando.

Indicatori di stato

Indicatore di stato	Spia arancione transitoria (per ~ 5 sec.) seguita da spia verde transitoria (per ~ 1 sec.)	Sensifirm è in standby e pronto a entrare in funzione.
	Spia verde fissa	Sensifirm è in modalità di trattamento . Le onde RF sono attive, viene rilevato il contatto con la pelle e il trattamento è in corso*.
	Spia rossa e arancione lampeggiante	Sensifirm segnala un errore in corso . Il dispositivo ha rilevato un malfunzionamento e ha bloccato l'attivazione della funzione RF.
Pulsante per la selezione RF energia	Spie da 1 a 3 per la selezione dell'intensità elettromagnetica RF	La spia verde fissa indica l'intensità RF energia. Premere il pulsante per la selezione dell'intensità RF energia più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o 3.

*Dopo il contatto con l'area di trattamento, la funzione di massaggio viene automaticamente attivata.
Nota: L'energia elettromagnetica viene erogata solo quando si rileva un contatto completo con la pelle. Quando il trattamento è in corso, l'indicatore di stato mostrerà una spia verde fissa: avvertirai calore e una leggera vibrazione.