

Sensifirm - Domande e risposte

D: Sensifirm funziona davvero?

R: Sì. La tecnologia RF è una tecnica consolidata e scientificamente provata. Al termine del trattamento cosmetico noterai un miglioramento degli inestetismi cutanei della cellulite e dell'aspetto della pelle.

D: I risultati sono permanenti?

R: Il corpo e i suoi processi biologici sono dinamici. Per questo il trattamento cosmetico con Sensifirm può essere ripetuto ogni volta che ne senti la necessità.

D: Su quali aree del corpo posso usare Sensifirm?

R: Sensifirm è progettato per migliorare gli inestetismi della cellulite su glutei, cosce, girovita, fianchi, addome e braccia.

D: Cos'è la tecnologia LIPOTHERM RF?

R: Mentre il dispositivo scivola sulle aree di trattamento cosmetico, la tecnologia LIPOTHERM RF combina onde elettromagnetiche con un massaggio meccanico e una delicata vibrazione. Questa stimolazione localizzata aiuta le onde RF a incrementare la produzione di collagene e migliorare il microcircolo.

D: Sensifirm è doloroso?

R: No. Se usato correttamente, Sensifirm produce solo una sensazione di calore.

D: Cosa significa se durante il trattamento a volte sento bruciore?

R: Se avverti bruciore, molto probabilmente significa che non hai applicato abbastanza gel sulla zona da trattare. Ti consigliamo di aggiungerne un po'.

D: Quanto gel serve per un singolo trattamento?

R: Il tubo dispone di tre sfere metalliche per aiutarti ad applicare la giusta quantità di gel. Un sottile strato uniforme è tutto ciò che serve per il trattamento, ma assicurati che l'intera area che intendi trattare sia coperta dal gel.

D: Perché non vedo il gel uscire dal tubo?

R: Non c'è bisogno di premere: facendo scorrere il tubo sulla pelle, il gel coprirà l'area, perciò è normale non vedere il gel uscire dal tubo. Le tre sfere metalliche sono progettate per applicare un sottile strato di gel in modo corretto e quanto basta per il trattamento cosmetico.

D: Dopo quanto tempo potrò vedere i risultati?

R: I risultati ottenuti variano da un individuo all'altro, a seconda di fattori ambientali e biologici, come ereditarietà ed età. Per risultati ottimali ti raccomandiamo di effettuare il trattamento cosmetico una volta a settimana su ogni area che ti interessi trattare, per un periodo di otto settimane. In seguito, potrai apprezzare i primi risultati e procedere al programma di mantenimento.

Sensifirm - Domande e risposte

D: Perché non vedo risultati?

R: Il segreto è nella temperatura. Ti suggeriamo di conservare una temperatura elevata. Se avverti un abbassamento della temperatura, ecco qualche soluzione che puoi mettere in pratica: ridurre l'area di trattamento, aumentare l'intensità o spostare il dispositivo più lentamente fino a quando la temperatura non si alza nuovamente.

D: Come posso preservare i risultati ottenuti?

R: Una volta raggiunto il tuo obiettivo, che richiederà un minimo di otto settimane, puoi iniziare ad utilizzare il dispositivo una o due volte al mese per conservare i risultati del tuo duro lavoro.

D: Quanto tempo occorre per effettuare un trattamento?

R: Il tempo di trattamento dipende dalle dimensioni dell'area trattata. L'area di applicazione media è di 8 x 15 cm (più o meno la dimensione del palmo di una mano) e richiede circa dieci minuti.

D: Non sento la vibrazione, il dispositivo funziona ancora?

R: Oltre ad agire come trattamento cosmetico, le vibrazioni aiutano anche a capire se il dispositivo funziona correttamente. Se non percepisci alcuna vibrazione, la luce anteriore dovrebbe essere arancione. Questo significa che il dispositivo non è completamente a contatto con la pelle, prova a premere delicatamente sull'area che stai trattando o aggiungi altro gel.

D: Sensifirm è adatto anche agli uomini?

R: Sì.

D: Posso usare Sensifirm più di una volta a settimana?

R: L'effetto fisiologico di Sensifirm richiede tempo e non ci sono prove che suggeriscano che un uso più frequente assicuri risultati migliori o più veloci. Il protocollo raccomandato e ottimale è di una volta a settimana per otto settimane.

D: Sensifirm provoca effetti collaterali?

R: Durante e immediatamente dopo il trattamento cosmetico potresti avvertire una sensazione di calore e notare un arrossamento della cute. Questo significa che il trattamento cosmetico funziona ed è perfettamente normale. Se in qualsiasi momento dovessi sentire dolore o fastidio, interrompi il trattamento cosmetico e lascia che la pelle si raffreddi. Le Istruzioni di utilizzo contengono altri possibili effetti collaterali identificabili: leggi attentamente prima di utilizzare Sensifirm.