

Sensifirm - Domande e risposte

D: Sensifirm funziona davvero?

R: Sì. La tecnologia RF è una tecnica consolidata e scientificamente provata. Al termine del trattamento cosmetico noterai un miglioramento degli inestetismi cutanei della cellulite e dell'aspetto della pelle.

D: I risultati sono permanenti?

R: Il corpo e i suoi processi biologici sono dinamici. Per questo il trattamento cosmetico con Sensifirm può essere ripetuto ogni volta che ne senti la necessità.

D: Su quali aree del corpo posso usare Sensifirm?

R: Sensifirm è progettato per migliorare gli inestetismi della cellulite su glutei, cosce, girovita, fianchi, addome e braccia.

D: Cos'è la tecnologia LIPOTHERM RF?

R: Mentre il dispositivo scivola sulle aree di trattamento cosmetico, la tecnologia LIPOTHERM RF combina onde elettromagnetiche con un massaggio meccanico e una delicata vibrazione. Questa stimolazione localizzata aiuta le onde RF a incrementare la produzione di collagene e migliorare il microcircolo.

D: Sensifirm è doloroso?

R: No. Se usato correttamente, Sensifirm produce solo una sensazione di calore.

D: Cosa significa se durante il trattamento a volte sento bruciore?

R: Se avverti bruciore, molto probabilmente significa che non hai applicato abbastanza gel sulla zona da trattare. Ti consigliamo di aggiungerne un po'.

D: Quanto gel serve per un singolo trattamento?

R: Il tubo dispone di tre sfere metalliche per aiutarti ad applicare la giusta quantità di gel. Un sottile strato uniforme è tutto ciò che serve per il trattamento, ma assicurati che l'intera area che intendi trattare sia coperta dal gel.

D: Perché non vedo il gel uscire dal tubo?

R: Non c'è bisogno di premere: facendo scorrere il tubo sulla pelle, il gel coprirà l'area, perciò è normale non vedere il gel uscire dal tubo. Le tre sfere metalliche sono progettate per applicare un sottile strato di gel in modo corretto e quanto basta per il trattamento cosmetico.

D: Dopo quanto tempo potrò vedere i risultati?

R: I risultati ottenuti variano da un individuo all'altro, a seconda di fattori ambientali e biologici, come ereditarietà ed età. Per risultati ottimali ti raccomandiamo di effettuare il trattamento cosmetico una volta a settimana su ogni area che ti interessi trattare, per un periodo di otto settimane. In seguito, potrai apprezzare i primi risultati e procedere al programma di mantenimento.

Sensifirm - Domande e risposte

D: Perché non vedo risultati?

R: Il segreto è nella temperatura. Ti suggeriamo di conservare una temperatura elevata. Se avverti un abbassamento della temperatura, ecco qualche soluzione che puoi mettere in pratica: ridurre l'area di trattamento, aumentare l'intensità o spostare il dispositivo più lentamente fino a quando la temperatura non si alza nuovamente.

D: Come posso preservare i risultati ottenuti?

R: Una volta raggiunto il tuo obiettivo, che richiederà un minimo di otto settimane, puoi iniziare ad utilizzare il dispositivo una o due volte al mese per conservare i risultati del tuo duro lavoro.

D: Quanto tempo occorre per effettuare un trattamento?

R: Il tempo di trattamento dipende dalle dimensioni dell'area trattata. L'area di applicazione media è di 8 x 15 cm (più o meno la dimensione del palmo di una mano) e richiede circa dieci minuti.

D: Non sento la vibrazione, il dispositivo funziona ancora?

R: Oltre ad agire come trattamento cosmetico, le vibrazioni aiutano anche a capire se il dispositivo funziona correttamente. Se non percepisci alcuna vibrazione, la luce anteriore dovrebbe essere arancione. Questo significa che il dispositivo non è completamente a contatto con la pelle, prova a premere delicatamente sull'area che stai trattando o aggiungi altro gel.

D: Sensifirm è adatto anche agli uomini?

R: Sì.

D: Posso usare Sensifirm più di una volta a settimana?

R: L'effetto fisiologico di Sensifirm richiede tempo e non ci sono prove che suggeriscano che un uso più frequente assicuri risultati migliori o più veloci. Il protocollo raccomandato e ottimale è di una volta a settimana per otto settimane.

D: Sensifirm provoca effetti collaterali?

R: Durante e immediatamente dopo il trattamento cosmetico potresti avvertire una sensazione di calore e notare un arrossamento della cute. Questo significa che il trattamento cosmetico funziona ed è perfettamente normale. Se in qualsiasi momento dovessi sentire dolore o fastidio, interrompi il trattamento cosmetico e lascia che la pelle si raffreddi. Le Istruzioni di utilizzo contengono altri possibili effetti collaterali identificabili: leggi attentamente prima di utilizzare Sensifirm.

Sensifirm: per iniziare

Se stai leggendo questa guida significa che hai deciso di prenderti cura della tua bellezza. Ora sei tu a stabilire quando, dove e quanto con la tecnologia Sensica.

Benvenuta!

Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto Sensica. Sensifirm è un trattamento cosmetico che ti aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite.

La tecnologia di Sensica è sviluppata da un team di esperti con lunghissima esperienza e competenze professionali nel campo dell'estetica clinica. La tecnologia della radiofrequenza è ora disponibile per l'uso domestico: comfort e risultati.

La sinergia Sensica - Natura

La cellulite - sebbene sia assolutamente naturale - non è impossibile da contrastare.

Con un valido aiuto alla tua routine di bellezza puoi infatti migliorarne temporaneamente gli inestetismi, dando alla pelle una texture più regolare.

La tecnologia LIPOTHERM RF è un approccio non invasivo al trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite.

Il dispositivo Sensifirm utilizza l'energia delle onde RF (radiofrequenze), combinandole a una funzione di massaggio vibrante che, abbinata al massaggio manuale, contribuisce a migliorare la microcircolazione.

Questo duplice effetto attiva i meccanismi biologici di produzione di collagene ed elastina, migliorando il microcircolo e riducendo temporaneamente gli inestetismi legati alla cellulite, per dare alla pelle un aspetto più definito.

Prima di cominciare

1. 48 ore prima di iniziare il tuo primo trattamento cosmetico completo, esegui un test preliminare su una piccola porzione dell'area che intendi trattare.
2. Applica uno strato sottile e uniforme di Base Gel.
3. Collega il dispositivo a una presa elettrica. Dovresti vedere l'indicatore di stato arancione diventare verde prima di spegnersi.
4. Seleziona l'intensità premendo ripetutamente il pulsante RF, fino a raggiungere l'intensità desiderata: 1, 2 o 3, e inizia il trattamento cosmetico.

Ciao!
Sono la consulente di bellezza Sensica e sono qui per darti qualche suggerimento in più.

Usa sempre Base Gel: migliora il contatto, la conduttività e la diffusione delle onde elettromagnetiche, per garantirti un trattamento cosmetico sicuro, efficace e senza interruzioni.

L'energia RF è erogata solo quando gli elettrodi sono completamente a contatto con la pelle.

Il tuo dispositivo è ora pronto all'uso

- 1.** Posiziona almeno una coppia di elettrodi sull'area che desideri trattare, assicurandoti che siano perfettamente a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento cosmetico.
- 2.** Dovresti vedere una spia verde fissa non appena saranno posizionati perfettamente sulla tua pelle.
- 3.** Dopo il contatto con la pelle, la funzione di massaggio verrà automaticamente attivata. Sentirai una leggera vibrazione.
- 4.** Sposta il dispositivo sull'area di trattamento cosmetico eseguendo lenti movimenti circolari e mantenendo un contatto costante e stabile con la pelle.
- 5.** Una sessione di trattamento cosmetico richiede circa 20 minuti per ogni area delle dimensioni di due palmi della mano (15x30cm).
- 6.** Alla fine di ogni sessione, spegni il dispositivo e asciuga i residui di Base Gel.

A seconda delle dimensioni dell'area di trattamento cosmetico, è possibile utilizzare la coppia di elettrodi anteriore o posteriore, oppure entrambe le coppie contemporaneamente.

Il massaggio stimola la circolazione e il drenaggio linfatico, aiutando il miglioramento temporaneo degli inestetismi della cellulite.

Inoltre, le vibrazioni del massaggio ti consentono di sentire quale zona stai trattando quando esegui il trattamento sulle aree posteriori del corpo.

Per migliori risultati

- 1.** Ti consigliamo di eseguire tutti i trattamenti a intensità elettromagnetica 3 (massima). Il trattamento cosmetico è efficace anche a bassa intensità, ci vorrà solo più tempo per il raggiungimento della temperatura adeguata.
- 2.** Il dispositivo eroga onde elettromagnetiche quando almeno una coppia di elettrodi è completamente a contatto con la pelle. Il contatto corretto è indicato da una luce verde fissa e da una leggera vibrazione.
- 3.** Se non senti calore erogato nell'area di trattamento dopo circa 30 secondi, prova queste soluzioni:
 - ridimensiona l'area di trattamento.
 - aumenta l'intensità elettromagnetica.
 - assicurati di aver applicato una quantità sufficiente di Base Gel.
- 4.** Per risultati duraturi, utilizza Sensifirm una volta a settimana su tutte le zone da trattare per almeno 8 settimane.
- 5.** Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, puoi ripetere il protocollo di trattamento cosmetico Sensifirm secondo necessità.

Per la tua massima tranquillità, sono presenti sensori di temperatura che mantengono un'intensità adeguata durante tutto il trattamento cosmetico, anche alla massima intensità.

Ricorda che i risultati ottenuti possono differire da un individuo all'altro, a seconda di fattori ambientali e biologici, ereditarietà ed età.

Non preoccuparti se la pelle è leggermente arrossata, durante o dopo il trattamento cosmetico: significa che sta funzionando.

Indicatori di stato

Indicatore di stato	Spia arancione transitoria (per ~ 5 sec.) seguita da spia verde transitoria (per ~ 1 sec.)	Sensifirm è in standby e pronto a entrare in funzione.
	Spia verde fissa	Sensifirm è in modalità di trattamento . Le onde RF sono attive, viene rilevato il contatto con la pelle e il trattamento è in corso*.
	Spia rossa e arancione lampeggiante	Sensifirm segnala un errore in corso . Il dispositivo ha rilevato un malfunzionamento e ha bloccato l'attivazione della funzione RF.
Pulsante per la selezione RF energia	Spie da 1 a 3 per la selezione dell'intensità elettromagnetica RF	La spia verde fissa indica l'intensità RF energia. Premere il pulsante per la selezione dell'intensità RF energia più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o 3.

*Dopo il contatto con l'area di trattamento, la funzione di massaggio viene automaticamente attivata.
Nota: L'energia elettromagnetica viene erogata solo quando si rileva un contatto completo con la pelle. Quando il trattamento è in corso, l'indicatore di stato mostrerà una spia verde fissa: avvertirai calore e una leggera vibrazione.