

SILK'N FACETITE VELVET

Riduce le rughe e distende la pelle

Silk'n FaceTite Velvet è un dispositivo antietà composto da Silk'n FaceTite e siero ialuronico Silk'n. La pelle risulta più distesa e dall'aspetto più fresco dopo ogni utilizzo. Inizia subito il tuo trattamento di bellezza con Silk'n FaceTite e ottieni la pelle vellutata che desideri.

Perché Silk'n FaceTite Velvet?

- Combina 3 fonti di energia in un dispositivo: energia a radiofrequenza (RF) bipolare, energia a luce LED ed energia a calore infrarossi (IR)
- Riduce le rughe e i segni sottili
- Distende la pelle
- Migliora l'elasticità della pelle
- Aiuta a ridurre i segni superficiali dell'età
- Indolore e adatto per tutti i tipi di pelle
- Include il siero ialuronico Silk'n per aumentare risultati antietà

Come funziona il dispositivo Silk'n FaceTite?

La tecnologia HT (Home Tightening) combina 3 fonti di energia:

- 1. Energia a radiofrequenza (RF) bipolare:** distende la pelle per ridurre le rughe.
- 2. Energia a luce LED:** illumina la pelle ristabilendone l'equilibrio naturale.
- 3. Energia a calore infrarossi (IR):** migliora la texture della pelle.

Sicuro

Silk'n FaceTite è stato rigorosamente testato ed è risultato sicuro da usare in un tipico ambiente domestico, sia da uomini che da donne. Leggi sempre attentamente il manuale utente prima di utilizzare FaceTite.

1. Adatto a tutti i tipi di pelle e carnagione

La tecnologia alla base di FaceTite lo rende adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le carnagioni. Pertanto, può essere impiegato anche sulla carnagione scura, un grande vantaggio rispetto ad altri dispositivi.

2. Adatto per il viso e il collo

Con FaceTite puoi agire su tutte le rughe, anche quelle del contorno occhi (ma non sulle palpebre, perché sono troppo delicate). È adatto anche per l'utilizzo nella zona di collo e décolleté.

3. Nessun tempo di ripresa necessario

La tecnologia di FaceTite funziona in modo diverso rispetto al laser e non necessita di un tempo di ripresa. Puoi riprendere da subito le attività quotidiane.



4. Prendere il sole non è un problema

Siccome FaceTite non si serve del laser, puoi prendere il sole subito prima o dopo l'utilizzo

Fasi di utilizzo

Ecco i pochi, semplici passaggi per ottenere una pelle più liscia e distesa con Silk'n FaceTite Velvet:

Fase 1: Prepara la pelle

Prima di iniziare, assicurati che la tua pelle sia pulita e asciutta. Rimuovi il trucco e usa un detergente per il viso per pulire a fondo la pelle e rimuovere eventuali residui (es. impurità, grasso, residui di trucco). Risciacqua la pelle con acqua e asciugala con una salvietta pulita e asciutta.

Fase 2: Inizia ad usare il tuo Silk'n FaceTite

Collega il dispositivo FaceTite all'adattatore FaceTite e accendilo. Applica una certa quantità di gel ialuronico Silk'n Slider o di siero ialuronico Silk'n sulla zona interessata e inizia il tuo trattamento cosmetico. Aggiungi altro gel o siero durante il l'uso, se necessario. Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile seguire il piano indicato nel manuale utente.

FaceTite deve essere utilizzato con il gel o il siero per assicurare la conduttività. Senza il gel, il dispositivo non funziona. Per il normale utilizzo, si consiglia il gel ialuronico Slider. Tuttavia, se preferisci un effetto anti-tensione maggiore, è consigliabile utilizzare il siero a base di acido ialuronico.

Fase 3: Pulisci e nutri la pelle

Al termine dell'utilizzo di Silk'n FaceTite, rimuovi eventuali residui di gel o siero con una salvietta. Risciacqua la pelle con acqua tiepida e asciugala con una salvietta pulita e asciutta. Infine, applica il siero ialuronico Silk'n e/o la tua crema viso preferita per lenire e idratare la pelle.

Zone da trattare

Le zone da trattare con Silk'n FaceTite sono indicate nel diagramma.



1. Fronte, escluse le sopracciglia: distende la pelle
2. Guancia sinistra, inclusa l'area attorno e sotto l'occhio: agisce sui segni sottili
3. Guancia destra, inclusa l'area attorno e sotto l'occhio: agisce sui segni sottili
4. Labbro superiore, inclusa la piega naso-labiale: distende ed riduce le rughe
5. Mento e linea della mandibola: distende il contorno facciale
6. Collo: rende la pelle più liscia



Siero ialuronico Silk'n per risultati antietà

Uno dei principali ingredienti del siero ialuronico Silk'n è l'acido ialuronico. L'effetto idratante dell'acido ialuronico è ulteriormente rafforzato quando combinato con il calore prodotto da Silk'n FaceTite. Infatti, la pelle più, liscia, levigata e luminosa.

I modi per usare il siero sono due: durante l'uso di FaceTite per un effetto antiage e dopo l'uso per una pelle profondamente idratata e brillante.

