

SmoothSkin Bare+

D: Come funziona l'IPL?

R: I dispositivi SmoothSkin utilizzano Intense Pulsed Light (IPL) (luce pulsata intensa) per arrestare il ciclo di crescita dei peli ed impedirne la ricrescita.

L'energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e assorbita dalla melanina presente nel fusto del pelo. Tale energia luminosa viene convertita in energia termica (sotto la superficie della pelle) che impedisce ai fastidiosi peli di ricrescere. I peli colpiti cadono naturalmente nel corso di pochi giorni fino a 1-2 settimane.

Una volta completato il periodo di trattamento IPL iniziale, dovrai seguire il piano di mantenimento in modo regolare: i dispositivi SmoothSkin prevengono la ricrescita dei peli con un utilizzo costante, quindi finché rimarrai al passo con i trattamenti IPL non dovrai mai temere di avere gambe o ascelle ispide.

D: Quanto tempo ci vuole per vedere dei risultati?

R: I peli crescono in 3 fasi distinte e consecutive, non si trovano quindi nella stessa fase contemporaneamente. La tecnologia IPL è efficace solo in una fase particolare, la "fase di crescita" Anagen, per questo nelle prime settimane di utilizzo vedrai ancora alcuni peli in crescita. Entro 4 settimane, dovresti vedere una riduzione della ricrescita dei peli. Ci saranno ancora alcuni peli che devono essere colpiti poiché è necessario catturare ogni pelo nella fase giusta.

D: Perché ho bisogno di eseguire il mantenimento?

R: Come per tutti i dispositivi laser o IPL per uso domestico, i risultati non dureranno per sempre. Dovrai continuare ad usare SmoothSkin di tanto in tanto per evitare che ricominci la crescita dei peli.

Ovviamente, la durata del trattamento IPL di ognuno è diversa perché tutti abbiamo pelle, peli e capelli, stile di vita diversi (anche la genetica svolge un ruolo importante). Una volta completato il periodo di utilizzo iniziale, spetta principalmente a te definire quale sia il piano giusto.

D: Quanto dura una singola sessione?

R: SmoothSkin Bare e Bare+ lampeggiano 100 volte al minuto, pertanto potrai trattare tutto il corpo (cioè, gambe, ascelle, zona bikini e viso!) in soli 10 minuti.



D: L'IPL è doloroso?

R: Di solito no, un leggero formicolio o una sensazione di calore è generalmente ciò che prova la maggior parte delle persone. Tuttavia, la sensazione varia da una persona all'altra. Le persone con peli ruvidi e scuri possono provare una sensazione iniziale simile a quella provata dal leggero movimento di un elastico.

D: L'IPL è sicuro per gli occhi? Ho bisogno di indossare una protezione per gli occhi?

R: I dispositivi SmoothSkin sono stati sviluppati in sicurezza e sono sicuri da usare per gli occhi senza la necessità di una protezione. Detto questo, alcuni utenti trovano il flash troppo luminoso e preferiscono indossare occhiali da sole oppure occhiali protettivi durante l'utilizzo. Potresti anche utilizzare SmoothSkin in una stanza ben illuminata, per ridurre la luminosità percepita del flash.

Quando utilizzi il dispositivo, consigliamo di distogliere lo sguardo dal dispositivo quando si mira alla pelle. Il sistema è dotato di una funzione di sicurezza per evitare erogazioni in aria, tuttavia, non si dovrebbe mai tentare di erogare la luce sull'occhio o vicino allo stesso.

D: L'IPL è sicuro per la mia pelle?

R: La tecnologia SmoothSkin è innocua per la pelle purché sia adatto alla tonalità della tua pelle e venga utilizzato come indicato nel manuale del prodotto. Prima di acquistare un dispositivo SmoothSkin, consigliamo di controllare la tabella delle tonalità di pelle riportata di seguito.

Tutti i dispositivi SmoothSkin contengono filtri UV integrati per proteggere la pelle dai raggi nocivi e il sensore della tonalità di pelle sul dispositivo impedisce al sistema di lampeggiare se non rileva una tonalità di pelle adatta.

		HAIR COLOUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
SKIN TONE	1	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	2	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	3	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	4	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	5	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	6	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



D: Vi sono effetti collaterali nei trattamenti IPL?

R: Tutti i dispositivi SmoothSkin sono stati testati indipendentemente per quanto riguarda la loro efficacia (cioè la capacità di produrre l'effetto desiderato) e, naturalmente, la sicurezza. Se il dispositivo viene utilizzato ai sensi del manuale di istruzioni, non si dovrebbero verificare effetti collaterali negativi.

Si potrebbero riscontrare alcune reazioni cutanee di minore entità subito dopo l'utilizzo di SmoothSkin, come arrossamento o calore, ma nulla di preoccupante.

Se riscontri altri effetti collaterali, interrompi immediatamente l'uso.

D: L'IPL è idoneo per me?

R: Ci sono diversi casi in cui sfortunatamente sconsigliamo l'uso dei dispositivi IPL.

Innanzitutto, l'IPL non è adatto sulle pelli molto scure o tonalità della pelle Fitzpatrick VI. Tutto dipende dal modo in cui funziona la tecnologia stessa. La pelle molto scura contiene un'elevata quantità di pigmento (melanina) e quindi assorbirà più luce, il che in casi estremi, può provocare potenziali ustioni, scolorimento o addirittura cicatrici. Tutti i dispositivi SmoothSkin sono dotati di sensori per garantire che non si attivino su tonalità della pelle inadatte, ma prima di ordinare un prodotto SmoothSkin, assicurati che della tua idoneità all'uso della tecnologia IPL utilizzando la tabella seguente.

Inoltre l'IPL non è adatto su peli grigi, rossi o biondi molto chiari (bianchi). I peli molto chiari e grigi non contengono abbastanza melanina per trasmettere l'energia luminosa al follicolo, mentre i capelli rossi contengono una forma diversa di melanina che non risponde all'IPL. È possibile vedere dei risultati sui peli biondi più scuri, ma potrebbero essere necessari alcuni trattamenti IPL supplementari per ottenere lo stesso standard di riduzione dei peli.

		HAIR COLOUR							
		Black	Dark Brown	Medium Brown	Light Brown	Golden Brown	Light Golden	Light Orange	White/Gray
SKIN TONE	Lightest	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	Light	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	Medium-Light	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	Medium-Dark	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗	✗
	Darkest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Infine, vi sono alcuni altri casi in cui l'IPL non è consigliato, tra cui una serie di condizioni della pelle: eczema, vene varicose e cancro della pelle; condizioni mediche tra cui diabete o epilessia, l'uso di alcuni farmaci che possono causare sensibilità alla luce compresi alcuni trattamenti per l'acne e antidepressivi; e anche tatuaggi o nei nell'area che si desidera trattare.

D: Assumo dei farmaci: questo influisce sulla mia idoneità?

R: Sì. Alcuni farmaci e prodotti per la cura della pelle possono avere proprietà fotosensibili che possono causare una reazione avversa alla tecnologia IPL.

Ti preghiamo di controllare il foglietto illustrativo di qualsiasi farmaco o prodotto per la cura della pelle contenente ingredienti attivi che stai attualmente utilizzando e, se sono necessari ulteriori chiarimenti, consulta il tuo medico.

D: Esistono delle condizioni mediche per cui non si deve utilizzare il sistema SmoothSkin?

R: Sì, vi sono numerose condizioni che possono influire sulla vostra idoneità alla tecnologia IPL.

Queste includono (ma non sono limitati a): cancro della pelle o qualsiasi altro tumore localizzato nelle aree da trattare; storia di disturbi vascolari, come la presenza di vene varicose o ectasia vascolare nelle zone da trattare, pelle sensibile alla luce e che sviluppa facilmente un'eruzione cutanea o una reazione allergica; diabete; lupus eritematoso; porfiria; cardiopatia congestizia; infezioni della pelle, eczema, ustioni, infiammazione dei follicoli piliferi, lacerazioni aperte, abrasioni, herpes simplex, ferite o lesioni ed ematomi nelle zone da trattare.

Questo elenco non è esaustivo, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, consulta il tuo medico.

D: Posso usare SmoothSkin su lentiggini e nei?

R: No, non devi utilizzare il dispositivo su lentiggini o su nei grandi o molto scuri.

D: Posso usare i prodotti SmoothSkin durante la gravidanza o l'allattamento?

R: No, non devi utilizzare i dispositivi SmoothSkin in caso di gravidanza o allattamento, poiché i nostri dispositivi non sono stati testati in queste condizioni. Ti consigliamo di attendere 6 mesi dopo la gravidanza per iniziare l'utilizzo per consentire agli ormoni del corpo di tornare alla normalità e di consultare il tuo medico prima dell'utilizzo.



D: Anche gli uomini posso usare i prodotti SmoothSkin?

R: Naturalmente! I dispositivi SmoothSkin non sono specifici per genere. Ricorda solo che, mentre le donne possono utilizzare i dispositivi SmoothSkin dagli zigomi in giù, consigliamo agli uomini di usarli solo dal collo in giù.

Smoothskin non è raccomandato per l'uso sul viso o sulla barba maschile. La profondità e lo spessore di questo tipo di peli devono essere mirati con un livello di energia molto più elevato per essere efficace, il che significa che è improbabile che SmoothSkin produca i risultati desiderati. Inoltre la densità dei peli sul viso maschile è molto alta, quindi vi è la possibilità che il dispositivo possa causare delle ustioni.

D: Posso usare i prodotti SmoothSkin sui miei tatuaggi?

R: No, SmoothSkin non è adatto per l'uso sui tatuaggi.

D: Perché devo prima rimuovere i peli?

R: Affinché SmoothSkin funzioni in modo efficiente, è necessario rimuovere i peli dalla superficie della pelle prima dell'utilizzo, idealmente mantenendo la radice al suo posto. Per ottenere migliori risultati, consigliamo di effettuare la rasatura, oppure anche eseguire la ceretta o l'epilazione. Tuttavia, non si devono utilizzare creme depilatorie, nel caso in cui la loro formula reagisca con la tecnologia IPL.

D: SmoothSkin è idoneo per l'uso sul viso femminile?

R: Sì, puoi usare tranquillamente sul viso, la linea delle guance e della mascella, il labbro superiore, il collo e le zone del mento. Tuttavia, non devi usarlo su sopracciglia, ciglia, cuoio capelluto, labbra, narici e orecchie.

D: Si può usare SmoothSkin su qualsiasi parte del corpo?

R: È possibile usare SmoothSkin sulla maggior parte delle aree del corpo, ad eccezione di: membrane mucose (ad es. all'interno delle narici, labbra della bocca, orecchie, labbra interne), direttamente sui genitali (incluso l'osso pubico, il perineo e lo scroto, o intorno alla vagina o all'ano), dagli zigomi in su (sopracciglia, ciglia, cuoio capelluto).

SmoothSkin non è raccomandato per l'uso sul viso o sulla barba maschile o direttamente sul cuoio capelluto. La profondità e lo spessore di questo tipo di peli devono essere mirati con un livello di energia molto più elevato per essere efficace, il che significa che è improbabile che SmoothSkin produca i risultati desiderati.

La densità dei peli in queste aree è molto alta, quindi è possibile che il dispositivo possa provocare ustioni. Tutti i peli ravvicinati potrebbero agire come un'unica entità, la temperatura superficiale della pelle potrebbe aumentare oltre la soglia danneggiata, provocando un'ustione.



D: Si può usare SmoothSkin prima o dopo l'esposizione alla luce solare diretta/sulla pelle abbronzata?

R: Sì, i dispositivi SmoothSkin possono essere utilizzati tutto l'anno. Ti chiediamo solo di prestare la massima attenzione durante i mesi estivi o dopo essersi esposti al sole. Ci sono alcune precauzioni da prendere prima e dopo l'abbronzatura, sia nel caso di lettini solari che in caso di esposizione prolungata al sole, poiché ciò aumenta la sensibilità della pelle (ma un po' di sole sulla pelle quando sei all'aperto non è un problema!).

Esposizione solare prima dell'uso di SmoothSkin:

- attendi almeno 48 ore dopo l'esposizione al sole prima di utilizzare SmoothSkin;
- non utilizzare SmoothSkin se la tua pelle è scottata dal sole e finché persiste la scottatura;

Occorre essere consapevoli del fatto che tutti i tipi di abbronzatura scuriscono la pelle.

Esposizione solare dopo l'uso di SmoothSkin:

- la tua pelle sarà più sensibile subito dopo l'uso: attendi almeno 24 ore o finché tutti gli arrossamenti saranno scomparsi prima di esporre al sole le zone trattate;
- copri le aree trattate quando esci al sole o utilizza una crema solare (*50 SPF) nelle 48 ore successive all'utilizzo di SmoothSkin.

D: Si può usare SmoothSkin con prodotti autoabbronzanti, comprese le creme idratanti autoabbronzanti ad aumento graduale?

R: No. Non si deve usare SmoothSkin dopo un trattamento di autoabbronzatura. Potrebbero esserci proprietà fotosensibili nelle creme idratanti autoabbronzanti che potrebbero influenzare la reazione della pelle all'IPL.

D: Posso usare creme idratanti, deodoranti o antitranspiranti dopo aver usato SmoothSkin?

R: Sì, ma solo dopo l'utilizzo dell'IPL, non prima.

D: Come si attiva la modalità glide/stamp?

R: Per utilizzare la modalità 'stamp' su qualsiasi sistema SmoothSkin, è sufficiente posizionare il dispositivo sulla pelle, premere e rilasciare il pulsante di attivazione. Rimuovilo con attenzione dalla pelle prima di applicarlo nuovamente sulla successiva area. Questa è la modalità migliore per piccole aree come le ascelle e il viso.



Per utilizzare la modalità 'glide', posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e tieni premuto il pulsante di attivazione, quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra i flash. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che offra una copertura completa senza aree sovrapposte o mancate. Questa è la modalità migliore per aree più grandi come le gambe.

D: Penso di aver avuto una reazione avversa (lievi vesciche o bruciore) dall'uso di SmoothSkin: cosa devo fare?

R: Devi interrompere immediatamente l'utilizzo di SmoothSkin. Ti consigliamo di visitare il tuo medico di famiglia/ambulatorio medico e chiedere consiglio.

D: Sto provando un prurito intenso, cosa devo fare?

R: Il prurito è un effetto collaterale comune del trattamento IPL. Tuttavia, se provi un prurito intenso che non si è attenuato dopo 24 ore, interrompi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il tuo medico di famiglia prima di usare nuovamente SmoothSkin.

D: Non riesco a far funzionare il mio SmoothSkin Bare / Bare+?

R: Controlla che l'alimentazione sia collegata. Verifica che il sensore della tonalità della pelle sia completamente premuto contro la pelle. La tua pelle potrebbe essere troppo scura per la tecnologia IPL. Controlla la tabella delle tonalità della pelle nella parte anteriore della guida dell'utente.

D: La luce rossa sul pulsante di attivazione è accesa: cosa devo fare?

R: Ciò indica che c'è un guasto nel dispositivo. Smetti di usare il dispositivo e contatta l'assistenza.

D: Come posso pulire il dispositivo?

R: Puliscilo accuratamente con un panno morbido e asciutto e assicurati che il filtro di vetro non sia danneggiato dopo ogni utilizzo. La testa del dispositivo (parte dorata o argentata) può essere rimossa. Consulta la guida per l'utente per ulteriori indicazioni.

D: Il mio dispositivo SmoothSkin rallenta quando lo uso. Devo preoccuparmi?

R: No: SmoothSkin Bare è dotato di una potente ventola per raffreddare i componenti elettrici e talvolta il dispositivo potrebbe dover rallentare leggermente per consentire alla ventola di svolgere il proprio lavoro in modo efficace.

