

L(A)B Smooth Out dispositivo cosmetico

Aree del corpo interessate:

Braccia, gambe, fondoschiena, fianchi, pancia, schiena, décolleté

Modalità di utilizzo:

1. Circolare: effettua movimenti circolari sull'intera area trattata
2. Lineare: effettua movimenti lineari partendo dalla fine, per arrivare all'inizio dell'area trattata, ad esempio dal gomito alla spalla o dal ginocchio al fianco

Durata del trattamento cosmetico:

8 minuti per ogni area.

Le aree sono così suddivise:

