

Silk'n[™]
Beautiful Technology

FaceTite

H2111 / H2112

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL



Silk'n FaceTite




Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	2
2. Signs & symbols	6
3. Safety features	7
4. Device controls & settings.....	7
5. Get to know Silk'n FaceTite	8
5.1 Package contents.....	8
5.2 Device parts.....	8
5.3 Device description	9
5.4 Intended use.....	9
5.5 Reading & storing the user manual	9
6. Silk'n FaceTite treatments	10
6.1 Treatment areas.....	10
6.2 Treatment plan.....	11
7. What to expect with Silk'n FaceTite	12
8. Get started!.....	13
8.1 Before first use.....	13
8.2 Treatment steps	13
9. Cleaning & maintenance	15
10. Storage.....	15
11. Troubleshooting	15
12. Consumables	16
13. Customer service.....	16
14. Warranty	17
15. Disposal	17
16. Specifications	18
17. Legal notice	19

1. Warnings & contraindications



A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem, or other unpleasant situation when using the device.



Electricity & safety warnings

- ⦿ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- ⦿ Do not place the device or adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water, or any other liquid. The device and adapter are not waterproof.
- ⦿ Do not reach for the device or adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the device and/or the adapter may result in an electric shock!
- ⦿ Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, it isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.

- ⦿ The device is only to be used with the adapter provided.
- ⦿ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged in any way, does not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- ⦿ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.
- ⦿ Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- ⦿ Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- ⦿ Do not dispose of the device with household waste! The law requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.



Contraindications

EN

This device including all its parts must not be used by the following people: children below the age of 18, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

Do not use if you:

- have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- have poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- have had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.
- suffer from epilepsy.

- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, or lupus, etc.
- are pregnant or nursing.

Do not treat areas that have:





- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- active eczema, psoriasis, lesions, open wounds, open infections (cold sores) or abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

Consult your physician if you have:

- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.



- ⦿ received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- ⦿ used steroids within 3 months prior to treatment.
- ⦿ used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- ⦿ any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

2. Signs & symbols


	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP32	The device is protected against the ingress of objects such as fingers, and against drops of water.
	Do not use the device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.


3. Safety features

Silk'n FaceTite protects your skin from overheating and has these safety features:

- 
Thermal sensor and heat stabilizer: These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 42°C - 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- 
Movement sensor: Silk'n FaceTite will only emit RF heat when you are moving the device across your skin. If you keep the device on one part of your face for too long, the device will stop emitting heat automatically. This is a safety device.

4. Device controls & settings

Button	Action	Function / Mode
N/A	The device is connected to the electricity supply via the adapter (#6).	Standby mode All 5 energy level indicator lights (#3) cycle continuously.
Control button (#4) 	Press x 1	Energy level 1 - 1 light on
	Press x 2	Energy level 2 - 2 lights on
	Press x 3	Energy level 3 - 3 lights on
	Press x 4	Energy level 4 - 4 lights on
	Press x 5	Energy level 5 - 5 lights on
	Press x 6	Goes back to level 1
	Long press	Goes back to standby mode

Button	Action	Function / Mode
Energy level indicator lights (#3) 	Automatically lit to show the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 5 is the highest.

5. Get to know Silk'n FaceTite

5.1 Package contents

- Silk'n FaceTite device
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Storage case
- User manual
- Warranty card

5.2 Device parts

The device has a **treatment surface** (#1), **electrodes** (#2), and a **control button** (#4) with surrounding **energy level indicator lights** (#3).

Refer to the illustration on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface (#1)
- 3 Electrodes (#2)
- 5 Energy level indicator lights (#3)
- Control button (#4)
- Device socket (#5)
- Adapter with cable (#6)

5.3 Device description

Silk'n FaceTite is an anti-aging face treatment device which utilizes HT™ technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared (IR) Heat Energy that affects the upper layer of skin for improved skin texture, LED Light Energy that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and Bi-Polar Radio Frequency (RF) Energy that penetrates deep into the sub-dermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction.

5.4 Intended use

Silk'n FaceTite is intended for improving skin texture, tightening the skin, restoring collagen, and reducing wrinkles.

The device is for self-treatment only. It is intended for private household use and is not suitable for commercial purposes. Only use the device as described in this user manual. Any other use is considered improper, and may result in damage to property or persons.

The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use. For additional information see our website www.silkn.eu.

5.5 Reading & storing the user manual

This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.


Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before each treatment.

6. Silk'n FaceTite treatments

EN

6.1 Treatment areas

There are 6 treatment areas for the face and neck.




Treatment Area	Purpose
Forehead, excluding the eye brows	Tightening the skin
Left cheek, including the area next to and below the eye	Treating fine lines and building volume
Right cheek, including the area next to and below the eye	
Upper lip, including the nasolabial fold	Tightening and eliminating wrinkles
Chin, including the jawline	Tightening and V-Shaping
Neck	Smoothing the skin

6.2 Treatment plan

Treat each area separately for 15 minutes. You can treat as many areas as you like in one session.

For maximum effectiveness, we recommend the following:

- Make sure you have enough gel on the **treatment surface** (#1) at all times during the treatment.
- Do not leave the device on one spot of skin. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 **electrodes** (#2) are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change energy levels when the **treatment surface** (#1) is **not** in contact with the skin.
- Treat each area for at least 10 minutes at energy level 5.



- Use the device for 2 sessions a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks / 10 treatments.



- Treat once every 2 weeks after that, to maintain results.

7. What to expect with Silk'n FaceTite

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream.
- In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.
- ⓘ Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

8. Get started!

8.1 Before first use

- Take the device out of the packaging, and check that all parts are included.
- If any items are missing or appear to be damaged, contact customer service.
- Before first use, remove the protective film that covers the electrodes.

8.2 Treatment steps

1. Remove the device and the other components from the box.
2. Remove the protective film from the **treatment surface** (#1).
3. Plug the cable of the **adapter** (#6) into the **device socket** (#5). Then connect the **adapter** (#6) into the electricity supply. All 5 **energy level indicator lights** (#3) will cycle continuously. The device is now in standby mode.
4. Before you start, make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewellery.
5. Press the **control button** (#4). The device starts at energy level 1 automatically, and one **energy level indicator light** (#3) will be on.
6. Apply a small amount of Silk'n Slider Gel to the **treatment surface** (#1).



Silk'n Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the **treatment surface** (#1) over the skin, and enables conductivity. **To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Silk'n Slider Gel and apply more gel if needed.**

- Using energy level 1, place the device on the area you want to treat and make sure that it is in full contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.
- Move the device gently in linear massage-like motions across the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the device ensuring that the 3 **electrodes** (#2) stay in good contact with the skin as you treat the area.
- Increase the energy level gradually, by pressing the **control button** (#4). Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is most comfortable for you.
- With the device constantly in motion, treat the area for at least 15 minutes in total. You will feel the skin temperature increase as you increase the energy level. During the treatment, your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.



Stop immediately if you feel any discomfort.

- After your treatment, long press the **control button** (#4) to put the device into standby mode.
- Remove any residual Silk'n Slider Gel from the skin, then rinse the skin with lukewarm water. Dry the skin with a towel, and apply a facial cream to sooth and moisturize it.

9. Cleaning & maintenance

Clean Silk'n FaceTite after each treatment.



Never immerse the device or any of its parts in water!

- Put the device in standby mode, then unplug it.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or wipes) to remove the gel residue off the **treatment surface** (#1). Make sure you remove all gel residue to prevent the gel from solidifying or damaging the device.
- Use a clean damp cloth to clean the device and the **treatment surface** (#1). You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.
- Finally, wipe the device and the **treatment surface** (#1) dry with a clean dry cloth.

10. Storage

After cleaning we recommend you keep the device in the storage case. Make sure that the device is completely dry before storage.

11. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
The device does not start.	Make sure the adapter (#6) is properly connected to the device, that it is plugged into the electricity supply, and that you have pressed the control button (#4).
I can't feel any heat from the device even though I pressed the control button (#4).	Heat will only be emitted if the treatment surface (#1) is in full contact with the skin, and you have applied sufficient gel before and during your treatment. This is a safety feature. Gel is essential for the device to work.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Unplug the device and restart. If the problem continues, contact customer service.
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the control button (#4) again to restart the device.

For problems or queries, please contact customer service.

12. Consumables

You can purchase more Silk'n Slider Gel from our website: www.silkn.eu.

13. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Warranty

Please refer to the separate Product Warranty booklet for complete information.

15. Disposal

Packaging: Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.

Device: Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

16. Specifications

EN

Model		H2111 / H2112
Technology		Home Tightening™ (HT™)
Wavelength red light		620nm±20nm
Wavelength IR		850nm±20nm
Radio frequency		1MHz ±30%; 12W max
Operation and safety		Heat stabilizer to prevent skin overheating
System weight		125g
Temperature	Operating	10 to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adapter model		KSA24A1200150HE
- Input		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
- Output		12Vdc; 1.5A

17. Legal notice

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen	21
2. Zeichenerklärung	26
3. Sicherheitsfunktionen	26
4. Bedientasten & Einstellungen	27
5. Lernen Sie Ihren Silk'n FaceTite kennen	28
5.1 Packungsinhalt	28
5.2 Geräteteile	28
5.3 Gerätebeschreibung	28
5.4 Anwendungszweck	29
5.5 Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren	29
6. Silk'n FaceTite Behandlungen	30
6.1 Behandlungsbereiche	30
6.2 Behandlungsplan	31
7. Lernen Sie Ihr Silk'n FaceTite kennen	32
8. Legen Sie los!	33
8.1 Vor dem ersten Gebrauch	33
8.2 Behandlungsschritte	33
9. Reinigung & Wartung	35
10. Aufbewahrung	36
11. Fehlerbehebung	36
12. Verbrauchsmaterialien	37
13. Kundenservice	37
14. Garantie	37
15. Entsorgung	37
16. Spezifikationen	38
17. Rechtlicher Hinweis	39

1. Warnungen & Gegenanzeigen



Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr, ein Problem oder eine andere unangenehme Situation bei der Verwendung des Geräts hinweist.



Elektrizität und Sicherheitswarnungen

- Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.
- Verwenden oder bewahren Sie das Gerät oder den Adapter nicht an Orten auf, an denen diese in die Badewanne, das Waschbecken oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden könnten. Das Gerät und der Adapter sind nicht wasserdicht.
- Sollte das Gerät oder der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker des

Geräts und/oder des Adapters nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein!

- DE ● Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Adapter.
- Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter verwendet werden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- ⦿ Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Entsorgen Sie dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) gemäß den gesetzlichen Vorschriften an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte.



Gegenanzeigen

Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät einschließlich der Geräteteile nicht verwenden: Kinder unter 18 Jahren, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen und Personen, die nicht verstehen, welche Gefahren mit der Nutzung des Geräts verbunden sind.

Nicht verwenden, wenn:

- ⦿ Sie einen Herzschrittmacher, internen Defibrillator oder ein anderes elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- ⦿ Sie an unzureichend kontrollierten Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen leiden.

- Sie an krankhaften Hautzuständen durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen leiden.
- Sie aktuell oder in der Vergangenheit Krebs hatten oder an einer Vorstufe eines bösartigen Muttermals leiden.
- Sie am Behandlungsbereich innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung eine Operation hatten.
- Sie an Epilepsie leiden.
- Sie eine Erkrankung haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.
- Sie schwanger sind oder stillen.

Keine Behandlung der Hautflächen bei:






- dauerhaften Implantaten wie Metallplatten oder Schrauben, Silikonimplantaten oder Bereichen mit injizierten Füllungen oder Toxinen.
- aktiven Hautausschlägen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden, offenen Infektionen (Fieberbläschen) und krankhaften Hautzuständen durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).

- verletzter Haut.
- Sie kürzlich ein Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten) genossen haben oder auf sonnengebräunter Haut (3 Tage warten.)

Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:

- Couperose oder Rosazea.
- Vorgeschichte mit Krankheiten, die durch Wärme stimuliert wurden, wie rezidiver Herpes Simplex im Behandlungsbereich. Sofern dies der Fall ist, dürfen Sie das Gerät nur nach Durchführung einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung anwenden.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Einnahme von Steroiden innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.


2. Zeichenerklärung

	Wichtige Informationen zur Nutzung oder Wartung des Geräts.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Adapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP32	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen, wie beispielsweise Finger und Wassertropfen, geschützt.
	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.



3. Sicherheitsfunktionen

Silk'n FaceTite schützt Ihre Haut vor Überhitzung und verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- **Wärmesensor und Wärmestabilisator:** Messen die Temperatur der Haut, stabilisieren die Wärmeenergie und beugen Überhitzung vor. Sobald die Temperatur der Haut 42°C - 43°C erreicht, stellt der Stabilisator automatisch die Ausgabe von Wärme ein und zwar so lange, bis die Haut eine Temperatur erreicht, in welcher die Ausstrahlung von Wärme wieder sicher ist.

- 
Bewegungssensor: Silk'n FaceTite gibt nur RF-Energie aus, wenn Sie das Gerät über den Behandlungsbereich bewegen. Wenn Sie das Gerät zu lange auf einer Seite des Gesichts verwenden, unterbricht das Gerät automatisch die Wärmeabgabe. Dies ist ein sicheres Gerät.

4. Bedientasten & Einstellungen

Taste	Aktion	Funktion / Modus
N/V	Das Gerät wird mit dem Adapter (#6) an die Stromversorgung angeschlossen.	Standby-Modus Alle 5 Anzeigen der Energiestufe (#3) leuchten nacheinander.
Kontrolltaste (#4) 	1 x drücken	Energiestufe 1 - 1 Leuchte an
	2 x drücken	Energiestufe 2 - 2 Leuchten an
	3 x drücken	Energiestufe 3 - 3 Leuchten an
	4 x drücken	Energiestufe 4 - 4 Leuchten an
	5 x drücken	Energiestufe 5 - 5 Leuchten an
	6 x drücken	Wechselt zurück auf Stufe 1
	Lange drücken	Wechselt zurück in den Standby-Modus
Anzeige der Energiestufe (#3) 	Leuchtet automatisch, um die ausgewählte Energiestufe anzuzeigen.	Für jede Energiestufe gibt es eine Leuchte. Stufe 1 ist die niedrigste Energiestufe und 5 ist die höchste.

5. Lernen Sie Ihren Silk'n FaceTite kennen

5.1 Packungsinhalt

- Silk'n FaceTite Gerät
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

5.2 Geräteteile

Das Gerät verfügt über eine **Behandlungsfläche** (#1), **Elektroden** (#2), eine **Kontrolltaste** (#4) mit umliegenden **Energiestufe-Anzeigeleuchten** (#3).

Sehen Sie sich die Abbildung auf Seite (i) auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- Behandlungsfläche (#1)
- 3 Elektroden (#2)
- 5 Anzeigen der Energiestufe (#3)
- Kontrolltaste (#4)
- Gerätesockel (#5)
- Adapter mit Kabel (#6)

5.3 Gerätebeschreibung

Silk'n FaceTite ist ein Gerät für die Anti-Aging-Gesichtsbehandlung mit HT™-Technologie. Diese Technologie kombiniert drei Energiearten: Infrarotwärme-Energie (IR), die auf die obere Hautschicht wirkt und für eine verbesserte Hautbeschaffenheit sorgt, LED-Licht-Energie, die in die Dermis eindringt und dort für eine Verjüngung und Kollagenerneuerung sorgt und die Bipolare Funkfrequenz (RF), die tief in die Unterhaut eindringt und dort eine Straffung der Haut mit einhergehender Reduzierung der Falten bewirkt.

5.4 Anwendungszweck

Silk'n FaceTite wurde für eine Verbesserung der Hautbeschaffenheit, Hautstraffung, Kollagenerneuerung und Faltenreduzierung entworfen.

Das Gerät ist zur selbständigen Anwendung bestimmt. Es ist für die private Anwendung zu Hause und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet. Das Gerät nur laut Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Jede andere Nutzung wird als ungeeignet betrachtet und kann zu Schäden an Eigentum oder Personen führen.

Der Hersteller oder die Händler können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu.

5.5 Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren


Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

6. Silk'n FaceTite Behandlungen

6.1 Behandlungsbereiche

Es gibt 6 Behandlungsbereiche im Gesicht und am Hals.




Behandlungsbereich	Zweck
Stirn, jedoch die Augenbrauen ausschließend	Straffung der Haut
Linke Wange, einschließlich des Bereichs neben und unter dem Auge	Behandlung von feinen Linien und Volumenaufbau
Rechte Wange, einschließlich des Bereichs neben und unter dem Auge	
Oberlippe, einschließlich der Nasolabialfalte	Straffung und Behandlung von Falten
Kinn, einschließlich Kieferpartie	Straffung und V-Formung
Hals	Hautglättung

6.2 Behandlungsplan


Behandeln Sie jeden Bereich separat für 15 Minuten. Sie können in einer Sitzung so viele Bereiche behandeln wie Sie möchten.

Für maximale Wirksamkeit empfehlen wir:

- Stellen Sie sicher, dass während der Behandlung jederzeit genügend Gel auf der **Behandlungsfläche** (#1) vorhanden ist.
- Lassen Sie das Gerät nie auf einem Hautbereich. Bewegen Sie das Gerät ständig, um den gesamten Behandlungsbereich zu erfassen. So wird einer Überhitzung des Behandlungsbereichs vorgebeugt und das Risiko von Nebenwirkungen minimiert.
- Stellen Sie sicher, dass die 3 **Elektroden** (#2) jederzeit vollständigen Kontakt zur Haut haben.
- Wenn sich die ausgewählte Energiestufe unangenehm anfühlt, reduzieren Sie die Energie auf eine für Sie angenehme Stufe.
- Ändern Sie die Energiestufen nur, wenn die **Behandlungsfläche** (#1) **nicht** in Kontakt mit der Haut ist.
- Behandeln Sie jeden Bereich für mindestens 10 Minuten mit Energiestufe 5.



- Führen Sie 10 Wochen lang 2 Mal wöchentlich eine Sitzung durch. Nach 5 Wochen / 10 Behandlungen erhalten Sie erste sichtbare Ergebnisse.



- Danach behandeln Sie die Bereiche alle 2 Wochen, um die Ergebnisse zu erhalten.

7. Lernen Sie Ihr Silk'n FaceTite kennen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

- Unverhältnismäßige Schwellungen und Rötungen sind seltene Reaktionen auf die Behandlung. Diese Beschwerden verschwinden in den meisten Fällen nach einigen Tagen. Sofern dies auftritt, verwenden Sie umgehend ein feuchtes, kühles Tuch, um den Bereich mindestens 10 Minuten lang zu kühlen und tragen Sie eine Verbrennungssalbe auf den Bereich auf.
- In seltenen Fällen kann es sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb kann für einige Tage eine vorübergehende Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit verschwinden. Sofern dieses Symptom auftritt, empfehlen wir Ihnen, den Bereich umgehend mit kaltem Wasser zu kühlen.

- i** Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden, einschließlich Schmerzen, Rötung der Haut, Schwellung oder Verbrennungsgefühl, Ihren Arzt.

8. Legen Sie los!

8.1 Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Elektroden.

8.2 Behandlungsschritte

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der **Behandlungsfläche** (#1).
3. Stecken Sie das Kabel des **Adapters** (#6) in den **Geräte-sockel** (#5). Schließen Sie den **Adapter** (#6) anschließend an die Stromversorgung an. Alle 5 **Anzeigen der Energiestufe** (#3) leuchten durchgehend nacheinander. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus.
4. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, muss Ihre Haut sauber und trocken sein und jeglicher Schmuck entfernt werden.
5. Drücken Sie die **Kontrolltaste** (#4). Das Gerät startet automatisch auf Energiestufe 1 und nur eine **Energiestufenanzeige leuchtet** (#3).

6. Geben Sie eine kleine Menge Silk'n Slider Gel auf die **Behandlungsfläche** (#1).



Das Silk'n Slider Gel (oder ein anderes, klares Gel auf Wasserbasis) ermöglicht eine reibungslose Bewegung der **Behandlungsfläche** (#1) über die Haut und fördert die Leitfähigkeit. **Um eine sichere und effiziente Behandlung zu ermöglichen, sollte jede Behandlung mit dem Auftragen des Silk'n Slider Gels beginnen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.**

7. Platzieren Sie das Gerät mit Energiestufe 1 auf dem gewünschten Behandlungsbereich und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständigen Kontakt zur Haut hat. Sie werden eine sanfte Wärme fühlen.
8. Bewegen Sie das Gerät sanft mit linearen Massagebewegungen über den gewünschten Behandlungsbereich. Gehen Sie langsam und sorgfältig vor. Bewegen Sie das Gerät ständig und stellen Sie sicher, dass die 3 **Elektroden** (#2) während der Behandlung stets guten Kontakt zur Haut haben.
9. Erhöhen Sie die Energiestufe stufenweise durch Drücken auf die **Kontrolltaste** (#4). Die höchste Energiestufe bringt die besten Ergebnisse. Es ist jedoch wichtig, stets die für Sie angenehmste Energiestufe zu wählen.
10. Behandeln Sie den Bereich insgesamt für 15 Minuten, wobei das Gerät ständig in Bewegung ist. Wenn Sie die Energiestufe anheben, fühlen Sie wie die Temperatur der Haut steigt. Während der Behandlung kann die Haut leicht rot werden. Keine Sorge, das ist normal.



Bei jeglichen Beschwerden die Behandlung sofort unterbrechen.

11. Nach der Behandlung die **Kontrolltaste** (#4) lange drücken, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.
12. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Silk'n Slider Gel von der Haut und spülen Sie den behandelten Bereich mit lauwarmem Wasser ab. Die Haut mit einem Handtuch abtrocknen und Gesichtscreme auftragen, um die Haut geschmeidig zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

9. Reinigung & Wartung

Silk'n FaceTite nach jeder Behandlung reinigen.



Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie Saugpapier (wie Toilettenpapier oder Küchenrolle), um Gelreste von der **Behandlungsfläche** (#1) zu entfernen. Achten Sie darauf alle Gelreste sorgfältig zu entfernen, damit das Gel nicht antrocknet oder das Gerät beschädigt wird.
- Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zum Reinigen des Geräts und der **Behandlungsfläche** (#1). Sie können Reinigungsflüssigkeiten mit bis zu 70%-igem Alkohol verwenden. Verwenden Sie jedoch niemals Aceton oder Scheuermilch. Diese beschädigen Ihr Gerät.
- Trocknen Sie abschließend das Gerät und die **Behandlungsfläche** (#1) mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

10. Aufbewahrung

Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Aufbewahrungsbox zu lagern. Vor der Lagerung muss das Gerät vollständig trocken sein.

DE

11. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass der Adapter (#6) korrekt im Gerätesockel steckt und Sie die Kontrolltaste (#4) gedrückt haben.
Ich fühle keine Wärme am Gerät, obwohl ich die Kontrolltaste (#4) gedrückt habe.	Es wird nur Wärme ausgegeben, wenn die Behandlungsfläche (#1) vollständigen Kontakt zur Haut hat und vor und während der Behandlung genügend Gel aufgetragen wurde. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Das Auftragen von Gel ist unerlässlich, damit das Gerät funktioniert.
Eine oder mehrere Leuchten blinken.	Das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung und starten Sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die Kontrolltaste (#4) erneut, um das Gerät neu zu starten.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

12. Verbrauchsmaterialien

Sie können weiteres Silk'n Slider Gel von unserer Website www.silkn.eu kaufen.

13. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Service Nummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Vollständige Informationen finden Sie im separaten Garantieheft des Produkts.

15. Entsorgung

Verpackung: Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.

Gerät: Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

16. Spezifikationen

Modell		H2111 / H2112
Technologie		Home Tightening™ (HT™)
Rotlicht-Wellenlänge		620nm±20nm
Wellenlänge IR		850nm±20nm
Funkfrequenz		1MHz ±30%; 12W max
Betrieb und Sicherheit		Wärmestabilisator beugt einer Überhitzung der Haut vor
Systemgewicht		125g
Temperatur	Betrieb	10 bis 35°C
	Aufbewahrung	-40 bis +70°C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 %rH
	Aufbewahrung	10 bis 90 %rH
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060hPa
	Aufbewahrung	500 bis 1060hPa
Adaptermodell		KSA24A1200150HE
- Eingang		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
- Ausgang		12Vdc; 1,5A

17. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

DE

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	41
2. Signes et symboles	46
3. Dispositifs de sécurité	46
4. Paramètres et commandes de l'appareil.....	47
5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite	48
5.1 Contenu du paquet.....	48
5.2 Composants de l'appareil	48
5.3 Description de l'appareil.....	48
5.4 Usage prévu	49
5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi	49
6. Silk'n FaceTite séances.....	50
6.1 Zones de traitement.....	50
6.2 Protocole d'utilisation.....	51
7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite	52
8. Lancez-vous !.....	53
8.1 Avant la première utilisation	53
8.2 Les étapes de la séance.....	53
9. Nettoyage et entretien	55
10. Stockage	56
11. Dépannage	56
12. Consommables.....	57
13. Service à la clientèle	57
14. Garantie	57
15. Élimination	58
16. Caractéristiques techniques	58
17. Mentions légales.....	59

1. Mises en garde et contre-indications



Déclaration ou événement indiquant un danger, un problème ou toute autre situation néfaste, potentiels ou imminents, lors de l'utilisation de l'appareil.



Mises en garde concernant l'électricité et la sécurité

FR

- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.
- Ne pas poser l'appareil ou l'adaptateur dans un endroit où il risque de tomber ou d'être précipité dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil et l'adaptateur ne sont pas résistants à l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher l'appareil / l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !

- ⦿ N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- ⦿ L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.
- ⦿ N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- ⦿ Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.
- ⦿ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- ⦿ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.

- ⦿ Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ! La loi exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.



Contre-indications

L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants âgés de moins de 18 ans, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Ne pas utiliser si vous :

- ⦿ portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- ⦿ présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;

- en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques ;
- avez des antécédents récents ou souffrez d'une maladie cancéreuse ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, dans la zone traitée au cours des 3 mois précédant la séance ;
- souffrez d'épilepsie ;
- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, ou lupus, etc. ;
- êtes enceinte ou allaitez.

Ne pas appliquer sur les zones qui ont :






- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- un eczéma actif, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète) ;

- ⦿ subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- ⦿ été exposées au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

Consultez votre médecin si vous avez :

- ⦿ une couperose ou rosacée ;
- ⦿ des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- ⦿ une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermiques ;
- ⦿ utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédant la séance ;
- ⦿ utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;
- ⦿ toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

2. Signes et symboles

	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP32	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets, tels que les doigts, et les gouttes d'eau.
	N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.



3. Dispositifs de sécurité

Silk'n FaceTite protège votre peau contre la surchauffe et possède les dispositifs de sécurité suivants :

- **Capteur et stabilisateur thermique :** ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 42 à 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.

- **Capteur de mouvement :** Silk'n FaceTite n'émet de la chaleur RF que lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau. Si vous maintenez l'appareil sur une partie du visage pendant trop longtemps, l'appareil cesse automatiquement d'émettre de la chaleur. Il s'agit d'un dispositif de sécurité.

4. Paramètres et commandes de l'appareil

Bouton	Action	Fonction / Mode
N/A	L'appareil se branche sur l'alimentation électrique par l'intermédiaire de l'adaptateur (#6).	Mode veille Les 5 voyants indicateurs de puissance (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue.
Bouton de commande (#4) 	Appuyer x 1	Puissance 1 - 1 voyant allumé
	Appuyer x 2	Puissance 2 - 2 voyants allumés
	Appuyer x 3	Puissance 3 - 3 voyants allumés
	Appuyer x 4	Puissance 4 - 4 voyants allumés
	Appuyer x 5	Puissance 5 - 5 voyants allumés
	Appuyer x 6	Retourne au niveau 1
	Appui long	Retourne en mode veille
Voyants indicateurs de puissance (#3) 	Automatiquement allumés afin de montrer la puissance sélectionnée.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. La puissance 1 est la puissance la plus faible et la puissance 5 est la plus élevée.

5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite

5.1 Contenu du paquet

- L'appareil Silk'n FaceTite
- Adaptateur
- Silk'n Slider Gel
- Étui de rangement
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

FR

5.2 Composants de l'appareil

L'appareil a une **surface de traitement** (#1), dotée de trois **électrodes** (#2) et d'un **bouton de commande** (#4) avec **voyants indicateurs de puissance** (#3).

Veuillez vous reporter à l'illustration à la page (i), au début de ce mode d'emploi, pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement (#1)
- 3 électrodes métalliques (#2)
- 5 voyants indicateurs de puissance (#3)
- Bouton de commande (#4)
- Prise de l'appareil (#5)
- Adaptateur avec câble (#6)

5.3 Description de l'appareil

Silk'n FaceTite est un appareil de soin anti-âge du visage qui utilise la technologie HT™. Cette technologie combine trois types d'énergie : l'énergie thermique infrarouge (IR) qui affecte la couche supérieure de la peau afin d'améliorer sa texture, l'énergie lumineuse LED qui pénètre dans le derme pour le rajeunir et restaurer le collagène, et l'énergie de radiofréquence bipolaire (Bi-Polar RF) qui pénètre en profondeur dans la couche adipeuse sous-cutanée pour raffermir les tissus profonds et réduire les rides.

5.4 Usage prévu

Silk'n FaceTite est conçu pour améliorer la texture de la peau, raffermir la peau, restaurer le collagène et réduire les rides.

L'appareil est prévu pour un auto-traitement uniquement. Il est prévu pour une utilisation privée à domicile et n'est pas adapté à des fins commerciales. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels.

Le fabricant ou le concessionnaire ne sauraient être tenus responsables des dommages ou blessures subis en raison d'une utilisation impropre ou incorrecte. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu.

5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi


Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

6. Silk'n FaceTite séances

6.1 Zones de traitement

Il y a 6 zones de traitement pour le visage et le cou.




Zone de traitement	Objectif
Front, à l'exclusion des sourcils	Raffermissment de la peau
Joue gauche, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	Traitement des ridules et augmentation du volume
Joue droite, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	
Lèvre supérieure, y compris le sillon naso-génien	Raffermissment et élimination des rides
Menton, y compris la mâchoire	Raffermissment et modelage de l'ovale du visage
Cou	Lissage de la peau

6.2 Protocole d'utilisation

Traitez chaque zone séparément pendant 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.

Pour une efficacité maximale, nous vous conseillons d'observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la **surface de traitement** (#1) à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les 3 **électrodes** (#2) soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement la puissance lorsque la **surface de traitement** (#1) **n'est pas** en contact avec la peau.
- Traitez chaque zone pendant au moins 10 minutes à la puissance 5.



- Utilisez l'appareil à raison de 2 séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines / 10 séances.



- Après cela, réalisez une séance une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats.

7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 10 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.
- Dans certains cas rares, l'utilisateur peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.

- i** Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.

8. Lancez-vous !

8.1 Avant la première utilisation

- Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez que tous les composants sont présents.
- En cas d'articles manquants ou d'aspect endommagé, contactez le service à la clientèle.
- Avant la première utilisation, retirez le film protecteur qui recouvre les électrodes.

8.2 Les étapes de la séance

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Retirez le film protecteur de la **surface de traitement** (#1).
3. Branchez le cordon de **l'adaptateur** (#6) sur la **prise de l'appareil** (#5). Ensuite, branchez **l'adaptateur** (#6) sur l'alimentation de secteur. Les 5 **voyants indicateurs de puissance** (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue. L'appareil se trouve désormais en mode veille.
4. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
5. Appuyez sur le **bouton de commande** (#4). L'appareil démarre automatiquement à la puissance 1 et un **voyant indicateur de puissance** (#3) est allumé.
6. Appliquez une petite quantité de Silk'n Slider Gel à la **surface de traitement** (#1).



Le Silk'n Slider Gel (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la **surface de traitement** (#1) plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. **Afin de garantir une séance sûre et efficace, commencez toujours par appliquer du Silk'n Slider Gel, et appliquez-en davantage au besoin.**

7. Avec la puissance 1, placez l'appareil sur la zone que vous souhaitez traiter et vérifiez qu'il est bien en contact avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.
8. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements linéaires, tel un massage, sur toute la zone que vous souhaitez traiter. Progressiez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 **électrodes** (#2) restent bien en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
9. Augmentez la puissance progressivement, en appuyant sur le **bouton de commande** (#4). Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissiez la puissance qui vous paraît la plus confortable.
10. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez la zone pendant une durée totale d'au moins 15 minutes. Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.



Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

11. Après votre séance, appuyez longuement sur le **bouton de commande** (#4) afin de faire passer l'appareil en mode veille.
12. Retirez toute trace résiduelle de Silk'n Slider Gel, puis rincez-vous la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

9. Nettoyage et entretien

Nettoyez le Silk'n FaceTite après chaque séance.



N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

- Mettez l'appareil en mode veille avant de le débrancher.
- Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la **surface de traitement** (#1). Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la **surface de traitement** (#1). Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la **surface de traitement** (#1) en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.

10. Stockage

Après le nettoyage, nous vous conseillons de conserver l'appareil dans sa boîte d'origine. Assurez-vous que l'appareil soit complètement sec avant de le mettre en stockage.

11. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que l' adaptateur (#6) est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans une prise électrique et que vous avez appuyé sur le bouton de commande (#4).
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le bouton de commande (#4).	La chaleur sera émise uniquement si la surface de traitement (#1) est en contact direct avec la peau et si vous avez appliqué suffisamment de gel avant et pendant votre séance. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Le gel est essentiel au fonctionnement de l'appareil.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez à nouveau sur le bouton de commande (#4) pour redémarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

12. Consommables

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Slider Gel sur notre site internet : www.silkn.eu.

13. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Veuillez consulter la brochure de garantie du produit concerné pour obtenir des informations complètes.

15. Élimination

L'emballage : mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.

L'appareil : ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

16. Caractéristiques techniques

Modèle	H2111 / H2112	
Technologie	Home Tightening™ (HT™, « Raffermissement à domicile »)	
Voyant rouge indicateur de la longueur d'onde	620 nm ± 20nm	
Longueur d'onde IR	850 nm ± 20nm	
Radio fréquence	1 MHz ± 30 % ; 12W max	
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau	
Poids du système	125g	
Température	Fonctionnement	10 à 35°C
	Stockage	-40 à 70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%HR
	Stockage	10 à 90%HR

Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa
Modèle d'adaptateur		KSA24A1200150HE
- Entrée		100-240V ; 50-60Hz ; 0,5A
- Sortie		12Vcc ; 1,5A

17. Mentions légales

Droit d'auteur 2019 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en contra-indicaties	61
2. Pictogrammen en symbolen	65
3. Veiligheidsfuncties	66
4. Bedieningselementen en instellingen	67
5. Maak kennis met Silk'n FaceTite	67
5.1 Inhoud van de verpakking	67
5.2 Onderdelen van het apparaat.....	68
5.3 Beschrijving van het apparaat.....	68
5.4 Beoogd gebruik	68
5.5 De gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	69
6. Silk'n FaceTite behandelingen	70
6.1 Behandelgebieden.....	70
6.2 Behandelingsschema	71
7. Wat kunt u van Silk'n FaceTite verwachten?	72
8. Aan de slag!	73
8.1 Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt.....	73
8.2 Behandelstappen.....	73
9. Reiniging en onderhoud	75
10. Opbergen.....	76
11. Oplossen van problemen	76
12. Verbruiksartikelen	77
13. Klantenservice.....	77
14. Garantie	77
15. Verwijdering.....	78
16. Specificaties	78
17. Juridische mededeling	79

1. Waarschuwingen en contra-indicaties



Een verklaring of gebeurtenis die op een mogelijk of dreigend gevaar of probleem of op een andere onprettige situatie duidt wanneer het apparaat wordt gebruikt.



Waarschuwingen voor elektriciteit en veiligheid

- ⦿ Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer niet om gesloten onderdelen van uw apparaat te repareren of te openen. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.
- ⦿ Plaats het apparaat of de adapter niet op een locatie waar deze in een badkuip, wasbak, in water of een andere vloeistof kan vallen of kan worden getrokken. Het apparaat en de adapter zijn niet waterdicht.
- ⦿ Pak het apparaat of de adapter niet als deze in het water zijn gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact alvorens u ze pakt. Indien u het apparaat en/of adapter niet heeft losgekoppeld, kan dat leiden tot een elektrische schok!

- ⦿ Gebruik de adapter nooit als hij een beschadigde kabel of stekker heeft, indien hij niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Als dat gebeurt, koppel dan de adapter onmiddellijk los.
- ⦿ Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter.
- ⦿ Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, als het apparaat is beschadigd, niet goed lijkt te werken of als u rook ziet of ruikt. Gebruik het apparaat in die gevallen niet langer en neem contact op met de klantenservice.
- ⦿ Reinig het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.
- ⦿ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en onderhouden van het apparaat mag niet gedaan worden door kinderen.
- ⦿ Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daardoor stikken.

- ⦿ Verwijder het apparaat niet via het huishoudelijk afval! De wet vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.



Contra-indicaties

Dit apparaat, inclusief alle onderdelen, mag niet worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 18 jaar, volwassenen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychologische vermogens, personen zonder ervaring met of kennis van het veilige gebruik van het apparaat en personen die de gevaren niet kennen.

Gebruik niet indien u:

- ⦿ een pacemaker, interne defibrillator of ander actief elektrisch implantaat in uw lichaam gebruikt;
- ⦿ endocriene stoornissen hebt die niet onder controle zijn, zoals diabetes en schildklierziekten;
- ⦿ ongewone huidaandoeningen hebt als gevolg van diabetes, systemische ziekten of andere metabolische ziekten;

- ⊙ kanker hebt of hebt gehad of moedervlekken in een voorstadium van kanker hebt;
- ⊙ tot 3 maanden voor de behandeling in het behandelgebied bent geopereerd;
- ⊙ last hebt van epilepsie;
- ⊙ een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterupties, urticaria solaris, lupus, enzovoorts;
- ⊙ zwanger bent of borstvoeding geeft.

Behandel geen gebieden waarop sprake is van:




- ⊙ een permanent implantaat, zoals metaalplaatjes en schroeven, siliconen of lichaamsdelen waar vullingen of giftige stoffen zijn ingespoten;
- ⊙ actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonden, open infecties (herpes) of ongewone huidaandoeningen door systemische en metabole ziekten (zoals diabetes);
- ⊙ getraumatiseerde of beschadigde huid;
- ⊙ recente blootstelling aan de zon zonder bescherming (wacht 1 dag). Bij gebruide of zonverbrande huid dient u 3 dagen te wachten.

Raadpleeg uw arts indien u:

- last hebt van couperose of rosacea;
- een voorgeschiedenis hebt van ziekten die worden opgewekt door warmte, zoals terugkerende herpes simplex in het behandelgebied. U mag in dat geval alleen een behandeling uitvoeren volgens een profylactisch regime;
- in de afgelopen 3 maanden bestralingen of chemotherapie hebt ondergaan, of mogelijke kwaadaardige huidaan- doeningen hebt;
- tot 3 maanden voor de behandeling steroïden hebt gebruikt;
- in de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrift van uw huisarts;
- een andere aandoening hebt waardoor het volgens uw arts of dermatoloog onveilig is om uzelf te behandelen.

2. Pictogrammen en symbolen

	Belangrijke informatie over het gebruiken of onderhouden van het apparaat.
	Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.

	Klasse II - De adapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schokken door middel van een dubbele isolatie.
IP32	Het apparaat is beschermd tegen binnendringende voorwerpen, zoals vingers, en tegen waterdruppels.
	Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere voorwerpen met water.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval. Verwijderen volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de AEEA-richtlijn.

3. Veiligheidsfuncties

Silk'n FaceTite beschermt uw huid tegen oververhitting en heeft de volgende veiligheidsfuncties:

- **Thermische sensor en warmtestabilisator:** Deze meten de huidtemperatuur, stabiliseren de warmte-energie en voorkomen oververhitting. Als de huidtemperatuur 42°C tot 43°C wordt, stopt de stabilisator automatisch met het afgeven van warmte totdat de huidtemperatuur genoeg is gedaald om de opwarming te hervatten.
- **Bewegingssensor:** Silk'n FaceTite zal alleen RF-warmte uitstralen als u het apparaat over uw huid beweegt. Als u het apparaat te lang op één punt van uw gezicht houdt, zal het apparaat automatisch stoppen met het afgeven van warmte. Dit is een veiligheidssysteem.

4. Bedieningselementen en instellingen

Knop	Handeling	Functie / modus
N.v.t.	Het apparaat wordt via de adapter (#6) op de voedingsbron aangesloten.	Standby-modus Alle 5 energieniveau-controlelampjes (#3) knipperen continu om de beurt.
Bedieningsknop (#4) 	Druk 1x	Energieniveau 1 - 1 lampje brandt
	Druk 2x	Energieniveau 2 - 2 lampjes branden
	Druk 3x	Energieniveau 3 - 3 lampjes branden
	Druk 4x	Energieniveau 4 - 4 lampjes branden
	Druk 5x	Energieniveau 5 - 5 lampjes branden
	Druk 6x	Terug naar niveau 1
Lang indrukken	Terug naar standby-modus	
Energieniveau-controlelampjes (#3) 	Brandt automatisch om het geselecteerde energieniveau weer te geven.	Er is één lampje voor elk energieniveau. Niveau 1 is het laagste energieniveau; niveau 5 is het hoogste niveau.

5. Maak kennis met Silk'n FaceTite

5.1 Inhoud van de verpakking

- Silk'n FaceTite-apparaat
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Opbergetui
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

5.2 Onderdelen van het apparaat

Dit apparaat heeft een **behandeloppervlak** (#1), **elektroden** (#2) en een **bedieningsknop** (#4) met daaromheen **energieniveau-controlelampjes** (#3).

Raadpleeg de afbeelding op pagina (i) aan het begin van deze gebruiksaanwijzing voor de locatie van elke functie.

- Behandeloppervlak (#1)
- 3 elektroden (#2)
- 5 energieniveau-controlelampjes (#3)
- Bedieningsknop (#4)
- Apparaataansluiting (#5)
- Adapter met kabel (#6)

5.3 Beschrijving van het apparaat

Silk'n FaceTite is een anti-verouderingsapparaat voor behandeling van het gezicht op basis van HT™-technologie. Deze technologie combineert drie soorten energie: infraroodwarmte-energie (IR), die de bovenlaag van de huid beïnvloedt om de huidstructuur te verbeteren, LED-energie, die tot de lederhuid doordringt voor verjonging en herstel van het collageen, en bipolaire radiofrequentie-energie (RF), die diep in het subdermale vet doordringt om het diepe weefsel strakker te maken en rimpels te verminderen.

5.4 Beoogd gebruik

Silk'n FaceTite is bedoeld om de huidstructuur te verbeteren, de huid strakker te maken, het collageen te herstellen en rimpels te verminderen.

Het apparaat is alleen bedoeld om zelf uw huid te behandelen. Het is bedoeld voor particulier gebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik is onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of personen.

De fabrikant of leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik. Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu.

5.5 De gebruiksaanwijzing lezen en bewaren


Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven.

Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wij raden u aan de instructies voorafgaand aan elke behandeling opnieuw door te nemen.

6. Silk'n FaceTite behandelingen

6.1 Behandelgebieden

Er zijn 6 behandelgebieden voor het gezicht en de hals.




Behandelgebied	Doel
Voorhoofd, met uitzondering van de wenkbrauwen	De huid strakker maken
Linkerwang, inclusief het gebied naast en onder het oog	Behandelen van fijne lijntjes en opbouwen van volume
Rechterwang, inclusief het gebied naast en onder het oog	
Bovenlip, inclusief de neusplooi	Strakker maken en verwijderen van rimpels
Kin, inclusief de kaaklijn	Strakker maken en V-vorm verbeteren
Nek	De huid gladder maken

6.2 Behandelingsschema


Behandel elk gebied afzonderlijk gedurende 15 minuten. U kunt tijdens een sessie zoveel gebieden behandelen als u wilt.

We adviseren voor maximale effectiviteit het volgende:

- Zorg dat er tijdens de behandeling altijd genoeg gel op het **behandeloppervlak** (#1) aanwezig is;
- Houd het apparaat niet op één plek op de huid. Blijf het apparaat over het gehele behandelgebied bewegen. Hiermee wordt voorkomen dat het behandelgebied oververhit raakt en neemt de kans op bijwerkingen af;
- Zorg dat de 3 **elektroden** (#2) altijd helemaal contact maken met de huid;
- Verminder het energieniveau tot een comfortabel niveau als u ongemak ervaart;
- Verander het energieniveau alleen als het **behandeloppervlak** (#1) **niet** in contact is met de huid;
- Behandel elk gebied minimaal 10 minuten op energieniveau 5;



- Gebruik het apparaat 2 keer per week, gedurende 10 weken. U kunt na 5 weken/10 behandelingen zichtbare resultaten zien.



- Behandel daarna 1 keer om de 2 weken om de resultaten te blijven behouden.

7. Wat kunt u van Silk'n FaceTite verwachten?

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht neemt, zult u niet snel last krijgen van complicaties en bijwerkingen. Desalniettemin brengt elke cosmetische behandeling, ook die voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

- Overmatig oedeem (opzwellings) en erytheem (roodheid) zijn zeldzame reacties op de behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen binnen een paar dagen. Koel het gebied direct gedurende minimaal 10 minuten met een vochtige doek en breng een crème tegen brandwonden aan als deze symptomen zich voordoen;
- In zeldzame gevallen kunnen oppervlakkige bloedhaartjes van de gebruiker dilateren. Hierdoor kan de huid een paar dagen rood zijn. Ook kunnen sommige haartjes rode plekken vertonen die na verloop van tijd afnemen. Indien dit gebeurt, raden we aan dat u het gebied onmiddellijk afkoelt met gekoeld water.

- i** Neem contact op met uw arts wanneer u aanhoudende symptomen, zoals pijn, een rode huid, zwellingen of een branderig gevoel, ervaart.

8. Aan de slag!

8.1 Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt

- Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of alle onderdelen zijn inbegrepen;
- Neem contact op met de klantenservice als er onderdelen ontbreken of beschadigd lijken te zijn;
- Verwijder het beschermfolie over de elektroden voorafgaand aan het eerste gebruik.

8.2 Behandelstappen

1. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos;
2. Verwijder het beschermfolie van het **behandeloppervlak** (#1);
3. Doe de kabel van de **adapter** (#6) in de **apparaataansluiting** (#5). Sluit de **adapter** (#6) daarna aan op de voedingsbron. Alle 5 **energieniveau-controlelampjes** (#3) zullen continu om de beurt knipperen. Het apparaat is nu in de standby-modus;
4. Zorg dat uw huid schoon en droog is en dat u alle sieraden hebt verwijderd voordat u begint;
5. Druk op de **bedieningsknop** (#4). Het apparaat begint automatisch op niveau 1. Er zal één **energieniveau-controlelampjes** (#3) branden;

6. Breng een klein beetje Silk'n Slider Gel aan op het **behandeloppervlak** (#1);



Silk'n Slider Gel (of andere transparante gel op waterbasis) bevordert de vloeiende beweging van het **behandeloppervlak** (#1) over de huid en zorgt voor geleiding. **Zorg voor een veilige en efficiënte behandeling, door altijd eerst Silk'n Slider Gel aan te brengen. Breng zo nodig meer gel aan.**

7. Kies voor energieniveau 1 en plaats het apparaat op het gebied dat u wilt behandelen. Zorg dat het apparaat volledig contact met de huid maakt. U ervaart een warm gevoel;
8. Beweeg het apparaat voorzichtig en maak lineaire bewegingen (vergelijkbaar met een massage) over het gebied dat u wilt behandelen. Ga langzaam en voorzichtig verder. Blijf het apparaat bewegen en zorg dat de 3 **elektroden** (#2) goed in contact blijven met de huid terwijl u het gebied behandelt;
9. Verhoog het energieniveau geleidelijk door op de **bedieningsknop** (#4) te drukken. Het gebruik van het hoogste energieniveau levert de beste resultaten op, maar het is belangrijk dat u het energieniveau kiest dat het meest comfortabel voor u is;
10. Blijf het apparaat constant bewegen en behandel het gebied voor minimaal 15 minuten. U zult de huidtemperatuur voelen toenemen als u het energieniveau verhoogt. Tijdens de behandeling zal uw huid een beetje rood worden. Maakt u zich geen zorgen, dit is normaal;



Stop direct wanneer u ongemakken ervaart.

11. Druk na uw behandeling lang op de **bedieningsknop** (#4) om het apparaat in de standby-modus te zetten;
12. Verwijder de achtergebleven Silk'n Slider Gel van de huid en spoel de huid daarna af met lauw water. Droog de huid af met een handdoek en breng een gezichtscrème aan om de huid te kalmeren en bevochtigen.

9. Reiniging en onderhoud

Maak de Silk'n FaceTite na elke behandeling schoon.



Dompel het apparaat of onderdelen daarvan nooit onder in water!

- Zet het apparaat in de standby-modus en verwijder daarna de stekker;
- Gebruik absorberend papier (zoals toiletpapier of doekjes) om de gelresten van het **behandeloppervlak** (#1) te verwijderen. Zorg dat u alle gelresten verwijdert om te voorkomen dat de gel aankoekt of het apparaat beschadigt;
- Gebruik een schone vochtige doek om het apparaat te reinigen alsook het **behandeloppervlak** (#1). U mag reinigingsvloeistoffen gebruiken met hoogstens 70% alcohol, maar gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen, omdat daardoor uw apparaat wordt beschadigd;
- Veeg het apparaat en het **behandeloppervlak** (#1) ten slotte af met een schone, droge doek.

10. Opbergen

We adviseren u om het apparaat na het schoonmaken in het opbergetui op te bergen. Zorg dat het apparaat helemaal droog is voordat u het opbergt.

11. Oplossen van problemen

Doe geen pogingen uw apparaat te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Het apparaat start niet.	Controleer of de adapter (#6) goed op het apparaat en op een voedingsbron is aangesloten en of u op de bedieningsknop (#4) hebt gedrukt.
Ik kan geen warmte van het apparaat voelen, ook al heb ik op de bedieningsknop (#4) gedrukt.	De warmte zal alleen worden afgegeven als het behandeloppervlak (#1) volledig contact met de huid maakt en u voor en tijdens uw behandeling voldoende gel hebt aangebracht. Dit is een veiligheidsfunctie. Het apparaat heeft gel nodig om te kunnen werken.
Eén of meerdere lampjes knipperen voortdurend.	Er is een storing opgetreden in het apparaat. Koppel het apparaat los en start opnieuw. Neem contact op met de klantenservice als het probleem blijft bestaan.
Het apparaat is gestopt met werken en staat in standby-modus.	Druk op de bedieningsknop (#4) om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

12. Verbruiksartikelen

U kunt meer Silk'n Slider Gel kopen via onze website www.silkn.eu.

13. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden. Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mailadres
België	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Raadpleeg het separate productgarantieboekje voor uitgebreide informatie.

15. Verwijdering

Verpakking: scheid de materialen als u de verpakking verwijderd. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen.

Apparaat: niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen* vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijderd.

* Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

16. Specificaties

Model:	H2111 / H2112	
Technologie	Home Tightening™ (HT™)	
Golflengte van rood licht	620nm ± 20nm	
Golflengte van IR	850nm ± 20nm	
Radiofrequentie	1MHz ± 30%; 12W max	
Bediening en veiligheid	Warmtestabilisator om oververhitting van de huid te voorkomen	
Gewicht	125g	
Temperatuur	Werking	10 tot 35°C
	Opbergen	-40 tot +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Werking	30 tot 75% relatieve vochtigheid
	Opbergen	10 tot 90% relatieve vochtigheid

Atmosferische druk	Werking	700 tot 1060hPa
	Opbergen	500 tot 1060hPa
Adaptermodel		KSA24A1200150HE
- Ingangsspanning		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
- Uitgangsspanning		12Vdc; 1,5A

17. Juridische mededeling

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook. Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n en het Silk'n-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Índice

1. Advertencias y contraindicaciones	81
2. Signos y símbolos	86
3. Características de seguridad	86
4. Controles y ajustes del dispositivo	87
5. Conozca su Silk'n FaceTite	88
5.1 Contenido del paquete	88
5.2 Partes del dispositivo.....	88
5.3 Descripción del dispositivo.....	88
5.4 Uso previsto.....	89
5.5 Leer y guardar este manual del usuario.....	89
6. Silk'n FaceTite tratamientos	90
6.1 Áreas de tratamiento	90
6.2 Plan de tratamiento.....	91
7. Qué esperar de Silk'n FaceTite	92
8. ¡Empiece!	93
8.1 Antes del primer uso.....	93
8.2 Pasos de tratamiento	93
9. Limpieza y mantenimiento	95
10. Almacenamiento.....	95
11. Resolución de problemas	96
12. Consumibles	96
13. Servicio al Cliente	97
14. Garantía	97
15. Eliminación	97
16. Especificaciones	98
17. Aviso legal	99

1. Advertencias y contraindicaciones



Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente, problema u otra situación desagradable cuando se utiliza el dispositivo.



Electricidad y advertencias de seguridad

- ⦿ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente reparar o abrir las partes selladas del dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.
- ⦿ No coloque el dispositivo o el adaptador donde puedan caerse o ser empujados a una bañera, lavabo, agua o cualquier otro líquido. El dispositivo y el adaptador no son resistentes al agua.
- ⦿ No intente recuperar el dispositivo o adaptador si ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente antes de recuperarlos. ¡Si no desenchufa el dispositivo y/o el adaptador, podría producirse una descarga eléctrica!

- ⦿ No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato.
- ⦿ El dispositivo solo debe utilizarse con el adaptador suministrado.
- ⦿ No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado, no parece funcionar adecuadamente, o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con Atención al cliente.
- ⦿ No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.
- ⦿ Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños.
- ⦿ Los niños no deben jugar con el embalaje. Pueden hacerse daño con el material de embalaje, o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.

- ⦿ No deseche el dispositivo con la basura doméstica. La ley requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.



Contraindicaciones

Este dispositivo, incluyendo todas sus piezas, no debe ser usado por las siguientes personas: niños menores de 18 años, adultos con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas limitadas, aquellos que carezcan de experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo de forma segura, o aquellos que no comprendan los riesgos que implica.

No utilice si:

- ⦿ lleva un marcapasos o un desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- ⦿ padece alguna afección endocrina no controlada, como diabetes o trastornos de la tiroides.
- ⦿ si existen afecciones cutáneas anormales provocadas por la diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.

- tengan un historial o condición actual de cáncer, o lunares pre-malignos.
- se hayan sometido a una cirugía en la zona tratada en los últimos tres meses antes del tratamiento.
- padezcan epilepsia.
- una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar o lupus, etc.
- está embarazada o en período de lactancia.






No realice el tratamiento en zonas donde:

- exista un implante permanente, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o zonas con toxinas o rellenos inyectados.
- eccema activo, psoriasis, lesiones, heridas abiertas, infecciones abiertas (herpes) o enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).
- piel con traumatismos o lesiones.
- haya tenido una exposición reciente al sol sin protección (espere 1 día); con pieles bronceadas o quemadas por el sol, espere 3 días.

Consulte con su médico si tiene:

- couperosa o rosácea.
- antecedentes de alguna enfermedad que se vea estimulada por el calor, como el Herpes Simplex recurrente, en la área de tratamiento. En tal caso, podrá tratarse únicamente si se somete a un tratamiento profiláctico.
- si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia, o si existen zonas con posibles malignidades dermatológicas.
- hayan usado esteroides en los últimos tres meses antes del tratamiento.
- si ha utilizado medicamentos con prescripción médica sobre su piel en los últimos 6 meses.
- cualquier otra condición que, en opinión de su médico o dermatólogo, no sea seguro para el tratamiento.

2. Signos y símbolos

	Información importante sobre el uso y mantenimiento del dispositivo.
	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva EU.
	Clase II. El adaptador está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.
IP32	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos como los dedos, y contra las gotas de agua.
	No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
	No eliminar con su basura doméstica. Eliminar de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. Cumple la Directiva WEEE.



3. Características de seguridad

Silk'n FaceTite protege su piel del sobrecalentamiento y tiene estas características de seguridad:

- **Sensor térmico y estabilizador de calor:** Estos miden la temperatura de la piel, estabilizan la energía térmica y evitan el sobrecalentamiento. Cuando la temperatura de la piel alcanza los 42°C - 43°C, el estabilizador detiene automáticamente la emisión de calor, hasta que la temperatura de la piel descienda lo suficiente como para que dicho estabilizador reanude la emisión de calor.

- **Sensor de movimiento:** Silk'n FaceTite solo emitirá calor RF cuando mueva el dispositivo por su piel. Si mantiene el dispositivo en una parte de su rostro demasiado tiempo, el dispositivo dejará de emitir calor automáticamente. Se trata de una medida de seguridad.

4. Controles y ajustes del dispositivo

Botón	Acción	Función / Modo
N/A	El dispositivo está conectado al suministro eléctrico a través del adaptador (#6).	Modo standby Las cinco luces indicadoras del nivel de energía (#3) realizan un ciclo continuo.
Botón de control (#4) 	Pulsar x 1	Nivel de energía 1 - 1 luz encendida
	Pulsar x 2	Nivel de energía 2 - 2 luces encendidas
	Pulsar x 3	Nivel de energía 3 - 3 luces encendidas
	Pulsar x 4	Nivel de energía 4 - 4 luces encendidas
	Pulsar x 5	Nivel de energía 5 - 5 luces encendidas
	Pulsar x 6	Vuelve al nivel 1
	Pulsación larga	Pasa a modo standby
Luces indicadoras del nivel de energía (#3) 	Se ilumina automáticamente para mostrar el nivel de energía seleccionado.	Hay una luz para cada nivel de energía. El Nivel 1 es el nivel de energía más bajo, y el nivel 5 es el más alto.

5. Conozca su Silk'n FaceTite

5.1 Contenido del paquete

- Dispositivo Silk'n FaceTite
- Adaptador
- Silk'n Slider Gel
- Estuche
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía

5.2 Partes del dispositivo

El dispositivo tiene una **superficie de tratamiento** (#1), **electrodos** (#2), y un **botón de control** (#4) con luces **indicadoras del nivel de energía** (#3).

Consulte la ilustración al comienzo de la página (i) al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

- Superficie de tratamiento (#1).
- 3 Electrodoos (#2)
- 5 Luces indicadoras del nivel de energía (#3)
- Botón de control (#4)
- Toma del dispositivo (#5)
- Adaptador con cable (#6)

5.3 Descripción del dispositivo

Silk'n FaceTite es un dispositivo de tratamiento anti edad para el rostro que utiliza la tecnología HT™. Esta tecnología combina tres tipos de energía: Energía térmica infrarroja (IR) que afecta a la capa superior de la piel para una textura mejorada de la piel, Energía por luz LED que llega a la dermis para rejuvenecer y restaurar el colágeno, y Frecuencia de radio (RF) bipolar que penetra profundamente en la grasa subdérmica para un estiramiento de los tejidos profundos y reducción de las arrugas.

5.4 Uso previsto

Silk'n FaceTite está indicado para mejorar la textura de la piel, estirar la piel, restaurar el colágeno y reducir las arrugas.

Este dispositivo está destinado para el auto-tratamiento en casa. Está destinado al uso privado en el hogar y no es adecuado para fines comerciales. Utilice el dispositivo únicamente como se describe en este manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o a las personas.

El fabricante o proveedor no será responsable de los daños o lesiones causados por el uso inadecuado o incorrecto. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu.

5.5 Leer y guardar este manual del usuario


El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre.

Antes de usar el dispositivo, lea este manual del usuario por completo, y guárdelo para su uso futuro. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes de cada tratamiento.

6. Silk'n FaceTite tratamientos

6.1 Áreas de tratamiento

Existen 6 áreas de tratamiento en la cara y el cuello.




Área de tratamiento	Propósito
Frente, incluida la zona de las cejas	Estirar la piel
Mejilla izquierda, incluyendo el área junto y bajo el ojo	Tratar los surcos finos y el aumento de volumen
Mejilla derecha, incluyendo el área junto y bajo el ojo	
Labio superior, incluido el pliegue nasolabial	Estirar y eliminar las arrugas
Barbilla, incluyendo el mentón	Estirar y moldear en V
Cuello	Suavizar la piel

6.2 Plan de tratamiento

Trate cada área por separado durante 15 minutos. Puede tratar tantas áreas como desee en una sesión.

Para una máxima eficacia, recomendamos lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente gel en la **superficie de tratamiento** (#1) en todo momento durante el tratamiento.
- No deje el dispositivo en un mismo punto de la piel. Mantenga un movimiento continuo del dispositivo, cubriendo toda la área de tratamiento. De esta forma evitará sobrecalentar el área de tratamiento y reducirá las posibilidades de que se produzcan efectos adversos.
- Asegúrese de que los 3 **electrodos** (#2) estén siempre en contacto total con la piel.
- Si el nivel de energía es incómodo, redúzcalo a un nivel que sea cómodo para usted.
- Solo debe cambiar los niveles de energía cuando la **superficie de tratamiento** (#1) **no** esté en contacto con la piel.
- Trate cada área durante al menos 10 minutos a un nivel de energía 5.



- Utilice el dispositivo en dos sesiones semanales durante 10 semanas. Comenzará a ver resultados visibles tres 5 semanas / 10 tratamientos.



- A partir de entonces, trátase una vez cada 2 semanas para mantener los resultados.

7. Qué esperar de Silk'n FaceTite

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a todas las advertencias y contraindicaciones, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, todos los procedimientos cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

- El edema (inflamación) y el eritema (enrojecimiento) excesivos son reacciones poco frecuentes al tratamiento, que en la mayoría de casos desaparecen en unos días. Si aparecen estos signos, utilice inmediatamente un paño frío húmedo para enfriar la zona durante al menos 10 minutos y aplique una crema anti quemaduras.
- En casos raros, puede experimentar una dilatación de los capilares superficiales. Esto puede tener como resultado un cierto enrojecimiento durante unos días. Además, algunos capilares pueden presentar manchas rojas que también desaparecerán con el tiempo. Si esto sucede, recomendamos que enfríe la zona con agua fría inmediatamente.

- i** Consulte a su médico si sufre algún síntoma persistente, como dolor, enrojecimiento de la piel, inflamación o sensación de quemazón.

8. ¡Empiece!

8.1 Antes del primer uso

- Saque el dispositivo de su paquete y compruebe que todas las piezas están incluidas.
- Si falta algún elemento o parece dañado, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
- Antes del primer uso, quite la película protectora que cubre los electrodos.

8.2 Pasos de tratamiento

1. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
2. Quite la película protectora de la **superficie de tratamiento** (#1).
3. Enchufe el cable del **adaptador** (#6) en el **toma del dispositivo** (#5). Luego conecte el **adaptador** (#6) al suministro eléctrico. Las cinco **luces indicadoras del nivel de energía** (#3) realizan un ciclo continuo. El dispositivo está ahora en modo standby.
4. Antes de comenzar, asegúrese de que su piel está limpia y seca, y que se ha quitado todas las joyas.
5. Pulse el **botón de control** (#4). El dispositivo se inicia en el nivel de energía 1 automáticamente, y una **luz indicadora del nivel de energía** (#3) estará encendida.
6. Aplique una pequeña cantidad del Silk'n Slider Gel en la **superficie de tratamiento** (#1).



El Silk 'n Slider Gel (o cualquier otro gel transparente basado en agua) facilita el movimiento suave de la **superficie de tratamiento** (#1) sobre la piel, y permite la conductividad. **Para garantizar un tratamiento seguro y eficiente, comience siempre aplicando Silk 'n Slider Gel y aplique más gel si es necesario.**

7. Usando el nivel de energía 1, coloque el dispositivo en la zona que desea tratar y asegúrese de que está en contacto completo con la piel. Notará una leve sensación de calor.
8. Mueva el dispositivo suavemente con movimientos lineales como si diera un masaje por el área que desea tratar. Vaya avanzando lentamente y con cuidado. Siga moviendo el dispositivo asegurando que los tres **electrodos** (#2) permanecen en contacto con la piel a medida que trata la zona.
9. Aumente el nivel de energía gradualmente, pulsando el **botón de control** (#4). Usando el nivel de energía más alto obtendrá los mejores resultados, pero es importante que establezca el nivel de energía al nivel más cómodo para usted.
10. Con el dispositivo en constante movimiento, trate la zona durante al menos 15 minutos en total. Sentirá que la temperatura de la piel aumenta a medida que aumenta el nivel de energía. Durante el tratamiento, su piel se enrojecerá un poco. No se preocupe, esto es normal.



Detenga de inmediato el dispositivo si nota alguna molestia.

11. Tras el tratamiento, pulse durante un par de segundos el **botón de control** (#4) para poner el dispositivo en modo standby.

12. Elimine cualquier resto del Silk'n Slider Gel y luego enjuague la piel con agua templada. Seque la piel con una toalla y aplique crema facial para calmar e hidratar.

9. Limpieza y mantenimiento

Limpie el Silk'n FaceTite después de cada tratamiento.



Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua!

- Ponga el dispositivo en modo standby, y luego desenchúfelo.
- Utilice papel absorbente (como papel de baño o toallitas) para eliminar los residuos de gel de la **superficie de tratamiento** (#1). Asegúrese de eliminar todos los residuos de gel para evitar que éste se solidifique o dañe el dispositivo.
- Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el dispositivo y la **superficie de tratamiento** (#1). Puede usar líquidos limpiadores con hasta el 70% de alcohol, pero nunca utilice acetona u otros líquidos abrasivos, porque dañarán el dispositivo.
- Finalmente, seque el dispositivo y la **superficie de tratamiento** (#1) con un paño limpio y seco.

10. Almacenamiento

Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original. Antes de guardarlo, asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco.

11. Resolución de problemas

No intente abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
El dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que el adaptador (#6) está conectado adecuadamente al dispositivo y está enchufado a una toma de corriente en la pared, y que ha pulsado el botón de control (#4).
No puedo sentir calor del dispositivo aunque pulsé el botón de control (#4).	El calor solo se emitirá si la superficie de tratamiento (#1) está en contacto completo con la piel, y ha aplicado suficiente gel antes y durante el tratamiento. Se trata de una medida de seguridad. El gel es esencial para el funcionamiento del dispositivo.
Una o más luces parpadean continuamente.	El dispositivo ha funcionado incorrectamente. Desenchufe el dispositivo y reinicie. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
El dispositivo ha dejado de funcionar y está en modo standby.	Pulse el botón de control (#4) de nuevo para reiniciar el dispositivo.

En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.

12. Consumibles

Puede comprar más Silk'n Slider Gel en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

13. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contactar con el servicio al cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900823302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

ES

14. Garantía

Consulte el folleto de Garantía del producto para obtener más información.

15. Eliminación

Presentación: Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y film transparente a través del servicio de recogida de materiales.

Dispositivo: No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de

reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas* al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

16. Especificaciones

Modelo	H2111 / H2112	
Tecnología	Home Tightening™ (HT™)	
Luz roja de longitud de onda	620nm±20nm	
IR de longitud de onda	850nm±20nm	
Frecuencia de radio	1MHz ±30%; 12W max	
Funcionamiento y seguridad	Estabilizador del calor que evita el sobrecalentamiento de la piel	
Peso del sistema	125g	
Temperatura	Funcionamiento	10 a 35°C
	Almacenamiento	-40 a +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 a 75%rH
	Almacenamiento	10 a 90%rH
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 a 1060hPa
	Almacenamiento	500 a 1060hPa
Modelo de adaptador	KSA24A1200150HE	
- Entrada	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Salida	12Vdc; 1,5A	

17. Aviso legal

Derechos de autor 2019 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd. No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

ES

Índice

1. Advertências e contraindicações.....	101
2. Sinais e símbolos.....	105
3. Segurança	106
4. Controlos e configurações do dispositivo.....	106
5. Conhecer Silk'n FaceTite	107
5.1 Conteúdo do pacote	107
5.2 Peças do dispositivo	107
5.3 Descrição do dispositivo	108
5.4 Utilização prevista.....	108
5.5 Leitura e armazenamento do manual do utilizador.....	109
6. Silk'n FaceTite: tratamentos	109
6.1 Áreas de tratamento	109
6.2 Plano de tratamento	110
7. O que esperar com Silk'n FaceTite	111
8. Começar a utilizar!	112
8.1 Antes da primeira utilização.....	112
8.2 Passos do tratamento.....	112
9. Limpeza e manutenção	114
10. Armazenamento	115
11. Resolução de problemas	115
12. Consumíveis	116
13. Serviço de apoio ao cliente	116
14. Garantia	117
15. Descarte.....	117
16. Especificações	117
17. Aviso legal	118

1. Advertências e contraindicações



Uma declaração ou evento que indica um perigo ou problema possível ou iminente, ou outra situação desagradável ao usar o dispositivo.



Eletricidade e alertas de segurança

- ⦿ Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente reparar ou abrir partes seladas do seu dispositivo. Poderá expor-se a componentes perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.
- ⦿ Não coloque o dispositivo ou adaptador onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira, pia, água ou qualquer outro líquido. O dispositivo e o adaptador não são impermeáveis.
- ⦿ Não tente pegar no dispositivo ou no adaptador se tiverem caído na água. Desligue imediatamente antes de tentar recuperar algum destes. Não desligar o dispositivo e/ou o adaptador pode provocar um choque elétrico.
- ⦿ Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Caso isso aconteça,

desligue imediatamente o adaptador.

- O dispositivo deve apenas ser usado com o adaptador fornecido.
- Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente, ou se vir ou cheirar fumo. Nesses casos, pare de usar o dispositivo e contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças.
- As crianças não devem brincar com a embalagem. Estas podem ferir-se com o material da embalagem, ou engolir peças pequenas e sufocar.
- Não elimine o dispositivo como lixo doméstico! A lei exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.



Contraindicações

Este dispositivo, incluindo todas as suas partes, não deve ser usado pelas seguintes pessoas: crianças com menos de 18 anos, adultos com capacidades físicas, sensoriais ou psicológicas limitadas, aqueles que não têm experiência ou conhecimento sobre como usar o dispositivo de forma segura, ou que não entendem os perigos envolvidos.

Não utilize se:

- tiver um pacemaker, um desfibrilhador interno ou qualquer outro implante elétrico ativo em qualquer parte do corpo.
- doenças endócrinas com controlo inadequado, tais como diabetes e problemas de tiroide.
- condições anormais da pele causadas por diabetes ou outras doenças metabólicas sistémicas.
- tem uma atual história ou condição de câncer, ou verrugas pré-malignas.
- teve qualquer cirurgia na área tratada dentro de 3 meses antes do tratamento.
- sofre de epilepsia.

- tiver uma doença relacionada com fotossensibilidade, tal como porfiria, erupção de luz polimórfica, urticária solar ou lúpus, etc.
- estiver grávida ou a amamentar.

Não trate as áreas que tenham:

- um implante permanente, como placas e parafusos de metal, implantes de silicone ou áreas com preenchimentos ou toxinas injetadas.
- pele com eczemas ativos, psoríase, lesões, feridas ou infeções abertas (herpes) ou doenças da pele anormais causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes por exemplo).
- pele traumatizada ou com feridas.
- estado exposta ao sol recentemente sem proteção (aguarde 1 dia); para pele bronzeada ou com queimaduras solares aguarde 3 dias.

Consulte o seu médico se tiver:

- couperose ou rosácea.
- uma história de doenças estimuladas pelo calor, como o herpes simplex recorrente na área de tratamento. Se assim for, pode tratar apenas após um regime profilático.

- ⦿ recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses. ou possui áreas com possíveis malignidades cutâneas.
- ⦿ esteroides usados em 3 meses antes do tratamento.
- ⦿ usado medicamentos na sua pele prescritos pelo médico nos últimos 6 meses.
- ⦿ qualquer outra doença que, na opinião do seu médico ou dermatologista, poderia ser um fator de perigo se avançasse com o tratamento.

2. Sinais e símbolos

	Informações importantes sobre como usar ou manter o dispositivo.
	Os produtos assinalados com este símbolo cumprem os requisitos das diretivas EU.
	Classe II. O adaptador está protegido contra electrocussão através de um isolamento duplo.
IP32	O dispositivo está protegido contra a entrada de objetos, como dedos, e contra gotas de água.
	Não utilize o dispositivo nas proximidades de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico. Elimine de acordo com as leis do seu país e ajude a proteger o ambiente. Em conformidade com a Diretiva REEE.



3. Segurança

Silk'n FaceTite protege a sua pele do sobreaquecimento e possui estas características de segurança:

- **Sensor termal e estabilizador térmico:** Medem a temperatura da pele, estabilizam a energia térmica e evitam o sobreaquecimento. Quando a temperatura da pele atingir 42°C - 43°C, o estabilizador parará automaticamente de emitir calor, até que a temperatura da pele diminua o suficiente para que o estabilizador retome o aquecimento.
- **Sensor de movimento:** Silk'n FaceTite irá apenas emitir calor FR quando estiver a mover o dispositivo pela pele. Se mantiver o dispositivo numa parte do seu rosto por muito tempo, o dispositivo deixará de emitir calor automaticamente. Este dispositivo é seguro.

4. Controlos e configurações do dispositivo

Botão	Ação	Função/modo
N/D	O dispositivo está ligado à alimentação elétrica através do adaptador (#6).	Modo de espera Todas as 5 luzes indicadoras do nível de energia (#3) funcionam em ciclo e de forma contínua.

Botão	Ação	Função/modo
Botão de controlo (#4) 	Pressione x 1	Nível de energia 1 - 1 luz acesa
	Pressione x 2	Nível de energia 2 - 2 luzes acesas
	Pressione x 3	Nível de energia 3 - 3 luzes acesas
	Pressione x 4	Nível de energia 4 - 4 luzes acesas
	Pressione x 5	Nível de energia 5 - 5 luzes acesas
	Pressione x 6	Retrocede para nível 1
	Premir demoradamente	Retrocede para modo de espera
Luzes de indicador do nível de energia (#3) 	Acende automaticamente para mostrar o nível de energia selecionado.	Existe uma luz para cada nível de energia. O nível 1 é o nível de energia mais baixo e o nível 5 é o nível mais alto.

5. Conhecer Silk'n FaceTite

5.1 Conteúdo do pacote

- Dispositivo Silk'n FaceTite
- Adaptador
- Silk'n Slider Gel
- Caixa de armazenamento
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia

5.2 Peças do dispositivo

O dispositivo possui uma **superfície de tratamento** (#1), **elétrodos** (#2), e um **botão de controlo** (#4) com **luzes indicadores de nível de energia** (#3).

Consulte a ilustração na página (i) na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

- Superfície de tratamento (#1)
- 3 eletrodos (#2)
- 5 luzes indicadoras de nível de energia (#3)
- Botão de controlo (#4)
- Tomada do dispositivo (#5)
- Adaptador com cabo (#6)

5.3 Descrição do dispositivo

Silk'n FaceTite é um dispositivo de tratamento facial que utiliza a tecnologia HT™. Esta tecnologia combina três tipos de energia: Infravermelho (IR) Energia Calor que afeta a camada superior da pele para melhorar a textura da pele, Energia de Luz LED que atinge a derme para rejuvenescimento e restauração de colagénio e Energia de Radiofrequência (RF) Bipolar que penetra profundamente na gordura subdérmica para o aperto de tecidos profundos e redução de rugas.

5.4 Utilização prevista

Silk'n FaceTite destina-se a melhorar a textura da pele, apertando a pele, restaurando o colagénio e reduzindo as rugas.

O dispositivo é apenas para auto-tratamento. Destina-se ao uso doméstico privado e não é adequado para fins comerciais. Use o dispositivo apenas conforme descrito neste manual do utilizador. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e pode resultar em danos a propriedades ou pessoas.

O fabricante ou fornecedor não pode ser responsabilizado por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou incorreto. Para mais informações, visite o nosso website www.silkn.eu.

5.5 Leitura e armazenamento do manual do utilizador


O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país.

Antes de usar pela primeira vez, leia este manual do utilizador por completo e guarde-o para utilização futura. Recomendamos que se familiarize com as instruções antes de cada tratamento.

6. Silk'n FaceTite: tratamentos

6.1 Áreas de tratamento

Existem 6 áreas de tratamento para o rosto e o pescoço.



Área de tratamento	Objetivo
Testa, excluindo sobrancelhas	Aperto da pele
Bochecha esquerda, incluindo a área ao lado e abaixo do olho	Tratar linhas finas e volume de construção
Bochecha direita, incluindo a zona ao lado e abaixo do olho	
Lábio superior, incluindo o sulco nasolabial	Apertar e eliminar rugas
Queixo, incluindo linha do queixo	Aperto e modelagem em V
Pescoço	Suavizando a pele


6.2 Plano de tratamento

Trate cada área em separado durante 15 minutos. Pode tratar o maior número de áreas que desejar numa única sessão.

Para maior eficácia, recomendamos o seguinte:

- Certifique-se de que possui sempre gel suficiente na **superfície de tratamento** (#1) durante o tratamento.
- Não deixe o dispositivo num único ponto da pele. Continue a mover o dispositivo cobrindo toda a área de tratamento. Isso evitará o sobreaquecimento da área de tratamento e reduzirá a possibilidade de qualquer efeito adverso.
- Certifique-se de que 3 **elétrodos** (#2) estão sempre em contacto com a pele.
- Se o nível de energia for desconfortável, reduza para um nível que seja confortável para si.
- Apenas mude os níveis de energia quando a **superfície de tratamento** (#1) **não** estiver em contacto com a pele.

- Trate cada área durante, pelo menos, 10 minutos no nível de energia 5.



- Utilize o dispositivo durante 2 sessões por semana durante 10 semanas. Irá começar a ver resultados visíveis após 5 semanas/10 tratamentos.



- Trate uma vez a cada 2 semanas depois disso para manter os resultados.

7. O que esperar com Silk'n FaceTite

Se seguir totalmente as instruções e tiver em atenção todos os avisos e contraindicações, as complicações e os efeitos secundários são invulgares. Contudo, todos os procedimentos cosméticos, incluindo aqueles idealizados para utilização caseira, contêm algum grau de risco. Por conseguinte, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer.

- Edema excessivo (inchaço) e eritema (vermelhidão) são reações raras ao tratamento que, na maioria dos casos, desaparecem em poucos dias. Caso estes sinais apareçam, use imediatamente um pano húmido frio para arrefecer a área durante, pelo menos, 10 minutos e aplique um creme anti-queimaduras.
- Em casos raros, o utilizador pode experimentar a dilatação dos capilares sanguíneos superficiais. Isso pode resultar numa vermelhidão temporária durante alguns dias. Além disso, alguns dos capilares podem apresentar manchas vermelhas que também reduzem com o tempo. Se estes sinais aparecerem, recomendamos que arrefeça a área com água gelada imediatamente.
- ❗ Consulte o seu médico se sentir quaisquer sintomas persistentes, incluindo dor, vermelhidão da pele, inchaço ou sensação de queimadura.

8. Começar a utilizar!

8.1 Antes da primeira utilização

- Retire o dispositivo da embalagem e verifique se todas as peças estão incluídas.
- Se algum item estiver em falta ou parecer estar danificado, contacte o atendimento ao cliente.
- Antes da primeira utilização, remova a película protetora que cobre os eletródos.

8.2 Passos do tratamento

1. Remova o dispositivo e outros componentes da caixa.
2. Remova a película de proteção da **superfície de tratamento** (#1).

3. Ligue o cabo do **adaptador** (#6) à **tomada do dispositivo** (#5). Em seguida, ligue o **adaptador** (#6) à alimentação elétrica. Todas as 5 **luzes indicadores do nível de energia** (#3) irão ativar-se de forma cíclica e contínua. O dispositivo está agora em modo de espera.
4. Antes de começar, certifique-se de que a sua pele está limpa e seca, e que não removeu todas as jóias.
5. Pressione o **botão de controlo** (#4). O dispositivo arranca automaticamente no nível de energia 1, e um **indicador de nível de energia** (#3) irá acender-se.
6. Aplique uma quantidade pequena de Silk'n Slider Gel na **superfície de tratamento** (#1).



Silk'n Slider Gel (ou outro gel transparente à base de água) facilita o movimento suave da **superfície do tratamento** (#1) sobre a pele e permite a condutividade. **Para assegurar um tratamento seguro e eficiente, comece sempre por aplicar Silk'n Slider Gel e aplicar mais gel, se necessário.**

7. Usando o nível de energia 1, coloque o dispositivo na área que deseja tratar e verifique se está em contacto total com a pele. Irá sentir uma leve sensação de calor.
8. Mova o dispositivo suavemente em movimentos lineares de massagem em toda a área que deseja tratar. Progrida devagar e com cuidado. Continua a mover o dispositivo assegurando que os 3 **elétrodos** (#2) permanecem em contacto com a pele enquanto trata a zona.
9. Aumente o nível de energia gradualmente, pressionando o **botão de controlo** (#4). Utilizar o nível de energia mais alto obterá os melhores resultados, mas é importante definir o nível de energia mais confortável para si.

10. Com o dispositivo constantemente em movimento, trate a área durante, pelo menos, 15 minutos no total. Irá sentir a temperatura da pele aumentar à medida que aumenta o nível de energia. Durante o tratamento, a sua pele ficará um pouco vermelha. Não se preocupe; isto é normal.



Pare imediatamente caso sinta algum desconforto.

11. Depois do seu tratamento, pressione longamente o **botão de controlo** (#4) para colocar o dispositivo em modo de espera.
12. Remova qualquer Silk'n Slider Gel residual da pele, em seguida, lave a pele com água morna. Seque a pele com uma toalha e aplique um creme facial para suavizá-la e hidratá-la.

9. Limpeza e manutenção

Limpa Silk'n FaceTite depois de cada tratamento.



Não imersa o dispositivo nem nenhuma das suas peças na água.

- Coloque o dispositivo em modo de espera e, em seguida, desligue-o.
- Utilize papel absorvente (como papel higiénico ou lenços) para remover o resíduo de gel da **superfície de tratamento** (#1). Certifique-se de remover todo o resíduo de gel para evitar que o gel solidifique ou danifique o dispositivo.

- Utilize um pano humedecido limpo para limpar o dispositivo e a **superfície de tratamento** (#1). Pode utilizar fluidos de limpeza com até 70% de álcool, mas nunca utilizar acetona ou outros líquidos abrasivos, pois irão danificar o seu dispositivo.
- Por fim, limpe o dispositivo e a **superfície de tratamento** (#1) seque com um pano seco limpo.

10. Armazenamento

Após a limpeza, recomendamos que mantenha o dispositivo no estojo de armazenamento. Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente seco antes do armazenamento.

11. Resolução de problemas

Não tente abrir ou reparar o seu equipamento. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

Problema	Verificações
O dispositivo não inicia.	Certifique-se de que o adaptador (#6) está ligado adequadamente ao equipamento e que está ligado a uma tomada elétrica na parede e que premiu o botão de controlo (#4).
Não posso sentir o calor do dispositivo mesmo que eu tenha pressionado no botão de controlo (#4).	O calor irá apenas ser emitido se a superfície de tratamento (#1) está em contacto total com a pele e aplicou gel suficiente antes e durante o seu tratamento. Isto é uma característica de segurança. Gel é essencial para o dispositivo para trabalhar.
Uma ou mais luzes piscam continuamente.	O equipamento tem defeito. Desligue o dispositivo e reinicie. Se o problema persistir, contacte o serviço ao cliente.

Problema	Verificações
O dispositivo parou de funcionar e está em modo de suspensão.	Pressione o botão de controlo (#4) novamente para reiniciar o dispositivo.

Para problemas ou questões técnicas, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

12. Consumíveis

Pode comprar mais Silk'n Slider Gel a partir do nosso website: www.silkn.eu.

13. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informação, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo. Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itália		servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantia

Por favor, consulte o livrete de garantia do produto separado para obter informações completas.

15. Descarte

Embalagem: Elimine a embalagem separada em materiais de tipo único. Descarte o papelão e cartão como resíduo de papel e película através do serviço de recolha de material reciclável.

Dispositivo: Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Isto garante que o dispositivo seja reciclado profissionalmente e evita a libertação de substâncias* prejudiciais para o meio ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.

* Produtos etiquetados com Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

16. Especificações

Modelo	H2111 / H2112
Tecnologia	Home Tightening™ (HT™)
Luz vermelha de comprimento de onda	620nm±20nm
Comprimento de onda IR	850nm±20nm
Radiofrequência	1MHz ±30%; 12W máx
Funcionamento e segurança	Estabilizador térmico para impedir sobreaquecimento da pele
Sistema de peso	125g

Temperatura	Utilizar	10° a 35°C
	Armazenamento	-40 a +70°C
Humidade Relativa	Utilizar	30 a 75%rH
	Armazenamento	10 a 90%rH
Pressão atmosférica	Utilizar	700 a 1060hPa
	Armazenamento	500 a 1060hPa
Modelo adaptador	KSA24A1200150HE	
- Entrada	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Saída	12Vdc; 1,5A	

17. Aviso legal

Direitos de autor 2019 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação. A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Silk'n e o logótipo Silk'n são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	120
2. Σήματα και σύμβολα.....	125
3. Χαρακτηριστικά ασφαλείας	126
4. Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής	127
5. Γνωρίστε το Silk'n FaceTite	128
5.1 Περιεχόμενα συσκευασίας.....	128
5.2 Εξαρτήματα συσκευής.....	128
5.3 Περιγραφή συσκευής.....	128
5.4 Προοριζόμενη χρήση.....	129
5.5 Ανάγνωση και αποθήκευση του εγχειριδίου χρήστη.....	129
6. Silk'n FaceTite Θεραπείες	130
6.1 Περιοχές θεραπείας.....	130
6.2 Πρόγραμμα θεραπείας.....	131
7. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n FaceTite	132
8. Έναρξη!.....	133
8.1 Πριν από την πρώτη χρήση.....	133
8.2 Βήματα θεραπείας.....	134
9. Καθαρισμός και συντήρηση.....	136
10. Αποθήκευση	136
11. Αντιμετώπιση προβλημάτων	137
12. Αναλώσιμα.....	138
13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	138
14. Εγγύηση	138
15. Απόρριψη	139
16. Προδιαγραφές.....	139
17. Νομική σημείωση.....	140

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις



Μια δήλωση ή ένα συμβάν που υποδεικνύει έναν πιθανό ή επικείμενο κίνδυνο, πρόβλημα ή άλλη δυσάρεστη κατάσταση κατά τη χρήση της συσκευής.



Προειδοποιήσεις ηλεκτρικής λειτουργίας & ασφάλειας

- Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής σας. Μπορείτε να εκτεθείτε σε επικίνδυνα εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλεία σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρό. Η συσκευή και ο προσαρμογέας δεν έχουν αδιάβροχη κατασκευή.
- Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα σε περίπτωση που πέσουν μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε τα αμέσως από την τροφοδοσία πριν τα πιάσετε. Εάν δεν αποσυνδέσετε τη συσκευή ή/και τον προσαρμογέα από την

πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!

- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέσετε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό στη διάρκεια της χρήσης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.

- ⦿ Επίσης, τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.
- ⦿ Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλε-κτρικών συσκευών.



Αντενδείξεις

Αυτή η συσκευή καθώς και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα εξής άτομα: ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ενηλίκους με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ή άτομα που δεν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:

- έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο απινιδωτή ή άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
- έχετε μη ελεγχόμενες ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως διαβήτη και ασθένειες του θυρεοειδούς.
- έχετε ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που προκαλούνται από διαβήτη, συστηματικές ή άλλες μεταβολικές παθήσεις.
- έχετε πρόσφατο ιστορικό καρκίνου, προκακοήθεις σπίλους ή πάσχετε από καρκίνο.
- έχετε υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή θεραπείας τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- πάσχετε από επιληψία.
- πάσχετε από κάποια ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.
- είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία που έχουν:

- μόνιμο εμφύτευμα, όπως μεταλλικές πλάκες και βίδες, εμφυτεύματα σιλικόνης ή περιοχές με ενέσιμα προσθετικά υλικά ή τοξίνες.
- ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, αλλοιώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (επιχειλίος έρπητας) ή ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που έχουν προκληθεί από συστημικές ή μεταβολικές παθήσεις (π.χ. διαβήτη).
- τραύματα ή εκχυμώσεις.
- εκτεθεί στον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία (περιμένετε 1 ημέρα). Για μαυρισμένο ή ηλιοκαμένο δέρμα, περιμένετε 3 ημέρες.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε:

- σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή ροδόχρου ακμή.
- ιστορικό ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα, όπως επαναλαμβανόμενα επεισόδια απλού έρπη, στην περιοχή θεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πραγματοποιείτε θεραπεία μόνο εφόσον ακολουθείτε προληπτική αγωγή.

- υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες ή έχετε περιοχές του δέρματος με πιθανές κακοήθειες.
- χρησιμοποιήσει στεροειδή τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- χρησιμοποιήσει φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή γιατρού στο δέρμα σας μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.
- οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού ή του δερματολόγου σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας σε περίπτωση χρήσης της συσκευής.

2. Σήματα και σύμβολα

	Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής.
	Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ.
	Κλάση II. Ο προσαρμογέας προστατεύεται έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω διπλής μόνωσης.
IP32	Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο αντικειμένων, όπως τα δάχτυλα των χεριών, και από σταγόνες νερού.
	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ντους ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.





Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

3. Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Το Silk'n FaceTite προστατεύει την υπερθέρμανση του δέρματος και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:

- **Θερμικός αισθητήρας και σταθεροποιητής θερμότητας:** Αυτά τα εξαρτήματα υπολογίζουν τη θερμοκρασία του δέρματος, εξισορροπούν τη θερμική ενέργεια και αποτρέπουν την υπερθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του δέρματος πλησιάσει τους 42°C - 43°C, ο σταθεροποιητής διακόπτει αυτόματα την εκπομπή θερμότητας. Μόλις η θερμοκρασία του δέρματος μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ο σταθεροποιητής ενεργοποιεί ξανά την εκπομπή θερμότητας.
- **Αισθητήρας κίνησης:** Silk'n FaceTite εκπέμπει θερμική ακτινοβολία RF καθώς μετακινείτε τη συσκευή επάνω στην επιφάνεια του δέρματος. Αν αφήσετε τη συσκευή σταθερά σε ένα σημείο του προσώπου για παρατεταμένο χρόνο, η συσκευή σταματά αυτόματα την εκπομπή θερμότητας. Αυτή είναι μια συσκευή ασφαλείας.

4. Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
Δ/Ι	Η συσκευή συνδέεται στην ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω του προσαρμογέα (#6).	Κατάσταση αναμονής Οι 5 ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#3) αναβοσβήνουν διαδοχικά και επανειλημμένα.
Κουμπί ελέγχου (#4) 	Πατήστε 1 φορά	Επίπεδο ενέργειας 1 - 1 λυχνία αναμμένη
	Πατήστε 2 φορές	Επίπεδο ενέργειας 2 - 2 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε 3 φορές	Επίπεδο ενέργειας 3 - 3 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε 4 φορές	Επίπεδο ενέργειας 4 - 4 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε 5 φορές	Επίπεδο ενέργειας 5 - 5 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε 6 φορές	Επιστροφή στο επίπεδο 1
	Πατήστε παρατεταμένα	Επιστροφή σε κατάσταση αναμονής
Ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#3) 	Ανάβουν αυτόματα υποδεικνύοντας το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας.	Κάθε λυχνία αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο ενέργειας. Το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας, ενώ το επίπεδο 5 είναι το υψηλότερο επίπεδο.

5. Γνωρίστε το Silk'n FaceTite

5.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή Silk'n FaceTite
- Θήκη φύλαξης
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Silk'n Slider Gel
- Κάρτα εγγύησης

5.2 Εξαρτήματα συσκευής

Η συσκευή διαθέτει μια **επιφάνεια θεραπείας** (#1), **ηλεκτρόδια** (#2) και ένα **κουμπί ελέγχου** (#4) που περιβάλλεται από τις **ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας** (#3).

Ανατρέξτε στο διάγραμμα της σελίδας (i) στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- Επιφάνεια θεραπείας (#1)
- 3 ηλεκτρόδια (#2)
- 5 ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#3)
- Κουμπί ελέγχου (#4)
- Υποδοχή συσκευής (#5)
- Προσαρμογέας με καλώδιο (#6)

5.3 Περιγραφή συσκευής

Το Silk'n FaceTite είναι μια συσκευή αντιγηραντικής θεραπείας που χρησιμοποιεί τεχνολογία HT™. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει τρία είδη ενέργειας: Ενεργειακή θερμότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) που δρα στην ανώτερη στιβάδα του δέρματος βελτιώνοντας την υφή του, φωτεινή ενέργεια LED που διεισδύει στο χόριο (δεύτερη στιβάδα του δέρματος) για αναζωογόνηση και αποκατάσταση των επιπέδων κολλαγόνου και ενέργεια διπολικών ραδιοσυχνοτήτων (RF) που διεισδύει βαθιά στο υποδερμικό λίπος εξασφαλίζοντας βαθιά σύσφιξη των ιστών και μείωση των ρυτίδων.

5.4 Προοριζόμενη χρήση

Το Silk'n FaceTite χρησιμοποιείται για βελτίωση της υφής και σύσφιξη του δέρματος, την επαναφορά του κολλαγόνου και τη μείωση των ρυτίδων.

Πρόκειται για μια συσκευή αυτοθεραπείας, που προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν ενδείκνυται για εμπορικούς σκοπούς. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα θεωρείται ακατάλληλη και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής της συσκευής δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται στην ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu.

5.5 Ανάγνωση και αποθήκευση του εγχειριδίου χρήστη


Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας.

Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε ξανά στις οδηγίες πριν από κάθε θεραπεία.

6. Silk'n FaceTite Θεραπείες

6.1 Περιοχές Θεραπείας

Υπάρχουν 6 περιοχές θεραπείας στο πρόσωπο και στον λαιμό.



GR

Περιοχή θεραπείας	Σκοπός
Μέτωπο, με εξαίρεση την περιοχή των φρυδιών	Σύσφιξη του δέρματος
Αριστερό μάγουλο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής δίπλα και κάτω από το μάτι	Λείανση των λεπτών γραμμών και ενίσχυση του όγκου
Δεξί μάγουλο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής δίπλα και κάτω από το μάτι	
Επάνω χείλος, συμπεριλαμβανομένης της ρινοχειλικής πτυχής	Σύσφιξη δέρματος και εξαφάνιση των ρυτίδων

Περιοχή θεραπείας	Σκοπός
Πηγούνι και γραμμή της σιαγόνας	Σύσφιξη και σμίλευση περιγράμματος του προσώπου
Λαιμός	Λείανση του δέρματος


6.2 Πρόγραμμα θεραπείας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε κάθε περιοχή ξεχωριστά για 15 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε όσες περιοχές θέλετε στη διάρκεια μίας συνεδρίας.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συστήνουμε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα γέλης στην **επιφάνεια θεραπείας** (#1) σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε ένα μόνο σημείο του δέρματος. Φροντίστε να μετακινείτε τη συσκευή καλύπτοντας όλη την περιοχή θεραπείας. Έτσι θα αποφύγετε την υπερθέρμανση της περιοχής θεραπείας, περιορίζοντας την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα 3 **ηλεκτρόδια** (#2) εφάπτονται πλήρως και πάντα επάνω στο δέρμα.
- Αν αισθάνεστε δυσφορία με το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας, μειώστε τη ρύθμιση στο επίπεδο με το οποίο αισθάνεστε άνετα.
- Φροντίστε να αλλάζετε επίπεδα ενέργειας μόνο όταν η **επιφάνεια θεραπείας** (#1) **δεν** βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κάθε περιοχή για τουλάχιστον 10 λεπτά στο επίπεδο ενέργειας 5.



- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 2 συνεδρίες εβδομαδιαίως και για διάστημα 10 εβδομάδων. Θα αρχίσετε να βλέπετε ορατά αποτελέσματα μετά από 5 εβδομάδες / 10 θεραπείες.



- Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 2 εβδομάδες ακόμα, ώστε να διατηρήσετε τα αποτελέσματα.

7. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n FaceTite

Αν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και δώσετε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και αντενδείξεις, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι συχνές. Ωστόσο, κάθε διαδικασία αισθητικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να

προκύψουν.

- Το υπερβολικό οίδημα (πρήξιμο) και το ερύθημα (κοκκίνισμα) είναι σπάνιες αντιδράσεις στη θεραπεία, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μετά από λίγες ημέρες. Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των ενοχλήσεων, δροσίστε την προσβεβλημένη περιοχή με ένα νωπό πανί για 10 λεπτά και εφαρμόστε μια κρέμα για εγκαύματα.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιαστεί διαστολή των επιφανειακών αιμοφόρων αγγείων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα προσωρινό κοκκίνισμα του δέρματος για μερικές ημέρες. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν κόκκινες κηλίδες σε ορισμένα αιμοφόρα αγγεία, οι οποίες θα υποχωρήσουν σύντομα. Αν παρουσιάσετε αυτές τις ενοχλήσεις, σας συστήνουμε να δροσίσετε αμέσως την περιοχή με κρύο νερό.
- i** Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε περίπτωση επίμονων συμπτωμάτων, όπως άλγος, ερυθρότητα του δέρματος, οίδημα ή αίσθημα καύσου.

8. Έναρξη!

8.1 Πριν από την πρώτη χρήση

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.
- Αν κάποια είδη απουσιάζουν ή φαίνονται κατεστραμμένα, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη που καλύπτει τα ηλεκτρόδια.

8.2 Βήματα θεραπείας

1. Βγάλτε τη συσκευή και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την **επιφάνεια θεραπείας** (#1).
3. Τοποθετήστε το καλώδιο του **προσαρμογέα** (#6) στην **υποδοχή της συσκευής** (#5). Στη συνέχεια, συνδέστε τον **προσαρμογέα** (#6) με την ηλεκτρική τροφοδοσία. Οι 5 **ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας** (#3) αναβοσβήνουν διαδοχικά και επανειλημμένα. Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής.
4. Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η επιδερμίδα σας είναι καθαρή και στεγνή και ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν κοσμήματα.
5. Πατήστε το **κουμπί ελέγχου** (#4). Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στο επίπεδο ενέργειας 1 και ανάβει μία **ενδεικτική λυχνία επιπέδου ενέργειας** (#3).
6. Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα του Silk'n Slider Gel στην **επιφάνεια θεραπείας** (#1).



Το Silk'n Slider Gel (ή οποιαδήποτε άλλη διαφανής γέλη με βάση το νερό) διευκολύνει την ομαλή κίνηση της **επιφάνειας θεραπείας** (#1) επάνω στο δέρμα και ενεργοποιεί την αγωγιμότητα. **Για ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, φροντίστε να ξεκινάτε τη διαδικασία εφαρμόζοντας πάντα το Silk'n Slider Gel και προσθέστε επιπλέον ποσότητα του προϊόντος στη διάρκεια της θεραπείας, αν χρειάζεται.**

7. Επιλέγοντας το επίπεδο ενέργειας 1, τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή θεραπείας και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Θα νιώσετε μια ελαφριά αίσθηση θερμότητας.

8. Μετακινήστε απαλά τη συσκευή κατά μήκος κάνοντας μασάζ στην περιοχή της θεραπείας. Συνεχίστε αργά και προσεκτικά. Εξακολουθήστε να μετακινείτε τη συσκευή φροντίζοντας ώστε τα 3 **ηλεκτρόδια** (#2) να παραμένουν σταθερά τοποθετημένα επάνω στο δέρμα της περιοχής θεραπείας.
9. Αυξήστε το επίπεδο της ενέργειας σταδιακά, πατώντας το **κουμπί ελέγχου** (#4). Η χρήση του υψηλότερου επιπέδου ενέργειας εξασφαλίζει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, ωστόσο είναι σημαντικό να επιλέξετε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο αισθάνεστε άνετα.
10. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας την διαρκώς στην περιοχή θεραπείας για τουλάχιστον 15 λεπτά συνολικά. Καθώς αυξάνετε το επίπεδο ενέργειας, θα αυξάνεται η θερμοκρασία του δέρματος. Στη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα θα εμφανίζει ένα ελαφρύ κοκκίνισμα. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.



Σε περίπτωση που αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

GR

11. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί ελέγχου** (#4) για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
12. Απομακρύνετε οποιαδήποτε υπολείμματα του Silk'n Slider Gel από το δέρμα σας και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Στεγνώστε το δέρμα με μια πετσέτα και εφαρμόστε μια κρέμα προσώπου για να καταπραΰνετε και να ενυδατώσετε την περιοχή.

9. Καθαρισμός και συντήρηση

Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n FaceTite μετά από κάθε θεραπεία.



Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή κάποιο από τα εξαρτήματά της σε νερό.

- Θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό χαρτί (όπως μαντηλάκια ή χαρτί υγείας), καθαρίστε τα υπολείμματα της γέλης από την **επιφάνεια θεραπείας** (#1). Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει όλα τα υπολείμματα της γέλης προκειμένου να αποφύγετε την στερεοποίηση της ουσίας ή την πρόκληση ζημιών στη συσκευή.
- Καθαρίστε τη συσκευή και την **επιφάνεια θεραπείας** (#1) με ένα νωπό πανί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά υγρά με περιεκτικότητα έως 70% σε οινόπνευμα, ωστόσο αποφύγετε τη χρήση ακετόνης ή άλλων λειαντικών υγρών που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.
- Τέλος, σκουπίστε τη συσκευή και την **επιφάνεια θεραπείας** (#1) με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

10. Αποθήκευση

Μετά τον καθαρισμό, συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στη θήκη φύλαξης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή πριν την αποθήκευση.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή σας. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τον προσαρμογέα (#6) στη συσκευή, ότι είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι έχετε πιέσει το κουμπί ελέγχου (#4).
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμότητα παρόλο που έχω πατήσει το κουμπί ελέγχου (#4).	Η συσκευή εκπέμπει θερμότητα μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας (#1) βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα και εφόσον έχετε τοποθετήσει επαρκή ποσότητα γέλης πριν από τη θεραπεία και σε όλη τη διάρκειά της. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η γέλη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της συσκευής.
Μία ή περισσότερες λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχώς.	Έχει προκύψει δυσλειτουργία της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κάντε επανεκκίνηση. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.	Πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου (#4) για να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής.

Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

12. Αναλώσιμα

Μπορείτε να αγοράσετε το Silk'n Slider Gel από τον ιστότοπό μας: www.silkn.eu.

13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Ηλεκτρονική διεύθυνση
Βέλγιο	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Ιταλία		servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
ΗΒ	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Εγγύηση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Εγγύησης Προϊόντος.

15. Απόρριψη

Συσκευασία: Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Συσκευή: Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών* στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

* Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

16. Προδιαγραφές

Μοντέλο	H2111 / H2112	
Τεχνολογία	Home Tightening™ (HT™)	
Μήκος κύματος ερυθρού φωτός	620nm±20nm	
Μήκος κύματος IR	850nm±20nm	
Ραδιοσυχνότητα	1MHz ±30%, μέγ. 12W	
Χειρισμός και ασφάλεια	Σταθεροποιητής θερμότητας για αποφυγή της υπερθέρμανσης του δέρματος	
Βάρος συστήματος	125g	
Θερμοκρασία	Σε λειτουργία	10 έως 35°C
	Αποθήκευση	-40 έως +70°C
Σχετική υγρασία	Σε λειτουργία	30 έως 75%rH
	Αποθήκευση	10 έως 90%rH

Ατμοσφαιρική πίεση	Σε λειτουργία	700 έως 1060hPa
	Αποθήκευση	500 έως 1060hPa
Μοντέλο προσαρμογέα		KSA24A1200150HE
Ισχύς εισόδου		100-240V, 50-60Hz, 0,5A
Ισχύς εξόδου		12 Vdc, 1,5A

17. Νομική σημείωση

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar	142
2. İşaretler ve semboller	146
3. Güvenlik özellikleri	147
4. Cihaz kontrolleri ve ayarları	147
5. Silk'n FaceTite cihazınızı tanıyın	148
5.1 Ambalaj içeriği	148
5.2 Cihaz parçaları	148
5.3 Cihaz açıklaması	149
5.4 Kullanım amacı	149
5.5 Kullanım kılavuzunu okuma ve saklama	150
6. Silk'n FaceTite uygulamaları	150
6.1 Uygulama bölgeleri	150
6.2 Uygulama planı	151
7. Silk'n FaceTite ile beklenebilecekler	152
8. Başlayın!	153
8.1 İlk kullanımdan önce	153
8.2 Uygulama adımları	153
9. Temizlik ve bakım	155
10. Depolama	156
11. Sorun giderme	156
12. Sarf malzemeleri	157
13. Müşteri hizmetleri.....	157
14. Garanti	157
15. Bertaraf etme	157
16. Teknik özellikler	158
17. Yasal uyarı.....	159

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar



Cihaz kullanılırken olası veya yaklaşan bir tehlike, sorun veya diğer olumsuz durumları bildiren bir ifade veya olay.



Elektrik ve güvenlik uyarıları

- Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Cihazınızın yalıtımlı parçalarını onarma veya değiştirme girişiminde bulunmayın. Kendinizi tehlikeli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.
- Cihazı veya adaptörü küvet, lavabo, su ya da başka bir sıvının içine düşme ya da çekilme olasılığı olan yerlere koymayın. Cihaz ve adaptör su geçirmez değildir.
- Suya düşmesi halinde, cihaza veya adaptöre uzanmayın. Bunları almadan hemen önce fişini prizden çekin. Cihazın ve/veya adaptörün prizden çekilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Kablosu ya da fişi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, hemen adaptörün fişini prizden çekin.

- Cihaz sadece birlikte verilen adaptör ile kullanılmalıdır.
- Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz hasarlıysa, düzgün çalışmadığı görülüyorsa veya duman görüyorsanız veya kokusu alıyorsanız cihazı kullanmayın. Bu tip durumlarda, cihazı kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.
- Cihazı ya da parçalarının herhangi birini temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizleme veya kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların ambalaj ile oynamasına izin verilmemelidir. Çocuklar ambalaj malzemesiyle kendine zarar verebilir veya küçük parçaları yutup boğulabilirler.
- Cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! Yasalar uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.



Kontrendikasyonlar

Tüm parçaları dahil olmak üzere bu cihaz şu kişiler tarafından kullanılmamalıdır: 18 yaşın altındaki çocuklar, fiziksel, duyuşal veya psikolojik kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler, cihazın güvenli biçimde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan veya mevcut tehlikeleri anlamayan kişiler.

Şu durumlarda kullanmayın:

- kalp pili veya dâhili defibrilatör kullanıyorsanız veya vücudunuzda başka bir aktif elektrikli implant varsa.
- diyabet ve tiroid rahatsızlıkları gibi yetersiz kontrol edilen endokrin bozuklukları.
- diyabet, sistemik veya diğer metabolik hastalıklardan kaynaklanan anormal cilt rahatsızlıkları.
- geçmişte veya şu anda kanser rahatsızlığı veya kanser öncesi vücut lekeleri olan kişiler.
- uygulamadan önceki 3 ay içerisinde uygulama yapılan alanda herhangi bir ameliyat geçiren kişiler.
- epilepsi rahatsızlığınız varsa.

- porfiria, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa.
- hamileyseniz veya emziriyorsanız.

Şu rahatsızlıkların bulunduğu bölgeleri tedavi etmeyin:




- metal plakalar ve vidalar, silikon implantlar gibi kalıcı implantları olan veya dolgu ya da toksin enjekte edilmiş vücut bölgeleri olan kişiler.
- aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar, açık enfeksiyon (uçuk), sistemik veya metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları olan kişiler.
- travma geçirmiş veya yaralanmış cilt.
- yakın zamanda koruma olmadan güneşe maruz kalma (1 gün bekleyin); bronzlaşmış veya güneş yanığı olan cilt için, 3 gün bekleyin.



Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza danışın:

- kuperoz veya rozasea rahatsızlığı olanlar.

- uygulama alanında yinelenen herpes simplex gibi ısıyla tetiklenen hastalık olan kişiler. Bu durumda, sadece bir koruyucu bir rejim uygulayarak uygulama yapabilirsiniz.
- son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz veya potansiyel cilt malignitelerinin olduğu bölgelere sahipseniz.
- uygulamadan önceki 3 ay içerisinde steroidler kullanan kişiler.
- son 6 ay içinde cildinize doktor reçete edilmiş bir ilaç uyguladıysanız.
- doktorunuzun veya dermatoloji uzmanınızın görüşüne göre bu tedavinin size uygulanmasını güvensiz hale getirebilecek başka herhangi bir durum.

2. İşaretler ve semboller

	Cihazın kullanımı veya bakımıyla ilgili önemli bilgiler.
	Bu sembolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
	Sınıf II. Adaptör, çift yalıtımla elektrik şokuna karşı korunmaktadır.
IP32	Cihaz, parmaklar dahil nesnelerin girişine ve su damlalarına karşı korumalıdır.

	Cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde geçerli kanunlara uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunun. WEEE Direktifine uygun olarak.



3. Güvenlik özellikleri

Silk'n FaceTite cildinizi aşırı ısınmadan korur ve şu güvenlik özelliklerine sahiptir:

- **Isı sensörü ve ısı dengeleyici:** Bunlar cildin sıcaklığını ölçer, ısı enerjisini dengeler ve aşırı ısınmayı engeller. Cildin sıcaklığı 42°C - 43°C'ye ulaştığında, cilt sıcaklığı dengeleyicinin ısınmaya devam edebileceği bir dereceye düşene kadar dengeleyici otomatik olarak ısı yaymayı durdurur.
- **Hareket sensörü:** Silk'n FaceTite sadece siz cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirirken RF ısıyı yayar. Cihazı yüzünüzün bir bölümünde çok uzun süre tutarsanız, cihaz ısı yaymayı otomatik olarak keser. Bu bir güvenlik özelliğidir.

4. Cihaz kontrolleri ve ayarları

Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
Geçerli Değil	Cihaz elektrik kaynağına adaptör (#6) ile bağlanır.	Bekleme modu 5 enerji seviyesi göstergesi ışığının (#3) tümü sürekli olarak yanıp söner.

Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
Kontrol düğmesi (#4) 	1 kez basma	Enerji seviyesi 1 - 1 ışık açık
	2 kez basma	Enerji seviyesi 2 - 2 ışık açık
	3 kez basma	Enerji seviyesi 3 - 3 ışık açık
	4 kez basma	Enerji seviyesi 4 - 4 ışık açık
	5 kez basma	Enerji seviyesi 5 - 5 ışık açık
	6 kez basma	1. seviyeye geri döner
	Uzun süreli basma	Bekleme moduna geri döner
Enerji düzeyi göstergesi ışıkları (#3) 	Seçilen enerji seviyesini göstermek üzere otomatik olarak yanar.	Her enerji seviyesi için bir ışık vardır. 1. seviye en düşük ve 5. seviye en yüksek enerji seviyesidir.

5. Silk'n FaceTite cihazınızı tanıyın

5.1 Ambalaj içeriği

- Silk'n FaceTite cihazı
- Adaptör
- Silk'n Slider Gel
- Saklama kutusu
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı

5.2 Cihaz parçaları

Cihazda bir **uygulama yüzeyi** (#1), **elektrotlar** (#2) ve bir **kontrol düğmesi** (#4) ve çevresinde **enerji seviyesi göstergesi ışıkları** (#3) bulunur.

Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanım kılavuzunun başında sayfa (i)'deki çizime bakınız.

- Uygulama yüzeyi (#1)
- 3 Elektrot (#2)
- 5 Enerji seviyesi gösterge ışığı (#3)
- Kontrol düğmesi (#4)
- Cihaz soketi (#5)
- Kablolu adaptör (#6)

5.3 Cihaz açıklaması

Silk'n FaceTite HT™ teknolojisinden yararlanan bir yaşlanma karşıtı uygulama cihazıdır. Bu teknoloji üç enerji türünü bir araya getirir: Cilt dokusunu iyileştirmek için cildin üst katmanını etkileyen kızılötesi (IR) Isı Enerjisi, gençleştirme ve kolajen restorasyonu için dermisin içine ulaşan LED Işık Enerjisi ve derin dokuların sıkılaştırılması ve kırışıkların azaltılması için deri alt yağ kütlesine derinlemesine nüfuz eden Bi-Polar Radyo Frekans (RF) Enerjisi.

5.4 Kullanım amacı

Silk'n FaceTite cilt dokusunu iyileştirmek, cildi sıkılaştırmak, kolajeni yenilemek ve kırışıkları azaltmak için tasarlanmıştır.

Cihaz sadece evde kendi kendine uygulama için tasarlanmıştır. Özel ev kullanımı için geliştirilmiş olup ticari kullanımlar için uygun değildir. Cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanın. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir ve kişilere veya eşyalara zarar verebilir.

Uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan üretici ya da tedarikçi sorumlu tutulamaz. Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın.

5.5 Kullanım kılavuzunu okuma ve saklama


Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliđi içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıřtır. Avrupa Birliđi dıřındayken, ilgili ÷lkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir.

İlk kullanımdan önce, bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak için saklayın. Her uygulamadan önce talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

6. Silk'n FaceTite uygulamaları

6.1 Uygulama bölgeleri

Yüz ve boyun için 6 uygulama bölgesi vardır.




Tedavi bölgesi	Amaç
Kaşlar hariç alın	Cildi sıkılaştırmak
Gözün yanı ve altı dahil sol yanak	İnce çizgilere uygulama yapmak ve hacim oluşturmak
Gözün yanı ve altı dahil sağ yanak	
Burun-dudak kat yeri dahil üst dudak	Sıkılaştırma ve kırışıkları giderme
Alt çene hattı dahil çene	Sıkılaştırma ve V Şekli Verme
Boyun	Cildi pürüzsüzleştirme

6.2 Uygulama planı

Her bölgeye 15'er dakika uygulama yapın. Bir oturumda istediğiniz kadar çok bölgeye uygulama yapabilirsiniz.

Maksimum etki için, şunları tavsiye ederiz:

- Uygulama sırasında sürekli olarak **uygulama yüzeyinde** (#1) yeterli jel olduğundan emin olun.
- Cihazı cildin bir noktasında bırakmayın. Cihazı hareket ettirmeye devam ederek tüm uygulama bölgesini kapsayın. Bu şekilde uygulama bölgesinin aşırı ısınması önlenir ve herhangi bir olumsuz etki olasılığı azaltılır.
- 3 **elektrotun** (#2) her zaman cilt ile tam temas halinde olduğundan emin olun.
- Enerji seviyesi rahatsız ediciyse, sizin için konforlu olan bir seviyeye indirin.
- Enerji seviyelerini sadece **uygulama yüzeyi** (#1) cilt ile temas halinde **olmadığında** değiştirin.
- Her bölgeye enerji seviyesi 5'te en az 10 dakika uygulama yapın.



- Cihazı 10 hafta boyunca haftada 2 oturum kullanın. Görünür sonuçları 5 hafta / 10 uygulama sonra görmeye başlayacaksınız.



- Bundan sonra, sonuçları muhafaza etmek için 2 haftada bir uygulayınız.

7. Silk'n FaceTite ile beklenebilecekler

Talimatlara tam olarak uyularak tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek komplikasyonları ve riskleri anlamamız ve kabul etmemiz önemlidir.

- Aşırı ödem (şişlik) ve eritem (kızarıklık) uygulamaya karşı nadiren oluşan reaksiyonlar olup çoğu durumda birkaç gün içinde geçer. Bu belirtilerin görülmesi durumunda, hemen ilgili bölgeyi serinletmek üzere en az 10 dakika süreyle nemli soğuk bir bez kullanın ve yanık kremi sürün.
- Nadir durumlarda, kullanıcı yüzeysel kılcal damarlarda genişleme yaşayabilir. Bu durum birkaç gün geçici kızarıklığa neden olabilir. Ayrıca, bazı kılcallar zamanla azalacak kırmızı benekler oluşturabilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda, bölgeyi hemen suyla serinletmenizi öneririz.
- ❗ Ağrı, ciltte kızarıklık, şişlik veya yanma hissi gibi herhangi bir kalıcı belirti yaşamanız durumunda doktorunuza başvurun.

8. Başlayın!

8.1 İlk kullanımdan önce

- Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm parçaların mevcut olduğunu kontrol edin.
- Herhangi bir bileşenin eksik olması veya hasarlı görünmesi durumunda, müşteri hizmetleriyle iletişim kurun.
- İlk kullanımdan önce, elektrotları kaplayan koruyucu filmi çıkarın.

8.2 Uygulama adımları

1. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
2. Koruyucu filmi **uygulama yüzeyinden** (#1) çıkarın.
3. **Adaptör** (#6) kablosunun fişini **cihaz soketine** (#5) takın. Ardından **adaptörü** (#6) elektrik prizine bağlayın. 5 **enerji seviyesi gösterge ışığının** (#3) tümü sürekli olarak yanıp sönecektir. Artık cihaz bekleme modundadır.

4. Başlamadan önce, cildinizin temiz ve kuru olduğundan ve tüm takılarınızı çıkardığınızdan emin olun.
5. **Kontrol düğmesine** (#4) basın. Cihaz enerji seviyesi 1'de otomatik olarak başlar ve bir **enerji seviyesi gösterge ışığı** (#3) yanar.
6. **Uygulama yüzeyine** (#1) az miktarda Silk'n Slider Gel sürün.



Silk'n Slider Gel (veya diğer bir su bazlı şeffaf jel) **uygulama yüzeyinin** (#1) cilt üzerinde pürüzsüzce hareket etmesini kolaylaştırır ve iletkenlik sağlar. **Güvenli ve verimli uygulama sağlamak için, mutlaka Silk'n Slider Gel uygulayarak başlayın ve gerekirse daha fazla jel uygulayın.**

7. Enerji seviyesi 1'i kullanarak cihazı uygulama yapmak istediğiniz bölgenin üzerine getirin ve cilt ile tam temas halinde olduğundan emin olun. Hafif bir ısı hissedeceksiniz.
8. Cihazı uygulama yapmak istediğiniz bölge boyunca doğrusal, masaj benzeri hareketlerle ilerletin. Yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Cihazı hareket ettirmeye devam ederek siz bölgeye uygulama yaparken 3 **elektrotun** (#2) cilt ile yeterli temas halinde olmasını sağlayın.
9. **Kontrol düğmesine** (#4) basarak enerji seviyesini aşamalı olarak artırın. En yüksek enerji seviyesinin kullanılması en iyi sonuçları sağlayacaktır, ancak sizin için en konforlu olan enerji seviyesini ayarlamanız önemlidir.
10. Cihaz sürekli hareket halinde olacak şekilde, ilgili bölgeye en az toplam 15 dakika süreyle uygulama yapın. Enerji seviyesini artırdıkça cilt sıcaklığının arttığını hissedeceksiniz. Uygulama sırasında, cildiniz biraz kızaracaktır. Endişelenmeyin, bu normaldir.



Rahatsızlık hissederseniz hemen durun.

11. Uygulamanız bittikten sonra, cihazı bekleme moduna almak için **kontrol düğmesine** (#4) uzun basın.
12. Cildinizdeki artık Silk'n Slider Gel'i giderin ve ardından cildinizi ılık suyla durulayın. Cildi bir havluyla kurulayın ve yumuşatıp nemlendirmek için bir yüz kremi sürün.

9. Temizlik ve bakım

Silk'n FaceTite cihazını her uygulamadan sonra temizleyin.



Cihazı veya hiçbir parçasını kesinlikle suya sokmayın.

- Cihazı bekleme moduna getirin, ardından fişini çekin.
- **Uygulama yüzeyindeki** (#1) jel kalıntılarını gidermek için emici kağıt (tuvalet kağıdı veya mendil) kullanın. Jelin sertleşmesini veya cihaza zarar vermesini önlemek için tüm jel kalıntılarını giderdiğinizden emin olun.
- Cihazı ve **uygulama yüzeyini** (#1) temizlemek için temiz nemli bir bez kullanın. %70'e kadar alkol içeren sıvı temizlik ürünleri kullanabilirsiniz, ama kesinlikle aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanılmamalıdır, çünkü bunlar cihazınıza zarar verecektir.
- Son olarak, cihazı ve **uygulama yüzeyini** (#1) temiz kuru bir bezle silip kurulayın.

10. Depolama

Cihazı temizledikten sonra, saklama kutusunda saklamanız önerilir. Saklamadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.

11. Sorun giderme

Cihazınızın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Cihaz çalışmıyor.	Adaptörün (#6) cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan, bir elektrik prizine takılı olduğundan ve kontrol düğmesine (#4) bastığınızdan emin olun.
Kontrol düğmesine (#4) bastığımda halde cihazdan hiç ısı hissedemiyorum.	Isının yayılması için uygulama yüzeyinin (#1) mutlaka cilt ile tam temas halinde olması ve uygulama öncesinde ve sırasında yeterli miktarda jel sürülmüş olması gerekir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Jel, cihazın çalışması için şarttır.
Bir veya birden fazla ışık sürekli yanıp sönüyor.	Cihaz arızalı. Cihazın fişini çekin ve yeniden başlatın. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleriyle iletişime kurun.
Cihaz çalışmayı durdurdu ve bekleme moduna girdi.	Cihazı yeniden başlatmak için kontrol düğmesine (#4) tekrar basın.

Soru ve sorunlarınız için, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime kurun.

12. Sarf malzemeleri

İlave Silk'n Slider Geli web sitemizden satın alabilirsiniz: www.silkn.eu.

13. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Tüm bilgiler için lütfen ayrı Ürün Garanti kitapçığına başvurun.

15. Bertaraf etme

Ambalaj: Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.

Cihaz: Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin* çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.

* Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

16. Teknik özellikler

Model	H2111 / H2112	
Teknoloji	Home Tightening™ (HT™)	
Kırmızı ışığın dalga boyu	620nm ± 20nm	
Kızılötesi Dalga Boyu	850nm ± 20nm	
Radyo frekansı	1MHz ±%30; 12W maks	
Çalışma ve güvenlik	Cildin aşırı ısınmasını engelleyen ısı dengeleyici	
Sistem ağırlığı	125g	
Sıcaklık	Çalıştırma	10 - 35°C
	Depolama	-40 - +70°C
Bağıl Nem	Çalıştırma	%30 - %75rH
	Depolama	%10 ila %90rH
Atmosferik basınç	Çalıştırma	700 - 1060hPa
	Depolama	500 - 1060hPa
Adaptör modelleri	KSA24A1200150HE	
- Giriş	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Çıkış	12Vdc; 1,5A	

17. Yasal uyarı

Telif Hakkı 2019 © Home Skinovations Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovation Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'nin açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Silk'n ve Silk'n logosu Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, İSRAİL adresindeki Home Skinovations Ltd şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Indice

1. Avvertenze e controindicazioni.....	161
2. Segni e simboli	165
3. Dispositivi di sicurezza	166
4. Comandi e impostazioni del dispositivo.....	167
5. Scoprire Silk'n FaceTite	168
5.1 Contenuto della confezione.....	168
5.2 Parti del dispositivo.....	168
5.3 Descrizione del dispositivo	168
5.4 Uso previsto.....	169
5.5 Lettura e conservazione del manuale per l'utente	169
6. Silk'n FaceTite trattamenti	170
6.1 Aree di trattamento.....	170
6.2 Piano di trattamento.....	171
7. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n FaceTite	172
8. Per iniziare!.....	173
8.1 Prima del primo utilizzo	173
8.2 Fasi di trattamento	173
9. Pulizia e manutenzione	175
10. Conservazione.....	176
11. Risoluzione dei problemi	176
12. Consumabili.....	177
13. Servizio di assistenza clienti	177
14. Garanzia.....	177
15. Smaltimento	178
16. Caratteristiche tecniche	178
17. Note legali	179

1. Avvertenze e controindicazioni



Una dichiarazione o un evento che indica un pericolo, un problema o un'altra situazione spiacevole, potenziali o imminenti, durante l'uso del dispositivo.



Avvertenze relative ai prodotti elettrici e alla sicurezza

- Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di riparare o aprire le parti sigillate del dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti pericolosi e di provocare gravi lesioni personali. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.
- Non poggiare il dispositivo o l'adattatore in posizioni da cui possano cadere o essere tirati dentro a una vasca, a un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido. Il dispositivo e l'adattatore non sono impermeabili.
- Non toccare il dispositivo o l'adattatore nel caso in cui siano caduti in acqua. Scollegarli immediatamente entrambi dall'alimentazione elettrica prima di recuperarli. Il mancato scollegamento del dispositivo e/o dell'adattatore può provocare scosse elettriche!

- ⦿ Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore.
- ⦿ Il dispositivo è progettato per essere utilizzato solo insieme all'adattatore in dotazione.
- ⦿ Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi modo, o non sembra funzionare correttamente, oppure se si vede o sente fumo. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- ⦿ Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.
- ⦿ I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non possono pulire né mantenere il dispositivo.
- ⦿ I bambini non devono giocare con l'imballaggio, perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.

- ⦿ Non smaltire il dispositivo tra i rifiuti domestici! La legge prevede che questo dispositivo elettronico (inclusi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto.



Contraindications

Il dispositivo, incluse tutte le sue parti, non deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: bambini di età inferiore a 18 anni, adulti privi di esperienza o conoscenza sull'utilizzo in sicurezza del prodotto, o coloro che non comprendono i rischi implicati.

Non utilizzare in caso di:

- ⦿ Pacemaker, defibrillatore o qualsiasi altro impianto elettrico attivo in qualsiasi parte del corpo.
- ⦿ Disturbi endocrini mal controllati, come diabete e disturbi tiroidei.
- ⦿ Condizioni cutanee anormali causate da diabete oppure da altre malattie sistemiche o metaboliche.
- ⦿ Storia o attuale condizione di cancro, o nei pre-maligni.

- ⦿ Intervento chirurgico sull'area trattata nei 3 mesi precedenti il trattamento.
- ⦿ Epilessia.
- ⦿ Malattie collegate a fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare o lupus, ecc.
- ⦿ Gravidanza o allattamento.

Non trattare aree che hanno:

- ⦿ Un impianto permanente, come piastre e viti di metallo, impianti in silicone o aree trattate con filler o tossine.
- ⦿ Pelle con eczema attivo, psoriasi, lesioni, ferite aperte, infezioni aperte (herpes labiale), pelle con caratteristiche anomale dovute a malattie sistemiche o metaboliche (ad es., diabete).
- ⦿ Pelle traumatizzata o ferita.
- ⦿ Pelle di recente esposta al sole senza protezione (aspettare un giorno); per pelle abbronzata o scottata aspettare 3 giorni.

Consultare il proprio medico in caso di:

- ⦿ Couperose o rosacea.

- ⊙ Storia di malattie provocate dal calore, come herpes simplex ricorrente sull'area da trattare. Nel caso è possibile effettuare il trattamento solo dopo aver seguito un regime di profilassi.
- ⊙ Trattamenti radioterapici o chemioterapici ricevuti negli ultimi 3 mesi, oppure aree cutanee con neoplasie potenzialmente maligne.
- ⊙ Uso di steroidi nei 3 mesi precedenti il trattamento.
- ⊙ Applicazione sulla pelle di farmaci a prescrizione medica negli ultimi 6 mesi.
- ⊙ Qualsiasi altra condizione che, a parere del medico o del dermatologo, renderebbe non sicuro il trattamento.

2. Segni e simboli

	Informazioni importanti sull'uso e sulla manutenzione del dispositivo.
	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.
	Classe II. L'adattatore è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
IP32	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti di diametro simile a quello di un dito, né di gocce d'acqua.



Non usare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.





Non smaltire tra i rifiuti domestici. Smaltire conformemente alla normativa nazionale per contribuire a proteggere l'ambiente. Conforme alla direttiva WEEE.

3. Dispositivi di sicurezza

Silk'n FaceTite protegge la pelle dal surriscaldamento e dispone dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- **Sensore termico e stabilizzatore di calore:** misurano la temperatura della pelle, stabilizzano l'energia termica e prevencono il surriscaldamento. Quando la temperatura corporea raggiunge i 42°C - 43°C, lo stabilizzatore smette automaticamente di emettere calore, finché la temperatura cutanea si abbassa a sufficienza perché lo stabilizzatore possa riprendere a scaldare.
- **Sensore di movimento:** Silk'n FaceTite emette calore RF solo quando viene fatto muovere sulla pelle. Se si tiene il dispositivo su una parte del viso troppo a lungo, il dispositivo smetterà automaticamente di emettere calore. Si tratta di un dispositivo di sicurezza.

4. Comandi e impostazioni del dispositivo

Pulsante	Azione	Funzione / Modalità
N/D	Il dispositivo è collegato all'alimentazione elettrica per mezzo dell' adattatore (#6).	Modalità standby Tutti e 5 gli indicatori luminosi del livello di energia (#3) lampeggiano in modo continuo.
Pulsante di comando (#4) 	Premere 1 volta	Livello di energia 1 - 1 indicatore luminoso acceso
	Premere 2 volte	Livello di energia 2 - 2 indicatori luminosi accesi
	Premere 3 volte	Livello di energia 3 - 3 indicatori luminosi accesi
	Premere 4 volte	Livello di energia 4 - 4 indicatori luminosi accesi
	Premere 5 volte	Livello di energia 5 - 5 indicatori luminosi accesi
	Premere 6 volte	Torna al livello 1
	Tenere premuto	Torna alla modalità standby
Indicatori luminosi del livello di energia (#3) 	Si accendono automaticamente per mostrare il livello di energia selezionato.	C'è un piccolo indicatore per ciascun livello di energia. Il livello 1 è il livello di energia più basso, il livello 5 è il più alto.

5. Scoprire Silk'n FaceTite

5.1 Contenuto della confezione

- Dispositivo Silk'n FaceTite
- Custodia
- Adattatore
- Manuale per l'utente
- Silk'n Slider Gel
- Certificato di garanzia

5.2 Parti del dispositivo

Il dispositivo dispone di una **superficie di trattamento** (#1), di **elettrodi** (#2) e di un **pulsante di comando** (#4) circondato da **indicatori luminosi del livello di energia** (#3).

Per individuare la posizione di ciascun elemento, fare riferimento all'immagine a pagina (i) all'inizio di questo manuale.

- Superficie di trattamento (#1)
- 3 elettrodi (#2)
- 5 indicatori luminosi del livello di energia (#3)
- Pulsante di comando (#4)
- Presa del dispositivo (#5)
- Adattatore con cavo (#6)

5.3 Descrizione del dispositivo

Silk'n FaceTite è un dispositivo per il trattamento anti-età del viso che utilizza la tecnologia HT™. Questa tecnologia combina tre tipologie di energia: l'energia termica a infrarossi (IR), che migliora la texture degli strati superiori della pelle; l'energia luminosa a LED, che raggiunge il derma per il ringiovanimento e il ripristino del collagene; e l'energia a radiofrequenze bipolari (RF), che penetra in profondità nel grasso subdermico per rassodare i tessuti e ridurre le rughe.

5.4 Uso previsto

Silk'n FaceTite è progettato per migliorare l'incarnato, rassodare la pelle, ripristinare il collagene e ridurre le rughe.

Il dispositivo è utilizzabile solo per l'autotrattamento. È inteso per uso domestico e non è adatto a scopi commerciali. Usare il dispositivo solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e potrebbe comportare danni agli oggetti o alle persone.

Il produttore o il fornitore non possono essere ritenuti responsabili per danni o infortuni causati da un uso improprio o non corretto. Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu.

5.5 Lettura e conservazione del manuale per l'utente


Il manuale per l'utente è basato sugli standard e sulle regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia.

Prima del primo utilizzo leggere completamente il presente manuale e conservarlo per il futuro utilizzo. Raccomandiamo all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso prima di ogni trattamento.

6. Silk'n FaceTite trattamenti

6.1 Aree di trattamento

Ci sono 6 aree di trattamento su viso e collo.




Area di trattamento	Scopo
Fronte, ad esclusione delle sopracciglia	Rassodamento cutaneo
Guancia sinistra, inclusa l'area a lato e al di sotto dell'occhio	Trattamento delle piccole rughe e volumizzazione
Guancia destra, inclusa l'area a lato e al di sotto dell'occhio	
Area sopra al labbro, inclusa la piega nasolabiale	Rassodamento ed eliminazione delle rughe
Mento, inclusa la linea della mandibola	Rassodamento e forma a V
Collo	Levigamento della pelle

6.2 Piano di trattamento


Trattare ogni area separatamente per 15 minuti. In una sessione è possibile trattare tutte le aree desiderate.

Per la massima efficacia si consiglia quanto segue:

- Assicurarsi che la **superficie di trattamento** (#1) disponga di sufficienti quantità di gel per tutto il tempo di trattamento.
- Non lasciare il dispositivo su una piccola area di pelle. Continuare a muovere il dispositivo, per coprire l'intera area di trattamento. Ciò previene il surriscaldamento dell'area di trattamento e riduce la possibilità di qualsiasi effetto collaterale.
- Assicurarsi che i 3 **elettrodi** (#2) siano sempre interamente a contatto con la pelle.
- Se il livello di energia è fastidioso, ridurlo a un livello che sia piacevole.
- Variare i livelli di energia solo quando la **superficie di trattamento** (#1) **non** è in contatto con la pelle.
- Trattare ciascuna area per almeno 10 minuti al livello di energia 5.



- Usare il dispositivo per 2 sessioni alla settimana per 10 settimane. Si inizieranno a vedere risultati visibili dopo 5 settimane / 10 trattamenti.



- In seguito effettuare il trattamento ogni 2 settimane, per mantenere i risultati ottenuti.

7. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n FaceTite

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si presta attenzione a ogni avvertenza e controindicazione, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Tuttavia, qualsiasi procedura cosmetica, comprese quelle progettate per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Per questo motivo, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze.

- Edema (gonfiore) eccessivo ed eritema (rossore) sono reazioni rare al trattamento che, nella maggior parte dei casi, spariscono entro alcuni giorni. Qualora ciò dovesse verificarsi, utilizzare immediatamente un panno fresco umido per raffreddare l'area interessata per almeno 10 minuti e applicare una crema contro le scottature.
- In rari casi l'utente potrebbe sperimentare la dilatazione dei capillari sanguigni superficiali. Ciò potrebbe provocare rossore temporaneo per alcuni giorni. Inoltre, alcuni dei capillari potrebbero presentare macchie rosse che si ridurranno col tempo. In questo caso, si raccomanda di raffreddare immediatamente la zona interessata con acqua fredda.

- i** Consultare il medico se si presentano sintomi persistenti, tra cui dolore, rossore cutaneo, gonfiore o una sensazione di bruciore.

8. Per iniziare!

8.1 Prima del primo utilizzo

- Estrarre il dispositivo dalla confezione e verificare che siano presenti tutte le parti.
- Se qualsiasi componente dovesse mancare o apparire danneggiato, contattare il servizio di assistenza clienti.
- Prima del primo utilizzo rimuovere la pellicola protettiva che ricopre gli elettrodi.

8.2 Fasi di trattamento

1. Estrarre il dispositivo e gli altri componenti dalla confezione.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla **superficie di trattamento** (#1).
3. Inserire il cavo dell'**adattatore** (#6) nella **presa del dispositivo** (#5). Quindi inserire l'**adattatore** (#6) nella rete elettrica. Tutti e 5 gli **indicatori luminosi del livello di energia** (#3) lampeggeranno in modo continuo. Il dispositivo ora si trova in modalità standby.
4. Prima di iniziare, assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta e di aver rimosso tutti i gioielli.
5. Premere il **pulsante di comando** (#4). Il dispositivo si avvia automaticamente al livello di energia 1, con un **indicatore luminoso del livello di energia** (#3) acceso.

6. Applicare una piccola quantità del Silk'n Slider Gel sulla **superficie di trattamento** (#1).



Silk'n Slider Gel (o qualsiasi altro gel trasparente a base d'acqua) facilita il movimento fluido della **superficie di trattamento** (#1) sulla pelle e consente la conduttività. **Per assicurare un trattamento sicuro ed efficiente, iniziare sempre applicando il Silk'n Slider Gel e applicare più gel se necessario.**

7. Usando il livello di energia 1, posizionare il dispositivo sull'area che si desidera trattare e assicurarsi che sia interamente a contatto con la pelle. L'utente avvertirà una lieve sensazione di calore.
8. Muovere delicatamente il dispositivo facendo movimenti lineari, simili a un massaggio, sull'area che si desidera trattare. Procedere in modo lento e attento. Continuare a muovere il dispositivo assicurandosi che i 3 **elettrodi** (#2) rimangano interamente a contatto con la pelle durante il trattamento.
9. Aumentare gradualmente il livello di energia premendo il **pulsante di comando** (#4). Usando il livello di energia massimo si ottengono i risultati migliori, ma è importante impostare il livello che si ritiene più confortevole.
10. Muovendo costantemente il dispositivo, trattare l'area per un totale di almeno 15 minuti. Aumentando il livello di energia si avvertirà un aumento della temperatura cutanea. Durante il trattamento la pelle si arrosserà leggermente. Non bisogna preoccuparsi, è normale.



Fermarsi immediatamente se si avverte fastidio.

11. Dopo il trattamento, tenere premuto il **pulsante di comando** (#4) per mettere il dispositivo in modalità standby.
12. Rimuovere qualsiasi residuo di Silk'n Slider Gel dalla pelle, quindi risciacquare la pelle con acqua tiepida. Asciugare la pelle con un asciugamano e applicare una crema viso per lenire e idratare la pelle.

9. Pulizia e manutenzione

Pulire Silk'n FaceTite dopo ogni trattamento.



Non immergere mai il dispositivo o i suoi componenti in acqua.

- Mettere il dispositivo in modalità standby, quindi scollegare la spina.
- Usare carta assorbente (ad es. carta igienica o salviettine) per rimuovere i residui di gel dalla **superficie di trattamento** (#1). Assicurarsi di rimuovere tutti i residui di gel per evitare che si solidifichino o che danneggino il dispositivo.
- Pulire il dispositivo e la **superficie di trattamento** (#1) con un panno umido pulito. È possibile utilizzare detergenti che contengano fino al 70% di alcol. Non usare mai acetone o altri liquidi abrasivi, perché danneggerebbero il dispositivo.
- Infine, asciugare il dispositivo e la **superficie di trattamento** (#1) con un panno asciutto e pulito.

10. Conservazione

Dopo la pulizia si consiglia di conservare il dispositivo nella sua custodia. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riporlo.

11. Risoluzione dei problemi

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	Verificare che l' adattatore (#6) sia correttamente collegato al dispositivo, che sia inserito in una rete elettrica a muro e di aver premuto il pulsante di comando (#4).
Non avverto alcun calore dal dispositivo anche se ho premuto il pulsante di comando (#4).	Il calore viene emesso solo se la superficie di trattamento (#1) è interamente a contatto con la pelle e se è stata applicata una sufficiente quantità di gel prima e durante il trattamento. Si tratta di una funzionalità che garantisce la sicurezza. Il gel è essenziale per il funzionamento del dispositivo.
Uno o più indicatori luminosi lampeggiano ininterrottamente.	Il dispositivo non funziona bene. Scollegare il dispositivo e riavviarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo ha smesso di funzionare ed è in modalità standby.	Premere nuovamente il pulsante di comando (#4) per riavviare il dispositivo.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti per qualsiasi domanda o problema.

12. Consumabili

Puoi acquistare più Silk'n Slider Gel dal nostro sito Web: www.silkn.eu.

13. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Altri Paesi Europei	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanzia

Fare riferimento all'opuscolo separato sulla garanzia del prodotto per le informazioni complete.

15. Smaltimento

Confezionamento: smaltire la confezione separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.

Dispositivo: non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze* nocive nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.

* Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

16. Caratteristiche tecniche

Modello	H2111 / H2112	
Tecnologia	Home Tightening™ (HT™)	
Lunghezza d'onda luce rossa	620nm±20nm	
Lunghezza d'onda IR	850nm±20nm	
Frequenza radio	1MHz ± 30%, 12W max	
Funzionamento e sicurezza	Stabilizzatore di calore, per prevenire il surriscaldamento cutaneo	
Peso del sistema	125g	
Temperatura	di funzionamento	da 10 a 35°C
	di conservazione	da -40 a +70°C
Umidità relativa	di funzionamento	da 30 a 75%rH
	di conservazione	da 10 a 90%rH
Pressione atmosferica	di funzionamento	da 700 a 1.060hPa
	di conservazione	da 500 a 1.060hPa
Modello di adattatore	KSA24A1200150HE	

- Ingresso	100-240V, 50-60Hz, 0,5A
- Uscita	12 Vcc; 1,5A

17. Note legali

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non si assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd. Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso. Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	181
2. Tegn og symboler	185
3. Sikkerhetsfunksjoner	186
4. Knapper og innstillinger	186
5. Gjør deg kjent med Silk'n FaceTite	187
5.1 Pakkeinnhold.....	187
5.2 Enhetens deler.....	187
5.3 Beskrivelse av enheten.....	187
5.4 Tiltent bruk.....	188
5.5 Gjennomgåelse og oppbevaring av bruksanvisningen	188
6. Silk'n FaceTite-behandlinger	189
6.1 Behandlingsområder	189
6.2 Behandlingsplan.....	190
7. Hva kan du forvente av Silk'n FaceTite.....	191
8. Komme i gang!	192
8.1 Før bruk første gang	192
8.2 Behandlingstrinn	192
9. Rengjøring og vedlikehold	194
10. Lagring.....	194
11. Feilsøking	194
12. Forbruksartikler	195
13. Kundeservice.....	196
14. Garanti	196
15. Kassering	196
16. Spesifikasjoner.....	197
17. Juridiske merknader	198

1. Advarsler og kontraindikasjoner



En erklæring eller hendelse som angir en mulig eller forestående fare, et problem eller annen ubehagelig situasjon når du bruker enheten.



Elektrisitets- og sikkerhetsadvarsler

- Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke prøv å reparere eller åpne forseglede deler av enheten din. Du kan utsette deg selv for farlige komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.
- Ikke plasser enheten eller adapteren slik at de kan falle eller bli dratt med i et badekar, ned i en vask, vann eller annen væske. Enheten og adapteren er ikke vanntette.
- Ikke ta på enheten eller adapteren hvis de har falt i vann. Koble dem umiddelbart fra strømmen før du tar dem ut av vannet. Hvis du ikke kobler fra enheten og/eller adapteren kan det føre til elektrisk støt!
- Adapteren må ikke brukes hvis den har en kabel eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen.

- ⦿ Enheten må kun brukes med den medfølgende adapteren.
- ⦿ Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne bruksanvisningen, eller hvis enheten er skadet på noen måte eller ikke ser ut til å fungere som det skal eller hvis du ser eller lukter røyk. I slike tilfeller må du slutte å bruke enheten og kontakte kundeservice.
- ⦿ Ikke rengjør enheten eller andre deler i oppvaskmaskinen.
- ⦿ Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
- ⦿ Barn må ikke leke med emballasjen. Emballasjematerialet kan medføre skade og små deler kan føre til kveling hvis de svelges.
- ⦿ Enheten må ikke kastes sammen med husholdningsavfall! Loven krever at dette elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr.



Kontraindikasjoner

Denne enheten, inkludert alle enhetens deler, skal ikke brukes av følgende personer: Barn under 18 år, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler erfaring med eller kunnskap om hvordan man bruker enheten på en trygg måte, eller som ikke forstår farene som er forbundet med bruk av enheten.

Må ikke brukes hvis du

- har en pacemaker, en intern defibrillator eller et annet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- dårlig kontrollerte endokrine sykdommer, som f.eks. diabetes og skjoldbruskkjertel-sykdommer.
- unormale hudsykdommer forårsaket av diabetes, systemiske eller andre stoffskifteforstyrrelser.
- har hatt eller har kreft, eller prekankøse føflekker.
- har vært operert i behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene før behandling.
- lider av epilepsi.

- har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi eller lupus, osv.
- er gravid eller ammende.

Ikke bruk apparatet på områder:






- et permanent implantat som metallplater og skruer, silikonimplantater, eller områder med injisert fyll eller toksiner.
- hud som har aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes).
- med traumatisert eller skadet hud.
- som nettopp har vært utsatt for sol uten beskyttelse (vent 1 dag), solbrunet eller solbrent hud (vent 3 dager).

Rådfør deg med lege før bruk dersom du har:

- couperose eller rosacea.
- en historie med sykdommer stimulert av varme, som tilbakevendende herpes simplex i behandlingsområdet (I et slikt tilfelle kan du kun behandle etter et profylaktisk regime).

- ⦿ gjennomgått stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste 3 månedene, eller har områder med mulige hudmaligniteter.
- ⦿ brukt steroider i løpet av de siste tre månedene før behandling.
- ⦿ brukt lege-foreskrevne legemidler på huden din i løpet av de siste 6 månedene.
- ⦿ en annen sykdom som, ifølge legen eller hudlegen din, gjør at behandlingen ikke er trygg for deg.

2. Tegn og symboler


	Viktig informasjon om bruk eller vedlikehold av enheten.
	Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller kravene i EU-direktivene.
	Klasse II. Adapteren er beskyttet mot elektrisk støt ved hjelp av en dobbel isolasjon.
IP32	Enheten er beskyttet mot inntrenging av gjenstander som f.eks. fingre og mot vanndråper.
	Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere som inneholder vann.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kasser i tråd med landets lover og for å bidra til å beskytte miljøet. I henhold til direktivet for elektronisk avfall (WEEE).


3. Sikkerhetsfunksjoner

Silk'n FaceTite beskytter huden mot overoppheting og har disse sikkerhetsfunksjonene:

- **Varmesensor og -stabilisator:** Disse måler hudtemperaturen, stabiliserer varmeenergien og hindrer overoppheting. Når hudtemperaturen når 42-43°C, stopper stabilisatoren automatisk å gi fra seg varme, inntil hudtemperaturen har sunket nok til at stabilisatoren fortsetter varmingen.
- **Bevegelsessensor:** Silk'n FaceTite avgir kun RF-varme når du beveger enheten over huden din. Hvis du holder enheten på en del av ansiktet for lenge, stopper enheten automatisk å avgi varme. Dette er en sikkerhetsinnretning.

4. Knapper og innstillinger

Knapp	Handling	Funksjon / modus
I/R	Enheten er koblet til veggkontakten via adapteren (#6).	Standby-modus Alle de 5 energinivå-indikatorene (#3) veksler kontinuerlig på å blinke.
Kontrollknapp (#4) 	Trykk x 1	Energinivå 1 – 1 lys på
	Trykk x 2	Energinivå 2 – 2 lys på
	Trykk x 3	Energinivå 3 – 3 lys på
	Trykk x 4	Energinivå 4 – 4 lys på
	Trykk x 5	Energinivå 5 – 5 lys på
	Trykk x 6	Går tilbake til nivå 1
	Langt trykk	Går tilbake til standbymodus

Knapp	Handling	Funksjon / modus
Energinivå-indikatorer (#3) 	Lyser automatisk for å vise det valgte energinivået.	Det er ett lys for hvert energinivå. Nivå 1 er det laveste energinivået, mens nivå 5 er det høyeste.

5. Gjør deg kjent med Silk'n FaceTite

5.1 Pakkeinnhold

- Enhet Silk'n FaceTite
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Oppbevaringseske
- Bruksanvisning
- Garantikort

5.2 Enhetens deler

Enheten har en **behandlingsflate** (#1), **elektroder** (#2) og en **kontrollknapp** (#4) med **energinivåindikatorer** (#3).

Se illustrasjonen på side (i) foran i denne bruksanvisningen for å se hvor de ulike funksjonene er på enheten.

- Behandlingsflate (#1)
- 3 elektroder (#2)
- 5 energinivåindikatorer (#3)
- Kontrollknapp (#4)
- Kontakt på enheten (#5)
- Adapter med kabel (#6)

5.3 Beskrivelse av enheten

Silk'n FaceTite er en enhet for aldringsmotvirkende ansiktsbehandling basert på HT™-teknologi. Denne teknologien kombinerer tre typer energi: Infrarød (IR) varmeenergi som

påvirker det øvre laget av huden for forbedret hudtekstur, LED Light Energy som når inn i dermis for foryngelse og gjenoppbygging av kollagen, samt bipolar radiofrekvensenergi (RF) som trenger dypt inn i underhuds fettlaget for dyp vekststimulering og rynkereduksjon.

5.4 Tiltent bruk

Silk'n FaceTite er beregnet på å forbedre hudteksturen, stramme opp huden, gjenoppbygge kollagen og reduserer rynker.

Enheten er kun beregnet på egenbehandling. Den er beregnet på privat bruk og er ikke egnet for kommersielle formål. Enheten må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk anses som feil bruk, og kan føre til skade på eiendom eller personer.

Hverken produsenten eller forhandleren kan holdes ansvarlig for skader eller personskader som oppstår ved uegnet eller feil bruk. Mer informasjon finner du på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

5.5 Gjennomgåelse og oppbevaring av bruksanvisningen


Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover.

Før enheten brukes for første gang, må du lese gjennom bruksanvisningen i sin helhet og oppbevare den til senere bruk. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene før hver behandling.

6. Silk'n FaceTite-behandlinger

6.1 Behandlingsområder

Det er 6 behandlingsområder for ansiktet og nakken.



Behandlingsområde	Formål
Panne, unntatt øyebrynene	Oppstramming av huden
Venstre kinn, inkludert området ved siden av og under øyet	Behandling av fine linjer og bygge volum
Høyre kinn, inkludert området ved siden av og under øyet	
Overleppe, inkludert nasolabialfolden	Oppstramming og fjerning av rynker
Hake, inkludert kjevepartiet	Oppstramming og V-forming
Nakke	Glatte ut huden


NO

6.2 Behandlingsplan


Hvert område behandles separat i 15 minutter. Du kan behandle så mange områder som du vil i en omgang.

Følg disse instruksjonene for maksimal effektivitet:

- Pass på at du har nok gel på **behandlingsflaten** (#1) til enhver tid under behandlingen.
- Ikke la enheten bli værende på ett sted på huden. Fortsett å flytte enheten slik at du dekker hele behandlingsområdet. Dette hindrer overoppheting av behandlingsområdet, og reduserer muligheten for bivirkninger.
- Pass på at de 3 **elektrodene** (#2) alltid har full kontakt med huden.
- Hvis energinivået føles ubehagelig, må du redusere det til et nivå som er behagelig for deg.
- Energinivåene må kun endres når **behandlingsflaten** (#1) **ikke** er i kontakt med huden.
- Hvert område behandles på energinivå 5 i minst 10 minutter.



- Bruk enheten til 2 behandlinger i uken i 10 uker. Du vil begynne å se synlige resultater etter 5 uker / 10 behandlinger.



- Fortsett behandlingen én gang annenhver uke etter det for å opprettholde resultatene.

7. Hva kan du forvente av Silk'n FaceTite

Hvis du følger instruksjonene fullt ut og tar hensyn til alle advarsler og kontraindikasjoner, er komplikasjoner og bivirkninger mindre vanlige. Men hver kosmetisk prosedyre, inkludert de for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og aksepterer risikoene og komplikasjonene som kan oppstå.

- Kraftig ødem (hevelse) og erytem (rødhet) er sjeldne reaksjoner på behandlingen som i de fleste tilfeller går bort i løpet av noen få dager. Hvis dette skulle være tilfelle, må du umiddelbart bruke en fuktig, kald klut for å avkjøle området i minst 10 minutter og påføre en brannsårkrem.
- I sjeldne tilfeller kan overfladiske blodkapillærer utvide seg. Dette kan føre til rødhet i noen dager. I tillegg kan enkelte kapillærer forårsake røde flekker som også vil avta med tiden. Hvis dette skulle forekomme, anbefaler vi at du kjøler området umiddelbart med kaldt vann.
- i** Rådfør deg med en lege dersom du opplever vedvarende symptomer, inkludert smerte, rødhet i huden, hevelse eller en brennende følelse.

8. Komme i gang!

8.1 Før bruk første gang

- Ta enheten ut av emballasjen og kontroller at alle deler er inkludert.
- Hvis det mangler deler eller det ser ut til at noen deler er skadet, må du ta kontakt med kundeservice.
- Fjern beskyttelsesfilmen på elektrodene før bruk første gang.

8.2 Behandlingstrinn

1. Ta enheten og andre komponenter ut av esken.
2. Ta av beskyttelsesfilmen på **behandlingsflaten** (#1).
3. Sett kabelen til **adapteren** (#6) i **kontakten på enheten** (#5). Koble deretter **adapteren** (#6) til veggkontakten. Alle de 5 **energinivåindikatorne** (#3) veksler kontinuerlig på å blinke. Enheten er nå i standbymodus.
4. Før du begynner må du sørge for at huden er ren og tørr, og at du har fjernet alle smykker.
5. Trykk på **kontrollknappen** (#4). Enheten starter automatisk på energinivå 1 og én **energinivåindikator** (#3) lyser.
6. Legg en liten mengde Silk'n Slider Gel på **behandlingsflaten** (#1).



Silk'n Slider Gel (eller annen vannbasert klar gel) gjør det lettere å bevege **behandlingsflaten** (#1) over huden og sørger for ledningsevne. **For å sikre en trygg og effektiv behandling må du alltid starte med å bruke Silk'n Slider Gel og påføre mer gel ved behov.**

7. Bruk energinivå 1, plasser enheten på området du ønsker å behandle og sørg for at den har full kontakt med huden. Du vil føle en svak fornemmelse av varme.
8. Flytt enheten forsiktig i lineære massasjelignende bevegelser over hele området du ønsker å behandle. Jobb sakte og forsiktig. Fortsett å flytte enheten og påse at de 3 **elektrodenene** (#2) har god kontakt med huden når du behandler området.
9. Øk energinivået gradvis ved å trykke på **kontrollknappen** (#4). Det høyeste energinivået gir best resultat, men det er viktig at du bruker det energinivået som er mest behagelig for deg.
10. Når enheten er i gang, behandles området i minst 15 minutter totalt. Du vil merke at hudtemperaturen øker etter hvert som du øker energinivået. Huden blir litt rød under behandlingen. Dette er normalt og ingen grunn til bekymring.



Stopp umiddelbart hvis du føler ubehag.

11. Etter at behandlingen er ferdig må du holde **kontrollknappen** (#4) inne til enheten er satt i standby-modus.
12. Fjern eventuelle rester av Silk'n Slider Gel fra huden og skyll deretter med lunkent vann. Tørk huden med et håndkle, og bruk en ansiktskrem for å berolige og fukte huden.

9. Rengjøring og vedlikehold

Rengjør Silk'n FaceTite etter hver behandling.



Aldri legg enheten eller noen av enkeltkomponentene i vann.

- Sett enheten i standbymodus og trekk deretter ut kontakten.
- Bruk absorberende papir (f.eks. toalettpapir eller kluter) for å fjerne gelrester fra **behandlingsflaten** (#1). Pass på at du fjerner alle gelrester for å hindre at gelen stivner eller skader enheten.
- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre enheten og **behandlingsflaten** (#1). Du kan bruke rengjøringsmidler med opptil 70 % alkohol, men aldri aceton eller andre slipende væsker fordi de skader enheten.
- Avslutt med å tørke av enheten og **behandlingsflaten** (#1) med en tørr klut.

10. Lagring

Etter rengjøring anbefaler vi at du legger enheten i oppbevaringsboksen. Kontroller at enheten er helt tørr før oppbevaring.

11. Feilsøking

Ikke forsøk å åpne eller reparere enheten. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

Problem	Kontroller
Enheten starter ikke.	Sørg for at adapteren (#6) er riktig koblet til enheten, at adapterstøpselet er koblet til en veggkontakt og at du har trykket på kontrollknappen (#4).
Jeg merker ikke noen varme fra enheten, selv om jeg har trykket på kontrollknappen (#4).	Det avgis kun varme hvis behandlingsflaten (#1) har full kontakt med huden, og du har brukt tilstrekkelig med gel før og under behandlingen. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Gel er viktig for at enheten skal fungere.
En eller flere indikatorer blinker hele tiden.	Enheten virker ikke. Trekk ut kontakten og start på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice.
Enheten har sluttet å virke og er i standby-modus.	Trykk på kontrollknappen (#4) gjen for å starte enheten.

For problemer eller spørsmål, kontakt kundeservice.

12. Forbruksartikler

Du kan kjøpe mer Silk'n Slider Gel på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

13. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n-kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med enheten. Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Se det separate produktgarantiheftet for fullstendig informasjon.

15. Kassering

Emballasje: Kildesorter emballasjen når du kaster den. Papp og kartong kastes som avfallspapir og filmen som resirkulerbart materiale.

Enhet: Skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. På denne måten resirkuleres enheten på en profesjonell måte og hindrer utslipp av skadelige stoffer* til miljøet. Kontroller at enheten ikke er ladet før avhending.

* Produkter merket med Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.

16. Spesifikasjoner

Modell	H2111 / H2112	
Teknologi	Home Tightening™ (HT™)	
Bølgelengde rødt lys	620nm±20nm	
Bølgelengde IR	850nm±20nm	
Radiofrekvens	1MHz ±30%, maks. 12W	
Drift og sikkerhet	Varmestabilisator for å hindre overoppheting av huden	
Systemvekt	125g	
Temperatur	I drift	10 til 35°C
	Lagring	-40 til +70°C
Relativ luftfuktighet	I drift	30 til 75%rH
	Lagring	10 til 90%rH
Atmosfærisk trykk	I drift	700 til 1060hPa
	Lagring	500 til 1060hPa
Adaptermodell	KSA24A1200150HE	
- Inngang	100-240V; 50-60Hz; 0.5A	
- Utgang	12 VDC; 1,5A	

17. Juridiske merknader

Opphavsrett 2019 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheter reservert.

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringsstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel. Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Innehållsförteckning

1. Varningar och kontraindikationer.....	200
2. Tecken och symboler	204
3. Säkerhetsfunktioner	205
4. Enhetskontroller och inställningar	205
5. Lär känna Silk'n FaceTite	206
5.1 Paketinnehåll.....	206
5.2 Enhetsdelar.....	206
5.3 Enhetsbeskrivning.....	207
5.4 Avsedd användning	207
5.5 Läs & förvara användarhandboken.....	207
6. Silk'n FaceTite behandlingar.....	208
6.1 Behandlingsområden.....	208
6.2 Behandlingsplan	209
7. Vad man kan förvänta sig av Silk'n FaceTite	210
8. Kom igång!	211
8.1 Innan första användning	211
8.2 Behandlingssteg.....	211
9. Rengöring och underhåll	213
10. Förvaring	213
11. Felsökning	213
12. Förbrukningsartiklar	214
13. Kundservice.....	214
14. Garanti	215
15. Avfallshantering	215
16. Specifikationer	216
17. Rättsligt meddelande	217

1. Varningar och kontraindikationer



En uppgift eller händelse som indikerar möjlig förestående fara, problem eller annan obehaglig situation vid användning av enheten.



El & säkerhetsvarningar

- Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte reparera eller öppna förseglade delar av enheten. Du kan utsätta dig för farliga komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.
- Placera inte enheten eller adaptern där den kan falla eller dras ner i badkar, handfat, vatten eller någon annan vätska. Enheten och adaptern är ej vattentäta.
- Sträck dig inte efter enheten eller adaptern om de fallit i vatten. Dra ur kontakten omedelbart innan du plockar upp någon av dem. Om du inte kopplar ur enheten och/eller adaptern så kan det resultera i elektrisk shock!
- Använd aldrig adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adaptern.

- ⦿ Enheten ska endast användas med medföljande adapter.
- ⦿ Använd inte om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna bruksanvisning eller om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska, eller om du ser eller känner lukten av rök. I sådana fall ska du sluta använda enheten och kontakta kundservice.
- ⦿ Rengör aldrig enheten eller några delar i diskmaskinen.
- ⦿ Barn skall inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska ej utföras av barn.
- ⦿ Tillåt inte barn leka med förpackningen. De kan skada sig på förpackningsmaterialet, eller svälja smådelar och kvävas.
- ⦿ Släng ej enheten i hushållssopor! Lagen kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter.



Kontraindikationer

Denna enhet inklusive alla dess delar ska inte användas av följande personer: barn upp till 18 år, vuxna med begränsad fysisk, sensorisk eller psykologiska förmågor, de som saknar erfarenhet eller kunskap i hur enheten används på ett säkert sätt och de som inte förstår vilka faror som är involverade.

Använd inte om du:

- har en pacemaker, en intern defibrillator eller eventuellt annat aktivt elimplantat någonstans i kroppen.
- dåligt kontrollerad endokrina störningar, såsom diabetes och sköldkörtelförhållanden.
- onormala hudåkommor orsakade av diabetes, systemiska eller andra metabola sjukdomar.
- har en nuvarande historik eller tillstånd av cancer eller premaligna leverfläckar.
- har haft någon form av kirurgi i det behandlade området 3 månader innan behandling.
- lider av epilepsi.

- en sjukdom som har med fotokänslighet att göra, såsom porfyrria, soleksem, nässelutslag från sol eller lupus, o.s.v.
- är gravid eller ammar.

Behandla inte områden med:






- ett permanent implantat som t.ex. metallplattor och skruvar, silikonimplantat eller områden injicerade fyllnader eller toxiner.
- aktiva eksem, psoriasis, lesioner, öppna sår eller infekterade ytor (munsår), eller ytor med onormala hudsjukdomar orsakade av systematiska problem eller matsmältningsproblem (t.ex. diabetes).
- traumatiserad eller skadad hud.
- nyligen varit exponerad för sol utan skydd (vänta en dag); för brun eller solbränd hud, vänta 3 dagar.

Kontakta din läkare om du lider av:

- couperose eller rosacea.
- en historik av sjukdomar som stimuleras av värme, såsom återkommande herpes simplex i behandlingsområdet. Om så är fallet så kan du endast behandla efter en profylaktisk regim.

- ⦿ genomgått strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling inom de senaste 3 månaderna, eller har områden med potentiella hudmaligniteter.
- ⦿ använt steroider 3 månader innan behandling.
- ⦿ använt receptbelagda mediciner på din hud inom de senaste 6 månaderna.
- ⦿ något annat problem som, enligt din läkare eller dermatolog, skulle göra att det inte var säkert för dig att genomgå behandlingen.

2. Tecken och symboler


	Viktig information om hur du använder eller underhåller enheten.
	Produkter markerade med denna symbol uppfyller kraven för EU-direktiv.
	Klass II. Adaptern är skyddad mot elektrisk chock genom en metod som använder dubbel isolering.
IP32	Enheten är skyddad mot införande av objekt såsom fingrar och mot vattendroppar.
	Använd inte enheten i närheten av badkar, duschar, duschkabiner eller andra behållare som innehåller vatten.
	Släng inte med hushållsavfall. Gör dig av med apparaten enligt ditt lands lagar och hjälp till att skydda miljön. I enlighet med WEEE-direktiv.


3. Säkerhetsfunktioner

Silk'n FaceTite skyddar din hud från överhettning och har följande säkerhetsfunktioner:

- **Värmesensor och värmestabilisator:** Dessa mäter hudens temperatur, stabiliserar värmeenergin och förhindrar överhettning. När hudtemperaturen når 42°C - 43°C så kommer stabiliseraren automatiskt att sluta avge värme tills hudtemperaturen sänks tillräckligt för att stabiliseraren ska återuppta uppvärmning.
- **Rörelsesensor:** Silk'n FaceTite kommer endast att avge RF-värme när du rör enheten över huden. Om du håller enheten över en del av ditt ansikte för länge så kommer enheten sluta att avge värme automatiskt. Detta är en säkerhetsanordning.

4. Enhetskontroller och inställningar

Knapp	Åtgärd	Funktion/Läge
Ej tillämpligt	Denna enhet ansluts till elförsörjning via adaptorn (#6).	Vänteläge Alla 5 indikatorlampor för energinivå (#3) växlar kontinuerligt.
	Tryck x 1	Energinivå 1 - 1 lampa på
	Tryck x 2	Energinivå 2 - 2 lampor på
	Tryck x 3	Energinivå 3 - 3 lampor på
	Tryck x 4	Energinivå 4 - 4 lampor på
	Tryck x 5	Energinivå 5 - 5 lampor på
	Tryck x 6	Går tillbaks till nivå 1
	Långt tryck	Går tillbaks till vänteläge

Knapp	Åtgärd	Funktion/Läge
Indikatorlampor för energinivå (#3) 	Tänds automatiskt för att visa vald energinivå.	Det finns en lampa för varje energinivå. Nivå 1 är den lägsta nivån och nivå 5 är den högsta.

5. Lär känna Silk'n FaceTite

5.1 Paketinnehåll

- Silk'n FaceTite enhet
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Förvaringsfodral
- Användarhandbok
- Garantikort

5.2 Enhetsdelar

Enheten har en **behandlingsyta** (#1), **elektroder** (#2), och en **kontrollknapp** (#4) med omgivande **indikatorlampor för energinivå** (#3).

Hänvisning till illustrationen på sida (i) i början av denna användarhandbok för att se placering av varje funktion.

- Behandlingsyta (#1)
- 3 elektroder (#2)
- 5 indikatorlampor för energinivå (#3)
- Kontrollknapp (#4)
- Enhetskontakt (#5)
- Adapter med kabel (#6)

5.3 Enhetsbeskrivning

Silk'n FaceTite är en enhet för anti-åldrande ansiktsbehandling som använder HT™ teknologi. Denna teknologi kombinerar tre sorters energi: Infraröd (IR) värmeenergi som påverkar hudens övre lager för förbättrad hudstruktur, LED (ljusenergi) som når till dermis för vitalisering och kollagenåterställning, och bi-polär radiofrekvensenergi (RF) som når djupt i subdermiskt fett för återstramning av djupvävnad och rynkborttagning.

5.4 Avsedd användning

Silk'n FaceTite är avsedd för att förbättra hudstruktur, återstramning av huden, återskapa kollagen och reducera rynkor.

Enheten är endast för självbehandling. Den är ämnad för privat användning hemma och ej lämplig för kommersiella ändamål. Använd enheten endast som det står beskrivet i denna användarhandbok. All annan användning anses otillbörlig och kan leda till skador hos egendom eller personer.

Tillverkaren eller leverantören kan ej hållas ansvariga för skadestånd eller skador som uppkommit genom otillbörlig eller felaktig användning. För ytterligare information, gå till vår webbsida www.silkn.eu.

5.5 Läs & förvara användarhandboken


Denna användarhandbok bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar.

Innan första användning, läs först hela den här användarhandboken och spara den för framtida behov. Vi rekommenderar att du återbekantar dig med instruktionerna för varje behandling.

6. Silk'n FaceTite behandlingar

6.1 Behandlingsområden

Det finns 6 behandlingsområden för ansikte och nacke.




Behandlingsområde	Ändamål
Panna, undantaget ögonbrynen	Åtstramning av huden
Vänster kind, inklusive området bredvid och nedanför ögat	Behandla fina linjer och bygga volym
Höger kind, inklusive området bredvid och nedanför ögat	
Övre läpp, inklusive nasolabiala vecket	Åtstramning och rynkborttagning
Haka, inklusive käklinje	Åtstramning och V-formning
Hals	Utjämning av huden

6.2 Behandlingsplan


Behandla varje område separat i 15 minuter. Du kan behandla så många områden du önskar i en session.

För maximal effektivitet rekommenderar vi följande:

- Säkerställ att du alltid har tillräckligt med gel på **behandlingsytan** (#1) under behandlingen.
- Lämna inte enheten över ett ställe på huden. Fortsätt röra på enheten för att täcka hela behandlingsområdet. Detta förhindrar överhettning av behandlingsområdet och minskar risken för oönskade effekter.
- Säkerställ att de 3 **elektrodena** (#2) alltid är i fullständig kontakt med huden.
- Om energinivån känns obehaglig, minska den till en nivå som är behaglig för dig.
- Ändra endast energinivåer när **behandlingsytan** (#1) **inte** är i kontakt med huden.
- Behandla varje område i minst 10 minuter vid energinivå 5.



- Använd enheten 2 sessioner i veckan i 10 veckor. Du kommer att börja se resultat efter 5 veckor / 10 behandlingar.



- Behandla därefter varannan vecka för att bibehålla resultat.

7. Vad man kan förvänta sig av Silk'n FaceTite

Om du följer instruktionerna till punkt och pricka och tar alla varningar och kontraindikationer på allvar är komplikationer och biverkningar ovanliga. Dock innebär alla kosmetiska ingrepp, inklusive de utformade för hemmabruk vissa risker. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som kan uppstå.

- Svårt ödem (svullnad) eller erytem (rodnad) är sällsynta reaktioner på behandlingen som i de flesta fall avtar inom ett par dagar. Om dessa symptom uppstår, använd omedelbart en fuktig kall trasa för att kyla ner området i minst 10 minuter och applicera balsam för brännskada.
- I sällsynta fall kan användaren uppleva utvidgning av de ytliga blodkärlen. Detta kan resultera i en temporär rodnad i ett par dagar. Dessutom kan några blodkärl visa röda fläckar som också försvinner med tiden. Om dessa symptom uppstår rekommenderar vi att du omedelbart kyler området med kallt vatten.
- i** Konsultera din läkare om du upplever några beständiga symptom, inklusive smärta, hudrodnad, svullnad eller brännande känsla.

8. Kom igång!

8.1 Innan första användning

- Ta ut enheten från förpackningen och kontrollera att alla delar finns med.
- Om någon del saknas eller verkar skadad kontakta kundservice.
- Innan första användning, ta bort den skyddande filmen som täcker elektroderna.

8.2 Behandlingssteg

1. Ta ut enheten och alla andra delar från asken.
2. Ta bort den skyddande filmen från **behandlingsytan** (#1).
3. Koppla in kabeln från **adaptorn** (#6) till **enhetens kontakt** (#5). Koppla sedan **adaptorn** (#6) till ett eluttag. Alla 5 **indikatorlampor för energinivå** (#3) kommer växla kontinuerligt. Enheten är nu i vänteläge.
4. Innan du startar, säkerställ att din hud är ren och torr och att du tagit av alla smycken.
5. Tryck på **kontrollknappen** (#4). Enheten startar automatiskt på energinivå 1 och en **indikatorlampa för energinivå** (#3) kommer vara tänd.
6. Applicera en liten mängd Silk'n Slider Gel på **behandlingsytan** (#1).



Silk'n Slider Gel (eller någon annan vattenbaserad klar gel) underlättar en jämn rörelse av **behandlingsytan** (#1) över huden och möjliggör ledningsförmåga. **För att säkerställa en säker och effektiv behandling, börja alltid med att applicera Silk'n Slider Gel och applicera mer gel om nödvändigt.**

7. Använd energinivå 1 och placera enheten på området du vill behandla och säkerställ att den är i full kontakt med huden. Du kan komma att känna en lätt förnimmelse av värme.
8. Rör enheten varsamt i linjära massagerörelser över området som du önskar behandla. Fortsätt långsamt och omsorgsfullt. Forsätt röra enheten och se till att de 3 **elektrodena** (#2) förblir i kontakt med huden när du behandlar området.
9. Öka energinivån gradvis genom att trycka på **kontrollknappen** (#4). Användning på högsta energinivån ger bästa resultat, men det är viktigt att du ställer in den energinivå som är mest behaglig för dig.
10. Med enheten i konstant rörelse, behandla området i minst 15 minuter totalt. Du kommer känna hudtemperaturen öka när du ökar energinivån. Under behandling kommer din hud att rodna något. Oroa dig inte, detta är normalt.



Sluta omedelbart om du känner obehag.

11. Efter din behandling, tryck länge på **kontrollknappen** (#4) för att försätta enheten i vänteläge.
12. Ta bort överbliven Silk'n Slider Gel från huden och skölj huden med ljummet vatten. Torka huden med en handduk och applicera en ansiktskräm för att lugna och fukta den.

9. Rengöring och underhåll

Rengör Silk'n FaceTite efter varje behandling.



Sänk aldrig ner enheten eller några av dess delar i vatten.

- Sätt enheten i vänteläge och koppla sedan ur den.
- Använd absorberande papper (som toalettpapper eller servetter) för att ta bort överbliven gel från **behandlingsytan** (#1). Säkerställ att du tar bort all överbliven gel för att förhindra gelen från att stelna eller skada enheten.
- Använd en ren fuktig trasa för att rengöra enheten och dess **behandlingsyta** (#1). Du kan använda rengöringsvätskor med upp till 70% alkohol men använd aldrig aceton eller andra polerande vätskor då de kommer skada din enhet.
- Till slut, torka av enheten och **behandlingsytan** (#1) med en torr trasa.

10. Förvaring

Efter rengöring rekommenderar vi att du förvarar enheten i förvaringsfodralet. Säkerställ att enheten är helt torr innan förvaring.

11. Felsökning

Försök ej att öppna eller reparera din enhet. Du kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

Problem	Kontroller
Enheten startar inte.	Se till att adaptern (#6) är ordentligt inkopplad i enheten och att den är inkopplad i ett eluttag och att du har tryckt på kontrollknappen (#4).
Jag kan inte känna någon värme från enheten trots att jag tryckt på kontrollknappen (#4).	Värme kommer endast avges om behandlingsytan (#1) är i full kontakt med huden och du har applicerat tillräckligt med gel innan och under din behandling. Detta är en säkerhetsfunktion. Gel är nödvändigt för att enheten ska fungera.
En eller flera lampor blinkar kontinuerligt.	Enheten krånglar. Koppla ur enheten och starta om. Om problemet fortsätter, kontakta kundservice.
Enheten har slutat fungera och är i standbyläge.	Tryck på kontrollknappen (#4) igen för att starta om enheten.

Vid problem eller frågor, vänligen kontakta kundservice.

12. Förbrukningsartiklar

Du kan köpa mer Silk'n Slider Gel på vår webbplats: www.silkn.eu.

13. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna bruksanvisning finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera oväntade driftfel eller händelser, eller eventuella andra problem med din enhet. Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	Email
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Läs det separata produktgarantihäftet för mer information.

15. Avfallshantering

Förpackning: Släng förpackningen uppdelat per materialtyp. Kassera kartong som avfallspapper och film via återvinningsbar materialuppsamlingstjänst.

Enhet: Släng ej med hushållssopor! WEEE-direktivet kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. Detta garanterar att enheten återvinns professionellt och förhindrar utsläpp av skadliga ämnen* i miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

* Produkter märkta med Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

16. Specifikationer

Modell	H2111 / H2112	
Teknologi	Home Tightening™ (HT™)	
Våglängd rött ljus	620nm±20nm	
Våglängd IR	850nm±20nm	
Radiofrekvens	1MHz ±30%; 12W max	
Drift och säkerhet	Värmestabilisator för att förhindra överhettning	
Systemets vikt	125g	
Temperatur	Användning	10 till 35°C
	Förvaring	-40 till +70°C
Relativ Luftfuktighet	Användning	30 till 75%rH
	Förvaring	10 till 90%rH
Atmosfäriskt tryck	Användning	700 till 1060hPa
	Förvaring	500 till 1060hPa
Adaptermodell	KSA24A1200150HE	
- Ineffekt	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Uteffekt	12VDC; 1,5A	

17. Rättsligt meddelande

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Home Skinovations Ltd innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd något ansvar för användandet av produkten. Inga licenser beviljas oberoende av vad de innefattar eller av vilka patenter eller patenträttigheter som innehas av Home Skinovations Ltd. Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Datan kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Home Skinovations Ltd innehar patenter och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, copyrights och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, copyrights eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silk'n och Silk'n logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Indholdsfortegnelse

1. Advarsler og bivirkninger	219
2. Tegn og symboler	223
3. Sikkerhedsfunktioner	224
4. Kontrol af og indstillinger i enheden	224
5. Lær Silk'n FaceTite at kende	225
5.1 Pakkens indhold.....	225
5.2 Enhedens dele	225
5.3 Enhedsbeskrivelse	226
5.4 Tiltænkt anvendelse	226
5.5 Læs og opbevar brugermanualen	226
6. Behandlinger med Silk'n FaceTite	227
6.1 Behandlingsområder	227
6.2 Behandlingsplan.....	228
7. Hvad du kan forvente med Silk'n FaceTite.....	229
8. Kom godt i gang!.....	230
8.1 Inden første brug	230
8.2 Behandlingstrin	230
9. Rengøring og vedligeholdelse.....	232
10. Opbevaring	233
11. Problemløsning.....	233
12. Forbrugsstoffer	234
13. Kundeservice.....	234
14. Garanti	234
15. Bortskaffelse	234
16. Specifikationer	235
17. Juridisk information	236

1. Advarsler og bivirkninger



Et udsagn eller en hændelse med tegn på mulig eller nærtstående fare, problem eller ubehagelig situation ved brug af enheden.



Advarsler om elektricitet og sikkerhed

- ⊙ Kun godkendt personale må udføre reparation. Forsøg ikke at reparere eller åbne forseglede dele af din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Åbning kan være forbundet med livsfare. Det vil gøre forsikringen ugyldig.
- ⊙ Du skal ikke placere enheden eller adapteren på et sted med risiko for, at den falder ned eller i et kar, i en vask, i vand eller anden væske. Enheden og adapteren er ikke vandtætte.
- ⊙ Ræk ikke ud efter enheden eller adapteren, hvis den er faldet ned i vand. Afbryd straks før du fjerner dem. Hvis enheden og/eller adapteren ikke afbrydes, er der risiko for elektrisk stød!
- ⊙ Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes.

- ⦿ Enheden må kun bruges med den medfølgende adapter.
- ⦿ Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. manualen, eller hvis enheden er beskadiget eller det ikke virker korrekt, eller hvis du ser eller lugter røg. I disse tilfælde skal du stoppe med at bruge enheden og kontakte kundeservice.
- ⦿ Du må ikke rengøre enheden eller nogen dele i opvaskemaskine.
- ⦿ Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af et barn.
- ⦿ Børn må ikke lege med emballagen. De kan komme til skade med emballage eller komme til at sluge dele og få noget galt i halsen.
- ⦿ Du må ikke bortskaffe enheden sammen med husholdningsaffald! Ifølge loven skal du bortskaffe elektrisk udstyr (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr.



Kontraindikationer

Enheden samt alle dele må ikke bruges af børn under 18 år, børn med fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske handicap, manglende erfaring eller viden om brug af enheden på en sikker måde eller som ikke kender risikoen derved.

Må ikke anvendes, hvis du:

- bruger pacemaker, defibrillator eller andet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- med hormonforstyrret lidelse såsom diabetes og thyroidlidelse.
- unormal hudsygdom som følge af diabetes, systemisk eller anden stofskiftesygdom.
- med tidligere tilfælde eller lidelse af kræft eller præmalign mola.
- med kirurgisk indgreb af det behandlede område 3 måneder inden behandling.
- som lider af epilepsi.
- har en sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, Urticaria solaris eller lupus, etc.
- er gravid eller ammende.

Du må ikke behandle områder:






- permanent implantat såsom metalplader og skruer, silikoneimplanter eller områder med indsprøjtet fyldning eller toxiner.
- hud med eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår, åbne infektioner (kolde sår) eller unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes).
- traumatized or injured skin.
- der for nylig har været i solen uden beskyttelse (vent 1 dag); solbrændt eller solskoldet hud, vent 3 dage.

Kontakt din læge, hvis du har:

- couperose eller rosacea.
- tidligere sygdom stimuleret af varme, såsom tilbagefald af herpes simplex i behandlingsområdet. I så fald må du kun behandle følgende profylaktiske regime.
- du har fået strålebehandling eller kemo-terapi i de sidste 3 måneder eller du har områder med risiko for hudmalignitet.
- har taget steroider op til 3 måneder før behandlingen.

- taget receptpligtig medicin til huden inden for de sidste 6 måneder.
- en anden sygdom, som efter lægens eller dermatologens opfattelse betyder, at det er usikkert for dig at blive behandlet.

2. Tegn og symboler

	Vigtig information om brug eller vedligeholdelse af enheden.
	Produkter mærket med dette symbol opfylder gældende krav i EU-direktiver.
	Klasse II. Adapteren er beskyttet mod elektrisk stød ved hjælp af dobbelt isolering.
IP32	Enheden beskyttes mod indtrængen af genstande såsom fingre og mod vanddråber.
	Du må ikke bruge enheden tæt på badekar, bruser, vask eller anden beholder med vand.
	Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald. Bortskaf i overensstemmelse med landets love og hjælp med at beskytte miljøet. I overensstemmelse med WEEE-direktivet.



3. Sikkerhedsfunktioner

Silk'n FaceTite beskytter din hud mod overophedning og med følgende sikkerhedsfunktioner:

- **Termisk sensor og varmestabilisator:** De måler hudtemperaturen, stabiliserer varmeenergi og forhindrer overophedning. Når hudtemperaturen når 42°C - 43°C, vil stabilisatoren automatisk stoppe med at udsende varme til hudtemperaturen falder nok og til at stabilisatoren kan fortsætte med at varme.
- **Bevægelsessensor:** Silk'n FaceTite vil kun udsende infrarød varme, når du bevæger enheden mod huden. Hvis du holder enheden på den ene side af ansigtet for længe, topper enheden automatisk med at varme. Det er en sikkerhedsenhed.

4. Kontrol af og indstillinger i enheden

Knap	Handling	Funktion / Mode
Ej relevant	Enheden er tilsluttet strømforsyningen med en adapter (#6).	Standby-funktion Alle 5 energiniveau-indikatorer lyser (#3) løbende.

Knap	Handling	Funktion / Mode
Kontrolknap (#4) 	Tryk x 1	Energiniveau 1 - 1 lys tændt
	Tryk x 2	Energiniveau 2 - 2 lys tændt
	Tryk x 3	Energiniveau 3 - 3 lys tændt
	Tryk x 4	Energiniveau 4 - 4 lys tændt
	Tryk x 5	Energiniveau 5 - 5 lys tændt
	Tryk x 6	Tilbage til niveau 1
	Et langt tryk	Tilbage til standby
Indikatorlys for energiniveau (#3) 	Lyser automatisk for at vise det valgte energiniveau.	Der er et lys for hvert energiniveau. Niveau 1 er det laveste energiniveau og niveau 5 er det højeste.

5. Lær Silk'n FaceTite at kende

5.1 Pakkens indhold

- Silk'n FaceTite enhed
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Opbevaringskasse
- Brugermanual
- Garantikort

5.2 Enhedens dele

Enheden omfatter **behandlingsoverflade** (#1), **elektroder** (#2) og **kontrolknap** (#4) med omgivende **energiniveau-indikatorer lyser** (#3).

Se tegningen på side (i) forrest i manualen for placering af hver funktion.

- Behandlingsoverflade (#1)
- 3 Elektroder (#2)
- 5 Indikatorlys for energiniveau (#3)
- Kontrolknap (#4)
- Enhedsstik (#5)
- Adapter med kabel (#6)

5.3 Enhedsbeskrivelse

Silk'n FaceTite ansigtsbehandlingsenhed med anti-aging baseret på HT™-teknologi. Denne teknologi kombinerer tre slags energi: Infrarød (IR) varmeenergi, som påvirker det øvre lag af huden med henblik på bedre hudtekstur, LED-lysenergi som trænger ind i dermis og forynger og gendanner kollagen, og Bi-Polar Radio Frequency (RF) energi, som trænger dybt ind i det subdermale fedtlag og strammer det dybe væv og reducerer rynker.

5.4 Tiltænkt anvendelse

Silk'n FaceTite er beregnet til at forbedre hudtekstur, stramme huden, gendanne kollagen og reducerer rynker.

Enheden er kun til selvbehandling. Den er beregnet til privat brug og ikke egnet til kommerciel brug. Du må kun bruge enheden som beskrevet i denne brugermanual. Enhver anden anvendelse anses for upassende og kan føre til skade på genstande og personer.

Producenten eller leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade eller personskade som følge af forkert brug. Få yderligere information på vores websted www.silkn.eu.

5.5 Læs og opbevar brugermanualen

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. I udlandet skal du følge de landespecifikke retningslinjer


og love.

Før første anvendelse skal du læse hele brugermanualen og gemme den til senere brug. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen inden hver behandling.

6. Behandlinger med Silk'n FaceTite

6.1 Behandlingsområder

Der er 6 behandlingsområder for ansigt og hals.



Behandlingsområde	Formål
Pande undtagen øjenbryn	Strammere hud
Venstre kind samt ved siden af og under øjet	Behandling af fine linjer og skabe volumen
Højre kind samt ved siden af og under øjet	
Øverste læbe samt næse-læbe-fure	Stramning og fjernelse af rynker
Hage og kæbelinje	Stramning med v-form
Hals	Blødere hud


6.2 Behandlingsplan

Hvert område behandles separat i 15 minutter. Du kan behandle lige så mange områder, som du ønsker ad gangen.


Det er mest effektivt, hvis du gør følgende:

- Sørg for der er nok gel på **behandlingsoverfladen** (#1) hele tiden i løbet af behandlingen.
- Lad ikke enheden blive på det samme sted på huden. Sørg for at bevæge enheden over hele behandlingsområdet. Dermed kan du undgå at behandlingsområdet bliver for varmt og det reducerer risikoen for bivirkninger.
- Sørg for de 3 **elektroder** (#2) altid er i fuld kontakt med huden.
- Hvis energiniveauet føles ubehageligt, så reducer til et niveau, der er behageligt for dig.
- Skift kun energiniveau, når **behandlingsoverfladen** (#1) **ikke** er i kontakt med huden.

- Behandl hvert område i mindst 10 minutter på energiniveau 5.



- Brug enheden til 2 sessioner om ugen i 10 uger. Du kan begynde at se resultater efter 5 uger / 10 behandlinger.



- Behandles en gang hver 2. uge derefter for, at resultatet holder.

7. Hvad du kan forvente med Silk'n FaceTite

Hvis du følger vejledningen fuldt ud og er opmærksom på alle advarsler og kontraindikationer, så er komplikationer og bivirkninger uhyre sjældne. Men enhver kosmetisk procedure, herunder dem, der er beregnet til brug i hjemmet, indebærer en vis grad af risiko. Det er derfor vigtigt, at du forstår og accepterer eventuelle risici og komplikationer.

- Ødem (hævning) og erythem (rødmen) er sjældne reaktioner på behandling, som i de fleste tilfælde forsvinder i løbet af få dage. Hvis disse symptomer opstår, skal du straks bruge en fugtig klud til at køle området i mindst 10 minutter med kølende creme.
- I sjældne tilfælde kan brugeren opleve udvidelse af de overfladiske blodkapilære. Det kan føre til midlertidig rødmen et par dage. Der kan opstå røde prikker i kapilærer, som forsvinder med tiden. Ses disse symptomer, anbefaler vi, at du straks køler området med køligt vand.
- ❗ Kontakt lægen, hvis du oplever fortsatte symptomer og smerte, rødmen af huden, hævelse eller en brændende fornemmelse.

8. Kom godt i gang!

8.1 Inden første brug

- Tag enheden ud af emballagen, kontroller alle medfølgende dele.
- Hvis der er dele, som ser ud til at mangle eller være beskadiget, så kontakt kundeservice.
- Inden første brug skal du fjerne beskyttelsesfolien, som dækker elektroderne.

8.2 Behandlingstrin

1. Tag enheden og de øvrige komponenter ud af pakken.
2. Fjern beskyttelsesfolien fra **behandlingsoverfladen** (#1).
3. Sæt kablet til **adapteren** (#6) i **enhedens stik** (#5). Tilslut **adapteren** (#6) til elforsyningen. Alle 5 **indikatorer for energiniveau** (#3) lyser skiftevis. Enheden er i standby.

4. Før du starter, skal du sørge for, at huden er ren og tør og at du har fjernet alle dine smykker.
5. Tryk på **kontrolknappen** (#4). Enheden starter på energiniveau 1 automatisk og en **indikator for energiniveau** (#3) lyser.
6. Påfør lidt Silk'n Slider Gel på **behandlingsoverfladen** (#1).



Silk'n Slider Gel (eller andet vandbaseret, gennemsigtig gel) fremmer en glidende bevægelse på **behandlingsoverfladen** (#1) på huden og fremmer ledningsevnen. **Med henblik på sikker og effektiv behandling, skal du starte med at anvende Silk'n Slider Gel og påføre yderligere gel efter behov.**

7. Bruger du energiniveau 1 så sæt enheden på området du ønsker at behandle og sørg for at det er i fuld kontakt med huden. Du oplever en blid varme.
8. Flyt enheden forsigtigt i en lineær bevægelse på tværs af området, som du ønsker at behandle. Gør det langsomt og omhyggeligt. Fortsæt med at bevæge enheden så de 3 **elektroder** (#2) holder sig i god kontakt med huden, som du behandler.
9. Øg energiniveauet gradvist ved at trykke på **kontrolknappen** (#4). Brug det højeste energiniveau for at få det bedste resultat, men det er vigtigt, at du vælger energiniveau, som er det mest behagelige for dig.
10. Mens enheden hele tiden bevæges, behandles området i mindst 15 minutter i alt. Du kan føle hudtemperaturen stiger, når du øger energiniveauet. I løbet af behandlingen bliver huden lidt rød. Bare rolig, det er normalt.



Stop straks, hvis du oplever ubehag.

11. Efter behandlingen skal du lave et langt tryk på **kontrolknappen** (#4) for at sætte enheden i standby.
12. Fjern overskydende Silk'n Slider Gel fra huden og skyl med lunkent vand. Tør huden med et håndklæde og påfør ansigtscreme for at blødgøre huden.

9. Rengøring og vedligeholdelse

Rens Silk'n FaceTite efter hver behandling.



Nedsæk ikke enheden eller delene i vand.

- Sæt enheden i standby, tag den ud af stikket.
- Brug toiletpapir eller servietter til at fjerne overskydende gel på **behandlingsoverfladen** (#1). Sørg for at fjerne overskydende gel for at forhindre det sætter sig fast eller skader enheden.
- Brug en fugtig klud til at rengøre enheden og **behandlingsoverfladen** (#1). Du kan bruge rengøringsvæske med op til 70% alkohol men brug ikke acetone eller væske med ridsevirkning, idet det kan beskadige enheden.
- Til slut skal du tørre enheden af samt **behandlingsoverfladen** (#1) og tørre med tør klud.

10. Opbevaring

Efter rengøring anbefaling vi, at du opbevarer enheden i sin æske. Sørg for enheden er helt tør inden opbevaringen.

11. Problemløsning

Forsøg ikke at åbne eller reparere din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre forsikringen ugyldig.

Problem	Kontroller
Enheden vil ikke starte.	Sørg for adapteren (#6) er korrekt tilsluttet enheden, tilsluttet strømmen og at du har trykket på kontrolknappen (#4).
Jeg kan ikke føle nogen varme fra enheden, selvom jeg trykker på kontrolknappen (#4).	Der udsendes kun varme, hvis behandlingsoverfladen (#1) er i fuld kontakt med huden og du har påført nok gel før og efter behandlingen. Det er en sikkerhedsfunktion. Gel er vigtig for, at enheden kan virke.
Et eller flere lys blinker hele tiden.	Enheden er behæftet med fejl. Tag enheden ud af stikket og genstart, Fortsætter problemet, så kontakt kundeservice.
Enheden virker ikke længere og er i standby-mode.	Tryk på kontrolknappen (#4) igen for at genstarte enheden.

Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

12. Forbrugsstoffer

Du kan købe mere Silk'n Slider Gel på vores webstedet: www.silkn.eu.

13. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne brugermanual er også tilgængelig som PDF download fra vores website. Kontakt Silk'n-kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden. Vores kontaktoplysninger:

Land	Service nummer	E-mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900823302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Se separat produktgarantihæfte for al oplysninger.

15. Bortskaffelse

Emballage: Bortskaf emballagen adskilt i to typer materialer. Bortskaf pap og karton som affaldspapir og film via genbrugspladsen.

Enhed: Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortskaffe elektrisk enhed (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Dermed sikres det, at enheden genbruges korrekt og skadelige stoffer* ikke udledes i miljøet. Sørg for at enheden ikke er opladet før bortskaffelse.

* Produkter mærket Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

16. Specifikationer

Model	H2111 / H2112	
Teknologi	Home Tightening™ (HT™)	
Rød bølgelængde	620nm±20nm	
Infrarød bølgelængde	850nm±20nm	
Radiofrekvens	1MHz ±30%; 12W maks.	
Drift og sikkerhed	Varmestabilisering for at forhindre overophedning	
Systemvægt	125g	
Temperatur	I drift	10 til 35°C
	Opbevaring	-40 til +70°C
Relativ fugtighed	I drift	30 til 75% RF
	Opbevaring	10 til 90% RF
Atmosfærisk tryk	I drift	700 til 1060hPa
	Opbevaring	500 til 1060hPa
Adaptermodel	KSA24A1200150HE	
- Indgang	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Udgang	12Vdc; 1.5A	

17. Juridisk information

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Home Skinovations Ltd forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel. Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel. Silk'n og logoet for Silk'n er registrerede varemærker ejet af Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.



PB107326D

HomeSkinovations™

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Invention Works B.V.

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands