


FACELIFT & TONE



the beauty specialists

ENGLISH	4
FRANÇAIS	10
DEUTSCH	16
NEDERLANDS	22
ESPAÑOL	28
PORTUGUÊS	34
ITALIANO	40





WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store in direct sunlight. Store in a cool dry place.
- Keep out of the reach of children.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use this appliance on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, skin tags, skin rash, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions. We recommend you consult your physician before treatment if you suffer from any of the above conditions.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do not leave the device unattended. Turn off before you leave the room.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Do not immerse product in water.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.

KNOW YOUR UNIT

(see page 3)

- 1 Protective Cap
- 2 Treatment Heads
- 3 LED Lights (Blue, Green, Red)
- 4 USB Cable
- 5 Mini USB Socket
- 6 On/Off
- 7 Conductive Gel

INTRODUCTION

The FaceLift & Tone is a non-invasive at-home facial toner intended for cosmetic use and can be incorporated in to your daily/weekly beauty regime.

Your FaceLift & Tone works by delivering soft & gentle microcurrent pulses to the skin. The two contact points are designed to glide smoothly over the skin and to follow the natural contours of the face.

IMPORTANT - PATCH TEST

Before you start you must ALWAYS do a patch test with the conductive gel on an inconspicuous area of your skin for possible skin reaction. Wait 24 hours. If irritation occurs do not continue treatment.

CHARGING

- Plug the USB cable into the unit and then into a USB port.
- The LED Light will flash red to indicate charging, and turn green when fully charged. When fully charged the unit will automatically switch off after 30 minutes.
- It takes about 1.5 hours to fully charge.
- When fully charged the toner should operate for approximately two weeks of daily 20-minute treatments.



GETTING STARTED

1. Clean and dry the skin in the area to be treated.
2. Apply a generous amount of conductive gel to the Treatment Heads or to the skin in the treatment area.
3. Pressing the On/Off button for three seconds to turn on. The blue LED will indicate level 1 (Low) is selected. Press the On/Off button again to select Levels 2 and 3.

Treatment Levels:

- Level 1 – Low (Blue)
- Level 2 – Medium (Green)
- Level 3 – High (Red)

The Treatment Heads will warm up to 43°C.

4. Press the On/Off button for three seconds to turn off.

TREATMENTS

Having applied conductive gel slowly glide the Treatment Heads over the skin in the direction of the arrows (see treatment areas on page 4) with each movement lasting 10-15 seconds. Repeat 4-5 times.

- ➊ Cheeks - Run from the nasal lines in an upwards swooping direction over the cheek.
- ➋ Jaw Line - Follow the jaw line outward from the chin towards the ear.
- ➌ Under Chin - Glide upwards from the point where the chin meets the neck to the tip of the chin.
- ➍ Neck - Run from either side of the mid-line of the neck outwards. Repeat for the lower and upper sections of your neck.
- ➎ Forehead & Brow Line - Move upwards from the brow line to the hair line. Do this centrally and to the right and left sides of the forehead.

When used correctly the stimulation is soft and gentle - you will not necessarily feel the muscles contracting.

Important: Do not use for more than five minutes in any one area. **The unit will automatically turn off after 5 minutes.**

AFTER USE

- If you have very sensitive skin, you may notice redness after use. This should subside after 30 minutes.
- When not in use fit the Protective Cap.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before and after use, wipe the Treatment Head with a clean damp cloth, do not immerse the unit in water.



DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Model:
Input:
Battery

FALT

5V --- 500mA 2.5W



Li-Ion 3.7V 600mAh



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.



This product complies with current EU product legislation.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at:

online@riobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne pas exposer au soleil direct ou ranger sous le soleil direct. Rangez dans un endroit frais et sec.
- Conservez hors de portée des enfants.
- Si vous présentez une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures, irritation, verrues, grains de beauté, excroissances de peau, éruptions cutanées, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées. Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant utilisation si vous présentez une des affections ci-dessus.
- Ne pas utiliser sur des coupures ou sur une peau abîmée.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Éteignez l'appareil avant de quitter la pièce.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

(voir page 3)

- 1 Capot de protection
- 2 Têtes de soin
- 3 LED (bleu, vert, rouge)
- 4 Câble USB
- 5 Mini prise USB
- 6 Marche/Arrêt
- 7 Gel conducteur

INTRODUCTION

FaceLift & Tone est un appareil de tonification non invasif, destiné à une utilisation domestique, à des fins cosmétiques. Il peut être intégré à votre programme beauté quotidien/hebdomadaire.

Votre FaceLift & Tone émet des impulsions de micro-courant douces sur la peau. Les deux points de contact sont pensés pour glisser doucement sur la peau et épouser les contours naturels du visage.

IMPORTANT - TEST ÉPICUTANÉ

Avant de commencer, vous devez TOUJOURS effectuer un test épicutané, à l'aide du gel conducteur, sur une partie peu visible de votre peau pour déceler des réactions cutanées éventuelles. Patientez 24 heures. En cas d'irritation, cessez le soin.

CHARGE

- Branchez le câble USB sur l'appareil puis branchez sur un port USB.
- La LED clignote rouge pendant la charge et passe au vert quand l'appareil est entièrement chargé. Une fois entièrement chargé, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes.
- Une charge complète nécessite environ 1,5 heure.
- Une fois entièrement chargé, l'appareil de tonification fonctionne pendant 2 semaines environ, à raison de 20 minutes de soin par jour.



PRISE EN MAIN

1. Lavez et séchez la peau de la zone ciblée.
2. Appliquez une quantité généreuse de gel conducteur sur les têtes de soin ou sur la peau de la zone de soin.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. La LED bleue indique que l'intensité 1 (faible) est sélectionnée. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner les intensités 2 et 3.

Intensités de soin :

- Intensité 1 – faible (bleu)
- Intensité 2 – moyenne (vert)
- Intensité 3 – élevée (rouge)

Les têtes de soin chauffent jusqu'à 43°C.

4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

SOINS

Après avoir appliqué du gel conducteur, faites doucement glisser les têtes de soin sur la peau en direction des flèches (voir zones de soin en page 10) pendant 10 à 15 secondes, à chaque mouvement. Répétez le mouvement 4 à 5 fois.

- ❶ Joues - Débutez au niveau des lignes du nez en direction des joues, en procédant par mouvements secs vers le haut.
- ❷ Ligne de la mâchoire - Suivez la ligne de la mâchoire, vers l'extérieur, en partant du menton en direction de l'oreille.
- ❸ Dessous du menton - Faites glisser l'appareil vers le haut, en partant du point de rencontre du menton et du cou en direction de la pointe du menton.
- ❹ Cou - Faites glisser l'appareil de chaque côté de la ligne médiane du cou, vers l'extérieur. Répétez l'opération pour les zones inférieure et supérieure de votre cou.
- ❺ Front et sourcil - Faites glisser l'appareil vers le haut, en partant du sourcil, en direction de la naissance des cheveux. Effectuez ce geste au centre et sur les côtés droit et gauche de votre front.

Lorsque la stimulation est correctement effectuée, elle est douce : vous ne ressentez pas nécessairement de contraction musculaire.

Important : ne pas utiliser pendant plus de 5 minutes sur une même zone. **L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes.**

APRÈS UTILISATION

- Si vous avez la peau sensible, vous pouvez constater une rougeur après utilisation. Ce phénomène doit se dissiper dans les 30 minutes.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, remettez le capot de protection en place.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant et après utilisation, essuyez les têtes de soin à l'aide d'un linge propre et humide. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.



ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

SPÉCIFICATIONS

Modèle : FALT

Alimentation : 5 V \equiv 500 mA 2,5 W 

Batterie Li-Ion 3,7 V 600 mAh



Veillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse :

online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

WARNHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nicht in direktem Sonnenlicht ablegen oder aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, holen Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person genutzt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Körperbereichen, an denen sich die Haut löst, oder unter folgenden Bedingungen: Krampfadern, Hauterkrankungen (z. B. Ekzem, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitt- und Schürfwunden, Reizungen, Warzen, Muttermale, Fibrome, Ausschläge, Hypersensibilität oder Sonnenbrand, Venenentzündungen, vor kurzem vernarbtes Gewebe oder andere Hautprobleme. In diesen Fällen sollten Sie vor einer Behandlung unbedingt ärztlichen Rat einholen.
- Nicht bei Schnittverletzungen oder rissiger Haut anwenden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die einer kosmetischen Operation unterzogen worden sind.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen. Das Gerät vor Verlassen des Raums stets ausschalten.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung betrieben werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Dieses Produkt NICHT VERWENDEN, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

(siehe Seite 3)

- 1 Schutzkappe
- 2 Behandlungsaufsätze
- 3 LED-Leuchten (blau, grün, rot)
- 4 USB-Kabel
- 5 Mini-USB-Anschluss
- 6 Ein/Aus
- 7 Kontaktgel

EINFÜHRUNG

Der FaceLift & Tone ist ein nicht-invasiver Gesichtst-Toner für kosmetische Behandlungen zuhause und kann in Ihr tägliches/wöchentliches Schönheitsprogramm integriert werden.

Ihr FaceLift & Tone gibt sanfte Mikrostromimpulse an die Haut ab. Die zwei Kontaktpunkte gleiten dank ihres Designs sanft über die Haut und passen sich an die natürlichen Konturen des Gesichts an.

WICHTIG – PATCH TEST

Führen Sie, bevor Sie beginnen, **IMMER** mit dem Leitgel an einer unauffälligen Stelle einen Test durch, um mögliche Hautreaktionen festzustellen. Warten Sie 24 Stunden. Wenn eine Hautreizung auftritt, stellen Sie den Gebrauch des Produkts ein.

AUFLADEN

- Stecken Sie das USB-Kabel in das Gerät und dann in einen USB-Anschluss.
- Die LED-Leuchte blinkt beim Ladevorgang rot und wird bei vollständiger Aufladung grün. Bei vollständiger Ladung schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten automatisch aus.
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 1,5 Stunden.
- Wenn der Toner vollständig geladen ist, reicht die Ladung bei täglichen Behandlungen von 20 Minuten etwa zwei Wochen.



INBETRIEBNAHME

1. Reinigen und trocknen Sie den zu behandelnden Hautbereich.
2. Tragen Sie eine großzügige Menge Leitgel auf die Behandlungsaufsätze oder den zu behandelnden Hautbereich auf.
3. Drücken Sie zum Einschalten drei Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste. Die blaue LED-Leuchte zeigt an, dass Stufe 1 (niedrig) ausgewählt wurde. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um Stufe 2 oder 3 auszuwählen.

Behandlungsstufen:

- Stufe 1 – niedrig (Blau)
- Stufe 2 – mittel (Grün)
- Stufe 3 – hoch (Rot)

Die Behandlungsaufsätze werden auf bis zu 43°C erwärmt.

4. Drücken Sie zum Ausschalten drei Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste.

BEHANDLUNGEN

Nach dem Auftragen des Leitgels gleiten Sie mit den Behandlungsaufsätzen in Pfeilrichtung langsam über die Haut (siehe Behandlungsbereiche auf S. 16). Jede Bewegung sollte 10-15 Sekunden dauern. 4-5 Mal wiederholen.

- ❶ Wangen – Gleiten Sie von der Nasenlinie aufwärts über die Wange.
- ❷ Kieferpartie – Folgen Sie der Kieferpartie nach außen Richtung Ohr.
- ❸ Unter dem Kinn – Gleiten Sie von dem Punkt, wo Kinn und Hals ineinander übergehen, bis zur Kinnspitze.
- ❹ Hals – Streichen Sie von der Halsmittellinie auf beiden Seiten nach außen. Wiederholen Sie dies für den unteren und oberen Bereich Ihres Halses.
- ❺ Stirn und Augenbrauen – Bewegen Sie sich von den Augenbrauen nach oben zum Haaransatz voran. Machen Sie das in der Mitte und auf der rechten und linken Seite der Stirn.

Bei richtigem Einsatz ist die Stimulation sanft – man spürt die Muskelkontraktionen nicht unbedingt.

Wichtig: Nicht länger als fünf Minuten auf einem Bereich anwenden. **Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.**

NACH DEM GEBRAUCH

- Wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, könnte diese nach der Anwendung gerötet sein. Dies sollte nach 30 Minuten abklingen.
- Setzen Sie nach dem Gebrauch die Schutzkappe auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Wischen Sie den Behandlungsaufsatz vor und nach dem Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.



ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell: FALT
Eingangsleistung: 5 V \equiv 500 mA
2,5 W \rightarrow



Akku: Li-Ion 3,7 V 600 mAh



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.



Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter:
online@riobeauty.com.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Niet plaatsen of bewaren in direct zonlicht. Op een koele en droge plaats bewaren.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Als u aan een huidaandoening lijdt, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts een persoon aan.
- Gebruik dit apparaat niet op lichaamsdelen met losse huid of op zones met sporen van spataders, huidziektes (bijv. eczeem, psoriasis, dermatitis), snij- en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huidplekken, huidirritatie, hypergevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel en andere huidaandoeningen. Het is verstandig advies van een arts in te winnen voordat u dit product gebruikt als u last hebt van enige van de bovenstaande aandoeningen.
- Niet gebruiken op wondjes of beschadigde huid.
- Niet gebruiken op zones die een cosmetische ingreep hebben ondergaan.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter. Schakel het apparaat uit alvorens de ruimte te verlaten.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt of als het gevallen of beschadigd is.

KEN UW APPARAAT

(zie pagina 3)

- 1 Beschermkap
- 2 Behandelingskoppen
- 3 LED-lichten (blauw, groen, rood)
- 4 USB-kabel
- 5 Mini USB-connector
- 6 Aan/uit
- 7 Geleidende gel

INLEIDING

FaceLift & Tone is een niet-invasieve gelaatstoner voor gebruik thuis, bedoeld voor cosmetisch gebruik en kan worden opgenomen in uw dagelijkse / wekelijkse schoonheidsbehandeling.

Uw FaceLift & Tone functioneert door zachte en voorzichtige microstroompulsen op de huid te geven. De twee contactpunten zijn bedoeld om zacht over de huid te glijden en de natuurlijke contouren van het aangezicht te volgen.

BELANGRIJK - PATCHTEST

Doe voor u van start gaat ALTIJD een patchtest met de geleidende gel op een onopvallende plek om te controleren of er geen huidreacties optreden. Wacht 24 uur. Als de huid geïrriteerd raakt, staak dan de behandeling.

OPLADEN

- Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en plaats deze vervolgens in een USB-poort.
- Het ledlampje knippert rood om aan te geven dat het systeem wordt opgeladen. Het wordt groen wanneer het apparaat helemaal is opgeladen. Eens volledig opgeladen, schakelt het apparaat zich na 30 minuten automatisch uit.
- Het zal ongeveer 1 uur duren om volledig op te laden..
- Volledig opgeladen zou het systeem ongeveer twee weken lang moeten werken voor een dagelijkse behandeling van 20 minuten.



AAN DE SLAG

1. Reinig en droog de te behandelen zone van de huid.
2. Breng een genereuze hoeveelheid geleidende gel op de behandelingskoppen of op de te behandelen zone op de huid aan.
3. Druk gedurende drie seconden op de knop Aan/Uit om in te schakelen. De blauwe led gaat branden om aan te geven dat niveau 1 werd geselecteerd (laag). Druk kort opnieuw op de AAN/UIT-knop om naar niveau 2 of 3 te gaan.

Behandelingsniveaus:

- niveau 1 – laag (blauw)
- niveau 2 – medium (groen)
- niveau 3 – hoog (rood)

De behandelingskoppen warmen op tot 43 °C

4. Druk gedurende drie seconden op de knop Aan/Uit om in te schakelen.

BEHANDELINGEN

Nadat u geleidende gel hebt aangebracht, schuift u de behandelingskoppen zachtjes over de huid in de richting van de pijlen (zie behandelingszones op pagina 22). Houd elke beweging ongeveer 10 tot 15 seconden vol. Herhaal de procedure 4 tot 5 keer.

- 1 Wangen - vertrek vanuit de neuslijn en ga omhoog over de wangen..
- 2 Kaaklijn - volg de kaaklijn naar buiten toe van de kin naar het oor.
- 3 Onder de kin - schuif omhoog van het punt waar de kin overgaat naar de hals naar de tip van de kin.
- 4 Hals - werk van beide zijden van de middellijn van de hals naar buiten toe. Herhaal deze procedure voor de onder- en de bovensectie van de hals.
- 5 Voorhoofd en wenkbrauwlijn - werk van de wenkbrauwlijn omhoog naar de haarlijn. Vertrek centraal en werk zo naar het rechter- en het linkerdeel van het voorhoofd.

Bij correct gebruik is het een zachte en voorzichtige stimulering - mogelijk voelt u geen spieren samen trekken.

Belangrijk: gebruik het apparaat niet langer dan vijf minuten op dezelfde zone. **na 5 minuten wordt de eenheid automatisch uitgeschakeld.**

NA GEBRUIK

- Als u een erg gevoelige huid hebt, kan het zijn dat u na gebruik wat roodheid opmerkt op de huid. Dit zou na 30 minuten moeten verdwijnen.
- Plaats de beschermkap als het apparaat niet wordt gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Voor en na elk gebruik moet u de behandelingskop schoonmaken met een schone vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in water.



AFVOER



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.


Verantwoordelijk recyclen:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

SPECIFICATIES

Model:
Input:
Accu

FALT

5 V --- 500 mA 2,5 W 
Li-Ion 3,7 V 600 mAh



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u terecht op:

online@riobeauty.com

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- No lo guarde ni lo coloque en un lugar expuesto a la luz solar directa. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Si sufre algún trastorno de la piel, consulte a su dermatólogo antes de usarlo.
- Por motivos de higiene, recomendamos que lo use una sola persona.
- No utilice este aparato sobre partes sueltas o zonas de la piel con signos de: venas varicosas, enfermedades cutáneas (por ejemplo, eczema, soriasis, dermatitis), cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, papilomas cutáneos, erupciones cutáneas, hipersensibilidad o quemaduras solares, flebitis, tejido cicatricial reciente, otras condiciones de la piel. Recomendamos que consulte al médico antes del tratamiento si sufre alguna de las condiciones anteriores.
- No lo utilice sobre piel con cortes o rota.
- No lo utilice en zonas del rostro que han sufrido cirugía cosmética.
- No deje el aparato desatendido. Apáguelo antes de salir del cuarto.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.
- No sumerja el aparato en el agua.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.

CONOZCA LA UNIDAD

(véase la página 3)

- 1 Capuchón protector
- 2 Cabezales de tratamiento
- 3 Luces LED (Azul, Verde, Roja)
- 4 Cable USB
- 5 Mini toma USB
- 6 Encendido/Apagado
- 7 Gel conductor

INTRODUCCIÓN

FaceLift & Tone es un tonificador no invasivo para usar en casa diseñado para uso cosmético y puede incorporarse en su rutina de belleza diaria/semanal.

FaceLift & Tone funciona aportando a la piel pulsos de microcorriente suaves. Los dos puntos de contacto han sido diseñados para deslizarse sobre la piel y seguir los contornos naturales del rostro.

IMPORTANTE - PRUEBA EN LA PIEL

Antes de utilizar por primera vez HAGA una prueba en una zona discreta de la piel con un parche de gel conductor para comprobar que no sufre ninguna reacción alérgica. Espere 24 horas. Si se produce irritación no siga el tratamiento.

CARGA

- Conecte el cable USB a la unidad y después a un puerto USB.
- La luz de carga parpadeará roja cuando se esté cargando y se tornará verde cuando la unidad esté completamente cargada. Cuando esté completamente cargada la unidad se desconectará automáticamente después de 30 minutos.
- Tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse completamente.
- Cuando esté completamente cargada el tonificador debería funcionar durante aproximadamente dos semanas de tratamientos diarios de 20 minutos.



INTRODUCCIÓN

1. Limpie y seque la piel en la zona a tratarse.
2. Aplique una cantidad generosa de gel conductor a los cabezales de tratamiento o la piel en la zona de tratamiento.
3. Pulse el botón de Encendido/Apagado durante tres segundos para encender la unidad. La luz LED azul indicará que se ha seleccionado el nivel 1 (bajo). Pulse el botón de Encendido/Apagado otra vez para seleccionar los niveles 2 y 3.

Niveles de tratamiento:

- Nivel 1 – Bajo (Azul)
- Nivel 2 – Medio (Verde)
- Nivel 3 – Alto (Rojo)

Los cabezales de tratamiento se calentarán a 43° C.

4. Pulse el botón de Encendido/Apagado durante tres segundos para apagar la unidad.

TRATAMIENTOS

Después de aplicar el gel conductor deslice despacio sobre la piel los cabezales de tratamiento en la dirección de las flechas (véase zonas de tratamiento en la página 28) con movimientos de 10-15 segundos. Repita 4-5 veces.

- 1 Mejillas - Deslice desde las líneas nasales hacia arriba con movimientos firmes hasta las mejillas.
- 2 Mandíbula - Siga la línea de la mandíbula hacia afuera desde la barbilla hacia la oreja.
- 3 Debajo de la barbilla - Deslice hacia arriba desde el punto en el que la barbilla se encuentra con el cuello hasta la punta de la barbilla.
- 4 Cuello - Deslice bien desde ambos lados de la línea central del cuello hacia afuera. Repita en las partes inferior y superior del cuello.
- 5 Frente y línea de la ceja - Mueva hacia arriba de la línea de la ceja hasta el nacimiento del cabello. Haga esto centralmente y a derecha e izquierda de la frente.

Cuando se usa correctamente la estimulación es suave - no sentirá necesariamente cómo se contraen los músculos.

Importante: NO lo utilice durante más de cinco minutos en una misma zona. **La unidad se apagará automáticamente después de 5 minutos.**

DESPUÉS DE SU USO

- Si tiene la piel muy sensible, quizás note algo de rojez después de usar. Esto debería desaparecer después de 30 minutos.
- Cuando no la esté usando ajuste el capuchón protector.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes y después del uso, limpie los Cabezales de Tratamiento con un paño limpio y húmedo, no sumerja la unidad en agua.



ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

Recicle responsablemente

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

ESPECIFICACIONES

Modelo: FALT

Entrada: 5 V === 500 mA 2,5 W

Pila

ión-litio 3,7 V 600 mAh



Lea con atención estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para un uso futuro.



Este producto solo debe usarse en interiores.



Este producto cumple con la legislación actual sobre productos de la UE.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en:

online@riobeauty.com

GARANTÍA

Para registrar nuestra garantía de dos años en línea, visite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

AVISOS

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não coloque nem guarde o dispositivo exposto a luz solar direta. Guarde-o num local fresco e seco.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Se sofre de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize este aparelho em partes do corpo flácidas ou quaisquer outras zonas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, pólipos cutâneos, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele. Se sofrer de algum dos problemas acima mencionados, recomendamos que consulte o seu médico antes do tratamento.
- Não utilize em pele com cortes ou gretada.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.
- Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão. Desligue-o antes de sair da divisão onde se encontra.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo.
- Não coloque o aparelho dentro de água.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.

A SUA UNIDADE

(ver página 3)

- 1 Tampa protetora
- 2 Cabeças de tratamento
- 3 Luzes LED (azul, verde, vermelha)
- 4 Cabo USB
- 5 Ficha Mini USB
- 6 Ligar/Desligar
- 7 Gel condutor

INTRODUÇÃO

O FaceLift & Tone é um aparelho de tonificação facial destinado a tratamentos cosméticos em casa e que pode ser incorporado na sua rotina de beleza diária/semanal.

O FaceLift & Tone funciona através de uma tecnologia de microcorrente com ligeiros impulsos elétricos. Os dois pontos de contacto foram concebidos para deslizar suavemente na pele e acompanhar os contornos naturais do rosto.

IMPORTANTE - TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes de começar a utilizar o produto, faça SEMPRE um teste de sensibilidade cutânea com o gel condutor numa zona pouco visível da pele para confirmar se não tem nenhuma reação. Aguarde 24 horas. Se a pele ficar irritada, não continue o tratamento.

CARREGAMENTO

- Ligue o cabo USB à unidade e a uma porta USB.
- A luz LED pisca a vermelho durante o carregamento e fica verde quando a bateria está totalmente carregada. Quando totalmente carregada, a unidade desliga automaticamente após 30 minutos.
- Demora cerca de 1,5 horas a carregar totalmente.
- Quando totalmente carregado, o aparelho deve funcionar durante aproximadamente duas semanas de tratamentos diários de 20 minutos.



COMO UTILIZAR

1. Limpe e seque a pele na zona na qual vai fazer o tratamento.
2. Aplique uma quantidade generosa de gel condutor nas cabeças de tratamento ou na zona da pele na qual vai fazer o tratamento.
3. Prima o botão Ligar/Desligar durante três segundos para ligar a unidade. O LED azul indica a seleção do nível 1 (baixo). Prima novamente o botão Ligar/Desligar para selecionar os níveis 2 ou 3.

Níveis de tratamento:

- Nível 1 – Baixo (azul)
- Nível 2 – Médio (verde)
- Nível 3 – Elevado (vermelho)

As cabeças de tratamento aquecem até aos 43 °C.

4. Prima o botão Ligar/Desligar durante três segundos para desligar a unidade.

TRATAMENTOS

Depois de aplicar o gel condutor, deslize suavemente as cabeças de tratamento na pele na direção das setas (ver zonas de tratamento na página 34) e em movimentos com cerca de 10 a 15 segundos. Repita 4 a 5 vezes.

- 1 Maçãs do rosto – a partir do nariz, deslize com movimentos ascendentes ao longo da maçã do rosto.
- 2 Linha do maxilar – siga a linha do maxilar para fora: do queixo em direção à orelha.
- 3 Debaixo do queixo – deslize para cima, começando na zona onde termina o queixo e começa o pescoço até à ponta do queixo.
- 4 Pescoço – comece no centro e vá fazendo movimentos para fora em ambos os lados. Faça estes movimentos nas zonas inferior e superior do pescoço.
- 5 Testa e linha das sobrancelhas – faça movimentos para cima, desde a linha das sobrancelhas até à zona do cabelo. Faça estes movimentos na zona central, esquerda e direita da testa.

A estimulação deve ser suave, não deve sentir os músculos a contrair.

Importante: não utilize mais de 5 minutos na mesma zona. **O aparelho desliga automaticamente após 5 minutos.**

DEPOIS DE UTILIZAR

- Se a sua pele for muito sensível, poderá ficar ligeiramente vermelha depois do tratamento. Esses sintomas devem desaparecer após 30 minutos.
- Coloque a tampa protetora quando não estiver a utilizar o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes e depois de utilizar, limpe a cabeça de tratamento com um pano limpo e húmido; não coloque o aparelho dentro de água.



ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. **NÃO** deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: FALT
Entrada: 5 V --- 500 mA 2,5 W
Bateria: íões de lítio 3,7 V 600 mAh



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail:

online@riobeauty.com

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo in piena sicurezza dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Non posizionare o conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In presenza di patologie cutanee, consultare il dermatologo prima dell'uso.
- Per motivi di igiene, questo prodotto dovrebbe essere usato da una sola persona.
- Non utilizzare il prodotto su pelle non integra o pelle affetta da una delle seguenti condizioni: vene varicose, affezioni cutanee (ad esempio eczema, psoriasi, dermatite), tagli e abrasioni, irritazione, verruche, nei, escrescenze, eruzioni, ipersensibilità o scottature solari, flebiti, tessuto cicatriziale recente o altre patologie cutanee. Si consiglia di consultare il medico prima del trattamento, se si soffre di una qualunque delle condizioni di cui sopra.
- Non utilizzare il prodotto su tagli o escoriazioni cutanee.
- Non utilizzare su zone che sono state sottoposte a chirurgia estetica.
- Non lasciare il dispositivo incustodito. Spegnerlo prima di lasciare la stanza.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.

COMPONENTI

(Vedere pag. 3)

- 1 Cappuccio di protezione
- 2 Testine di trattamento
- 3 Luci LED (blu, verde, rosso)
- 4 Cavo USB
- 5 Presa Mini USB
- 6 On/Off
- 7 Gel conduttivo

INTRODUZIONE

FaceLift & Tone è un tonificatore per il viso, non invasivo, per utilizzo domestico, destinato all'uso cosmetico e può essere integrato nella propria routine di bellezza quotidiana/settimanale.

FaceLift & Tone funziona fornendo alla pelle impulsi di microcorrente morbidi e delicati. I due punti di contatto sono progettati per scivolare dolcemente sulla pelle e seguire i contorni naturali del viso.

IMPORTANTE - PROVA ALLERGICA

Prima di iniziare eseguire SEMPRE la prova allergica con il gel conduttivo su una superficie poco visibile della pelle per monitorare eventuali reazioni cutanee. Attendere 24 ore. In caso di irritazione non continuare il trattamento.

RICARICA

- Inserire il cavo USB nell'unità e poi in una porta USB.
- La luce LED lampeggia in rosso per indicare che è in corso la ricarica e diventa verde a ricarica completata. Quando è completamente carico l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
- La ricarica completa richiede circa un'ora e mezza.
- Quando è completamente carico, il tonificatore dovrebbe funzionare per circa due settimane di trattamenti giornalieri di 20 minuti.



GUIDA INTRODUTTIVA

1. Pulire e asciugare la pelle nella zona da trattare.
2. Applicare una generosa quantità di gel conduttivo sulle testine di trattamento o sulla pelle nell'area da trattare.
3. Per accendere, tenere premuto il tasto On/Off per tre secondi. Il LED blu indicherà che è selezionato il livello 1 (basso). Premere nuovamente il tasto On/Off per selezionare i livelli 2 e 3.

Livelli di trattamento:

- Livello 1 – Basso (blu)
- Livello 2 – Medio (verde)
- Livello 3 – Alto (rosso)

Le testine di trattamento si riscaldano fino a 43°C.

4. Tenere premuto il pulsante On/Off per tre secondi per spegnere.

TRATTAMENTI

Dopo aver applicato il gel conduttivo, far scorrere lentamente le testine di trattamento sulla pelle nella direzione delle frecce (vedere le zone di trattamento a pag. 40) con movimenti della durata di 10-15 secondi ciascuno. Ripetere 4-5 volte.

- ❶ Guance - Partendo dai contorni del naso scorrere verso l'alto sopra la guancia.
- ❷ Contorno della mascella - Seguire verso l'esterno la linea della mascella, dal mento verso l'orecchio.
- ❸ Sotto il mento - Scivolare verso l'alto dal punto in cui il mento incontra il collo fino alla punta del mento.
- ❹ Collo - Scorrere da entrambi i lati della linea mediana del collo verso l'esterno. Ripetere per la parte inferiore e quella superiore del collo.
- ❺ Fronte e linea delle sopracciglia - Spostarsi verso l'alto dal contorno delle sopracciglia fino all'attaccatura dei capelli. Ripetere l'operazione centralmente e sui lati destro e sinistro della fronte.

Se usata correttamente, la stimolazione è morbida e delicata - non si devono necessariamente sentire i muscoli contrarsi.

Importante: Non utilizzare per più di cinque minuti in ciascuna zona. **L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 minuti.**

DOPO L'USO

- Se si ha la pelle molto sensibile, si potrebbero notare arrossamenti dopo l'uso, ma dovrebbero scomparire dopo una trentina di minuti.
- Quando non in uso, inserire il cappuccio protettivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima e dopo l'uso, pulire la testina di trattamento con un panno umido pulito, non immergere l'unità in acqua.



SMALTIMENTO



La Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/EU) è stata implementata al fine di regolamentare il riciclo di tali prodotti attraverso le migliori tecniche di recupero e riciclaggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. **NON** smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.

Rispetto delle norme di riciclaggio:

1. Verificare le normative municipali a livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: FALT

In ingresso: 5V \equiv 500mA 2,5W 

Batteria agli ioni di Litio 3,7V 600mAh



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo e conservarle per uso futuro.



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattarci al seguente indirizzo:

online@riobeauty.com

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml



© The Dezac Group Ltd 2023 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FALT-EU/1.0