

GUIDA RAPIDADual Action **18** LaserComb

3 volte
alla settimana

PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI


- Il cuoio capelluto deve essere appena lavato (i capelli possono essere bagnati, asciugati o umidi)
- Utilizzare il dispositivo prima di adoperare prodotti di bellezza per i capelli (dato che possono accumularsi e impedire il passaggio della luce laser)
- Pulisci regolarmente il dispositivo con un panno privo di lanugine. Pulisci leggermente le superfici con alcol isopropilico al 70% per 2 minuti, lasciandolo asciugare prima di iniziare il trattamento. Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti per la pulizia su nessuna parte del dispositivo.

OPZIONI DI RICARICA

Caricare il dispositivo per 2-3 ore prima dell'uso iniziale



OPTION 1 Caricare il dispositivo usando la base di ricarica (supporto) e il cavo di alimentazione. Prima di posizionare il dispositivo nella base di ricarica, assicurarsi che sia spento e che i denti non siano rivolti verso di voi. Collegare il cavo di alimentazione alla base di ricarica e l'altra estremità a una presa elettrica.



OPTION 2 Ricaricare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione direttamente nel dispositivo e l'altra estremità a una presa elettrica.

La spia del pulsante di accensione lampeggerà durante il processo di carica. Una volta completata la ricarica, la spia smetterà di lampeggiare e rimarrà accesa.

Quando la batteria è completamente carica, la spia si accende. Quando la carica della batteria diminuisce, la luce lampeggia lentamente. Quando la batteria si sta scaricando e deve essere ricaricata, la luce inizierà a lampeggiare rapidamente. Quando questo accade, ricaricare il dispositivo come descritto sopra.

Se il dispositivo ha bisogno di essere ricaricato durante il trattamento, lasciatelo caricare completamente prima di continuare

Non utilizzare il LaserComb mentre è collegato al cavo di alimentazione.

Durante l'uso, la spia indicherà il livello della batteria. Una luce fissa e non lampeggiante indica che la batteria è completamente carica.

Prima del trattamento, eseguite un test di sensibilità della pelle illuminando con la luce la parte interna dell'avambraccio per 2 minuti. Se notate qualsiasi tipo di reazione, non usate il dispositivo e contattate il servizio clienti.

METODO DI TRATTAMENTO

Come prima cosa, premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto fino all'accensione della spia. Dopodiché, premere il pulsante per il laser. Il dispositivo è pronto all'uso.



Per iniziare il trattamento, posizionarlo sul cuoio capelluto in modo che entrambe le file di denti siano a contatto con il cuoio capelluto.



Iniziare dall'attaccatura dei capelli. Spostare il dispositivo dalla parte anteriore alla parte posteriore del cuoio capelluto in un lento movimento di pettinatura, e fermarsi ad ogni centimetro (mezzo pollice) per 4 secondi. Quando il dispositivo è acceso, emetterà un segnale acustico e vibrerà ogni quattro (4) secondi. Questo significa che è il momento di spostare il dispositivo nella zona successiva del cuoio capelluto. Quando si esegue questa operazione, non sollevare il dispositivo dal cuoio capelluto. Se si desidera disattivare il segnale acustico/vibrazione durante il trattamento, premere una volta il pulsante superiore del laser.



Continuare in questo modo dalla parte anteriore a quella posteriore e poi da un lato all'altro fino a coprire l'intera superficie del cuoio capelluto con più passaggi. Ripetere questi passaggi per un trattamento complessivo di 8 minuti.

Dopo il trattamento spegnere il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione (pulsante inferiore) finché la spia luminosa non si spegne. Conservare il dispositivo nella base per la ricarica per un uso futuro. È possibile lasciare sempre collegato il cavo di alimentazione alla base di sostegno per la ricarica.

NOTA: Il Actonis Dual Action 18 LaserComb si spegnerà automaticamente dopo 8 minuti.

In base alla durata dei laser, dei componenti elettronici e della base di ricarica, il dispositivo laser è progettato per durare 5 anni di uso regolare.

Per informazioni dettagliate sulla risoluzione dei problemi, l'uso corretto, le avvertenze e le precauzioni, accedere al manuale d'uso completo scansionando il codice QR situato sul pannello posteriore. Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo.

Il dispositivo laser Actonis ha una garanzia contro i difetti di materiale o di costruzione offerta da Lexington International, LLC. Gli articoli danneggiati o maltenuti non sono coperti dalla garanzia e saranno addebitati i normali costi di riparazione. Qualsiasi tentativo di manutenzione autonoma del dispositivo, a meno che non sia richiesto dal SERVIZIO CLIENTI di LEXINGTON INTERNATIONAL, annullerà la garanzia. Fare riferimento al nostro sito web per le condizioni complete della garanzia.

Per convalidare la garanzia, registrati online all'indirizzo

www.actonis.com/warranty

Luce laser - Evitare che gli occhi siano esposti alla luce laser

I dispositivi laser Actonis™ sono indicati per trattare l'alopecia androgenetica e promuovere la crescita dei capelli negli uomini che hanno perdite di capelli classificate nelle categorie di Norwood Hamilton da IIa a V e nelle donne che hanno perdite di capelli o zone di perdita di capelli classificate nella scala di Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-1, II-2, ed entrambi con pelli classificate secondo la scala di Fitzpatrick di tipo da I a IV.

Actonis™
by hairmax®

QUICK START GUIDE

GUIDA RAPIDA

DUAL ACTION **18**
LaserComb

QUICK START GUIDE

Dual Action 18 LaserComb



8
minutes
3 times
per week

FOR MAXIMUM BENEFIT


- Scalp should be freshly washed (hair can be wet, dry or damp)
- Use your device prior to applying styling products (these can build up and impede the laser light)
- Regularly clean your device with a slightly moistened cloth. Do not use harsh detergents or cleaning products on any part of your device

CHARGING OPTIONS

Charge your LaserComb for 2-3 hours before initial use



OPTION 1 Charge your device using the charging cradle and power cord. Prior to placing your device in the cradle, make sure it is turned off and the teeth face away from you. Plug the power cord into the cradle and the other end into an electrical wall outlet.



OPTION 2 Charge your device by placing the power cord directly into the device and the other end into an electrical wall outlet.

The indicator light on the power button will flash during the charging process. Once charging is complete, the light will stop flashing and remain on.

When the battery is fully charged, the indicator light will be on. As the battery power diminishes, the light will blink slowly. When the battery is getting low and needs to be recharged, the light will start to flash rapidly. When this happens, charge your device.

If your device needs to be recharged during your treatment, allow it to fully charge before continuing.

Do not use your LaserComb while it is plugged into the power cord.

During use, the indicator light will indicate the battery level. A steady, non-flashing light indicates the battery is full.

Prior to treatment, test your skin for sensitivity by shining the light on the inside of your forearm for 2 minutes. If you see any reaction, do not use your device and contact customer service.

TREATMENT METHOD



Turn on your device by pressing the power button (lower button) until the power button light turns on. Next, press the laser button (upper button) until it lights up. That means your device is ready for use.



To start your treatment, place your device flat on your scalp so that both rows of teeth are touching the scalp.



Start at your hairline. Move your device from front to back of scalp in a slow combing motion, pausing every 1/2 inch (1 cm) for 4 seconds. When your device is on, it will beep and vibrate every four (4) seconds. This means that it's time to move the your device to the next area of the scalp. Do not lift your device off your scalp while combing from front to back. If you wish to turn off the beep/vibration during the treatment, press the top laser button again.



Continue in this manner from front to back and then side to side until you cover your entire scalp with multiple passes. Repeat these passes for the total treatment time of 8 minutes.

After treatment, turn off your device by pressing the power button (lower button) until the indicator light turns off. Store your device in the charging cradle for future use. You may leave the power cord plugged into the charging cradle at all times.

NOTE: The Actonis Dual Action 18 LaserComb will turn off automatically after 8 minutes.

The Actonis Dual Action 18 LaserComb is manufactured using precision components and should last for many years of normal use.

For detailed information about troubleshooting, proper use, warnings and cautions, access the full user manual by scanning the QR code located on the back panel. Please read the entire user manual before operating.

Your Actonis device has a limited warranty against defects in materials or workmanship from Lexington International, LLC. Items that are damaged or abused are not covered under the warranty and will be charged at their regular repair rates. Any attempt to self-service your device, unless instructed by LEXINGTON INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE, will void your warranty. Please refer to our website for complete warranty terms.

To validate your warranty, register online at
www.actonis.com/warranty

Laser Light - Avoid Direct Eye Exposure

Actonis™ laser devices are indicated to promote hair growth in females with Androgenetic alopecia who have Ludwig (Savin) Classifications I - II or frontal patterns of hair loss and who have Fitzpatrick Skin Types I - IV.

Actonis[™]
by hairmax®

SCAN QR CODE

To access the full
user manual



Or visit: www.actonis.com/usermanual

You can also call customer service free of charge to request a hard copy

CUSTOMER SERVICE

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada (toll-free) 1-866-527-3726

Authorized Representative in Europe (Regulatory Affairs Only)

EC	REP	EMERGO EUROPE Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem The Netherlands
----	-----	--

Tel: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70 346-7299

Australia Sponsor

AU	REP	EMERGO AUSTRALIA 201 Sussex Street Darling Park, Tower II, Level 20 Sydney NSW 2000 Tel: +61 2 9006 1662
----	-----	--

Tel: +61 2 9006 1662

Brazil Sponsor

BR	REP	EMERGO BRAZIL Avenida Francisco Matarazzo 1.752, Salas 502/503 Água Branca São Paulo - SP CEP - 05001-200 Tel: +55 11 4800 9226
----	-----	---

Tel: +55 11 4800 9226

United Kingdom Sponsor

UK	RP	EMERGO UNITED KINGDOM Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International Compass House, Vision Park Histon Cambridge CB24 9BZ Tel: +44 (0) 1223 214 044
----	----	--

Tel: +44 (0) 1223 214 044

LEXINGTON INTERNATIONAL, LLC
1040 Holland Drive | Boca Raton, Florida | 33487 | USA
www.actonis.com

©2024 Lexington Intl., LLC. All Rights Reserved

LQH018DAIDXXX 00 0524