

FOREO SWEDEN

BEAR™ 2 body

DISPOSITIVO AVANZATO DI TONIFICAZIONE DEL CORPO A MICROCORRENTE

## MANUALE D'USO COMPLETO

---

### INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle fuori dal comune acquistando BEAR™ 2 body. Prima di iniziare a godere di tutti i vantaggi della sua sofisticata tecnologia nel comfort di casa tua, ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto nel questo manuale.

USO PREVISTO: BEAR™ 2 body è destinato alla stimolazione del corpo ed è indicato per uso cosmetico da banco.

ATTENZIONE: NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO.

### DESCRIZIONE GENERALE DI BEAR™ 2 body

Tonificare e rassodare la pelle per attenuare l'aspetto delle fossette su cosce, glutei, braccia e addominali con Advanced Microcurrent™, Sculpting Microcurrent™ e massaggio T-Sonic™. La pelle risulterà più liscia, compatta e scolpita.

### SCOPRI BEAR™ 2 body

#### CARATTERISTICHE

#### SFERE DI MICROCORRENTE

Forniscono microcorrenti avanzate direttamente sulla pelle per una figura più tonica e scolpita.

#### ANTI-SHOCK SYSTEM

Esamina la resistenza della pelle all'elettricità e regola le microcorrenti per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort.

#### PULSAZIONI T-SONIC

Per migliorare l'assorbimento degli ingredienti attivi del trattamento e massaggiare delicatamente la pelle per renderla più luminosa.

#### DESIGN SVEDESE INTELLIGENTE

Leggero e si adatta perfettamente alla mano, per trattamenti facili e confortevoli.

#### PORTA DI RICARICA

Fino a 300 minuti di utilizzo per carica USB.

#### 5 INDICATORI LUMINOSI DI INTENSITÀ

Si illuminano per indicare il livello di intensità della microcorrente del dispositivo.

## PULSANTE UNIVERSALE

Per accendere e spegnere il dispositivo, cambiare il livello di intensità della microcorrente e mettere il dispositivo in modalità di sincronizzazione Bluetooth.

## SPIA BLUETOOTH

Lampeggia per indicare quando il dispositivo è in modalità di sincronizzazione Bluetooth e quando deve essere caricato.

## CAVO DI RICARICA USB

Per ricaricare il dispositivo ovunque ti trovi con il cavo USB.

## APP INTERATTIVA

Accesso ai trattamenti video-guidati e a una gamma più ampia di intensità.

## TIPI DI MICROCORRENTE

BEAR™ 2 body è dotato di 2 tipi di microcorrente, unici nel suo genere. Ognuno di essi ha un beneficio specifico particolare e fa parte dei trattamenti video-guidati dell'applicazione per ottenere risultati ottimali.

Sculpting Microcurrent™: incanala le microcorrenti in profondità nei muscoli per tonificarli in modo efficace, per un aspetto più scolpito.

Advanced Microcurrent™: la corrente costante stimola i muscoli per rafforzarli, rassodando la pelle.

## COME USARE BEAR™ 2 body

### SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scaricare l'applicazione FOREO For You per sbloccare e registrare il dispositivo. Seguire questi semplici passaggi;

1. Scaricare l'applicazione FOREO For You sul cellulare.
2. Accedere all'account esistente o registrarsi per crearne uno nuovo.
3. Aggiungere il dispositivo (nella parte superiore dello schermo).
4. Scegliere la serie di dispositivi.
5. Tenere premuto il pulsante universale per collegare il dispositivo all'applicazione.
6. Compilare le informazioni di acquisto.

### 1. APPLICARE IL SIERO

Assicurarsi che la pelle e il dispositivo BEAR™ siano puliti e asciutti. Applicare quindi il Siero FOREO SUPERCHARGED™ body in modo uniforme su tutte le aree che si desidera trattare, lasciando un sottile strato simile a una maschera sulla superficie della pelle.

### 2. SELEZIONARE LE TUE PREFERENZE

Premere il pulsante universale per accendere il dispositivo BEAR™. Regolare l'intensità della microcorrente premendo nuovamente il pulsante, una volta per ogni livello. Accedere ad altre impostazioni tramite l'app FOREO.

Nota: L'impostazione predefinita di BEAR™ 2 body è la "Modalità principiante" (livelli di intensità delle microcorrenti 1 - 5). Se si desidera accedere alla "Modalità Pro" (livelli di intensità delle microcorrenti da 6 a 10), è possibile farlo tramite le "Impostazioni" dell'applicazione. Una volta selezionata la "Modalità Pro", gli indicatori di intensità sul dispositivo si riferiranno ai livelli della Modalità Pro (6 - 10)

### 3. LEVIGANTE E RIMPOLPANTE

Premere le quattro sfere metalliche sulla pelle esercitando una pressione media e far scorrere lentamente il dispositivo verso l'alto su gambe, glutei, addominali e braccia, come desiderato. Accedere ai video di trattamenti guidati per aree problematiche specifiche sull'app FOREO.

#### IMPORTANTE:

- Rimuovere eventuali peli eccessivi nell'area da trattare, poiché possono creare una sensazione di formicolio.
- I dispositivi a microcorrente come BEAR™ 2 body devono essere utilizzati con un siero conduttore. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare il siero FOREO SUPERCHARGED™ Body, sviluppato specificamente per l'uso con i dispositivi per il corpo a microcorrente FOREO.
- Lasciare uno strato sottile, simile a una maschera, del siero FOREO SUPERCHARGED™ Body sulla pelle, in modo che il dispositivo possa scorrere agevolmente. Se si trattano più aree in un'unica sessione, è possibile applicare il siero su ogni area prima di utilizzare il dispositivo su quell'area.
- Assicurarsi che tutte e quattro le sfere di microcorrente siano a contatto con la pelle durante il trattamento.

## AVVERTENZE

#### PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- Non utilizzare questo dispositivo in caso di precedenti di epilessia o convulsioni.
  - Non utilizzare in caso di intervento chirurgico recente o di altra procedura chirurgica. Consultare il proprio medico.
  - Non utilizzare questo dispositivo in presenza di un pacemaker cardiaco o di uno stimolatore del ritmo cardiaco inserito nel corpo (defibrillatore impiantato), o qualsiasi altro dispositivo elettronico inserito nel corpo. Tale uso potrebbe causare scosse elettriche, ustioni, interferenze elettriche o morte.
  - Non utilizzare in caso di cancro o di lesioni sospette o cancerose. Consultare il proprio medico.
  - Non utilizzare questo dispositivo in caso di gravidanza poiché la sicurezza della stimolazione elettrica durante la gravidanza non è stata stabilita.
  - Non utilizzare su neonati e bambini di età inferiore ai 18 anni e tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
  - Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
  - I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.
- Consultare il proprio medico curante in caso di controindicazioni.
- Se si è in cura da un medico, consultare il medico prima di utilizzare questo dispositivo.
  - Non azionare BEAR™ 2 body in presenza di apparecchiature di monitoraggio elettronico (ad es. monitor cardiaci, tracciatori cardiaci) o di un'altra apparecchiatura in prossimità (ad es. 1 m) di apparecchiature per la terapia a onde corte, a microonde o elettromagnetiche, in quanto potrebbero provocare l'insorgere di problemi dell'apparecchiatura. Tali apparecchiature possono produrre instabilità nell'uscita del dispositivo BEAR™ 2 body e causare ustioni nel sito della stimolazione.
  - Il dispositivo non deve essere applicato sopra o in prossimità di ferite cancerose o ferite aperte come eruzioni cutanee, arrossamenti, gonfiori, infezioni o aree infiammate, ad esempio flebiti, tromboflebiti, capillari rotti, vene varicose, ecc.
  - Il dispositivo non deve essere applicato sul collo, in quanto potrebbe causare gravi spasmi muscolari con conseguente chiusura delle vie aeree, difficoltà respiratorie o effetti negativi sul ritmo cardiaco o sulla pressione sanguigna.
  - Applicare il dispositivo solo sulla pelle normale, asciutta, pulita e sana.
- Consultare il proprio medico curante:
- se si verifica una reazione avversa all'uso del dispositivo e interrompere l'uso.
  - prima di utilizzare il dispositivo in caso di aree dolorose.
- Non applicare la stimolazione/utilizzare il dispositivo:
- sul torace (area del torace) può aumentare il rischio di fibrillazione cardiaca o di altri disturbi ritmici, che possono essere letali.
  - sulla testa, sul viso (anche direttamente sugli occhi e coprendo la bocca), sul collo (in particolare sul seno carotideo), sull'inguine, sulla parte superiore della schiena, sul petto o sul cuore.
  - su aree della pelle prive di sensibilità.
  - mentre si dorme o sotto la doccia.
  - quando c'è una tendenza a sanguinare in seguito a lesioni acute o a rotture di ossa.
  - durante la guida, l'utilizzo di macchinari o durante qualsiasi attività in cui una contrazione muscolare incontrollabile possa esporre l'utente a un rischio inutile di lesioni.
  - se non funziona normalmente o non funziona correttamente a causa di danni provocati da cadute o immersione accidentale in acqua.
  - se si dispone di un dispositivo medico indossato, come ad esempio un microinfusore di insulina.
- Interrompere l'uso:

- Se il dispositivo inizia a surriscaldarsi, spegnerlo immediatamente.
  - Tenere tutti gli apparecchi elettrici (compreso il dispositivo BEAR™ 2 body) lontano dall'acqua (compresi bagni, docce e lavandini).
  - Non far mai cadere o inserire oggetti nelle aperture del dispositivo.
  - Se si sospetta che il dispositivo sia malfunzionante o non funzioni correttamente, contattare FOREO.
  - Utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei cavi venduti dal produttore di BEAR™ 2 body come parti di ricambio, possono provocare un aumento delle emissioni o una riduzione dell'immunità del sistema.
  - Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono provocare lesioni.
  - Non smontare il dispositivo per evitare danni, malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Nota: Lo smontaggio annulla la garanzia.

#### PRECAUZIONI

BEAR™ 2 body è progettato solo per uso cosmetico e per individui in buona salute. Se questo non è il tuo caso, ti preghiamo di consultare il medico prima dell'uso.

- Gli effetti a lungo termine degli stimolatori elettrici transcutanei sono sconosciuti.
- In caso di sospetta o diagnosticata malattia cardiaca, è necessario seguire le precauzioni raccomandate dal medico.
- Prestare attenzione se la stimolazione viene applicata sull'utero durante le mestruazioni.
- Durante l'uso di questo dispositivo può verificarsi una leggera sensazione di formicolio, che è normale e non è motivo di preoccupazione. Abbassare l'intensità può ridurre o eliminare questa sensazione. Se si sospetta di aver avuto una reazione negativa con l'uso del dispositivo di stimolazione elettrica, consultare immediatamente il medico.
- L'uso di altri stimolatori muscolari alimentati ha provocato irritazioni della pelle e ustioni sotto gli elettrodi. Se se si verificano irritazioni o bruciori alla pelle, interrompere immediatamente l'uso.
- Se l'uso di BEAR™ 2 body provoca dolore o fastidio persistente, interrompere immediatamente l'uso.
- Questo dispositivo contiene una batteria non sostituibile. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere smaltita.

Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione e la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Questo prodotto non contiene parti riparabili.

- Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se si notano segni di perdite interne della batteria.
- Non conservare BEAR™ 2 body al sole o su una superficie calda. Le alte temperature possono essere dannose.
- Il dispositivo deve essere utilizzato, trasportato e conservato secondo le modalità indicate nel presente manuale.
- Il mancato utilizzo e la mancata manutenzione del dispositivo in conformità alle istruzioni descritte nel presente manuale rendono nulla la garanzia.
- Utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il dispositivo BEAR™ 2 body.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato solo con un adattatore di alimentazione SELV.
- Si raccomanda di utilizzare gli alimentatori standard IEC60950 per caricare il dispositivo.
- Prima della ricarica, accertarsi che la spina e la presa siano completamente asciutte. L'inosservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o incendio.
- BEAR™ 2 body è destinato all'uso cosmetico sul corpo come descritto. Qualsiasi conseguenza derivante da uso improprio, applicazione ad altre parti del corpo o del viso, collegamento a fonti di tensione improprie, soluzione o sfere conduttrici sporche o qualsiasi altra applicazione impropria non sono di responsabilità di FOREO.

#### MANUTENZIONE DI BEAR™ 2 body

BEAR™ 2 body deve essere accuratamente pulito dopo ogni uso. Lavare le sfere metalliche e la superficie in silicone con acqua e sapone, poi risciacquare con acqua tiepida. Asciugare con un panno non abrasivo e che non lasci pelucchi o un asciugamano. Per ottenere risultati ottimali consigliamo di utilizzare lo Spray FOREO per la pulizia del silicone e di risciacquarlo con acqua calda.

NOTA: Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti alcool, solvente o acetone, poiché potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

#### PROBLEMI E SOLUZIONI

*Precauzioni da adottare in caso di modifiche nelle prestazioni di BEAR™ 2 body.*

Se BEAR™ 2 body non si attiva quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica. Ricaricare con il cavo di ricarica USB per un massimo di 1,5 ore fino a quando non è completamente carico, e poi riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante universale.

Se BEAR™ 2 body non può essere spento e/o il pulsante universale non risponde:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Tenere premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

Se BEAR™ 2 body non si sincronizza con l'app FOREO For You:

- Spegnerne e riaccendere il Bluetooth per provare a riconnettersi.
- Chiudere l'app FOREO For You e riapirla per ricominciare il processo.
- Verificare se l'applicazione deve essere aggiornata nell'app store del dispositivo mobile.

## TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

### ATTIVARE LA GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registrati attraverso l'app FOREO For You o visita [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) per maggiori informazioni.

### GARANZIA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI (ad eccezione dei paesi in cui la legge nazionale richiede una garanzia minima più lunga) dalla data di acquisto originale contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi derivanti dall'uso normale del dispositivo. La garanzia copre le parti funzionanti che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o le sue parti) annullerà la garanzia.

Se insorge un problema che viene notificato durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo rientra nel periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia, si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale insieme alle presenti condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per usufruire della garanzia, è necessario accedere al proprio account su [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e selezionare l'opzione per la richiesta di garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Il presente impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non influisce in alcun modo su tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).

Questo dispositivo non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurarsi che questo dispositivo venga smaltito correttamente, per prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del dispositivo. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, contattare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici o il luogo di acquisto.

### RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo non è reversibile. L'apertura del dispositivo ne invalida la garanzia. Questa azione deve essere intrapresa solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio, la batteria deve essere rimossa prima dello smaltimento e non deve essere gettata insieme ai rifiuti domestici. Per rimuovere la batteria, aprire il guscio interno di plastica dopo aver rimosso lo strato esterno di silicone e rimuovere la batteria per smaltirla in conformità alle normative ambientali locali. Per la propria sicurezza, indossare dei guanti durante questo processo. Di seguito vengono fornite istruzioni visive dettagliate.

## SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone sicuro per la pelle, ABS, PC, lega di zinco cromato

COLORE: Evergreen / Lavender

DIMENSIONE: H78 x L78 x P35,5 mm

PESO: 127 g

BATTERIA: Agli ioni di litio da 520mAh e 3,7 V

UTILIZZO: Fino a 300 minuti di utilizzo per carica.

STANDBY: 90 giorni

FREQUENZA: 185 Hz

LIVELLO MASSIMO DI RUMORE: <50 dB

INTERFACCIA: 1 pulsante

**Dichiarazione di non responsabilità:** Chi utilizza questo dispositivo lo fa a proprio rischio e pericolo. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta modifiche al suo contenuto senza l'obbligo di notificare a nessuno tale revisione o modifica.

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

**NOTA:** Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

FOREO dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo dell'UE della dichiarazione di conformità del prodotto è disponibile su [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

Il modello può essere modificato senza preavviso per apportare miglioramenti.

©2023 PRODOTTO PER: FOREO AB.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA: FOREO SWEDEN. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE:

UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCOLMA, SVEZIA.

STATI UNITI: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PRODOTTO DA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)

EN-P1-20230809