

FOREO SWEDEN

BEAR™ 2 eyes & lips

DISPOSITIVO DI LEVIGAZIONE DELLA PELLE A MICROCORRENTE

MANUALE D'USO COMPLETO

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle fuori dal comune acquistando BEAR™ 2 eyes & lips. Prima di iniziare a godere di tutti i vantaggi della sua sofisticata tecnologia nel comfort di casa tua, ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.

USO PREVISTO: BEAR™ 2 eyes & lips è destinato alla stimolazione del viso e del collo ed è indicato per uso cosmetico da banco.

ATTENZIONE: NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO.

DESCRIZIONE GENERALE DI BEAR™ 2 eyes & lips

Attenua l'aspetto delle linee sottili e delle rughe intorno agli occhi e alla bocca e rimpolpa la zona delle labbra con Lifting Microcurrent™, Tapping Microcurrent™ e il massaggio T-Sonic™.

SCOPRI BEAR™ 2 eyes & lips

CARATTERISTICHE

SFERE DI MICROCORRENTE

Forniscono microcorrente direttamente alla pelle per un aspetto più tonico e compatto.

PULSAZIONI T-SONIC

Per migliorare l'assorbimento degli ingredienti attivi del trattamento e massaggiare delicatamente la pelle per renderla più luminosa.

CAPSULA DI SIERO RICARICABILE

Si stacca dal dispositivo ed è progettata per conservare facilmente il siero FOREO SUPERCHARGED™. La puoi sostituire con le capsule FOREO SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster, specificamente studiate per adattarsi al dispositivo, per un aspetto rimpolpato e luminoso all'istante.

DESIGN SVEDESE INTELLIGENTE

Leggero e delicatamente curvato per adattarsi ai contorni del viso e della mano.

PORTA DI RICARICA

Fino a 180 minuti di utilizzo per carica USB.

5 INDICATORI LUMINOSI DI INTENSITÀ

Si illuminano per indicare il livello di intensità della microcorrente del dispositivo.

PULSANTE UNIVERSALE

Per accendere e spegnere il dispositivo, cambiare il livello di intensità della microcorrente e mettere il dispositivo in modalità di sincronizzazione Bluetooth.

SPIA BLUETOOTH

Lampeggia per indicare quando il dispositivo è in modalità di sincronizzazione Bluetooth e quando deve essere caricato.

ANTI-SHOCK SYSTEM

Esamina la resistenza della pelle all'elettricità e regola le microcorrenti per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort.

CAVO DI RICARICA USB

Per ricaricare il dispositivo ovunque ti trovi con il cavo USB.

APP INTERATTIVA

Accesso ai trattamenti video-guidati e a una gamma più ampia di intensità.

TIPI DI MICROCORRENTE

BEAR™ 2 eyes & lips è caratterizzato da 2 tipi di microcorrente, esclusivi di FOREO. Ognuno di essi ha un beneficio specifico particolare e fa parte dei trattamenti video-guidati dell'applicazione per ottenere risultati ottimali.

Lifting Microcurrent™: la corrente passa ripetutamente da una frequenza bassa a una alta, stimolando delicatamente i muscoli a sollevarsi in modo naturale, per un aspetto più definito.

Tapping Microcurrent™: onde rapide e brevi di corrente scorrono attraverso gli strati superiori della pelle, per illuminare e rimpolpare.

COME USARE BEAR™ 2 eyes & lips

SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scaricare l'applicazione FOREO For You per sbloccare e registrare il dispositivo. Seguire questi semplici passaggi;

1. Scaricare l'applicazione FOREO For You sul cellulare.
2. Accedere all'account esistente o registrarsi per crearne uno nuovo.
3. Aggiungere il dispositivo (nella parte superiore dello schermo).
4. Scegliere la serie di dispositivi.
5. Tenere premuto il pulsante universale per collegare il dispositivo all'applicazione.
6. Compilare le informazioni di acquisto.

MODO D'USO

1. APPLICARE IL CONTOUR BOOSTER

Assicurarsi che la pelle e il dispositivo BEAR™ 2 eyes & lips siano puliti e asciutti. Applicare quindi FOREO SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster in modo uniforme su tutte le aree che si desidera trattare, lasciando un sottile strato simile a una maschera sulla superficie della pelle.

2. SELEZIONARE LE TUE PREFERENZE

Premere il pulsante universale per accendere il dispositivo BEAR™ 2 eyes & lips. Regolare l'intensità della microcorrente premendo nuovamente il pulsante, una volta per ogni livello. Accedere ai video di trattamenti guidati e ad altre impostazioni tramite l'app FOREO.

Nota: L'impostazione predefinita di BEAR™ 2 eyes & lips è la "Modalità principiante" (livelli di intensità delle microcorrenti 1 - 5). Se si desidera accedere alla "Modalità Pro" (livelli di intensità delle microcorrenti 6 - 10), è possibile farlo tramite le "Impostazioni" dell'applicazione. Una volta selezionata la "Modalità Pro", gli indicatori di intensità sul dispositivo si riferiranno ai livelli della Modalità Pro (6 - 10).

3. LEVIGANTE E RIMPOLPANTE

Premere leggermente entrambe le sfere metalliche sulla pelle e far scorrere lentamente il dispositivo intorno all'osso orbitale, intorno alla bocca e sulla fronte, come desiderato. Per rimpolpare le labbra, picchiettare leggermente con le sfere metalliche.

IMPORTANTE:

- I dispositivi a microcorrente come BEAR™ 2 eyes & lips devono essere utilizzati con un prodotto conduttivo. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare FOREO SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster, sviluppato specificamente per adattarsi al dispositivo BEAR™ 2 eyes & lips per facilitarne l'uso. Inoltre, dona alla pelle un aspetto naturale e luminoso all'istante.
- Lasciare uno strato sottile, simile a una maschera, di FOREO SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster sulla pelle, in modo che il dispositivo possa scorrere agevolmente. Se si trattano più aree in un'unica sessione, è possibile applicare il contour booster su ciascuna area prima di utilizzare il dispositivo su di essa.
- Non utilizzare mai dispositivi a microcorrente come BEAR™ 2 eyes & lips sulla linea mediana del collo o nell'area dell'osso orbitale.
- Assicurarsi che entrambe le sfere di microcorrente siano a contatto con la pelle durante il trattamento. Far scorrere sempre il dispositivo con movimenti verso l'alto e verso l'esterno, dal centro del viso verso l'attaccatura dei capelli.

AVVERTENZE

PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- L'uso di BEAR™ 2 eyes & lips deve essere confortevole. Se si avverte disagio o irritazione, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Non utilizzare sul petto/area del seno, sull'area degli occhi (muscolo orbicolare), sulla linea mediana (ossea) del collo o sulla zona genitale/inguinale.
- Non utilizzare su pelle arrossata, nei rilievi, arterie principali (es. carotide), capillari ingrossati, impianti metallici, aree infette o aree prive di sensibilità.
- Non utilizzare il dispositivo per trattare rosacea, nei, verruche, piaghe aperte, lesioni cancerose o qualsiasi altra lesione della pelle.
- Non utilizzare in caso di malattie pregresse, come epilessia, malattie emorragiche, cancro, tumori o disturbo della percezione.
- Non utilizzare in caso di trattamento laser, peeling chimico o qualsiasi altra forma di pelle lesa o danneggiata.
- Non utilizzare in caso di interventi di chirurgia estetica sul viso.
- Non utilizzare in presenza di dispositivi medici impiantati o di altri strumenti elettronici o ausili per il corpo.
- Le apparecchiature di monitoraggio elettronico, come i monitor ECG e gli allarmi ECG, potrebbero non funzionare correttamente quando il dispositivo è in uso.
- BEAR™ 2 eyes & lips non deve essere usato su, vicino o da bambini o persone con ridotte capacità fisiche e mentali. È necessaria una stretta supervisione quando questo dispositivo viene utilizzato, pulito o riposto in prossimità di bambini o di persone con ridotte capacità fisiche o mentali.
- Gli effetti a lungo termine della microcorrente sono sconosciuti.
- La sicurezza del dispositivo per l'uso in gravidanza non è stata stabilita. In caso di gravidanza, consultare il medico prima di utilizzare questo dispositivo.
- In caso di condizioni cutanee gravi o di problemi medici, consultare un dermatologo prima dell'uso.
- In caso di sospetta o diagnosticata malattia cardiaca, seguire le precauzioni raccomandate dal medico.
- Prestare particolare attenzione quando si tonificano le zone sotto gli occhi e non portare il dispositivo a contatto con le palpebre o gli occhi.

- Durante l'uso del dispositivo si può avere la percezione di luci lampeggianti, dovute alla stimolazione del nervo ottico. Se si nota questa condizione costantemente senza l'uso del dispositivo, consultare il medico.
- Durante l'uso del dispositivo può verificarsi una leggera sensazione di formicolio, che è normale e non desta alcuna preoccupazione. Abbassare l'intensità può ridurre o eliminare questa sensazione.
- Data l'efficacia delle routine tonificanti FOREO, si consiglia di non utilizzare BEAR™ 2 eyes & lips per più di 3 minuti alla volta (per zona).
- Per motivi di igiene, si consiglia di non condividere BEAR™ 2 eyes & lips con nessuno.
- Non utilizzare durante la guida o l'uso di macchinari pesanti.
- Non utilizzare il dispositivo quando è collegato.
- Non inserire alcun oggetto in nessuna apertura del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se si surriscalda o se si sospetta un malfunzionamento.
- Evitare di lasciare BEAR™ 2 eyes & lips alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o ad acqua bollente.
- BEAR™ 2 eyes & lips deve essere completamente asciutto prima di attivare la funzione di microcorrente. Non utilizzare il dispositivo se è stato immerso in acqua e non utilizzare con le mani bagnate.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato solo con un adattatore di alimentazione SELV.
- Si raccomanda di utilizzare gli alimentatori standard IEC60950 per caricare il dispositivo.
- Prima della ricarica, accertarsi che la spina e la presa siano completamente asciutte. L'inosservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o incendio.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Interrompere l'uso se il dispositivo o il caricabatterie non funzionano correttamente o appaiono danneggiati in qualsiasi modo. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere smaltita. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria, che deve essere smaltita in modo sicuro.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili.
- Questo dispositivo è destinato all'uso cosmetico su viso e collo. Qualsiasi conseguenza dannosa derivante da uso improprio, applicazione ad altre aree del corpo, collegamento a fonti di tensione improprie, soluzioni o sfere conduttive sporche o qualsiasi altro tipo di uso improprio non sono di competenza di FOREO.
- Utilizzare il dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Se non trovi risposta alla tua domanda o in caso di ulteriori dubbi sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.foreo.com/support

MANUTENZIONE DI BEAR™ 2 eyes & lips

BEAR™ 2 eyes & lips deve essere accuratamente pulito dopo ogni uso. Inizia rimuovendo la capsula. Le sfere in metallo e la superficie in silicone devono essere lavate con acqua e sapone, poi risciacquare con acqua tiepida. Asciugare con un panno non abrasivo e che non lasci pelucchi o un asciugamano. Per ottenere risultati ottimali consigliamo di utilizzare lo Spray FOREO per la pulizia del silicone e di risciacquarlo con acqua calda. Una volta che il dispositivo è asciutto, è possibile sostituire la capsula.

NOTA: Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti alcool, solvente o acetone, poiché potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Precauzioni da prendere in caso di modifiche nelle prestazioni di BEAR™ 2 eyes & lips.

Se BEAR™ 2 eyes & lips non si attiva quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica. Ricaricare tramite il cavo di ricarica USB per un massimo di 1,5 ore fino a quando non è completamente carico, e poi riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante universale.

Se non è possibile disattivare BEAR™ 2 eyes & lips e/o il pulsante universale non risponde:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Tenere premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo.

Se BEAR™ 2 eyes & lips non si sincronizza con l'app FOREO For You:

- Spegner e riaccendere il Bluetooth per provare a riconnettersi.
- Chiudere l'app FOREO For You e riaprirla per ricominciare il processo.
- Verificare se l'applicazione deve essere aggiornata nell'app store del dispositivo mobile.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

ATTIVARE LA GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registrati scaricando l'app FOREO For You e seguendo le istruzioni fornite.

GARANZIA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI (ad eccezione dei paesi in cui la legge nazionale richiede una garanzia minima più lunga) dalla data di acquisto originale contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi derivanti dall'uso normale del dispositivo. La garanzia copre le parti funzionanti che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o le sue parti) annullerà la garanzia.

Se insorge un problema che viene notificato durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo rientra nel periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia, si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale insieme alle presenti condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per usufruire della garanzia, è necessario accedere al proprio account su www.foreo.com e selezionare l'opzione per la richiesta di garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Il presente impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non influisce in alcun modo su tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).

Questo dispositivo non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurarsi che questo dispositivo venga smaltito correttamente, per prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del dispositivo. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, contattare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo non è reversibile. L'apertura del dispositivo ne invalida la garanzia. Questa azione deve essere intrapresa solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Poiché questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio, la batteria deve essere rimossa prima dello smaltimento e non deve essere gettata insieme ai rifiuti domestici. Per rimuovere la batteria, aprire il guscio interno di plastica dopo aver rimosso lo strato esterno di silicone e rimuovere la batteria per smaltirla in conformità alle normative ambientali locali. Per la propria sicurezza, indossare dei guanti durante questo processo.

SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone sicuro per la pelle, ABS, PC, lega di zinco cromato

COLORE: Arctic Blue / Lavender

DIMENSIONE: H120 x L55 x P26 mm

PESO: 70 g

BATTERIA: Agli ioni di litio da 520 mAh e 3,7 V

UTILIZZO: Fino a 180 minuti di utilizzo per carica.

STANDBY: 90 giorni

FREQUENZA: 185 Hz

LIVELLO MASSIMO DI RUMORE: <50 dB

INTERFACCIA: 1 pulsante

Dichiarazione di non responsabilità: Chi utilizza questo dispositivo lo fa a proprio rischio e pericolo. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti

direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta modifiche al suo contenuto senza l'obbligo di notificare a nessuno tale revisione o modifica.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

NOTA: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

FOREO dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo dell'UE della dichiarazione di conformità del prodotto è disponibile su www.foreo.com/support.

Il modello può essere modificato senza preavviso per apportare miglioramenti.

©2023 PRODOTTO PER: FOREO AB.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA: FOREO SWEDEN. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE:

UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCCOLMA, SVEZIA.

STATI UNITI: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PRODOTTO DA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

WWW.FOREO.COM

EN-P1-20230807

