




**ORDO**  
HYDRO SONIC  
WATER FLOSSER

<b>English</b>	<b>3</b>	<b>Svenska</b>	<b>31</b>	<b>Tiếng Việt</b>	<b>59</b>
<b>Deutsch</b>	<b>7</b>	<b>Dansk</b>	<b>35</b>		
<b>Français</b>	<b>11</b>	<b>Polski</b>	<b>39</b>		
<b>Español</b>	<b>15</b>	<b>Eesti keel</b>	<b>43</b>		
<b>Nederlands</b>	<b>19</b>	<b>Русский</b>	<b>47</b>		
<b>Italiano</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>العربية</b>		
<b>Norsk</b>	<b>27</b>	<b>汉语</b>	<b>55</b>		

1. Floss tip
2. Floss tip collar
3. On-demand button
4. Power button
5. Mode selection button
6. Main body
7. Water tank body
8. Water tank base




9. Mode indicator panel
10. Floss tip release button
11. USB-C charging port
12. Water tank release button
13. Water tank cap
14. Water tank base release button




- A. **Premium Clean** – Ideal for excellent everyday cleaning. Suitable for most people.
- B. **Orthodontic** – Tapered bristles help clean around braces, bridges, implants and other dental work.
- C. **Periodontal** – Designed to rinse periodontal pockets, helping to protect against gum disease.


Orthodontic & Periodontal tips sold separately. Our full selection of floss tips are available at [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Remove all the contents from the box and check you have all parts specified. Make sure you recycle the inner and outer boxes after use.




**(2)** Simply push the floss tip into the slot at the top of the water flosser, until it clicks into place. To eject, press the floss tip release button on the back of the water flosser, then pull the floss tip out.




**(3)** Before using your water flosser, you should charge it for 6 hours. Open the USB-C port cover, then plug in the USB-C connector of the charging cable. Connect the USB-A connector to a power source. Ensure the water flosser is not on prior to charging.


**MAKE SURE THE USB-C PORT IS DRY BEFORE CHARGING!**




**(4)** During the charging cycle, the lights on the mode indicator panel will follow a sequence as shown in the diagram, to indicate the water flosser's charging status. When the coloured light turns green, the water flosser is fully charged. A full charge will last 30 days when using the water flosser for 2 minutes each day.




**(5)** Once you have charged the water flosser, remove the USB-C charging cable and securely close the cover. Make sure that this is closed properly to avoid water getting inside.



**(6)** For travel convenience, you can store your Premium Clean floss tips inside the water tank, as shown in the diagram. Simply push the water tank release button at the top of the water tank and slide off. Inside you will find two slots to securely store your Premium Clean floss tips. To reattach the tank, slide back onto the main body until it clicks into place.




**(1)** To fill your water flosser, flip open the cap on the back of the water tank and fill with clean, lukewarm water (under 40°C). You could also add a few drops of Ordo Mouthwash Concentrate for extra freshness. If you use mouthwash, run a full tank of fresh water through the flosser after use, to avoid residue build-up.




**(2)** Short press the mode selection button to scroll through the 3 pressure settings:

- 1 - Sensitive Mode (low) – recommended for new users.
- 2 - Daily Clean Mode (medium)
- 3 - Power Clean Mode (high)


You can change modes whilst using your water flosser.




**(3)** Lean over the sink, place the floss tip in your mouth and part your lips slightly to allow water to flow out. Press the power button to begin flossing. Alternatively, press the on-demand button to control the flow of water – press and hold for a continuous flow and release to stop.




**(4)** Hold the floss tip at a 90° angle to your gum line and pause in between each tooth to ensure a thorough clean. Clean along the gum line as well as between teeth. Clean inside as well as outside surfaces. To get the most from the water tank, do not tilt the water flosser back during use. To help protect your water flosser, it will automatically turn off after running for 2 minutes.




**(5)** Your water flosser has a 260ml tank capacity, which provides 55 seconds of use. We recommend 2 full tanks per flossing session, one for the top teeth and one for the bottom. Make sure the tank is fully emptied after use and open the cap to let it air dry. Wipe down the floss tip and main body.




**(6)** To deactivate your water flosser for travel or storage, press and hold the mode selection button until the red light begins to flash, at which point the Lock Mode is activated. In Lock Mode the lock light will flash 5 times when you short press any button. Simply press and hold the mode selection button again to unlock the device – the last used mode will illuminate once your flosser is unlocked.




**(1)** At 30% battery, all the lights on the mode indicator panel will flash 5 times after use. When the water flosser has no power, the lights will also flash 5 times, but the device will not turn on – you need to recharge to a sufficient level before you can continue using the water flosser.




**(2)** To clean the water tank, first remove it from the main body by pressing the release button at the top of the tank and sliding off. Remove the base from the tank by pushing the release button at the bottom and pulling open. You can clean all parts of the tank with warm, soapy water or place in the dishwasher.



**(3)** To clean the main body of the water flosser, ensure it is switched off and disconnected from any power source. We recommended activating the Lock Mode for cleaning. To avoid scratching, use a soft, dry or damp cloth to clean the main body.




**(4)** To clear hard water deposits from within your water flosser, fill the tank with water and add 1 tablespoon of white vinegar. Run the water flosser until the tank is empty, then rinse thoroughly with clean, warm water. Repeat this process every 1 to 3 months, depending on the hardness of your water.





**(5)** It is recommended that you replace floss tips when they become worn or dirty, this is usually every 6 months. Replacement tips as well as Orthodontic and Periodontal tips are available at [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Zahnseidenspitze
2. Manschette für Zahnseide
3. On-Demand Taste
4. Einschalttaste
5. Modusauswahl taste
6. Hauptgehäuse
7. Wassertankgehäuse
8. Wassertanksockel




9. Modus-Anzeigefeld
10. Taste zum Lösen der Zahnseidenspitze
11. USB-C-Ladeanschluss
12. Entriegelungstaste für den Wassertank
13. Wassertankdeckel
14. Entriegelungstaste für den Wassertanksockel




- A. **Premium Clean** - Ideal für eine hervorragende tägliche Reinigung. Für die meisten Menschen geeignet.
- B. **Kieferorthopädie** - Die spitz zulaufenden Borsten helfen bei der Reinigung von Zahnsparren, Brücken, Implantaten und anderen zahnmedizinischen Maßnahmen.
- C. **Parodontal** - Zur Spülung von Zahnfleischtaschen und zum Schutz vor Zahnfleischerkrankungen.


Kieferorthopädische und parodontale Spitzen sind separat erhältlich. Ersatzspitzen sowie kieferorthopädische und parodontale Spitzen sind unter [ordolife.com](http://ordolife.com) erhältlich.



**(1)** Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus dem Karton und überprüfen Sie, ob Sie alle angegebenen Teile haben. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Innen- und Außenkartons nach Gebrauch recyceln.




**(2)** Schieben Sie die Zahnseidenspitze einfach in den Schlitz am oberen Ende der Munddusche, bis sie einrastet. Drücken Sie zum Entfernen der Zahnseidenspitze die Entriegelungstaste auf der Rückseite der Munddusche und ziehen Sie die Zahnseidenspitze dann heraus.




**(3)** Bevor Sie Ihre Munddusche benutzen, sollten Sie sie 6 Stunden lang aufladen. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-C-Anschlusses und stecken Sie dann den USB-C-Stecker des Ladekabels ein. Schließen Sie den USB-A-Anschluss an eine Stromquelle an. Vergewissern Sie sich, dass die Munddusche vor dem Aufladen nicht eingeschaltet ist.


**STELLEN SIE SICHER, DASS DER USB-C-ANSCHLUSS VOR DEM LADEN TROCKEN IST!**



**(4)** Während des Ladevorgangs leuchten die Lämpchen auf der Betriebsanzeige in der im Diagramm dargestellten Reihenfolge auf, um den Ladestatus der Munddusche anzuzeigen. Wenn das Lämpchen grün leuchtet, ist die Munddusche vollständig aufgeladen. Eine volle Ladung reicht für 30 Tage, wenn Sie die Munddusche jeden Tag 2 Minuten lang benutzen.




**(5)** Sobald Sie die Munddusche aufgeladen haben, entfernen Sie das USB-C-Ladekabel und verschließen die Abdeckung wieder sorgfältig. Vergewissern Sie sich, dass diese richtig verschlossen ist, damit kein Wasser eindringen kann.




**(6)** Unterwegs können Sie die Premium Clean Zahnseidenspitzen im Wassertank aufbewahren, wie in der Abbildung dargestellt. Drücken Sie einfach den Entriegelungsknopf am oberen Ende des Wassertanks und schieben Sie ihn ab. Im Inneren befinden sich zwei Schlitz für die sichere Aufbewahrung der Premium Clean Zahnseidenspitzen. Um den Tank wieder anzubringen, schieben Sie ihn zurück auf das Hauptgehäuse, bis er einrastet.






**(1)** Zum Befüllen Ihrer Munddusche klappen Sie den Deckel auf der Rückseite des Wassertanks auf und füllen ihn mit sauberem, lauwarmem Wasser (unter 40°C). Sie können auch ein paar Tropfen Mundspülkonzentrat von Ordo für zusätzliche Frische hinzufügen. Wenn Sie Mundwasser verwenden, lassen Sie nach dem Gebrauch einen vollen Tank mit frischem Wasser durch die Zahnseide laufen, um die Bildung von Rückständen zu vermeiden.




**(2)** Drücken Sie kurz die Moduswahl-taste, um durch die 3 Druckeinstellungen zu navigieren:

- 1 - Empfindlicher Modus (niedrig) - empfohlen für neue Benutzer.
- 2 - Täglicher Reinigungsmodus (mittel)
- 3 - Power Clean Modus (hoch)


Sie können den Modus wechseln, während Sie Ihre Munddusche benutzen.




**(3)** Beugen Sie sich über das Waschbecken, führen Sie die Spitze der Zahnseide in den Mund und spreizen Sie die Lippen leicht, damit das Wasser herausfließen kann. Drücken Sie die Einschalt-taste, um die Zahnseide zu verwenden. Alternativ können Sie den Wasserfluss auch durch Drücken der On-Demand-Taste steuern: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen kontinuierlichen Wasserfluss zu erhalten, und lassen Sie sie los, um ihn zu stoppen.




**(4)** Halten Sie die Spitze der Zahnseide in einem 90-Grad-Winkel zum Zahnfleischrand und halten Sie zwischen jedem Zahn inne, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten. Reinigen Sie entlang des Zahnfleischsaums und zwischen den Zähnen. Reinigen Sie sowohl die Innen- als auch die Außenflächen. Um den Wassertank optimal zu nutzen, kippen Sie die Munddusche während des Gebrauchs nicht nach hinten. Zum Schutz Ihrer Munddusche schaltet sich das Gerät nach 2 Minuten Laufzeit automatisch ab.




**(5)** Die Munddusche hat ein Fassungsvermögen von 260 ml, was einer Nutzungsdauer von 55 Sekunden entspricht. Wir empfehlen 2 volle Behälter pro Zahnseide-Sitzung, einen für die oberen und einen für die unteren Zähne. Vergewissern Sie sich, dass der Tank nach dem Gebrauch vollständig entleert ist, und öffnen Sie den Deckel, um ihn an der Luft trocknen zu lassen. Wischen Sie die Zahnseidenspitze und den Hauptgehäuse ab.




**(6)** Um Ihre Munddusche für den Transport oder die Aufbewahrung zu deaktivieren, halten Sie die Auswahl-taste für den Modus gedrückt, bis das rote Licht zu blinken beginnt; dann ist der Sperrmodus aktiviert. Im Sperrmodus blinkt die Sperrleuchte 5 Mal, wenn Sie eine Taste kurz drücken. Halten Sie einfach die Taste für die Modusauswahl erneut gedrückt, um das Gerät zu entsperren - der zuletzt verwendete Modus leuchtet auf, sobald Ihre Munddusche entsperrt ist.




**(1)** Bei einer Batteriekapazität von 30 % blinken alle Lichter der Modusanzeige nach dem Gebrauch 5 Mal. Wenn die Munddusche keinen Strom mehr hat, blinken die Lichter ebenfalls 5 Mal, aber das Gerät schaltet sich nicht ein - Sie müssen es erst wieder ausreichend aufladen, bevor Sie die Munddusche weiter benutzen können.




**(2)** Um den Wassertank zu reinigen, nehmen Sie ihn zunächst vom Hauptgehäuse ab, indem Sie den Entriegelungsknopf oben auf dem Tank drücken und ihn abnehmen. Nehmen Sie den Sockel vom Tank ab, indem Sie den Entriegelungsknopf an der Unterseite drücken und ihn herausziehen. Sie können alle Teile des Tanks mit warmem Seifenwasser reinigen oder in die Spülmaschine legen.



**(3)** Um das Hauptgehäuse der Munddusche zu reinigen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist. Wir empfehlen, den Sperrmodus für die Reinigung zu aktivieren. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie ein weiches, trockenes oder feuchtes Tuch, um das Hauptgehäuse zu reinigen.




**(4)** Um harte Wasserablagerungen im Inneren Ihrer Munddusche zu entfernen, füllen Sie den Tank mit Wasser und fügen Sie 1 Esslöffel weißen Essig hinzu. Lassen Sie die Munddusche laufen, bis der Tank leer ist, und spülen Sie sie dann gründlich mit sauberem, warmem Wasser aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang alle 1 bis 3 Monate, je nach Härtegrad Ihres Wassers.





**(5)** Es wird empfohlen, die Spitzen der Zahnseide auszutauschen, wenn sie abgenutzt oder verschmutzt sind, also in der Regel alle 6 Monate. Ersatzspitzen sowie kieferorthopädische und parodontale Spitzen sind bei [ordolife.com](http://ordolife.com) erhältlich.

1. Embout pour fil dentaire
2. Col de l'embout pour fil dentaire
3. Bouton de demande
4. Bouton de puissance
5. Bouton de sélection du mode
6. Corps principal
7. Corps du réservoir d'eau
8. Base du réservoir d'eau




9. Panneau indicateur de mode
10. Bouton de déverrouillage de l'embout du fil dentaire
11. Port de chargement USB-C
12. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
13. Bouchon du réservoir d'eau
14. Bouton de déverrouillage de la base du réservoir d'eau




- A. **Premium Clean** – idéale pour le nettoyage quotidien. Convient à la plupart des gens
- B. **Orthodontique** - Les poils effilés aident à nettoyer autour des appareils orthodontiques, des bridges, des implants dentaires et d'autres travaux dentaires.
- C. **Parodontal** - Conçu pour rincer les poches parodontales, aidant à protéger contre les maladies des gencives


Embouts d'orthodontiques et parodontaux vendus séparément. Des embouts de remplacement, ainsi que des embouts d'orthodontiques et parodontaux, sont disponibles sur [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Supprimer tous les contenus de la boîte et vérifiez que vous avez toutes les pièces spécifiées. Assurez-vous de recycler les boîtes intérieures et extérieures après utilisation.




**(2)** Poussez simplement l'embout pour fil dentaire dans la fente en haut de l'hydropulseur, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Pour éjecter, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'embout de fil dentaire à l'arrière de l'hydropulseur, puis retirez l'embout de fil dentaire



**(3)** Avant de utiliser votre hydropulseur, vous devez le charger pour 6 heures. Ouvrez le couvercle du port USB-C, puis branchez le connecteur USB-C du câble de charge. Connecter le connecteur USB-A à une source de puissance. Assurer l'hydropulseur n'est pas allumé avant de le charger.


**ASSUREZ-VOUS QUE LE PORT USB-C EST SEC AVANT DE RECHARGER!**




**(4)** Pendant le cycle de chargement, les lumières sur le panneau d'indicateurs de mode suivront une séquence comme indiqué dans le schéma, pour indiquer l'état de chargement de l'hydropulseur. Lorsque la lumière de couleur devient verte, l'hydropulseur est complètement chargé. Une charge complète durera 30 jours quand vous utilisez l'hydropulseur pendant 2 minutes chaque jour.




**(5)** Lorsque vous avez déjà chargé l'hydropulseur, débranchez le câble de charge USB-C et refermez bien le couvercle. Assurez-vous que cela est bien fermé pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur.



**(6)** Pour plus de commodité lors de vos déplacements, vous pouvez stocker l'embout pour fil dentaire Premium Clean à l'intérieur du réservoir d'eau, comme indiqué dans le schéma. Poussez simplement bouton de déverrouillage du réservoir d'eau situé en haut du réservoir d'eau et de le faire glisser pour le retirer. À l'intérieur, vous trouverez deux emplacements pour ranger en toute sécurité vos embouts de fil dentaire Premium Clean. Pour réattacher le réservoir, faites-le glisser à nouveau sur le corps principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.




**(1)** Pour remplir votre hydropulseur, soulevez le capuchon à l'arrière du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau propre et tiède (à une température inférieure à 40°C) Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de Concentré de Bains de Bouche Ordo pour une fraîcheur supplémentaire. Si vous utilisez un bain de bouche, faites passer un réservoir complet d'eau propre dans l'hydropulseur après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.




**(2)** Appuyez brièvement sur le bouton de sélection de mode pour parcourir les 3 réglages de pression

- 1 - Mode Sensible (faible) - recommandé pour les débutants.
- 2 - Mode Nettoyage Quotidien (moyen)
- 3 - Mode Nettoyage Puissant (élevé)


Vous pouvez changer en utilisant votre hydropulseur.




**(3)** Penchez-vous au-dessus du lavabo, placez l'embout de fil dentaire dans votre bouche et écartez légèrement les lèvres pour permettre à l'eau de s'écouler. Appuyez sur le bouton de puissance pour commencer le fil dentaire à l'eau. En alternance, appuyez sur le bouton à la demande pour contrôler le débit d'eau - appuyez et maintenez pour un débit continu, relâchez pour arrêter.




**(4)** Maintenez l'embout de fil dentaire à un angle de 90° par rapport à la ligne des gencives et faites des pauses entre chaque dent pour un nettoyage complet. Nettoyez le long de la ligne des gencives ainsi qu'entre les dents. Nettoyez les surfaces de l'intérieur ainsi que l'extérieur Pour tirer le meilleur parti du réservoir d'eau, ne penchez pas l'hydropulseur en arrière pendant son utilisation. Pour protéger votre hydropulseur, il s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'utilisation.




**(5)** Votre hydropulseur a une capacité de réservoir de 260 ml, ce qui permet une utilisation de 55 secondes. Nous recommandons 2 réservoirs complets par séance de fil dentaire, un pour les dents supérieures et un pour les dents inférieures. Assurez-vous que le réservoir est complètement vidé après utilisation et ouvrez le bouchon pour le laisser sécher à l'air." Essayez l'embout de fil dentaire et le corps principal.




**(6)** Pour désactiver votre hydropulseur en vue de voyager ou de le stockage, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sélection de mode jusqu'à ce que la lumière rouge commence à clignoter, moment auquel le mode verrouillage est activé. Dans le mode verrouillage, la lumière de verrouillage clignotera 5 fois lorsque vous appuierez brièvement sur n'importe quel bouton. Appuyez simplement à nouveau sur le bouton de sélection de mode et maintenez-le enfoncé pour déverrouiller l'appareil - le dernier mode utilisé s'allumera une fois que votre hydropulseur sera déverrouillé.




**(1)** À 30% de batterie, toutes les lumières sur le panneau d'indicateur du mode clignoteront 5 fois après utilisation. Lorsque le fil dentaire à eau n'a plus de batterie, les lumières clignoteront également 5 fois, mais l'appareil ne s'allumera pas - vous devez le recharger à un niveau suffisant avant de pouvoir continuer à utiliser le fil dentaire à eau.




**(2)** Pour nettoyer le réservoir d'eau, commencez par le retirer du corps principal en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé en haut du réservoir et en le faisant glisser vers l'extérieur. Retirez la base du réservoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé en bas et en tirant vers l'extérieur. Vous pouvez nettoyer tous les parties du réservoir du réservoir avec de l'eau tiède savonneuse ou les mettre au lave-vaisselle.



**(3)** Pour nettoyer le corps principal du fil dentaire à eau, assurez-vous qu'il est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation. Nous recommandons d'activer le mode de verrouillage pour le nettoyage. Pour éviter les rayures, utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide pour nettoyer le corps principal.




**(4)** Pour éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de votre fil dentaire à eau, remplissez le réservoir d'eau et ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Faites fonctionner le fil dentaire à eau jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis rincez abondamment à l'eau propre et tiède. Répétez ce processus toutes les 1 à 3 mois, en fonction de la dureté de votre eau.





**(5)** Il est recommandé de remplacer les embouts de fil dentaire lorsque ceux-ci deviennent usés ou sales, ce qui est généralement tous les 6 mois. Des embouts de remplacement, ainsi que des embouts d'orthodontiques et paradontaux, sont disponibles sur [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Punta de hilo dental
2. Cuello con punta de hilo dental
3. Botón bajo demanda
4. Botón de encendido
5. Botón de selección de modo
6. Cuerpo principal
7. Cuerpo del tanque de agua
8. Base del tanque de agua




9. Panel indicador de modo
10. Botón de liberación de la punta del hilo dental
11. Puerto de carga USB-C
12. Botón de liberación del tanque de agua
13. Tapa del tanque de agua
14. Botón de liberación de la base del tanque de agua




- A. **Premium Clean** – Ideal para una excelente limpieza diaria. Adecuado para la mayoría de las personas.
- B. **Ortodoncia** – las cerdas cónicas ayudan a limpiar alrededor de aparatos ortopédicos, puentes, implantes y otros trabajos dentales.
- C. **Periodontal** – Diseñado para enjuagar las bolsas periodontales, ayudando a proteger contra las enfermedades de las encías.


Las puntas de ortodoncia y periodoncia se venden por separado. Las puntas de repuesto, así como las puntas de ortodoncia y periodoncia, están disponibles en [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Retire todo el contenido de la caja y verifique que tenga todas las piezas especificadas. Asegúrese de reciclar las cajas interiores y exteriores después de su uso.




**(2)** Simplemente empuje la punta del hilo dental en la ranura en la parte superior del irrigador dental hasta que encaje en su lugar. Para expulsarlo, presione el botón de liberación de la punta del hilo dental en la parte posterior del irrigador dental y luego extraiga la punta del hilo dental.




**(3)** Antes de usar su irrigador dental, debe cargarlo durante 6 horas. Abra la tapa del puerto USB-C, luego conecte el conector USB-C del cable de carga. Conecte el conector USB-A a una fuente de alimentación. Asegúrese de que el irrigador dental no esté encendido antes de cargarlo.


**¡ASEGÚRESE DE QUE EL PUERTO USB-C ESTÉ SECO ANTES DE CARGAR!**



**(4)** Durante el ciclo de carga, las luces en el panel indicador de modo seguirán una secuencia como se muestra en el diagrama, para indicar el estado de carga del irrigador dental. Cuando la luz de color se vuelve verde, el irrigador dental está completamente cargado. Una carga completa durará 30 días si se utiliza el irrigador dental durante 2 minutos cada día.




**(5)** Una vez que haya cargado el irrigador dental, retire el cable de carga USB-C y cierre la tapa de forma segura. Asegúrese de que esté bien cerrado para evitar que entre agua.




**(6)** Para una mayor comodidad durante el viaje, puede guardar las puntas de hilo dental Premium Clean dentro del tanque de agua, como se muestra en el diagrama. Simplemente presione el botón de liberación del tanque de agua en la parte superior del tanque de agua y deslícelo. En el interior encontrará dos ranuras para guardar de forma segura las puntas de hilo dental Premium Clean. Para volver a colocar el tanque, deslícelo nuevamente sobre el cuerpo principal hasta que encaje en su lugar.






**(1)** Para llenar su irrigador dental, abra la tapa en la parte posterior del tanque de agua y llénelo con agua limpia y tibia (menos de 40 °C). También puedes agregar unas gotas de concentrado de enjuague bucal Ordo para obtener mayor frescura. Si usa enjuague bucal, deje pasar un tanque lleno de agua por el hilo dental después de usarlo para evitar la acumulación de residuos.




**(2)** Presione brevemente el botón de selección de modo para desplazarse por las 3 configuraciones de presión:

- 1 - Modo sensible (bajo): recomendado para nuevos usuarios.
- 2 - Modo de limpieza diaria (medio)
- 3 - Modo de limpieza a fondo (alto)


Puede cambiar los modos mientras usa su irrigador dental.




**(3)** Inclínese sobre el lavabo, coloque la punta del hilo dental en la boca y separe ligeramente los labios para permitir que salga el agua. Presione el botón de encendido para comenzar a usar hilo dental. Alternativamente, presione el botón a pedido para controlar el flujo de agua; manténgalo presionado para obtener un flujo continuo y suéltelo para detenerlo.




**(4)** Sostenga la punta del hilo dental en un ángulo de 90 ° con respecto a la línea de las encías y haga una pausa entre cada diente para garantizar una limpieza profunda. Limpie a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes. Limpie las superficies interiores y exteriores. Para aprovechar al máximo el tanque de agua, no incline el irrigador dental hacia atrás durante el uso. Para ayudar a proteger su irrigador dental, se apagará automáticamente después de funcionar durante 2 minutos.




**(5)** Su irrigador dental tiene un tanque de 260 ml de capacidad, que proporciona 55 segundos de uso. Recomendamos 2 tanques llenos por sesión de uso de hilo dental, uno para los dientes superiores y otro para los inferiores. Asegúrese de que el tanque esté completamente vacío después de su uso y abra la tapa para dejar que se seque al aire. Limpie la punta del hilo dental y el cuerpo principal.




**(6)** Para desactivar su irrigador dental para viajar o guardarlo, presione y mantenga presionado el botón de selección de modo hasta que la luz roja comience a parpadear, momento en el cual se activa el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, la luz de bloqueo parpadeará 5 veces cuando presione brevemente cualquier botón. Simplemente presione y mantenga presionado el botón de selección de modo nuevamente para desbloquear el dispositivo; el último modo utilizado se iluminará una vez que se desbloquee el hilo dental.




**(1)** Con una batería del 30 %, todas las luces del panel indicador de modo parpadearán 5 veces después del uso. Cuando el irrigador dental no tiene energía, las luces también parpadearán 5 veces, pero el dispositivo no se enciende; debe recargarlo a un nivel suficiente antes de poder continuar usando el irrigador dental.




**(2)** Para limpiar el tanque de agua, primero retírelo del cuerpo principal presionando el botón de liberación en la parte superior del tanque y deslizándolo. Retire la base del tanque presionando el botón de liberación en la parte inferior y tirando para abrirlo. Puede limpiar todas las partes del tanque con agua tibia y jabón o colocarlo en el lavavajillas.



**(3)** Para limpiar el cuerpo principal del irrigador dental, asegúrese de que esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación. Recomendamos activar el Modo de bloqueo para la limpieza. Para evitar rayones, use un paño suave, seco o húmedo para limpiar el cuerpo principal.




**(4)** Para eliminar los depósitos de agua dura del interior de su irrigador dental, llene el tanque con agua y agregue 1 cucharada de vinagre blanco. Haga funcionar el irrigador dental hasta que el tanque esté vacío, luego enjuague bien con agua limpia y tibia. Repita este proceso cada 1 a 3 meses, dependiendo de la dureza del agua.





**(5)** Se recomienda reemplazar las puntas del hilo dental cuando se desgasten o ensucien, generalmente cada 6 meses. Las puntas de repuesto, así como las puntas de ortodoncia y periodoncia están disponibles en [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Flostip
2. Kraag voor flostip
3. Drukknop
4. Aan/uit-knop
5. Knop voor modusselectie
6. Algemene behuizing
7. Waterreservoir
8. Onderkant waterreservoir




9. Modusindicatorpaneel
10. Knop voor loslaten flostip
11. USB-C oplaadpoort
12. Ontgrendelknop waterreservoir
13. Dop voor waterreservoir
14. Ontgrendelknop onderkant waterreservoir




- A. **Premium Clean** – Ideaal voor een uitstekende dagelijkse reiniging. Geschikt voor de meeste mensen.
- B. **Orthodontisch** - Tapse borstelharen helpen reinigen rond beugels, bruggen, implantaten en ander tandheelkundig werk.
- C. **Parodontaal** - Ontworpen om tandvleeszakken te spoelen en zo te helpen beschermen tegen tandvleesaandoeningen.


Orthodontische en parodontale tips zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Vervangende tips en orthodontische en parodontale tips zijn verkrijgbaar op [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Haal alle inhoud uit de doos en controleer of je alle gespecificeerde onderdelen hebt. Zorg ervoor dat je de binnen- en buitendoos na gebruik recyclet.




**(2)** Duw de flostip in de gleuf aan de bovenkant van de waterflosser, totdat deze vastklikt. Om het uiteinde uit te werpen, druk je op de flostip ontgrendelknop aan de achterkant van de waterflosser en trek je de flostip eruit.



**(3)** Voordat je de waterflosser gebruikt, moet je deze 6 uur lang opladen. Open het klepje van de USB-C poort en sluit de USB-C connector van de oplaadkabel aan. Sluit de USB-A connector aan op een stroombron. Zorg ervoor dat de waterflosser niet aan staat voordat je hem oplaadt.


**ZORG ERVOOR DAT DE USB-C-POORT DROOG IS VOOR HET OPLADEN!**




**(4)** Tijdens het opladen, volgen de lampjes op het modusindicatiepaneel de volgorde zoals aangegeven in het diagram, om de oplaadstatus van de waterflosser aan te geven. Wanneer het gekleurde lampje groen wordt, is de waterflosser volledig opgeladen. Een volledige lading gaat 30 dagen mee als je de waterflosser elke dag 2 minuten gebruikt.




**(5)** Zodra je de waterflosser hebt opgeladen, verwijder je de USB-C oplaadkabel en sluit je de klep goed. Zorg ervoor dat deze goed gesloten is om te voorkomen dat er water in komt.



**(6)** Voor reisgemak kun je je Premium Clean flossdraadtips in het waterreservoir bewaren, zoals aangegeven op de afbeelding. Druk gewoon op de knop aan de bovenkant van het waterreservoir en schuif het eraf. Binnenin vind je twee vakjes om je Premium Clean flossdraadtips veilig in op te bergen. Om het reservoir weer te bevestigen, schuif je het terug op het hoofdgedeelte totdat het vastklikt.




**(1)** Om je waterflosser te vullen, draai je het dopje aan de achterkant van het waterreservoir open en vul je het met schoon, lauw water (onder de 40°C). Je kunt ook een paar druppels Ordo Mondwater Concentraat toevoegen voor extra frisheid. Als je mondwater gebruikt, laat dan na gebruik een volle tank vers water door de flosser lopen om te voorkomen dat er residu achterblijft.




**(2)** Druk kort op de knop voor modusselectie om door de 3 drukinstellingen te bladeren:

- 1 - Gevoelige Modus (laag) - aanbevolen voor nieuwe gebruikers.
- 2 - Dagelijks Schoon Modus (medium)
- 3 - krachtige reinigingsmodus (hoog)


Je kunt van modus veranderen terwijl je je waterflosser gebruikt.




**(3)** Leun over de gootsteen, plaats de flostip in je mond en maak een klein stukje van je lippen zodat het water eruit kan stromen. Druk op de aan/uit-knop om te beginnen met flossen. Je kunt ook op de aan/uit-knop drukken om de waterstroom te regelen - ingedrukt houden voor een continue stroom en loslaten om te stoppen.




**(4)** Houd de flossdraadtip in een hoek van 90° ten opzichte van je tandvlees en pauzeer tussen elke tand of kies voor een grondige reiniging. Reinig langs de tandvleesrand en tussen de tanden. Reinig zowel de binnenkant als de buitenkant. Kantel de waterflosser niet naar achteren tijdens het gebruik om het beste uit het waterreservoir te halen. Om je waterflosser te beschermen, schakelt hij automatisch uit nadat hij 2 minuten heeft gedraaid.




**(5)** Je waterflosser heeft een tankinhoud van 260 ml, goed voor 55 seconden gebruik. Wij adviseren 2 volle reservoirs per flossbeurt, één voor de boventanden en één voor de ondertanden. Zorg ervoor dat het reservoir volledig leeg is na gebruik en open de dop om het te laten drogen. Veeg de flostip en het hoofdgedeelte schoon.




**(6)** Om je waterflosser te deactiveren voor onderweg of om hem op te bergen, houd je de moduskeuzeknop ingedrukt totdat het rode lampje begint te knipperen. In de vergrendelingsmodus knippert het vergrendellampje 5 keer als je kort op een knop drukt. Druk nogmaals op de knop voor modusselectie en houd deze ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen - de laatst gebruikte modus zal oplichten zodra je flosser ontgrendeld is.




**(1)** Bij een batterijlading van 30% knipperen alle lampjes op het indicatorpaneel na gebruik 5 keer. Als de waterflosser geen stroom heeft, knipperen de lampjes ook 5 keer, maar het apparaat gaat niet aan - je moet opladen tot een voldoende niveau voordat je de waterflosser kunt blijven gebruiken.




**(2)** Om het waterreservoir schoon te maken, verwijder je het eerst van de behuizing door op de ontgrendelknop bovenaan het reservoir te drukken en het eraf te schuiven. Verwijder de basis van de tank door de ontgrendelknop aan de onderkant in te drukken en open te trekken. Je kunt alle onderdelen van de tank schoonmaken met warm zeepwater of in de vaatwasser plaatsen.



**(3)** Om het hoofdgedeelte van de waterflosser schoon te maken, zorg je ervoor dat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van elke stroombron. We raden aan om de vergrendelingsstand te activeren voor het reinigen. Gebruik een zachte, droge of vochtige doek om de behuizing schoon te maken om krassen te voorkomen.




**(4)** Om hard water aanslag van je waterflosser te verwijderen, vul je het reservoir met water en voeg je 1 eetlepel witte azijn toe. Laat de waterflosser draaien tot het reservoir leeg is en spoel het dan grondig af met schoon, warm water. Herhaal dit proces elke 1 tot 3 maanden, afhankelijk van de hardheid van je water.





**(5)** Het wordt aanbevolen om de flossdraadtips te vervangen als ze versleten of vuil zijn, dit is meestal elke 6 maanden. Vervangende tips en orthodontische en parodontale tips zijn verkrijgbaar op [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Ugello del filo interdentale
2. Colletto dell'ugello del filo interdentale
3. Pulsante on-demand
4. Pulsante d'accensione
5. Pulsante di selezione della modalità
6. Corpo principale
7. Serbatoio dell'acqua
8. Base del serbatoio dell'acqua




9. Pannello indicatore della modalità
10. Pulsante di rilascio dell'ugello del filo interdentale
11. Porta di ricarica USB-C
12. Pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua
13. Tappo del serbatoio dell'acqua
14. Pulsante di rilascio della base del serbatoio dell'acqua




- A. **Premium Clean** – Ideale per un'eccellente pulizia quotidiana. Adatto per la maggior parte delle persone.
- B. **Ortodontico** – Le setole coniche aiutano a pulire attorno ad apparecchi, ponti, impianti e altri lavori dentali.
- C. **Periodontale** – Progettato per risciacquare le tasche parodontali, aiutando a proteggere dalle malattie gengivali.


Ugelli ortodontici e periodontali venduti separatamente. Gli ugelli di ricambio, come quelli ortodontici e periodontali, sono disponibili su [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Rimuovere tutto il contenuto dalla confezione e verificare la presenza di tutte le parti specificate. Assicurarsi di riciclare le confezioni interne ed esterne dopo l'uso.




**(2)** Spingere semplicemente l'ugello del filo interdentale nell'alloggiamento sulla parte superiore dell'idropulsore finché si sente un clic. Per estrarlo, premere il pulsante di rilascio dell'ugello del filo interdentale sul retro dell'idropulsore, poi tirarlo fuori.




**(3)** Prima di utilizzare l'idropulsore, lo si dovrebbe caricare per 6 ore. Aprire il coperchio della porta USB-C, quindi inserire il connettore del cavo di ricarica. Collegare il connettore USB-A a una fonte di corrente. Assicurarsi che l'idropulsore non sia acceso prima della ricarica.


**ASSICURARSI CHE LA PORTA USB-C SIA ASCIUTTA PRIMA DELLA RICARICA!**



**(4)** Durante il ciclo di ricarica, le luci sul pannello indicatore della modalità seguono una sequenza come mostrato nel diagramma, per indicare lo stato. Quando la luce diventa verde, l'idropulsore è completamente carico. Una carica completa dura 30 giorni utilizzando l'idropulsore 2 minuti al giorno.




**(5)** Una volta ricaricato l'idropulsore, rimuovere il cavo di ricarica USB-C e chiudere bene il coperchio. Assicurarsi che sia chiuso correttamente per evitare che vi entri acqua.




**(6)** Per comodità di trasporto, si può conservare l'ugello del filo interdentale Premium Clean nel serbatoio dell'acqua, come mostrato nel diagramma. Premere semplicemente il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua nella parte superiore di questo e farlo scorrere fuori. All'interno vi sono due alloggiamenti per conservare al meglio gli ugelli del filo interdentale Premium Clean. Per riattaccare il serbatoio, farlo di nuovo scivolare nel corpo principale finché si sente un clic.






**(1)** Per riempire l'idropulsore, aprire il tappo sul retro del serbatoio e versarci acqua tiepida e pulita (meno di 40°C). Si può anche aggiungere qualche goccia di collutorio Ordo per un'extra freschezza. Se si utilizza il collutorio, risciacquare con acqua fresca il serbatoio per evitare che si formino residui.




**(2)** Premere il pulsante di selezione della modalità per scorrere le 3 impostazioni di pressione:

- 1 - Sensibile (bassa) – consigliata ai nuovi utilizzatori.
- 2 - Pulizia quotidiana (media)
- 3 - Pulizia profonda (alta)


Si possono cambiare le modalità durante l'utilizzo dell'idropulsore.




**(3)** Piegarsi sul lavandino, mettere l'ugello del filo interdentale in bocca e aprire leggermente le labbra per permettere all'acqua di scorrere. Premere il pulsante d'accensione per cominciare la pulizia interdentale. Oppure, premere il pulsante on-demand per controllare il flusso dell'acqua – tenere premuto perché sia continuo e rilasciare per fermarlo.




**(4)** Tenere l'ugello del filo interdentale con un angolo di 90° sul bordo gengivale e fare una pausa tra un dente e l'altro per garantire una pulizia completa. Pulire lungo il bordo gengivale oltre che tra i denti. Pulire le superfici interne ed esterne. Per ottenere il massimo dal serbatoio dell'acqua, non inclinare all'indietro l'idropulsore durante l'uso. Per aiutare a proteggere l'idropulsore, si spegne automaticamente dopo 2 minuti di funzionamento.




**(5)** L'idropulsore ha un serbatoio da 260ml che fornisce 55 secondi di utilizzo. Consigliamo 2 serbatoi pieni per una pulizia interdentale, uno per l'arcata superiore e uno per l'inferiore. Assicurarsi che il serbatoio sia completamente vuoto dopo l'uso e aprire il tappo per lasciarlo asciugare. Ripulire l'ugello del filo interdentale e il corpo principale.




**(6)** Per disattivare l'idropulsore durante un viaggio o per riparlo, tenere premuto il pulsante di selezione della modalità finché la luce rossa comincia a lampeggiare, a quel punto la modalità Lock è attiva. In modalità Lock la luce lampeggia 5 volte quando si preme qualsiasi pulsante. Semplicemente tenere di nuovo premuto il pulsante di selezione della modalità per sbloccare il dispositivo – l'ultima modalità utilizzata si illumina una volta che l'idropulsore è sbloccato.




**(1)** Al 30% di batteria, tutte le luci sul pannello indicatore della modalità lampeggiano 5 volte dopo l'uso. Quando l'idropulsore è scarico, le luci lampeggiano 5 volte, ma il dispositivo non si accende – si deve ricaricare a un livello sufficiente prima di poter continuare a utilizzarlo.




**(2)** Per pulire il serbatoio dell'acqua, prima rimuoverlo dal corpo principale premendo il pulsante di rilascio sopra di esso e farlo scivolare fuori. Rimuovere la base del serbatoio premendo il pulsante di rilascio in basso e tirare per aprire. Si può pulire ogni parte del serbatoio con acqua calda e sapone o metterle in lavastoviglie.



**(3)** Per pulire il corpo principale dell'idropulsore assicurarsi che sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di corrente. Consigliamo di utilizzare la modalità Lock durante la pulizia. Per evitare graffi, utilizzare un panno morbido asciutto o umido per pulire il corpo principale.




**(4)** Per eliminare i residui di calcare dall'idropulsore, riempire il serbatoio d'acqua e aggiungere 1 cucchiaino di aceto bianco. Far funzionare l'idropulsore finché il serbatoio si svuota, poi risciacquare completamente con acqua calda e pulita. Ripetere l'operazione ogni 1-3 mesi a seconda della durezza dell'acqua.





**(5)** Si consiglia di sostituire gli ugelli del filo interdentale quando logori o sporchi, di solito ogni 6 mesi. Gli ugelli di ricambio come quelli ortodontici e periodontali sono disponibili su [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Tanntråd spiss
2. Tanntråd spisskrage
3. På-forespørsel-knapp
4. På-knapp
5. Modusvalgknapp
6. Hoveddelen
7. Vanntankdelen
8. Vanntankbase




9. Modusindikatorpanel
10. Utløserknapp for tanntråd spiss
11. USB-C ladeport
12. Utløserknapp for vanntank
13. Vanntanklokk
14. Utløserknapp for vanntankbase




- A. **Førsteklasses rent** – Ideell for utmerket daglig rengjøring. Passer for de fleste
- B. **Kjeveortopedisk** – Konisk bust hjelper til med å rengjøre rundt tannregulering, broer, implantater og annet tannarbeid.
- C. **Periodontal** – Designet for å skylle periodontale lommer, og bidrar til å beskytte mot tannkjøtt sykdom.


Ortodontiske og periodontale tips selges separat.  
Erstatning spiss, samt ortodontiske og periodontale spiss,  
er tilgjengelig på [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Fjern alt innholdet fra esken og sjekk at du har spesifisert alle delene. Pass på at du resirkulerer den indre og ytre boksen etter bruk.




**(2)** Skyv tanntråd spissen inn i sporet på toppen av vannflosser til den klikker på plass. Trykk på utløserknappen for tanntråd spissen på baksiden av vannflosser, og trekk deretter tanntråd spissen ut for å løse ut.




**(3)** Du bør lade den i 6 timer før du bruker vannflosser. Åpne USB-C-portdekselet, plugg deretter inn USB-C-kontakten på ladekabelen. Koble USB-A-kontakten til en strømkilde. Sørg for at vannflosser ikke er på før lading.


**SJEKK USB-C-PORTEN ER TØRR FØR LADING!**




**(4)** Lysene på modusindikatorpanelet vil følge en sekvens som vist i diagrammet under ladesyklusen, for å indikere ladestatusen til vannflosser. Når det fargede lyset blir grønt, er vannflosser fulladet. En full opplading varer i 30 dager når du bruker vannflosser i 2 minutter hver dag.




**(5)** Når du har ladet vannflosser, fjerner du USB-C-ladekabelen og lukker dekselet. Pass på at denne er ordentlig lukket for å unngå at vann kommer inn.



**(6)** Du kan oppbevare dine førsteklasses rent-tanntråd spisser inne i vanntanken, som vist i diagrammet for enkelhets skyld. Trykk på utløserknappen for vanntanken øverst på vanntanken og skyv av. Inni finner du to spor for å trygt oppbevare dine førsteklasses rent-tanntråd spisser. For å feste tanken igjen, skyv tilbake på hoveddelen til den klikker på plass.




**(1)** For å fylle vannflosser, åpne lokket på baksiden av vanntanken og fyll med rent, lunkent vann (under 40°C). Du kan også legge til noen dråper Ordo konsentrert munnskyll for ekstra friskhet. Hvis du bruker munnskyll, skyll på en full tank med ferskvann gjennom vannflosser etter bruk, for å unngå at det samler seg rester.




**(2)** Trykk kort på modusvalgknappen for å bla gjennom de 3 trykkinnstillingene:

- 1 - Sensitiv modus (lav) – anbefales for nye brukere.
- 2 - Daglig rengjøringsmodus (middels)
- 3 - Strømrønsmodus (høy)


Du kan endre modus mens du bruker vannflosser.




**(3)** Len deg over vasken, plasser tanntråd spissen i munnen og del leppene litt for å la vannet renne ut. Trykk på strømknappen for å begynne å bruke tanntråd. Trykk på-forespørsel-knappen for å kontrollere vannstrømmen alternativt – trykk og hold for en kontinuerlig strømning og slipp for å stoppe.




**(4)** Hold tanntråd spissen i en vinkel på 90° mot tankkjøttet og ta en pause mellom hver tann for å sikre en grundig rengjøring. Rengjør langs tankkjøttet samt mellom tennene. Rengjør innvendige og utvendige overflater. For å få mest mulig ut av vanntanken, ikke vipp vannflosser bakover under bruk. For å beskytte vannflosser din, vil den automatisk slå seg av etter å ha kjørt i 2 minutter.




**(5)** Vannflosser din har en tankkapasitet på 260 ml, som gir 55 sekunders bruk. Vi anbefaler 2 fulle tanker per bruk av tanntråd, en for de øverste tennene og en for den nederste. Sørg for at tanken er helt tømt etter bruk og åpne lokket for å la den lufttørke. Tørk ned tanntråd spissen og hoveddelen.




**(6)** Trykk og hold inne modusvalgknappen til det røde lyset begynner å blinke, og deretter aktiveres låsemodusen for å deaktivere vannflosser for reise eller oppbevaring. I låsemodus vil låselyset blinke 5 ganger når du trykker kort på en hvilken som helst knapp. Trykk og hold inne modusvalgknappen igjen for å låse opp enheten – den sist brukte modusen vil lyse når flosseren din er låst opp.




**(1)** Ved 30 % batteri vil alle lysene på modusindikatorpanelet blinke 5 ganger etter bruk. Når vannflosser ikke har strøm, vil lysene også blinke 5 ganger, men enheten vil ikke slå seg på – du må lade opp til et tilstrekkelig nivå før du kan fortsette å bruke vannflosser.




**(2)** For å rengjøre vanntanken, fjern den først fra hoveddelen ved å trykke på utløserknappen på toppen og skyve av. Fjern basen fra tanken ved å trykke på utløserknappen i bunnen og åpne den. Du kan rengjøre alle deler av tanken med varmt såpevann eller legge i oppvaskmaskinen.



**(3)** For å rengjøre hoveddelen av vannflosser, sørg for at den er slått av og koblet fra enhver strømkilde. Vi anbefalte å aktivere låsemodus for rengjøring. Bruk en myk, tørr eller fuktig klut til å rengjøre hoveddelen for å unngå riper.




**(4)** Fyll tanken med vann og tilsett 1 ss hvit eddik for å fjerne harde vannavleiringer fra vannflosser. Kjør vannflosser til tanken er tom, og skyll deretter grundig med rent, varmt vann. Gjenta denne prosessen hver 1. til 3. måned, avhengig av hardheten til vannet ditt.





**(5)** Det anbefales at du bytter tantråd spisser når de blir slitte eller skitne, dette er vanligvis hver 6. måned. Erstatning stips samt ortodontiske og periodontale tips er tilgjengelig på [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Tandtråd spets
2. Tandtråd spetskrage
3. På begäran-knapp
4. Strömknapp
5. Lägesvals-knapp
6. Huvuddel
7. Vattentank kropp
8. Vattentank bas




9. Lägesindikatorpanel
10. Frigöringsknapp för tandtråd spets
11. USB-C laddningsport
12. Frigöringsknapp för vattentank
13. Vattentanklock
14. Frigöringsknapp för vattentankbas




- A. **Skonsam rengöring** – Idealisk för utmärkt daglig rengöring. Passar de flesta.
- B. **Ortodontisk** – Avsmalnande borst hjälper till att rengöra runt tandställningar, broar, implantat och annat tandarbete.
- C. **Parodontal** – Utformad för att skölja parodontala fickor och hjälper till att skydda mot tandköttsjukdomar.


Ortodontiska och parodontala spetsar säljs separat.  
Ersättningsspets samt ortodontiska och parodontala spetsar finns på [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Ta bort allt innehåll från lådan och kontrollera att du har specificerat alla delar. Se till att du återvinner de inre och yttre lådorna efter användning.




**(2)** Tryck helt enkelt in tandtråd spetsen i skåran överst på vattenflosser tills den klickar på plats. För att mata ut, tryck på frigöringsknappen för tandtråd spetsen på baksidan av vattenflosser och dra sedan ut tandtråd spetsen.




**(3)** Du bör ladda den i 6 timmar innan du använder din vattenflosser. Öppna locket till USB-C-porten och anslut sedan USB-C-kontakten på laddningskabeln. Anslut USB-A-kontakten till en strömkälla. Se till att vattenflosser inte är på innan laddning.


**SE TILL ATT USB-C-PORTEN ÄR TORR INNAN LADDNING!**



**(4)** Lamporna på lägesindikatorpanelen följer en sekvens som visas i diagrammet under laddningscykeln för att indikera vattenflosser laddningsstatus. När det färgade ljuset blir grönt är vattenflosser fulladdad. En full laddning varar i 30 dagar när du använder vattenflosser i 2 minuter varje dag.




**(5)** När du har laddat vattenflosser, ta bort USB-C-laddningskabeln och stäng locket ordentligt. Se till att denna är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in.




**(6)** Du kan förvara dina skonsam rengöring tandtråd spetsar inuti vattentanken för bekvämlighet, som visas i diagrammet. Tryck bara på frigöringsknapp för vattentank längst upp på vattentanken och skjut av. Du hittar två fack inuti för att säkert förvara dina skonsam rengöring tandtråd spetsar. Skjut tillbaka på huvuddelen tills den klickar på plats för att återansluta tanken.






**(1)** Öppna locket på baksidan av vattentanken och fyll på med rent, ljummet vatten (under 40°C) för att fylla din vattentråd. Du kan också lägga till några droppar Ordo Muvattenkoncentrat för extra fräschör. Om du använder muvatten, använd en full tank med färskvatten genom vattenflosser efter användning för att undvika beläggningar i the mouth.




**(2)** Tryck kort på lägesvals-knappen för att bläddra igenom de 3 tryckinställningarna:

- 1 - Känsligt läge (lågt) – rekommenderas för nya användare.
- 2 - Dagligt rengöring läge (medium)
- 3 - Ström rengöring läge (högt)


Du kan ändra lägen medan du använder din vattenflosser.




**(3)** Luta dig över diskbänken, placera tandtrådsspetsen i munnen och dela dina läppar något för att låta vattnet rinna ut. Tryck på strömknappen för att börja använda tandtråd. Tryck på på begäran-knapp-knappen för att kontrollera vattenflödet – tryck och håll in för ett kontinuerligt flöde och släpp för att stoppa.




**(4)** Håll tandtråd spetsen i en 90° vinkel mot tandköttskanten och pausa mellan varje tand för att säkerställa en grundlig rengöring. Rengör längs tandköttskanten samt mellan tänderna. Rengör såväl invändiga som utvändiga ytor. För att få ut så mycket som möjligt av vattentanken, luta inte vattenflosser bakåt under användning. Den stängs automatiskt av efter att ha körts i 2 minuter för att skydda din vattenflosser.




**(5)** Din vattenflosser har en tankkapacitet på 260 ml, vilket ger 55 sekunders användning. Vi rekommenderar 2 fulla tankar per session av tandtråd, en för de övre tänderna och en för de nedre. Se till att tanken är helt tömd efter användning och öppna locket för att låta den lufttorka. Torka av tandtrådsspetsen och huvuddelen.




**(6)** Tryck och håll ned lägesvals-knappen tills den röda lampan börjar blinka, då aktiveras låsläget för att inaktivera din vattenflossare för resa eller förvaring. I låsläge blinkar låslampan 5 gånger när du trycker kort på valfri knapp. Tryck bara på och håll ned lägesvals-knappen igen för att låsa upp enheten – det senast använda läget kommer att tändas när din flosser är upplåst.




**(1)** Vid 30 % batteri kommer alla lampor på lägesindikatorpanelen att blinka 5 gånger efter användning. När vattenflosser inte har någon ström blinkar lamporna också 5 gånger, men enheten slås inte på – du måste ladda till en tillräcklig nivå innan du kan fortsätta använda vattenflosser.




**(2)** För att rengöra vattentanken, ta först bort den från huvuddelen genom att trycka på frigöringsknappen överst på tanken och skjuta av den. Ta bort basen från tanken genom att trycka på frigöringsknappen i botten och dra upp den. Du kan rengöra alla delar av tanken med varmt tvålatten eller placera i diskmaskinen.



**(3)** Se till att huvuddelen av vattenflosser är avstängd och bortkopplad från någon strömkälla för att rengöra den. Vi rekommenderar att du aktiverar låsläget för rengöring. Använd en mjuk, torr eller fuktig trasa för att rengöra huvuddelen för att undvika repor.




**(4)** För att rensa avlagringar av hårt vatten från din vattenflosser, fyll tanken med vatten och tillsätt 1 matsked vit vinäger. Slå på vattenflosser tills tanken är tom, skölj sedan noggrant med rent, varmt vatten. Upprepa denna process var 1 till 3:e månad, beroende på vattnets hårdhet.





**(5)** Det rekommenderas att du byter tandtrådsspetsar när de blir slitna eller smutsiga, detta är vanligtvis var 6:e månad. Ersättningstips samt ortodontiska och parodontala spetsar finns på [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Flossspids
2. Floss spids krave
3. On-demand knap
4. Power-knap
5. Knap til valg af tilstand
6. Hovedlegeme
7. Vandtankens krop
8. Vandbeholderbund




9. Tilstandsindikatorpanel
10. Udløserknap med tandtrådsspids
11. USB-C opladningsport
12. Udløserknap til vandbeholder
13. Vandbeholderdæksel
14. Udløserknap til vandtankens bund




- A. **Premium Clean** – Ideel til fremragende daglig rengøring. Velegnet til de fleste.
- B. **Ortodontisk** – Tilspidsede børster hjælper med at rense omkring bøjler, broer, implantater og andet tandarbejde.
- C. **Paradentose** – Designet til at skylle paradontale lommer, der hjælper med at beskytte mod tandkødssygdomme.


Ortodontiske og paradontale spidser sælges separat.  
Udskiftningstips samt ortodontiske og periodontale tips er tilgængelige på [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Fjern alt indhold fra kassen, og kontroller, at du har specificeret alle dele. Sørg for at genbruge den indre og ydre boks efter brug.




**(2)** Skub blot tandtrådsspidsen ind i åbningen øverst på vandtråden, indtil den klikker på plads. For at skubbe ud skal du trykke på udløserknappen for tandtrådsspidsen på bagsiden af vandtråden, og derefter trække tandtrådsspidsen ud



**(3)** Før du bruger din vandtråd, bør du oplade den i 6 timer. Åbn dækslet til USB-C-porten, og sæt derefter USB-C-stikket på opladningskablet i. Tilslut USB-A-stikket til en strømkilde. Sørg for, at vandtråden ikke er tændt før opladning.


**SØRG FOR AT USB-C-PORTEN ER TØR FØR OPLADNING!**




**(4)** Under opladningscyklussen vil lysene på tilstandsindikatorpanelet følge en sekvens som vist i diagrammet for at angive vandtrådens opladningsstatus. Når det farvede lys bliver grønt, er vandtråden fuldt opladet. En fuld opladning vil vare 30 dage, når du bruger vandtråden i 2 minutter hver dag.




**(5)** Når du har opladet vandtråden, skal du fjerne USB-C-opladningskablet og lukke dækslet forsvarligt. Sørg for, at denne er lukket ordentligt for at undgå, at der kommer vand ind.



**(6)** For nemheds skyld kan du opbevare dine Premium Clean tandtrådsspids inde i vandbeholderen, som vist i diagrammet. Du skal blot trykke på udløserknappen for vandbeholderen øverst på vandbeholderen og glide af. Indeni finder du to åbninger til sikker opbevaring af dine Premium Clean tandtrådsspids. For at sætte tanken på igen skal du skubbe tilbage på hoveddelen, indtil den klikker på plads.




**(1)** For at fylde din vandtråd, skal du åbne låget på bagsiden af vandtanken og fylde med rent, lunkent vand (under 40°C). Du kan også tilføje et par dråber Ordo Mundskyllekoncentrat for ekstra friskhed. Hvis du bruger mundskyl, skal du køre en fuld tank med frisk vand gennem tandtråden efter brug for at undgå opbygning af rester.




**(2)** Tryk kort på knappen til valg af tilstand for at rulle gennem de 3 trykindstillinger:

- 1 - Følsom tilstand (lav) - anbefales til nye brugere.
- 2 - Daglig rengøringsstilstand (medium)
- 3 - Power Clean-tilstand (høj)


Du kan skifte tilstand, mens du bruger din vandtråd.




**(3)** Læn dig over vasken, placer tandtrådsspidsen i munden, og del dine læber lidt for at lade vandet strømme ud. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at bruge tandtråd. Alternativt kan du trykke på on-demand-knappen for at kontrollere vandstrømmen – tryk og hold nede for et kontinuerligt flow, og slip for at stoppe.




**(4)** Hold tandtrådsspidsen i en vinkel på 90° i forhold til din tandkøds kant, og hold pause mellem hver tand for at sikre en grundig rengøring. Rengør langs tandkøds kanten samt mellem tænderne. Rengør indvendige såvel som udvendige overflader. For at få mest muligt ud af vandtanken, må du ikke vippe vandtråden tilbage under brug. For at hjælpe med at beskytte din vandtråd slukker den automatisk efter at have kørt i 2 minutter.




**(5)** Din vandtråd har en tankkapacitet på 260 ml, hvilket giver 55 sekunders brug. Vi anbefaler 2 fulde tanke pr. tandtrådssession, en til de øverste tænder og en til de nederste. Sørg for, at tanken er helt tømt efter brug, og åbn hættten for at lade den lufttørre. Tør tandtrådsspidsen og hoveddelen af.




**(6)** For at deaktivere din vandtråd til rejse eller opbevaring skal du trykke på og holde knappen til valg af tilstand nede, indtil det røde lys begynder at blinke, hvorefter låsetilstanden aktiveres. I låsetilstand blinker låselyset 5 gange, når du trykker kort på en vilkårlig knap. Du skal blot trykke og holde knappen til valg af tilstand nede igen for at låse enheden op - den sidst brugte tilstand vil lyse, når din flosser er låst op.




**(1)** Ved 30 % batteri vil alle lysene på tilstandsindikatorpanelet blinke 5 gange efter brug. Når vandtråden ikke har strøm, vil lysene også blinke 5 gange, men enheden vil ikke tænde – du skal genoplade til et tilstrækkeligt niveau, før du kan fortsætte med at bruge vandtråden.




**(2)** For at rengøre vandtanken skal du først fjerne den fra hoveddelen ved at trykke på udløserknappen øverst på tanken og glide af. Fjern basen fra tanken ved at trykke på udløserknappen i bunden og trække den op. Du kan rengøre alle dele af tanken med varmt sæbevand eller lægge i opvaskemaskinen.



**(3)** For at rengøre hoveddelen af vandtråden skal du sørge for, at den er slukket og frakoblet enhver strømkilde. Vi anbefalede at aktivere låsetilstanden til rengøring. For at undgå ridser skal du bruge en blød, tør eller fugtig klud til at rengøre hoveddelen.




**(4)** For at fjerne aflejringer af hårdt vand inde fra din vandtråd skal du fylde tanken med vand og tilsætte 1 spiseskefuld hvid eddike. Kør vandtråden, indtil tanken er tom, og skyl derefter grundigt med rent, varmt vand. Gentag denne proces hver 1. til 3. måned, afhængigt af dit vands hårdhed.





**(5)** Det anbefales, at du udskifter tandtrådsspidser, når de bliver slidte eller snavsede, dette er normalt hver 6. måned. Udskiftningstips samt ortodontiske og periodontale tips er tilgængelige på [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Końcówka do irygacji
2. Kołnierz końcówki
3. Przycisk trybu ręcznego
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk wyboru trybu
6. Korpus/Rączka urządzenia
7. Zbiornik wody
8. Podstawa zbiornika wody




9. Panel trybów
10. Przycisk zwalniający końcówkę irygatora
11. Port ładowania USB typu C
12. Przycisk zwalniający zbiornik wody
13. Pokrywa zbiornika
14. Przycisk zwalniający podstawę zbiornika wody




- A. **Premium Clean** - idealny do dokładnego codziennego czyszczenia. Odpowiedni dla większości osób.
- B. **Końcówki ortodontyczne** - posiadają precyzyjne włosie, które pomaga w czyszczeniu aparatów ortodontycznych, mostów stomatologicznych czy implantów zębowych.
- C. **Końcówki periodontologiczne** - zostały zaprojektowane w celu oczyszczania kieszeni zębowych, pomagając chronić zęby przed chorobami dziąseł.


Końcówki ortodontyczne i periodontologiczne są sprzedawane oddzielnie. Końcówki wymienne, a także końcówki ortodontyczne i periodontologiczne są dostępne na stronie [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Wyjmij całą zawartość z pudełka i sprawdź, czy masz wszystkie wymienione części. Zaleca się, aby wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zostały poddane recyklingowi.




**(2)** Włóż końcówkę do irygacji w szczelinę w górnej części urządzenia, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby wyjąć końcówkę, naciśnij przycisk zwalniający z tyłu irygatora, a następnie wyciągnij końcówkę.




**(3)** Przed użyciem irygatora, należy go ładować przez 6 godzin. Otwórz osłonę portu USB-C, a następnie podłącz złącze USB-C kabla ładującego. Podłącz złącze USB-A do źródła zasilania. Przed ładowaniem, upewnij się, że irygator nie jest włączony.


**PRZED ŁADOWANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE PORT USB-C JEST SUCHY!**



**(4)** Podczas cyklu ładowania, kontrolki na panelu będą świecić się zgodnie z sekwencją przedstawioną na schemacie, wskazując stan ładowania irygatora. Gdy kontrolka zapali się na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane. Pełne naładowanie wystarcza na 30 dni korzystania z urządzenia przez 2 minuty dziennie.




**(5)** Po naładowaniu irygatora odłącz kabel ładujący USB-C i bezpiecznie zamknij osłonę. Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka.




**(6)** Dla większej wygody podróżowania, końcówki Premium Clean można przechowywać wewnątrz zbiornika na wodę, jak pokazano na rysunku. Naciśnij przycisk zwalniający w górnej części i zsuń zbiornik. Wewnątrz znajdują się dwa otwory do bezpiecznego przechowywania końcówek Premium Clean. Aby ponownie zamocować zbiornik, wsuń go z powrotem, aż usłyszysz kliknięcie.






**(1)** Aby napełnić irygator, otwórz wieczko z tyłu zbiornika i napełnij go czystą, letnią wodą (o temperaturze poniżej 40°C). W celu dodatkowej świeżości można dodać kilka kropli płynu do płukania jamy ustnej. Jeśli używasz płynu do płukania jamy ustnej, po użyciu przepuść pełny zbiornik świeżej wody przez irygator, aby uniknąć gromadzenia się osadów.




**(2)** Krótko naciśnij przycisk wyboru trybu, aby dostosować intensywność strumienia spośród 3 trybów:

1 - Sensitive Mode (niskie ciśnienie) - zalecane dla nowych użytkowników.  
 2 - Daily Clean Mode (średnie ciśnienie)  
 3 - Power Clean Mode (wysokie ciśnienie)


Podczas korzystania z irygatora można przełączać tryby w celu zmiany intensywności strumienia.




**(3)** Pochyl się nad umywalką, umieść końcówkę irygatora w ustach i lekko rozchyl wargi, aby umożliwić wypłynięcie wody. Naciśnij przycisk zasilania (power), aby rozpocząć irygację. Aby kontrolować przepływ wody - naciśnij przycisk trybu ręcznego (on-demand). Aby uzyskać ciągły przepływ wody - naciśnij i przytrzymaj przycisk. Żeby zatrzymać przepływ wody - puść przycisk.




**(4)** Trzymaj końcówkę irygatora pod kątem 90° do linii dziąseł i zatrzymuj się między każdym zębem, aby zapewnić dokładne czyszczenie. Oczyszczaj zęby wzdłuż linii dziąseł oraz między zębami. Czyść zarówno powierzchnie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Aby w pełni wykorzystać zbiornik na wodę, nie przechylaj irygatora do tyłu podczas użytkowania. W celu ochrony irygatora urządzenie wyłącza się po 2 minutach pracy.




**(5)** Irygator posiada zbiornik wodny o pojemności 260 ml, co zapewnia 55 sekund użytkowania. Zaleca się 2 pełne zbiorniki wodne na sesję irygacji, jeden na górne i jeden na dolne zęby. Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że zbiornik jest całkowicie pusty. Otwórz pokrywę i pozostaw zbiornik do wyschnięcia. Wytrzyj rączkę i końcówkę irygatora.




**(6)** Aby wyłączyć irygator na czas podróży lub przechowywania, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu, aż czerwona kontrolka zacznie migać. W trybie Lock Mode kontrolka blokady mignie 5 razy po krótkim naciśnięciu dowolnego przycisku. Aby odblokować urządzenie wystarczy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru trybu. Po odblokowaniu irygatora zostanie podświetlony ostatnio używany tryb.




**(1)** Przy poziomie naładowania baterii wynoszącym 30% wszystkie kontrolki na panelu będą migać 5 razy. Gdy irygator nie jest wystarczająco naładowany, kontrolki również będą migać 5 razy, ale urządzenie nie włączy się. Naładuj urządzenie do wystarczającego poziomu, aby móc kontynuować korzystanie.




**(2)** Aby wyczyścić zbiornik na wodę, najpierw naciśnij przycisk zwalniający w górnej części urządzenia, a następnie zsuń i zdejmij zbiornik. Aby odłączyć podstawę od zbiornika, naciśnij przycisk zwalniający u dołu urządzenia i pociągnij. Wszystkie części zbiornika można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub myć w zmywarce.



**(3)** W celu wyczyszczenia korpusu irygatora należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Zaleca się aktywowanie trybu blokady na czas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, do czyszczenia korpusu używaj miękkiej, suchej lub wilgotnej ściereczki.




**(4)** Aby usunąć osady twardej wody z irygatora, napełnij zbiornik wodą i dodaj 1 łyżkę stołową octu. Uruchom irygator, aż do opróżnienia zbiornika, a następnie przepłucz czystą i ciepłą wodą. Powtarzaj ten proces co 1 do 3 miesięcy, w zależności od twardości wody.





**(5)** Zaleca się wymianę końcówek irygatora, gdy ulegną zużyciu lub zabrudzeniu, zwykle co 6 miesięcy. Końcówki wymienne, ortodontyczne oraz periodontyczne są dostępne na stronie [ordolife.com](http://ordolife.com)

1. Irrigaatori otsikud
2. Irrigaatori otsiku äär
3. Signaalinupp
4. Toitenupp
5. Režiimivaliku nupp
6. Põhikorpus
7. Veemahuti paak
8. Veemahuti alus




9. Režiiminäidiku paneel
10. Nupp irrigaatori otsiku avamiseks
11. USB-C laadimispesa
12. Nupp veemahuti avamiseks
13. Veemahuti kaas
14. Nupp veemahutiluse kinnitamiseks




- A. **Ekstra Puhas** – ideaalne igapäevaseks kvaliteetseks hammaste puhastamiseks. Sobib enamikule inimestele.
- B. **Ortodontiline** – Koonilised harjased aitavad puhastada hambaklambrate, sildade, implantaatide ümbrust ja teha muud hambapuhastust.
- C. **Parodontoloogiline** – Mõeldud parodontaaltaskute loputamiseks, pakkudes kaitset igemehaiguste eest.


Ortodontilisi ja parodontoloogilisi otsikuid müüakse eraldi. Asendusotsikud, samuti ortodontilised ja parodontoloogilised otsikud on saadaval aadressil [medshop24.ee](http://medshop24.ee) veebipoes.



**(1)** Eemaldage kogu karbi sisu ja kontrollige, et teil on olemas kõik eelpoolnietuatud osad.




**(2)** Lükake soovitud otsik irrigaatori ülaosas asuvasse avasse kuni kuulete klõpsatust. Välja võtmiseks vajutage irrigaatori otsiku avamisnuppu irrigaatori tagaküljel ja tõmmake seejärel otsik välja.



**(3)** Enne irrigaatori kasutamist peaksite seda laadima 6 tundi. Avage USB-C pordikate ja ühendage laadimiskaabel USB-C pesasse. Ühendage USB-A pistikusse ehk vooluallikaga. Veenduge, et irrigaator oleks enne laadimist välja lülitatud.


**VEENDUGE, ET USB-C PORT OLEKS ENNE LAADIMIST KUIV!**




**(4)** Laadimistsükli ajal järgivad tuledrežiiminäidiku paneeliljoonisel näidatud järjestust, mis kuvab irrigaatori laadimisolekut. Kui värviline tuli muutub rohelisteks, on irrigaator täielikult laetud. Täielikult laetud aku kestab 30 päeva kui seda kasutada igapäevaselt 2 minutit.




**(5)** Kui olete veeflossaatori ära laadinud, eemaldage USB-C laadimiskaabel ja sulgege kaas kindlalt. Veenduge, et see oleks suletud täielikult, et vältida sinna vee sattumist.



**(6)** Kaasa võtmis tarbeks saate oma puhtad irrigaatori otsiku hoiustada veepaagis, nagu on näidatud joonisel. Vajutage lihtsalt veemahuti ülaosas olevat veemahuti avamisnuppu ja libistage see välja. Seest leiate ka pesa oma puhaste irrigaatori otsikute hoidmiseks. Paagi taaskinnitamiseks asetage see tagasi põhikorpuse peale, kuni see klõpsatusega lukustub.




**(1)** Irrigaatori täitmiseks keerake veemahuti tagaküljel olev kork lahti ja täitke see puhta, leige veega (alla 40 °C). Võite lisada ka paar tilka Ordo suuloputuskontsentraati, et saavutada eriti värskendav tulemus. Kui kasutate suuvett, laske pärast kasutamist mahutisse värske ja puhas vesi ja tühjendage see töörežiimil, et vältida jääainete kogunemist irrigaatorisse.




**(2)** Vajutage korraks režiimivaliku nuppu, et liikuda 3 survetugevuse vahel:

- 1 - Tundlikrežiim (madal) – soovitatav uutele kasutajatele
- 2 - Igpäevane puhastusrežiim (keskmine)
- 3 - Intensiivne puhastusrežiim (kõrge)


Irrigaatori kasutamise ajal saate surverežiime vahetada.




**(3)** Kummarduge üle valamu kohale ja asetage irrigator otsik suhu ja avage pisut huuled, et vesi saaks välja voolata. Irrigaatori töö alustamiseks vajutage toitenuppu. Teise võimalusena võite vajutada ka režiimivaliku nuppu, et kontrollida veevoolu – pideva voolu jaoks vajutage ja hoidke nuppu all ning lõpetamiseks vabastage see.




**(4)** Hoidke irrigaatori otsikut 90° nurga all igemepiiri suhtes ja tehke iga hamba vahel paus, et tagada põhjalik puhastus. Puhastage nii igemepiirid kui ka hammaste vahed. Puhastage nii sise- kui ka välispindu. Selleks, et saada veemahutist kogu vedelik kätte, ärge kallutage irrigaatorit kasutamise ajal tagasi. Veefflossaator lülitub pärast 2 minutit töötamist automaatselt välja.




**(5)** Irrigaatori veepaagil mahutavus on 260 ml, mis võimaldab seda 55 sekundit järjest kasutada. Soovitame kaks kasutuskorda järjest, et kogu suu korralikult puhastada – üks ülemiste ja teine alumiste hammaste tarvis. Veenduge, et mahuti oleks pärast kasutamist täielikult tühjenenud ja seejärel avage kork, et laske sel õhu käes kuivada. Loputage otsik ja pühkige põhikorpust puhtaks.




**(6)** Irrigaatori deaktiveerimiseks transpordimiseks või hoiustamise korral, vajutage ja hoidke režiimivalimise nuppu all kuni punane tuli hakkab vilkuma, mis järel aktiveerub lukustusrežiim. Lukustusrežiimis vilgub lukustustuli 5 korda. Seadme lukustuse avamiseks vajutage ja hoidke režiimivalimise nuppu all – viimati kasutatud režiim süttib kui teie flossaatori lukustus on avatud.




**(1)** Kui aku math on 30% peal, vilguvad kõik režiiminäidiku paneelituled pärast kasutamist 5 korda. Kui irrigaatori aku on tühi, vilguvad tuled samuti 5 korda, kuid seade ei lülitu enam sisse. Enne irrigaatori järgmist kasutamist on vaja seda nüüd laadida.




**(2)** Veepaagi puhastamiseks eemaldage see esmalt põhikorpusest, vajutades paagi üleval osas asuval vabastamise nuppu ja libistades eemaldege paak. Eemaldage paak aluse küljest, vajutades all osas olevat avamisnuppu ja tõmmates see lahti. Kõik paagi osad saate puhastada sooja veega, samuti võib neid panna ka nõudepesumasinasse.



**(3)** Irrigaatori põhikorpuse puhastamiseks veenduge, et see oleks välja lülitatud ja vooluallikast lahti ühendatud. Puhastamiseks on soovitatav aktiveerida lukustusrežiim. Kriimustuste vältimiseks kasutage irrigaatori põhikorpuse puhastamiseks pehmet ja kuiva või niisket lappi.




**(4)** Rohke vee ladestuse eemaldamiseks veepaagist, täitke paak veega ja lisage 1 supilusikatäis valget äädikat. Käivitage irrigaator kuni paak on tühi, seejärel loputage seda põhjalikult puhta sooja veega. Korrake seda protseduuri iga 1-3 kuu tagant, sõltuvalt teie vee karsusastmest. Soovitatav on kasutada puhast filtreeritud vett.





**(5)** Kui Irrigaatori otsikud on kulunud või määrdunud, oleks soovitatav need välja vahetada, enamasti iga 6 kuujärel. Irrigaatori otsikud ning ortodontilised ja teised otsikud on saadaval [medshop24.ee](http://medshop24.ee) veebipoes.

1. Насадка для ирригатора
2. Колпачок для насадки ирригатора
3. Кнопка запроса
4. Кнопка включения
5. Кнопка выбора режима
6. Основное устройство
7. Корпус бочка для воды
8. Основание бочка для воды




9. Панель режимов
10. Кнопка выпуска насадки ирригатора
11. Разъем зарядки USB-C
12. Кнопка выпуска бочка для воды
13. Крышка бочка для воды
14. Кнопка выпуска основания бочка для воды




- A. **“Premium Clean”** – отлично подходит для идеальной повседневной чистки. Подходит для большинства людей.
- B. **Ортодонтическая** – Сужающиеся щетинки помогают чистить вокруг брекетов, мостовидных конструкций, имплантатов и т.д.
- C. **Пародонтологическая** – Разработана для промывания пародонтальных карманов, помогает защищать дёсна от заболеваний.


Ортодонтические и пародонтологические насадки продаются отдельно. Запасные насадки, а также ортодонтические и пародонтологические насадки, доступны на сайте [ordolife.com](http://ordolife.com)



**(1)** Извлеките все содержимое из коробки и убедитесь, что у вас есть все указанные детали. После извлечения утилизируйте лишние коробки.




**(2)** Просто вставьте насадку в отверстие в верхней части ирригатора, пока не услышите щелчок. Чтобы извлечь насадку, нажмите кнопку выпуска насадки на задней стороне устройства, затем извлеките насадку ирригатора.




**(3)** Перед использованием ирригатора зарядите его в течение 6 часов. Откройте крышку разъема USB-C, затем подключите разъем USB-C кабеля для зарядки устройства. Подключите разъем USB-A к источнику питания. Убедитесь, что ирригатор выключен перед заряджением.


**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РАЗЪЕМ USB-C СУХОЙ ПЕРЕД ПОДЗАРЯДКОЙ!**



**(4)** Во время зарядки огни на индикаторной панели режима будут следовать последовательности, показывая состояние зарядки ирригатора, как показано на диаграмме. Когда огонёк горит зеленым, означает, что ирригатор полностью заряжен. Полная зарядка вам прослужит 30 дней при использовании устройства по 2 минуты каждый день.




**(5)** После того как вы зарядили устройство, извлеките кабель зарядки USB-C и плотно закройте крышку. Убедитесь, что она закрыта правильно, чтобы избежать попадания воды внутрь.




**(6)** Для удобства в путешествии вы можете хранить насадки "Premium Clean" внутри резервуара для воды, как показано на диаграмме. Просто нажмите на кнопку выпуска резервуара для воды в верхней части резервуара и сдвиньте его вниз. Внутри вы найдете два отсека для надежного хранения насадок "Premium Clean". Чтобы снова прикрепить резервуар, сдвиньте его обратно на основное устройство, пока оно не щелкнет на место.






**(1)** Чтобы наполнить ирригатор водой, поднимите крышку на задней стороне резервуара для воды и наполните его чистой теплой водой (до 40°C). Вы также можете добавить несколько капель концентрата для полоскания рта "Ordo" для дополнительной свежести. Если вы используете средство для полоскания рта, прополощите резервуар чистой водой после использования, чтобы избежать скопления грязи.




**(2)** Быстрое нажатие на кнопку выбора режима позволяет просмотреть 3 режима давления:

- 1 - Режим чувствительности (низкое) – рекомендуется для новых пользователей.
- 2 - Режим ежедневной очистки (среднее)
- 3 - Режим сильной очистки (высокое).


Вы можете менять режимы во время использования ирригатора.




**(3)** Наклонитесь над раковиной, поместите насадку в рот и слегка разведите губы, чтобы вода могла вытекать. Нажмите кнопку включения, чтобы начать очищение. Или же нажмите на кнопку запроса для регулировки струи – нажмите и удерживайте для непрерывной струи и отпустите, чтобы остановить.




**(4)** Удерживайте насадку под углом 90° к линии десен и делайте паузу между каждым зубом, чтобы добиться тщательной очистки. Очищайте по линии десен и между зубами. Очищайте как с внутренней, так и с внешней стороны. Чтобы получить максимум от резервуара для воды, не наклоняйте устройство для назад во время использования. Для защиты самого ирригатора он автоматически выключится после 2 минут использования.




**(5)** Ваше устройство имеет ёмкость резервуара 260 мл, что обеспечивает 55 секунд использования. Мы рекомендуем использовать 2 полных резервуара для одной сессии чистки, один для верхних зубов и один для нижних. Убедитесь, что резервуар полностью опустошен после использования, и откройте крышку, чтобы дать ему высохнуть. Протрите насадку и само устройство.




**(6)** Чтобы деактивировать ирригатор перед поездкой или хранением, нажмите и удерживайте кнопку выбора режима, пока красный свет не начнет мигать, в этот момент активируется режим блокировки. В режиме блокировки индикатор блокировки будет мигать 5 раз, если вы нажмёте на какую-либо кнопку. Просто нажмите и удерживайте кнопку выбора режима снова, чтобы разблокировать устройство – последний используемый режим загорится, как только ваш ирригатор будет разблокирован.




**(1)** При 30% заряда батареи все индикаторные огоньки на панели индикатора режима начнут мигать 5 раз после использования. Когда у устройства нет заряда, огоньки также будут мигать 5 раз, но устройство не включится – вам нужно зарядить его до достаточного уровня перед продолжением использования ирригатора.




**(2)** Для чистки бочка для воды сначала вытащите его с основного устройства, нажав кнопку выпуска в верхней части резервуара и сдвиньте его вниз. Удалите основание от резервуара, нажав кнопку выпуска внизу и потянув вверх. Вы можете чистить все части резервуара теплой мыльной водой или поместить их в посудомоечную машину.




**(3)** Чтобы очистить сам ирригатор, убедитесь, что он выключен и отключен от источника питания. Мы рекомендуем активировать режим блокировки для чистки. Чтобы избежать царапин, используйте мягкую, сухую или влажную ткань для очистки основного устройства.



**(4)** Для удаления известкового налёта внутри устройства наполните резервуар водой и добавьте 1 столовую ложку белого уксуса. Запустите ирригатор, пока резервуар не опустошится, затем тщательно промойте его чистой, теплой водой. Повторяйте этот процесс каждые 1-3 месяца, в зависимости от жесткости вашей воды.





**(5)** Рекомендуется заменять насадки, когда они изнашиваются или загрязняются. Обычно это происходит каждые 6 месяцев. Запасные насадки, как и ортодонтические и пародонтологические насадки, доступны на сайте [ordolife.com](http://ordolife.com)



- A. تنظيف ممتاز - مثالي للتنظيف اليومي الممتاز. مناسب لمعظم الأشخاص.  
 B. تقويم الأسنان - تساعد الشعيرات المدببة على تنظيف حول أقواس التقويم والجسور وزراعات الأسنان وغيرها من أعمال الأسنان.  
 C. اللثة - مصمم لشطف جيوب اللثة ، مما يساعد على الحماية من أمراض اللثة.


تباع أطراف الجهاز المستخدمة لتقويم الأسنان واللثة بشكل منفصل. تتوفر الأطراف للاستبدال، بالإضافة إلى أطراف تقويم الأسنان واللثة، على موقع [ordolife.com](http://ordolife.com)

9. لوحة مؤشر الوضع  
 10. رز تحرير طرف تنظيف الأسنان  
 11. منفذ شحن USB-C  
 12. رز تحرير خزان المياه  
 13. غطاء خزان المياه  
 14. رز تحرير قاعدة خزان المياه




1. طرف تنظيف الأسنان  
 2. شفة طرف تنظيف الأسنان  
 3. زر عند الطلب  
 4. زر التشغيل  
 5. زر اختيار الوضع  
 6. جسم الجهاز الرئيسي  
 7. جسم خزان المياه  
 8. قاعدة خزان المياه


(4) أثناء دورة الشحن، ستنبع الأضواء الموجودة على لوحة مؤشر الوضع التسلسل كما هو موضح في الرسم التخطيطي، للإشارة إلى حالة شحن جهاز تنظيف الأسنان المائي. عندما يتحول الضوء إلى اللون الأخضر، يكون جهاز تنظيف الأسنان المائي مشحونًا بالكامل. ستستمر الشحن الكاملة لمدة 30 يومًا عند استخدام جهاز تنظيف الأسنان المائي لمدة دقيقتين كل يوم.




(5) بمجرد شحن جهاز تنظيف الأسنان المائي، قم بإزالة كابل الشحن USB-C وأغلق الغطاء بإحكام. تأكد من إغلاقه بشكل صحيح لتجنب دخول الماء إلى الداخل.




(6) من أجل راحة أثناء السفر، يمكنك تخزين أطراف جهاز تنظيف الأسنان بريميوم كلين داخل خزان المياه، كما هو موضح في الرسم البياني. ما عليك سوى الضغط على زر تحرير خزان المياه الموجود أعلى خزان المياه ثم اسحبه للخارج. ستجد في الداخل فتحتين لتخزين أطراف جهاز تنظيف الأسنان بريميوم كلين بشكل آمن. لإعادة توصيل الخزان، قم بالتمرير مرة أخرى على الجسم الرئيسي حتى يستقر في مكانه.



(1) اخرج جميع المحتويات من الصندوق وتأكد من تحديد جميع الأجزاء. تأكد من إعادة تدوير الصناديق الداخلية والخارجية بعد الاستخدام.




(2) ما عليك سوى دفع طرف الجهاز داخل الفتحة الموجودة أعلى جهاز تنظيف الأسنان المائي، حتى يستقر في مكانه. لإخراجه، اضغط على زر تحرير طرف تنظيف الأسنان الموجود في الجزء الخلفي من جهاز تنظيف الأسنان المائي، ثم اسحب الطرف للخارج.




(3) قبل استخدام جهاز تنظيف الأسنان المائي، يجب عليك شحنه لمدة 6 ساعات. افتح غطاء منفذ USB-C، ثم قم بتوصيل موصل USB-C الخاص بكابل الشحن. قم بتوصيل موصل USB-A بمصدر الطاقة. تأكد من عدم تشغيل الجهاز قبل الشحن.


تأكد من أن منفذ USB-C جاف قبل الشحن!




(4) أمسك طرف تنظيف الأسنان بزاوية 90 درجة على خط اللثة وتوقف بين كل سن لضمان التنظيف الشامل. نظف على طول خط اللثة وكذلك بين الأسنان. نظف الأسطح الداخلية والخارجية أيضًا. للحصول على أقصى استفادة من خزان المياه، لا تقم بإمالة طرف تنظيف الأسنان المائي إلى الخلف أثناء الاستخدام. للمساعدة في حماية جهاز تنظيف الأسنان المائي، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد تشغيله لمدة دقيقتين.




(5) يحتوي جهاز تنظيف الأسنان المائي على خزان سعته 260 مل، والذي يوفر 55 ثانية من الاستخدام. نوصي باستخدام خزانين ممتلئين لكل جلسة تنظيف الأسنان، واحد للأسنان العلوية والآخر للأسنان السفلية. تأكد من إفراغ الخزان بالكامل بعد الاستخدام وافتح الغطاء لتتركه يجف في الهواء. امسح طرف الجهاز والجسم الرئيسي.



(6) لإلغاء تنشيط جهاز تنظيف الأسنان المائي للسفر أو التخزين، اضغط مع الاستمرار على زر اختيار الوضع حتى يبدأ الضوء الأحمر في الوميض، وعند هذه النقطة يتم تنشيط وضع القفل. في وضع القفل، سيومض ضوء القفل 5 مرات عند الضغط لفترة قصيرة على أي زر. ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر تحديد الوضع مرة أخرى لفتح قفل الجهاز - وسيضيء آخر وضع مستخدم بمجرد إلغاء قفل طرف تنظيف الأسنان.




(1) ملء جهاز تنظيف الأسنان بالمياه، افتح الغطاء الموجود على الجزء الخلفي من خزان المياه واملأه بماء نظيف فاتر (أقل من 40 درجة مئوية). يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من غسول الفم أوردو المركز لمزيد من الانتعاش. إذا كنت تستخدم غسول الفم، قم بتشغيل خزان كامل من المياه العذبة من خلال طرف تنظيف الأسنان بعد الاستخدام، لتجنب تراكم البقايا.




(2) اضغط لفترة قصيرة على زر اختيار الوضع للتمرير بين إعدادات الضغط الثلاثة:

- 1 - الوضع الحساس (منخفض) - موصى به للمستخدمين الجدد.
- 2 - وضع التنظيف اليومي (متوسط)
- 3 - وضع تنظيف عميق (عالي)


يمكنك تغيير الأوضاع أثناء استخدام جهاز تنظيف الأسنان المائي.




(3) انحني فوق الحوض، وضع طرف التنظيف في فمك وبعاد بين شفتيك قليلاً للسماح بتدفق الماء. اضغط على زر التشغيل لبدء تنظيف الأسنان. وبدلاً من ذلك، اضغط على زر عند الطلب للتحكم في تدفق المياه - اضغط مع الاستمرار للحصول على تدفق مستمر ثم حرره للتوقف.




(4) لإزالة رواسب الماء العسر من داخل جهاز تنظيف الأسنان المائي، املاً الخزان بالماء وأضف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. قم بتشغيل جهاز تنظيف الأسنان بالماء حتى يصبح الخزان فارغاً، ثم اشطفه جيداً بالماء الدافئ النظيف. كرر هذه العملية كل شهر إلى ثلاثة أشهر للتخلص من الرواسب.




(5) يوصى باستبدال أطراف الخيط عندما تصبح متآكلة أو متسخة، وعادةً ما يتم ذلك كل 6 أشهر. تتوفر الأطراف للاستبدال، بالإضافة إلى أطراف تقويم الأسنان واللثة، على موقع [ordolife.com](http://ordolife.com)




(1) عند شحن البطارية بنسبة 30%، ستومض جميع الأضواء الموجودة على لوحة مؤشر الوضع 5 مرات بعد الاستخدام. عندما لا يكون جهاز تنظيف الأسنان المائي مزوداً بالطاقة، ستومض الأضواء أيضاً 5 مرات، لكن الجهاز لن يعمل - تحتاج إلى إعادة الشحن إلى مستوى كافٍ قبل أن تتمكن من الاستمرار في استخدام جهاز تنظيف الأسنان المائي.




(2) لتنظيف خزان المياه، قم أولاً بإزالته من الجسم الرئيسي بالضغط على زر التحرير الموجود أعلى الخزان واسحبه للخارج. انزع القاعدة من الخزان عن طريق الضغط على زر التحرير في الأسفل ثم سحبه للفتح. يمكنك تنظيف جميع أجزاء الخزان بالماء الدافئ والصابون أو وضعه في غسالة الأطباق.





(3) لتنظيف الجسم الرئيسي لجهاز تنظيف الأسنان المائي، تأكد من إيقاف تشغيله وفصله عن أي مصدر للطاقة. نوصي بتنشيط وضع القفل عند التنظيف. لتجنب الخدش، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة أو مبللة لتنظيف الجسم الرئيسي.



1. 牙线尖端
2. 牙线尖环
3. 按需出现的按钮
4. 电源按钮
5. 模式选取按钮
6. 主机
7. 水箱主体
8. 水箱底座




9. 模式指示面板
10. 牙线尖端释放按钮
11. USB-C 充电端口
12. 水箱释放按钮
13. 水箱盖
14. 水箱底座释放按钮




- A. 优质清洁 - 日常清洁的理想选择。适合大多数人使用。
- B. 正畸（矫正）- 锥形刷毛有助于清洁周围的牙套、牙桥、植入物和其他牙科工作。
- C. 牙周 - 专为冲洗牙周袋而设计，有助于预防牙龈疾病。


正畸（矫正）和牙周尖端，建议单独出售。可在 [ordolife.com](http://ordolife.com) 网站上购买可替换的尖端以及正畸（矫正）和牙周尖端。



**(1)** 从包装箱（盒子）里取出所有的内容物，并检查您所指定的各个部分。确保使用后回收内盒和外盒。




**(2)** 只需将牙线头推入冲牙器顶部的卡槽，直到卡入到位即可。弹出时，按下冲牙器背面的牙线尖释放按钮，然后将牙线尖抽出。




**(3)** 使用冲牙器前，应先充电 6 小时。打开 USB-C 端口盖，然后插入充电线的 USB-C 接口。将 USB-A 接口连接到电源。确保冲牙器在充电前未被开启。


**充电前确保 USB-C 端口干燥！**



**(4)** 在充电过程中，模式指示面板上的指示灯将按照图中所示的顺序亮起，以显示冲水器的充电状态。当彩色指示灯变绿时，冲水器已充满电力。每天使用冲水器 2 分钟，充满电力可使用 30 天。




**(5)** 给冲牙器充电完毕后，取下 USB-C 充电线，并将其牢牢盖上盖子。确保盖子盖好，以免进水。




**(6)** 为方便旅行，您可将高级洁净牙线头存放在水箱内，如图所示。只需按下水箱顶部的水箱释放按钮，然后下滑即可。水箱内有两个插槽，可安全地存放优质洁净牙线尖。若要重新安装水箱，请将其滑回到主体上，直到卡入到位为止。






**(1)** 给冲牙器注水时，翻开水箱背面的盖子，注入干净的温水（40° C 以下）。您还可加入几滴 Ordo 浓缩漱口水，以增加清新度。如果您使用漱口水，请在使用后用满满一缸清水冲洗牙线器，以避免残留物积聚。




**(2)** 短按模式选择按钮，滚动浏览 3 种压力设置：

- 1 - 敏感模式（低）- 建议新用户使用。
- 2 - 日常清洁模式（中）
- 3 - 强力清洁模式（高）


您可以在使用冲牙器时更改模式。




**(3)** 斜靠在水槽上，把牙线的尖端放进嘴里，把嘴唇微微分开，让水流出来。按电源按钮开始使用牙线。或者，按下按需按钮来控制水流--长按可持续出水，松开则停止出水。




**(4)** 将牙线头与牙龈线成 90° 角，在每颗牙齿之间停顿一下，以确保彻底清洁。沿着牙龈线以及牙齿之间进行清洁。清洁牙齿内外表面。为了充分发挥水箱的作用，使用时请勿将冲牙器向后倾斜。为了保护您的冲牙器，其将在运行 2 分钟后自动关闭。




**(5)** 冲牙器的水箱容量为 260 毫升，可使用 55 秒。我们建议每次使用牙线时装满两盒，上牙和下牙各一盒。使用后确保完全清空水箱，并打开盖子让其风干。擦拭牙线头和主体。




**(6)** 若要在旅行或存放时关闭冲牙器，请按住模式选择按钮，直到红灯开始闪烁，此时锁定模式将被激活。在锁定模式下，短按任何按钮，锁定指示灯都会闪烁 5 次。只需再次按住模式选择按钮即可解锁设备 - 一旦您的冲牙器解锁，上次使用的模式将亮起。




**(1)** 当电池电量为 30% 时，使用后模式指示面板上的所有指示灯将闪烁 5 次。当冲牙器没有电力时，指示灯也会闪烁 5 次，但设备不会打开 - 您需要充电至足够电量后才能继续使用冲牙器。




**(2)** 若要清洁水箱，首先按下水箱顶部的释放按钮，将水箱从主体上取下并滑动。按下底部的释放按钮并拉开，从水箱中拆卸底座。可用温肥皂水或洗碗机清洗水箱的所有部件。



**(3)** 若要清洁冲牙器的主体，请确保其已关闭并与任何电源断开连接。我们建议启动锁定模式进行清洁。为避免刮伤，请使用柔软的干布或湿布清洁主体。




**(4)** 若要清除冲牙器内的硬水沉积物，可在水箱中注入清水并加入 1 汤匙白醋。运作冲牙器直到水箱空置，然后用干净的温水彻底冲洗。根据水质硬度，每 1 到 3 个月重复一次此一过程。





**(5)** 建议您在牙线尖磨损或变脏后及时更换，通常每 6 个月应更换一次。可在 [ordolife.com](http://ordolife.com) 网站上购买替换牙线头以及正畸（矫正）和牙周牙线头。

1. Đầu tăm nước
2. Vòng giữ đầu tăm
3. Nút tùy chỉnh theo yêu cầu
4. Nút nguồn
5. Nút chọn chế độ
6. Thân máy chính
7. Thân bình nước
8. Đế bình nước




9. Bảng chỉ báo chế độ
10. Nút tháo đầu tăm
11. Cổng sạc USB-C
12. Nút tháo bình nước
13. Nắp đậy bình nước
14. Nút tháo đế bình nước




- A. **Đầu tăm Vệ sinh Cơ bản** – Lý tưởng cho vệ sinh hàng ngày tuyệt vời. Thích hợp cho hầu hết mọi người.
- B. **Đầu tăm Chính nha** - Lông chải vuốt nhọn giúp vệ sinh xung quanh mắc cài, cầu răng, trụ implant và khí cụ nha khoa khác.
- C. **Đầu tăm Nha chu** - Được thiết kế để vệ sinh túi nha chu, giúp bảo vệ khỏi bệnh về nướu.


Đầu tăm chính nha & Nha chu được bán riêng. Các đầu thay thế cũng như các đầu Chính nha và Nha chu đều có sẵn tại [ordolife.com](http://ordolife.com)



(1) Lấy tất cả các bộ phận khỏi hộp và chắc chắn bạn có đầy đủ mọi bộ phận theo chỉ dẫn. Hãy chắc chắn rằng bạn tái chế các vỏ hộp bên trong và bên ngoài sau khi sử dụng.




(2) Nhẹ nhàng ấn đầu tăm nước vào lỗ trên đầu của máy tăm nước cho đến khi đầu tăm khớp vào vị trí. Để rút ra, hãy nhấn nút tháo đầu tăm ở mặt sau của máy tăm nước, sau đó rút đầu tăm ra.




(3) Trước khi sử dụng máy tăm nước, bạn nên sạc pin trong 6 giờ. Mở nắp che cổng USB-C, sau đó cắm đầu nối USB-C của cáp sạc vào. Kết nối đầu nối USB-A với nguồn điện. Đảm bảo không bật máy tăm nước trước khi sạc.


**ĐẢM BẢO CỔNG USB-C KHÔ RÁO TRƯỚC KHI SẠC!**




(4) Trong thời gian sạc, các đèn trên bảng chỉ báo chế độ sẽ sáng tuần tự như trong sơ đồ, để báo trạng thái sạc của máy tăm nước. Khi đèn màu chuyển sang màu xanh nghĩa là máy tăm nước đã được sạc đầy. Một lần sạc đầy sẽ sử dụng được trong 30 ngày khi sử dụng máy tăm nước 2 phút mỗi ngày.




(5) Sau khi bạn sạc máy tăm nước xong, hãy tháo cáp sạc USB-C và đóng nắp chắc chắn. Hãy đảm bảo đóng nắp đúng cách để tránh nước lọt vào bên trong.



(6) Để thuận tiện khi di chuyển, bạn có thể bảo quản các đầu tăm Vệ sinh Cơ bản bên trong bình chứa nước, theo minh họa trong sơ đồ. Nhấn nhẹ nút tháo bình chứa nước ở phía trên bình chứa nước và trượt ra. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy hai rãnh để giữ các đầu tăm Vệ sinh Cơ bản một cách an toàn. Để gắn lại bình, hãy trượt trở lại thân máy chính cho đến khi bình khớp vào vị trí.



**(1)** Để đổ đầy nước vào máy tắm nước, hãy mở nắp ở phía sau bình chứa nước và đổ đầy nước ấm, sạch (dưới 40°C). Bạn cũng có thể thêm vài giọt Nước súc miệng Ordo Đậm đặc để tăng cảm giác tươi mát. Nếu bạn sử dụng nước súc miệng, hãy cho máy tắm nước hoạt động với một bình nước sạch sau khi sử dụng để tránh tích tụ cặn.




**(2)** Nhấn nút chọn chế độ để chuyển 3 mức cài đặt áp lực tia nước:

1 - Chế độ Êm dịu (áp lực thấp) – khuyến nghị dành cho người mới sử dụng.


2 - Chế độ Vệ sinh Hàng ngày (áp lực trung bình)

3 - Chế độ Làm sạch Sâu (áp lực cao)


Bạn có thể thay đổi các chế độ trong khi sử dụng máy tắm nước.




**(3)** Nghiêng người vào bồn rửa, đặt đầu tăm vào miệng và hé môi ra để nước chảy ra ngoài. Nhấn nút nguồn để bắt đầu sử dụng máy tắm nước. Ngoài ra, nhấn nút tùy chỉnh theo yêu cầu để kiểm soát dòng nước – nhấn và giữ để dòng nước chảy liên tục và thả ra để dừng lại.




**(4)** Giữ đầu tăm ở góc 90° so với đường viền nướu và dùng tại mỗi kẽ răng để đảm bảo làm sạch triệt để. Vệ sinh dọc đường viền nướu cũng như kẽ răng. Vệ sinh mặt trong cũng như mặt ngoài. Để sử dụng hết nước trong bình chứa, không nghiêng máy tắm nước về phía sau trong quá trình sử dụng. Để giúp bảo vệ máy tắm nước của bạn, máy sẽ tự động tắt sau khi chạy được 2 phút.




**(5)** Máy tắm nước của bạn có dung tích bình chứa 260ml, cho thời gian sử dụng là 55 giây. Chúng tôi khuyến dùng 2 bình đầy cho mỗi lần sử dụng máy tắm nước, một bình cho hàm trên và một bình cho hàm dưới. Đảm bảo bình chứa rỗng hoàn toàn sau khi sử dụng và mở nắp để bình khô tự nhiên. Lau sạch đầu tăm và thân máy.




**(6)** Để tắt máy tắm nước khi mang đi du lịch hoặc cất giữ, hãy nhấn giữ nút chọn chế độ cho tới khi đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy, lúc này Chế độ khóa được kích hoạt. Ở Chế độ khóa, đèn khóa sẽ nhấp nháy 5 lần khi bạn nhấn vào bất kỳ nút nào. Chỉ cần nhấn và giữ nút chọn chế độ một lần nữa để mở khóa thiết bị - chế độ sử dụng gần nhất sẽ sáng lên sau khi máy tắm nước của bạn được mở khóa.




**(1)** Ở mức 30% pin, tất cả các đèn trên bảng chỉ báo chế độ sẽ nhấp nháy 5 lần sau khi sử dụng. Khi máy tắm nước không có điện, đèn cũng sẽ nhấp nháy 5 lần nhưng máy không bật – bạn cần sạc lại mức thích hợp mới có thể tiếp tục sử dụng máy tắm nước.




**(2)** Để vệ sinh bình chứa nước, trước tiên hãy tháo bình ra khỏi thân máy bằng cách nhấn nút tháo phía trên bình chứa nước và trượt ra. Tháo đế khỏi bình bằng cách nhấn nút tháo ở phía dưới và kéo để mở. Bạn có thể vệ sinh tất cả các bộ phận của bình bằng nước xà phòng ấm hoặc cho vào máy rửa chén.



**(3)** Để làm sạch phần thân chính của máy tắm nước, đảm bảo máy đã tắt và ngắt khỏi bất cứ nguồn điện nào. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kích hoạt Chế độ khóa khi vệ sinh. Để tránh trầy xước, hãy sử dụng khăn mềm, khô hoặc ẩm để lau chùi thân máy chính.



**(4)** Để làm sạch cặn nước cứng bên trong máy tắm nước, hãy đổ đầy nước vào bình và thêm 1 thìa giấm trắng. Chạy máy tắm nước cho đến khi hết nước, sau đó rửa kỹ bằng nước ấm, sạch. Lặp lại quá trình này từ 1 đến 3 tháng một lần, tùy thuộc vào độ cứng của nước.



**(5)** Bạn nên thay đầu tắm khi chúng bị mòn hoặc bẩn, thường là 6 tháng một lần. Các đầu tắm thay thế cũng như các đầu Chính nha và Nha chu có sẵn tại [ordolife.com](http://ordolife.com)



**ORDO**