



Silk'n®

DUAL LED MASK FAC04



EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

EN	USER MANUAL	DA	BRUGERMANUAL
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	NO	BRUKERHÅNDBOK
FR	MODE D'EMPLOI	SV	ANVÄNDARMANUAL
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	CS	NÁVOD K POUŽITÍ
ES	MANUAL DE USUARIO	PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT	MANUALE D'USO	LT	VARTOTOJO VADOVAS
TR	KULLANIM KILAVUZU	HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PT	MANUAL DO UTILIZADOR	RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

1	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	6
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
4	Checking the product and package contents	9
5	Charging	10
6	Assembly	10
7	Operation	11
7.1	Preparation	11
7.2	Carrying out the session	11
8	Regimen	12
9	Cleaning	12
10	Storage	13
11	Troubleshooting	13
12	Technical data	14
13	Disposal	14
13.1	Disposing of the packaging	14
13.2	Disposing of the product	14
14	Warranty	15
15	Customer service	15

I Package contents/device parts

- 1 Face mask
- 2 Neck mask
- 3 Face mask connector
- 4 Neck mask connector
- 5 Small elastic strap, 2×
- 6 Large elastic strap, 2×
- 7 Medium elastic strap, 2×
- 8 Connection cable, 2×
- 9 Controller
- 10 Battery level indicator light
- 11 Numeric display
- 12 Mode indicator light, 4×
- 13 Operation button (ON/OFF MODE)
- 14 Energy level button (LEVEL)
- 15 Operation lights
- 16 Charging port
- 17 Hub
- 18 USB cable

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this Dual LED Mask (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



Direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to recover your skin's glow, elasticity and texture. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product with the supplied USB cable.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the

marking on the product.

- Do not use the product if it is damaged or if the USB cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the product or USB cable in water or other liquids. Keep them away from water.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB cable out of the mains adaptor by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB cable and do not lay it over sharp edges.
- Only use the product indoors.
- Do not use the product while charging.

WARNING! RISK OF INJURY!

- The product cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children away from the product and USB cable.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not use the product for more than 10 minutes per session.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse

the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.

- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.
- This product contains batteries that are non-replaceable.
- Do not look directly at the light source part of the product.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
 - When the battery power is low, the battery level indicator lights flash 3 times before the product automatically switches off. Recharge the product.
 - If the product is to be stored for an extended period, the battery level should be checked and the product should be charged regularly.
 - The product cannot be used during charging.
1. Plug the smaller end of the USB cable **18** into the charging port **16** of the controller **9**.
 2. Plug the larger end of the USB cable into the USB port of a compatible USB power source (e.g. USB power adaptor).
 3. Plug the USB power adaptor into a mains socket for charging.
Charging starts automatically. Check the battery level indicator lights **10** for the charging progress:
 1 indicator light = 25 % charged
 2 indicator lights = 50 % charged
 3 indicator lights = 75 % charged
 4 indicator lights = fully charged
 4. When charging is done, unplug the USB power adaptor from the mains socket and disconnect the USB cable from the charging port.

6 Assembly

Assemble the product as follows (see **Fig. B**):

1. Open the hook-and-loop fasteners on the elastic straps.
2. Guide the hook-and-loop fasteners through the openings on the face mask **1** and neck mask **2**:

Small elastic straps 5	Small top openings of the face mask
Large elastic straps 6	Large side openings of the face mask
Medium elastic straps 7	Side openings of the neck mask

3. Close the hook-and-loop fasteners to secure the elastic straps on the masks.

4. Connect one end of a connection cable **8** to the face mask connector **3** and the other end to the hub **17**.
5. Connect one end of the other connection cable to the neck mask connector **4** and the other end to the hub.
6. Attach the hub to the charging port **16** of the controller **9**.



The face mask and neck mask can be used separately. In this case, directly connect the mask to the controller with a connection cable.

7 Operation



WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the product for more than 10 minutes per session.



Clean all parts of the product before first use as described in the chapter “Cleaning”.

7.1 Preparation

1. Fully charge the product and properly attach the elastic straps (see chapter “Charging” and “Assembly”).
2. Thoroughly clean and dry your face and neck. Make sure they are free from any make-up or dirt.
3. Sit or lie down and place the masks over your face and neck.
4. Use the hook-and-loop fasteners on the ends of the elastic straps to fit the face mask **1** and neck mask **2** comfortably on your face and neck.

The small elastic straps **5** should be closed at the top of your head and the large elastic straps **6** should be closed at the back of your head. The medium elastic straps **7** should be closed at the back of your neck.

7.2 Carrying out the session

1. Press and hold the operation button (**ON/OFF MODE**) **13** to switch on the product.

The operation lights **15** illuminate when the product is switched on. By default, the product goes into mode “M1” at energy level 1.

The corresponding mode indicator light **12** illuminates.

The current energy level briefly shows in the numeric display **11** before changing to show the remaining operating time.

2. If necessary, press the operation button (ON/OFF
MODE) to select another mode and the energy level button (LEVEL) **14** to select another energy level (1–3), respectively.

Mode	LED	Best for
M1	Red + Dark red + Near-Infrared	Reduces fine lines and wrinkles, reconstructs collagen and elastine fibres and helps to improve microcirculations
M2	Dark red + Near-Infrared	For brighter and smoother skin
M3	Red + Dark red	Balances oil secretion and soothes sensitive skin
M4	Blue	Accelerates the fading of acne-related redness for a more even skin tone

3. The session begins and lasts for 10 minutes for modes M1, M2 and M3, and 3 minutes for mode M4. The product automatically switches off after the pre-defined operating time.

You can also press and hold the operation button (ON/OFF
MODE) to switch off the product any time.

4. After the session, remove the masks and apply a serum and/or day/night cream on your face and neck.
5. Thoroughly clean the product after use (see chapter “Cleaning”).

8 Regimen

If you are using the product for the first time, use the product 3–5 times a week in the first 4 weeks. Afterwards, use the product 1–2 times a week.

9 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

EN NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.
- Do not use hot water for cleaning.
- Use a damp cloth or a water-based wipe to wipe off the masks 1/2. Then wipe them dry with a dry cloth.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	• Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.
The product does not charge.	• Make sure the USB cable 18 is securely connected between the charging port 16 and the USB power source.

12 Technical data

Model:	FAC04
Rated input:	5 V === 1 A
Working voltage:	3.7 V
Battery capacity:	2,000 mAh, 7.4 Wh (lithium)
Number of LED lights:	76 (face mask) 36 (neck mask) 3 (controller)
Weight:	206.5 g (face mask) 76.8 g (neck mask) 98.7 g (controller)
Dimensions (L × W × H):	381 × 190.5 × 10 mm (face mask) 237 × 108 × 7.5 mm (neck mask) 133.5 × 50 × 35 mm (controller)
Material:	Silicone (face and neck masks) PS (controller)
Working temperature:	-10–40 °C

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in**

accordance with the regulations in force in your city or county. This ensures that old

appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be

disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silk'n Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patent-anmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silk'n Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

I	Lieferumfang/Geräteteile	18
2	Allgemeines	18
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	18
2.2	Symbolerklärung	19
3	Sicherheit	19
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
3.2	Sicherheitshinweise	20
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	23
5	Laden	23
6	Montage	24
7	Bedienung	24
7.1	Vorbereitung	25
7.2	Sitzung durchführen	25
8	Anwendungsplan	26
9	Reinigung	26
10	Aufbewahrung	27
11	Fehlersuche	27
12	Technische Daten	28
13	Entsorgung	28
13.1	Verpackung entsorgen	28
13.2	Produkt entsorgen	28
14	Garantieinformationen	29
15	Kundenservice	29

I Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Gesichtsmaske
- 2 Halsmaske
- 3 Anschluss Gesichtsmaske
- 4 Anschluss Halsmaske
- 5 Kleines Gummiband, 2×
- 6 Großes Gummiband, 2×
- 7 Mittleres Gummiband, 2×
- 8 Anschlusskabel, 2×
- 9 Steuerung
- 10 Batteriestand-Kontrollleuchte
- 11 Numerische Anzeige
- 12 Modus-Kontrollleuchte, 4×
- 13 Bedientaste (ON/OFF
MODE)
- 14 Energiestufentaste (LEVEL)
- 15 Betriebsleuchten
- 16 Ladeanschluss
- 17 Hub
- 18 USB-Kabel

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Dual LED Mask (duale LED-Maske) (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und

zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Wiederherstellen des Glanzes, der Elastizität und der Struktur Ihrer Haut konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheits-Kleinspannung gemäß der Kennzeichnung auf dem Produkt betrieben werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das USB-Kabel defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt oder USB-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Kabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.

- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.

! WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Kabel fern.
- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.
- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und postoperativen Wunden eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als

10 Minuten pro Sitzung.

- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterief Flüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtquellenbereich des Produkts.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
 - Bei geringem Batteriestand blinkt die Batteriestand-Kontrollleuchte 3-mal, bevor sich das Produkt automatisch abschaltet. Laden Sie das Produkt auf.
 - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Batteriestand überprüft und das Produkt regelmäßig aufgeladen werden.
 - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels **18** in den Ladeanschluss **16** der Steuerung **9**.
 2. Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil).
 3. Stecken Sie das USB-Netzteil zum Laden in eine Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Die Batteriestand-Kontrollleuchten **10** zeigen Ihnen den Ladestand an:
 - 1 Kontrollleuchte = zu 25 % geladen
 - 2 Kontrollleuchten = zu 50 % geladen
 - 3 Kontrollleuchten = zu 75 % geladen
 - 4 Kontrollleuchten = vollständig geladen

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Netzteil von der Steckdose und trennen Sie das USB-Kabel vom Ladeanschluss.

6 Montage

Setzen Sie das Produkt wie folgt zusammen (siehe **Abb. B**):

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den Gummibändern.
2. Führen Sie die Klettverschlüsse durch die Öffnungen an der Gesichtsmaske **1** und der Halsmaske **2**:

Kleine Gummibänder 5	Kleine obere Öffnungen der Gesichtsmaske
Große Gummibänder 6	Große seitliche Öffnungen der Gesichtsmaske
Mittlere Gummibänder 7	Seitliche Öffnungen der Halsmaske

3. Schließen Sie die Klettverschlüsse, um die Gummibänder an den Masken zu befestigen.
4. Verbinden Sie ein Ende eines Anschlusskabels **8** mit dem Anschluss der Gesichtsmaske **3** und das andere Ende mit dem Hub **17**.
5. Verbinden Sie ein Ende des anderen Anschlusskabels mit dem Anschluss der Halsmaske **4** und das andere Ende mit dem Hub.
6. Stecken Sie den Hub in den Ladeanschluss **16** der Steuerung **9**.

i Gesichtsmaske und Halsmaske können jeweils separat verwendet werden. Verbinden Sie in diesem Fall die Maske über ein Anschlusskabel direkt mit der Steuerung.

7 Bedienung

! WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 10 Minuten pro Sitzung.

i Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

7.1 Vorbereitung

1. Laden Sie das Produkt vollständig auf und bringen Sie die Gummibänder ordnungsgemäß an (siehe Kapitel „Laden“ und „Montage“).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals gründlich. Stellen Sie sicher, dass sie frei von Make-up oder Schmutz sind.
3. Setzen oder legen Sie sich hin und platzieren Sie die Masken auf Ihrem Gesicht und Ihrem Hals.
4. Nutzen Sie die Klettverschlüsse an den Enden der Gummibänder, um für einen bequemen Sitz der Gesichtsmaske **1** und der Halsmaske **2** auf Ihrem Gesicht und Ihrem Hals zu sorgen.
Die kleinen Gummibänder **5** sollten oben auf Ihrem Kopf und die großen Gummibänder **6** an Ihrem Hinterkopf geschlossen werden. Die mittleren Gummibänder **7** sollten in Ihrem Nacken geschlossen werden.

7.2 Sitzung durchführen

1. Halten Sie die Bedientaste (ON/OFF
MODE) **13** gedrückt, um das Produkt einzuschalten.
Die Betriebsleuchten **15** leuchten, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Standardmäßig geht das Produkt in den Modus „M1“ auf der Energiestufe I.
Die entsprechende Modus-Kontrollleuchte **12** leuchtet auf. Die numerische Anzeige **11** zeigt kurz die aktuelle Energiestufe an und wechselt dann zur Anzeige der verbleibenden Betriebszeit.
2. Betätigen Sie bei Bedarf die Bedientaste (ON/OFF
MODE), um einen anderen Modus auszuwählen, bzw. die Energiestufentaste (LEVEL) **14**, um eine andere Energiestufe (1–3) auszuwählen.

Modus	LED	Am besten geeignet für
M1	Rot + Dunkelrot + Nahinfrarot	Reduziert feine Linien und Fältchen, baut Kollagen- und Elastinfasern wieder auf und hilft die Mikrozirkulation zu verbessern
M2	Dunkelrot + Nahinfrarot	Für eine strahlendere und glattere Haut

Modus	LED	Am besten geeignet für
M3	Rot + Dunkelrot	Bringt die Talgsekretion ins Gleichgewicht und beruhigt empfindliche Haut
M4	Blau	Beschleunigt das Abklingen aknebedingter Rötungen und sorgt für einen gleichmäßigeren Hutton

3. Die Sitzung dauert 10 Minuten in den Modi M1, M2 und M3 bzw. 3 Minuten im Modus M4. Nach Ablauf der voreingestellten Betriebszeit schaltet sich das Produkt automatisch ab.

Sie können auch die Bedientaste (ON/OFF
MODE) gedrückt halten, um das Produkt jederzeit auszuschalten.

4. Nehmen Sie nach der Sitzung die Masken ab und tragen Sie ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht und Ihren Hals auf.
5. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

8 Anwendungsplan

Verwenden Sie das Produkt bei erstmaligem Gebrauch in den ersten 4 Wochen 3–5 Mal pro Woche. Verwenden Sie das Produkt danach 1–2 Mal pro Woche.

9 Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.

- Wischen Sie die Masken **1**/**2** mit einem feuchten Tuch oder einem wasserbasierten Reinigungstuch ab. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch trocken.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.
Das Produkt lässt sich nicht laden.	• Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel 18 sicher zwischen dem Ladeanschluss 16 und der USB-Stromquelle angeschlossen ist.

12 Technische Daten

Modell:	FAC04
Nennaufnahmeleistung:	5 V === I A
Betriebsspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	2 000 mAh, 7,4 Wh (Lithium) (Wiederaufladbar)
Anzahl LED-Leuchten:	76 (Gesichtsmaske) 36 (Halsmaske) 3 (Steuerung)
Gewicht:	206,5 g (Gesichtsmaske) 76,8 g (Halsmaske) 98,7 g (Steuerung)
Abmessungen (L × B × T):	381 × 190,5 × 10 mm (Gesichtsmaske) 237 × 108 × 7,5 mm (Halsmaske) 133,5 × 50 × 35 mm (Steuerung)
Material:	Silikon (Gesichts- und Halsmaske) PS (Steuerung)
Betriebstemperatur:	-10–40 °C

13 Entsorgung

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE I7485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom**

Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und nega-

Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umwelt-

freundlich entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu

Mentions légales

FR

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux explicitement accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

FR

I	Contenu de la livraison/ pièces de l'appareil	32
2	Généralités	32
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	32
2.2	Explication des symboles	33
3	Sécurité	33
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	33
3.2	Consignes de sécurité	34
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	37
5	Charger	37
6	Montage	38
7	Manipulation	39
7.1	Préparation	39
7.2	Effectuer la séance	39
8	Plan d'application	40
9	Nettoyage	41
10	Rangement	41
11	Recherche d'erreurs	41
12	Données techniques	42
13	Élimination	43
13.1	Éliminer l'emballage	43
13.2	Éliminer le produit	43
14	Garantie	44
15	Service à la clientèle	44

I Contenu de la livraison/ pièces de l'appareil

- 1 Masque pour le visage
- 2 Masque pour le cou
- 3 Raccordement masque pour le visage
- 4 Raccordement masque pour le cou
- 5 Petit élastique, 2×
- 6 Grand élastique, 2×
- 7 Élastique de taille moyenne, 2×
- 8 Câble de raccordement, 2×
- 9 Commande
- 10 Témoin lumineux de l'état de la batterie
- 11 Affichage numérique
- 12 Témoin lumineux de mode, 4×
- 13 Touche de commande (ON/OFF MODE)
- 14 Touche de niveau d'énergie (LEVEL)
- 15 Témoins de fonctionnement
- 16 Prise de chargement
- 17 Hub
- 18 Câble USB

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce Dual LED Mask (masque double fonction à LED) (ci-après dénommé « produit »). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le foyer (dans des espaces intérieurs secs).



Courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement conçu pour restaurer l'éclat, l'élasticité et la texture de votre peau. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

FR

- Utilisez le produit uniquement avec le câble USB fourni.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec une très basse tension de sécurité conformément au marquage sur le produit.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit ni le câble USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble USB de la prise électrique lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.

- Placez le câble USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble USB du bloc d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau du câble.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

! AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et à condition qu'elles comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble USB.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de

maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.

- Ne pas utiliser le produit plus de 10 minutes par séance.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.
- Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne regardez pas directement dans la zone de la source lumineuse du produit.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

FR

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Charger



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le témoin lumineux de l'état de la batterie clignote 3 fois. Le produit s'éteint ensuite automatiquement. Chargez le produit.
- Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de charge de la batterie et de recharger régulièrement le produit.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB **18** sur la prise de chargement **16** de la commande **9**.
2. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (p.ex. bloc d'alimentation USB).
3. Branchez le bloc d'alimentation USB dans une prise de chargement pour recharger le produit.

Le processus de charge démarre automatiquement. Les témoins lumineux de l'état de la batterie **10** vous indiquent le niveau de charge :

1 témoin lumineux = chargé à 25 %

2 témoins lumineux = chargé à 50 %

3 témoins lumineux = chargé à 75 %

4 témoins lumineux = entièrement chargé

4. Lorsque le processus de charge est terminé, débranchez le bloc d'alimentation USB de la prise électrique et débranchez le câble USB de la prise de chargement.

6 Montage

Assemblez le produit comme suit (voir **fig. B**) :

1. Ouvrez les fermetures auto-agrippantes situées au niveau des élastiques.
2. Faites passer les fermetures auto-agrippantes par les ouvertures du masque pour le visage **1** et celles du masque pour le cou **2** :

Petits élastiques 5	Petites ouvertures situées en haut du masque pour le visage
Grands élastiques 6	Grandes ouvertures situées sur le côté du masque pour le visage
Élastiques de taille moyenne 7	Ouvertures situées sur le côté du masque pour le cou

3. Refermez les fermetures auto-agrippantes afin de fixer les élastiques aux masques.
4. Raccordez une extrémité d'un câble de raccordement **8** au raccordement du masque pour le visage **3** et l'autre extrémité au hub **17**.
5. Raccordez une extrémité de l'autre câble de raccordement au raccordement du masque pour le cou **4** et l'autre extrémité au hub.
6. Branchez le hub sur la prise de chargement **16** de la commande **9**.



Le masque pour le visage et le masque pour le cou peuvent être utilisés séparément. Dans ce cas, raccordez directement le masque à la commande à l'aide d'un câble de raccordement.

7 Manipulation

FR

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ne pas utiliser le produit plus de 10 minutes par séance.

 Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties du produit comme indiqué dans le chapitre « Nettoyage ».

7.1 Préparation

1. Chargez entièrement le produit et fixez correctement les élastiques (voir chapitre « Charger » et « Montage »).
2. Nettoyez soigneusement votre visage et votre cou et séchez-les bien. Assurez-vous qu'ils sont débarrassés de tout maquillage et de toute saleté.
3. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez les masques sur votre visage et votre cou.
4. Utilisez les fermetures auto-agrippantes situées aux extrémités des élastiques et assurez-vous ainsi que le masque pour le visage **1** et le masque pour le cou **2** sont bien ajustés sur votre visage et sur votre cou.

Les petits élastiques **5** doivent se fermer en haut de votre tête et les grands élastiques **6** doivent se situer à l'arrière de votre tête. Les élastiques de taille moyenne **7** doivent se fermer au niveau de votre nuque.

7.2 Effectuer la séance

1. Maintenez la touche de commande (**ON/OFF** **MODE**) **13** enfoncée pour allumer le produit.

Les témoins de fonctionnement **15** s'allument lorsque le produit est en marche. Par défaut, le produit se met en mode « M1 » au niveau d'énergie I.

Le témoin lumineux de mode **12** correspondant s'allume.

L'affichage numérique **11** indique brièvement le niveau d'énergie actuel et affiche ensuite le temps de fonctionnement restant.

2. Au besoin, activez la touche de commande (**ON/OFF** **MODE**) pour sélectionner un autre mode, ou la touche de niveau d'énergie (**LEVEL**) **14** pour sélectionner un autre niveau d'énergie (1–3).

Mode	LED	Convient idéalement pour
M1	Rouge + Rouge foncé + Infrarouge proche	Réduit les rides et les ridules, restaure les fibres de collagène et d'élastine et aide à améliorer la microcirculation
M2	Rouge foncé + Infrarouge proche	Pour une peau plus éclatante et plus lisse
M3	Rouge + Rouge foncé	Équilibre la sécrétion de sébum et calme la peau sensible
M4	Bleu	Accélère l'atténuation des rougeurs dues à l'acné et unifie le teint

3. La séance dure 10 minutes pour les modes M1, M2 et M3 et 3 minutes pour le mode M4. Une fois la durée de fonctionnement prédéfinie écoulée, le produit s'éteint automatiquement.

Vous pouvez également éteindre le produit à tout moment en maintenant la touche de commande (ON/OFF MODE) enfoncée.

4. Après la séance, retirez les masques et mettez un sérum et/ou une crème de jour/de nuit sur le visage et le cou.
5. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage »).

8 Plan d'application

Lors de la première utilisation, utilisez le produit 3 à 5 fois par semaine pendant les 4 premières semaines. Utilisez ensuite le produit 1 à 2 fois par semaine.

9 Nettoyage

FR

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
- N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.
- Nettoyez les masques   à l'aide d'un chiffon humide ou d'une lingette à base d'eau. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que le produit est correctement chargé. - Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.
Le produit ne peut pas être chargé.	Assurez-vous que le câble USB 18 est bien raccordé entre la prise de chargement 16 et la source d'alimentation USB.

12 Données techniques

Modèle :	FAC04
Puissance absorbée :	5 V === I A
Tension de service :	3,7 V
Capacité de la batterie :	2 000 mAh, 7,4 Wh (lithium)
Nombre de témoins LED :	76 (masque pour le visage) 36 (masque pour le cou) 3 (commande)
Poids :	206,5 g (masque pour le visage) 76,8 g (masque pour le cou) 98,7 g (commande)
Dimensions (L × l × h) :	381 × 190,5 × 10 mm (masque pour le visage) 237 × 108 × 7,5 mm (masque pour le cou) 133,5 × 50 × 35 mm (commande)
Matière :	Silicone (masque pour le visage et masque pour le cou) PS (commande)
Température de fonctionnement :	-10–40 °C

13 Élimination

FR

13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.**

Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

* repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail: serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

NL

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de producteerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden veeleenvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

1	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	47
2	Algemeen	47
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	47
2.2	Verklaring van symbolen	48
3	Veiligheid	48
3.1	Reglementair gebruik	48
3.2	Veiligheidsinstructies	49
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	51
5	Laden	52
6	Montage	52
7	Bediening	53
7.1	Vorbereiding	53
7.2	Sessie uitvoeren	54
8	Gebruiksplan	55
9	Reiniging	55
10	Bewaring	55
11	Fouten opsporen	56
12	Technische gegevens	56
13	Afvoer	57
13.1	Verpakking afvoeren	57
13.2	Product afvoeren	57
14	Garantie	58
15	Klantenservice	58

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- 1 Gezichtsmasker
- 2 Halsmasker
- 3 Aansluiting van het gezichtsmasker
- 4 Aansluiting van het halsmasker
- 5 Kleine elastieken band, 2×
- 6 Grote elastieken band, 2×
- 7 Middelgrote elastieken band, 2×
- 8 Aansluitkabel, 2×
- 9 Besturingseenheid
- 10 Controlelampje voor het batterijniveau
- 11 Numeriek display
- 12 Modus-controlelampje, 4×
- 13 Bedieningsknop (ON/OFF MODE)
- 14 Knop voor energieniveau (LEVEL)
- 15 Werklampjes
- 16 Laadaansluiting
- 17 Hub
- 18 USB-kabel

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit Dual LED Mask (dubbel led-masker) (hierna “product” genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Gelijkstroom.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van de glans, de elasticiteit en de structuur van uw huid. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

NL

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de etikettering op het product.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-kabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product of de USB-kabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-kabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle delen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de USB-kabel zodanig dat men er niet

over kan struikelen.

- Trek de USB-kabel niet aan de kabel uit de adapter, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.



WAARSCHUWING!

VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-kabel.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken, mensen die fotoallergisch zijn of mensen die medicijnen gebruiken om een lichtallergie te behandelen.
- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Gebruik het product niet langer dan 10 minuten per keer.
- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale

reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.

NL

- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu komen - vermijd contact hiermee. Vloeistof uit accu's kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van huid, oog of slijmvlies met accuvloeistof moet u de betreffende plekken direct met schoon water wassen en spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
- Accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of in vuur gegooid worden.
- Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron van het product.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

4 Product en verpakkingsin- houd controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
 - Als de batterij bijna leeg is, knippert het controlelampje voor het batterijniveau 3 keer voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld. Laad het product op.
 - Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het accuniveau worden gecontroleerd en het product worden opgeladen.
 - Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel **18** in de laadaansluiting **16** van de besturingseenheid **9**.
 2. Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroomvoorziening (bijv. USB-voedingsadapter).
 3. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact om op te laden.
Het opladen wordt automatisch gestart. De controlelampjes voor het batterijniveau **10** geven de laadstatus weer:
 - 1 controlelampje = 25 % opgeladen
 - 2 controlelampjes = 50 % opgeladen
 - 3 controlelampjes = 75 % opgeladen
 - 4 controlelampjes = volledig opgeladen
 4. Haal de USB-voedingsadapter uit het stopcontact en verwijder de USB-kabel uit de laadaansluiting als het opladen voltooid is.

6 Montage

Zet het product als volgt in elkaar (zie **afb. B**):

1. Open de klittenbandsluitingen op de elastieken banden.
2. Haal de klittenbandsluitingen door de openingen op het gezichtsmasker **1** en het halsmasker **2**:

Kleine elastieken banden 5	Kleine openingen in het gezichtsmasker aan de bovenkant
Grote elastieken banden 6	Grote openingen in het gezichtsmasker aan de zijkant
Middelgrote elastieken banden 7	Openingen in het halsmasker aan de zijkant

3. Sluit de klittenbandsluitingen om de elastieken banden aan de maskers te bevestigen.
4. Verbind het ene uiteinde van een aansluitkabel 8 met de aansluiting van het gezichtsmasker 3 en het andere uiteinde met de hub 17.
5. Verbind het ene uiteinde van de andere aansluitkabel met de aansluiting van het halsmasker 4 en het andere uiteinde met de hub.
6. Steek de hub in de laadaansluiting 16 van de besturingseenheid 9.

i Het gezichtsmasker en het halsmasker kunnen elk afzonderlijk worden gebruikt. Sluit in dit geval het masker via een aansluitkabel rechtstreeks op de besturingseenheid aan.

7 Bediening

! WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik het product niet langer dan 10 minuten per keer.

i Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

7.1 Voorbereiding

1. Laad het product volledig op en breng de elastieken banden op de juiste manier aan (zie hoofdstuk "Laden" en "Montage").
2. Reinig en droog uw gezicht en uw hals grondig. Zorg ervoor dat ze vrij van make-up en verontreinigingen zijn.
3. Ga zitten of liggen en plaats de maskers op uw gezicht en uw hals.

4. Gebruik de klittenbandsluitingen aan de uiteinden van de elastieken banden om te zorgen dat het gezichtsmasker **1** en het halsmasker **2** comfortabel op uw gezicht en uw hals zitten.

De kleine elastieken banden **5** moeten boven op uw hoofd en de grote elastieken banden **6** op uw achterhoofd worden gesloten. De middelgrote elastieken banden **7** moeten in uw nek worden gesloten.

7.2 Sessie uitvoeren

1. Houd de bedieningsknop (ON/OFF MODE) **13** ingedrukt om het product in te schakelen.

De werkingslampjes **15** branden, wanneer het product ingeschakeld is. Standaard gaat het product naar de modus "M1" op energieniveau 1.

Het desbetreffende modus-controlelampje **12** gaat branden.

Het numerieke display **11** geeft kort het huidige energieniveau aan en wisselt dan naar de weergave van de resterende werkingstijd.

2. Druk indien nodig op de bedieningsknop (ON/OFF MODE) om een andere modus te selecteren of op de knop voor energieniveau (LEVEL) **14** om een ander energieniveau (1–3) te selecteren.

Modus	LED	Het beste geschikt voor
M1	Rood + Donkerrood + Nabij-infrarood	Vermindert fijne lijntjes en rimpels, reconstrueert de collageen- en elastinevezels en helpt bij het verbeteren van de microcirculatie
M2	Donkerrood + Nabij-infrarood	Voor een stralendere en gladdere huid
M3	Rood + Donkerrood	Brengt de talgafscheiding in balans en kalmeert de gevoelige huid
M4	Blauw	Versnelt de vervaging van acne veroorzaakte rode vlekken en zorgt voor een gelijkmatigere huidkleur

3. De sessie duurt 10 minuten in de modi M1, M2 en M3 of 3 minuten in de modus M4. Na afloop van de vooraf ingestelde werkingstijd wordt het product automatisch uitgeschakeld.

U kunt op elk gewenst moment de bedieningsknop (ON/OFF MODE) ingedrukt houden om het product uit te schakelen.

4. Verwijder na de sessie de maskers en breng een serum en/of een dag-/nachtcrème op uw gezicht en uw hals aan.
5. Reinig het product grondig na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").

NL

8 Gebruiksplan

Als u het product voor het eerst gebruikt, gebruik het dan 3–5 keer per week gedurende de eerste 4 weken. Gebruik het product daarna 1–2 keer per week.

9 Reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
- Gebruik geen heet water bij het reinigen.
- Veeg de maskers   schoon met een vochtige doek of een reinigingsdoek op waterbasis. Wrijf het daarna droog met een droge doek.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.

- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	• Zorg dat het product juist is opgeladen. • Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.
Het product kan niet worden opgeladen.	• Zorg ervoor dat de USB-kabel 18 correct met de laadaansluiting 16 en de USB-stroomvoorziening verbonden is.

12 Technische gegevens

Model:	FAC04
Nominaal ingangsvermogen:	5 V === 1 A
Bedrijfsspanning:	3,7 V
Accuvermogen:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lithium)
Aantal LED-lampjes:	76 (gezichtsmasker) 36 (halsmasker) 3 (besturingseenheid)
Gewicht:	206,5 g (gezichtsmasker) 76,8 g (halsmasker) 98,7 g (besturingseenheid)
Afmetingen (L × B × D):	381 × 190,5 × 10 mm (gezichtsmasker) 237 × 108 × 7,5 mm (halsmasker) 133,5 × 50 × 35 mm (besturingseenheid)
Materiaal:	silicone (gezichts- en halsmasker) PS (besturingseenheid)
Bedrijfstemperatuur:	-10–40 °C

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren

NL



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval.
Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegaran-

deerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke

manier kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamel-punt en zorg dat de accu leeg is!

*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

NL

15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Derechos de autor 2025 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

ES

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

1	Volumen de suministro/partes del equipo	61
2	Generalidades	61
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	61
2.2	Explicación de símbolos	62
3	Seguridad	62
3.1	Uso apropiado	62
3.2	Indicaciones de seguridad	62
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	65
5	Carga	66
6	Montaje	66
7	Manejo	67
7.1	Preparación	67
7.2	Ejecutar sesión	68
8	Plan de aplicación	69
9	Limpieza	69
10	Almacenamiento	69
11	Búsqueda de fallos	70
12	Datos técnicos	70
13	Eliminación	71
13.1	Eliminación del embalaje	71
13.2	Eliminación del producto	71
14	Garantía	72
15	Atención al cliente	72

I Volumen de suministro/ partes del equipo

- 1 Máscara para el rostro
- 2 Máscara para el cuello
- 3 Puerto de la máscara para el rostro
- 4 Puerto de la máscara para el cuello
- 5 Cinta elástica pequeña, 2×
- 6 Cinta elástica grande, 2×
- 7 Cinta elástica mediana, 2×
- 8 Cable de conexión, 2×
- 9 Control
- 10 Indicador luminoso del nivel de batería
- 11 Indicador numérico
- 12 Indicador luminoso de modo, 4×
- 13 Botón de control (ON/OFF MODE)
- 14 Botón de nivel de energía (LEVEL)
- 15 Luces de funcionamiento
- 16 Puerto de carga
- 17 Concentrador
- 18 Cable USB

2 Generalidades

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a esta Dual LED Mask (máscara led dual) (en lo sucesivo, el “producto”). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Corriente continua.

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto está exclusivamente diseñado para recuperar el brillo, la elasticidad y la estructura de la piel. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial. Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable USB suministrado.

- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con el etiquetado del producto.
- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable USB está defectuoso.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto ni el cable USB en agua u otros líquidos. ¡Mantenga el producto lejos del agua!
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No retire el cable USB de la fuente de alimentación tirando del cable; en su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable USB ni lo coloque encima de bordes afilados.

- Utilice el producto únicamente en interiores.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos de que cuenten con supervisión o hayan sido instruidas sobre su uso de un modo seguro y comprendan los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable USB.
- El producto no deben usarlo mujeres embarazadas, niños, personas que sufren de epilepsia, pacientes con enfermedades del tiroides, personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz.
- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- No utilice el producto durante más de 10 minutos en cada sesión.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- En caso de un uso inadecuado pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. El líquido que

ES

podiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.

- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague la zona afectada inmediatamente con agua limpia. Si fuera necesario, busque atención médica.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse ni arrojarse al fuego.
- Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.
- No mire directamente a la zona de la fuente de luz del producto.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico están rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
 - En caso de que el nivel de batería sea bajo, el indicador luminoso del nivel de batería parpadea 3 veces antes de que el producto se apague automáticamente. Cargue el producto.
 - Si el producto se almacena durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga de la batería y cargarse regularmente.
 - El producto no se puede utilizar durante la carga.
1. Conecte el extremo más pequeño del cable USB **18** al puerto de carga **16** del control **9**.
 2. Inserte el extremo grande del cable USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB apropiada (p. ej., una fuente de alimentación USB).
 3. Enchufe la fuente de alimentación USB a una toma de corriente.
El proceso de carga se inicia automáticamente. Los indicadores luminosos del nivel de batería **10** le indican el estado de la carga:
 - 1 indicador luminoso = Cargado al 25 %
 - 2 indicadores luminosos = Cargado al 50 %
 - 3 indicadores luminosos = Cargado al 75 %
 - 4 indicadores luminosos = Cargado al completo
 4. Una vez finalizada la carga, desenchufe la fuente de alimentación USB de la toma de corriente y desconecte el cable USB del puerto de carga.

6 Montaje

Monte el producto del siguiente modo (véase la **fig. B**):

1. Abra los cierres de velcro de las cintas elásticas.
2. Pase los cierres de velcro a través de las aberturas de la máscara para el rostro **1** y la máscara para el cuello **2**:

Cintas elásticas pequeñas 5	Aberturas superiores pequeñas de la máscara para el rostro
Cintas elásticas grandes 6	Aberturas laterales grandes de la máscara para el rostro
Cintas elásticas medianas 7	Aberturas laterales de la máscara para el cuello

3. Cierre los cierres de velcro para fijar las cintas elásticas a la máscara.
4. Conecte un extremo de un cable de conexión **8** al puerto de la máscara para el rostro **3** y el otro extremo al concentrador **17**.
5. Conecte un extremo del otro cable de conexión al puerto de la máscara para el cuello **4** y el otro extremo al concentrador.
6. Conecte el concentrador al puerto de carga **16** del control **9**.



La máscara para el rostro y la máscara para el cuello pueden utilizarse también por separado. En ese caso, conecte la máscara directamente al control por medio de un cable de conexión.

7 Manejo

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No utilice el producto durante más de 10 minutos en cada sesión.



Antes del primer uso, limpie todos los componentes del producto como se describe en el capítulo “Limpieza”.

7.1 Preparación

1. Cargue completamente el producto y coloque correctamente las cintas elásticas (véanse los capítulos “Carga” y “Montaje”).
2. Límpiase y séquese bien el rostro y el cuello. Asegúrese de que está libre de maquillaje e impurezas.
3. Siéntese o tumbese y coloque las máscaras sobre su rostro y cuello.

- Utilice los cierres de velcro de los extremos de las cintas elásticas para colocar cómodamente la máscara para el rostro **1** y la máscara para el cuello **2** sobre su rostro y su cuello.

Las cintas elásticas pequeñas **5** deberían cerrarse en la parte superior de su cabeza, y las cintas elásticas grandes **6**, en la parte posterior de su cabeza. Las cintas elásticas intermedias **7** deberían cerrarse en la nuca.

7.2 Ejecutar sesión

- Mantenga presionado el botón de control (ON/OFF MODE) **13** para encender el producto.
Las luces de funcionamiento **15** se encienden cuando el producto está encendido. Por defecto, el producto está en modo "M1", en el nivel de energía 1.
El indicador luminoso de modo **12** correspondiente se enciende.
El indicador numérico **11** muestra brevemente el nivel de energía actual y, a continuación, pasa a mostrar el tiempo de funcionamiento restante.
- En caso necesario, pulse el botón de control (ON/OFF MODE) para seleccionar otro modo o pulse el botón de nivel de energía (LEVEL) **14** para seleccionar otro nivel de energía (1–3).

Modo	LED	Ideal para
M1	Rojo + Rojo oscuro + Infrarrojo cercano	Reduce las líneas finas y las arrugas, reconstruye las fibras de colágeno y elastina y ayuda a mejorar la microcirculación
M2	Rojo oscuro + Infrarrojo cercano	Para una piel más radiante y tersa
M3	Rojo + Rojo oscuro	Equilibra la secreción de sebo y calma la piel sensible
M4	Azul	Acelera la desaparición de las rojeces relacionadas con el acné y proporciona un tono de piel más uniforme

- La sesión dura 10 minutos en los modos M1, M2 y M3, así como 3 minutos en modo M4. Transcurrido el tiempo de funcionamiento preajustado, el producto se apaga automáticamente.

Puede mantener pulsado el botón de control (ON/OFF
MODE) para apagar el producto en cualquier momento.

4. Tras la sesión, retire las máscaras y aplique un suero o una crema de día/noche sobre el rostro y el cuello.
5. Limpie bien el producto después de cada uso (véase el capítulo "Limpieza").

ES

8 Plan de aplicación

Al usar el producto por primera vez, utilícelo 3–5 a la semana durante las primeras 4 semanas. A continuación, utilice el producto 1–2 veces a la semana.

9 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.
- No utilice agua caliente para la limpieza.
- Limpie las máscaras   con un paño húmedo o de limpieza con base de agua. A continuación, séquela bien con un paño seco.

10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	- Asegúrese de que el producto esté bien cargado. - Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.
El producto no se carga.	Asegúrese de que el cable USB 18 esté conectado correctamente al puerto de carga 16 y a la fuente de corriente USB.

12 Datos técnicos

Modelo:	FAC04
Potencia nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensión de funcionamiento:	3,7 V
Capacidad de la batería:	2 000 mAh, 7,4 Wh (litio)
Cantidad de luces LED:	76 (máscara para el rostro) 36 (máscara para el cuello) 3 (control)
Peso:	206,5 g (máscara para el rostro) 76,8 g (máscara para el cuello) 98,7 g (control)
Dimensiones	
(largo × ancho × profundo):	381 × 190,5 × 10 mm (máscara para el rostro) 237 × 108 × 7,5 mm (máscara para el cuello) 133,5 × 50 × 35 mm (control)
Material:	Silicona (máscara para el rostro y para el cuello) PS (control)
Temperatura operativa:	-10–40 °C

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



ES

Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región.** Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan

efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distri-

buidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu

Avvertenze legali

IT

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

1	Dotazione/parti dell'apparecchio	75
2	Informazioni generali	75
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	75
2.2	Spiegazione dei simboli	76
3	Sicurezza	76
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	76
3.2	Avvertenze di sicurezza	77
4	Controllo del prodotto e della dotazione	79
5	Ricarica	80
6	Montaggio	81
7	Utilizzo	81
7.1	Preparazione	81
7.2	Esecuzione della sessione	82
8	Piano di applicazione	83
9	Pulizia	83
10	Conservazione	83
11	Ricerca anomalie	84
12	Dati tecnici	84
13	Smaltimento	85
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	85
13.2	Smaltimento del prodotto	85
14	Garanzia	86
15	Servizio di assistenza clienti	86

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Maschera per il viso
- 2 Maschera per il collo
- 3 Collegamento maschera per il viso
- 4 Collegamento maschera per il collo
- 5 Elastico piccolo, 2×
- 6 Elastico grande, 2×
- 7 Elastico medio, 2×
- 8 Cavo di collegamento, 2×
- 9 Centralina di comando
- 10 Spia luminosa dello stato della batteria
- 11 Display numerico
- 12 Spia luminosa di modalità, 4×
- 13 Pulsante di comando (ON/OFF MODE)
- 14 Pulsante del livello di energia (LEVEL)
- 15 Spie di funzionamento
- 16 Connettore di ricarica
- 17 Hub
- 18 Cavo USB

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa Dual LED Mask (maschera LED doppia) (di seguito denominata "prodotto"). Contengono informazioni impor-

tanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Corrente continua.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per ripristinare la lucentezza, l'elasticità e la struttura della pelle. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo USB in dotazione.
- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base all'identificazione sul prodotto.
- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se il cavo di alimentazione è difettoso.
- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza post-ven-dita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essen-ziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto o il cavo USB in acqua o altri liquidi. Tenerli lontani dall'acqua.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inuti-lizzo, pulizia o guasti. Quando non è in carica, scollegare sempre il cavo USB.
- Non toccare mai il cavo USB con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.

- Non estrarre il cavo USB dall'adattatore di alimentazione afferrando il cavo, bensì afferrare sempre il connettore del cavo.
- Non piegare il cavo USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- L'uso del presente prodotto non è consentito alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e competenza a meno che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli connessi all'uso. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- Tenere i bambini lontano dal prodotto e dal cavo USB.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con epilessia, pazienti affetti da tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide, persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.
- Non usare il prodotto per più di 10 minuti a sessione.
- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.

- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- In caso di uso improprio, dalla batteria può fuoriuscire del liquido: evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalle batterie può causare irritazioni o ustioni.
- In caso di contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente le zone interessate con acqua pulita. Consultare eventualmente un medico.
- Non aprire, non gettare nel fuoco e non cortocircuitare le batterie.
- Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa del prodotto.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare

opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

IT

5 Ricarica



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria ricaricabile è scarica.
 - Quando il livello della batteria è basso, la spia luminosa dello stato della batteria lampeggia 3 volte prima che il prodotto si spenga automaticamente. Ricaricare il prodotto.
 - Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.
 - Non utilizzare il prodotto durante il processo di ricarica.
1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB **18** nel connettore di ricarica **16** della centralina di comando **9**.
 2. Inserire l'estremità più grande del cavo USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (ad es. un alimentatore USB).
 3. Per effettuare la ricarica, inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente.
Il processo di ricarica si avvia automaticamente. Le spie luminose dello stato della batteria **10** mostrano lo stato di carica:
 - 1 spia luminosa = prodotto caricato al 25%
 - 2 spie luminose = prodotto caricato al 50%
 - 3 spie luminose = prodotto caricato al 75%
 - 4 spie luminose = prodotto caricato al 100%
 4. Al termine del processo di ricarica scollegare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e disconnettere il cavo USB dall'alimentatore.

6 Montaggio

Assemblare il prodotto nel modo seguente (vedi **Fig. B**):

1. Aprire le chiusure a strappo degli elastici.
2. Far passare le chiusure a strappo attraverso le aperture della maschera per il viso **1** e della maschera per il collo **2**:

Elastici piccoli 5	Piccole aperture superiori della maschera per il viso
Elastici grandi 6	Grandi aperture laterali della maschera per il viso
Elastici medi 7	Aperture laterali della maschera per il collo

3. Chiudere le chiusure a strappo per fissare gli elastici alle maschere.
4. Collegare un'estremità di un cavo di collegamento **8** al collegamento della maschera per il viso **3** e l'altra estremità all'hub **17**.
5. Collegare un'estremità dell'altro cavo di collegamento al collegamento della maschera per il collo **4** e l'altra estremità all'hub.
6. Inserire l'hub nel connettore di ricarica **16** della centralina di comando **9**.

i La maschera per il viso e la maschera per il collo possono essere usate separatamente. In questo caso collegare la maschera direttamente alla centralina di comando mediante un cavo di collegamento.

7 Utilizzo

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Non usare il prodotto per più di 10 minuti a sessione.

i Prima del primo utilizzo pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia".

7.1 Preparazione

1. Caricare completamente il prodotto e fissare correttamente gli elastici (vedi il capitolo "Ricarica" e "Montaggio").
2. Pulire e asciugare accuratamente il viso e il collo. Assicurarsi che siano privi di trucco e di impurità.

3. Sedersi o sdraiarsi e posizionare le maschere rispettivamente sul viso e sul collo.
4. Utilizzare le chiusure a strappo alle estremità degli elastici per assicurarsi che la maschera per il viso **1** e la maschera per il collo **2** si adattino comodamente al viso e al collo. Gli elastici piccoli **5** devono essere fissati sopra alla testa e gli elastici grandi **6** dietro la nuca. Gli elastici medi **7** devono essere fissati alla nuca.

7.2 Esecuzione della sessione

1. Per accendere il prodotto premere il pulsante di comando (ON/OFF MODE) **13**.
Le spie di funzionamento **15** si illuminano quando il prodotto è acceso. Per impostazione predefinita, in modalità "M1" il prodotto passa al livello energetico 1. La rispettiva spia luminosa della modalità **12** si illumina. Il display numerico **11** mostra brevemente il livello di energia attuale e poi passa a visualizzare il tempo di funzionamento rimanente.
2. Se necessario, premere il pulsante di comando (ON/OFF MODE) per selezionare un'altra modalità o il pulsante del livello di energia (LEVEL) **14** per selezionare un altro livello di energia (1-3).

Modalità	LED	Scopo
M1	Rosso + rosso scuro + vicino infrarosso	Riduce le linee sottili e le rughe, ricostruisce le fibre di collagene ed elastina e aiuta a migliorare la microcircolazione
M2	Rosso scuro + vicino infrarosso	Per una pelle più luminosa e levigata
M3	Rosso + rosso scuro	Riequilibra la secrezione di sebo e lenisce la pelle sensibile.
M4	Blu	Accelera la riduzione degli arrossamenti causati dall'acne e garantisce un incarnato più uniforme

3. La seduta dura 10 minuti in modalità M1, M2 e M3 o 3 minuti in modalità M4. Al termine del tempo preimpostato, il prodotto si spegne automaticamente. È inoltre possibile spegnere il prodotto in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante di comando (ON/OFF MODE).

4. Dopo la sessione rimuovere le maschere e applicare un siero e/o una crema giorno/notte sul viso e sul collo.
5. Pulire accuratamente il prodotto dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia").

8 Piano di applicazione

Quando si usa il prodotto per la prima volta, applicarlo 3–5 volte alla settimana per le prime 4 settimane. Dopodiché usarlo 1–2 volte a settimana.

9 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche e utensili per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.
- Non pulire con acqua calda.
- Pulire le maschere   con un panno umido o un panno per la pulizia a base d'acqua, quindi asciugarle con un panno asciutto.

10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella confezione originale.

11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	- Assicurarsi che il prodotto sia stato ricaricato correttamente. - Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.
Il prodotto non si ricarica.	Assicurarsi che il cavo USB 18 sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica 16 e la fonte di alimentazione USB.

12 Dati tecnici

Modello:	FAC04
Potenza nominale in ingresso:	5 V === 1 A
Tensione di esercizio:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	2.000 mAh, 7,4 Wh (litio)
Numero di luci LED:	76 (maschera per il viso) 36 (maschera per il viso) 3 (centralina di comando)
Peso:	206,5 g (maschera per il viso) 76,8 g (maschera per il collo) 98,7 g (centralina di comando)
Dimensioni (L × P × H):	381 × 190,5 × 10 mm (maschera per il viso) 237 × 108 × 7,5 mm (maschera per il collo) 133,5 × 50 × 35 mm (centralina di comando)
Materiale:	silicone (maschera per il viso e per il collo) PS (centralina di comando)
Temperatura operativa:	-10–40 °C

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

IT

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.** In tal modo, si garantisce che gli appa-

recchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo

che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V. nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	89
2	Genel bilgiler	89
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	89
2.2	Sembol açıklamaları	90
3	Güvenlik	90
3.1	Amaca uygun kullanım	90
3.2	Güvenlik uyarıları	90
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	93
5	Şarj etme	93
6	Montaj	94
7	Kullanım	94
7.1	Hazırlık	95
7.2	İşlemi uygulamak	95
8	Uygulama planı	96
9	Temizleme	96
10	Saklama	96
11	Hata arama	97
12	Teknik bilgiler	97
13	İmha	98
13.1	Ambalajın imhası	98
13.2	Ürünün imhası	98
14	Garanti bilgileri	98
15	Müşteri Hizmetleri	99

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

TR

- 1 Yüz maskesi
- 2 Boyun maskesi
- 3 Yüz maskesi bağlantısı
- 4 Boyun maskesi bağlantısı
- 5 Küçük lastik bant, 2×
- 6 Büyük lastik bant, 2×
- 7 Orta büyüklükte lastik bant, 2×
- 8 Bağlantı kablosu, 2x
- 9 Kumanda
- 10 Pil durumu kontrol lambası
- 11 Sayısal gösterge
- 12 Mod kontrol lambası, 4×
- 13 Kumanda tuşu (ON/OFF MODE)
- 14 Enerji kademeleri tuşu (LEVEL)
- 15 Çalışma lambaları
- 16 Şarj bağlantısı
- 17 Strok
- 18 USB kablosu

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu, bu Dual LED Mask (dual LED Maske) (bundan böyle “ürün” olarak adlandırılır) ürününe aittir. Kılavuz, çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

! UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Doğru akım.

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün cildinizin parlaklığını, elastikiyetini ve doğal yapısını geri kazandırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir. Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları

! UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB kablosuyla kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra düşük voltajla çalıştırılmalıdır.

- Ürün hasar almışsa ya da USB kablosu arızalıysa ürünü çalıştırmayın.
- Gövdeyi açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü veya USB kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmediğiniz zaman, USB kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB kablosunu takılıp düşmelere sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- Adaptörden çekerken USB kablosunu kablodan değil, kablonun fişinden tutarak çekin.
- USB kablosunu kıvrımayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü şarj olurken kullanmayın.

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Bu ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat

verilmedikçe ve ilgili tehlikeleri anlamadıkça kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocukları üründen ve USB kablosundan uzak tutun.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsili kişiler, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kişiler, fotoalerjik kişiler veya fotosensitivite tedavisi için ilaç alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Ürünü işlem başına 10 dakikadan uzun süre kullanmayın.
- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısınyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.
- Usulüne uygun kullanılmadığında pildeki sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçının. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve temizleyin. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.
- Bu ürün değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürünün ışık kaynağı bölgesine doğrudan bakmayın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **şek. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servisimize başvurun.

5 Şarj etme



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
- Pil seviyesi düşükken, pil durumu kontrol lambası 3 kez yanıp söner ve ondan sonra ürün otomatik olarak kapanır. Ürünü şarj edin.
- Ürün uzun süre muhafaza edilecekse, batarya seviyesi kontrol edilip ürün düzenli olarak şarj edilmelidir.
- Ürün şarj sırasında kullanılamaz.

1. USB kablosunun **18** küçük ucunu, kumandanın **9** şarj bağlantısına **16** takın.
2. USB kablosunun büyük ucunu, uygun bir USB güç kaynağının (örn. USB adaptörü) USB bağlantısına takın.
3. Şarj için USB adaptörünü bir prize takın.

Şarj otomatik olarak başlayacaktır. Pil durumu kontrol lambaları 10 size şarj durumunu gösterir:

1 kontrol lambası = % 25 şarj oldu

2 kontrol lambası = % 50 şarj oldu

3 kontrol lambası = % 75 şarj oldu

4 kontrol lambası = tamamen şarj oldu

4. Şarj işlemi tamamlandığında, USB güç adaptörünü prizden çıkarın ve USB kablusunu şarj bağlantısından ayırın.

6 Montaj

Ürünü aşağıdaki gibi birleştirin (bkz. **şek. B**):

1. Lastik bantların cırt cırtlarını açın.
2. Cırt cırtları, yüz maskesinin 1 ve boyun maskesinin 2 deliklerinden geçirin:

Küçük lastik bantlar 5	Yüz maskesinin üstteki küçük delikleri
Büyük lastik bantlar 6	Yüz maskesinin yandaki büyük delikleri
Orta büyüklükteki lastik bantlar 7	Boyun maskesinin yandaki delikleri

3. Maskelerdeki lastik bantları sabitlemek için cırt cırtları kapatın.
4. Bağlantı kablusunun 8 bir ucunu yüz maskesinin bağlantısına 3 ve diğer ucunu stroka 17 bağlayın.
5. Diğer bağlantı kablusunun bir ucunu boyun maskesinin bağlantısına 4 ve diğer ucunu stroka bağlayın.
6. Stroku, kumandanın 9 şarj bağlantısına 16 takın.



Yüz maskesi ve boyun maskesi ayrı ayrı kullanılabilir. Bu durumda maskeyi bağlantı kablusuyla doğrudan kumandaya bağlayın.

7 Kullanım



UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürünü işlem başına 10 dakikadan uzun süre kullanmayın.



İlk kez kullanmadan önce, ürünün tüm parçalarını “Temizleme” bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.

7.1 Hazırlık

1. Ürünü tam olarak şarj edin ve lastik bantları usulüne uygun şekilde takın (bkz. bölüm “Şarj etme” ve “Montaj”).
2. Yüzünüzü ve boynunuzu iyice yıkayın ve kurutun. Cildinizin makyaj ve kirlerden arındırıldığından emin olun.
3. Oturun veya uzanın ve maskeleri yüzünüze ve boynunuza yerleştirin.
4. Yüzünüze ve boynunuza yüz maskesinin **1** ve boyun maskesinin **2** rahat bir şekilde oturmasını sağlamak için lastik bantların uçlarındaki cırt cırtlara kullanın. Küçük lastik bantlar **5** kafanızın üst tarafında ve büyük lastik bantlar **6** kafanızın arkasında kapatılmalıdır. Orta büyüklükteki lastik bantlar **7** ensenizde kapatılmalıdır.

7.2 İşlemi uygulamak

1. Ürünü çalıştırmak için kumanda tuşunu (ON/OFF MODE) **13** basılı tutun. Ürün çalıştığında çalışma lambaları **15** yanar. Standart olarak ürün, 1. enerji kademesinde “M1” moduna geçer. İlgili mod kontrol lambası **12** yanar. Sayısal gösterge **11**, kısa süreli olarak güncel enerji kademesini gösterir ve sonra da kalan çalışma süresi göstergesine geçer.
2. Başka bir modu seçmek için gerektiğinde kumanda tuşuna (ON/OFF MODE), başka bir enerji kademesi (1–3) seçmek için de enerji kademeleri tuşuna (LEVEL) **14** basın.

Mod	LED	En uygun olduğu alanlar
M1	Kırmızı + koyu kırmızı + yakın kızılötesi	İnce çizgi ve kırışıklıkları azaltır, kolajen ve elastin liflerini yeniden oluşturur ve mikro sirkülasyonu iyileştirmeye yardımcı olur
M2	Koyu kırmızı + yakın kızılötesi	Daha aydınlık ve daha pürüzsüz bir cilt için
M3	Kırmızı + koyu kırmızı	Sebum salgılamasını dengeler ve hassas cildi rahatlatır
M4	Mavi	Akneye bağlı kızarıklıkların azalmasını hızlandırır ve daha dengeli cilt tonu elde edilmesini sağlar

3. M1, M2 ve M3 modlarında seans 10 dakika veya M4 modunda 3 dakika sürmektedir. Önceden ayarlanmış çalışma

süresi dolduktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.

Ürünü dilediğiniz zaman kapatmak için kumanda tuşunu (ON/OFF MODE) basılı tutabilirsiniz.

4. Seanstan sonra maskeleri çıkarın ve ardından yüzünüze ve boynunuza serum ve/veya gündüz/gece kremi uygulayın.
5. Her kullanımdan sonra ürünü iyice temizleyin ("Temizleme" bölümüne bakın).

8 Uygulama planı

TR

İlk kullanımda ürünü ilk 4 hafta içerisinde haftada 3–5 kez kullanın. Ardından ürünü haftada 1–2 kez kullanın.

9 Temizleme

! UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.
- Temizlik için sıcak su kullanmayın.
- Maskeleri 1/2 nemli bir bezle veya su bazlı temizleme mendiliyle temizleyin. Maskeleri daha sonra kuru bir bezle kurulayın.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için orijinal ambalajında muhafaza edin.

11 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun. • Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.
Ürün şarj olmuyor.	• USB kablosunun 18 şarj bağlantısı 16 ile USB akım kaynağı arasında bağlı olduğundan emin olun.

TR

12 Teknik bilgiler

Model:	FAC04
Nominal güç girişi:	5 V === I A
Çalışma gerilimi:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lityum)
LED lambaların sayısı:	76 (Yüz maskesi) 36 (Boyun maskesi) 3 (Kumanda)
Ağırlık:	206,5 g (Yüz maskesi) 76,8 g (Boyun maskesi) 98,7 g (Kumanda)
Ölçüler (U × G × D):	381 × 190,5 × 10 mm (Yüz maskesi) 237 × 108 × 7,5 mm (Boyun maskesi) 133,5 × 50 × 35 mm (Kumanda)
Malzeme:	Silikon (Yüz ve boyun maskesi) PS (Kumanda)
İşletme sıcaklığı:	-10–40 °C

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların

kurallara uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

*şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

I5 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

TR

Servis numarası: +3 I (0) I 80-330550

E-posta: info@silkn.eu

Copyright 2025 © Silkn Beauty Ltd. Todos os direitos reservados.

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	102
2	Informações gerais	102
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	102
2.2	Explicação dos símbolos	103
3	Segurança	103
3.1	Uso previsto	103
3.2	Indicações de segurança	103
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	106
5	Carregar	107
6	Montagem	108
7	Operação	108
7.1	Preparação	108
7.2	Realizar uma sessão	109
8	Regime de aplicação	110
9	Limpeza	110
10	Armazenamento	110
11	Resolução de problemas	111
12	Dados técnicos	111
13	Eliminação	112
13.1	Eliminação da embalagem	112
13.2	Descarte do produto	112
14	Informações sobre a garantia	113
15	Serviço de assistência ao cliente	113

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- 1 Máscara facial
- 2 Máscara de pescoço
- 3 Ligação da máscara facial
- 4 Ligação da máscara de pescoço
- 5 Fita elástica pequena, 2×
- 6 Fita elástica grande, 2×
- 7 Fita elástica média, 2×
- 8 Cabo de ligação, 2×
- 9 Comando
- 10 Luz de controlo do nível da bateria
- 11 Visor numérico
- 12 Luz indicadora do modo, 4×
- 13 Tecla de ligar/desligar (ON/OFF MODE)
- 14 Tecla do nível de energia (LEVEL)
- 15 Luzes de funcionamento
- 16 Tomada de carregamento
- 17 Hub
- 18 Cabo USB

2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções pertence a esta Dual LED Mask (máscara LED Dupla) (doravante designada por “produto”). Ele contém informações importantes para a colocação em

funcionamento e a utilização.

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia e no Reino Unido. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no exterior. Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

ATENÇÃO!

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO!

PT

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.



Este símbolo de sinalização fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e o uso.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em espaços interiores secos).



Corrente contínua.

3 Segurança

3.1 Uso previsto

O produto foi concebido exclusivamente para restaurar o brilho, a elasticidade e a estrutura da pele. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial. O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

3.2 Indicações de segurança

ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em conjunto com o cabo USB fornecido.

- O produto só pode ser operado com uma tensão extra-baixa de segurança, de acordo com a rotulagem no produto.
- Se forem detetados danos no produto ou o cabo USB estiver danificado, não coloque o produto em funcionamento.
- Não abra a caixa, mas solicite a reparação a especialista. Para tal, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente. Reparos realizados por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Não mergulhe o produto em água nem noutros líquidos. Mantenha-o afastado da água.
- Desligue o produto sempre que não estiver a ser utilizado, ao limpar e em caso de erro de funcionamento. Retire o cabo USB sempre que o produto não estiver a carregar.
- Nunca toque no cabo USB com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não insira objetos na carcaça.
- Mantenha todas as partes do produto longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Ao instalar o cabo USB, certifique-se de que este não se encontra numa posição/num local em que se possa tropeçar nele.
- Nunca puxe o cabo USB pelo cabo para o retirar da tomada da alimentação elétrica. Deve, em vez disso, puxar sempre pela ficha do cabo.

- Não dobre o cabo USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Utilize o produto apenas em espaços interiores.
- Não utilize o produto durante o carregamento.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

PT

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e do cabo USB.
- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas de tiroide, pessoas que tomam medicamentos para a tiroide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas que tomam medicamentos para tratar uma fotoalergia.
- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, supuração, feridas acidentais e pós-operatórias.
- Não utilize o produto durante mais de 10 minutos por sessão.
- Consulte o seu médico se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desconfortável) ou se a sua pele

ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.

- Em caso de utilização incorreta, o líquido pode escapar das pilhas – evite o contacto com o mesmo. O líquido vazado da bateria pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, curto-circuitar ou incinerar as pilhas.
- Este produto contém baterias que não são substituíveis.
- Não olhar diretamente para a zona da fonte de luz do produto.

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Mantenha o produto afastado de chamas abertas, superfícies quentes, temperaturas altas e protegido dos efeitos dos agentes atmosféricos (por ex., da chuva).
- Deixe de utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Só substitua as peças danificadas por peças de substituição originais apropriadas.

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (ver **fig. A**).
3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregar

PT



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo.
- Quando o nível da bateria está baixo, a luz de controlo do nível da bateria pisca 3 vezes antes de o produto se desligar automaticamente. Carregue o produto.
- Se armazenar o produto durante um período longo, é necessário verificar o nível da bateria e carregar regularmente o produto.
- O produto não pode ser utilizado enquanto a bateria estiver a carregar.

1. Insira a extremidade mais pequena do cabo USB **18** na tomada de carregamento **16** do comando **9**.
2. Insira a extremidade maior do cabo USB na entrada USB de uma fonte de alimentação USB adequada (por ex., unidade de alimentação USB).
3. Para carregar o produto, ligue a unidade de alimentação a uma tomada.

O processo de carregamento inicia-se automaticamente. As luzes de controlo do nível da bateria **10** indicam-lhe o estado de carga:

1 luz de controlo = carga a 25%

2 luzes de controlo = carga a 50%

3 luzes de controlo = carga a 75%

4 luzes de controlo = carga completa

4. Quando o processo de carregamento tiver terminado, desligue a unidade de alimentação USB da tomada e retire o cabo USB da tomada de carregamento.

6 Montagem

Monte o produto da seguinte forma (ver **Fig. B**).

1. Abra os fechos aderentes das fitas elásticas.
2. Passe os fechos aderentes pelas aberturas da máscara facial **1** e da máscara de pescoço **2**:

Fitas elásticas pequenas 5	Aberturas superiores pequenas da máscara facial
Fitas elásticas grandes 6	Aberturas laterais grandes da máscara facial
Fitas elásticas médias 7	Aberturas laterais da máscara de pescoço

3. Feche os fechos aderentes para fixar as fitas elásticas na máscara.
4. Ligue uma extremidade de um cabo de ligação **8** à ligação da máscara facial **3** e a outra extremidade ao hub **17**.
5. Ligue uma extremidade do outro cabo de ligação à ligação da máscara de pescoço **4** e a outra extremidade ao hub.
6. Insira o hub na tomada de carregamento **16** do comando **9**.

i A máscara facial e a máscara de pescoço podem ser utilizadas separadamente. Neste caso, ligue a máscara diretamente ao comando através de um cabo de ligação.

7 Operação

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não utilize o produto durante mais de 10 minutos por sessão.

i Antes de usar pela primeira vez, deve limpar todos os componentes do produto conforme descrito no capítulo “Limpeza”.

7.1 Preparação

1. Carregue totalmente o produto e prenda corretamente as fitas elásticas (ver capítulo “Carregar” e “Montagem”).
2. Limpe e seque bem o rosto e o pescoço. Certifique-se de que não têm maquilhagem ou sujidade.
3. Sente-se ou deite-se e coloque as máscaras no rosto e no pescoço.

4. Utilize os fechos aderentes nas extremidades das fitas elásticas para garantir um ajuste confortável da máscara facial **1** e da máscara de pescoço **2** no seu rosto e pescoço.

As fitas elásticas pequenas **5** devem ser apertadas no topo da sua cabeça e as fitas elásticas grandes **6** na parte de trás da sua cabeça. As fitas elásticas médias **7** devem ser fechadas na parte de trás do seu pescoço.

7.2 Realizar uma sessão

1. Mantenha a tecla de ligar/desligar (ON/OFF MODE) **13** premida para ligar o produto.

As luzes de funcionamento **15** acendem-se quando o produto é ligado. Por predefinição, o produto assume o modo "M1" no nível de energia I.

A luz indicadora do modo **12** correspondente acende-se.

O visor numérico **11** mostra brevemente o nível de energia atual e, depois, muda para mostrar o tempo de funcionamento restante.

2. Se necessário, prima a tecla de ligar/desligar (ON/OFF MODE) para selecionar um modo diferente, ou a tecla do nível de energia (LEVEL) **14** para selecionar um nível de energia diferente (1–3).

Modo	LED	Ideal para
M1	Vermelho + vermelho escuro + infravermelho próximo	Reduzir as rímulas e as rugas, reconstituir as fibras de colagénio e de elastina e ajudar a melhorar a microcirculação
M2	Vermelho escuro + infravermelho próximo	Para uma pele mais luminosa e suave
M3	Vermelho + vermelho escuro	Regular a secreção sebácea e acalmar as peles sensíveis
M4	Azul	Acelerar o desaparecimento da vermelhidão causada pela acne e garantir um tom de pele mais uniforme

3. A sessão tem uma duração de 10 minutos nos modos M1, M2 e M3, ou de 3 minutos no modo M4. Quando o tempo predefinido chegar ao fim, o produto desliga-se automaticamente.

Também pode manter premida a tecla de ligar/desligar (ON/OFF MODE) para desligar o produto em qualquer altura.

4. Após a sessão, retire as máscaras e aplique um sérum e/ou um creme de dia/noite no seu rosto e pescoço.
5. Limpe o produto em profundidade após a utilização (ver capítulo “Limpeza”).

8 Regime de aplicação

Quando utilizar o produto pela primeira vez, utilize-o 3–5 vezes por semana durante as primeiras 4 semanas. Depois disso, utilize o produto 1–2 vezes por semana.

9 Limpeza

⚠ ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes de limpar, desligue sempre o produto da alimentação elétrica.

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.
- Não use água quente para limpar.
- Limpe as máscaras 1/2 com um pano húmido ou um pano de limpeza à base de água. Depois, seque-as completamente com um pano seco.

10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.

- Armazene o produto na embalagem original para garantir a melhor proteção possível.

II Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

PT

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	• Certifique-se de que o produto está corretamente carregado. • Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.
Não é possível carregar o produto.	• Certifique-se de que o cabo USB 18 está corretamente ligado entre a tomada de carregamento 16 e a fonte de alimentação USB.

12 Dados técnicos

Modelo:	FAC04
Potência nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensão operacional:	3,7 V
Capacidade da bateria:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lítio)
Número de luzes LED:	76 (máscara facial) 36 (máscara de pescoço) 3 (comando)
Peso:	206,5 g (Máscara facial) 76,8 g (máscara de pescoço) 98,7 g (comando)
Dimensões (C × L × P):	381 × 190,5 × 10 mm (máscara facial) 237 × 108 × 7,5 mm (máscara de pescoço) 133,5 × 50 × 35 mm (comando)

Material:	Silicone (máscara facial e de pescoço) PS (comando)
Temperatura de funcionamento:	-10–40 °C

13 Eliminação

13.1 Eliminação da embalagem



Elimine, separadamente, os componentes da embalagem. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

PT

13.2 Descarte do produto

(Aplicável na União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos**

vigentes em seu estado ou país. Isso garante

que os aparelhos velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrónicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e pilhas recarregáveis – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha local/municipal ou junto de um representante

comercial/revendedor, para assegurar que estas são eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

*marcado com: Cd = Cádmiu, Hg = Mercúriu, Pb = Chumbo

14 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

PT

15 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

I	Leveringsomfang/apparatdele	116
2	Generelt	116
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	116
2.2	Symbolforklaring	117
3	Sikkerhed	117
3.1	Forskriftsmæssig brug	117
3.2	Sikkerhedsoplysninger	117
4	Kontroller produkt og indhold	120
5	Opladning	121
6	Samling	121
7	Betjening	122
7.1	Forberedelse	122
7.2	Gennemførelse af programmet	122
8	Anvendelsesplan	123
9	Rengøring	123
10	Opbevaring	124
11	Fejlfinding	124
12	Tekniske data	124
13	Bortskaffelse	125
13.1	Bortskaf emballage	125
13.2	Bortskaf produkt	125
14	Garantiinformationer	126
15	Kundeservice	126

DA

I Leveringsomfang/ apparatdele

- 1 Ansigtsmaske
- 2 Halsmaske
- 3 Tilslutning ansigtsmaske
- 4 Tilslutning halsmaske
- 5 Små elastikbånd, 2×
- 6 Stort elastikbånd, 2×
- 7 Mellemstort elastikbånd, 2×
- 8 Tilslutningskabel, 2×
- 9 Betjeningsdel
- 10 Batteri-indikatorlys
- 11 Numerisk visning
- 12 Tilstandsindikatorlampe, 4×
- 13 Betjeningstast (ON/OFF
MODE)
- 14 Energitrinstast (LEVEL)
- 15 Driftsindikatorlys
- 16 Opladningsport
- 17 Hub
- 18 USB-kabel

DA

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning hører til denne Dual LED Mask (dobbelt LED-maske) (i det følgende kaldt »produkt«). Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagningen og om brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU og Storbritannien. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Jævnstrøm.

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udelukkende fremstillet til at genoprette din huds glans, elasticitet og tekstur. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervmæssig anvendelse. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.

- Produktet må kun bruges med en sikkerhedsmæssig lavspænding jævnfør mærkningerne på produktet.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metaliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet og USB-kablet må ikke dykkes ned i vand eller andre væsker. Hold dem væk fra vand.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Udlæg USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af strømadapteren ved at trække i kablet, tag derimod altid fat om kablets stik.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen og placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.
- Anvend ikke produktet under opladning.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i den sikre brug af produktet, og hvis de har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøringen og brugerens vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Hold børn væk fra produktet og USB-kablet.
- Produktet må ikke bruges af gravide kvinder, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.
- Produktet må ikke anvendes ved hudsygdomme, sårsuppuration, sår opstået grundet ulykker, samt postoperative sår.
- Brug ikke produktet i mere end 10 minutter pr. anvendelse.
- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
- Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
- Ved utilsigtet brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.
- Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, så vask og skyl

straks de berørte steder med rent vand.
Kontakt eventuelt en læge.

- Batterier må ikke ødelægges, kortsluttes eller smides ind i åben ild.
- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Kik ikke direkte ind i produktets lyskildeområde.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, knækket eller deformet. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

DA

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag produktet ud af emballagen.
 2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
 3. Kontroller, om produktet eller enkeltdelene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Opladning



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri.
- Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, blinker batteri-indikatorlyset 3 gange, før produktet automatisk slukker. Oplad produktet.
- Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet oplades regelmæssigt.
- Produktet kan ikke bruges under opladningen.

DA

1. Stik den mindre ende af USB-kablet **18** ind i opladningsporten **16** på betjeningsdelen **9**.
2. Stik USB-kablets større ende ind i en egnet strømkildes USB-stik (f.eks. USB-strømadapter).
3. Stik USB-strømadapteren ind i en stikkontakt til opladning. Opladningen starter automatisk. Batteri-indikatorlysene **10** viser dig opladningsniveauet:
 - 1 indikatorlys = 25 % opladet
 - 2 indikatorlys = 50 % opladet
 - 3 indikatorlys = 75 % opladet
 - 4 indikatorlys = fuldt opladet
4. Når opladningen er færdig, skal du tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten og tage USB-kablet ud af opladningsporten.

6 Samling

Saml produktet på følgende måde (se **ill. B**).

1. Åbn velcrolukningerne ved elastikbåndene.
2. Før velcrolukningerne igennem åbningerne på ansigtsmasken **1** og halsmasken **2**:

Små elastikbånd 5	Gennem de mindre åbninger øverst i ansigtsmasken
Store elastikbånd 6	Gennem de større åbninger på siderne af ansigtsmasken
Mellemstore elastikbånd 7	Gennem åbninger på siderne af halsmasken

3. Luk velcrolukningerne for at fastgøre elastikbåndene på halsmasken.
4. Forbind en af tilslutningskablets **8** ender med ansigtsmaskens tilslutning **3** og den anden ende med hubben **17**.
5. Forbind den ene ende af det andet tilslutningskabel med halsmaskens tilslutning **4** og den anden ende med hubben.
6. Stik hubben ind i opladningsporten **16** på betjeningsdelen **9**.



Ansigtsmasken og halsmasken kan hver især anvendes separat. Forbind i så fald masken direkte med betjeningsdelen ved hjælp af et tilslutningskabel.

7 Betjening

DA



ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke produktet i mere end 10 minutter pr. anvendelse.



Rengør alle dele af produktet inden den første brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring".

7.1 Forberedelse

1. Oplad produktet helt, og fastgør elastikbåndene korrekt (se kapitlerne „Opladning“ og „Samling“).
2. Rens og tør dit ansigt og din hals grundigt. Sørg for, at der ikke er noget makeup eller snavs.
3. Sid eller læg dig ned og placer maskerne på dit ansigt og din hals.
4. Brug velcrolukningerne ved elastikbåndenes ender til at sikre, at ansigtsmasken **1** og halsmasken **2** er fastgjort behageligt på dit ansigt og på din hals.
De små elastikbånd **5** skal være fastgjort øverst på dit hoved, og de store elastikbånd **6** på dit baghoved. De mellemstore elastikbånd **7** skal være fastgjort i nakken.

7.2 Gennemførelse af programmet

1. Tryk på og hold betjeningstasten (ON/OFF MODE) **13** nede for at tænde for produktet.
Driftsindikatorlysene **15** lyser, når produktet er tændt. Som standard kører produktet på energitrin 1 i tilstanden „M1“.
Den tilhørende tilstandsindikatorlampe **12** tænder.
Den numeriske visning **11** viser kortvarigt det aktuelle energitrin og skifter derefter til visning af den resterende driftstid.

2. Du kan ved behov betjene betjeningsknap (ON/OFF MODE) for at vælge en anden tilstand, eller energitrykknappen (LEVEL) 14 for at vælge et andet energitryk (1–3).

Tilstand	LED	Bedst egnet til
M1	Rød + Mørkerød + Nærinfrarød	Minder fine linjer og rynker, genopbygger kollagen- og elastinfibre og hjælper med at forbedre mikrocirkulationen
M2	Mørkerød + Nærinfrarød	For en mere strålende og glattere hud
M3	Rød + Mørkerød	Bringer talgudskillelsen i balance og beroliger følsom hud
M4	Blå	Accellererer reduktionen af aknerelateret rødme og sørger for en mere ensartet hudtone

3. Programmet varer 10 minutter i tilstandene M1, M2 og M3, og 3 minutter i tilstand M4. Når den forindstillede driftstid er gået, slukker produktet automatisk.

Du kan også trykke på og holde betjeningsknap (ON/OFF MODE) nede, og slukke for produktet når som helst.

4. Efter anvendelse skal du fjerne maskerne og påføre en serum og/eller dag-/natcreme på dit ansigt og din hals.
5. Rengør produktet grundigt efter brug (se kapitel „Rengøring“).

8 Anvendelsesplan

Begynd med at bruge produktet 3–5 gange om ugen de første 4 uger ved førstegangsbrug. Brug derefter produktet 1–2 gange om ugen.

9 Rengøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, børster med metalbørster samt skarpe eller

metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spartler eller lignende.

- Brug ikke varmt vand til rengøringen.
- Tør maskerne **11/2** af med en fugtig klud eller en vandbaseret renseserviet. Tør dem derefter af med en tør klud.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i den originale emballage for den bedst mulige beskyttelse.

DA

11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	• Kontroller, om produktet er opladet korrekt. • Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.
Produktet kan ikke oplades.	• Sørg for at sikre, at USB-kablet 18 er tilsluttet sikkert mellem opladningsporten 16 og USB-strømkilden.

12 Tekniske data

Model:	FAC04
Nominel indgangseffekt:	5 V === 1 A
Driftsspænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	2.000 mAh, 7,4 Wh (litium)
Antal LED-lamper:	76 (ansigtsmaske) 36 (halsmaske) 3 (betjeningsdel)

Vægt:	206,5 g (ansigtsmaske) 76,8 g (halsmaske) 98,7 g (betjeningsdel)
Mål (L × B × D):	381 × 190,5 × 10 mm (ansigtsmaske) 237 × 108 × 7,5 mm (halsmaske) 133,5 × 50 × 35 mm (betjeningsdel)
Materiale:	Silikone (ansigts- og halsmaske) PS (betjeningsdel)
Driftstemperatur:	-10–40 °C

DA

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land**. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler, således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

*kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

DA

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Servicenummer: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V. patentrettigheter.

NO Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	129
2	Generelt	129
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	129
2.2	Symbolforklaring	130
3	Sikkerhet	130
3.1	Riktig bruk	130
3.2	Sikkerhetsanvisninger	130
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	133
5	Lading	134
6	Montering	134
7	Betjening	135
7.1	Forberedelser	135
7.2	Utføre en økt	135
8	Bruksplan	136
9	Rengjøring	136
10	Oppbevaring	137
11	Feilsøking	137
12	Tekniske data	137
13	Kassering	138
13.1	Kaste emballasjen	138
13.2	Kaste produktet	138
14	Garantiinformasjon	139
15	Kundeservice	139

NO

I Leveringsomfang/apparatets deler

- 1 Ansiktsmaske
- 2 Halsmaske
- 3 Tilkobling ansiktsmaske
- 4 Tilkobling halsmaske
- 5 Små gummibånd, 2×
- 6 Stort gummibånd, 2×
- 7 Middels gummibånd, 2×
- 8 Tilkoblingskabel, 2×
- 9 Styring
- 10 Kontrollampe for batterinivå
- 11 Numerisk display
- 12 Kontrollampe for modus, 4×
- 13 Betjeningsknapp (ON/OFF MODE)
- 14 Energitrinn-knapp (LEVEL)
- 15 Driftslamper
- 16 Ladekontakt
- 17 Hub
- 18 USB-kabel

NO

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen gjelder for Dual LED Mask (dobbel LED-maske) (nedenfor kalt «produkt»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU og Storbritannia. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Apparater som er merket med dette symbolet, er bare egnet til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Likestrøm.

NO

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet er utelukkende utviklet for å gjenopprette hudens glans, elastisitet og struktur. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål. Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-kabel.

- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspenning i henhold til merkingen på produktet.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-kabelen er defekt.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Ikke dypp produktet eller USB-kabelen i vann eller annen væske. Hold produktet unna vann!
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må trekke ut USB-kabelen når produktet ikke er på lading.
- Du må aldri ta i USB-kabelen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander innunder dekselet.
- Hold alle produktets deler unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-kabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker USB-kabelen ut av stikkontakten, ikke dra i ledningen.
- Ikke knekk USB-kabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet skal ikke brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet, og har forstått hvilke farer som kan oppstå i forbindelse med bruk. Barn skal ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Produktet og USB-kabelen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldkirtelpasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldkirtelen, personer med fotoallergiske reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller post-operative sår.
- Ikke bruk produktet i mer enn 10 minutter per økt.
- Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.
- Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt med det. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller etseskader.
- Kommer batterivæsken i kontakt med hud,

NO

øyne eller slimhinner; må du skylle dette stedet omgående med rent vann. Ta kontakt med en lege om nødvendig.

- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild.
- Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.
- Ikke se direkte inn i lyskildeområdet til produktet.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

NO

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta produktet ut av emballasjen.
 2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
 3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

5 Lading



- Før første gangs bruk eller ved svakt batteri, skal du lade det opp fullstendig.
 - Når batterinivået er lavt, blinker kontrollampen for batterinivået 3 ganger før produktet slår seg av automatisk. Lad produktet.
 - Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må batteristanden kontrolleres og produktet regelmessig lades opp.
 - Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.
1. Sett den lille enden av USB-kabelen **18** i ladekontakten **16** til styringen **9**.
 2. For å lade kobler du den store enden av USB-kabelen til USB-porten til en passende USB-strømkilde (f.eks. USB-adapter).
 3. Sett USB-strømadapteren i en stikkontakt for lading. Ladingen starter automatisk. Kontrollampene for batterinivået **10** viser batterinivået:
 - 1 kontrollampe = opptil 25 % ladet
 - 2 kontrollamper = opptil 50 % ladet
 - 3 kontrollamper = opptil 75 % ladet
 - 4 kontrollamper = fullstendig ladet
 4. Trekk USB-strømadapteren ut av stikkontakten, og trekk USB-kabelen ut av ladekontakten når ladingen er fullført.

NO

6 Montering

Sett sammen produktet som følger (se **fig. B**):

1. Åpne borrelåsene på gummibåndene.
2. Før borrelåsene gjennom åpningene på ansiktsmasken **1** og halsmasken **2**:

Små gummibånd 5	Små åpninger på ansiktsmasken
Store gummibånd 6	Store åpninger på siden av ansiktsmasken
Middels gummibånd 7	Åpninger på siden av halsmasken

3. Lukk borrelåsene for å feste gummibåndene i maskene.
4. Koble den ene enden til en tilkoblingskabel **8** til tilkoblingen på ansiktsmasken **3** og den andre enden til huben **17**.

5. Koble en av den andre tilkoblingskabelens ender til tilkoblingen på halsmasken **4** og den andre enden til huben.
6. Sett huben i styringens **9** ladekontakt **16**.

i Ansiktsmasken og halsmasken kan brukes adskilt fra hverandre. I dette tilfellet må du koble masken direkte til styringen via en tilkoblingskabel.

7 Betjening

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke bruk produktet i mer enn 10 minutter per økt.

NO

i Før du bruker produktet for første gang, må du rengjøre alle delene som beskrevet i kapittelet «Rengjøring».

7.1 Forberedelser

1. Lad opp produktet helt, og fest gummibåndene på riktig måte (se kapittel «Lading» og «Montering»).
2. Rens og tørk ansiktet og halsen grundig. Forsikre deg om at huden er fri for sminke og smuss.
3. Sett eller legg deg ned, og sett masken på ansiktet og halsen.
4. Bruk borrelåsene på endene av gummibåndene for å kontrollere at ansiktsmasken **1** og halsmasken **2** sitter behagelig på ansiktet og halsen.
De små gummibåndene **5** skal lukkes på hodet, og de store gummibåndene **6** skal lukkes bak hodet. De middels gummibåndene **7** skal lukkes i nakken.

7.2 Utføre en økt

1. Du slår på produktet ved å holde inne betjeningsknappen **(ON/OFF MODE) 13**.
Driftslampene **15** lyser når produktet er slått på. Produktet går i modus «M1» og energitrinn 1 som standard.
Den tilsvarende kontrollampen for modus **12** lyser.
Det numeriske displayet **11** viser kort det aktuelle energitrinnet og bytter så til visning av den gjenstående driftstiden.
2. Trykk på betjeningsknappen **(ON/OFF MODE)** ved behov for å velge en annen modus, eller energitrinnknappen **(LEVEL) 14** for å velge et annet energitrinn (1–3).

Modus	LED	Best egnet til
M1	Rød + mørkerød + infrarød	Reduserer fine linjer og rynker, gjenoppretter kollagen- og elastinfibre og forbedrer mikrosirkulasjonen
M2	Mørkerød + infrarød	For en strålende og glattere hud
M3	Rød + mørkerød	Balanserer talgproduksjonen og beroliger sensitiv hud
M4	Blå	Sørger for raskere lindring av aknerelatert rødhet og skaper en jevnere hudfarge

3. Økten varer i 10 minutter i modus M1, M2 og M3 eller 3 minutter i modus M4. Produktet slås av automatisk når den forhåndsinnstilte driftstiden utløper.
Du kan også holde inne betjeningsknappen (ON/OFF MODE) for å slå av produktet til enhver tid.
4. Fjern maskene etter økten, og påfør et serum og/eller en dag-/nattkrem på ansiktet og halsen.
5. Rengjør produktet grundig etter bruk (se kapittel «Rengjøring»).

8 Bruksplan

Bruk produktet 3–5 ganger per uke de første 4 ukene etter oppstart. Produktet kan deretter brukes 1–2 ganger per uke.

9 Rengjøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.
- Ikke rengjør produktet med svært varmt vann.

- Vask maskene **1**/**2** med en fuktig klut eller en vannbasert renseserviett. Tørk deretter av produktet med en tørr klut.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i originalemballasjen for å beskytte det så godt som mulig.

NO

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	• Kontroller at produktet er ordentlig ladet. • Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.
Det er ikke mulig å lade produktet.	• Forsikre deg om at USB-kabelen 18 er koblet riktig til ladekontakten 16 og til en USB-strømkilde.

12 Tekniske data

Modell:	FAC04
Nominell inngangseffekt:	5 V === 1 A
Driftsspenning:	3,7 V
Batterikapasitet:	2000 mAh, 7,4 Wh (litium)
Antall LED-lamper:	76 (ansiktsmaske) 36 (halsmaske) 3 (styring)
Vekt:	206,5 g (ansiktsmaske) 76,8 g (halsmaske) 98,7 g (styring)

Mål (L × B × D):	381 × 190,5 × 10 mm (ansiktsmaske) 237 × 108 × 7,5 mm (halsmaske) 133,5 × 50 × 35 mm (styring)
Materiale:	Silikon (ansikts- og halsmaske) PS-plast (styring)
Driftstemperatur:	-10–40 °C

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapi, plastfolier til plastgjenvinning.

NO

13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den

måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås. Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

*merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessen. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

15 Kundeservice

NO

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

SV

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentansökningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

I	Leveransomfång/apparatens delar	142
2	Allmänt	142
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	142
2.2	Symbolförklaring	143
3	Säkerhet	143
3.1	Avsedd användning	143
3.2	Säkerhetsanvisningar	143
4	Kontrollera produkt och leveransomfattning	146
5	Ladda	147
6	Montering	147
7	Användning	148
7.1	Förberedelse	148
7.2	Genomföra sessionen	148
8	Användningsschema	149
9	Rengöring	149
10	Förvaring	150
11	Felsökning	150
12	Tekniska data	150
13	Avfallshantering	151
13.1	Kassera förpackningen	151
13.2	Kassera produkten	151
14	Garantiinformation	152
15	Kundtjänst	152

I Leveransomfång/apparatens delar

- 1 Ansiktsmask
- 2 Halsmask
- 3 Anslutning ansiktsmask
- 4 Anslutning halsmask
- 5 Små gummiband, 2×
- 6 Stort gummiband, 2×
- 7 Mellanstort gummiband, 2×
- 8 Anslutningskabel, 2×
- 9 Styrning
- 10 Indikeringslampa för batterinivå
- 11 Numerisk display
- 12 Lägesindikeringslampa, 4×
- 13 Funktionsknapp (ON/OFF MODE)
- 14 Energinivåknapp (LEVEL)
- 15 Driftslampor
- 16 Laddningsanslutning
- 17 Hubb
- 18 Usb-kabel

SV

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Denna bruksanvisning är en del av denna Dual Led Mask (dubbel LED-mask) (hädanefter "produkten"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning.

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen och Förenade kungariket. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

WARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga sakskador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



SV

Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Enheter märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Likström.

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten är endast framtagen för återställning av din hudsglans, elasticitet och struktur. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften. Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till sakskador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar

WARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd endast produkten med den medföljande USB-kabeln.

- Produkten får drivas endast med säkerhetsklenspänning i enlighet med märkningen på produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-kabeln är defekt.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Doppa inte produkten eller USB-kabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-kabeln ur eluttaget när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-kabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar borta från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-kabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ur USB-kabeln ur nätadaptern genom att dra i kabeln, utan håll alltid i kontakten som sitter på kabeln.
- Vik inte USB-kabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.
- Använd inte produkten vid laddning.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Den här produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Håll barn borta från produkten och USB-kabeln.
- Produkten får inte användas av gravida, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar läkemedel för sköldkörteln, personer med fotoallergi eller av personer som tar läkemedel för att behandla en ljusalergi.
- Produkten får inte användas vid hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.
- Använd inte produkten längre än 10 minuter per session.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du får använda produkten.
- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Om produkten används felaktigt kan vätska läcka ut ur batteriet – undvik att komma i kontakt med vätskan. Vätskor som läcker ut ur batterier kan orsaka hudirritationer eller frätskador.

- Om batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna ska det påverkade stället omedelbart tvättas och sköljas med rent vatten. Uppsök läkarvård om så behövs.
- Batterier får inte öppnas, kortslutas eller kastas i elden.
- Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på produkten.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Sluta använda produkten om några plastdelar är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

SV

4 Kontrollera produkt och leveransomfattning

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Ladda



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt.
- Vid låg batterinivå blinkar indikeringslampan för batterinivå 3 gånger innan produkten stängs av automatiskt. Ladda produkten.
- Om produkten lagras under en längre tid ska batterinivån kontrolleras och produkten laddas regelbundet.
- Produkten kan inte användas medan laddningen pågår.

1. Stick in usb-kabelns **18** mindre ände i styrningens **9** laddningsanslutning **16**.
2. Stick in usb-kabelns större ände i usb-anslutningen för en lämplig usb-strömkälla (t.ex. usb-nätadapter).
3. Sätt USB-nätadaptern i ett eluttag för laddning.
Laddningen startas automatiskt. Indikeringslamporna för batterinivå **10** visar dig laddningsstatusen:
1 indikeringslampa = laddad upp till 25 %
2 indikeringslampor = laddad upp till 50 %
3 indikeringslampor = laddad upp till 75 %
4 indikeringslampor = fulladdad
4. När laddningsprocessen har avslutats, ska du dra ut usb-nätadaptern ur eluttaget och usb-kabeln ur laddningsanslutningen.

6 Montering

Sätt ihop produkten enligt följande (se **bild B**):

1. Öppna kardborrfästena på gummibanden.
2. För kardborrfästena genom öppningarna på ansiktsmasken **1** och halsmasken **2**:

Små gummiband 5	Små övre öppningar på ansiktsmasken
Stora gummiband 6	Stora sidoöppningar på ansiktsmasken
Mellanstora gummiband 7	Sidoöppningar på halsmasken

3. Stäng kardborrfästena för att fästa gummibanden på maskerna.

4. Sätt ihop en ände på en anslutningskabel **8** med anslutningen på ansiktsmasken **3** och den andra änden med hubben **17**.
5. Sätt ihop en ände på den andra anslutningskabeln med anslutningen på halsmasken **4** och den andra änden med hubben.
6. Stick in hubben i styrningens **9** laddningsanslutning **16**.



Ansiktsmask och halsmask kan användas separat. Sätt då ihop masken direkt med styrningen med hjälp av en anslutningskabel.

7 Användning



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

SV

- Använd inte produkten längre än 10 minuter per session.



Rengör alla delar av produkten före första användningen enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring".

7.1 Förberedelse

1. Ladda produkten helt och hållet sätt på gummibanden korrekt (se kapitlen "Ladda" och "Montering").
2. Rengör och torka ansiktet och halsen noga. Se till att det inte finns några spår av smink eller smuts.
3. Sätt eller lägg dig ner och placera maskerna på ansiktet och halsen.
4. Använd kardborrfästena i ändarna på gummibanden för att ansiktsmasken **1** och halsmasken **2** ska sitta bekvämt på ansiktet och halsen.
De små gummibanden **5** bör stängas uppe på huvudet och de stora gummibanden **6** bör stängas på bakhuvudet. De mellanstora gummibanden **7** bör stängas i nacken.

7.2 Genomföra sessionen

1. Håll funktionsknappen (ON/OFF
MODE) **13** nedtryckt för att sätta på produkten.
Driftslamporna **15** lyser när produkten är påslagen. Produkten körs i läget "M1" på energinivå 1 som standard. Den motsvarande lägesindikeringslampan **12** lyser upp. Den numeriska displayen **11** visar kort aktuell energinivå och växlar sedan till återstående drifttid.

2. Använd funktionsknappen (ON/OFF MODE) vid behov för att välja ett annat läge eller använd energinivåknappen (LEVEL) **I4** för att välja en annan energinivå (1–3).

Läge	Lysdiod	Lämpar sig bäst för
M1	Röd + mörkröd + nära infrarött	Reducerar fina linjer och rynkor, återuppbygger upp kollagen- och elastinfibrer och hjälper till att förbättra mikrocirkulationen
M2	Mörkröd + nära infrarött	För en strålande och slätare hud
M3	Röd + mörkröd	Balanserar talgsekretionen och lugnar känslig hud
M4	Blå	Påskyndar reducering av akne-relaterad rodnad och ger en jämnare hudton

3. Sessionen tar 10 minuter i lägena M1, M2 och M3 och 3 minuter i läge M4. När den förinställda driftstiden har gått ut stängs produkten av automatiskt.

Du kan också hålla funktionsknappen (ON/OFF MODE) intryckt för att stänga av produkten när som helst.

4. Ta av maskerna efter sessionen och stryk på ett serum och/eller en dag- eller nattkräm i ansiktet och på halsen.
5. Rengör produkten noga efter användningen (se kapitlet "Rengöring").

8 Användningsschema

Använd produkten 3–5 gånger per vecka de första 4 veckorna vid första användningen. Använd sedan produkten 1–2 gånger per vecka.

9 Rengöring

⚠ VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel,

borstar med metallborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

- Använd inte hett vatten för rengöringen.
- Torka av maskerna **1**/**2** med en fuktig duk eller en vattenbaserad rengöringsduk. Torka sedan torrt med en torr trasa.

10 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda den på bästa möjliga sätt.

SV

11 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt. • Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.
Det går inte att ladda produkten.	• Kontrollera att USB-kabeln 18 är ansluten mellan laddningsanslutningen 16 och USB-strömkällan på ett säkert sätt.

12 Tekniska data

Modell:	FAC04
Nominell förbrukning:	5 V === 1 A
Driftsspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	2 000 mAh, 7,4 Wh (litium)

Antal lysdioder:	76 (ansiktsmask)
	36 (halsmask)
	3 (styrning)
Vikt:	206,5 g (ansiktsmask)
	76,8 g (halsmask)
	98,7 g (styrning)
Dimensioner (L × B × D):	381 × 190,5 × 10 mm
	(ansiktsmask)
	237 × 108 × 7,5 mm (halsmask)
Material:	133,5 × 50 × 35 mm (styrning)
	Silikon (ansikts- och halsmask)
	PS (styrning)
Användningstemperatur:	-10–40 °C

SV

13 Avfallshantering

13.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

13.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushållssoporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På

så sätt säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

*märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en tvåårig garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

15 Kundtjänst

SV

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Servicenummer: +31 (0) 180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

CS

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

Společnost Silkn Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silkn Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Obsah

1	Rozsah dodávky/Části zařízení	155
2	Všeobecně	155
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	155
2.2	Vysvětlení symbolů	156
3	Bezpečnost	156
3.1	Použití v souladu s určením	156
3.2	Bezpečnostní upozornění	156
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	159
5	Nabíjení	160
6	Sestavení	160
7	Obsluha	161
7.1	Příprava	161
7.2	Provedení aplikace	161
8	Plán aplikace	162
9	Čištění	162
10	Skladování	163
11	Odstraňování problémů	163
12	Technické údaje	163
13	Likvidace	164
13.1	Likvidace obalu	164
13.2	Likvidace výrobku	164
14	Záruční informace	165
15	Služba zákazníkům	165

I Rozsah dodávky/Části zařízení

- 1 Maska na obličej
- 2 Maska na krk
- 3 Přípojka masky na obličej
- 4 Přípojka masky na krk
- 5 Malý pryžový pásek, 2×
- 6 Velký pryžový pásek, 2×
- 7 Střední pryžový pásek, 2×
- 8 Připojovací kabel, 2×
- 9 Ovládání
- 10 Kontrolka stavu baterie
- 11 Číselná indikace
- 12 Kontrolka režimů, 4×
- 13 Ovládací tlačítko (ON/OFF MODE)
- 14 Tlačítko pro úroveň energie (LEVEL)
- 15 Provozní světla
- 16 Nabíjecí konektor
- 17 Rozbočovač
- 18 USB kabel

CS

2 Všeobecně

2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod k použití náleží k této Dual LED Mask (duální LED masce), (dále jen „výrobek“). Obsahuje důležité informace k jejímu uvedení do provozu a používání.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii a ve Spojeném království. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.

VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Stejnoseměrný proud.

CS

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

Výrobek je navržen výhradně pro obnovu lesku, elasticity a struktury vaší pokožky. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití. Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek používejte pouze s dodaným USB kabelem.

- Výrobek smí být používán pouze s bezpečnostním nízkým napětím v souladu s označením na výrobku.
- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže je poškozený nebo pokud je vadný USB kabel.
- Nikdy neotevírejte pouzdro, opravu přenechejte odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách se smí použít jen takové díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte výrobek ani USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo když se vyskytuje porucha. USB kabel vždy odpojte, když výrobek nenabíjíte.
- Nikdy nesahejte na USB kabel mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do pouzdra.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Umístěte USB kabel tak, abyste o něj nezašli.
- Nevytahujte USB kabel z napájecího zdroje za kabel, nýbrž vždy uchopte samotnou zástrčku kabelu.
- Neohýbejte USB kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.

- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte, když se nabíjí.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Tento výrobek mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného použití výrobku a chápou rizika, která z toho plynou. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.
- Výrobek a USB kabel uložte vždy mimo dosah dětí.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby s epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby, které užívají léky na léčbu onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby, které užívají léky na léčbu projevů fotoalergie.
- Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.
- Při jedné aplikaci nepoužívejte výrobek déle než 10 minut.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Při nesprávném použití může dojít k vytečení kapaliny z baterie – zamezte kontaktu s touto kapalinou. Kapalina vytečená z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.

CS

- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažené místo neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Nedívejte se přímo do oblasti světelného zdroje výrobku.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumist'ujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Přestaňte výrobek používat, pokud dojde k prasknutí, zlomení nebo deformacím plastových dílů. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

CS

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

5 Nabíjení



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít.
 - Při nízkém nabití baterie kontrolka stavu baterie 3× zabliká a výrobek se pak automaticky vypne. Výrobek nabíjte.
 - Když budete výrobek skladovat delší dobu, kontrolujte stav nabití baterie a výrobek pravidelně nabíjejte.
 - Během nabíjení není možné výrobek používat.
1. Menší konec USB kabelu **18** zastrčte do nabíjecí přípojky **16** ovládání **9**.
 2. Větší konec USB kabelu zapojte do konektoru pro USB kabel na vhodném USB zdroji napájení (např. USB napájecí adaptér).
 3. Za účelem nabíjení zapojte USB napájecí adaptér do zásuvky.
Nabíjení začne automaticky. Kontrolky stavu baterie **10** signalizují stav nabití:
1 kontrolka = nabito na 25 %
2 kontrolky = nabito na 50 %
3 kontrolky = nabito na 75 %
4 kontrolky = úplně nabito
 4. Po dokončení nabíjení odpojte USB napájecí zdroj ze zásuvky a USB kabel od nabíjecí přípojky.

CS

6 Sestavení

Výrobek sestavte následujícím způsobem (viz **obr. B**):

1. Rozepněte suché zipy na pryžových páscích.
2. Protáhněte suché zipy otvory v masce na obličej **1** a v masce na krk **2**:

Malé pryžové pásky 5	Malé horní otvory masky na obličej
Velké pryžové pásky 6	Velké boční otvory masky na obličej
Střední pryžové pásky 7	Boční otvory masky na krk

3. Zapnutím suchých zipů upevněte pryžové pásky na maskách.
4. Spojte jeden konec připojovacího kabelu **8** s přípojkou masky na obličej **3** a druhý konec s rozbočovačem **17**.

5. Jeden konec dalšího připojovacího kabelu spojte s přípojkou masky na krk **4** a druhý konec s rozbočovačem.
6. Rozbočovač zastrčte do nabíjecí přípojky **16** ovládání **9**.



Maska na obličej a maska na krk se mohou používat samostatně. V tomto případě spojte masku pomocí připojovacího kabelu přímo s ovládáním.

7 Obsluha



VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Při jedné aplikaci nepoužívejte výrobek déle než 10 minut.



Před prvním použitím vyčistěte všechny díly výrobku, tak jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

CS

7.1 Příprava

1. Výrobek zcela nabijte a správně na něj upevněte elastické pásky (viz kapitola „Nabíjení“ a „Sestavení“).
2. Důkladně si očistěte a osušte obličej a krk. Ujistěte se, že jste odstranili make-up a nečistoty.
3. Posadte se nebo si lehněte a výrobek si položte na obličej a na krk.
4. Pro pohodlné usazení masky na obličej **1** a masky na krku **2** použijte suché zipy na koncích pryžových pásků. Malé pryžové pásky **5** by se měly uzavřít nahoře na hlavě a velké pryžové pásky **6** na zátylku. Střední pryžové pásky **7** by se měly uzavřít vzadu na krku.

7.2 Provedení aplikace

1. Podržením ovládacího tlačítka (ON/OFF MODE) **13** výrobek zapnete. Pokud je výrobek zapnutý, svítí provozní světla **15**. Výrobek standardně přejde do režimu „M1“ na úroveň energie I. Rozsvítí se kontrolka příslušného režimu **12**. Číselná indikace **11** krátce zobrazí aktuální úroveň energie a pak přepne na zobrazení zbývajících doby provozu.
2. Výběr jiného režimu provedete dle potřeby stisknutím ovládacího tlačítka (ON/OFF MODE) a výběr jiné úrovně energie (I–3) tlačítkem pro úroveň energie (LEVEL) **14**.

Režim	LED	Nejvhodnější pro
M1	Červená + tmavě červená + blízko infračervenému záření	Redukuje jemné linie a vrásky, obnovuje kolagenová a elastinová vlákna a pomáhá zlepšovat mikrocirkulaci
M2	Tmavě červená + blízko infračervenému záření	Pro zářivější a hladší plet'
M3	Červená + tmavě červená	Vyrovňuje sekreci kožního mazu a zklidňuje citlivou pokožku
M4	Modrá	Urychluje vymizení zarudnutí souvisejícího s akné a zajišťuje rovnoměrnější tón pleti

CS

3. Aplikace trvá v režimu M1, M2 a M3 10 minut nebo 3 minuty v režimu M4. Po uplynutí přednastavené doby provozu se výrobek automaticky vypne. Výrobek můžete také kdykoli vypnout tak, že stisknete a podržíte ovládací tlačítko ($\frac{\text{ON/OFF}}{\text{MODE}}$).
4. Po ukončení aplikace masky sejměte a na obličej a na krk naneste sérum a/nebo denní/noční krém.
5. Po použití výrobek důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění“).

8 Plán aplikace

Při prvním použití používejte výrobek první 4 týdny 3–5 krát týdně. Pak výrobek používejte 1–2 krát týdně.

9 Čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětci.

vými štětini, ani ostré nebo kovové čistící pomůcky, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod.

- Výrobek nečistěte horkou vodou.
- Masky **1**/**2** otřete navlhčeným hadříkem nebo čistící utěrkou na vodní bázi. Poté je zcela osušte suchým hadříkem.

10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v původním obalu, abyste ho co možná nejlépe chránili.

CS

11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý. • Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.
Výrobek není možné nabít.	• Ujistěte se, že je USB kabel 18 řádně zapojen do nabíjecího konektoru 16 a USB napájecího adaptéru.

12 Technické údaje

Model:	FAC04
Jmenovitý příkon:	5 V === I A
Provozní napětí:	3,7 V
Kapacita baterie:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lithiová)
Počet LED kontrolky:	76 (maska na obličej) 36 (maska na krk) 3 (ovládání)

Hmotnost:	206,5 g (maska na obličej) 76,8 g (maska na krk) 98,7 g (ovládání)
Rozměry (d × š × h):	381 × 190,5 × 10 mm (maska na obličej) 237 × 108 × 7,5 mm (maska na krk) 133,5 × 50 × 35 mm (ovládání)
Materiál:	silikon (maska na obličej a na krk) plast PS (ovládání)
Provozní teplota:	-10–40 °C

13 Likvidace

13.1 Likvidace obalu

CS



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vhazování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré

spotřebiče budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

CS

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550
E-mail: info@silkn.eu

Prawa autorskie 2025 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

I	Zawartość opakowania/części urządzenia	168
2	Informacje ogólne	168
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	168
2.2	Objaśnienie symboli	169
3	Bezpieczeństwo	169
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	169
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	170
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	173
5	Ładowanie	173
6	Montaż	174
7	Obsługa	174
7.1	Przygotowanie	175
7.2	Przeprowadzenie sesji	175
8	Harmonogram stosowania	176
9	Czyszczenie	176
10	Przechowywanie	177
11	Rozwiązywanie problemów	177
12	Dane techniczne	177
13	Utylizacja	178
13.1	Utylizacja opakowania	178
13.2	Utylizacja produktu	178
14	Informacje gwarancyjne	179
15	Obsługa klienta	180

I Zawartość opakowania/ części urządzenia

- 1 Maska na twarz
- 2 Maska na szyję
- 3 Przyłącze maski na twarz
- 4 Przyłącze maski na szyję
- 5 Krótki gumowy pasek, 2×
- 6 Długi gumowy pasek, 2×
- 7 Średni gumowy pasek, 2×
- 8 Kabel przyłączeniowy, 2×
- 9 Sterowanie
- 10 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 11 Wyświetlacz cyfrowy
- 12 Lampka kontrolna trybu, 4×
- 13 Przycisk (ON/OFF MODE)
- 14 Przycisk poziomu energii (LEVEL)
- 15 Wskaźniki działania
- 16 Gniazdo ładowania
- 17 Rozdzielacz
- 18 Kabel USB

PL

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią Dual LED Mask (dwuczęściowej maski LED) (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytko-

wania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w domowego (w suchych pomieszczeniach).



Prąd stały.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został opracowany wyłącznie w celu przywrócenia blasku, elastyczności i tekstury skóry. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB jest wadliwy.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać produktu lub kabla USB w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

- Kabel USB należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB z zasilacza, ciągnąc za przewód, zawsze chwytać za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu podczas ładowania.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB.
- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Nie należy używać produktu dłużej niż 10 minut na sesję.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.
- Produkt zawiera niewymienne baterie.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokich temperatur lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działu obsługi klienta.

PL

5 Ładowanie



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
 - Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik poziomu naładowania baterii miga 3 razy przed automatycznym wyłączeniem produktu. Naładować produkt.
 - Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.
 - Produkt nie może być używany podczas ładowania.
1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB **18** do gniazda ładowania **16** na sterowaniu **9**.
 2. Podłączyć większą końcówkę kabla USB do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (np. zasilacza USB).
 3. Podłączyć zasilacz USB do gniazda zasilania, aby naładować urządzenie.

Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Wskaźniki poziomu naładowania baterii **10** wskazują poziom naładowania:

- 1 lampka kontrolna = naładowanie do 25 %
 - 2 lampki kontrolne = naładowanie do 50 %
 - 3 lampka kontrolna = naładowanie do 75 %
 - 4 lampki kontrolne = pełne naładowanie
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz USB od gniazda ściennego i odłączyć kabel USB od gniazda ładowania.

6 Montaż

Złożyć produkt w następujący sposób (patrz **rys. B**):

1. Odpiąć zapięcia na rzepy na gumowych paskach.
2. Przełożyć zapięcia na rzepy przez otwory w masce na twarz **1** i w masce na szyję **2**:

Krótkie gumowe paski 5	Małe górne otwory maski na twarz
Długie gumowe paski 6	Duże boczne otwory maski na twarz
Średnie gumowe paski 7	Boczne otwory maski na szyję

3. Zapiąć rzepy, aby przymocować gumowe paski do masek.
4. Podłączyć jeden koniec kabla przyłączeniowego **8** do przyłącza maski na twarz **3**, a drugi koniec do rozdzielacza **17**.
5. Podłączyć jeden koniec drugiego kabla przyłączeniowego do przyłącza maski na szyję **4**, a drugi koniec do rozdzielacza.
6. Podłączyć rozdzielacz do gniazda ładowania **16** sterowania **9**



Maska na twarz i maska na szyję mogą być używane oddzielnie. W takim przypadku należy podłączyć maskę bezpośrednio do sterowania za pomocą kabla przyłączeniowego.

7 Obsługa

! OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie należy używać produktu dłużej niż 10 minut na sesję.

- i** Przed pierwszym użyciu należy wyczyścić wszystkie części produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

7.1 Przygotowanie

1. Naładować całkowicie produkt i prawidłowo założyć gumowe paski (patrz rozdział „Ładowanie” i „Montaż”).
2. Dokładnie umyć i osuszyć twarz i szyję. Upewnić się, że nie znajduje się na nich makijaż ani brud.
3. Usiąść lub położyć się i umieścić maski na twarzy oraz szyi.
4. Użyć zapięć na rzepy na końcach gumowych pasków, aby zapewnić, że maska na twarz **1** i maska na szyję **2** będą wygodnie przylegać do twarzy i szyi.
Krótkie gumowe paski **5** należy zapiąć na górnej części głowy, a długie gumowe paski **6** z tyłu głowy. Średnie gumowe paski **7** powinny zostać zapięte na karku.

PL 7.2 Przeprowadzenie sesji

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania (**ON/OFF MODE**) **13**, aby włączyć produkt.
Wskaźniki działania **15** świecą po włączeniu produktu.
Domyślnie produkt przechodzi w tryb „M1” z poziomem energii I.
Odpowiednia lampka kontrolna trybu **12** świeci.
Wyświetlacz cyfrowy **11** wskazuje krótko aktualny poziom energii, a następnie przełącza się na wyświetlanie pozostałego czasu włączenia.
2. W razie potrzeby nacisnąć przycisk (**ON/OFF MODE**), aby wybrać inny tryb lub przycisk poziomu energii (**LEVEL**) **14**, aby wybrać inny poziom energii (1-3).

Tryb	LED	Najbardziej odpowiednie do
M1	Czerwień + ciemna czerwień + bliska podczerwień	Redukuje drobne linie i zmarszczki, odbudowuje włókna kolagenu i elastyny oraz pomaga poprawić mikrokrążenie
M2	Ciemna czerwień + bliska podczerwień	Zapewnia bardziej promienną i gładszą skórę

Tryb	LED	Najbardziej odpowiednie do
M3	Czerwień + ciemna czerwień	Równowazy wydzielanie sebum i koi wrażliwą skórę
M4	Niebieski	Przyspiesza zanikanie zaczerwie- nień spowodowanych trądzikiem i zapewnia bardziej równomierny koloryt skóry

3. Sesja trwa 10 minut w trybach M1, M2 i M3 lub 3 minuty w trybie M4. Po upływie ustawionego czasu pracy produkt wyłącza się automatycznie.
Aby wyłączyć produkt w dowolnym momencie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk (ON/OFF MODE).
4. Po zakończeniu sesji zdjąć maski i nałożyć na twarz oraz szyję serum i/lub krem na dzień/noc.
5. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

PL

8 Harmonogram stosowania

Po pierwszym użyciu produktu należy stosować go 3–5 razy w tygodniu przez pierwsze 4 tygodnie. Następnie stosować produkt 1–2 razy w tygodniu.

9 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWK! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczecina metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.

- Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
- Przetrzeć maski **1**/**2** wilgotną ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia, nawilżoną wodą. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

PL

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	• Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.
Produkt się nie ładuje.	• Upewnić się, że kabel USB 18 jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania 16 a źródłem zasilania USB.

12 Dane techniczne

Model:	FAC04
Znamionowa moc wejściowa:	5 V === 1 A
Napięcie robocze:	3,7 V

Pojemność akumulatora:	2000 mAh, 7,4 Wh (litowy)
Liczba diod LED:	76 (maska na twarz) 36 (maska na szyję) 3 (sterowanie)
Waga:	206,5 g (maska na twarz) 76,8 g (maska na szyję) 98,7 g (sterowanie)
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	381 × 190,5 × 10 mm (maska na twarz) 237 × 108 × 7,5 mm (maska na szyję) 133,5 × 50 × 35 mm (sterowanie)
Materiał:	Silikon (maska na twarz i szyję) PS (sterowanie)
Temperatura pracy:	-10–40°C

PL

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zgodnie z art. 13 ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania**

zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.



Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektryczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.**

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było

PL

zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

LT

Silk'n Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiros raštiškos susitarimo su Silk'n Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises. Pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silk'n Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turinys

1	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	183
2	Bendroji informacija	183
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	183
2.2	Simbolių paaiškinimas	184
3	Sauga	184
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	184
3.2	Saugos nurodymai	184
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	187
5	Įkrovimas	187
6	Montavimas	188
7	Valdymas	188
7.1	Pasiruošimas	189
7.2	Procedūra	189
8	Naudojimo planas	190
9	Valymas	190
10	Laikymas	191
11	Trikčių paieška	191
12	Techniniai duomenys	191
13	Šalinimas	192
13.1	Pakuotės šalinimas	192
13.2	Gaminio šalinimas	192
14	Garantijos informacija	193
15	Klientų aptarnavimo skyrius	193

I Tiekiamas komplektas / Įrenginio dalys

- 1 Veido kaukė
- 2 Kaklo kaukė
- 3 Veido kaukės jungtis
- 4 Kaklo kaukės jungtis
- 5 Maža guminė juostelė, 2 vnt.
- 6 Didelė guminė juostelė, 2 vnt.
- 7 Vidutinė guminė juostelė, 2 vnt.
- 8 Jungiamasis kabelis, 2 vnt.
- 9 Valdymo pultas
- 10 Akumuliatoriaus būsenos kontrolinė lemputė
- 11 Skaitmeninis rodmuo
- 12 Režimo kontrolinė lemputė, 4 vnt.
- 13 Valdymo mygtukas (ON/OFF MODE)
- 14 Energijos lygio mygtukas (LEVEL)
- 15 Veikimo lemputė
- 16 Įkrovimo lizdas
- 17 Šakotuvas
- 18 USB laidas

LT

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra „Dual LED Mask“ (dvigubos šviesos diodų kaukės) (toliau „gaminys“) vartotojo vadovas. Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas paremtas Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitiktis deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik buityje (sausose patalpose).



Nuolatinė srovė.

LT

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas tik jūsų odos žvilgesiui, stangrumui ir struktūrai atkurti. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik su kartu patiektu USB laidu.

- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai itin žemai įtampai, kaip nurodyta ant pačio gaminio.
- Nepradėkite naudoti gaminio, jei jis pažeistas arba pažeistas USB laidas.
- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nenardinkite gaminio ar USB laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite juos nuo vandens.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar valote arba įvykus trikdžiai. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nekiškite į gaminį jokių daiktų.
- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- USB laido netraukite iš maitinimo bloko už paties laido, bet visada imkite už kištuko.
- USB laido nesulenkite ir nedėkite virš aštrių briaunų.
- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šio gaminio negali naudoti ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenys arba

asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.

- Neprileiskite vaikų prie gaminio ir USB laido.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūliuojančių žaizdų.
- Nenaudokite gaminio ilgiau nei 10 minučių vienu kartu.
- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastų reakcijų (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Netinkamai naudojant gaminį gali ištekti baterijos skystis – saugokitės sąlyčio su juo. Iš baterijų ištekėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.
- Baterijos skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu baterijų neardykite, nejunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį.
- Šiame gaminyje esantis akumuliatorius nekeičiamas.
- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamos šviesos šaltinio sritį.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.
- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškais originaliomis atsarginėmis dalimis.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

LT

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitikinkite, ar patiekime komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumuliatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, akumuliatoriaus būsenos kontrolinė lemputė sumirksi 3 kartus, tada gaminys automatiškai išsijungia. Įkraukite gaminį.
- Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite baterijos būseną ir įkraukite ją.
- Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.

1. Siauresnį USB laido **18** galą įkiškite į valdymo pulto **9** įkrovimo lizdą **16**.
2. Platesnį USB laido galą įkiškite tinkamo USB maitinimo šaltinio (maitinimo bloko) USB lizdą.
3. Prijunkite USB maitinimo bloką prie elektros tinklo lizdo.

Gaminys pradedamas įkrauti automatiškai. Akumulatoriaus būsenos kontrolinės lemputės **10** nurodo įkrovimo būseną:

1 kontrolinė lemputė = įkrauta 25 %

2 kontrolinės lemputės = įkrauta 50 %

3 kontrolinės lemputės = įkrauta 75 %

4 kontrolinės lemputės = visiškai įkrauta

4. Baigę įkrauti, atjunkite USB maitinimo bloką nuo tinklo lizdo ir ištraukite USB laido kištuką iš įkrovimo lizdo.

6 Montavimas

Sumontuokite gaminį šiuo būdu (žr. **B pav.**):

1. Atsekite guminių juostų lipukus.
2. Perkiškite lipukus per angas veido kaukėje **1** ir kaklo kaukėje **2**:

Mažos guminės juostelės 5	Mažos viršutinės angos veido kaukėje
Didelės guminės juostelės 6	Didelės šoninės angos veido kaukėje
Vidutinės guminės juostelės 7	Šoninės angos kaklo kaukėje

3. Kad pritvirtintumėte gumines juosteles prie kaukių, užsekite lipukus.
4. Sujunkite vieną jungiamojo kabelio **8** galą su veido kaukės jungtimi **3**, o kitą galą prijunkite prie šakotuvo **17**.
5. Sujunkite vieną kito jungiamojo kabelio galą su kaklo kaukės jungtimi **4**, o kitą galą prijunkite prie šakotuvo.
6. Įkiškite šakotuvą į valdymo pulto **9** įkrovimo lizdą **16**.



Veido kaukę ir kaklo kaukę galima naudoti atskirai.

Tokiu atveju kaukę per jungiamąjį kabelį tiesiogiai prijunkite prie valdymo pulto.

7 Valdymas

⚠ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Nenaudokite gaminio ilgiau nei 10 minučių vienu kartu.



Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, išvalykite visas gaminio dalis, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“.

7.1 Pasiruošimas

1. Iki galo įkraukite gaminį ir tinkamai įverkite gumines juosteles (žr. skyrius „Įkrovimas“ ir „Montavimas“).
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite veidą bei kaklą. Įsitikinkite, kad ant jų neliko makiažo ar purvo.
3. Atsisėskite arba atsigulkite ir uždėkite kaukes ant veido bei kaklo.
4. Panaudokite lipukus ant guminių juostelių galų, kad veido kaukė **1** ir kaklo kaukė **2** patogiai priglustų prie jūsų veido bei kaklo.

Mažos guminės juostelės **5** turėtų apjuosti jūsų viršugalvį, o didelės guminės juostelės **6** turėtų apjuosti jūsų pakaušį. Vidutinės guminės juostelės **7** turėtų apjuosti jūsų sprandą.

7.2 Procedūra

1. Kad įjungtumėte gaminį, palaikykite paspaudę valdymo mygtuką **(ON/OFF MODE)** **13**. Veikimo lemputės **15** šviečia, kai gaminys įjungiamas. Paprastai gaminys „M1“ režimu nustatomas į 1 energijos lygį. Užsidega atitinkamo režimo kontrolinė lemputė **12**. Skaitmeninis rodmuo **11** trumpai nurodo dabartinį energijos lygį, o paskui rodo likusį veikimo laiką.
2. Jei reikia, paspauskite valdymo mygtuką **(ON/OFF MODE)**, kad pasirinktumėte kitą režimą, arba energijos lygio mygtuką **(LEVEL)** **14**, kad pasirinktumėte kitą energijos lygį (1–3).

Režimas	Šviesos diodas	Paskirtis
M1	Raudona + tamsiai raudona + artimoji infraraudonoji spinduliuotė	Lygina smulkias linijas ir raukšleles, atstato kolageno ir elastino skaidulas ir padeda pagerinti mikrocirkuliaciją
M2	Raudona + artimoji infraraudonoji spinduliuotė	Labiau švytinčiai ir lygesnei odai
M3	Raudona + tamsiai raudona	Subalansuoja odos riebalų išsiskyrimą ir ramina jautrią odą

Režimas	Šviesos diodas	Paskirtis
M4	Mėlynas	Paspartina aknės sukulto paraudimo nykimą ir užtikrina tolygesnį odos atspalvį

3. Sesija trunka 10 minučių M1, M2 ir M3 režimu arba 3 minutes M4 režimu. Pasibaigus nustatytam veikimo laikui, gaminys išsijungia automatiškai.
Palaikę paspaudę valdymo mygtuką (ON/OFF
MODE), gaminį galite išjungti bet kada.
4. Baigę procedūrą, nuimkite kaukes ir patepkite veidą ir kaklą serumu bei (arba) dieniniu ar naktiniu kremu.
5. Po naudojimo kruopščiai išvalykite gaminį (žr. skyrių „Valymas“).

8 Naudojimo planas

Pirmą kartą naudodami gaminį, pirmas 4 savaites naudokite jį 3–5 kartus per savaitę. Po to gaminį naudokite 1–2 kartus per savaitę.

LT

9 Valymas

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepečių metaliniais šeriais ir aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
- Neplaukite karštu vandeniu.
- Kaukes   nuvalykite drėgna šluoste ar vandenine priemone suvilgyta valymo servetėle. Po to nusausinkite sausa šluoste.

10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausas.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas, laikykite jį originalioje pakuotėje.

11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	• Įsitikinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas. • Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB elektros srovės šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	• Įsitikinkite, kad USB laidas 18 tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo 16 ir USB elektros srovės šaltinio.

12 Techniniai duomenys

Modelis:	FAC04
Vardinė įvesties galia:	5 V === 1 A
Darbinė įtampa:	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa:	2 000 mAh, 7,4 Wh (ličio)
Šviesos diodų šviesų kiekis:	76 (veido kaukė) 36 (kaklo kaukė) 3 (valdymo pultas)
Svoris:	206,5 g (veido kaukė) 76,8 g (kaklo kaukė) 98,7 g (valdymo pultas)

Matmenys (l × P × G):	38l × 190,5 × 10 mm (veido kaukė) 237 × 108 × 7,5 mm (kaklo kaukė) 133,5 × 50 × 35 mm (valdymo pultas)
Medžiaga:	Silikonas (veido ir kaklo kaukė) PS (valdymo pultas)
Veikimo temperatūra:	-10–40 °C

13 Šalinimas

13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebėgali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių.** Šitaip užtikrinsite, kad

naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumulatorius su buities atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumulatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitikinkite, kad akumulatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumulatoriumi) į surinkimo punktą!

*žymėjimas: Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

I 4 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

I 5 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

LT

Priežiūros Nr.: +31 (0)180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmilyen felelősséget nem vállal. Sem hallgatólágoosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

I	A csomag tartalma/a készülék részei	196
2	Általános tudnivalók	196
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	196
2.2	Jelölések magyarázata	197
3	Biztonság	197
3.1	Rendeltetésszerű használat	197
3.2	Biztonsági utasítások	197
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	200
5	Töltés	201
6	Összeszerelés	201
7	Kezelés	202
7.1	Előkészítés	202
7.2	A program végrehajtása	203
8	Alkalmazási terv	204
9	Tisztítás	204
10	Tárolás	204
11	Hibakeresés	204
12	Műszaki adatok	205
13	Ártalmatlanítás	205
13.1	A csomagolás leselejtezése	205
13.2	A termék leselejtezése	206
14	Jótállási információk	206
15	Ügyfélszolgálat	207

I A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Arcmaszk
- 2 Nyakmaszk
- 3 Arcmaszk csatlakoztatása
- 4 Nyakmaszk csatlakoztatása
- 5 Rövid gumipánt, 2 db
- 6 Hosszú gumipánt, 2 db
- 7 Közepes méretű gumipánt, 2 db
- 8 Csatlakozókábel, 2 db
- 9 Vezérlés
- 10 Akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző lámpái
- 11 Numerikus kijelző
- 12 Mód ellenőrző lámpa, 4 db
- 13 Kezelőgomb (ON/OFF MODE)
- 14 Energia-fokozat választó kapcsoló (LEVEL)
- 15 Működésjelző lámpák
- 16 Töltőcsatlakozó
- 17 Elosztócsatlakozó
- 18 USB-kábel

HU

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati utasítás a Dual LED Mask (kettős LED-es maszk) (a továbbiakban: „termék”) tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Egyenáram.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a bőr ragyogásának, rugalmasságának és struktúrájának helyreállítására szolgál. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas. A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak a mellékelt USB-kábellel használja.

- A termék a terméken található címkének megfelelően csak biztonsági extra kisfeszültséggel működtethető.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha sérülést lát rajta vagy az USB-kábel meghibásodott.
- Ne nyissa fel a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálatához. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Nem merítse a terméket vagy az USB-kábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa ezeket víztől távol.
- Ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemből kikapcsolja, kapcsolja ki a terméket. Mindig húzza ki az USB-kábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-kábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne dugjon tárgyakat a készülék házba.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az USB-kábelt ne a kábelnél, hanem mindig a kábel dugójánál fogva húzza ki a tápegységből.
- Ne törje meg az USB-kábelt, és ne helyezze éles szegélyekre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- Ne használja a terméket töltés közben.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, továbbá a kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják ezt a terméket, ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a használattal kapcsolatos veszélyeket. Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és az USB-kábeltől.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegek, pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszert szedő személyek.
- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.
- Ne használja a terméket programonként 10 percnél hosszabb ideig.
- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Szakszerűtlen alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat – kerülje az ezzel való érintkezést. Az akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.

- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni.
- Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.
- Ne nézzen közvetlenül a termék fényforrás területére.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

HU

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
 3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátortöltöttség esetén tölts fel teljesen a terméket.
- Alacsony akkumulátor töltöttségi szint esetén az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrzőlámpa 3-szor villog, mielőtt a termék automatikusan kikapcsolna. Tölts fel a terméket.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni a terméket.
- Töltés közben a termék nem használható.

1. Dugja az USB-kábel **18** kisebb végét a töltőcsatlakozóba **16** a vezérlésen **9**.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobb végét egy alkalmas USB-áramforrás (pl. USB-tápegység) USB-csatlakozójára.
3. A töltéshez dugja az USB-tápegységet egy dugaszoló aljzatba.

A töltési folyamat automatikusan elindul. A program akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző lámpái **10** a töltöttségi szintet jelzik:

1 ellenőrző lámpa = 25%-os töltöttséggel

2 ellenőrző lámpa = 50%-os töltöttséggel

3 ellenőrző lámpa = 75%-os töltöttséggel

4 ellenőrző lámpa = teljesen feltöltve

4. A töltési folyamat befejezését követően húzza ki az USB-tápegységet a dugaszoló aljzataból, az USB-kábelt pedig húzza ki a töltőcsatlakozóból.

6 Összeszerelés

Állítsa össze a terméket a következőképpen (lásd **B ábra**):

1. Nyissa ki a tápőzárakat a gumipántokon.
2. Vezesse át a tépőzárakat az arcmasz **1** és a nyakmaszk **2** nyílásain keresztül:

Rövid gumipántok 5	Kisméretű nyílások az arcmasz 1 felső részén
Hosszú gumipántok 6	Nagyméretű nyílások az arcmasz 1 oldalán
Közepes méretű gumipántok 7	Nyílások a nyakmaszk 2 oldalán

3. Zárja le a tépőzárakat a gumipántok maszkra történő rögzítéséhez.
4. Csatlakoztassa az egyik csatlakozókábel **8** egyik végét az arcmaszk csatlakozójára **3**, a másik végét pedig az elosztócsatlakozóra **17**.
5. Csatlakoztassa a másik csatlakozókábel egyik végét a nyakmaszk csatlakozójára **4**, a másik végét pedig az elosztócsatlakozóra.
6. Dugja az elosztócsatlakozót a vezérlés **9** töltőcsatlakozójába **16**.



Az arcmaszk és a nyakmaszk külön-külön használhatók. Ebben az esetben a maszkot egy csatlakozókábelrel közvetlenül a vezérlésre csatlakoztassa.

7 Kezelés



FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használja a terméket programonként 10 percnél hosszabb ideig.



Az első használatba vétel előtt tisztítsa meg a termék összes alkatrészét a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.

7.1 Előkészítés

1. Töltse fel teljesen a terméket, és helyezze fel szabályszerűen a gumipántokat (lásd a „Töltés” és „Összeszerelés” c. fejezetet).
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát és a nyakát. Győződjön meg róla, hogy a maszk sminktől és szennyeződésektől mentes.
3. Üljön le vagy feküdjön le, és helyezze a maszkot az arcára és a nyakára.
4. Használja a gumipántok végén lévő tépőzárakat, hogy az arcmaszk **1** és a nyakmaszk **2** kényelmesen illeszkedjen az arcára és a nyakára.
Zárja össze a rövid gumipántokat **5** a fején és a hosszú gumipántokat **6** a tarkóján. Zárja össze a tépőzárakat a közepes méretű gumipántokon **7**.

7.2 A program végrehajtása

1. A termék bekapcsolásához tartsa megnyomva a kezelőgombot (ON/OFF MODE) **13**.
A működésjelző lámpák **15** akkor világítanak, ha a termék be van kapcsolva. Alapbeállításként a termék „M1” módban I-es energia-fokozatban működik.
A megfelelő működési mód ellenőrző lámpa **12** világítani kezd.
A numerikus kijelző **11** röviden kijelzi az aktuális energia-fokozatot, majd a hátralévő működési idő kijelzésére vált.
2. Szükség esetén nyomja meg a kezelőgombot (ON/OFF MODE) egy másik mód kiválasztásához, ill. az energia-fokozat választó kapcsolót (LEVEL) **14** egy másik energia-fokozat (1–3) kiválasztásához.

Működési mód	LED	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
M1	piros + sötétpiros + infravörös közeli	Csökkenti az apró vonalakt és ráncokat, visszaépíti a kollagén- és elasztinrostokat, és segít javítani a mikrokeringést
M2	sötétpiros + infravörös közeli	A sugárzó és sima arcborért
M3	piros + sötétpiros	Egyensúlyba hozza a faggyútermelést és megnyugtatja az érzékeny bőrt
M4	Kék	Gyorsítja az akne miatt kialakuló bőrpír gyógyulását és egyenletes bőrképet ad

3. A kezelés 10 az M1, M2 és M3 módokban 10 percre, az M4 módban 3 percre tart. Az előre beállított üzemidő lejártá után a termék automatikusan kikapcsol.
A kezelőgombot (ON/OFF MODE) lenyomva tartva bármikor kikapcsolhatja a terméket.
4. A kezelés után vegye le a maszkokat, és kenje be az arcát és a nyakát szérummal és/vagy nappali/éjszakai krémmel.
5. Használat után alaposan tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

8 Alkalmazási terv

Első alkalommal történő használat esetén a terméket az első 4 héten hetente 3–5 alkalommal használja. Ezután hetente 1–2 alkalommal használja a terméket.

9 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószer, fém sörtéjű kefé, illetve olyan éles vagy fém tisztítóeszközöket, mint kés, kemény spatula és más hasonló eszközök.
- A tisztításhoz ne használjon forró vizet.
- Törölje le a maszkokat / egy nedves kendővel vagy vízbázisú tisztítókendővel. Ezután törölje szárazra egy száraz kendővel.

HU

10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában.

11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálatához. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	- Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve. - Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.
A termék nem tölthető.	Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel 18 biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozásra 16 és az USB-áramforrásra.

12 Műszaki adatok

Modell:	FAC04
Névleges bemenőteljesítmény	5 V === I A
Üzemi feszültség	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lítium)
LED lámpák száma:	76 (arcmaszk) 36 (nyakmaszk) 3 (vezérlés)
Tömeg:	206,5 g (arcmaszk) 76,8 g (nyakmaszk) 98,7 g (vezérlés)
Méretek (ho × szé × mé):	381 × 190,5 × 10 mm (arcmaszk) 237 × 108 × 7,5 mm (nyakmaszk) 133,5 × 50 × 35 mm (vezérlés)
Anyag:	Szilikon (arc- és nyakmaszk) PS (vezérlés)
Működési hőmérséklet:	-10–40 °C

13 Ártalmatlanítás

13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

13.2A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



A kiselejtezni kívánt készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell ártalmatlanítani!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a

kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmazznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében. Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

HU

14 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

15 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldaltól PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

I	Pachetul de livrare/componentele aparatului	210
2	Generalități	210
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	210
2.2	Explicații privind simbolurile	211
3	Siguranța	211
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	211
3.2	Indicații de siguranță	212
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	214
5	Încărcarea	215
6	Montarea	215
7	Operarea	216
7.1	Pregătirea	216
7.2	Efectuarea ședinței	217
8	Planul de aplicare	218
9	Curățarea	218
10	Depozitarea	218
11	Identificarea defecțiunilor	218
12	Date tehnice	219
13	Eliminarea	220
13.1	Eliminarea ambalajului	220
13.2	Eliminarea produsului	220
14	Informații privind garanția	220
15	Serviciul pentru clienți	221

I Pachetul de livrare/ componentele aparatului

- 1 Mască pentru față
- 2 Mască pentru gât
- 3 Port mască pentru față
- 4 Port mască pentru gât
- 5 Bandă de cauciuc mică, 2 buc.
- 6 Bandă de cauciuc mare, 2 buc.
- 7 Bandă de cauciuc medie, 2 buc.
- 8 Cablu de conectare, 2 buc.
- 9 Sistem de comandă
- 10 Indicator luminos nivelul bateriei
- 11 Afișaj numeric
- 12 Indicator luminos program, 4 buc.
- 13 Buton de operare (ON/OFF MODE)
- 14 Buton nivel de energie (LEVEL)
- 15 Lămpi de semnalizare funcționare
- 16 Port de încărcare
- 17 Hub
- 18 Cablu USB

RO

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin prezentului produs Dual LED Mask (mască led duală) (numit în continuare „Produs”). Acesta conține informații importante privind punerea în

funcțiune și utilizarea.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Curent continuu.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este conceput exclusiv pentru a restabili strălucirea și elasticitatea și structura pielii dumneavoastră. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial. Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Utilizați produsul numai cu cablul USB furnizat.
- Produsul poate fi utilizat numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu eticheta de pe produs.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă cablul USB este defect.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Nu scufundați produsul sau cablul USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-le departe de apă.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul USB atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul USB cu mâinile ude sau umede.
- Este interzisă introducerea obiectelor în carcasă.
- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Așezați cablul USB în așa fel, încât să nu

constituie un pericol prin împiedicare.

- Nu trageți de cablul USB pentru a-l scoate din sursa de alimentare, ci prindeți întotdeauna de ștecherul cablului.
- Evitați îndoirea cablului USB și așezarea acestuia pe muchii ascuțite.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.



AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu este permisă utilizarea acestui produs de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.
- Țineți copiii departe de produs și de cablul USB.
- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Nu utilizați produsul mai mult de 10 minute pe ședință.
- Consultați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți

reacții anormale (de exemplu, mâncărimi sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.

- În cazul unei utilizări necorespunzătoare, din baterie se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc.
- Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Nu priviți direct în sursa de lumină a produsului.

RO

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformat. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.

1. Scoateți produsul din ambalaj.
2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Încărcarea



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută.
- Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul luminos al nivelului bateriei va clipi de 3 ori înainte ca produsul să se oprească automat. Încărcați produsul.
- Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să fie verificat nivelul bateriei și trebuie încărcat în mod regulat.
- Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

1. Conectați capătul mai mic al cablului USB **18** în portul de încărcare **16** al sistemului de comandă **9**.
2. Conectați capătul mai mare al cablului USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (de exemplu, o sursă de alimentare USB).
3. Conectați sursa de alimentare USB la o priză pentru încărcare.

Procesul de încărcare începe automat. Indicatoarele luminos nivelul bateriei **10** vă arată starea de încărcare:

1 indicator luminos = încărcat până la 25 %

2 indicatoare luminoase = încărcat până la 50 %

3 indicatoare luminoase = încărcat până la 75 %

4 indicatoare luminoase = încărcat complet

4. Când încărcarea este completă, deconectați sursa de alimentare USB de la priză și deconectați cablul USB de la portul de încărcare al sistemului de comandă.

6 Montarea

Asamblați produsul după cum urmează (vezi **Fig. B**):

1. Deschideți închizătoarele cu arici de pe benzile de cauciuc.
2. Treceți închizătoarele cu arici prin orificiile de pe masca pentru față **1** și din cele de pe masca pentru gât **2**:

Benzi de cauciuc mici 5	Orificiile mici de sus ale măștii pentru față
Benzi de cauciuc mari 6	Orificiile mari laterale ale măștii pentru față
Benzi de cauciuc medii 7	Orificiile laterale ale măștii pentru gât

- Închideți închizătoarele cu arici pentru a fixa benzile de cauciuc la măști.
- Conectați un capăt al cablului de conectare **8** la portul măștii pentru față **3** și celălalt capăt la hubul **17**.
- Conectați un capăt al celuilalt cablu de conectare la portul măștii pentru gât **4** și celălalt capăt la hub.
- Conectați hubul la portul de încărcare **16** al sistemului de comandă **9**.

i Masca pentru față și masca pentru gât pot fi utilizate fiecare separat. În acest caz, conectați masca direct la sistemul de comandă folosind un cablu de conectare.

7 Operarea

! AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu utilizați produsul mai mult de 10 minute pe ședință.

i Înainte de prima utilizare curățați toate componentele produsului, conform descrierii din capitolul „Curățarea”.

7.1 Pregătirea

- Încărcați complet produsul și atașați corect benzile de cauciuc (vezi capitolul „Încărcare” și „Montarea”).
- Curățați-vă și ștergeți-vă bine fața și gâtul. Asigurați-vă că nu aveți machiaj și murdărie pe piele.
- Stați jos sau întindeți-vă și așezați-vă măștile pe față și pe gât.
- Utilizați închizătoarele cu arici de la capetele benzilor de cauciuc pentru a asigura o așezare confortabilă a măștii pentru față **1** și a măștii pentru gât **2** pe fața și pe gâtul dumneavoastră.

Benzile de cauciuc mici **5** trebuie să fie prinse în partea de sus a capului dumneavoastră, iar benzile de cauciuc mari **6** în partea din spate a capului dumneavoastră. Benzile de cauciuc medii **7** trebuie să fie prinse la ceafă.

7.2 Efectuarea ședinței

1. Mențineți apăsat butonul de operare (ON/OFF
MODE) **13** pentru a porni produsul.
Lămpile de semnalizare a funcționării **15** se aprind când produsul este pornit. În mod standard, produsul intră în modul „M1” la nivelul de energie I.
Indicatorul luminos al programului **12** respectiv se aprinde.
Afișajul numeric **11** arată pentru scurt timp nivelul de energie actual și apoi trece la afișarea timpului de funcționare rămas.
2. În funcție de necesitate, apăsați butonul de operare (ON/OFF
MODE) pentru a selecta un alt mod sau apăsați butonul nivel de energie (LEVEL) **14** pentru a selecta un alt nivel de energie (1–3).

Mod	LED	Cel mai potrivit pentru
M1	Roșu + roșu-închis + infraroșu apropiat	Reduce liniile și ridurile fine, reconstruiește fibrele de collagen și de elastină și ajută la îmbunătățirea microcirculației
M2	Roșu-închis + infraroșu apropiat	Pentru o piele mai strălucitoare și mai netedă
M3	Roșu + roșu-închis	Echilibrează secreția de sebum și calmează pielea sensibilă
M4	Albastru	Accelerează dispariția roșeții cauzate de acnee și asigură un nuanță mai uniformă a pielii

3. Ședința durează 10 minute în modurile M1, M2 și M3 sau 3 minute în modul M4. După expirarea timpului de funcționare pre-setat, produsul se oprește automat.
Puteți să țineți apăsat butonul de operare (ON/OFF
MODE), pentru a opri produsul în orice moment.
4. După ședință, îndepărtați măștile și aplicați un ser și/sau o cremă de zi/noapte pe fața și pe gâtul dumneavoastră.
5. Curățați bine produsul după utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

8 Planul de aplicare

La utilizarea inițială a produsul, folosiți-l în primele 4 săptămâni de 3–5 ori pe săptămână. După aceea, folosiți produsul de 1–2 ori pe săptămână.

9 Curățarea

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii cu peri metalici, precum și obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, șpacluri dure sau altele similare.
- Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.
- Ștergeți măștile / cu o lavetă umedă sau cu un șervețel de curățare pe bază de apă. Apoi ștergeți-le cu o lavetă uscată.

RO

10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul său original pentru o protecție optimă.

11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiuni	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	- Asigurați-vă că produsul este încărcat corespunzător. - Asigurați-vă că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.
Produsul nu se poate încărca.	Asigurați-vă că cablul USB 18 este conectat în siguranță între portul de încărcare 16 și sursa de alimentare USB.

12 Date tehnice

Model:	FAC04
Puterea nominală de intrare:	5 V === 1 A
Tensiunea de funcționare:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	2 000 mAh, 7,4 Wh (litium)
Numărul de lumini cu LED:	76 (mască pentru față) 36 (mască pentru gât) 3 (sistem de comandă)
Greutate:	206,5 g (mască pentru față) 76,8 g (mască pentru gât) 98,7 g (sistem de comandă)
Dimensiuni (L × l × A):	381 × 190,5 × 10 mm (mască pentru față) 237 × 108 × 7,5 mm (mască pentru gât) 133,5 × 50 × 35 mm (sistem de comandă)
Material:	Silicon (mască pentru față și mască pentru gât) PS (sistem de comandă)
Temperatură de funcționare:	-10–40 °C

13 Eliminarea

13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți.** Prin

aceasta se asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

*marcat cu: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

14 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

I5 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu.

În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

2411_013_EU



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

© 2025 Silkn Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.