












 UNLEASH THE POWER OF GOLD Triple Action Eye Care Therapy Wand (User Manual)  	Precautions EN Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before using this product and keep it for future reference. 1. This product should not be used by small children and is for external use only. If you have any medical condition, please consult with your physician before using this product. 2. Stop using this device if you feel any discomfort. Do not use this product while wearing contact lenses. If you feel abnormalities in your eyes, eyelids or skin during use or right after use and it persists, consult your medical specialist. 3. Avoid direct contact with the eyes. 4. Do not use while charging. 5. For first time users or people with sensitive skin: Apply for a short duration to ensure there are no side-effects in the rare case that you feel uncomfortable or the skin becomes irritated please stop using the product and contact the manufacturer. 6. Do not repair, disassemble or modify this product without authorization. Function Introduction This Eye Care Therapy Wand is based on triple action: LED, Vibration, and Temperature Controlled Light Heating Technologies. It was developed specifically for the delicate skin around the eyes. It can assist in reducing the visible signs of the aging process around the eyes for a more rejuvenated, revived appearance. For best results apply some Eye Cream before using the wand.	Product Structure  Product Specifications <table> <tr> <td>Product name</td><td>Intelligent eye beauty device</td><td>Product model no</td><td>BD4</td></tr> <tr> <td>Net weight</td><td>47.5g</td><td>Power</td><td>0.7W</td></tr> <tr> <td>Rated voltage</td><td>DC 3.7V</td><td>Material</td><td>Zinc alloy+ABS</td></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>up to 40°C</td><td>Working voltage</td><td>3.7-4.2v</td></tr> <tr> <td>Vibration frequency</td><td>10000RPM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Charging time</td><td>1.5 hours</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Unit size</td><td>139*29*28.5mm</td><td></td><td></td></tr> </table> Three Working Modes Mode 1: Vibration + Red Light + Temperature Controlled Light Heating Triple effect care. This mode can assist in diminishing the visual signs of the aging process around the eyes such as wrinkles and fine-lines. Mode 2: Red Light + Temperature Controlled Light Heating This mode can help in stimulating cell activity and promoting skin elasticity. It can also assist in rebalancing the skin around the eyes for a more radiant appearance. Mode 3: Vibration + Temperature Controlled Light Heating This mode of high-frequency massage and gentle temperature-controlled heating can assist in stimulating the muscles in the eye area for a more invigorated appearance. It can also make the absorption of any Eye Cream applied more efficient.	Product name	Intelligent eye beauty device	Product model no	BD4	Net weight	47.5g	Power	0.7W	Rated voltage	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS	Temperature	up to 40°C	Working voltage	3.7-4.2v	Vibration frequency	10000RPM			Charging time	1.5 hours			Unit size	139*29*28.5mm			Using Method  1. Apply your favorite Eye Cream around the eyes and massage in circular motions until it is fully absorbed. (Recommended)  2. Long press  (switch button) to turn on product and short press  (switch button) to switch the mode, and press  "+" / "-" to adjust the temperature as needed.  3. Holding the upper part of the product body, use the massage head to massage as shown.  4. After using each time, long pressing  (on/off button) to turn off, please wipe the massage head with a dry towel or paper towel. Charging Method 1. Charge this Beauty Wand between applications. 2. During the charging process, the display screen battery symbol flashes and the battery symbol stops flashing after charging is long completed. 3. Please charge occasionally to avoid aging after not using for a time. This wand is not water-proof or water-resistant. 4. When charging is complete, please unplug the charger.	Maintenance 1. If applying Eye Cream before application, spread the cream evenly and let it absorb before using the product. 2. Please wipe the product clean with a dry towel after each application. 3. Please don't pour water on the product or wash the body with water. This product is not water-proof or water-resistant. 4. Please don't use corrosive to clean the product. 5. Please store it in a cool dry place. 6. Please don't use the product if it is damaged. 7. Please don't give a strong impact on the body. Troubleshooting <table> <tr> <th>Frequent Questions</th><th>Possible Causes</th><th>Treatment</th></tr> <tr> <td>The product can't be turned on</td><td>The turning mode is wrong</td><td>Short press the on/off button</td></tr> <tr> <td>The product does not work after being turned on</td><td>Power is exhausted</td><td>Please try charging. If you still can't turn on after charging, please contact the seller.</td></tr> <tr> <td>The product's vibration is not strong after touching the skin or does not work</td><td>The battery is exhausted</td><td>Please try charging. If it is still not available after charging, please contact the seller.</td></tr> <tr> <td></td><td>The resistance is big after touching the skin.</td><td>Using together with skin care products is recommended to achieve more significant effect.</td></tr> </table> Warranty Policy GLO24K warrants all of its beauty tools. Please check website for details.	Frequent Questions	Possible Causes	Treatment	The product can't be turned on	The turning mode is wrong	Short press the on/off button	The product does not work after being turned on	Power is exhausted	Please try charging. If you still can't turn on after charging, please contact the seller.	The product's vibration is not strong after touching the skin or does not work	The battery is exhausted	Please try charging. If it is still not available after charging, please contact the seller.		The resistance is big after touching the skin.	Using together with skin care products is recommended to achieve more significant effect.																												
Product name	Intelligent eye beauty device	Product model no	BD4																																																																								
Net weight	47.5g	Power	0.7W																																																																								
Rated voltage	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS																																																																								
Temperature	up to 40°C	Working voltage	3.7-4.2v																																																																								
Vibration frequency	10000RPM																																																																										
Charging time	1.5 hours																																																																										
Unit size	139*29*28.5mm																																																																										
Frequent Questions	Possible Causes	Treatment																																																																									
The product can't be turned on	The turning mode is wrong	Short press the on/off button																																																																									
The product does not work after being turned on	Power is exhausted	Please try charging. If you still can't turn on after charging, please contact the seller.																																																																									
The product's vibration is not strong after touching the skin or does not work	The battery is exhausted	Please try charging. If it is still not available after charging, please contact the seller.																																																																									
	The resistance is big after touching the skin.	Using together with skin care products is recommended to achieve more significant effect.																																																																									
Précautions à prendre FR Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire ce manuel d'instruction soigneusement avant d'employer ce produit et le garder pour la référence future. 1. Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants et est pour un usage externe seulement. Si vous avez une condition médicale, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. 2. Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un inconfort. Ne pas utiliser ce produit en portant des lentilles de contact. Si vous ressentez des anomalies dans vos yeux, paupières ou la peau pendant l'utilisation ou juste après l'utilisation et qu'il persiste, consultez votre médecin spécialiste. 3. Évitez le contact direct avec les yeux. 4. Ne pas utiliser lors de la charge. 5. Pour les utilisateurs de première fois ou les personnes à la peau sensible: appliquer pendant une courte durée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Dans les rares cas où vous vous sentez mal à l'aise ou que la peau devient irritée, veuillez arrêter d'utiliser le produit et contacter le fabricant. 6. Ne pas réparer, démonter ou modifier ce produit sans autorisation. Introduction de la fonction Cette baguette de soins oculaires est basée sur une triple action: LED, vibrations et Technologies de chauffage à la lumière à température contrôlée. Il a été développé spécifiquement pour la peau délicate autour des yeux. Il peut aider à réduire les signes visibles du processus de vieillissement autour des yeux pour une apparence plus jeune et ravivée. Pour de meilleurs résultats, appliquez un peu de crème pour les yeux avant d'utiliser la baguette.	Structure du produit  Spécifications du produit <table> <tr> <td>Nom de produit</td><td>Intelligent de beauté dispositif</td><td>Modèle de produit non</td><td>BD4</td></tr> <tr> <td>Poids Net</td><td>47.5g</td><td>Puissance</td><td>0.7W</td></tr> <tr> <td>Tension nominale</td><td>DC 3.7V</td><td>Matériau alliage de</td><td>Alliage de Zinc +ABS</td></tr> <tr> <td>Température</td><td>Jusqu'à 40°C</td><td>Tension fonctionnant</td><td>3,7-4,2v</td></tr> <tr> <td>Fréquence de Vibration</td><td>10000RPM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Temps de charge</td><td>1,5 heures</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Taille d'unité</td><td>139*29*28.5mm</td><td></td><td></td></tr> </table> Trois Modes de fonctionnement Mode1: Vibration+Lumière rouge +chauffage léger contrôlé par température Soit Triple effet. Ce mode peut aider à diminuer les signes visuels du processus de vieillissement autour des yeux tels que les rides et les ridules. Mode2: lumière rouge + chauffage léger contrôlé par température Ce mode peut aider à stimuler l'activité cellulaire et à favoriser l'élasticité de la peau. Il peut également aider à régénérer la peau autour des yeux pour une apparence plus radieuse. Mode3: Vibration + chauffage léger à température contrôlée Ce mode de massage à haute fréquence et de température douce, le chauffage contrôlé, peut aider à stimuler les muscles dans la région des yeux pour un aspect plus rajeuni. Il peut également rendre l'absorption de toute crème pour les yeux appliquée plus efficace.	Nom de produit	Intelligent de beauté dispositif	Modèle de produit non	BD4	Poids Net	47.5g	Puissance	0.7W	Tension nominale	DC 3.7V	Matériau alliage de	Alliage de Zinc +ABS	Température	Jusqu'à 40°C	Tension fonctionnant	3,7-4,2v	Fréquence de Vibration	10000RPM			Temps de charge	1,5 heures			Taille d'unité	139*29*28.5mm			Utilisation de la méthode  1. Appliquez votre crème pour les yeux préférée autour des yeux et massez par mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle soit complètement absorbée. (recommandé)  2. Longue presse  (bouton de commutateur) pour allumer le produit et presse courte  (bouton de commutateur) pour commuter le mode, et pressez "+" / "-" pour ajuster la température as nécessaire.  3. En tenant la partie supérieure du corps du produit, appliquez la tête de massage pour masser comme indiqué.  4. Après avoir utilisé chaque fois, longue pression  (bouton marche/arrêt) pour éteindre, essayez SVP la tête de massage avec une serviette sèche ou une serviette en papier. Méthode de charge 1. Chargez cette baguette de beauté entre les applications. 2. Pendant le processus de charge, le symbole de la batterie de l'écran d'affichage clignote et le symbole de la batterie cesse de clignoter une fois la charge terminée. 3. Veuillez charger occasionnellement pour éviter le vieillissement après aucune utilisation pendant longtemps. Cette baguette n'est pas étanche ou résistante à l'eau. 4. Lorsque la charge est terminée, veuillez débrancher le chargeur.	Entretien 1. Si vous appliquez la crème pour les yeux avant l'application, répartir uniformément la crème et laisser absorber avant d'utiliser le produit. 2. Veuillez essuyer le produit avec une serviette sèche après chaque application. 3. Veuillez ne pas verser d'eau sur le produit ou laver le corps avec de l'eau. Ce produit n'est pas étanche ou résistant à l'eau. 4. Veuillez ne pas employer le corosif pour nettoyer le produit. 5. Veuillez le conserver dans un endroit frais et sec. 6. Veuillez ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. 7. S'il vous plaît ne donnez pas un impact fort sur le corps. Dépannage <table> <tr> <th>fréquent Questions à poser</th><th>Causes possibles</th><th>Treatment</th></tr> <tr> <td>Le produit ne peut pas être allumé</td><td>Le mode de mise en marche est incorrect</td><td>Appuyez sur le bouton on/off</td></tr> <tr> <td></td><td>La puissance est épuisée</td><td>Si vous ne pouvez pas charger, il vous est conseillé de contacter le vendeur.</td></tr> <tr> <td>Le produit ne fonctionne plus après avoir été allumé</td><td>La batterie est épuisée</td><td>Veuillez essayer de charger. Si elle n'est toujours pas disponible après la charge, veuillez contacter le vendeur.</td></tr> <tr> <td>La vibration du produit n'est pas forte après avoir touché la peau ou ne fonctionne pas.</td><td>La résistance est grande après Toucher la peau</td><td>L'utilisation avec des produits de soins de la peau est recommandée pour obtenir un effet plus significatif.</td></tr> </table> Politique de garantie GLO24K garantit tous ses outils de beauté. Veuillez consulter le site web pour plus de détails.	fréquent Questions à poser	Causes possibles	Treatment	Le produit ne peut pas être allumé	Le mode de mise en marche est incorrect	Appuyez sur le bouton on/off		La puissance est épuisée	Si vous ne pouvez pas charger, il vous est conseillé de contacter le vendeur.	Le produit ne fonctionne plus après avoir été allumé	La batterie est épuisée	Veuillez essayer de charger. Si elle n'est toujours pas disponible après la charge, veuillez contacter le vendeur.	La vibration du produit n'est pas forte après avoir touché la peau ou ne fonctionne pas.	La résistance est grande après Toucher la peau	L'utilisation avec des produits de soins de la peau est recommandée pour obtenir un effet plus significatif.	Präventivmaßnahme DE Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Diese Gebrauchsanweisung soll vor Gebrauch gut durchgelesen und zur weiteren prüfung aufbewahrt werden. 1. Diese verwendung ist nicht für kleinkinder, sondern nur äußerlich. Bei schwierigkeiten wenden sie sich vor gebrauch an ihren arzt. 2. Wenn sie sich unwohl fühlen, müssen sie das gerät abschalten. Bitte tragen nicht die kontaktlinsen für diesen zweck. Wenn bei oder nach gebrauch sofort eine schädigung der augen, der augenlider oder der haut auftritt und dies fortbesteht, wenden sie sich an einen ärztlichen gutachter. 3. Direkte augenkontakte vermeiden. 4. Es wird noch nicht aufgeladen. 5. Die erste person, die allergisch auf haut ist, Oder die schnelle umschläge aber es sollte dauern, damit keine nebenwirkungen auftreten. In den seltenen fällen, in denen sie sich unwohl fühlen Oder sich die haut reizt, ist es wichtig, dass sie das produkt nicht mehr verwenden und sich mit dem hersteller in verbindung setzen. 6. Es dürfen sie das produkt weder reparieren noch vernichten Oder umgestalten. Visual display Der augen-behandlungsstab basiert auf dreifachem effekt: led-technik, vibrationen und temperatur zur wärmphase. Sie wurde speziell für empfindliche haut um die augen entwickelt. Es wird dazu beitragen, die offensichtlichen spuren des alters zu reduzieren und so lebendig und dynamischer auszusehen. 3. Einige augencreme reiben, um das beste zu erreichen.																												
Nom de produit	Intelligent de beauté dispositif	Modèle de produit non	BD4																																																																								
Poids Net	47.5g	Puissance	0.7W																																																																								
Tension nominale	DC 3.7V	Matériau alliage de	Alliage de Zinc +ABS																																																																								
Température	Jusqu'à 40°C	Tension fonctionnant	3,7-4,2v																																																																								
Fréquence de Vibration	10000RPM																																																																										
Temps de charge	1,5 heures																																																																										
Taille d'unité	139*29*28.5mm																																																																										
fréquent Questions à poser	Causes possibles	Treatment																																																																									
Le produit ne peut pas être allumé	Le mode de mise en marche est incorrect	Appuyez sur le bouton on/off																																																																									
	La puissance est épuisée	Si vous ne pouvez pas charger, il vous est conseillé de contacter le vendeur.																																																																									
Le produit ne fonctionne plus après avoir été allumé	La batterie est épuisée	Veuillez essayer de charger. Si elle n'est toujours pas disponible après la charge, veuillez contacter le vendeur.																																																																									
La vibration du produit n'est pas forte après avoir touché la peau ou ne fonctionne pas.	La résistance est grande après Toucher la peau	L'utilisation avec des produits de soins de la peau est recommandée pour obtenir un effet plus significatif.																																																																									
Struktur nach produkten  Da sind die anforderungen <table> <tr> <td>Name der produkte</td><td>Fürsetzen mit intelligenten augen</td><td>Modell nach modell</td><td>BD4</td></tr> <tr> <td>In ordnung</td><td>47.5g</td><td>Das ist ja eine knarre</td><td>0.7W</td></tr> <tr> <td>Das ist ja eine knarre</td><td>DC 3.7V</td><td>Material</td><td>Zinc alloy+ABS</td></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>aber 40 C</td><td>Vibrirende frequenz</td><td>3,7-4,2v</td></tr> <tr> <td>Vibrirende frequenz</td><td>10000RPM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zeit zum aufladen</td><td>1,5 heures</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Marktwert.</td><td>139*29*28.5mm</td><td></td><td></td></tr> </table> Dies sind drei arbeitsmodelle Muster 1: wind + rot + thermostat + erhitzte Eine dreifachbehandlung. Was ist das. Dieses muster trägt dazu bei, die sichtbare anzeichen von alterung rund um die augen zu reduzieren, wie zum beispiel falten und nadeln. Modus 2: rotes licht mit thermostat Dieses muster fördert die zelluläre aktivität und die haut-elastizität. Außerdem stellt es das gleichgewicht der haut um die augen wieder her und macht sie angenehmer. Modell 3: wind mit thermostat plus wärme erhitzte Solche hohe eine massage mit einer temperatur. kontrollierte erhitzung kriegt helfen augen regionalen, zu eine. Es hilft auch dabei, jede augencreme wirksamer zu absorbieren.	Name der produkte	Fürsetzen mit intelligenten augen	Modell nach modell	BD4	In ordnung	47.5g	Das ist ja eine knarre	0.7W	Das ist ja eine knarre	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS	Temperature	aber 40 C	Vibrirende frequenz	3,7-4,2v	Vibrirende frequenz	10000RPM			Zeit zum aufladen	1,5 heures			Marktwert.	139*29*28.5mm			Und wie das funktioniert  1. Ziehen sie ihre lieblingsaugencreme über die augen und massieren sie sie so lange, bis sie komplett absorbiert sind. empfehlung  2. Aktiviert die funktion langer knopf  (schlüssel), schaltet den modus kurz  (schlüssel) aus, reguliert die temperatur mit "+" / "-" Wir werden es brauchen.  3. Halte das kopfstück fest und massiere es mit dem kopf.  4. Nach gebrauch drückt du mit einen clip lang  waschen sie sich bitte mit einem handtuch Oder taschentuch den kopf ab damit man sie wieder ausschalle. Aufladen 1. Frisör zwischen zwei benutzung aufladen. 2. Bei der aufladung flackern die symbole für die anzeige. Wenn sie fertig sind, schaltet das batteriezeichen ab. 3. Bitte aufgeladen werden, damit sie nicht altern. Der zauberstab ist nicht wasserdicht. 4. Bitte ziehen sie nach dem laden das ladegerät.	Erhaltung 1. Von der augencreme bevor sie eingesetzt wird, dann Homogenisiert vor gebrauch, wird anschließend mit der saum weitere verwendet. 2. Bitte trocknen sie nach gebrauch das produkt mit einem tuch ab. 3. Gießen sie kein wasser auf das produkt Oder reinigen sie den körper nicht mit wasser. Das produkt ist weder wasserfest noch wasserfest. 4. Bitte waschen sie das produkt nicht mit ätzenden gegenständen. 5. Bitte lassen sie es kühl und trocken lagern. 6. Wenn das produkt kaputt ist, bitte nicht benutzen. 7. Reib ihn nicht zu hart an. Dépannage <table> <tr> <th>Häufig. - was Fragen.</th><th>Mögliche gründe</th><th>Heil</th></tr> <tr> <td>Dieses produkt kann nicht geöffnet werden</td><td>Es ist ein falscher start</td><td>Sie haben den knopf gedrückt</td></tr> <tr> <td></td><td>Die batterie ist Leer</td><td>Versuchen sie es zu aufladen. Wenn der modus nicht hoch läuft, wenden sie sich an den verkäufer.</td></tr> <tr> <td>Das produkt funktioniert nicht, wenn es startet</td><td>Die batterie ist Leer</td><td>Versuchen sie es zu aufladen. Wenn sie doch noch Sie starten nach wasser den produkt nicht in wasser waschen sie es mit wasser.</td></tr> <tr> <td>Vibrationen der produkte Was halt ich die für eine erhitze. berühren Wirk nicht</td><td>Der widerstand nach hautkontakt ist groß.</td><td>Zusammen mit der haut (die finger nicht). Die wärkung ist viel größer.</td></tr> </table> Das programm hat garantie Die sollte ich's mir ansehen. Und die sollte ich nicht vergessen. Einzelheiten finden sie auf der website.	Häufig. - was Fragen.	Mögliche gründe	Heil	Dieses produkt kann nicht geöffnet werden	Es ist ein falscher start	Sie haben den knopf gedrückt		Die batterie ist Leer	Versuchen sie es zu aufladen. Wenn der modus nicht hoch läuft, wenden sie sich an den verkäufer.	Das produkt funktioniert nicht, wenn es startet	Die batterie ist Leer	Versuchen sie es zu aufladen. Wenn sie doch noch Sie starten nach wasser den produkt nicht in wasser waschen sie es mit wasser.	Vibrationen der produkte Was halt ich die für eine erhitze. berühren Wirk nicht	Der widerstand nach hautkontakt ist groß.	Zusammen mit der haut (die finger nicht). Die wärkung ist viel größer.	Precauciones ES Gracias por comprar este producto. Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo para futuras referencias. 1. Este producto no debe ser utilizado por niños pequeños y es sólo para uso externo. Si usted tiene alguna condición médica, por favor consulte consu médico antes de usar este producto. 2. Deje de usar este dispositivo si siente alguna molestia. No utilice este producto mientras usa lentes de contacto. Si usted siente anomalías en sus ojos, párpados o piel durante su uso o inmediatamente después de su uso y persiste, consulte a su médico especialista. 3. Evite el contacto directo con los ojos. 4. No utilizar durante la carga. 5. Para usuarios privados o personas con piel sensible: aplicar durante un corto periodo de tiempo para asegurarse de que no hay efectos secundarios. En el raro caso de que se sienta incómodo o la piel se irrite por favor deje de usar el producto y póngase en contacto con el fabricante. 6. No reparar, desmontar o modificar este producto sin autorización. Introducción de la función Esta varita terapia de cuidado de la vista se basa en la triple acción: LED, vibración y tecnologías de calentamiento de la luz con control de temperatura. Fue desarrollado específicamente para la delicada piel alrededor de los ojos. Puede ayudar a reducir los signos visibles del proceso de envejecimiento alrededor de los ojos para un aspecto más rejuvenecido, revivido. Para obtener los mejores resultados aplicar un poco de crema para los ojos antes de usar la varita.	Estructura del product  Especificaciones del product <table> <tr> <td>Nombre del product</td><td>Dispositivo de belleza inteligente de los ojos</td><td>Modelo de product</td><td>BD4</td></tr> <tr> <td>Peso neto</td><td>47.5g</td><td>Poder</td><td>0.7W</td></tr> <tr> <td>Tensión nominal</td><td>DC 3.7V</td><td>Material</td><td>Zinc alloy+ABS</td></tr> <tr> <td>Temperature</td><td>aber 40 C</td><td>Tensión de tensión de trabajo</td><td>3,7-4,2v</td></tr> <tr> <td>Frecuencia de vibración</td><td>10000RPM</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tiempo de carga</td><td>1,5 heures</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tamaño de la unidad</td><td>139*29*28.5mm</td><td></td><td></td></tr> </table> Tres modos de trabajo Modo 1: vibración + luz roja + calentamiento de la luz con control de temperature Cuidado Triple efecto. Este modo puede ayudar a disminuir los signos visuales del proceso de envejecimiento alrededor de los ojos, tales como arrugas y líneas finas. Modo 2: luz roja + calentamiento de la luz con control de temperatura Este modo puede ayudar a estimular la actividad celular y la promoción de la elasticidad de la piel. También puede ayudar a reequilibrar la piel alrededor de los ojos para una apariencia más radiante. Modo 3: vibración + calentamiento de la luz con control de temperatura Este modo de masaje de alta frecuencia y calor suave controlado por temperatura puede ayudar a estimular los músculos en la zona de los ojos para una apariencia más vigorizada. También puede hacer que la absorción de cualquier crema para los ojos aplicado más eficiente.	Nombre del product	Dispositivo de belleza inteligente de los ojos	Modelo de product	BD4	Peso neto	47.5g	Poder	0.7W	Tensión nominal	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS	Temperature	aber 40 C	Tensión de tensión de trabajo	3,7-4,2v	Frecuencia de vibración	10000RPM			Tiempo de carga	1,5 heures			Tamaño de la unidad	139*29*28.5mm		
Name der produkte	Fürsetzen mit intelligenten augen	Modell nach modell	BD4																																																																								
In ordnung	47.5g	Das ist ja eine knarre	0.7W																																																																								
Das ist ja eine knarre	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS																																																																								
Temperature	aber 40 C	Vibrirende frequenz	3,7-4,2v																																																																								
Vibrirende frequenz	10000RPM																																																																										
Zeit zum aufladen	1,5 heures																																																																										
Marktwert.	139*29*28.5mm																																																																										
Häufig. - was Fragen.	Mögliche gründe	Heil																																																																									
Dieses produkt kann nicht geöffnet werden	Es ist ein falscher start	Sie haben den knopf gedrückt																																																																									
	Die batterie ist Leer	Versuchen sie es zu aufladen. Wenn der modus nicht hoch läuft, wenden sie sich an den verkäufer.																																																																									
Das produkt funktioniert nicht, wenn es startet	Die batterie ist Leer	Versuchen sie es zu aufladen. Wenn sie doch noch Sie starten nach wasser den produkt nicht in wasser waschen sie es mit wasser.																																																																									
Vibrationen der produkte Was halt ich die für eine erhitze. berühren Wirk nicht	Der widerstand nach hautkontakt ist groß.	Zusammen mit der haut (die finger nicht). Die wärkung ist viel größer.																																																																									
Nombre del product	Dispositivo de belleza inteligente de los ojos	Modelo de product	BD4																																																																								
Peso neto	47.5g	Poder	0.7W																																																																								
Tensión nominal	DC 3.7V	Material	Zinc alloy+ABS																																																																								
Temperature	aber 40 C	Tensión de tensión de trabajo	3,7-4,2v																																																																								
Frecuencia de vibración	10000RPM																																																																										
Tiempo de carga	1,5 heures																																																																										
Tamaño de la unidad	139*29*28.5mm																																																																										
Usando el método  1. Aplique su crema ocular favorita alrededor de los ojos y masajeeon movimientos circulares hasta que se absorba por completo. (recomendado)  2. Presione el botón largo  (interruptor) para encender el producto y presione el botón corto  (interruptor) para cambiar el modo, y presione "+" / "-" para ajustar la temperatura según sea necesario.  3. La celebración de la parte superior del cuerpo del producto, utilizar la cabeza de masaje para masajeeon se muestra.  4. Después de usar cada vez, presionando  (botón on/off) para apagar, por favor limpie la cabeza de masaje con una toalla seca o toalla de papel. Método de carga 1. Cargar esta varita de belleza entre aplicaciones. 2. Durante el proceso de carga, el símbolo de la batería de la pantalla de visualización parpadea y el símbolo de la batería deja de parpadear después de que se haya completado la carga. 3. Por favor, cargue de vez en cuando para evitar el envejecimiento después de no usar durante mucho tiempo. Esta varita no es impermeable ni resistente al agua. 4. Cuando la carga haya terminado, por favor desenchufe el cargador.	Mantenimiento 1. Si aplica la crema para los ojos antes de la aplicación, extienda la crema uniformemente y deje que absorba antes de usar el producto. 2. Limpie el producto con una toalla seca después de cada aplicación. 3. Por favor no vierta agua sobre el producto o lavar el cuerpo con agua. Este producto no es impermeable ni resistente al agua. 4. Por favor, no utilice corrosivos para limpiar el producto. 5. Por favor guárdelo en un lugar fresco y seco. 6. Por favor no utilice el producto si está dañado. 7. Por favor no dar un fuerte impacto en el cuerpo. Solución de problemas <table> <tr> <th>Preguntas frecuentes</th><th>Posibles causas</th><th>Tratamiento</th></tr> <tr> <td>El producto no se puede encender</td><td>El modo de encendido está desconectado</td><td>Presione brevemente el botón on/off</td></tr> <tr> <td></td><td>La energía se agotó</td><td>Por favor, intente cargar. Si todavía no puede iniciar después de cargar por favor póngase en contacto con el vendedor.</td></tr> <tr> <td>El producto no funciona después de ser encendido.</td><td>La batería se agotó</td><td>Por favor, intente cargar. Si todavía no está disponible después de la carga por favor póngase en contacto con el vendedor.</td></tr> <tr> <td>La vibración del producto no es fuerte después de tocar la piel o no funciona.</td><td>La resistencia es grande después de tocar la piel.</td><td>Se recomienda aplicar junto con productos para el cuidado de la piel para lograr un efecto más significativo.</td></tr> </table> Politica de garantia GLO24K garantiza todas sus herramientas de belleza. Por favor consulte el sitio web para más detalles.	Preguntas frecuentes	Posibles causas	Tratamiento	El producto no se puede encender	El modo de encendido está desconectado	Presione brevemente el botón on/off		La energía se agotó	Por favor, intente cargar. Si todavía no puede iniciar después de cargar por favor póngase en contacto con el vendedor.	El producto no funciona después de ser encendido.	La batería se agotó	Por favor, intente cargar. Si todavía no está disponible después de la carga por favor póngase en contacto con el vendedor.	La vibración del producto no es fuerte después de tocar la piel o no funciona.	La resistencia es grande después de tocar la piel.	Se recomienda aplicar junto con productos para el cuidado de la piel para lograr un efecto más significativo.	Precauzioni IT Grazie per aver comprato questo prodotto. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di usare il prodotto e conservarlo come riferimento per il futuro. 1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini piccoli ed è destinato esclusivamente ad uso esterno. Se ha qualsiasi condizione medica, consulti il medico prima di usare questo prodotto. 2. Interrompere l'uso di questo dispositivo se avverte fastidio. Non utilizzare questo prodotto durante l'uso delle lenti a contatto. Se avverte anomalie agli occhi, alle palpebre o alla pelle durante o subito dopo l'uso e il disturbo persiste, consulti il medico specialista. 3. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 4. Non usare durante la ricarica. 5. Per la prima volta utilizzatori o persone con pelle sensibile: fare domanda per un breve periodo per evitare effetti indesiderati. Nel raro caso in cui si senta a disagio o la pelle diventi irritata, smetta di usare il prodotto e contatti il produttore. 6. Non riparare, smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. 7. Tenere lontano dall'acqua. Il dispositivo non è impermeabile. Introduzione funzione Wand Therapy basa su una triplice azione: LED, vibrazioni e tecnologie di riscaldamento della luce controllate dalla temperatura. È stato sviluppato specificamente per la pelle sensibile attorno agli occhi. Può contribuire a ridurre i segni visibili del processo di invecchiamento intorno agli occhi per un aspetto più ringiovanito e rianimato. Per ottenere i migliori risultati utilizzare crema per gli occhi prima di usare la bacchetta.	Struttura del prodotto																																																									
Preguntas frecuentes	Posibles causas	Tratamiento																																																																									
El producto no se puede encender	El modo de encendido está desconectado	Presione brevemente el botón on/off																																																																									
	La energía se agotó	Por favor, intente cargar. Si todavía no puede iniciar después de cargar por favor póngase en contacto con el vendedor.																																																																									
El producto no funciona después de ser encendido.	La batería se agotó	Por favor, intente cargar. Si todavía no está disponible después de la carga por favor póngase en contacto con el vendedor.																																																																									
La vibración del producto no es fuerte después de tocar la piel o no funciona.	La resistencia es grande después de tocar la piel.	Se recomienda aplicar junto con productos para el cuidado de la piel para lograr un efecto más significativo.																																																																									