

(EN) USE & CARE GUIDE
FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.
The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. The product is designed for the neck and face area, do not use the product on other parts of the body.

SPECIFICATION:


Name: STYLPRO™ Neck & Face Smoother
Model: NS01A
Device Size: 89mm(L) x 47mm(W) x 120mm(H)
Materials: Coated ABS Plastic
Charging Voltage: 5.0V Nominal Voltage: 3.7V
Maximum Power: 2.5W

INCLUDED CONTENTS:

- 1 x STYLPRO™ Face and Neck Smoother
- 1 x Protective Cap
- 1 x Charging Cable
- 1 X Instruction Booklet

PARTS IDENTIFICATION:

- 1.** Message Head **2.** Display **3.** Power/Mode Button **4.** Red/Green/Blue Light Indicator **5.** battery charging indicator **6.** USB charging point.



CAUTION:

1. Use the device once daily.
2. We do not advise using this device if you: have undergone facial plastic surgery, have a metal implant, are pregnant, or if you are currently on your menstrual cycle.
3. Consult your medical professional prior to use if: You are epileptic, photophobic, or light sensitive, if you are pregnant or have had skin cancer in the last 12 months.
4. When the device needs cleaning, ensure that the power is off. Clean with a moist wipe, paper towel or cloth with a small amount of soap and wipe the head. Avoid contact with water and other metals. Do not use corrosive solutions such as alcohol, oils, or nail polish remover to wipe the device as this may lead to cracking, discolouration, or other damages to the device.
5. Store in a cool dry place. Do not store in a bathroom or room with humid air, which may damage the device.

CHARGING:

During the charging process, the display screen battery symbol flashes and the battery symbol stops flashing after charging is completed.


MAINTENANCE:

1. Please wipe off any excess skin care products which may accumulate in the massage head.
2. Wipe clean with a damp cloth only.
3. Do not submerge in water.
4. Please don't use cleaning product to clean.
5. Please store it in a cool dry place.
6. Please don't use if it is damaged.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

HOW IT WORKS:

Brighten mode
Brighten mode uses low levels of vibrations and **green** LED light therapy to help clear



©2025 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved. STYLIDEAS owns trademarks, registered trade marks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products.
www.stylideas.com/lp. Distributed by STYLIDEAS Ltd,
UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559
teamtom@stylideas.com.

EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium
AU: 6/7 Smeaton Grange Rd, Smeaton Grange, NSW.
USA: 2020 Ocean Ave Ronkonkoma NY, 11779

Made in China.

NS01A

the skin, working to reduce the appearance of hyperpigmentation and age spots on the face and neck.

Benefits:

- Promotes clearer skin.
- Helps reduce the appearance of hyperpigmentation and age spots.

Renew mode

Renew mode uses a medium level of vibrations and **red** LED light to encourage the production of collagen and elastin: naturally occurring proteins in the body that encourage firmer skin. This helps to reduce finer lines, wrinkles, and scarring.

Benefits:

- Encourages the production of collagen and elastin.
- Helps to make skin firmer, reducing the appearance of wrinkles, lines and scarring.

Restore mode

Restore mode uses a higher level of vibration, **blue** LED light and heat to help reduce acne, inflammation, and redness, preventing oil build up and reducing the occurrence of black heads in the skin.

Benefits:


- Helps reduce: Inflammation, Acne, Redness, Oil build-up, Black heads.

HOW TO USE:

Device movement

When using the device on your neck, we recommend these movements:

1. From the chin upwards towards your outer cheek
2. From the upper cheek upwards around your temples
3. From the bottom of your neck upwards towards your chin
4. From the bottom of your forehead towards your hairline



Brighten mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn on the device and enter the BRIGHTEN mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin, massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 3 minutes. To target key areas with hyperpigmentation and age spots, we recommend holding the device on those areas for an extra 2-3 minutes.

Renew mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn the device on, then quickly press the power button ONCE to enter the RENEW mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin, massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 2 minutes. To target key areas with wrinkles and lines, we recommend holding the device on those areas for an extra 1 ½ minutes.

Restore mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn the device on, then quickly press the power button TWICE to enter the RESTORE mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin while you wait for the device to heat up. This will take at least 2 minutes. Massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 2 minutes. To target key areas with acne and inflammation, we recommend holding the device on those areas for an extra minute.

CE-MÄRKNING: STORBRTANNIEN/EU - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: STYLIDEAS LTD FORSAKRAR ATT STYLPRO UPPFYLLER DE VESÄNTLIGA KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER, EN KOPIA AV ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN FINNS TILLGÄNGLIG PÅ BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, STORBRTANNIEN. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRYSEL, BELGIEN.

(AU)
OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND COMPENSATION FOR ANY OTHER REASONABLY FORSEEABLE LOSS OR DAMAGE. YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE.

(USA)
One (1) Year Limited Consumer Product Warranty
STYLIDEAS LTD ("STYLIDEAS") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances).

Your Limited Warranty Benefits
During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, STYLIDEAS will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online STYLIDEAS store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:
1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team via +44(0)20 3225 5559 teamtom@stylideas.com
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

BATTERIES:
THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.

1. Please turn the device OFF after use. 2. This product should not be used by; children, pregnant women, patients with epilepsy, tumors and cancer patients, patients with cardiac pacemakers or similar. 3. Do not place any part of the product near heat sources such as radiators, cookers, etc do not lay on a soft surface such as a bed as device may overheat. 4. Keep the device away from corrosive liquids. 5. If you feel abnormalities in your skin during use or after use, please consult your medical specialist. 6. Do not tamper with any internal components, there are no user serviceable parts inside the unit. Do not attempt to repair the product yourself. 7. Keep away from water. This product is not a toy. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Please store with care and out of reach of children and pets. 8. To protect against electrical hazards, do not use while bathing or in the shower. 9. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or persons made weak or disabled by illness or injury. 10. Do not use on sensitive or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions. 11. Remove all metals and solid objects, such as earrings, necklaces, bracelets, watches etc before use. Remove, glasses, false eyelashes and contact lenses before use. 12. Do not operate this appliance if it malfunctions or has been dropped on the floor or in water or damaged in any manner. 13. Do not directly touch the eyeball. 14. Do not share this product with anyone else. 15. Please do not use during charging.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY: OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE; IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE READ THE WARRANTY LEAFLET INCLUDED OR CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: WHEN THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFECYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.

CE MARKING: UK/EU -DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.
Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées. Le produit est conçu pour une utilisation sur la zone du cou et du visage, ne pas l'utiliser sur d'autres parties du corps.

SPÉCIFICATION:


Nom : STYLPRO™ Lifteur de cou et visage
Référence : NS01A
Dimensions de l'appareil : 89 mm(L) × 47 mm(l) × 120 mm(h)
Matériaux : Plastique ABS avec revêtement
Tension de charge : 5.0 V Tension nominale : 3.7 V
Puissance maximale : 2.5 W

ACCESSOIRES INCLUS :

- 1 Lifteur STYLPRO™ Face and Neck Smoother
- 1 Protection en plastique
- 1 Câble de chargement
- 1 Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES PIÈCES :

1. Tête de massage 2. Affichage 3. Bouton marche/arrêt/mode 4. Voyant rouge/vert/bleu 5. Indicateur de charge de la batterie 6. Port de chargement USB.



ATTENTION

- 1.Utilisez l'appareil une fois par jour.
- 2.Nous vous conseillons d'utiliser cet appareil si vous : avez subi une chirurgie plastique du visage, avez un implant métallique, êtes enceinte ou avez vos menstruations.
- 3.Consultez votre professionnel de la santé avant de l'utiliser si : vous êtes épileptique, photophobe ou sensible à la lumière, si vous êtes enceinte ou si vous avez eu un cancer de la peau au cours des 12 derniers mois.
- 4.Lorsque l'appareil doit être nettoyé, assurez-vous qu'il est hors tension. Nettoyez avec une lingette humide, une serviette en papier ou un chiffon avec une petite quantité de savon, puis essuyez la tête. Évitez tout contact avec l'eau et d'autres métaux. N'utilisez pas de solutions corrosives telles que de l'alcool, des huiles ou du dissolvant pour vernis à ongles pour essuyer l'appareil, car cela pourrait causer des fissures, une décoloration ou d'autres dommages.
- 5.Conservez dans un endroit frais et sec. Ne pas stocker dans une salle de bain ou une pièce où l'air est humide, ce qui pourrait endommager l'appareil.

CHARGEMENT:

Pendant le processus de chargement, le symbole de batterie de l'affichage clignote et il cesse de clignoter une fois la charge terminée.

ENTRETIEN:

1. Veuillez essuyer tout excès de produit de soins de la peau qui pourrait s'accumuler sur la tête de massage.
2. Essayez avec un chiffon humide uniquement.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. Veuillez ne pas nettoyer en utilisant des produits de nettoyage.
5. Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
6. Veuillez ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

DANGER: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION :

TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE LE RANGER.

FONCTIONNEMENT:

Mode Éclat

Le mode Éclat utilise de faibles niveaux de vibration et la luminothérapie à LED verte pour purifier la peau en réduisant l'apparence de l'hyperpigmentation et des taches de vieillesse sur le visage et le cou

Bénéfices:

- Une peau plus nette
- Contribue à réduire l'apparence de l'hyperpigmentation et des taches de vieillesse sur le visage et le cou.

på strömbrytaren TVÅ GÅNGER för att gå in i RESTORE-läget.

- 2.Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden medan du väntar på att enheten ska bli varm. Detta tar minst två minuter. Massera in tills produkten är helt absorberad.
- 3.Se till att fingrarna nudlar silverremsan runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn.
- 4.Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
- 5.För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst två minuter. Om du vill fokusera på nyckelområden med acne och inflammation rekommenderar vi att du håller enheten på dessa områden i ytterligare en minut.

BATTERIER:

PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT LITUM-ION BATTERI. RISK FÖR BRAND OCH BRÄNNMÄRKEN, ÖPPNA INTE, KROSSA INTE, UPPVÄRMA ÖVER 60°C/140 °F ELLER FÖRBRÄNNA. UTSÄTT INTE FÖR KORTSLUTNING. OM LITUM-ION BATTERIET BULAS KRAFTIGT, SLUTA ANVÄND. DET: HÅLL SMÅ CELLER SOM BETRÄKTAS SOM SVÄLJBARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. SVÄLJNING KAN ORSAKA BRÄNNMÄRKEN, GENOMTRÄNGNING AV MJUKVÄVNAD OCH DÖD. ALLVARLIGA BRÄNNMÄRKEN KAN INTRÄFFA INOM 2 TIMMAR EFTER SVÄLJNING. VID SVÄLJNING AV EN CELL, SÖK OMEDELBART MEDICINSK HJÄLP.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

NÄR DU ANVÄNDER ELEKTRISKA APPARATER SKA ALLTID GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖLJAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA Dessa INSTRUKTIONER. ANVÄND APPARATEN ENDAST FÖR AVSETT ANVÄNDNINGSGOMRÅDE SOM BESKRIVS I DENNA INSTRUKTIONSBOK. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMENDERAS AV STYLPRO™ KAN ORSAKA FAROR.

1. Stäng av enheten efter användning. 2. Denna produkt bör inte användas av barn, gravida kvinnor, patienter med epilepsi, tumörer och cancerpatienter, patienter med hjärtstödssaggregat eller liknande. 3. Placera inte någon del av produkten nära värmekällor som element, spisar, etc. Lägg inte enheten på en mjuk yta som en säng eftersom enheten kan överhettas. 4. Håll enheten borta från frätande vätskor. 5. Om du känner avvikande hudreaktioner under eller efter användning, kontakta din medicinska specialist. 6. Försök inte att öppna eller ändra några interna komponenter. Det finns inga användarreparabla delar inuti enheten. Försök inte att reparera produkten själv. 7. Håll enheten borta från vatten. Denna produkt är inte en leksak. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn utan enheten på känsel eller skadad hud. Använd inte enheten under bad eller i duschen. 8. För att skydda dig mot elektriska faror, använd inte enheten när bad eller personer som är svaga eller handikappade på grund av sjukdom eller skada. 10. Använd inte du har några andra hudtillstånd. 11. Ta bort alla metaller och fasta föremål, som örhängen, halsband, armband, klockor osv. innan du använder enheten. Ta bort glasögon, falska ögonfransar och kontaktlinser innan du använder enheten. 12. Använd inte den här apparaten om den fungerar felaktigt, har fallit på golvet eller i vatten eller skadats på något sätt. 13. Rör inte direkt vid ögonbollen. 14. Dela inte den här produkten med någon annan. 15. Använd inte enheten under laddning.

BEGRÄNSAD TVÅÅRSGARANTI: VÅRA VAROR LEVERERAS MED GARANTIER SOM INTE KAN UTSLUTAS ENLIGT EUROPEISK KONSUMENTLAG. EU-DIREKTIV 1999/44/EG ANGER: "EN TVÅÅRSGARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA KONSUMENTVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING FÖR ETT STORT FEL OCH DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT FÅ VARORNA REPARERADE ELLER UTBYTA OM DE INTE UPPFYLLER ACCEPTABEL KVALITET OCH FELET INTE UPPFYLLER ETT STORT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (ENLIGT VÅRT VAL) DIN APPARAT GRATIS UNDER TOLV MÅNADER FRÅN KÖPEDATUMET. OM APPARATEN ÄR DEFECT I ARBETS MILJÖN ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN YTTERLIGARE FÖRMAN OCH PÅVERKAR INTE DINA LEGALA RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, VÄNLIGEN LÄS GARANTIFOLDET SOM INGÅR ELLER KONTAKTA STYLPRO™ KUNDSERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT GÖRA EN GARANTIREKLAMATION MÅSTE DU BEVÄRA DITT KÖPBEVIS.

KORREKT AVHÄMTNING AV DENNA PRODUKT: NÄR PRODUKTEN HAR NÅTT SLUTET AV SIN ANVÄNDNING, VÄNLIGEN KASTA DEN INTE MED VANLIG HUSHÅLLSAVFALL. ÅTERVINNING ÄR DET SÄKR ÅSTE OCH MEST ANSVARIGA SÄTTET ATT KASSERA ELEKTRISKA ARTIKLAR SOM HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVSCYKL. KASSERA DEN ENLIGT LOKALA FÖRESKRIFTER. DIREKTIVET OM AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE) I EUROPEISKA LÄNDER FASTSTÄLLER KORREKT ÅTERVINNINGS PRAKTIK. KASSERA DEN INTE MED VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.

FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT: STÅNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER FÖRVARAR.

SÅ HÅR FUNGERAR DEN:

Brighten-läge

Brighten-läget använder låga vibrationsnivåer och grön LED-ljusterapi för att rengöra huden och på så vis minska uppkomsten av hyperpigmentering och åldersfläckar i ansiktet och på halsen

Fördelar:

- Ger fräschare hud.
- Bidrar till att minska uppkomsten av hyperpigmentering och åldersfläckar

Renew-läge

Renew-läget använder en medelhög vibrationsnivå samt rött LED-ljus för att uppmuntra produktionen av kollagen och elastin. Dessa är naturligt förekommande proteiner i kroppen som uppmuntrar till fastare hud. Detta bidrar till att minska finare rynkor, linjer och årbildning.

Fördelar:

- Uppmuntrar produktionen av kollagen och elastin.
- Bidrar till att göra huden fastare och minskar uppkomsten av rynkor och årbildning.

Restore-läge

Restore-läge använder en högre vibrationsnivå, blått LED-ljus och värme för att bidra till att minska acne, inflammation och rodnad, förhindra uppbyggnad av olja samt minska förekomsten av pormaskar i huden.

Fördelar:


- Bidrar till att minska: Inflammation, acne, rodnad, uppbyggnad av olja, pormaskar.

ANVÄND SÅ HÅR:

Rörelse med enheten

När du använder enheten på din hals rekommenderar vi följande rörelser:

1. Från hakan och uppåt mot ytterdelen av kinden
2. Från övre delen av kinden och uppåt mot tinningarna
3. Från längst ner på halsen och uppåt mot hakan
4. Från längst ner på pannan och mot hårfästet.



Brighten-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och gå in i BRIGHTEN-läget.
2. Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden, massera in tills den är helt absorberad.
3. Se till att fingrarna nuddar silverremsan runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn.
4. Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
5. För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst tre minuter. Om du vill fokusera på nyckelområden med hyperpigmentering och åldersfläckar rekommenderar vi att du håller enheten på dessa områden i ytterligare 2-3 minuter.

Renew-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och tryck sedan snabbt på strömbrytaren EN GÅNG för att gå in i RENEW-läget.
2. Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden, massera in tills den är helt absorberad.
3. Se till att fingrarna nuddar silverremsan runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn
4. Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
5. För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst två minuter. Om du vill fokusera på nyckelområden med rynkor och linjer rekommenderar vi att du håller enheten på dessa områden i ytterligare 1 ½ minuter.

Restore-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och tryck sedan snabbt **36.**

Mode Rajeunissement

Le mode Rajeunissement utilise un niveau de vibrations moyen et une lumière LED rouge pour favoriser la production de collagène et d'élastine : des protéines naturellement présentes dans le corps qui favorisent une peau plus ferme. Cela aide à réduire les ridules, les rides et les cicatrices.

Bénéfices:

- Encourage la production de collagène et d'élastine.
- Aide à rendre la peau plus ferme, réduisant l'apparence des rides, des ridules et des cicatrices.

Mode Réparation

Le mode Réparation utilise un niveau plus élevé de vibrations, une lumière LED bleue et de la chaleur pour aider à réduire l'acné, l'inflammation et les rougeurs, et empêcher l'accumulation de sébum et réduire l'apparition de points noirs sur la peau.

Bénéfices :


- Permet de réduire : l'inflammation, l'acné, les rougeurs, l'accumulation de sébum et les points noirs.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Mouvements de l'appareil

Lorsque vous utilisez l'appareil sur votre cou, nous recommandons les mouvements suivants :

1. Du menton vers le haut en direction de l'extérieur de la joue.
2. De la partie supérieure de la joue vers le haut autour de vos tempes.
3. Du bas de votre cou vers le haut en direction du menton.
4. Du bas de votre front vers la naissance des cheveux.



Mode Éclat

1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil et passer en mode Éclat.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau, et massez jusqu'à absorption complète.
3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 3 minutes. Pour cibler les zones clés présentant une hyperpigmentation et des taches de vieillesse, nous vous recommandons de maintenir l'appareil sur ces zones pendant 2 à 3 minutes supplémentaires.

Mode Rajeunissement

1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, puis appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation UNE FOIS pour passer au mode Rajeunissement.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau, et massez jusqu'à absorption complète.
3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 2 minutes. Pour cibler les zones clés présentant des rides et des ridules, nous vous recommandons de maintenir l'appareil sur ces zones pendant 1 minute et 30 secondes supplémentaires.

Mode Réparation


1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, puis appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation DEUX FOIS pour passer en mode RESTAURATION.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau pendant que vous attendez que l'appareil chauffe. Cette opération prendra au moins 2 minutes. Massez jusqu'à absorption complète.

CE-MERKINTÄ: : UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS: STYLIDEAS LTD ILMOITAA, ETTÄ STYLPRO NOUDATTAA OLLEELLISIA VAATIMUKSIA JA MUJITA SOVELTUVIA MÄÄRÄYKSJÄ. KOPIO VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUKSESTA ON SAATAVILLA PYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA. OBEJIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRYYSEL, BELGIA.

(SE) ANVÄNDNING
OCH SKÖTSELRAD FÖR DIN SÄKERHET OCH FÖR FORTSATT NJUTNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID INSTRUKTIONSBLADET NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DEN. Produkten är avsedd för privat bruk endast och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Produkten är utformad för nacke och ansiktsområde, använd inte produkten på andra delar av kroppen.

SPECIFIKATION:
Namn: STYLPRO™ Hals- och ansiktssmoother
Modell: NS01A
Enhetens storlek: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Material: Belagd ABS-plast
Laddningsspänning: 5.0V Nominell spänning: 3.7V
Nominell spänning: 2.5W

DELAR:
1. Massgehuvid **2.**Display **3.** Ström-/lägesknapp **4.**Röd/grön ljusindikator
5.batteriladdningsindikator **6.**USB-laddningspunkt.



WARNING:
1. Använd enheten en gång dagligen.
2. Vi rekommenderar inte att använda den här enheten om du har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har en metallimplantat, är gravid eller om du har din menstruationscykel.
3. Rådfråga din läkare innan du använder enheten om: Du har epilepsi, är ljuskänslig eller ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna.
4. Se till att enheten är avstängd när den behöver rengöras. Rengör med en fuktig trasa, pappershandduk eller trasa med en liten mängd tvål och torka av huvudet. Undvik kontakt med vatten och andra metaller. Använd inte frätande lösningar som alkohol, oljor eller nagellackbortagningsmedel för att torka av enheten eftersom detta kan leda till sprickor, missfärgning eller andra skador på enheten.
5. Förvara på en sval och torr plats. Förvara inte i ett badrum eller rum med fuktig luft, vilket kan skada enheten.

LADDNING:
Under laddning blinkar batterisymbolen på displayen. Den slutar blinka när laddningen är klar.

UNDERHÅLL
1. Torka bort eventuella överflödiga hudvårdsprodukter som kan samlas i massagehuvudet.
2. Torka bara med en fuktig trasa.
3. Sänk inte ned i vatten.
4. Rengör inte med rengöringsmedel.
5. Förvara svalt och torrt.
6. Använd inte enheten om den är skadad.

3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 2 minutes. Pour cibler les zones clés présentant de l'acné ou de l'inflammation, nous vous recommandons de maintenir l'appareil sur ces zones pendant une minute supplémentaire.

BATTERIE:
LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE AU LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, ÉCRASER, CHAUFFER À PLUS DE 60 °C/140 °F OU INCINÉRER. NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE AU LITHIUM-ION EST FORTEMENT BOMBÉE, CÉSEZ DE L'UTILISER. CONSERVEZ LES PETITES PARTIES POUVAINT ÊTRE AVALÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LA DÉGLUTITION PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES, LA PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SURVENIR DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE PARTIE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:
LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES. NOTAMMENT LES SUIVANTES : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. UTILISEZ L'APPAREIL UNIQUEMENT POUR SON USAGE PRÉVU, TEL QUE DÉCRIT DANS CES INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ÉLÉMENTS NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT ÊTRE DANGEREUSE.

1. Veuillez éteindre l'appareil après utilisation (bouton OFF). **2.** Ce produit ne doit pas être utilisé par : des enfants, des femmes enceintes, des patients atteints d'épilepsie, de tumeurs ou d'un cancer, les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou similaires. **3.** Ne placez aucune partie de l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières, etc. Ne pas poser l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit car il pourrait surchauffer. **4.** Conservez l'appareil à l'abri de liquides corrosifs. **5.** Si vous ressentez des anomalies au niveau de la peau pendant ou après l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin. **6.** Ne pas modifier les composants internes. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. **7.** Tenir à l'écart de l'eau. Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne doit pas être manipulé par des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. A conserver avec soin, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. **8.** Pour protéger contre les risques électriques, ne pas utiliser dans le bain ou la douche. **9.** Une surveillance étroite doit être exercée si l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou affaiblies par des maladies ou des blessures, ou à proximité de telles personnes. **10.** Ne pas utiliser sur une peau sensible ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enfiée ou sur des coups de soleil en cas de problèmes de peau. **11.** Retirer tous les métaux et objets solides, tels que boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres, etc. avant l'utilisation. Retirer les lunettes, les faux cils et les lentilles de contact avant l'utilisation. **12.** Ne pas utiliser cet appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. **13.** Ne pas mettre en contact direct avec le globe oculaire. **14.** Ne pas partager ce produit entre plusieurs personnes. **15.** Ne pas utiliser pendant le chargement.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS : EN VERTU DU DROIT EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION, NOS PRODUITS BÉNÉFICIENT DE GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES. LA DIRECTIVE 1999/44/CE DE L'UE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE. VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES BIENS SI CEUX-CI NE SONT PAS DE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ PRÉPARERA OU REMPLACERA (À NOTRE DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. SI L'APPAREIL PRÉSENTE DES DÉFAUTS DE FABRICATION OU DE MATÉRIAUX, CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE CETTE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LA NOTICE DE GARANTIE INCLUSE OU CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À L'ADRESSE TEAMTOM@STYLIDEAS.COM OU AU +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT : LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON UTILISATION, VEUILLEZ NE PAS LE JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DES APPAREILS ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE VIE. VEUILLEZ LE JETER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE **6.**

Palauttava tila

- 1.Kytke laite päälle pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan ja siirry sitten palauttavaan tilaan (RESTORE) painamalla virtapainiketta KAKSI KERTAA nopeasti
 - 2.Levitä holle kosteusvoidetta, seurumia tai emulsioita odottaessasi laitteen lämpenemistä. Tämä kestää vähintään 2 minuuttia. Hiero, kunnes levittämäsi tuote on imeytynyt täysin.
 - 3.Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
 - 4.Laite alkaa väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
 - 5.Liuvu hierontaa päätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 2 minuutin ajan.
- Suosittellemme, että kiinnität erityishuomiota tärkeimpiin akneista ja tulehduksesta kärsiviin alueisiin pitämällä laitteen näillä alueilla 1 lisäminuutin ajan.

AKUT:

TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-ION-AKKUN, PALO- JA POLTTORISKI, ÄLÄ AVAA, RUSKISTA, KUUMENNA YLI 60°C/140 °F TAI POLTA; ÄLÄ LYHYTSUUTA. JOS LITIUM-ION-AKKU PULLISTUU VOIMAKKAASTI, LOPETA KÄYTTÖ. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA PIDETÄÄN NIELTÄVISSÄ, POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. NIELY VOI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMEÄN KUDOKSEN REPEÄMISEEN JA KUOLEMAAN. VAKAVAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN KULUESSA NIELYSTÄ. JOS KENNO NIELTYY, HAKEUDU HETI LÄÄKÄRIN HOITOON. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET: SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETÄÄSSÄ ON AINA NOUDATETTAVA PERUSVAROTOIMIA, MUKAAN LUKIEN

SEURAAVAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TALLENNNA NÄMÄ OHJEET. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SEN TARKOITUKSEN MUKAISEEN KÄYTTÖÖN, KUTEN TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KUVAILLAAN. STYLPRO™ SUOSITTELEMATTOMIEN LIITÄNTÖJEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAAROJA.

- 1. Sammuta laite käytön jälkeen. **2.** Tätä tuotetta eivät saa käyttää: lapset, raskaana olevat naiset, epilepsiapotilaat, kasvain- ja syöpäpotilaat, potilaat, joilla on sydämentahdistin tai vastaava. **3.** Älä aseta mitään tuotteen osaa lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, liesiä jne. älä aseta tuotetta pehmeälle alustalle, kuten sängylle, koska laite voi ylikuumeneta. **4.** Pidä laite erossa syövyttävistä nesteistä. **5.** Jos tunnet polkkaavuuksia ihollasi käytön aikana tai käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. **6.** Älä peukaloisi sisäisiä komponentteja. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä korjata tuotetta itse. **7.** Pidä laite kaukana vedestä. Tämä tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa. Säilytä varovasti ja lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. **8.** Älä käytä laitetta sähkövaroilta suojautuaksesi, kun olet uimassa tai suihkussa. **9.** Tiivis valvonta on tarpeen, kun mitä tahansa laitetta käyttävät lapset tai sairauden tai vamman heikentämät tai vammauttamat henkilöt tai niiden läheisyydessä. **10.** Älä käytä herkälle tai rikkiinäliselle iholle. Älä käytä turvoksissa olevalle tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita ihosairauksia. **11.** Poista kaikki metallit ja kiinteät esineet, kuten korvakorut, kaulakorut, rannekorut, kellot jne. ennen käyttöä. Poista silmälasit, tekoriipset ja piilolinssit ennen käyttöä. **12.** Älä käytä tätä laitetta, jos siinä on toimintahäiriöitä tai jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai jos se on vahingoittunut: millään tavalla. **13.** Älä koske suoraan silmämunaan. **14.** Älä jaa tätä tuotetta kenenkään muun kanssa. **15.** Älä käytä latauksen aikana.

RAJOITETTU KAKSI VUODEN TAKUU: TUOTTEET TOIMITETAAN TAKUIDEN KANSSA, JOITA EI VOIDA POISSULKIA EUROOPAN KULTTASUOJALAINSÄÄDÄNNÖN ALTA. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ: "KAKSI VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIA KULTTUSAVAROIDEN MYNTIÄ KAIKIALLE EU-SSA: SINULLA ON OIKEUS SAADA KORVAUS TAI HWITYS MERKITTÄVÄSTÄ VIALISUUDESTA JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE HWAKSYTTÄVÄSSÄ KUNNOSSA JA VIKA EI OLE MERKITTÄVÄ. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHtaa (VALINNAN MUKAAN) LAITTEEN ILMAISEKSI KAKSIKYMMENTÄNELJÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOHETKESTÄ, JOS LAITE ON VALMISTUSVIRHEIDEN TAI MATERIAALIVIRHEIDEN VUOKSI VIALINEN. TAMÄ TAKUU ON LISÄETU JA EI VAIKUTA LAKISUOJAASI. PALVELUN SAAMISEKSI TAMÄN TAKUUN ALAISEKSI LUE MUKANA TULEVA TAKUULEHTINEN TAI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM PUHELINNUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TAKUUN VOIMAAN SAATTAMISEKSI SINUN TÄYTY SÄILYTTÄÄ OSTOKSESI KUITTI.

TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN: KUN TUOTE ON SAAPUNUT KÄYTTÖN PÄÄTTYESSÄ, ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ TAVALLISEEN KOTITALOUSJÄTTEeseen. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA HÄVITTÄÄ SÄHKÖTAVARAT, JOTKA OVAT SAAPUNEET ELINKAAPRENSA LOPPUUN. HÄVITÄ SE PAIKALLISTEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI. EUROOPAN MAAKUNNISSA KÄYTETTÄVÄN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKALAITTEIDEN JÄTTEIDEN (WEEE) SUUNTAVALYA MÄÄRITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ TAVALLISEEN KOTITALOUSJÄTTEeseen.


RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPÉENS STIPULE DES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGES CE: ROYAUME-UNI/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE STYLPRO EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DECLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, ROYAUME-UNI. OBELIS S.A, BD: GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG
FÜR IHRE SICHERHEIT UND ANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNGEN BITTE VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und nicht für den kommerziellen Gebrauch oder den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt wurde für den Hals- und Gesichtsbereich entwickelt. Verwenden Sie es für keine anderen Körperbereiche.

SPEZIFIKATIONEN:
Name: STYLPRO™ Hals- & Gesichtsglätter
Modell: NS01A
Abmessungen des Geräts: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materialien: beschichteter ABS-Kunststoff
Ladespannung: 5.0 V Nennspannung: 3.7 V
Max. Leistung: 2.5 W

TEILE-IDENTIFIKATION:
1. Massagekopf **2.** Anzeige **3.** Ein-/Ausschalttaste bzw. Modus-Taste **4.** Rote/grüne/blaue Leuchtanzeige **5.** Batteriekontroll-Leuchte **6.** USB-Ladestation



- ACHTUNG:**
- 1. Verwenden Sie das Gerät einmal täglich.
 - 2. Wir raten in folgenden Fällen von einer Verwendung des Geräts ab: wenn Sie sich einer plastischen Gesichtsoption unterzogen haben, wenn Sie über ein Metallimplantat verfügen, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie derzeit Ihre Menstruation haben.
 - 3. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie epileptisch, photophob lichtempfindlich oder schwanger sind oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten Hautkrebs hatten.
 - 4. Wenn eine Reinigung des Geräts erforderlich ist, stellen Sie zunächst sicher, dass es ausgeschaltet ist. Wischen Sie dann den Massagekopf mit einem feuchten Tuch, einem Papiertuch oder einem Tuch mit etwas Seife ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Metallen. Das Gerät darf mit keinen ätzenden Lösungen wie Alkohol, Öl oder Nagellackentferner gereinigt werden, da dies zu Rissen, Verfärbungen oder anderen Schäden führen kann.
 - 5. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf. Bewahren Sie es nicht in einem Badezimmer oder anderen feuchten Raum auf, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.

LADEN:
Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol auf dem Display. Sobald es aufhört zu blinken ist der Ladevorgang abgeschlossen.

WARTUNG:
1. Bitte wischen Sie alle überschüssigen Hautpflegeprodukte ab, die sich am Massagekopf ansammeln können.

2. Nutzen Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine Reinigungsmittel.
5. Bitte lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
6. Bitte verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

GEFAHR: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN: VOR DER REINIGUNG ODER LAGERUNG IMMER AUSSCHALTEN.

UNKTIONSWEISE:

Aufhellungs-Modus

Der Aufhellungs-Modus verwendet niedrige Vibrationen und grüne LED-Lichttherapie, um die Haut zu klären und das Auftreten von Hyperpigmentierung und Altersflecken auf Gesicht und Hals zu reduzieren

Vorteile:

- Fördert ein reineres Hautbild.
- Hilft, das Auftreten von Hyperpigmentierung und Altersflecken zu reduzieren.

Erneuerungs-Modus

Der Erneuerungsmodus nutzt eine mittlere Vibrationsstärke und rotes LED-Licht, um die Produktion von Kollagen und Elastin anzuregen – körpereigene Proteine, die für eine straffere Haut sorgen. Dies trägt zur Reduzierung feinerer Linien, Falten und Narben bei.

Vorteile:

- Fördert die Produktion von Kollagen und Elastin.
- Trägt dazu bei, die Haut zu straffen und das Auftreten von Falten, Linien und Narben zu reduzieren.

Regenerations-Modus

Der Regenerations-Modus verwendet ein höheres Maß an Vibration, blaues LED-Licht und Wärme, um Akne, Entzündungen und Rötungen zu lindern, Öblagerungen auf der Haut zu verhindern und das Auftreten von Mitessern zu verringern.

Vorteile:





- Trägt dazu bei, Entzündungen, Akne, Rötungen, Öblagerungen und Mitesser zu reduzieren.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Bewegung des Geräts

Für die Anwendung des Geräts am Hals empfehlen wir folgende Bewegungen:

1. Vom Kinn nach oben in Richtung der äußeren Wangen
2. Von der oberen Wangenpartie nach oben und um die Schläfe herum
3. Vom unteren Teil des Halses nach oben in Richtung Kinn
4. Von der Unterseite der Stirn zum Haaransatz



Aufhellungs-Modus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Aufhellungs-Modus („BRIGHTEN“) zu aktivieren.
2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger den silbernen Streifen um den Griff oder den silbernen Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.
4. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
5. Lassen Sie den Massagiekopf mindestens drei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten. Zur Behandlung der speziellen Hautpartien mit Hyperpigmentierung und Altersflecken empfehlen wir, das Gerät weitere zwei bis drei Minuten lang auf diesen Bereichen zu halten.

Erneuerungs-Modus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann schnell EINMAL die Einschalttaste, um den

6. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.

VAARA: SÄHKÖISKUN RISKIN VÄHENTÄMISEKSI SAMMUTA LAITE AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI SÄILYTTÄMISTÄ.

MITEN SE TOIMII:

Kirkastava tila

Kirkastava tila käyttää alhaisen tason värähtelyä ja vihreää LED-valohoitoa, ja se auttaa kirkastamaan ihoa. Se vähentää ja häivyttää kasvojen ja kaulan alueen hyperpigmentaatiota ja maksaläiskiiä.

Hyödyt:

- Edistää kirkkaampaa ihoa.
- Auttaa vähentämään ja häivyttämään hyperpigmentaatiota ja maksaläiskiiä.

Uudistava tila

Uudistava tila käyttää keskitason värähtelyä ja punaista LED-valoa, ja se edistää kollageenin ja elastiinin tuotantoa: nämä ovat kehossa luonnostaan esiintyviä proteiineja, jotka edistävät kiinteämpää ihoa. Tämä auttaa vähentämään ja häivyttämään hienompia uurreita, ryppyjä ja arpia.

Hyödyt:

- Edistää kollageenin ja elastiinin tuotantoa.
- Auttaa kiinteyttämään ihoa ja vähentää ja häivyttää ryppyjä, uurreita ja arpia.

Palauttava tila

Palauttava tila käyttää korkeamman tason värähtelyä, sinistä LED-valoa ja lämpöä, ja se auttaa vähentämään aknea, tulehdusta ja punoitusta, ehkäisee rasvoittumista ja vähentää mustapäiden muodostumista

Hyödyt:





- Auttaa vähentämään tulehdusta, aknea, punoitusta, rasvoittumista ja mustapäitä

KÄYTTÖOHJEET:

Laitteen liikkeet

Suosittellemme näitä liikkeitä kun laitetta käytetään kaulalle

1. Leuasta ylöspäin posken ulompaa reunaa kohti.
2. Poskipästä ylöspäin ja ohimoiden ympäri
3. Kaulan alaosasta ylöspäin leukaa kohti
4. Otsan alaosasta hiusrajaa kohti



Kirkastava tila

1. Kytke laite päälle ja siirry kirkastavaan tilaan (BRIGHTEN) pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan.
2. Levitä iholle kosteusvoidetta, seerumia tai emulsiota ja hiero, kunnes se on imeytynyt täysin.
- 3.Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
- 4.Laite alkaa väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
- 5.Li'uuta hierontapäätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 3 minuutin ajan. Suosittelemme, että kiinnität erityishuomiota tärkeimpiin hyperpigmentaatiosta tai maksaläiskistä kärsiviin alueisiin pitämällä laitteen näillä alueilla 2–3 lisäminuutin ajan.

Uudistava tila

- 1.Kytke laite päälle pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan ja siirry sitten uudistavaan tilaan (RENEW) painamalla virtapainiketta KERRAN nopeasti.
- 2.Levitä iholle kosteusvoidetta, seerumia tai emulsiota ja hiero, kunnes se on imeytynyt täysin.
- 3.Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
- 4.Laite alkaa väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
- 5.Li'uuta hierontapäätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 2 minuutin ajan. Suosittelemme, että kiinnität erityishuomiota tärkeimpiin ryppyistä ja uurreista kärsiviin alueisiin pitämällä laitteen näillä alueilla 1 ½ lisäminuutin ajan.

LANDE FASTSÆTTER KORREKTE GENBRUGSPRAKSISER. BORTSKAF DET IKKE MED ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

CE-MÆRKNING: UK/EU - OVERENSTEMMELSESDOKUMENT: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER, AT STYLPRO OVERHOLDER DE VÆSENTLIGE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSTEMMELSESDOKUMENTET ER TILGÆNGELIG VED FORESPØRGSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN; OBELIS S.A, BD, GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELLES, BELGIEN.

(FI) KÄYTTÖ
JÄ HOITO-OHJEET TUOTTEELLE: TURVALLISUUTESI JA JATKUVAN TUOTTEEN NAUTTIMISEN VARMISTAMISEKSI LUE OHJELEHTI HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT.

Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin sovelluksiin. Tuote on suunniteltu kaula- ja kasvojen alueelle; älä käytä tuotetta muilla kehon osilla.

TEKNISET TIEDOT:


Nimi: STYLPRO™ kaulan ja kasvojen silottaja
Malli: NS01A
Lait kokoo: 89 mm (P) x 47 mm (L)
x 120 mm (K)
Materiaalit: Pinnoitettu ABS-muovi
Latausjännite: 5.0 V Nimitetty jännite: 3.7 V
Maksimiteho: 2.5 W

MUKANA TULEVAT SISÄLLÖT:

- 1 x STYLPRO™ Kaulan ja kasvojen silottaja
- 1 x suojus
- 1 x latauskaapeli
- 1 x ohjelehtinen

OSIEN TUNNISTUS:

- 1. Hierontapää **2.** Näyttö **3.** Virta/tilapainike **4.** Punaisen/vihreän/sinisen valon merkikvalo
- 5. Akun latauksen merkikvalo **6.** USB-latausliitäntä



VAROITUS:

- 1. Käytä laitetta kerran päivässä.
- 2. Emme suosittele tämän laitteen käyttöä, jos olet käynyt kasvoplastisessa leikkauksessa, sinulla on metalli-implantti, olet raskaana tai kuukautiset ovat käynnissä.
- 3. Konsultoi lääkäriäsi ennen käyttöä, jos olet epileptikko, valaarka tai valoon herkkä, raskaana tai olet sairastanut ihosyöpää viimeisen 12 kuukauden aikana.
- 4. Kun laite tarvitsee puhdistaa, varmista, että se on kytketty pois päältä. Puhdista laite kosteuspyyhkeellä, paperipyyhkeellä tai liinalla ja määrällä saippuaa ja pyyhi pää. Vältä kosketusta veden ja muiden metallien kanssa. Älä käytä laitteen pyyhkimiseen alkoeholia, öljyjä, kynsilakapoistoainetta tai muita syövyttäviä liuoksia, sillä tämä saattaa johtaa halkeamiin, värjäytymiseen/haalistumiseen tai muihin laitteelle aiheutuviin vaurioihin.
- 5. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, tai tiloissa, joissa on kostea ilmaa, mikä voi vahingoittaa laitetta.

LATAAMINEN:

Näytön paristosymboli vilkkuu latausprosessin aikana. Paristosymboli lakkaa vilkkumasta, kun lataus on valmis.

HOITO:

- 1. Poista hierontapäähän mahdollisesti kertyneet ihonhoitotuotteet pyyhkimällä.
- 2. Pyyhi puhtaaksi ainoastaan nihkeällä liinalla.
- 3. Älä upota veteen.
- 4. Älä käytä puhdistustuotteita
- 5. Varastoi laite viileässä ja kuivassa paikassa.

- Erneerungs-Modus („RENEW“) zu aktivieren.
- 2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitsschre, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein.
- 3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger den silbernen Streifen um den Griff oder den silbernen Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.

- 4. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
- 5. Lassen Sie den Massagekopf mindestens zwei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten. Zur Behandlung der speziellen Hautpartien mit Falten und Linien empfehlen wir, das Gerät weitere eineinhalb Minuten lang auf diesen Bereichen zu halten.

Regenerations-Modus

- 1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann schnell ZWEIMAL die Ein-/Ausschalttaste, um den Regenerations- Modus („RESTORE“) zu aktivieren.
- 2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitsschre, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein, während Sie darauf warten, dass sich das Gerät aufheizt. Dies wird mindestens zwei Minuten dauern.
- 3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger den silbernen Streifen um den Griff oder den silbernen Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.
- 4. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
- 5. Lassen Sie den Massagekopf mindestens zwei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten. Zur Behandlung der wichtigsten Hautpartien mit Akne und Entzündungen empfehlen wir, das Gerät eine weitere Minute lang auf diesen Bereichen zu halten.

BATTERIEN:

DAS PRODUKT ENTHÄLT LITHIUM-IONEN-BATTERIEN. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT ÖFFNEN, ZERDRÜCKEN, AUF ÜBER 60 °C/140 °F ERHITZEN ODER IN BRAND SETZEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSGEBEULT IST, STELLEN SIE DEN GEBRAUCH EIN. BEWAHREN SIE KLEINE BATTERIEZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, ZUR PERFORATION VON WEICHGEWEBEN UND ZUM TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER BATTERIEZELLE SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN: LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN ZUR NUTZUNG DES PRODUKTS. DIESE ANLEITUNG AUFHEBEN. GERÄT NUR FÜR DEN IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG BESCHRIEBENEN GEBRAUCH VERWENDEN UND DABEI DIE ANWEISUNGEN DIESER ANLEITUNG BEACHTEN. DIE VERWENDUNG VON NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLENEN ZUSATZGERÄTEN KANN GEFÄHRLICH SEIN.

- 1. Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch AUS. **2.** Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden von: Kindern, Schwangeren, Personen, die an Epilepsie leiden, Tumori- und Krebspatienten, Patienten mit Herzschrittmachern oder Ähnlichem. **3.** Stellen Sie keine Teile des Produkts in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden usw. Legen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche wie z. B. ein Bett, da das Gerät überhitzen kann. **4.** Halten Sie das Gerät von ätzenden Flüssigkeiten fern. **5.** Wenn Sie während oder nach dem Gebrauch Anomalien an Ihrer Haut spüren, wenden Sie sich bitte an einen Facharzt. **6.** Nehmen Sie keine Veränderungen an inneren Komponenten vor. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. **7.** Halten Sie es von Wasser fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Bitte sorgfältig und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. **8.** Zum Schutz vor elektrischer Gefährdung benutzen Sie das Produkt nicht beim Baden oder in der Dusche. **9.** Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen, die durch Krankheit oder Verletzung geschwächt oder beeinträchtigt sind, genutzt wird, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich. **10.** Nicht auf empfindlicher oder verletzter Haut anwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollener Haut, bei Sonnenbrand oder sonstigen Hautproblemen. **11.** Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände aus Metall und feste Gegenstände wie Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Uhren usw. Entfernen Sie vor der Verwendung Brillen, falsche Wimpern und Kontaktlinsen. **12.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Funktionsstörung aufweist oder in irgendeiner Weise auf den Boden oder in Wasser fallen gelassen oder beschädigt wurde. **13.** Berühren Sie nicht direkt den Augapfel. **14.** Teilen Sie dieses Produkt nicht mit anderen. **15.** Verwenden Sie das Gerät bitte nicht während des Ladevorgangs.

BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE: UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE AUSGESTATTET, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. EU-RICHTLINIE 1999/44/EC – DIESE RICHTLINIE BESAGT, DASS FÜR ALLE VERBRAUCHSGÜTER, DIE INNERHALB DER EU VERKAUFT WERDEN, EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE GILT. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN FEHLER. SIE HABEN AUCH ANSPRUCH AUF REPARATUR ODER ERSATZ DER WARE, WENN DIE WARE NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT IST UND DER FEHLER KEINEN SCHWERWIEGENDEN FEHLER DARSTELLT. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT KOSTENLOS FÜR VIERUNDZWANZIG MONATE AB DEM KAUFDATUM, WENN DAS GERÄT EINEN VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EINE ZUSATZLEISTUNG UND BEEINTRÄCHTIGT NICHT IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE ZU ERHALTEN, LESEN SIE BITTE DAS BEELEGENDE GARANTIEBLATT ODER WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MUSS DER KAUFBELEG AUFBEWAHRT WERDEN.


KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS: WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUSMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLSTE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT HABEN. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT BITTE ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE FÜR ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTERNATIVEN (WEEE) IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN SCHREIBT EINE KORREKTE RECYCLINGPRAKTIK VOR. NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGEN.

CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: STYLIDEAS LTD ERKLÄRT, DASS STYLPRO DIE GRUNDLEGENDEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ERFÜLLT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW. VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN VERZORGINGSHANDLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID EN ZODAT U BLIJVEND KUNT GENIETEN VAN DIT PRODUCT, DIEN U VOOR GEBRUIK ALTIJD DE INSTRUCTIEBIJSLUITER TE LEZEN.
Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en is dus niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in andere situaties. Het product is bedoeld voor de hals en het gezicht. Gebruik het niet op andere delen van het lichaam.

SPECIFICATIES:
Naam: STYLPRO™ Hals- en gezichtssmoother
Model: NS01A
Apparaatgrootte: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materiaal: Gecoat ABS-plastic
Oplaaadspanning: 5.0 V Nominale spanning: 3.7 V
Maximumvermogen: 2.5 W

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:
1. Massagekop **2.** Display **3.** Aan/uit-/modusknop **4.** Rood/groen/blauw-lichtindicator **5.** oplaadindicator **6.** USB-oplaadpunt



Gedannende tilstand

- 1.Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet, og tryk derefter TO GANGE hurtigt på tænd-/slukknappen for at gå ind i den GEDANNENDE tilstand.
- 2.Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, mens du venter på, at apparatet varmer op. Dette vil tage mindst 2 minutter. Massér, indtil alt er absorberet.
- 3.Sørg for, at dine fingre berører sølvstrimlen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
- 4.Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
- 5.Før massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 2 minutter. For at ramme nøgleområder med akne og betændelse anbefaler vi at holde apparatet på disse områder i et minut ekstra.

BATTERIER:

PRODUKTET INDEHOLDER ET LITUM-ION-BATTERI. BRAND- OG FORBRÆDINGSRISIKO, ÅBN IKKE, KNUS, OPVARM OVER 60°C/140 °F ELLER FORBRÆND. UNDGA KORTSLUTNING: HVIS LITUM-ION-BATTERIET SVULMER KRAFTIGT, SKAL DU STOPE BRUGEN. OPBEVAR SMA CELLER, DER BETRAGTES SOM SLUGBARÉ, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. SLUGNING KAN FORÅRSAGE FORBRÆNDINGER, GENNEMTRÆNGNING AF BLØDT VÆV OG DØD. ALTVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. VED INDSPISNING AF EN CELLE SKAL DER OMEGÅENDE SØGES LÆGEHJÆLP.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DER ALTID TAGES GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE INSTRUKTIONER, FØR DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. BRUG APPARATET KUN TIL DETTENDE FORMÅL, SOM BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, DER IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN MEDFØRE FARER.

- 1. Sluk altid enheden EFTER brug. 2. Dette produkt må ikke bruges af: børn, gravide kvinder, patienter med epilepsi, tumorer og kræftpatienter, patienter med hjertepacemakere eller lignende. 3. Placer ikke noget af produktet nær varmekilder som radiatorer, komfurer osv. undlad at lægge det på en blød overflade som en seng, da enheden kan overophede. 4. Hold enheden væk fra ætsende væsker. 5. Hvis du oplever unormaliteter i din hud under brug eller efter brug, bedes du konsultere din læge.
- 6. Forsøg ikke at manipulere med nogen interne komponenter. Der er ingen brugerbetjeningsdele inde i enheden. Forsøg ikke at reparere produktet selv. 7. Hold enheden væk fra vand. Dette produkt er ikke en legetøj. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Opbevar venligst med omhu og utilgængeligt for børn og kæledyr. 8. For at beskytte mod elektriske farer, må du ikke bruge enheden under badning eller i brusebadet. 9. Tæt opsyn er nødvendigt, når enhver apparat bruges af eller i nærheden af børn eller personer, der er svækket eller handicappede på grund af sygdom eller skade. 10. Brug ikke på følsom eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud eller hvis du har andre hudproblemer. 11.Fjern alt metal og faste genstande, såsom øreringe, halskæder, armbånd, ure osv., inden brug. Fjern brillen, falske øjenvipper og kontaktlinser inden brug.
- 12. Brug ikke dette apparat, hvis det fungerer dårligt, er blevet tabt på gulvet eller i vand, eller er blevet beskadiget på nogen måde. 13. Berør ikke direkte øjet. 14. Del ikke dette produkt med andre. 15. Brug venligst ikke under opladning.

BEGRÆNSET TO-ÅRS GARANTI: VORES VARER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES UNDER DEN EUROPEISKE FORBRUGERLOV EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR: "EN TO-ÅRS GARANTI GÆLDER FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERVARER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL AT FÅ UDLEVERET EN ERSTATNING ELLER REFUSION VED VÆSENTLIGE FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENE BLIVER REPARERET ELLER UDSKIFTET, HVIS DE IKKE ER AF ACCEPTEABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR ET VÆSENTLIGT FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT GRATIS I FIRE ØGTVE MÅNEDER FRA DATOEN FOR KØBET, HVIS APPARATET ER DEFEKT I HÅNDVÆRK ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN YDERLIGERE FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER. FOR AT OPNÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI, BEDES DU LÆSE GARANTILÆFETEN INKLUDERET ELLER KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FREMSTILLE EN GARANTIREKLAMATION SKAL DU BEVARE DIT KØBSBEVIS.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: NÅR PRODUKTET ER NÅET TIL BRUGENS ENDE, BEDES DU IKKE BORTSKAFFE DET MED ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENANVENDELSE ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE, DER ER NÅET TIL BRUGENS ENDE, PÅ. BEDES DU BORTSKAFFE DET I OVERENSTEMMELSE MED DINE LOKALE REGULATIVER. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSKYR (WEEE) I EUROPEISKE

6. Må ikke bruges i tilfælde af beskadigelse.

FARE: FOR AT NEDBRINGE ELEKTRISK STØDS RISIKO: SLUK ALTID, INDEN DU RENGØR ELLER OPBEVARER.

SÅDAN VIRKER APPARATET:

Lysende tilstand

Den lysende tilstand bruger lave niveauer af vibrationer og grøn LED-lysterapi for at give en klarere hud og reducere forekomsten af hyperpigmentering og alderspletter i ansigtet og på halsen.

Fordele:

- Giver en klarere hud.
- Reducerer forekomsten af hyperpigmentering og alderspletter.

Fornyende tilstand

Den fornyende tilstand bruger et mellemniveau af vibrationer og rødt LED-lys for at fremme produktionen af kollagen og elastin: naturligt forekommende proteiner i kroppen, der fremmer fastere hud. Dette reducerer fine linjer, rynker og ardannelse.

Fordele:

- Fremmer produktionen af kollagen og elastin.
- Gør huden fastere og reducerer forekomsten af rynker, linjer og ar.

Gendannende tilstand

Den gendannende tilstand bruger et højere niveau af vibrationer, blåt LED-lys og varme for at reducere akne, betændelse og rødme, forhindre ansamling af olie og reducere forekomsten af hudorme i huden.

Fordele:


- Reducerer: Betændelse, akne, rødme, olieansamlinger, hudorme.

BRUGSANVISNING:

Apparatets bevægelser

Når du bruger apparatet på halsen, anbefaler vi disse bevægelser:

1. Fra hagen og opad mod det yderste af kinden.
2. Fra den øverste del af kinden og op omkring tindingerne .
3. Fra nederst på halsen og opad mod hagen.
4. Fra det nederste af panden og opad mod hårgænsen.



Lysende tilstand

1. Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet og gå ind i den LYSNENDE tilstand.
2. Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, og massér, til den er helt absorberet.
3. Sørg for, at dine fingre berører sølvstrimlen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
4. Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
5. For massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 3 minutter. For at ramme nøgleområder med hyperpigmentering og alderspletter anbefaler vi at holde apparatet på disse områder i yderligere 2-3 minutter.

Fornyende tilstand

1. Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet, og tryk derefter EN GANG hurtigt på tænd-/slukknappen for at gå ind i den FORNYENDE tilstand.
2. Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, og massér, til den er helt absorberet.
3. Sørg for, at dine fingre berører sølvstrimlen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
4. Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
5. For massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 2 minutter. For at ramme nøgleområder med rynker og linjer anbefaler vi at holde apparatet på disse områder i yderligere 1-½ minut.

LET OP:

1. Gebruik het apparaat één keer per dag.
2. Wij raden het gebruik van dit apparaat af als u: plastische chirurgie aan het gezicht heeft ondergaan, een metalen implantaat heeft, zwanger bent, of als u momenteel uw menstruatiecyclus doorloopt.
3. Raadpleeg vóór gebruik uw arts als: u epileptisch, fotofoob of lichtgevoelig bent, als u zwanger bent of in de afgelopen twaalf maanden huidkanker heeft gehad.
4. Zorg dat het apparaat uitstaat als het moet worden gereinigd. Reinig het apparaat met een vochtig doekje, een stuk keukenrol of een doek met een beetje zeep, en veeg de kop schoon. Vermijd contact met water en met andere metalen. Gebruik geen bijtende oplossingen zoals alcohol, oliën of nagellakremover om het apparaat schoon te vegen omdat dit scheurtjes, verkleuring of andere schade kan veroorzaken.
5. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Niet bewaren in een badkamer of ruimte met vochtige lucht. Dit kan het apparaat beschadigen.

OPLADEN:

Tijdens het oplaadproces knippert het batterijsymbool op het display. Het stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.

ONDERHOUD:

1. Veeg eventuele overtollige huidverzorgingsproducten af die zich op de massagekop kunnen ophopen.
2. Veeg alleen schoon met een vochtige doek.
3. Niet onderdompelen in water.
4. Gebruik geen reinigingsproducten voor het schoonmaken.
5. Bewaar het apparaat op een koele droge plek.
6. Niet gebruiken als het apparaat beschadigd is.

GEVAAR: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN, DIENT U HET APPARAAT VOOR HET SCHOONMAKEN OF OPBERGEN ALTID UIT TE SCHAKELEN.

ZO WERKT HET:

Opfrismodus

De opfrismodus gebruikt rustige trillingen en groen ledlicht om te helpen de huid schoon te maken en de verschijning van hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken op gezicht en hals te verminderen.

Verjongsmodus

• Helpt de verschijning van hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken te verminderen.

Verjongsmodus

De verjongsmodus gebruikt een gemiddeld trillingsniveau en rood ledlicht om het aanmaken van collageen en elastine te stimuleren. Dit zijn natuurlijke eiwitten in het lichaam die strakkere huid stimuleren. Dit helpt de verschijning van fijne lijntjes, rimpels en littekens te verminderen.

Voordelen:

- Stimuleert de productie van collageen en elastine.
- Helpt de huid te verstevigen, de verschijning van rimpels, lijntjes en littekens te verminderen.

Herstelmodus

De herstelmodus gebruikt sterkere trillingen, blauw ledlicht en warmte om acne, mee-eters, ontsteking en roodheid van de huid te verminderen en de ophoping van olie te voorkomen.

Voordelen:





- Helpt bij het verminderen van: ontsteking, acne, roodheid, mee-eters, ophoping van olie.

GEBRUIK:

Beweging van het apparaat

Wanneer het apparaat op de hals wordt gebruikt, raden we deze bewegingen aan:

1. Vanaf de kin omhoog naar de buitenkant van de wang
2. Vanaf de buitenkant van de wang omhoog richting de slaap
3. Vanaf de onderkant van de hals omhoog richting de kin
4. Vanaf de onderkant van het voorhoofd richting de haarlijn



Opfrismodus

1. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de opfrismodus te starten.
2. Breng gezichtscreme, serum of lotion aan op de huid en masseer tot deze volledig is opgenomen.
3. Zorg dat de vingers de zilverkleurige rand om het handvat of de zilverkleurige ring rond de handgreep raken om de touchsensor te activeren.
4. Het apparaat gaat trillen zodra het uiteinde de huid raakt.
5. Glijd met de massagekop ten minste 3 minuten lang over het gezicht en de hals. Om specifieke gebieden met hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken gericht te behandelen, raden we aan het apparaat nog eens 2 tot 3 minuten extra op die gebieden te houden.

Verjongingsmodus

1. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en druk daarna snel nog een keer op de aan/uit-knop om de verjongingsmodus in te schakelen.
2. Breng gezichtscreme, serum of lotion aan op de huid en masseer tot deze volledig is opgenomen.
3. Zorg dat de vingers de zilverkleurige rand om het handvat of de zilverkleurige ring rond de handgreep raken om de touchsensor te activeren.
4. Het apparaat gaat trillen zodra het uiteinde de huid raakt.
5. Glijd met de massagekop ten minste 2 minuten lang over het gezicht en de hals. Om specifieke gebieden met rimpels en lijntjes gericht te behandelen, raden we aan het apparaat nog eens anderhalve minuut extra op die gebieden te houden.

Herstelmodus

1. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en druk daarna snel nog twee keer op de aan/uit-knop om de herstelmodus in te schakelen.
2. Breng gezichtscreme, serum of lotion aan op de huid terwijl het apparaat opwarmt. Dit duurt ten minste twee minuten. Masseer tot de emulsie volledig is opgenomen.
3. Zorg dat de vingers de zilverkleurige rand om het handvat of de zilverkleurige ring rond de handgreep raken om de touchsensor te activeren.
4. Het apparaat gaat trillen zodra het uiteinde de huid raakt.
5. Glijd met de massagekop ten minste 2 minuten lang over het gezicht en de hals. Om specifieke gebieden met acne en ontsteking gericht te behandelen, raden we aan het apparaat nog eens één minuut extra op die gebieden te houden.

BATTERIJEN:
DIT APPARAAT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERWARMEN BOVEN 60 °C / 140 °F OF VERBRANDEN. VEROORZAAK GEEN KORTSLUITING. STAAK HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION BATTERIJ ERNSTIG BOLT. HOUD KLEINE BATTERIJCELLEN DIE INGESLIKT KUNNEN WORDEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHT WEEFSEL EN KAN DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN OPTREDEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN: IN GEVAL DAT EEN BATTERIJ INGESLIKT WORDT, DIEN T U ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP TE ZOEKEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES:

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN DIENEN ALTIID BASISVOORZORGSMAATREGELEN GETROFFEN TE WORDEN, INCLUSIEF DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES, VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK ZOALS IN DEZE INSTRUCTIES BESCHREVEN IS. IN DEZE INSTRUCTIES BESCHREVEN IS. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAREN OPLEVEREN.

1. Schakel het apparaat na gebruik UIT. **2.** Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen, zwangere vrouwen, mensen met epilepsie, tumoren en kanker of met een pacemaker of vergelijkbaar. **3.** Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, pannen enz. Leg het apparaat niet op een zacht

12.

PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO O ELIMINE NO LIXO DOMICILIAR NORMAL.

MARCAÇÃO CE: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO/UE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O STYLPRO CUMPRE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES PERTINENTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL SOB PEDIDO. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD: GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELAS, BELGICA.

(DA) BRUGS OG VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING TIL DIN SIKKERHED OG FORTSATTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT: LÆS ALTID INSTRUKTIONSARKET OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DET.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller brug til andre formål. Produktet er designet til nakke- og ansigtsområdet; brug ikke produktet på andre dele af kroppen.

SPECIFIKATIONER:

Navn: STYLPRO™ Apparat til opstramning af hals

og ansigt

Model: NS01A

Enhedsstørrelse: 89 mm (L) x 47 mm (B)

x 120 mm (H)

Materialer: Belagt ABS-plast

Opladningsspænding: 5.0 V Nominel spænding: 3.7 V


Maksimal effekt: 2.5

INKLUDEREDE INDHOLD:

- 1 X STYLPRO™ Apparat til opstramning af hals og ansigt
- 1 X beskyttelseshætte
- 1 X opladerkabel
- 1 X instruktionshæfte

DELEGENKENDELSE:

1. Massagehoved **2.** Display **3.** Tænd-/slukknop **4.** Indikator for rødt/grønt/blåt lys
5. Indikator for batteriopladning **6.** USB-opladningspunkt



FORSIGTIG:

1. Brug apparatet en gang dagligt.
2. Vi råder fraråder brug af denne enhed, hvis du har gennemgået ansigtsplastikkirurgi, har en metalimplantat, er gravid eller har menstruation.
3. Konsulter din læge, inden du bruger enheden, hvis du lider af epilepsi, er fotofobisk eller lysfølsom, er gravid eller har haft hudkræft inden for de sidste 12 måneder.
4. Sørg for, at der er slukket for strømmen, når apparatet skal rengøres. Rengør med en fugtig serviet, et stykke køkkenrulle eller en klud med lidt sæbe og tør hovedet af. Undgå kontakt med vand og andre metaller. Brug ikke ætsende opløsninger som alkohol, olie eller neglelakfjerner til at tørre apparatet af, da det kan føre til revner, misfarvning eller andre skader på apparatet.
5. Opbevar produktet et køligt, tørt sted. Opbevar ikke på et badeværelse eller i et rum med fugtig luft, da det kan beskadige enheden.

OPLADNING:

Under opladningen blinker batterisymbolet på displayet, og når opladningen er færdig, holder batterisymbolet op med at blinke.

VEDLIGEHOELDELSE:

1. Tør overskydende hudplejeprodukter af, som kan samle sig i massagehovedet.
2. Må kun aftørres med en fugtig klud.
3. Må ikke lægges i vand.
4. Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre med.
5. Skal opbevares koldt og tørt.

29.

modo RESTORE (reparação).

2. Aplique hidratante, sérum ou loção na pele enquanto espera que o aparelho aqueça. Este processo demora, pelo menos, 2 minutos. Massaje até ser totalmente absorvido.

3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.

4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.

5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e pescoço durante, pelo menos, 2 minutos. Para atuar nas principais áreas com acne e inflamação, recomendamos manter o aparelho nessas áreas por mais um minuto.

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, AMASSE, AQUEÇA ACIMA DE 60°C/140°F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE ÍON DE LÍTIO ESTIVER SEVERAMENTE INCHADA, INTERROMPA O USO. MANTENHA AS CÉLULAS PEQUENAS, QUE PODEM SER ENGOLIDAS, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. A INGESTÃO PODE CAUSAR QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDOS MOLES E MORTE. QUEIMADURAS GRAVES PODEM OCORRER EM ATÉ 2 HORAS APÓS A INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO DE UMA CELULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: AO UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTES: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. UTILIZE O APARELHO APENAS PARA O USO PREVISTO, CONFORME DESCRITO NESTE LIVRETO DE INSTRUÇÕES. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.

1. Por favor, desligue o aparelho após o uso. **2.** Este produto não deve ser usado por crianças, mulheres grávidas, pacientes com epilepsia, tumores e câncer, pacientes com marca-passos cardíacos ou similares. **3.** Não coloque nenhuma parte do aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, fogões, etc., e não o coloque em superfícies macias, como uma cama, pois o aparelho pode superaquecer. **4.** Mantenha o aparelho afastado de líquidos corrosivos. **5.** Se sentir anormalidades na pele durante ou após o uso, consulte o seu especialista médico. **6.** Não mexa em nenhum componente interno. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade. Não tente reparar o produto por conta própria. **7.** Mantenha o aparelho longe da água. Este produto não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Por favor, guardê-o com cuidado e fora do alcance de crianças e animais de estimação. **8.** Para se proteger contra riscos elétricos, não use durante o banho ou no chuveiro. **9.** A supervisão próxima é necessária quando qualquer aparelho é usado por crianças ou pessoas enfraquecidas ou incapacitadas por doença ou lesão. **10.** Não use em pele sensível ou ferida. Não use em pele inchada ou queimada pelo sol ou se tiver qualquer outra condição de pele. **11.** Remova todos os metais e objetos sólidos, como brincos, colares, pulseiras, relógios, etc., antes de usar. Remova olhos, cílios postiços e lentes de contato antes de usar. **12.** Não opere este aparelho se ele estiver com mau funcionamento, tiver caído no chão, estiver em água ou danificado de alguma forma. **13.** Não toque diretamente no globo ocular. **14.** Não compartilhe este produto com ninguém. **15.** Por favor, não use durante o carregamento.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS: OS NOSSOS BENS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS SOB A LEGISLAÇÃO EUROPEIA DO CONSUMIDOR. A DIRETIVA DA UE 1999/44/CE ESTABELECE: "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS APLICAR-SE À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE. TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA IMPORTANTE E TEM, TAMBÉM, DIREITO A QUE OS BENS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO FOREM DE QUALIDADE ACEITÁVEL E A FALHA NÃO CONSTITUIR UMA FALHA IMPORTANTE. A STYLPRO™ REPARA OU SUBSTITUIRÁ (À NOSSA OPÇÃO) O SEU APARELHO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA, SE O APARELHO APRESENTAR DEFEITOS DE MÁO-DE-OBRA OU MATERIAIS. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO AO ABRIGO DESTA GARANTIA, POR FAVOR, LEIA O FOLHETO DE GARANTIA INCLUIDO OU CONTACTE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA STYLPRO™ EM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, DEVE CONSERVAR O SEU COMPROVATIVO DE COMPRA.

CORRETA ELIMINAÇÃO DESTES PRODUTOS: QUANDO O PRODUTO ATINGIU O FIM DA SUA UTILIZAÇÃO, POR FAVOR, NÃO O ELIMINE COM O LIXO DOMICILIAR NORMAL. A RECICLAGEM É A FORMA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE ELIMINAR ITENS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DO SEU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, ELIMINE-O DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA

opervlak, zoals een bed, aangezien het apparaat dan oververhit kan raken. **4.** Houd het apparaat uit de buurt van bijtende vloeistoffen. **5.** Raadpleeg een arts als u tijdens of na gebruik afwijkingen aan uw huid constateert. **6.** Wijzig de interne componenten niet. Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden of vervangen. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **7.** Houd het apparaat uit de buurt van water. Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden zonder toezicht. **8.** Om te voorkomen dat er elektrische gevaren ontstaan, mag het apparaat niet worden gebruikt tijdens het baden of onder de douche. **9.** Nauwlettend toezicht is vereist wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de omgeving van kinderen of personen die door ziekte of letsel zwak of mindervalide zijn geworden. **10.** Gebruik het apparaat niet op een gevoelige of kapotte huid. Gebruik niet op een gezwollen of zonneverbrande huid of bij andere huidaandoeningen. **11.** Verwijder alle metalen en massieve objecten (zoals oorbellen, kettingen, armbanden, horloges) vóór gebruik. Verwijder uw bril, nepwimpers en contactlenzen vóór gebruik. **12.** Gebruik dit apparaat niet indien het apparaat een storing vertoont of op enige wijze op de grond of in water is gevallen of beschadigd is. **13.** Raak de oogbol niet direct aan. **14.** Deel dit apparaat niet met iemand anders. **15.** Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR: ONZE PRODUCTEN HEBBEN EEN GARANTIE DIE UIT HOOFDE VAN DE EUROPESE CONSUMENTENWET NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN. EU-RICHTLIJN 1999/44/EG, CONFORM DEZE RICHTLIJN IS ER OVERAL IN DE EU EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMENTENPRODUCTEN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING IN GEVAL VAN EEN ERNSTIG GEBREK, U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE PRODUCTEN ALS DEZE NIET VAN AANVAARBAAR Kwaliteit zijn en het gebrek geen ernstig gebrek is. STYLPRO™ zal uw apparaat (naar onze keuze) gratis repareren of vervangen gedurende vierentwintig maanden vanaf de aankoopdatum. Indien het apparaat materiaal- of fabrieksfouten vertoont, deze garantie is een aanvullend voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Om service onder deze garantie te verkrijgen, dient u de bijgesloten garantiefolder te lezen of contact op te nemen met de STYLPRO™ klantenservice op teamtom@stylideas.com +44 (0) 20 3225 5559. Om een garantieclaim in te dienen, moet u uw aankoopbewijs bewaren.

JUISTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: GOOI HET PRODUCT NIET BIJ HET GEWONE HUISHOUDELIJKE AFVAL WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR HEEFT BEREIKT. RECYCLING IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDE MANIER OM ELEKTRISCHE APPARATEN, DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, TE VERWIJDEREN. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARAATUUR (AEEA) IN EUROPESE LANDEN STIPULEERT JUISTE RECYCLINGPRAKTIJKEN. GOOI HET NIET WEG BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL.

CE MARKERING: VK/EU - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT DE STYLPRO VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(PO) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ABY ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALĘ UŻYTKOWANIE
PRODUKTU, PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONĄ ULOTKĘ Z INSTRUKCJAMI.


Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie służy do zastosowań komercyjnych ani do celów innych niż tu wskazane. Produkt jest przeznaczony do masażu szyi i twarzy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

SPECYFIKACJA:
Nazwa: Wyglądacz do szyi i twarzy STYLPRO™
Model: NS01A
Rozmiary urządzenia: 89 mm (dł.) × 47 mm (szer.) × 120 mm (wys.)
Materiały: powlekany plastik ABS
Napięcie ładowania: 5.0 V Napięcie znamionowe: 3.7 V
Moc maksymalna: 2.5 W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
- 1 x Wyglądacz do szyi i twarzy STYLPRO™
- 1 x nakładka ochronna
- 1 x kabel do ładowania
- 1 x książeczka z instrukcją obsługi

CZĘŚCI:

1. Głowica do masażu 2. Wyświetlacz 3. Przycisk zasilania/wyboru trybu 4. Wskaźnik koloru czerwony/zielony/niebieski 5. Wskaźnik poziomu baterii 6. Ładowarka USB



UWAGA:

1. Używać urządzenia raz dziennie.
2. Nie zaleca się używania urządzenia przez osoby, które: poddały się zabiegom chirurgii plastycznej twarzy, mają metalowy implant, są w ciąży lub w trakcie cyklu menstruacyjnego.
3. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli użytkownik: choruje na epilepsję, cierpi na światłowstręt, ma nadwrażliwość na światło, jest w ciąży lub chorował na raka skóry w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
4. Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone. Przetrzeć głowicę wilgotną chusteczką, papierowym ręcznikiem lub szmatką z niewielką ilością mydła. Unikaj kontaktu z wodą i innymi metalami. Nie używać roztworów mogących doprowadzić do korozji takich jak alkohol, olej lub zmywacz do paznokci do wycierania urządzenia, ponieważ może to spowodować, że na urządzeniu pojawią się pęknięcia, odbarwienia lub dojdzie do innych uszkodzeń.
5. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać w łazience lub wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ urządzenie może ulec uszkodzeniu.

ŁADOWANIE:

Podczas ładowania na wyświetlaczu będzie migał symbol baterii. Po naładowaniu symbol baterii przestanie migać.

KONSERWACJA:

1. Z głowicy do masażu należy zetrzeć wszelkie pozostałości produktów do pielęgnacji, które mogą zgromadzić się na urządzeniu.
2. Przecierać do czysta wyłącznie wilgotną szmatką.
3. Nie zanurzać w wodzie.
4. Do czyszczenia nie należy używać środków czystości.
5. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
6. Nie używać urządzenia jeżeli jest uszkodzone.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRADEM, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWANIEM.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Tryb Brighten

Tryb Brighten wykorzystuje vibrację na niskim poziomie oraz terapeutyczne zielone światło LED to oczyszczenia skóry, zmniejszając widoczność hiperpigmentacji oraz plam starczych na skórze twarzy i szyi.

Korzyści:

- Wspiera utrzymanie czystej skóry.
- Pomaga w zredukowaniu widoczności hiperpigmentacji oraz plam starczych.

Tryb Renew

Tryb Renew wykorzystuje vibrację na średnim poziomie oraz terapeutyczne czerwone światło LED sprzyjające produkcji naturalnie występujących w organizmie białek, kolagenu oraz elastyny, które pomagają w utrzymaniu jędrnej skóry. Tryb ten wspomaga redukcję zmarszczek mimicznych, zmarszczek oraz blizn.

Korzyści:

- Sprzyja produkcji kolagenu i elastyny.
- Pomaga w ujędrnianiu skóry poprzez zmniejszenie widoczności zmarszczek, zmarszczek mimicznych oraz blizn.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: SEMPRE DESLIGUE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

COMO FUNCIONA:

Modo Clareador

O modo de clareamento utiliza níveis baixos de vibração e terapia de luz LED verde para ajudar a clarear a pele, reduzindo a aparência de hiperpigmentação e manchas de idade no rosto e pescoço.

Benefícios:

- Promove uma pele mais luminosa.
- Ajuda a reduzir a aparência de hiperpigmentação e manchas da idade.

Modo de renovação

O modo de renovação utiliza um nível médio de vibrações e luz LED vermelha para estimular a produção de colágeno e elastina: proteínas naturais do corpo que promovem uma pele mais firme. Este processo ajuda a reduzir as rídlas, rugas e cicatrizes.

Benefícios:

- Estimula a produção de colágeno e elastina
- Ajuda a tornar a pele mais firme, reduzindo a aparência de rugas, rídlas e cicatrizes.

Modo de reparação

O modo de reparação utiliza um nível mais elevado de vibração, luz LED azul e calor para ajudar a reduzir o acne, a inflamação e a vermelhidão, prevenindo a acumulação de oleosidade e reduzindo o aparecimento de pontos negros na pele.

Benefícios:


- Ajuda a reduzir: inflamação, acne, vermelhidão, acumulação de oleosidade, pontos negros.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Movimento do aparelho

Quando utilizar o aparelho no pescoço, recomendamos os seguintes movimentos:

1. Do queixo para cima em direção ao exterior da bochecha
2. Da parte superior da bochecha para cima, à volta das temporas
3. Da base do pescoço para cima em direção ao queixo
4. Da parte inferior da testa em direção à linha do couro cabeludo



Modo de clareamento

1. Mantenha premido o botão de alimentação durante 1 segundo para ligar o aparelho e entrar no modo BRIGHTEN (clareamento).
2. Aplique hidratante, sérum ou loção na pele e massage até ser totalmente absorvido.
3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.
4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.
5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e pescoço durante, pelo menos, 3 minutos. Para atuar nas principais áreas com hiperpigmentação e manchas de idade, recomendamos que mantenha o aparelho nessas áreas durante mais 2 a 3 minutos.

Modo de renovação

1. Mantenha premido o botão de alimentação durante 1 segundo para ligar o aparelho e, em seguida, prima brevemente o botão de alimentação UMA VEZ para entrar no modo RENEW (renovação).
2. Aplique hidratante, sérum ou loção na pele e massage até ser totalmente absorvido.
3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.
4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.
5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e do pescoço durante, pelo menos, 2 minutos. Para atuar nas principais áreas com rugas e rídlas, recomendamos manter o aparelho nessas áreas por mais 1 minuto e meio.

Modo de reparação

1. Mantenha o botão de alimentação premido durante 1 segundo para ligar o aparelho e, em seguida, prima brevemente o botão de alimentação DUAS VEZES para entrar no

CE-MERKING: UK/EU - KONFORMITETSERKLÆRING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO OVERHOLDER DE VESSENTIELLE KRAEVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AV KONFORMITETSERKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSEL, BELGIA.


(PT) GUIA DE USO E CUIDADOS PARA A SUA SEGURANÇA E CONTINUAÇÃO DO DESFRUTE DESTES PRODUTOS, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.
Este produto destina-se apenas a uso privado e não se destina a uso comercial ou em outras aplicações. O produto é projetado para a área do pescoço e do rosto, não use o produto em outras partes do corpo.

ESPECIFICAÇÕES:

Nome: STYLPRO™ Suavizador de pescoço e rosto
Modelo: NSO1A
Tamanho do Dispositivo: 89 mm (C) x 47 mm (L) x 120 mm (A)
Materiais: Plástico ABS revestido
Voltagem de Carregamento: 5.0V Tensão Nominal: 3.7V
Potência Máxima: 2.5W

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS:

1. Cabeça de Massagem **2.** Ecrã **3.** Botão de alimentação/modo **4.** Indicador luminoso vermelho/verde/azul **5.** Indicador de carga da bateria **6.** Ponto de carregamento USB.



CUIDADO:

- 1.** Utilize o aparelho uma vez por dia.
- 2.** Não aconselhamos o uso deste dispositivo se você: passou por cirurgia plástica facial, tem um implante metálico, está grávida ou se encontra atualmente no ciclo menstrual.
- 3.** Consulte o seu profissional médico antes de usar se: Você é epilético, fotofóbico ou sensível à luz, se estiver grávida ou tiver tido câncer de pele nos últimos 12 meses.
- 4.** Quando o aparelho precisar de ser limpo, certifique-se de que está desligado. Limpe com um pano húmido. uma toalha de papel ou um pano com uma pequena quantidade de sabão e limpe a cabeça. Evite o contacto com água e outros metais. Não utilize soluções corrosivas; tais como álcool, óleos ou removedor de verniz das unhas para limpar o aparelho, uma vez que pode provocar fissuras, descoloração ou outros danos no aparelho.
- 5.** Armazene em local fresco e seco. Não armazene em um banheiro ou em um ambiente com ar úmido, o que pode danificar o dispositivo.

CARREGAMENTO:

Durante o processo de carregamento, o símbolo da bateria no ecrã pisca e deixa de piscar quando o carregamento estiver concluído.

MANUTENÇÃO:

- 1.** Limpe o excesso de produtos de cuidados da pele que se possam acumular na cabeça de massagem.
- 2.** Limpe apenas com um pano húmido.
- 3.** Não submerja em água.
- 4.** Não utilize produtos de limpeza.
- 5.** Guarde o aparelho num local fresco e seco.
- 6.** Não utilize o aparelho se estiver danificado.

Tryb Restore

Tryb Restore wykorzystuje wibracje na wysokim poziomie oraz terapeutyczne niebieskie światło LED oraz ciepło, które przyczyniają się do redukcji trądziku oraz występowania zaskórników.

Korzyści:


- Sprzyja redukcji: stanów zapalnych, trądziku, zaczerwienienia skóry, nadprodukcji sebum oraz zaskórników.

SPÓSÓB UŻYCIA:

Zakres ruchów podczas użytkowania

Podczas użycia urządzenia na skórze szyi zalecamy sekwencję następujących ruchów:

- 1. Od podbródka w górę, w stronę zewnętrznej strony szyi,
- 2. Od górnej części policzka, w górę, naokoło skroni.
- 3. Od dołu szyi, w górę w stronę podbródka
- 4. Od dolnej części czoła, w górę w stronę linii włosów.



Tryb Brighten

- 1. Przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia i uruchomienia trybu BRIGHTEN.
- 2. Nałożyć krem nawilżający, serum lub balsam i całkowicie wmasować w skórę.
- 3. Upewnić się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.
- 4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
- 5. Przesuwać głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 3 minuty. By urządzenie zadziałało w kluczowych miejscach objętych hiperpigmentacją i plam starczych, zalecamy przytrzymanie urządzenia w tych miejscach przez dodatkowe 2-3 minuty.

Tryb Renew

- 1. Przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia, po czym szybko ponownie RAZ wcisnąć przycisk, by uruchomić tryb RENEW.
- 2. Nałożyć krem nawilżający, serum lub balsam i całkowicie wmasować w skórę.
- 3. Upewnić się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.
- 4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
- 5. Przesuwać głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 2 minuty. By urządzenie zadziałało w kluczowych miejscach objętych zmarszczkami i zmarszczkami mimicznymi, zalecamy przytrzymanie urządzenia w tych miejscach przez dodatkowe 1,5 minuty.

Tryb Restore

- 1. Przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia, po czym szybko ponownie DWA RAZY wcisnąć przycisk, by uruchomić tryb RESTORE.
- 2. Podczas nagrzewania urządzenia na skórę należy nałożyć krem nawilżający, serum lub balsam. Nagrzewanie potrwa co najmniej 2 minuty. Produkty nawilżające wmasowywać aż do całkowitego wchłonięcia.
- 3. Upewnić się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.
- 4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
- 5. Przesuwać głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 2 minuty. By urządzenie zadziałało w kluczowych miejscach objętych trądzikiem i stanem zapalnym, zalecamy przytrzymanie urządzenia w tych miejscach przez dodatkową minutę.

AKUMULATOR:

AKUMULATOR ZAWIERA AKUMULATOR LITOWO-JONOWY. RYZYKO POŻARU LUB OPARZEN, NIE OTWIERAĆ, NIE ZGNIATAĆ, NIE OGRZEWAC DO TEMPERATURY POWYŻEJ 60°C/140°F ANI NIE SPALAĆ. NIE NALEŻY POWODOWAĆ ZWARC. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATORA LITOWO-JONOWY MA DUŻE WYBRZUSZENIA, NALEŻY ZAPRZESTAC UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. MAŁE, MOŻLIWE DO POŁKNIECIA OGNIWA NALEŻY PRZECHEWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. POŁKNIECIE MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ, PRZEBIECIA TKANEK

MIĘKKICH I ŚMIERCI. DO POWAŻNYCH POPARZEŃ MOŻE DOJŚĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNIECIA OGNIWA. W PRZYPADKU POŁKNIECIA OGNIWA NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC MEDYCZNĄ.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, W TYM NASTĘPUJĄCE: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NALEŻY TEŻ ZACHOWAĆ INSTRUKCJE. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. STOSOWANIE PRZYSTAWEK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZALECONE PRZEZ STYLPRO™, MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE.

1. Po użyciu należy WYŁĄCZYĆ urządzenie. **2.** Tego urządzenia nie powinny używać następujące osoby: dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci cierpiący na padaczkę, guzy, nowotwory lub z wszczepionym rozrusznikiem serca i po podobnych zabiegach. **3.** Nie należy umieszczać żadnych części urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kucharki itd. Nie należy też umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach np. na łóżku, gdyż może to prowadzić do jego przegrzania. **4.** Należy przechowywać urządzenie z daleka od substancji żrących. **5.** Jeżeli po użyciu urządzenia pojawiają się zmiany na skórze, należy skonsultować się z lekarzem. **6.** Nie należy manipulować przy elementach wewnętrznych – w środku urządzenia nie ma części do serwisowania. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. **7.** Przechowywać z dala od wody. Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt należy przechowywać z należytą ostrożnością i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. **8.** Aby nie dopuścić do zagrożenia elektrycznego, nie używać urządzenia podczas kąpeli ani pod prysznicem. **9.** Użytkowanie urządzenia przez dzieci, osoby osłabione lub niesprawne w wyniku choroby albo urazu bądź w pobliżu takich osób musi zawsze odbywać się pod nadzorem. **10.** Nie należy używać na wrażliwej lub uszkodzonej skórze. Nie należy używać na skórze opuchniętej lub poparzonej przez słońce ani w przypadku innych dolegliwości skóry. **11.** Przed użyciem należy zdjąć wszystkie metalowe, twarde akcesoria, takie jak kolczyki, naszyjniki, bransoletki, zegarki itd. Przed użyciem należy zdjąć okulary, sztuczne zęsy i szklą kontaktowe. **12.** Urządzenia nie należy używać, jeżeli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone na podłogę lub do wody albo w jakikolwiek sposób uszkodzone. **13.** Nie należy bezpośrednio dotykać urządzeniem gałki ocznej. **14.** Nie należy dzielić się tym produktem z inną osobą. **15.** Nie należy używać w trakcie ładowania.

OGRANICZONA DWULETNIĄ GWARANCJĄ: NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTWA UE 1999/44/WE STANOWI, ŻE „PRZY SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE OBOWIAZUJE 2-LETNIA GWARANCJA”. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY W PRZYPADKU POWAŻNEJ USTERKI. MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARÓW, JEŚLI USTERKA NIE JEST POWAŻNA, ALE TOWARY NIE SĄ ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE W CIĄGU DWUDZIESTY CZTERECH MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU, JEŚLI WYKAZUJE ONO WADY PRODUKCYJNE LUB MATERIAŁOWE. NINIEJSZA GWARANCJA JEST ŚWIADCZENIEM DODATKOWYM I NIE MA WPLYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY SKORZYSTAĆ Z SERWISU W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ ULOTKĄ GWARANCYJNĄ LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM LUB NUMEREM TELEFONU +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE Z TYTUŁU GWARANCJI, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE NALEŻY GO WYRZUCAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING TO NAJBARDZIEJ ODPWIEDZIALNY SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA DOBIEGA KOŃCA. NALEŻY POZBYĆ SIĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI. OBOWIAZUJĄCA W KRAJACH EUROPEJSKICH DYREKTywa W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) OKREŚLA PRAWIDŁOWE PRAKTYKI W ZAKRESIE RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ZWYKŁE ODPADY DOMOWE.

OZNAKOWANIE CE: WIELKA BRYTANIA / UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI: STYLIDEAS LTD OŚWIADCZA, ŻE URZĄDZENIE STYLPRO JEST ZGODNE Z KONIECZNYMI WYMOGAMI I INNYMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ZYCZENIE: STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK (WIELKA BRYTANIA). OBELIS S.A., BD: GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS; BELGIUM (BELGIA).

målrettet behandling av områder med rynker og linjer anbefaler vi å holde enheten på disse områdene i 1 ½ minutt ekstra.

Restore-modus

1. Hold strømknappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på, og trykk deretter raskt på strømknappen TO GANGER for å aktivere RESTORE-modus.
2. Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden mens du venter på at enheten skal varme seg opp. Dette tar minst to (2) minutter. Masser til produktene er helt absorbert.
3. Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
4. Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden din.
5. For massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst to (2) minutter. For målrettet behandling av områder med akne og betent hud anbefaler vi å holde enheten på disse områdene i ett minutt ekstra.

BATTERIER:

PRODUKTET INNEHOLDER ET LITUM-ION BATTERI. BRANNSKADER KAN OPPSTÅ, IKKE ÅPNE, KNUS, VARM OPP OVER 60°C/140°F ELLER BRENN. IKKE KORTSLUTT. HVIS LITUM-ION BATTERIET ER KRAFTIG OPPSVULMET, SLUTT Å BRUKE DET.

OPPBEVAR SMÅ CELLENE SOM ANSES Å VÆRE MULIG Å SLUKE UTILJENGELIG FOR BARN. SLUKING KAN FØRE TIL BRANNSKADER, GJENNOMHULLING AV MYKT VEV OG DØD. ALVORLIGE BRANNSKADER KAN OPPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. VED INNTAK AV EN CELLE, SØK ØYEBLICKELIG MEDISINSK HJELP.

VIKTIGE SIKKERHETSinSTRUKSJONER:

NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSTILTAK ALLTID FØLGES, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET. BEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. BRUK APPARATET BARE TIL DETTENDETE FORMÅLET SOM BESKREVET I DENNE INSTRUKSJONSBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ANBEFALES AV STYLPRO™ KAN MEDFØRE FARE.

1. Slå av enheten etter bruk. **2.** Dette produktet skal ikke brukes av barn, gravide kvinner, pasienter med epilepsi, svulster og kreftpasienter, pasienter med hjertepacemakere eller lignende. **3.** Ikke plasser noen del av produktet nær varmekilder som radiatorer, komfyrer, etc. Ikke legg produktet på en myk overflate som en seng, da enheten kan overopphetes.
4. Hold enheten unna korrosive væsker. **5.** Hvis du opplever unormaliteter i huden din under bruk eller etter bruk, bør du kontakte din medisinske spesialist. **6.** Ikke forsøk å åpne enheten eller berøre interne komponenter. Det er ingen deler som brukeren kan reparere inne i enheten. Ikke prøv å reparere produktet selv. **7.** Hold produktet unna vann. Dette produktet er ikke en leke. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerens vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar produktet forsvarlig og utilgjengelig for barn og kjæledyr. **8.** For å beskytte mot elektriske farer, ikke bruk mens du bader eller dusjer. **9.** Når tilsyn er nødvendig når et hvilket som helst apparat brukes av eller nær barn eller personer som er svekket eller deaktivert av sykdom eller skade. **10.** Ikke bruk på sensitiv eller skadet hud. Ikke bruk på høven eller solbrent hud eller hvis du har andre hudproblemer. **11.** Fjern alle metaller og faste objekter, som øreringer, halskjeder, armbånd, klokker, etc., før bruk. Fjern briller, falske øyevipper og kontaktlinser før bruk. **12.** Ikke bruk dette apparatet hvis det fungerer feil, har blitt mistet i gulvet, falt i vann eller på annen måte er blitt skadet. **13.** Ikke berør direkte øyeeplet. **14.** Del ikke dette produktet med noen andre. **15.** Vennligst ikke bruk under lading.

TO ÅRS BEGRENSET GARANTI: VÅRE VARE LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES UNDER DEN EUROPEISKE FORBRUKERLOVEN. EU-DIREKTIV 1999/44/EF SLÅR FAST AT "EN TO ÅRS GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKERVARER OVERALT I EU. DU HAR RETT TIL Å FÅ UTLEVERT ELLER FÅ PENGENE TILBAKE FOR EN STØRRE FEIL. DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ VARENE REPARERT ELLER ERSTATTET HVIS DE IKKE ER AV GOD KVALITET (ETTER VAR VALG) APPARATET DITT GRATIS I TJUEFIRE REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER VAR VALG) APPARATET ER DEFEKT I MÅNEDER FRA DATOEN FOR KJØPET, HVIS APPARATET ER DEFEKT I ARBEIDSMANNSKAP ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMESIGE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST LES GARANTILTETTET SOM ER INKLUDERT, ELLER KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE ET GARANTIKRAV, MÅ DU BEHOLDE KJØPSPROOFET DITT.

KORREKT AVHENDING AV DENNE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV SIN BRUKSALDER, VENNLIGST IKKE KAST DET MED REGULÆRT HUSHOLDNINGSAVFALL. RESIRKULERING ER DEN TRYGGESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KASTE ELEKTRISKE VARER SOM ER KOMMET TIL SLUTTEN AV LIVSSYKKLUSEN. VENNLIGST KAST DET I HENHOLD TIL DINE LOKALE REGLER. DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE) I EUROPEISKE LAND FASTSETTER RIKTIGE RESIRKULERINGS PRAKSISER. IKKE KAST DET MED REGULÆRT

(IT) GUIDA PER L'USO E LA CURA PER LA TUA SICUREZZA E IL TUO CONTINUO GODIMENTO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE CON ATTENZIONE IL FOGLIETTO ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Il prodotto è destinato all'uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Il prodotto è progettato per l'area del collo e del viso, non utilizzare il prodotto su altre parti del corpo.

SPECIFICHE:


Nome: STYLPRO™ Massaggiatore rimodellante viso e collo
Modello: NS01A
Dimensioni del dispositivo: 89 mm (L) x 47 mm (L) x 120 mm (A)
Materiali: Plastica ABS rivestita
Tensione di ricarica: 5.0V
Tensione nominale: 3.7V
Potenza massima: 2.5W

CONTENUTO INCLUSO:

- 1 x STYLPRO™ Massaggiatore rimodellante viso e collo
- 1 x coperchio protettivo
- 1 x cavo per la ricarica
- 1 X libretto delle istruzioni

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Massaggiatore 2. Schermo 3. Pulsante di accensione/spegnimento /modalità 4. Spia rossa/verde/blu 5. Indicatore dello stato di carica della batteria 6. Punto di ricarica USB.



ATTENZIONE:

- Utilizzare il dispositivo una volta al giorno.
- Sconsigliamo l'uso di questo dispositivo se si è sottoposti a chirurgia plastica del viso, se si ha un impianto metallico, in caso di gravidanza o durante il ciclo mestruale.
- Consultare un professionista medico prima dell'uso se si è epilettici, fotofobici o sensibili alla luce, se si è in stato di gravidanza o si è avuto il cancro della pelle nell'ultimo anno.
- Quando è necessario pulire il dispositivo, assicurarsi che sia spento. Pulire con un panno di carta o un panno inumidito con una piccola quantità di sapone e passarlo sul massaggiatore. Evitare il contatto con acqua e altri metalli. Non usare soluzioni corrosive come alcol, oli o solventi rimuovi smalto per pulire il dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare spaccature, scolorimento o altri danni.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non conservare in un bagno o in una stanza con aria umida, che potrebbe danneggiare il dispositivo.

RICARICA:

Durante la ricarica, il simbolo della batteria presente sullo schermo lampeggerà, mentre quando la ricarica è completata il simbolo non lampeggerà più.

MANUTENZIONE:

- Rimuovere qualsiasi residuo di prodotto per la cura della pelle che potrebbe accumularsi sul massaggiatore.
- Pulire solo con un panno inumidito.
- Non immergere in acqua.
- Non utilizzare detergenti per pulire.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: SPEGNERE SEMPRE PRIMA DI PULIRE O RIPORRE.

UTILIZZO:

Modalità illuminante

La modalità illuminante utilizza bassi livelli di vibrazione e la tecnologia a LED verde per detergere la pelle e ridurre i segni di iperpigmentazione e macchie cutanee su viso

- Tørk av enheten med en fuktig klut.
- Enheten må ikke senkes ned i vann.
- Ikke bruk sterke rengjøringsprodukter på enheten.
- Enheten må oppbevares kjølig og tørt.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

FARE: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK SJOKK: SLÅ ALLTID AV FØR RENGJØRING ELLER OPPBEVARING.

SLIK FUNGERER DET:

Brighten-modus

Denne modusen bruker et lavt vibrasjonsnivå og lysterapi med grønt LED-lys for å bidra til å klare og jevne ut hudtonen og redusere synlighet av hyperpigmentering og aldersflekker i ansiktet og på halsen.

Fordeler:

- Bidrar til å klare huden.
- Bidrar til å redusere synligheten av hyperpigmentering og aldersflekker.

Renew-modus

Renew-modusen bruker et middels høyt vibrasjonsnivå og rødt LED-lys til å fremme produksjon av de naturlig forekommende proteinene kollagen og elastin som holder huden stram og elastisk. Dette bidrar til å redusere fine linjer, rynker og arr.

Fordeler:

- Fremmer produksjon av kollagen og elastin.
- Bidrar til å stramme opp huden og redusere synligheten av rynker, linjer og arr.

Restore-modus

I denne modusen bidrar et kraftigere vibrasjonsnivå, blått LED-lys og varme til å redusere akne, betent hud og rødhet, samtidig som det forebygger oppbygging av olje på huden og reduserer forekomsten av sorte prikker.

Fordeler:


- Bidrar til å redusere betent hud, akne, rødhet, oppbygging av olje, sorte prikker

BRUK:

Anbefalt bruk

Ved bruk av enheten på halsen og i ansiktet anbefaler vi følgende bevegelser:

- Fra haken utover mot utsiden av kinnene
- Fra øverst på kinnbenene opp og rundt tinningene
- Fra nederst på halsen oppover mot haken
- Fra nederst på pannen oppover mot hårfestet



Brighten-modus

- Hold strømknappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på og aktivere BRIGHTEN-modus.
- Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden og masser til produktene er helt absorbert.
- Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
- Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden.
- Før massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst tre (3) minutter. For målrettet behandling av områder med hyperpigmentering og aldersflekker anbefaler vi å holde enheten på disse områdene i to-tre minutter ekstra.

Renew-modus

- Hold strømknappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på, og trykk deretter raskt på strømknappen EN GANG for å aktivere RENEW-modus.
- Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden og masser til produktene er helt absorbert.
- Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
- Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden din.
- Før massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst to (2) minutter. For

e collo.

Vantaggi:

- Promuove una pelle più sana.
- Contribuisce a ridurre i segni di iperpigmentazione e macchie cutanee.

Modalità rigenerante

La modalità rigenerante utilizza livelli medi di vibrazione e la terapia a luce LED rossa per promuovere la produzione di collagene ed elastina (proteine naturali presenti nel nostro organismo che donano una pelle più tonica). Inoltre, contribuisce a ridurre rughe, cicatrici e segni d'espressione.

Vantaggi:

- Promuove la produzione di collagene ed elastina.
- Contribuisce a una pelle più tonica e a ridurre rughe, cicatrici e segni d'espressione.

Modalità rinvigorente

La modalità rinvigorente utilizza livelli elevati di vibrazioni, la terapia a luce LED blu e il calore per contribuire a ridurre i segni di acne, infiammazione e rossore, prevenire l'accumulo di sebo e ridurre la comparsa di punti neri sulla pelle.

Vantaggi:


- Contribuisce a ridurre: infiammazione, acne, rossore, accumulo di sebo e punti neri.

UTILIZZO:

Movimento del dispositivo

Quando si utilizza il dispositivo sul collo, si consigliano i seguenti movimenti:

1. Dal mento verso l'alto, verso l'esterno dello zigomo.
2. Dalla parte superiore dello zigomo verso l'alto intorno alle tempie
3. Dalla parte inferiore del collo, verso l'alto, verso il mento.
4. Dalla parte inferiore della fronte verso l'attaccatura dei capelli.



Modalità illuminante

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo e attivare la modalità ILLUMINANTE.
2. Applicare la crema idratante, il siero o la lozione sulla pelle e massaggiare fino al suo assorbimento.
3. Assicurarsi che le dita stiano toccando la linea color argento presente intorno al manico o l'anello color argento presente intorno al collo del dispositivo per attivare il sensore touch.
4. Una volta che l'estremità tocca la pelle, il dispositivo comincerà a vibrare.
5. Far scorrere il massaggiatore su viso e collo per almeno 3 minuti. Per agire sulle aree di maggiore interesse, caratterizzate da iperpigmentazione e macchie cutanee, si consiglia di mantenere il dispositivo su queste aree per 2-3 minuti in più.

Modalità rigenerante

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo. A questo punto, premere brevemente e UNA VOLTA il pulsante di accensione per attivare la modalità RIGENERANTE.
2. Applicare la crema idratante, il siero o la lozione sulla pelle e massaggiare fino al suo assorbimento.
3. Assicurarsi che le dita stiano toccando la linea color argento presente intorno al manico o l'anello color argento presente intorno al collo del dispositivo per attivare il sensore touch.
4. Una volta che l'estremità tocca la pelle, il dispositivo comincerà a vibrare.
5. Far scorrere il massaggiatore su viso e collo per almeno 2 minuti. Per agire sulle aree di maggiore interesse, caratterizzate da rughe e segni d'espressione, si consiglia di mantenere il dispositivo su queste aree per 1 minuto e mezzo in più.

Modalità rinvigorente

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo. A questo punto, premere brevemente e DUE VOLTE il pulsante di accensione per attivare la modalità RINVIGORENTE.
2. Applicare la crema idratante, il siero o la lozione sulla pelle e, nel frattempo, attendere che il dispositivo si riscaldi. Questa operazione richiederà almeno 2 minuti.

DOMÉSTICOS REGULARES. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE ELIMINAR LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, DESHÁGASE DE ÉL DE ACUERDO CON SUS REGULACIONES LOCALES. LA DIRECTIVA DE DESECHOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO DEPOSITE EN LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS REGULARES.

MARCADO CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES PERTINENTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE BAJO PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD: GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSELAS, BELGICA.

(NO) BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR DIN SIKKERHET OG FORTSATT GLEDE MED DETTE PRODUKTET, LES ALLTID INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BRUKER BROSJYREN.

Dette produktet er kun beregnet for privat bruk og er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk i andre sammenhenger. Produktet er designet for nakke- og ansiktsområdet, ikke bruk produktet på andre deler av kroppen.

SPESIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ Hudoppstramming for hals og ansikt

Modell: NS01A

Enhetsstørrelse: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)


Materialer: Belagt ABS-plast

Ladevoltage: 5.0V Nominell voltage: 3.7V

Maksimal effekt: 2.5W

DELIDENTIFIKASJON:

1. Massasjehode 2. Display 3. Strøm- og modusknapp/Modusknapp 4. Rød/grønn/blå lysindikator 5. Ladeindikator 6. USB-ladepunkt.



FORSIKTIG:

1. Bruk enheten én gang om dagen.
2. Vi fraråder bruk av denne enheten hvis du: har gjennomgått plastisk ansiktskirurgi, har en metallimplantat, er gravid eller hvis du har menser.
3. Rådfrø deg med medisinsk profesjonell før bruk hvis: Du er epileptisk, fotofobisk eller lysfølsom, hvis du er gravid eller har hatt hudkreft i løpet av de siste 12 månedene.
4. Sørg for at enheten er avslått under rengjøring. Tørk av hodet med en våtserviett, et fuktig papirhåndkle eller en fuktig klut tilsatt en liten mengde såpe. Unngå kontakt med vann og andre metaller. Unngå bruk av etsende midler som alkohol, oljer eller neglelakkfjerner siden disse kan forårsake sprekkdannelse, misfarging eller andre skader på enheten.
5. Oppbevar på et kjølig, tørt sted. Ikke oppbevar på et bad eller i et rom med fuktig luft, da dette kan skade enheten.

LADING:

Batterisymbolet på displayet blinker under lading og slutter å blinke når batteriet er fulladet.

VEDLIKEHOLD:

1. Fjern overflødige hudpleieprodukter som kan hope seg opp i massasjehodet.

A continuación, pulsa el botón de encendido DOS VECES rápidamente para acceder al modo REPARACIÓN.

2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel mientras esperas a que el dispositivo se caliente. Tardará aproximadamente 2 minutos. Masajea la piel hasta que la crema, el sérum o la loción se absorban por completo.

3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.

4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.

5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos. Para incidir sobre las zonas con acné e inflamación, te recomendamos que mantengas el dispositivo sobre ellas durante 1 minuto más.

BATERÍAS:

EL PRODUCTO CONTIENE BATERÍA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRIR, APRETAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60°C/140 °F O INCINERAR. NO CORTOCIRCUITAR. SI LA BATERÍA DE IONES DE LITIO SE HINCHA CON GRAVEDAD, DEJE DE USARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS QUE SE CONSIDEREN TRAGABLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. TRAGARLAS PUEDE CAUSAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. QUEMADURAS GRAVES PUEDEN OCURRIR EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE INMEDIATO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: CUANDO USE APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE TOMAR PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS. INCLUYENDO LO SIGUIENTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. USE EL APARATO SOLO PARA EL USO PREVISTO SEGÚN SE DESCRIBE EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS

1. Apague el dispositivo después de usarlo. **2.** Este producto no debe ser utilizado por: niños, mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, tumores y pacientes con cáncer, pacientes con marcapasos cardíacos o similares. **3.** No coloque ninguna parte del producto cerca de fuentes de calor como radiadores, cocinas, etc. No lo coloque sobre una superficie blanda como una cama, ya que el dispositivo puede sobrecalentarse. **4.** Mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos. **5.** Si siente anomalías en su piel durante o después del uso, consulte a su especialista médico. **6.** No manipule los componentes internos. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. No intente reparar el producto usted mismo. **7.** Manténgalo alejado del agua. Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Guárdelo con cuidado y fuera del alcance de niños y mascotas. **8.** Para protegerse contra peligros eléctricos, no lo use mientras se baña o se ducha. **9.** Es necesario supervisar de cerca cuando cualquier aparato sea usado por niños o personas debilitadas o discapacitadas por enfermedad o lesión. **10.** No use en piel sensible o lastimada. No lo use en piel hinchada o quemada por el sol ni si tiene alguna otra afección cutánea. **11.** Retire todos los metales y objetos sólidos, como aretes, collares, pulseras, relojes, etc., antes de usar. Retire los lentes, pestañas postizas y lentes de contacto antes de usar. **12.** No opere este aparato si presenta algún mal funcionamiento, si se ha caído al suelo, ha estado en contacto con agua o ha sufrido algún daño de cualquier manera. **13.** No toque directamente el globo ocular. **14.** No comparta este producto con otras personas. **15.** Por favor, no lo use durante la carga.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS: NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEGISLACIÓN EUROPEA DE CONSUMO. DIRECTIVA DE LA UE 1999/44/CE, ESTA DIRECTIVA ESTABLECE QUE "SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN TODO EL ÁMBITO DE LA UE. USTED TIENE DERECHO A UN REEMPLAZO O REEMBOLSO POR UN FALLO IMPORTANTE. TAMBIÉN TIENE DERECHO A QUE SE REPARAREN O REEMPLAZAREN LOS BIENES SI NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y EL FALLO NO CONSTITUYE UN FALLO IMPORTANTE. STYLPRO™ REPARA O REEMPLAZARÁ (A NUESTRA OPCIÓN) SU APARATO DE FORMA GRATUITA DURANTE VEINTICUATRO MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO TIENE DEFECTOS DE MANO DE OBRA O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, LEA EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO O PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559, PARA HACER UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA, DEBE CONSERVAR SU COMPROBANTE DE COMPRA.

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO: CUANDO EL PRODUCTO HA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, POR FAVOR NO LO DEPOSITE CON LOS RESIDUOS

Massaggiare fino al totale assorbimento.

3. Assicurarsi che le dita stiano toccando la linea color argento presente intorno al manico o l'anello color argento presente intorno al collo del dispositivo per attivare il sensore touch.

4. Una volta che l'estremità tocca la pelle, il dispositivo comincerà a vibrare

5. Far scorrere il massaggiatore su viso e collo per almeno 2 minuti. Per agire sulle aree di maggiore interesse caratterizzate da acne e infiammazione, si consiglia di mantenere il dispositivo su queste aree per 1 minuto in più.

BATTERIE:

IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AL LITIO-ION. RISCHIO DI INCENDIO E BRUCIATURE, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE. NON CREARE UN CORTO CIRCUITO. SE LA BATTERIA AL LITIO-ION SI DEFORMA GRAVEMENTE, INTERROMPERE L'USO. MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PICCOLI, CHE POTREBBERO INGERIRE LE BATTERIE CON GRAVI CONSEGUENZE. GRAVI BRUCIATURE POSSONO VERIFICARSI ENTRO 2 ORE DALL'INGERIMENTO. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA BATTERIA, RICERCARE IMMEDIATAMENTE ASSISTENZA MEDICA.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTE:

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, SI DEVONO SEMPRE PRENDERE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. UTILIZZARE L'APPARECCHIO SOLO PER L'USO PREVISTO COME DESCRITTO IN QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.

1. Spegnerne il dispositivo dopo l'uso. **2.** Questo prodotto non deve essere utilizzato da: bambini, donne in gravidanza, pazienti epilettici, pazienti affetti da tumori e cancro, pazienti con pacemaker cardiaci o simili. **3.** Non posizionare alcuna parte del prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, fornelli, ecc. Non adagiarlo su superfici morbide come un letto poiché il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. **4.** Tenere il dispositivo lontano da liquidi corrosivi. **5.** Se si avvertono anomalie sulla pelle durante o dopo l'uso, consultare uno specialista medico. **6.** Non manipolare i componenti interni. All'interno dell'unità non ci sono parti riparabili dall'utente. Non cercare di riparare il prodotto da soli. **7.** Mantenere lontano dall'acqua. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione. Conservare con cura e fuori dalla portata di bambini e animali domestici. **8.** Per proteggersi da pericoli elettrici, non utilizzare mentre si fa il bagno o si è sotto la doccia. **9.** La supervisione è necessaria quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da bambini o da persone indebolite o disabili a causa di malattie o lesioni. **10.** Non utilizzare su pelle sensibile o lesa. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee. **11.** Rimuovere tutti i metalli e gli oggetti solidi, come orecchini, collane, braccialetti, orologi, ecc., prima dell'uso. Rimuovere occhiali, ciglia finte e lenti a contatto prima dell'uso. **12.** Non utilizzare questo apparecchio se si verifica un malfunzionamento o se è caduto a terra o è entrato in contatto con l'acqua o è stato danneggiato in qualsiasi modo. **13.** Non toccare direttamente l'occhio. **14.** Non condividere questo prodotto con altre persone. **15.** Si prega di non utilizzare durante la ricarica.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI: I NOSTRI PRODOTTI SONO DOTATI DI GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGGE EUROPEA SUI CONSUMATORI. DIRETTIVA UE 1999/44/CE, QUESTA DIRETTIVA STABILISCE CHE "SI APLICA UNA GARANZIA DI DUE ANNI PER LA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. AVETE DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO PER UNA MANCATA ESECUZIONE IMPORTANTE. AVETE ANCHE DIRITTO A FAR RIPARARE O SOSTITUIRE I BENI SE NON SONO DI ACCETTABILE QUALITÀ E IL FALLIMENTO NON COSTITUISCE UN FALLIMENTO IMPORTANTE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL VOSTRO APPARECCHIO GRATUITAMENTE PER VENTICUATTRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA MANODOPERA O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È UN BENEFICIO AGGIUNTIVO E NON INFLUISCE SUI VOSTRI DIRITTI LEGALI. PER OTTENERE L'ASSISTENZA IN BASE A QUESTA GARANZIA, LEGGETE IL FOGLIO DELLA GARANZIA INCLUSO O CONTATTATE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ ALL'INDIRIZZO TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, DEVI CONSERVARE IL TUO COMPROVANTE DI ACQUISTO.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO UTILIZZO, NON DISPORLO CON I RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRI DI ARTICOLI ELETTRICI CHE SONO GIUNTI ALLA FINE DEL LORO CICLO DI VITA. SI PREGA DI SMALTIRE SECONDO LE VOSTRE REGOLE LOCALI. LA DIRETTIVA RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) NEI PAESI EUROPEI

STABILISCE LE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO. NON SMALTIRE NEI RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI.


MARCHIO CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/UE: STYLIDEAS LTD DICE CHE STYLPRO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E ALTRI REQUISITI RILEVANTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGLO 2RW, UK. OBELIS S.A, BD: GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELLES, BELGIO.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO PARA SU SEGURIDAD Y CONTINUA DISFRUTAR DE ESTE PRODUCTO, SIEMPRE LEA CUIDADOSAMENTE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
El producto está destinado solo para uso privado y no está pensado para uso comercial ni para otras aplicaciones. El producto está diseñado para la zona del cuello y la cara, no lo use en otras partes del cuerpo.

ESPECIFICACIONES:	CONTENIDO INCLUIDO:
Nombre: STYLPRO™ Dispositivo de lifting de facial y de cuello	1 x STYLPRO™ Dispositivo de lifting de facial y de cuello
Modelo: NS01A	1 x Tapa protectora
Tamaño del dispositivo: 89 mm (L) x 47 mm (A) x 120 mm (H)	1 x Cable de carga
Materiales: Plástico ABS recubierto	1 x Manual de instrucciones
Voltaje de carga: 5.0V Voltaje nominal: 3.7V	
Potencia máxima: 2.5W	

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:

1. Cabezal de masaje 2. Pantalla 3. Botón de encendido/apagado /modo 4. Indicador luminoso rojo/verde/azul 5. Indicador de carga de la batería 6. Puerto de carga USB.



PRECAUCIÓN:

- 1. Utilice el dispositivo una vez al día.
- 2.No recomendamos usar este dispositivo si: ha tenido cirugía plástica facial, tiene un implante metálico, está embarazada o si está en su ciclo menstrual.
- 3. Consulte a su profesional médico antes de usarlo si: es epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, está embarazada o ha tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses.
- 4. Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de que está desconectado. Frote el cabezal con una toallita húmeda, una toallita de papel o un paño con una pequeña cantidad de jabón. Evitar el contacto con el agua y con otros metales. No utilice soluciones corrosivas como alcohol, aceites o quitaesmalte para limpiar el dispositivo, ya que podrían provocar grietas, decoloración u otros daños en él.

CARGA:

Durante el proceso de carga, el símbolo de batería de la pantalla parpadea. Una vez que el dispositivo está totalmente cargado, el símbolo de batería deja de parpadear.

MANTENIMIENTO:

- 1. Elimine cualquier exceso de productos para el cuidado de la piel que se haya acumulado en el cabezal de masaje.
- 2. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar el dispositivo.
- 3. No lo sumerja en agua.
- 4. No utilice productos de limpieza.
- 5. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- 6. No utilice el dispositivo si está dañado.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE APAGUE ANTES DE LIMPIAR O ALMACENAR.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

Modo Luminosidad

El modo Luminosidad emplea niveles de vibración bajos y luz LED verde para limpiar la piel y prevenir la hiperpigmentación y los signos de la edad en la cara y el cuello.

Ventajas:

- Aclara la piel.
- Ayuda a prevenir la hiperpigmentación y los signos de la edad en la cara y el cuello.

Modo Renovación

El modo Renovación emplea niveles de vibración intermedios y luz LED roja para estimular la producción de colágeno y elastina, dos proteínas que el organismo produce de forma natural y que aportan firmeza a la piel. Su efecto contribuye a reducir las líneas de expresión, las arrugas y las cicatrices más finas.

Ventajas:

- Estimula la producción de colágeno y elastina.
- Ayuda a reafirmar la piel, previniendo la aparición de arrugas, líneas de expresión y cicatrices.

Modo Reparación

El modo reparación emplea niveles de vibración altos, luz LED azul y calor para reducir el acné, la inflamación y el enrojecimiento, previniendo así el cutis graso y la aparición de puntos negros

Ventajas:


- Ayuda a reducir la inflamación, el acné, el enrojecimiento, el cutis graso y los puntos negros.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Movimiento del Dispositivo

Te recomendamos realizar los siguientes movimientos al aplicar el dispositivo sobre el cuello:

- 1. Desde la barbilla hacia la parte posterior de los pómulos.
- 2. Desde la parte superior de los pómulos hacia las sienes.
- 3. Desde la parte inferior del cuello hacia la barbilla.
- 4. Desde la parte inferior de la frente hacia la línea de nacimiento del cabello.



Modo Luminosidad

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo y acceder al modo LUMINOSIDAD.

2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.

3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.

4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.

5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 3 minutos. Para incidir sobre las zonas más afectadas por la hiperpigmentación y los signos de la edad, te recomendamos que mantengas el dispositivo sobre ellas durante 2 o 3 minutos más.

Modo Renovación

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de encendido UNA VEZ para acceder al modo RENOVACIÓN.

2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.

3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.

4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.

5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos. Para incidir sobre las zonas con arrugas y líneas de expresión, te recomendamos que mantengas el dispositivo sobre ellas durante 1 minuto y medio más.

Modo Reparación

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. 21.