



Comfort360° Air Compression Leg Massager



Bodi-Tek®

Warnings

- Read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons, with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance using adapter PSU (IP: 120V-1500B supplied).
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Keep out of reach from children and pets.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use.
- Do not use on areas that have recently had surgery.
- Do not leave the device unattended. Always unplug when not in use.



Do NOT insert pins.

NOTE: These instructions cover both, the Comfort360 Leg & Full Leg Compression Massagers.

Know your unit

- 1 Controller
- 2 Vibration
- 3 Heat
- 4 Strength
- 5 Mode/Program (Auto, Leg, Foot, Pulse, Knead, Soothe)
- 6 On / Off
- 7 Hook & Loop Straps
- 8 Upper Socket
- 9 Lower Socket
- 10 Power Adapter Socket
- 11 Left Leg Connector
- 12 Right Leg Connector
- 13 Power Adapter

Getting Started

Ensure you are in a seated position. Use the Hook and Loop Straps to adjust the fit. Only a loose fit is required.

Plug both the Left and Right Lead Connectors into the Controller.

Insert the Right Leg Connector into the Lower Socket on the Controller with the UP facing upwards.

Insert the Left Leg Connector into the Upper Socket on the Controller with the UP facing upwards.

Push both in firmly.

Connect the Power Adapter to the Power Adapter Socket and plug into the mains supply.

How to use

- Press and hold the Power Button for 2 seconds to turn on. The boots will start to compress.
- Note: The Leg Massager has a memory function and will restart on the last used settings.
- Note: Press and hold the Power Button for 2 seconds to turn off.



Press the M / Mode/Program to select the following:

AUTO - Simultaneous compression pulsing through feet and legs.

LEG - Leg only compression.

FOOT - Foot only compression.

PULSE - A gradual squeezing sensation that slowly intensifies

KNEAD - A higher level of compression that slowly intensifies, starting at the feet and up to the legs



Press the Vibration symbol to change between:

Constant (White)

Intense (Green)

Intermittent (Blue)

You will feel the Vibration on the calves.



Select from: Low / High / Off

High Heat - 49°C

Low Heat - 38°C

The Leg Massager will automatically switch off after 20 minutes.

After Use

- The skin may appear reddened after use. This should fade quickly.
- Your muscles may also feel a little sore. This is normal and will lessen with regular use.
- Tip: Ensure you stay hydrated to help flush out any toxins and improve muscle recovery time.

Cleaning & Maintenance

- Switch off and clean using a soft damp cloth.
- Do not immerse the device/unit in water or other liquids.
- Dry thoroughly before storing.



Important Information

There are no user serviceable parts inside the appliance.

Disposal

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic Equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:


1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

Specifications

Model: BT-MAFL/BT-MAHL
Input: 12V 1500mAh 18W



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.

This unit complies with current EU product legislation.



Centre pin positive



Extension Straps

Extension Straps for a larger fit are available at:

www.bodi-tek.com/collections/spare-parts

Guarantee

To register your two year guarantee online, visit:

www.bodi-tek.co.uk/warranty

Customer Care

If you have any questions, please contact us at: online@bodi-tek.co.uk

© The Dezac Group Ltd 2023, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET.

www.bodi-tek.co.uk

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) BV, Azura,

Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

Avertissements

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux conditions portées sur l'appareil, à l'aide de l'adaptateur PSU (NIP 200-1500B fourni).
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- Ne PAS utiliser cet appareil si l'une des fonctions pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous présentez une affection orlale, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique récente.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.



Ne PAS insérer d'épingles à nourrice.

REMARQUE : Ces instructions couvrent les deux appareils Comfort360 Leg & Full Leg Compression Massagers.

Vous familiariser avec votre appareil

- 1 Commande
- 2 Vibration
- 3 Chaleur
- 4 Intensité
- 5 Mode/Programme (Auto, Leg, Foot, Marche / Arrêt)
- 6 Pulse, Knead, Soothe)
- 7 Adaptateur électrique

Prise en main

Assurez-vous d'être en station assise. Ajustez le serrage à l'aide des Sangles à boucle. Il n'est pas nécessaire de beaucoup serrer.

Branchez les deux Connecteurs de fils gauche et droite sur la Commande.

Insérez le Connecteur Jambes droites dans la prise inférieure de la Commande, la mention « UP » orientée vers le haut.

Insérez le Connecteur Jambes gauche dans la prise supérieure de la Commande, la mention « UP » orientée vers le haut.

Appuyez fermement sur les deux connecteurs pour les mettre place.



Branchez l'adaptateur électrique dans la Prise de l'adaptateur électrique, puis branchez sur le secteur.

Mode d'emploi

- Appuyez sur le Bouton Mise en route et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Les bords commencent à comprimer les jambes.

Remarque : Le Leg Massager est doté d'une fonction mémoire et redémarre sur les derniers paramètres utilisés.

Remarque : appuyez sur le Bouton Mise en route et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.



MODE

Appuyez sur M / Mode/Programme pour sélectionner les fonctions suivantes :

AUTO – Compression simultanée avec impulsions dans les pieds et les jambes.

LEG – Compression des jambes uniquement.

FOOT – Compression des pieds uniquement.

PULSE – Niveau supérieur

de compression qui

progressive avec lente

intensification.

les pieds et se propage

aux jambes



VIBRATION

Appuyez sur le symbole Vibration pour naviguer entre :

Continues (blanc)

Intermittentes (bleu)

Vous ressentirez les vibrations dans les mollets.

DEUTSCH

Wichtige Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt oder die Person hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung unter Gebrauch des mitgelieferten Adapters PSU (NIP 200-1500B) betrieben werden.
- Falls das Netzkaabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Achten Sie auf die Sicherheit von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, haben Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die gerade einer Operation unterzogen worden sind.
- Das Gerät ist unbeaufsichtigt lassen. Bei Nichtgebrauch immer den Stecker ziehen.



KEINE Handeh einstecken.

HINWEIS: Diese Anleitung bezieht sich auf beide Massagegeräte, den Comfort360 Leg Massager und den Full Leg Compression Massager.

Lernen Sie Ihr Gerät kennen

- 1 Steuerung
- 2 Vibration
- 3 Wärme
- 4 Intensität
- 5 Modus/Programm (Auto, Leg, Foot, Pulse, Knead, Soothe)
- 6 Ein/Aus
- 7 Klettverschlussgurt
- 8 Oberer Anschluss
- 9 Unterer Anschluss
- 10 Netzadapterbuchse
- 11 Anschluss linkes Bein
- 12 Anschluss rechtes Bein
- 13 Netzadapter

Erste Schritte


Setzen Sie sich bitte für die Behandlung hin. Passen Sie mit den Klettverschlüssen die Passform an. Ein lockerer Sitz reicht aus.

Verbinden Sie sowohl den linken als auch den rechten Kabelstecker mit der Steuerung.

Stecken Sie das Verbindungskabel für das rechte Bein in die Steuerung, so dass „UP“ nach oben zeigt.

Stecken Sie das Verbindungskabel für das linke Bein in die Steuerung, so dass „UP“ nach oben zeigt.

Stecken Sie beide fest hinein.



Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzadapterbuchse und stecken Sie ihn in die Steckdose.

Gebrauch

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Stiefel beginnen mit der Kompression.

Hinweis: Das Beinmassagegerät hat eine Speicherfunktion und beginnt mit der zuletzt verwendeten Einstellung.

Hinweis: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.



MODUS

Drücken Sie die M/Modus/Programm-Taste, um Folgendes auszuwählen.

AUTO – Gleichzeitige pulsierende Kompression von Füßen und Beinen.

LEG – Nur Kompression des Beins.

FOOT – Nur Kompression des Fußes.

PULSE – Eine stärkere, knetende

pulsierendes Druckgefühl

von den Füßen bis zu

den Beinen steigert

und Beinen auswirkt



VIBRATION

Drücken Sie das Vibrations-Symbol, um zwischen Folgendem zu wechseln:

Konstant (Weiß)

Intermittierend (Blau)

Sie werden die Vibration an den Waden spüren.



TEMPERATUR

Wählen Sie zwischen: Niedrig / Hoch / Aus

Hohe Temperatur – 49°C

Niedrige Temperatur – 38°C

Das Beinmassagegerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus.

Nach dem Gebrauch

- Die Haut kann nach dem Gebrauch gerötet aussehen. Dies sollte schnell abklingen.
- Sie können auch einen leichten Muskelkater verspüren. Dies ist normal und wird bei regelmäßigem Gebrauch weniger.

Tip: Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, damit Toxine besser ausgeschieden werden und sich die Erholungszeit der Muskeln verkürzt.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät ausschalten und mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vor der Aufbewahrung gründlich trocknen.



Wichtige Informationen

Es befinden sich keine Teile innerhalb des Geräts, die Sie selbst warten können.

Altgeräteentsorgung

Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird. Gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recycling:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

Spezifikationen

Modell: BFMFZ/BFMWHL
Eingangsspannung: 12 V \pm 1500 mAh 18 W



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Dieses Gerät entspricht den aktuellen EU-Produktvorschriften.

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

Positiver Mittelkreis



Gleichstrom

Verlängerungsgurte

Verlängerungsgurte für eine größere Passform sind erhältlich auf:
www.bodi-tek.com/collections/spare-parts

Garantie

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:

www.bodi-tek.co.uk/warranty

Kundenbetreuung

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: online@bodi-tek.co.uk
© The Dezac Group Ltd 2023, PO Box 17, Cheltenham Spa, GL53 7ET, England.

www.bodi-tek.co.uk

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, GL53 7ET, England

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

FRANÇAIS

Avertissements

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux conditions portées sur l'appareil, à l'aide de l'adaptateur PSU (NIP 200-1500B fourni).
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- Ne PAS utiliser cet appareil si l'une des fonctions pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous présentez une affection orlale, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique récente.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.



Ne PAS insérer d'épingles à nourrice.

REMARQUE : Ces instructions couvrent les deux appareils Comfort360 Leg & Full Leg Compression Massagers.

Vous familiariser avec votre appareil

- 1 Commande
- 2 Vibration
- 3 Chaleur
- 4 Intensité
- 5 Mode/Programme (Auto, Leg, Foot, Marche / Arrêt)
- 6 Pulse, Knead, Soothe)
- 7 Adaptateur électrique

Prise en main


Assurez-vous d'être en station assise. Ajustez le serrage à l'aide des Sangles à boucle. Il n'est pas nécessaire de beaucoup serrer.

Branchez les deux Connecteurs de fils gauche et droite sur la Commande.

Insérez le Connecteur Jambes droites dans la prise inférieure de la Commande, la mention « UP » orientée vers le haut.

Insérez le Connecteur Jambes gauche dans la prise supérieure de la Commande, la mention « UP » orientée vers le haut.

Appuyez fermement sur les deux connecteurs pour les mettre place.



Branchez l'adaptateur électrique dans la Prise de l'adaptateur électrique, puis branchez sur le secteur.

Mode d'emploi

- Appuyez sur le Bouton Mise en route et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Les bords commencent à comprimer les jambes.

Remarque : Le Leg Massager est doté d'une fonction mémoire et redémarre sur les derniers paramètres utilisés.

Remarque : appuyez sur le Bouton Mise en route et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.



MODE

Appuyez sur M / Mode/Programme pour sélectionner les fonctions suivantes :

AUTO – Compression simultanée avec impulsions dans les pieds et les jambes.

LEG – Compression des jambes uniquement.

FOOT – Compression des pieds uniquement.

PULSE – Niveau supérieur

de compression qui

progressive avec lente

intensification.

les pieds et se propage

aux jambes



VIBRATION

Appuyez sur le symbole Vibration pour naviguer entre :

Continues (blanc)

Intermittentes (bleu)

Vous ressentirez les vibrations dans les mollets.

Waarschuwingen

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar ze voor later gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zinnelijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Dit apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangegeuld op het apparaat met gebruik van de meegeleverde adapter PSU (NP720U-150U).
- Als het netvoeder of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om het te laten vervangen.
- Gebruik dit product NIET als het niet bedoeld is voor, of als het gevallen of beschadigd is.
- Huiden bereik van kinderen en huishoudens houden.
- Als u aan een huidsaandoening lijdt, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken.
- Niet gebruiken op zons de ondang zijn gespreide.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter. Trek de stekker altijd uit wanneer het apparaat niet in gebruik is.




Streek er GEEN pinnen in.

LET OP: Deze instructies gelden voor zowel de Comfort360 Massagestoel beentcompressie en de Massagestoel complete beentcompressie

Ken uw apparaat

- 1 Regelaar
- 2 Trilling
- 3 Warmte
- 4 Kracht
- 5 Modus/Programma (Auto, Leg, Foot, Pulse, Knead, Soothe)
- 6 Aan/Uit
- 7 Klittenband
- 8 Bovenste aansluiting
- 9 Onderste aansluiting
- 10 Aansluiting stroomadapter
- 11 Connector linkerbenen
- 12 Connector rechterbenen
- 13 Stroomadapter

Aan de slag



Zorg ervoor dat u zit. Gebruik de klittenband om de pasvorm aan te passen. Alleen een losse pasvorm is vereist.

Streek zowel de linker- als de rechterkabel in de controller.

Streek de rechterbeenaansluiting in de onderste aansluiting op de controller met 'OMHOOG' naar boven gericht.

Streek de linkerbeenaansluiting in de bovenste aansluiting van de controller met 'OMHOOG' naar boven.

Duw beide stevig naar binnen.



Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsadapteraansluiting en steek de stekker in het stopcontact.

Gebruiksaanwijzingen

- Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen.

De barzen beginnen samen te drukken.

Opmerking: Het beermassagestoel heeft een geheugenfunctie en zal opnieuw opstarten met de laatst gebruikte instellingen.

Opmerking: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

MODUS

Druk op M / Modus / Programma om het volgende te selecteren:

AUTO – Geleijkijdige compressie pulserend door voeten en benen.

LEG – Alleen beentcompressie.

FOOT – Alleen voetcompressie.

PULSE – Een geleidelijk knellend gevoel dat langzaam intenser wordt.

KNEAD – Een hogere niveau van compressie die door de voeten en benen straal wordt. Begint bij de voeten en oplopend naar de benen

SOOTHE – Een zachte, ontspannende massage die door de voeten en benen straal wordt. Begint bij de voeten en oplopend naar de benen

VIBRATION – Druk op het Vibrationsymbool om te kiezen tussen:

Constant (wit)

Intermittent (blauw)

U voelt de trilling op de kuiten.

Advertenties

- **Lea todas las instrucciones atentamente y guárdelas para futuras referencias.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato utilizando el adaptador (20036H/12030U) provisto.
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente calificada para evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.
- NO utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
- Mantenga lejos del alcance de niños y mascotas.
- Si sufre algún trastorno de la piel, consulte a su dermatólogo antes de usarlo.
- No lo utilice en zonas del rostro que han sufrido cirugía cosmética.
- No deje el aparato desatendido. Desenchúfelo cuando no lo está utilizando.




No introducir alfileres

AVISO: Estas instrucciones sirven para los aparatos de masaje Comfort360 Leg y Full Leg Compression.

Conozca la unidad

- 1 Controlador
- 2 Vibración
- 3 Calor
- 4 Intensidad
- 5 Modo/Programa (Auto, Pierna, Pie, Pulso, Amasar, Aliviar)
- 6 Encendido / Apagado
- 7 Correas de gancho y bucle
- 8 Toma superior
- 9 Toma inferior
- 10 Toma de corriente del adaptador de corriente
- 11 Conexión pierna izquierda
- 12 Conexión pierna derecha
- 13 Adaptador de corriente

Primeros pasos



Asegúrese que está sentado. Utilice el gancho y las correas para ajustarlo cómodamente. Solo es necesario un ajuste holgado.

Enchufe las conexiones para la pierna izquierda y derecha en el controlador.

Inserte la conexión para la pierna derecha en la toma inferior del controlador con la marca "D" hacia arriba.

Inserte la conexión para la pierna izquierda en la toma superior del controlador con la marca "U" hacia arriba.



Introduzca ambas conexiones firmemente.

Conecte el adaptador de corriente a la toma del adaptador de corriente en la alimentación a la red.

Sobre el modo de empleo

- Para encender pulsos y mantenerlo pulsado el botón de encendido durante dos segundos.

Las botas comenzarán la compresión.

AVISO: El aparato de masaje para las piernas tiene función de memoria y se encenderá en el último ajuste utilizado.

AVISO: Para apagar pulsos y mantenerlo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

MODO

Pulse la M / Modo/Programa para seleccionar las siguientes funciones:

AUTO – Compresión simultánea de pulsos en los pies y las piernas.

PIERNA – Compresión solo en las piernas.

PIE – Compresión solo en los pies.

AMASAR – Una sensación gradual de presión que se intensifica despacio y hasta las piernas

ALIVIA – Un masaje suave y relajante que se irradia por los pies y las piernas

VIBRACIÓN – Pulse el símbolo de vibración para cambiar entre:

Constante (blanco)

Intermittente (Azul)

Sentirá la vibración en las pantorrillas.

CALOR

Selección de entre: Bajar / Alto / Apagado

Calor alto – 49° C

Calor bajo – 38° C

El aparato de masaje se desconectará automáticamente después de 20 minutos.

Después de usar

- La piel puede aparecer enrojecida después de usar. Esto debería disminuir rápidamente.
- También es posible que sienta una molestia muscular ligera. Esto es normal y se reducirá con el uso regular.

Consejo: Asegúrese de estar hidratado para ayudarle a eliminar toxinas y mejorar el tiempo de recuperación muscular.

Limpieza y mantenimiento

- Apague el aparato y límpielo con un paño suave húmedo.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Séquelo completamente antes de guardarlo.



Información importante

Dentro de la unidad no hay ninguna parte que pueda servir al usuario.

Eliminación

La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada con el fin de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y recíclala para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de verederos. Este producto se ha clasificado como equipamiento eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma adecuada conforme a los requisitos fijados por la autoridad local. No se deberá desechos con la basura doméstica.

Recicle responsablemente

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

Especificaciones

Modelo: BTMAFL/BTMAHL

Entrada: 12 V \approx 1500 mAh 18W



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Esta unidad cumple la legislación actual de la UE.



Corriente continua

Correas de extensión

Puede adquirir correas de extensión para un ajuste más grande en: www.bodi-tek.com/collections/spare-parts

Garantía

Para registrar nuestra garantía de dos años en línea, visite:

www.bodi-tek.co.uk/warranty

Atención al Cliente

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: customerservice@bodi-tek.co.uk

© The Dezac Group Ltd 2023, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET www.bodi-tek.co.uk

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V., Azura,

Saturusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

WARMTE

Selecciona ut: Laag / hoog / uit

Hoge warmte – 49° C

Lage warmte – 38° C

Het beennassagestoel wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld.

Na gebruik

- De huid kan rood worden na gebruik. Dit zou snel moeten wegtrekken.
- Uw spieren kunnen ook wat pijnlijk aanvoelen. Dit is normaal en zal verminderen bij regelmatig gebruik.
- Het is mogelijk dat u gelydtraerd blijft om gifstoffen weg te spoelen en de herstelijd van uw spieren te verbeteren.

Tip: Zorg ervoor dat u gehydrateerd blijft om gifstoffen weg te spoelen en de herstelijd van uw spieren te verbeteren.

Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en reinig het met een zachte vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Droog grondig af voor het apparaat wordt opgeborgen.



Belangrijke informatie

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen.

Afvoer

De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/UE) werd ingevoerd om producten te recylen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd. In overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recycleren:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

Specificaties

Model: BTMAFL/BTMAHL

Invoer: 12V \approx 1500mAh 18W



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit apparaat voldoet aan de huidige EU-productvergeving.



Gelijksstroom

Verlengbanden

Verlengbanden voor een grotere pasvorm zijn beschikbaar op: www.bodi-tek.com/collections/spare-parts

Garantie

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:

www.bodi-tek.co.uk/warranty

Klantenservice

Neem bij vragen contact met ons op via:

customerservice@bodi-tek.com

The Dezac Group Ltd 2023, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.bodi-tek.co.uk

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V., Azura,

Saturusstraat 46- 62- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

PORTUGUÉS

AVISOS

- **Leia todas as instruções atentamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- A alimentação do aparelho deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no mesmo, e o aparelho deve ser utilizado apenas com o adaptador fornecido (V5U1W7200-1500B).
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de dano.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Se sofrer de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.
- Não deve o dispositivo ligado sem supervisão. Desligue sempre da tomada quando não estiver a utilizar.



NÃO colocar afixetes.


NOTA: estas instruções referem-se a ambos os massajadores de compressão Comfort360 de perna inteira e meia perna.

A sua unidade

- 1 Controlador
- 2 Vibração
- 3 Calor
- 4 Intensidade
- 5 Modo/Programa (Auto, Leg, Foot, Pulse, Knead, Soothe)
- 6 Conector da perna direita
- 7 Adaptador

Colocar o massajador

Sente-se. Utilize as fitas de velcro para ajustar. Não é necessário que o massajador fique muito apertado na perna.



Ligue ambos os conectores: da perna esquerda e da perna direita ao controlador.

Introduza o conector da perna direita na tomada inferior no controlador com as letras "UP" viradas para cima.



Introduza o conector da perna esquerda na tomada superior no controlador com as letras "UP" viradas para cima.

Verifique se estão bem colocados.

Ligue o adaptador à respetiva entrada e à corrente elétrica.

Como utilizar

- Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar durante dois segundos para ligar. As botas vão começar a fazer uma compressão.
- Nota:** o massajador de pernas tem uma função de memória e reinicia com as últimas definições utilizadas.
- Nota:** prima sem soltar o botão Ligar/Desligar durante dois segundos para desligar.

MODOS

Prima o botão M/Modo/Programa para selecionar um dos seguintes programas:

AUTO – compressão simultânea das pernas e dos pés.

LEG – compressão apenas das pernas.

FOOT – compressão apenas dos pés.

PULSE **KNEAD** **SOOTHE**

Uma sensação de compressão suave e relaxante nos pés e pernas lentamente intensificando nos pés e vai subindo para as pernas

VIBRAÇÃO

Prima o símbolo de vibração para alternar entre:

Constante (branco)

Intermittente (azul)

Vai sentir a vibração nos gémeos.

AVVERTENZE

ITALIANO

- **Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali – o non esperte nell'uso del prodotto – solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quanto riportato sulla targhetta dell'apparecchio, utilizzando l'adattatore V5U1W7200-1500B fornito in dotazione.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da un persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli. Contattare l'Assistenza Clienti per richiedere le parti di ricambio.
- **NON** utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto o risulta danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In presenza di patologie cutanee, è opportuno consultare il dermatologo prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare su zone che sono state recentemente sottoposte a chirurgia.
- Non lasciare il dispositivo incustodito. Staccare sempre la spina quando non in uso.



NON inserire oggetti metallici.

NOTA: Queste istruzioni riguardano entrambi i massajatori a compressione Comfort360 sia per gamba completa che per mezza gamba.

Componenti

- 1 Controller
- 2 Vibrazione
- 3 Riscaldamento
- 4 Intensità
- 5 Modalità/Programma (Auto, Leg, Foot, Pulse, Knead, Soothe)
- 6 Connettore gamba sinistra
- 7 Alimentatore

Guida introduttiva


Assicurarsi di essere seduti. Utilizzare le cinghie con gancio e anello per fissare il dispositivo. Non è necessario stringere troppo.

Inserire entrambi i connettori del cavo di sinistra e di destra nel controller.

Inserire il connettore della gamba destra (R) nella presa inferiore del controller con il lato "UP" rivolto verso l'alto.

Inserire il connettore della gamba sinistra (L) nella presa superiore del controller, con il lato "UP" rivolto verso l'alto.

Inserirli entrambi fino in fondo.



Collegare l'alimentatore all'apparecchio e la spina alla presa di corrente.

Modalità di utilizzo

- Per accendere, tenere premuto il tasto On/Off per 2 secondi. Gli stivali iniziano a comprimere.
- Nota:** gli stivali iniziano a comprimere.
- Nota:** Per spegnere, tenere premuto il tasto On/Off per 2 secondi.
- Nota:** Per spegnere, tenere premuto il tasto On/Off per 2 secondi.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il pulsante M / Modalità/Programma permette di selezionare quanto segue.

AUTO – Compressione simultanea che pulka attraverso piedi e gambe.

LEG – Compressione solo sulle gambe.

FOOT – Compressione solo sui piedi.

PULSE **KNEAD (impastare)** **SOOTHE (rilassare)**

Una sensazione di schiarimento graduale che si intensifica lentamente attraverso i piedi e le gambe

VIBRAZIONE

Il pulsante con simbolo della vibrazione permette di passare da una all'altra delle seguenti modalità di vibrazione.

Constante (bianco)

Intermittente (blu)

Si sentirà la vibrazione sui polpacci.

RISCALDAMENTO

Selezionare tra: Basso / Alto / Spenito

Riscaldamento elevato – 49 °C

Riscaldamento basso – 38 °C

Il massajatore per gambe si spegne automaticamente dopo 20 minuti.

Dopo l'uso

- Dopo l'uso, la pelle può apparire arrossata. Questa situazione dovrebbe risolversi rapidamente.
- Si può anche avvertire un po' di dolore ai muscoli. È del tutto normale e si riduce con l'uso regolare.

Consiglio: Assicurarsi di rimanere idratati per contribuire a eliminare le tossine e migliorare il tempo di recupero muscolare.

Pulizia e manutenzione

- Spegnere e pulire utilizzando un panno morbido umido.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Asciugare completamente prima di riporre.



Informazioni importanti

L'apparecchio non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utente.

Smaltimento

La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. **NON** smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.

Rispetto delle norme di riciclaggio:

1. Verificare le normative municipali a livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

Specifiche

Modello: BT-WAFL/BT-WAHL

Ingresso: 12V --- 1500mAh 18W



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.



Questa unità è conforme alle attuali normative relative ai prodotti UE.



Corrente continua



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Cinghie di prolunga

Le cinghie di prolunga per taglie più grandi sono disponibili all'indirizzo:

www.bodi-tek.com/collections/spare-parts

Garanzia

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.bodi-tek.co.uk/warranty

Assistenza clienti

In caso di domande, è possibile contattarci al seguente indirizzo:

online@bodi-tek.co.uk

© The Dezac Group Ltd 2023, PO Box 17, Cheltenham Spa, Ingilterra GL53 7ET.

www.bodi-tek.co.uk

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa,

Ingilterra GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB

Hoofddorp, Paesi Bassi