



SMOOTHSKIN
pure
adapt

IPL USER GUIDE

	English.....	4
	Français	42
	Deutsch.....	79
	Italiano	117
	Español	154
	Portuguese.....	191

Welcome to SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at www.smoothskin.com where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS


1. THE SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM	5	9. THE CONTOUR ADAPTING SKIN SENSORS	30
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ADAPT WORK?	6	10. SMOOTHSKIN PURE ADAPT MODES	31
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	8	11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE	33
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	16	12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT	34
5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ADAPT	18	13. TROUBLESHOOTING	35
6. YOUR SUITABILITY FOR IPL TREATMENT	19	14. WARRANTY	36
7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	21	15. LABELS AND SYMBOLS	37
8. SKIN TONE SENSOR	27	16. TECHNICAL SPECIFICATIONS	38

1. THE SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of SmoothSkin Pure Adapt you will find the following:

- Handset and Base Unit
- Power Cable
- User Manual
- Device Storage Bag




2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ADAPT WORK?

SmoothSkin Pure Adapt is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which reduces the hairs growing back.

Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases. IPL treatment is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen - growth phase). Not all hairs are in the same phase at any one time. This is why you should follow the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.



WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.



3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE THE DEVICE...

- if you have very dark skin (Darker than skin tone v). The Skin Tone sensors located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the Skin Tone sensors determine your skin is too dark for safe use, operation will be prevented.
- if your skin has been artificially or naturally tanned recently or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discoloring, or scarring if you use the device. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using the device. Treating tanned skin with IPL may result in permanent Hyper (darkening) or Hypo (lightening) changes to the treated skin.
- directly on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin.
- if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).
- on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.
- on areas where you have tattoos or permanent make up. The pigment will absorb the light which may

cause side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.

- if you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of the Device on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.
- if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse.
- if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.
- if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.
- if you have a Chronic Medical Condition.
- if you have varicose veins in the area you wish to treat.
- if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat in the last 30 days as the skin can be more sensitive to the light which may cause pain or burns.
- on the scalp, lips, nostrils and ears.

If you are unsure whether this device is safe for you to use, please consult your physician or dermatologist.

If you take any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.

DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following IPL treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

GENERAL WARNINGS

DO NOT...

- leave any visible hair on the skin in the area to be treated, as this could lead to increased pain, redness of the skin or potential minor burning of the skin.
- use the device if you have had a laser skin resurfacing procedure on the area of the face you wish to treat. You should wait 6 months following a laser skin resurfacing procedure before treating.

The Device should not be used over any fillers or botox as the skin can be more sensitive to the light which may cause pain or burns.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse.

The Device should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain, or clean the device. There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electric shock, or strangulation from the cables.

The Device should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electric shock.

The Device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.

The device glass filter is a critical component that will get hot during use.

The Device is not to be used on skin parts which have an increased likelihood of skin cancer, open wounds or rashes, or swollen, red, irritated, infected, or inflamed areas or skin eruptions.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Follow the instructions provided and avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.


EYE SAFETY WARNING



Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if the instructions provided are not followed.

The device emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

The device includes Skin Contact sensors that only allow the device to flash when in good contact with skin.



DO NOT:

- attempt to override the sensors.
- look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on
- attempt to activate (flash) the device towards the eyes. It is recommended to look away from the handset when flashing onto skin.
- treat areas around the eye (eyelids, eyebrows, or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

If at any time the device activates when both sensors are NOT in contact with the skin, STOP use immediately and contact your retailer.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

The Device is intended for a single user.

DO NOT...

- use the Device on any area where you may want hair to grow back. The treatment is intended for permanent reduction in hair regrowth.

- use the Device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using the Device in these areas may result in skin injury.
- use on areas that have recently received local anaesthesia. The skin may be more susceptible to damage such as redness, swelling or burns.
- use any other components, other than those provided for use with the Device. This may damage the unit and cause it to stop working.
- use if the Device becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.
- use the Device if the treatment window is not clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may damage the device, increase the pain of treatment, or result in redness/swelling of the skin. To clean the device, follow the instructions provided.
- subject the equipment to heavy shocks (e.g. drop) to avoid risk of damage to the lamp. If the lamp is damaged, the device will not flash.
- attempt to activate (flash) the Device onto any surface other than skin. This could damage the surface or cause a fire.
- exceed the usage regimen specified. This will not improve the results and could result in increased skin sensitivity or redness or swelling of the skin.
- The Device is not recommended for use on red, grey, white, or blonde hair as it is not effective and unsuitable on these hair colors.instructions provided.

- subject the equipment to heavy shocks (e.g. drop) to avoid risk of damage to the lamp. If the lamp is damaged, the device will not flash.
- attempt to activate (flash) the Device onto any surface other than skin. This could damage the surface or cause a fire.
- exceed the usage regimen specified. This will not improve the results and could result in increased skin sensitivity or redness or swelling of the skin.

The Device is not recommended for use on red, grey, white, or blonde hair as it is not effective and unsuitable on these hair colors.

ELECTRICAL AND FIRE SAFETY

DO NOT...

- try to open the device, as this may expose you to dangerous electrical components which could lead to electric shock. The device is not intended to be modified or serviced.
- use near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water. Water and electricity are a dangerous combination! To avoid risk of electric shock, DO NOT let the device become wet. If the Device becomes wet, it should not be used. To clean the device, follow the instructions provided.
- touch the glass filter during or directly after use since it will get hot.
- block the cooling vents. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.
- operate the device if the mains plug is not easily accessible. You should be able to disconnect at any time.



- use if the glass filter is cracked or missing. Do not use if the built-in reflector is missing or not in correct place.
- attempt to use this device other than for removing unwanted hair.
- use the device on a surface other than skin. Do not press the treatment button when the treatment window is not placed in full contact with the skin.
- operate the device if the mains plug is not easily accessible. You should be able to disconnect at any time.
- use petroleum-based or flammable cleaning agents (alcohol, acetones) on the device as these pose a fire risk.

Regularly inspect the device housing and filter for damage. DO NOT use if the Device is damaged; for example, cracked Handset, cable damage, cracked or broken glass on the handset, etc. There could be a risk of electric shock or overexposure to light resulting in skin damage.

WARNING: If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug of the equipment may become hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns. Do not try to open the device, as this may expose you to dangerous

WARNING: Do not leave the equipment unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Adapt could result in side effects.

The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with the SmoothSkin Pure Adapt.

In case of adverse events please contact your national competent authority and the device manufacturer.

POSSIBLE SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.

POSSIBLE SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ADAPT

INTENDED USE

This device has a non-medical purpose and is indicated for the removal or permanent reduction in unwanted hair.

INDICATIONS FOR USE

The SmoothSkin Pure Adapt Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Pure Adapt is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

6. YOUR SUITABILITY FOR IPL TREATMENT

BODY AREAS


SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOUR

SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.

SmoothSkin Pure Adapt incorporates a skin tone sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

Dark Skin tones are rich in melanin which could absorb too much energy and potentially lead to skin tone damage.



Safe and Effective

Not Safe

HAIR COLOUR

SmoothSkin Pure Adapt is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.

Get the most out of your device with our "how to use" videos - visit www.smoothskin.com/user-guides

STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED


Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry. **DON'T** use any gels or creams with this device!

STEP 2: DO A PATCH TEST

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your skin in that area for a reaction to SmoothSkin Pure Adapt.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 3 to treat the area.



Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should NOT be re-treated for at least 1 week.


STEP 3: TREATING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT

- a) Plug the power supply into an electrical outlet. The fans will start up and the skin tone sensors will light up blue, indicating the device is switched on.

POWER MODE Timeout

When the unit is left "inactive" i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the Power Mode button.


- b) Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the Skin Tone Sensor and the Skin Contact Sensors are in full contact with skin.
If the skin tone sensor does not detect a valid skin tone and / or the skin contact sensors are not in full contact with skin, then the handset cannot be activated.



When the skin tone sensor measures a valid skin tone and the skin contact sensors are in full contact with skin the Power Bars will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.

- c) Press the activation button. The device will flash, and a warm sensation should be felt.
d) Move the handset to the next area to be treated and repeat. The device needs to recharge between flashes.

WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating.



TREATMENT METHOD - STAMP OR GLIDE

Stamp Method

This method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press and release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area

Glide Method

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.

HOW TO TREAT THE PUBIC AREA (FEMALES ONLY)

Before treating the pubic area, make sure you have done a skin test. Remove any visible hair, lotions or creams from the area to be treated. You might want to confirm full hair removal using a mirror.

- Stand, sit or crouch down to reach all areas to be treated.
- For pubic area treatment, we recommend using the stamping method.


Select Gentle Mode:

1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring all skin sensors have skin contact. Stretch your skin with your fingers to improve skin contact.
2. The Skin Contact Indicators show white LEDs.
3. Press and release the treatment button. The device will emit a flash.
4. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Repeat steps and continue spot by spot until you have completed the entire area.

NOTE: Since your skin might have a darker colour or pigmentation in the pubic area, the device might not flash even if it has good skin contact.

If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.

If any pigment changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.



STEP 4: YOUR SMOOTHSKIN PURE ADAPT TREATMENT SCHEDULE

The Device should be used once a week until the desired results are achieved.

After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we recommend the Device is used once a month, or as required.

For the facial area or those with darker skin tones, you may need to extend the initial treatment phase to achieve your best results.



STEP 5: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE ADAPT

When the treatment is finished, SmoothSkin Pure Adapt should be unplugged from the electrical outlet.

Emergency Stop Function: In case of an emergency/abnormal device operation, remove from skin, unplug the device immediately and contact service centre.

Refer to section 11 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Adapt.

8. SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Adapt, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the power bar if your skin is too dark.


The status of the skin tone sensor can be seen on the power bars located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the power bars will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.

The amount of light energy delivered for each of the device settings when in Power Mode (depending on skin colour) is shown in the table below.

This full contact with your skin ensures you get the best results, as all the light energy emitted from the device reaches the treatment area.


NUMBER OF POWER BAR LIGHTS ILLUMINATED	MAXIMUM ENERGY (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

POWER BARS




Less lights = Darker skin and lower energy setting
More lights = Lighter skin and higher energy setting


Skin too dark
No treatment possible
1 RED light illuminated



Dark skin
Lowest energy setting
1 light illuminated



Light skin
Highest energy setting
10 lights illuminated



Not Safe

Safe and Effective


9. THE CONTOUR ADAPTING SKIN SENSORS

SmoothSkin Pure Adapt has new *Adapt Plus Technology* that adapt to the shape of the treatment area and check for skin contact before each flash, making sure the device is safe to operate! This makes the device easy to use and compliant with the most stringent safety regulations.

The *Adapt Plus Technology* also ensure you get the best results by preventing light leakage and directing the light into your skin.

If the contour adapters are not in full contact with the treatment area, the device will not flash. Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.

Do not try to remove or apply excessive force to the contour adapters as this will damage the device.



10. SMOOTHSKIN PURE ADAPT MODES

You can treat your body using any one of the three SmoothSkin Pure Adapt treatment modes:



Power Mode
No Indicator



Gentle Mode
Indicator On



Speed Mode
Indicator On

Power Mode is the highest power setting of the device. Power Mode will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This mode works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser.

Gentle Mode can be used if you find Power Mode uncomfortable or a little too painful. Operating the device in Gentle Mode will reduce the power output, and you will notice less Power Bar indicators illuminated when applied to your skin.

Speed Mode is the fastest mode, and therefore the lowest power mode. Speed Mode is best for treating larger areas where the hair is less dense (such as arms or legs). Recommended for sensitive areas like the pubic area, and for quick maintenance treatments after your initial treatment regime to keep hair regrowth at bay.

Power Mode is the default setting when your device is switched on. You can toggle between the three modes pressing the Mode Button underneath the main Activation Button.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method.

Stamp Method is recommended for small areas such as the underarm and bikini line. Place the handset on the skin, press & release the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area.

Glide Method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



11. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Adapt by unplugging the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.


WARNING: The glass filter can get hot during use. **DO NOT** touch or clean the filter for at least 5 minutes after use to allow it to cool down.

NEVER use water or other cleaning fluids, as these can damage the device leading to a potential safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Adapt, it is particularly important to keep the front of the device, Contour Adapters and reflector free from dirt, hair or other debris.

If necessary the reflector and skin tone sensor can be carefully cleaned by using a slightly damp cotton bud.

Store SmoothSkin Pure Adapt in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tone sensor on the handset are protected from damage.



Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details

To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

12. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ADAPT

The power supply unit of SmoothSkin Pure Adapt is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Adapt will operate as normal.

13. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The power bar indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin.	Make sure the power supply is plugged in. Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). Ensure the skin sensors are pressed against the skin. Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin.
Whilst pressed against your skin, the first power bar indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Adapt will not work.	The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Adapt includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Adapt is not for everyone as it cannot be used on skin tone Type 6 - very dark skin. (See Section 6).
The power bar indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light.	SmoothSkin Pure Adapt will display any error messages through combinations of lights on the power bars on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website.
SmoothSkin Pure Adapt handset, treatment window, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Adapt or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website.
















14. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Adapt parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website **www.smoothskin.com**

15. LABELS AND SYMBOLS

	Type BF Applied Part		UK Conformity Marking
	Class II Equipment		Conformity mark of the EU with Notified Body number
	Follow Instructions for use		FCC EMC compliance for North America
	Keep Dry		Australia Regulatory Compliance Mark
	WEEE waste disposal mark of the European Union		Ukraine Compliance Marking
	Warning Optical Radiation from device May Cause Eye Injury		China RoHS Environmental Protection Use Period
	MET Mark United States & Canada		EMERGO Europe
	Importer		

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Adapt is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.45 to 1 second (dependent on treatment setting)
- **Pulse:** Partial Free discharge FWHM = 2.5 ± 0.5 ms
- **Max Optical Output:** 3 - 6 J/cm^2
- **Wavelength:** 510 - 1100nm
- **Power Line Input:** 100-240V~, 50-60Hz, 1.7-0.91A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Treatment area (spot size):** 3 cm^2 (30mm x 10mm)
- **Pulse Profile:** Decaying pulse waveform with range of pulse lengths (2.5-5.5ms)

- **The Homogeneity of the treatment area :** Does not vary by more than + / - 20%

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60°C .

Under continued use the temperature of the device may reach a maximum of 60 °C. After treatment, remove the device from the skin.

Ensure SmoothSkin Pure Adapt is used as directed in Section 7.

STORAGE & TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Adapt has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

This device has no Clinical benefit.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives and Regulations:

- EU MDR Regulations 2017/745
- Low Voltage Directive 2014/35/EU.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.

SmoothSkin Pure Adapt complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices. These are: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 7.

SmoothSkin Pure Adapt complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.

SmoothSkin Pure Adapt is classified as Risk Group Exempt for all Hazards.


For further details contact CyDen Ltd.

DISPOSAL (END OF LIFE)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment.

The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.





Bienvenue à **SMOOTHSKIN PURE ADAPT!**

Félicitations! Vous venez d'accéder à un monde de beauté, de douceur et de commodité inégalées. Rejoignez la conversation sur www.smoothskin.com, où vous trouverez des conseils d'experts et une assistance tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE


1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE ADAPT	43	9. LES DÉTECTEURS DE PEAU ADAPTÉS AU CONTOUR	67
2. COMMENT FONCTIONNE LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	44	10. MODES DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT	68
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	46	11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT	70
4. RISQUES ÉVENTUELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES	54	12. DÉPLACEMENTS AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	71
5. QUEL EST L'USAGE PRÉVU DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	57	13. DÉPISTAGE DE PANNES	72
6. VOTRE ADAPTABILITÉ	57	14. GARANTIE	73
7. COMMENT UTILISER LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	59	15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES	74
8. LE DÉTECTEUR DE TEINT DE PEAU	65	16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	75

1. LE SYSTÈME SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENU DE LA BOÎTE

À l'intérieur de la boîte du SmoothSkin Pure Adapt, vous trouverez :

- Appareil et unité de base
- Câble électrique
- Manuel de l'utilisateur
- Sac de rangement de l'appareil



2. COMMENT FONCTIONNE LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt est conçu pour contribuer à interrompre le cycle de croissance des poils. L'énergie lumineuse de l'appareil est transférée par la surface de la peau et elle est absorbée par la mélanine présente dans la tige pileaire. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau) qui réduit la repousse des poils. Les poils traités tombent naturellement, sur une période pouvant aller de quelques jours à 1 ou 2 semaines.

La croissance de poils est cyclique et comporte 3 phases distinctes et consécutives. Le traitement IPL est uniquement efficace lorsque les poils sont dans une phase particulière (la phase anagène - phase de croissance). Les poils ne sont pas tous simultanément à la même phase. C'est la raison pour laquelle vous devriez suivre le régime de traitement recommandé de 12 traitements hebdomadaires.



À QUOI S'ATTENDRE

Immédiatement après le traitement, vous ne devriez ressentir aucun effet secondaire particulier (cf. la section 4 pour tous renseignements complémentaires sur les effets secondaires).

Pendant les premières semaines qui suivent les traitements initiaux, vous constaterez que certains poils continuent de pousser. Il s'agira vraisemblablement de poils qui ont été manqués pendant le traitement, c'est-à-dire de poils qui étaient en phase de somnolence et non pas de croissance (anagène) pendant le traitement, quand l'IPL est au maximum de son efficacité.

Environ 6 semaines après le commencement du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez constater une réduction au niveau de la croissance des poils. Toutefois, de nombreux poils peuvent quand même ne pas avoir été traités pendant leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements toutes les semaines.

Après le programme de 12 semaines, vous devriez constater une réduction significative du nombre de poils dans la zone traitée. Tous les poils résiduels devraient être plus fins et de couleur plus pâle. Des traitements mensuels continus, ou des traitements au besoin, devraient permettre de poursuivre la réduction des poils indésirables.



0 semaines



4 semaines



8 semaines



12 semaines

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER L'APPAREIL...

- si vous avez la peau foncée (plus foncée que le type de peau v). Les capteurs de type de peau situés près de la fenêtre de résultat de l'appareil déterminent votre type de peau. Si les capteurs de type de peau déterminent que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité, le fonctionnement sera interrompu.
- si vous avez récemment artificiellement ou naturellement bronzé ou si vous êtes brûlée en raison d'une surexposition au soleil. Votre peau peut être extrêmement sensible après une exposition au soleil et particulièrement sensible aux brûlures, aux cloques, à la décoloration ou aux cicatrices si vous utilisez l'appareil. Attendez 1 semaine jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser l'appareil. Le traitement d'une peau bronzée par IPL peut entraîner des changements permanents, à savoir une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.
- directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Ces zones peuvent avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité pileuse plus importante. L'utilisation de l'appareil dans ces zones peut causer un inconfort/une douleur ou des blessures (brûlures, décoloration ou cicatrices).
- si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions précancéreuses (p. ex., un naevus ou un grand nombre de grains de beauté).

- sur les taches brunes ou noires comme les marques de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants. Vous pouvez éprouver des effets secondaires tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.
- sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent. Le pigment absorbe la lumière, ce qui peut provoquer des effets secondaires tels que brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.
- si vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et qui causent une photosensibilité, p. ex., Retin A, Accutane et/ou d'autres rétinoïdes topiques. Vérifiez toujours la notice d'utilisation qui accompagne votre médicament pour voir si la photosensibilité figure parmi les effets secondaires. L'utilisation de l'appareil sur une peau photosensible peut entraîner des dommages cutanés tels qu'un gonflement ou des cloques. Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil, car son utilisation peut endommager la peau.
- si vous avez une affection cutanée dans la zone de traitement, notamment du psoriasis, un vitiligo, de l'eczéma, de l'acné, de l'herpès, ou des infections actives ou des plaies. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants.
- si vous avez moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé dans ce cas-là.
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez car cet appareil n'a pas été testé dans ces cas-là.
- si vous avez une maladie chronique.
- vous avez des varices dans la zone que vous souhaitez traiter.

- si vous avez fait un peeling sur la zone que vous souhaitez traiter au cours des 30 derniers jours car la peau peut être plus sensible à la lumière, ce qui peut causer des douleurs ou des brûlures.
- sur le cuir chevelu, les lèvres, les narines et les oreilles.

Si vous n'êtes pas sûre de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou un dermatologue.

Si vous prenez des médicaments régulièrement et sur une longue période, veuillez consulter votre médecin pour connaître les effets potentiels de ces médicaments sur la sensibilité de la peau à la lumière.

NE PAS exposer les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée à la lumière directe du soleil. Votre peau peut être très sensible après un traitement par lumière pulsée et particulièrement susceptible de se brûler au soleil. Appliquez un écran solaire (FPS 15 ou plus) sur la zone traitée ou couvrez-la avec des vêtements appropriés.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

NE PAS...

- laisser des poils visibles sur la peau de la zone à traiter, car cela pourrait entraîner une augmentation de la douleur, une rougeur de la peau ou un risque de brûlure mineure de la peau.
- utiliser l'appareil si vous avez subi une opération de resurfaçage cutané au laser sur la zone du visage que vous souhaitez traiter. Vous devez attendre 6 mois après une procédure de resurfaçage cutané au laser avant de traiter la zone.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de maladies. Il faut demander l'avis d'un médecin pour traiter, par exemple, les grains de beauté, les éruptions cutanées, les démangeaisons, les champignons ou les infections cutanées, les bosses ou les marques cutanées. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants.

L'appareil ne doit pas être utilisé sur des produits de remplissage ou du botox car la peau peut être plus sensible à la lumière, ce qui peut causer des douleurs ou des brûlures.

L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, entretenir ou nettoyer l'appareil, ni jouer avec. Il existe un certain nombre de risques potentiels – exposition à la lumière provoquant des brûlures ou des lésions oculaires, un choc électrique ou étranglement dû aux câbles.

L'appareil doit être tenu hors de portée des animaux et des parasites qui pourraient l'endommager. Les risques potentiels comprennent une fonction réduite et un choc électrique.

L'appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Sauf si celles-ci sont supervisées ou ont reçu les instructions d'utilisation de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.

Le filtre en verre de l'appareil est un composant essentiel qui devient chaud pendant l'utilisation.

L'appareil ne doit pas être utilisé sur des parties de la peau qui présentent une probabilité accrue de cancer de la peau, des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, des zones enflées, rouges, irritées, infectées ou enflammées, ou des éruptions cutanées.

ATTENTION: Des lésions cutanées peuvent survenir après une application prolongée ou répétée sur un seul et même site. Suivez les instructions fournies et évitez toute utilisation excessive comprenant des passages excessifs, l'empilement d'impulsions et/ou une fréquence d'utilisation accrue.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DES YEUX



Des lésions oculaires (pouvant entraîner une perte de vision) ou des lésions cutanées sont possibles si les instructions fournies ne sont pas suivies :

- L'appareil comprend des capteurs de contact avec la peau qui permettent à l'appareil d'émettre uniquement des flashes lorsqu'il est en contact avec la peau. NE PAS tenter de neutraliser les capteurs.
- NE PAS regarder directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque le système est sous tension et allumé, ni laisser l'appareil émettre des flashes en direction des yeux. Il est recommandé de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des flashes sur la peau.
- NE PAS traiter les zones autour des yeux (paupières, sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, protéger les yeux de toute exposition.
- Essayer UNIQUEMENT d'activer le système (pour qu'il émette des flashes) lorsque l'avant de l'appareil est en contact avec la zone à traiter.
- Si l'appareil s'active à tout moment alors que les deux capteurs ne sont PAS en contact avec la peau, ARRÊTER immédiatement de l'utiliser et contacter le détaillant.


PRÉCAUTIONS

Chez certaines personnes, l'épilation au laser ou par des sources de lumière pulsée intense peut entraîner une croissance des poils accrue. Selon les données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes issues des pays méditerranéens, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud traitées sur le visage et le cou.

L'appareil est destiné à un seul utilisateur.

NE PAS...

- utiliser l'appareil sur les zones où vous voulez que les poils repoussent. Le traitement est destiné au ralentissement permanent de la repousse des poils.
- utiliser l'appareil sur le visage, la mâchoire ou le cou des hommes. Les poils de barbe des hommes sont trop denses et l'utilisation de l'appareil dans ces zones peut entraîner des lésions cutanées.
- soumettre l'appareil à des chocs violents (p. ex., chute) afin d'éviter d'endommager la lampe. Si la lampe est endommagée, l'appareil n'émettra plus de flashes.
- utiliser d'autres composants que ceux prévus pour être utilisés avec l'appareil. Cela peut l'endommager et l'empêcher de fonctionner.
- utiliser l'appareil s'il devient trop chaud au toucher. Cela peut indiquer qu'il est endommagé.
- tenter d'activer l'appareil (pour qu'il émette des flashes) sur une surface autre que la peau. Cela pourrait endommager la surface ou provoquer un incendie.



- utiliser l'appareil si la fenêtre de traitement n'est pas propre et exempte de débris. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant le fonctionnement peut endommager l'appareil, augmenter la douleur du traitement ou entraîner une rougeur/un gonflement de la peau. Pour nettoyer l'appareil, suivez les instructions fournies.
- dépasser le schéma d'utilisation spécifié. Cela n'améliorera pas les résultats et pourrait entraîner une sensibilité accrue de la peau ou une rougeur/un gonflement de la peau.
- utiliser l'appareil sur des zones ayant récemment reçu une anesthésie locale. La peau peut être plus sensible aux lésions telles que des rougeurs, un gonflement ou des brûlures.
- utiliser l'appareil sur les poils roux, gris, blancs ou blonds car il n'est pas efficace et ne convient pas à ces couleurs de poils.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET INCENDIE

NE PAS...

- essayer d'ouvrir l'appareil, car cela pourrait vous exposer à des composants électriques dangereux qui pourraient provoquer un choc électrique. L'appareil n'est pas destiné à être modifié ou entretenu.
- utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou autres récipients contenant de l'eau. L'eau et l'électricité sont une combinaison dangereuse ! Pour éviter le risque de choc électrique, NE PAS laisser l'appareil se mouiller. Si l'appareil est mouillé, ne pas l'utiliser. Pour nettoyer l'appareil, suivez les instructions fournies.



- utiliser l'appareil s'il est endommagé (par exemple, un appareil fissuré, un câble endommagé, du verre fissuré ou brisé sur le l'appareil, etc.) Il peut y avoir un risque de choc électrique ou de surexposition à la lumière entraînant des lésions cutanées. Vérifier régulièrement que le boîtier et le filtre de l'appareil ne sont pas endommagés.
- toucher le filtre en verre pendant ou directement après l'utilisation, car il sera chaud.
- bloquer les fentes d'aération. L'appareil peut surchauffer et présenter un risque de choc électrique ou d'incendie.
- utiliser l'appareil si le filtre en verre est fissuré ou manquant. Ne pas l'utiliser si le réflecteur intégré est manquant ou à la mauvaise place.
- essayer d'utiliser cet appareil pour autre chose que l'élimination des poils indésirables.
- utiliser l'appareil sur une surface autre que la peau. Ne pas appuyer sur le bouton de traitement lorsque la fenêtre de traitement n'est pas en contact total avec la peau.
- utiliser sur l'appareil de produits de nettoyage à base de pétrole ou inflammables (alcool, acétones) car ils présentent un risque d'incendie.

Vérifier régulièrement que le boîtier et le filtre de l'appareil ne sont pas endommagés. NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé (par exemple, un appareil fissuré, un câble endommagé, du verre fissuré ou brisé sur le l'appareil, etc.) Il peut y avoir un risque de choc électrique ou de surexposition à la lumière entraînant des lésions cutanées.

ATTENTION: si la prise murale utilisée pour alimenter l'appareil présente de mauvaises connexions, la prise de l'appareil peut devenir chaude. Assurez-vous de brancher l'appareil dans une prise murale correctement montée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlures.

ATTENTION: ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.

NE PAS: utiliser l'appareil si la prise secteur n'est pas facilement accessible. Vous devez pouvoir débrancher l'appareil à tout moment.

4. RISQUES ÉVENTUELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation du SmoothSkin Pure Adapt peut entraîner des effets secondaires.

Le tableau ci-dessous indique les réactions cutanées connues qui peuvent se produire suite à un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt.

En cas d'effets indésirables, veuillez contacter l'autorité compétente nationale et le fabricant de l'appareil.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Faible douleur / gêne dans la zone traitée.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions, et la douleur devrait diminuer avec un usage continu.
Sensation chaude ou picotements pendant le traitement, qui disparaissent généralement de quelques secondes à une minute ci-après, et qui diminuent avec un usage continu.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions.
Démangeaisons dans la zone du traitement.	Ceci est assez courant pour les traitements IPL et devrait diminuer après une courte période. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions. Ne grattez pas la zone.
Rougeurs de la peau pendant ou après le traitement, qui disparaissent en quelques minutes.	Ceci est anticipé et normal pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil conformément aux instructions une fois que les rougeurs ont disparu.
Rougeurs cutanées qui ne disparaissent pas en quelques minutes et qui durent 24 à 48 heures.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.
Douleur ou gêne intense pendant le traitement ou qui persiste après le traitement.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.

DANS DE TRÈS RARES CAS	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Enflures et rougeurs qui ne disparaissent pas en deux à trois jours.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser.
Changements temporaires au niveau du teint de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Ampoules, cicatrices ou brûlures de la peau.	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de le réutiliser. Appliquez une compresse froide sur la zone affectée. Traitez avec une crème antiseptique ou une crème contre les brûlures.

5. QUEL EST L'USAGE PRÉVU DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

USAGE PRÉVU

Cet appareil est utilisé à des fins non médicales et est indiqué pour l'élimination ou le ralentissement permanent de la repousse des poils.

INDICATIONS D'USAGE

L'appareil d'épilation SmoothSkin Pure Adapt est prévu pour l'élimination des poils indésirables. Le SmoothSkin Pure Adapt est également prévu pour une réduction permanente de la repousse des poils, définie au titre de réduction stable et à long terme du nombre de poils qui repoussent suite à une vérification 6, 9 et 12 mois après la fin d'un régime de traitement.

6. VOTRE ADAPTABILITÉ

ZONES DU CORPS


Cet appareil est utilisé à des fins non médicales et est indiqué pour l'élimination ou le ralentissement permanent de la repousse des poils.

COULEUR DE PEAU

SmoothSkin Pure Adapt convient pour usage sur les teints de peau pâles, moyens et foncés jusqu'au teint de peau 5 inclus.

SmoothSkin Pure Adapt incorpore un détecteur de teint de peau qui mesure la couleur de votre peau et empêche l'utilisation de l'appareil si le teint de votre peau est trop foncé.

Les teints de peau foncés sont riches en mélanine qui pourrait absorber trop d'énergie et éventuellement entraîner une détérioration du teint de peau.



COULEUR DES POILS

SmoothSkin Pure Adapt convient pour utilisation sur les poils naturellement noirs ou marrons. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.



7. COMMENT UTILISER LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

AVERTISSEMENT : Suivez chaque étape du processus de traitement en veillant à satisfaire tous les aspects de chaque étape avant de passer à la suivante.

Tirez le meilleur parti de votre appareil avec nos vidéos « Comment utiliser » - rendez-vous à la page www.smoothskin.com/user-guides

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA ZONE À TRAITER


Rasez tous les poils visibles. Veillez à ce qu'il ne reste plus de poils à la surface de la peau car ceci pourrait provoquer des blessures. Ceci empêche également que des débris ne recouvrent la partie avant de l'appareil.

Nettoyez la zone à traiter et séchez-la. N'utilisez **PAS** de gels ou de crèmes avec cet appareil !

ÉTAPE 2 : FAITES UN TEST ÉPICUTANÉ

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle partie du corps, nous vous RECOMMANDONS de tester votre peau à cet endroit pour détecter toute réaction éventuelle au SmoothSkin Pure Adapt.

La superficie de la zone à tester doit être d'environ 3 cm x 2 cm (l'équivalent de deux impulsions lumineuses appliquées sur la peau, côte à côte). Suivez l'étape 3 pour traiter la zone.



24 heures

Détectez les réactions indésirables.

Effectuez toujours un test épicutané sur chaque nouvelle zone à traiter

Attendez 24 heures après le test épicutané pour veiller à ce que votre peau soit adaptée au traitement et pour vous assurer que l'énergie lumineuse ne provoque pas de réaction indésirable. S'il n'y a pas de réaction après 24 heures, vous pouvez traiter la zone qui entoure l'endroit où a été effectué l'essai épicutané. La zone du test épicutané NE doit PAS être re-traitée pendant au moins une semaine.


ÉTAPE 3 : TRAITEMENT AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Branchez la fiche sur une prise électrique. Les ventilateurs se mettront en marche et les détecteurs de teint de peau bleus s'allumeront pour indiquer que l'appareil est en marche.


Expiration du MODE PUISSANCE

Lorsque l'unité reste « inactive », c-à-d qu'aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, elle retourne en mode VEILLE et les témoins du détecteur de peau s'éteignent. Pour retourner au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur la touche du mode PUISSANCE.

B) Appuyez fermement l'appareil contre la partie à traiter en veillant à ce que le détecteur de teint de peau et les détecteurs de contact avec la peau soient pleinement en contact avec la peau.



Indicator On
Skin Detection



CORRECT

Indicator Off
No Skin Detection




INCORRECT

Si un détecteur de teint de peau ne détecte pas de teint de peau valide et/ou si les détecteurs de contact avec la peau ne sont pas pleinement en contact avec la peau, alors l'appareil ne peut pas être activé.

Lorsque le détecteur de teint de peau détecte un teint de peau valide et que les détecteurs de contact avec la peau sont pleinement en contact avec la peau, les barres de puissance BLANCHES s'allument pour indiquer que l'appareil est prêt à émettre des impulsions lumineuses. C) Appuyez sur le bouton d'activation. L'appareil émettra des impulsions lumineuses et produira une sensation de chaleur.

D) Déplacez l'appareil sur la prochaine zone à traiter et recommencez. L'appareil doit se recharger entre les impulsions lumineuses.



AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas couvrir les prises d'air de l'appareil pendant le traitement, car ceci peut entraîner une surchauffe de l'appareil.

MÉTHODE DE TÇITEMENT - TAMPONNEMENT OU GLISSEMENT

Méthode de tamponnement

Cette méthode est recommandée pour les petites zones, comme les aisselles et la ligne du maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation. Enlevez de la peau avant d'appliquer l'appareil à nouveau avec soin sur la prochaine zone à traiter.

Méthode de glissement

Cette méthode est recommandée pour les plus grandes zones, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton d'activation enfoncé (appuyez continuellement dessus) et faites glisser l'appareil sur la peau entre les impulsions lumineuses. Essayez de déplacer l'appareil à une vitesse régulière pour obtenir une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.

COMMENT TRAITER LA RÉGION PUBIENNE (FEMMES SEULEMENT)

Avant de traiter la région pubienne, assurez-vous d'avoir fait un test cutané. Retirez les poils visibles et éliminez les lotions ou crèmes de la zone à traiter. Vous voudrez peut-être vérifier que l'épilation est complète à l'aide d'un miroir.


- Mettez-vous debout, asseyez-vous ou accroupissez-vous pour atteindre toutes les zones à traiter.
- Pour traiter la région pubienne, nous vous recommandons d'utiliser la méthode Tampon.

Sélectionnez Mode Doux:

1. Appuyez la fenêtre de traitement fermement contre la peau, en veillant à ce que tous les capteurs de peau soient en contact avec la peau. Tirez sur la peau avec vos doigts pour améliorer le contact avec la peau.
2. Les indicateurs de contact avec la peau affichent des LED blanches.
3. Enfoncez et relâchez le bouton de traitement. L'appareil émet un flash.
4. Soulevez l'appareil et placez-le sur la zone adjacente à traiter. Répétez les étapes et continuez point par point jusqu'à ce que vous ayez traité toute la zone.

REMARQUE: Puisque la peau peut avoir une couleur ou une pigmentation plus foncée dans la région pubienne, il se peut que l'appareil ne clignote pas même en cas de bon contact avec la peau.

Si une rougeur ou une sensation de brûlure se produit et dure plusieurs minutes, appliquez une serviette fraîche pour apaiser la zone.



En cas de modification dans la pigmentation de la peau, p. ex., hypopigmentation ou hyperpigmentation, cessez d'utiliser l'appareil. Consultez un médecin pour déterminer la cause qui pourrait venir d'un problème médical sous-jacent.

ÉTAPE 4 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

L'appareil doit être utilisé une fois par semaine jusqu'à obtention des résultats souhaités.

Après la phase de traitement initiale (12 traitements hebdomadaires), pour maintenir les résultats, nous recommandons d'utiliser l'appareil une fois par mois ou selon les besoins.

Pour la zone du visage ou les types de peau foncés, il sera peut-être nécessaire de prolonger la phase de traitement initiale pour obtenir les meilleurs résultats.



ÉTAPE 5 :

MISE À L'ARRÊT DU SmoothSkin Pure Adapt

Lorsque le traitement est terminé, le SmoothSkin Pure Adapt doit être débranché de la prise.

Fonction d'arrêt d'urgence : En cas de fonctionnement anormal/d'urgence de l'appareil, retirez l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service client.

Consultez la Section 11 pour tous renseignements complémentaires sur le meilleur moyen de vous occuper de votre SmoothSkin Pure Adapt.

8. LE DÉTECTEUR DE TEINT DE PEAU

Le détecteur de teint de peau mesure le teint de votre peau et règle automatiquement le niveau de puissance nécessaire. Si votre peau est trop foncée pour un traitement avec le SmoothSkin Pure Adapt, le détecteur de teint de peau le détectera et empêchera le fonctionnement de l'unité. Des témoins lumineux ROUGES s'allumeront dans la barre de puissance si votre peau est trop foncée.


L'état du détecteur de teint de peau est visible sur les barres de puissance situées des deux côtés de l'appareil. Si un teint de peau valide est détecté, les barres de puissance BLANCHES s'allument. Le nombre de témoins allumés dépendra de votre teint de peau exact.

La quantité d'énergie lumineuse émise pour chaque réglage de l'appareil en mode Puissance (selon la couleur de la peau) est indiquée sur le tableau ci-dessous.


NOMBRE DE LUMIÈRES ALLUMÉES SUR LES BARRES DE PUISSANCE	ÉNERGIE MAXIMUM (J/CM ²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

Ce plein contact avec votre peau veille à ce que vous obteniez les meilleurs résultats, car la totalité de l'énergie lumineuse de l'appareil atteint la zone de traitement.

BARRES DE PUISSANCE



Moins de lumières = peau plus foncée et réglage de puissance inférieur
Plus de lumières = peau plus pâle et réglage de puissance supérieur




9. LES DÉTECTEURS DE PEAU ADAPTÉS AU CONTOUR

SmoothSkin Pure Adapt est pourvu *Adapt Plus Technology* qui s'adaptent à la forme de la zone à traiter et qui assurent le contact avec la peau avant chaque impulsion lumineuse, de manière à ce que l'appareil puisse fonctionner en toute sécurité! Ceci veille à ce que l'appareil soit facile à utiliser et conforme aux réglementations de sécurité les plus strictes.

L'*Adapt Plus Technology* veillent également à ce que vous obteniez les meilleurs résultats en empêchant les fuites lumineuses et en dirigeant la lumière dans la peau.

Si les adaptateurs de contour ne sont pas totalement en contact avec la zone à traiter, l'appareil n'émettra pas d'impulsions lumineuses. Essayez de régler le positionnement de l'appareil pour veiller à un plein contact, particulièrement sur les zones plus difficiles comme les bras et les tibias.

N'essayez pas d'enlever ou d'appliquer une force excessive sur les adaptateurs de contour pour éviter d'endommager l'appareil.



10. MODES DU SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Vous pouvez traiter votre corps en utilisant l'un des trois modes de confort du SmoothSkin Pure Adapt :



**Mode Puissance -
pas d'indicateur**



**Mode Doux -
indicateur activé**



**Mode Vitesse -
indicateur activé**

Mode Puissance est le réglage de puissance le plus élevé de l'appareil. Le mode Puissance fournira les meilleurs résultats, car il utilise le rendement de puissance maximum pour votre teint de peau unique. Ce mode fonctionne particulièrement bien sur les zones tenaces où les poils ont tendance à être plus denses.

Mode Doux peut être utilisé si vous trouvez le mode Puissance gênant ou un peu trop douloureux. Le fonctionnement de l'appareil en mode Doux réduira le rendement de puissance et vous remarquerez que moins de barres de puissance seront allumées lorsque l'appareil est appliqué contre votre peau.

Mode Vitesse est le mode le plus rapide et donc le mode le moins puissant. Le mode Vitesse convient pour traiter les plus grandes zones où les poils sont moins denses (comme les bras ou les jambes). Recommandé pour les zones sensibles comme la région pubienne et pour les traitements d'entretien rapide, après votre série de traitements initiale, pour éviter la repousse des poils.

Le Mode Puissance est le réglage par défaut à la mise en marche de votre appareil. Vous pouvez basculer entre ces trois modes en appuyant sur le bouton Mode situé sous le bouton de mise en marche principal.

Quand vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez aussi choisir d'utiliser la méthode Glissement ou la méthode Tamponnement.

La **Méthode Tamponnement** est recommandée pour les petites zones, comme les aisselles et la ligne du maillot. Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton de mise en marche. Enlevez de la peau avant d'appliquer l'appareil à nouveau avec soin sur la prochaine zone à traiter.

La **Méthode Glissement** est recommandée pour les plus grandes zones, comme les jambes. Placez l'appareil sur la peau, maintenez le bouton de mise en marche enfoncé (appuyez continuellement dessus) et faites glisser l'appareil sur la peau entre les impulsions lumineuses. Essayez de déplacer l'appareil à une vitesse régulière pour obtenir une couverture totale sans chevauchement ou zones manquées.



11. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, mettez toujours le SmoothSkin Pure Adapt à l'arrêt en le débranchant de la prise de courant.


Après usage, l'appareil, le détecteur de teint de peau et la fenêtre de traitement doivent être inspectés en cas de détérioration ou doivent être essuyés avec un chiffon sec et non-pelucheux.

AVERTISSEMENT : Le filtre de verre peut chauffer à l'usage. **NE** touchez **PAS** ou **NE** nettoyez **PAS** le filtre pendant au moins 5 minutes pour lui donner le temps de refroidir.

N'utilisez **JAMAIS** d'eau ou d'autres liquides de nettoyage, car ceci peut endommager l'appareil et entraîner des risques de sécurité éventuels.

Pour veiller à obtenir une performance optimale de votre SmoothSkin Pure Adapt, il est particulièrement important de maintenir l'avant de l'appareil, les adaptateurs de contour et le réflecteur libres de saletés, de poils ou autres débris.

Si nécessaire, le réflecteur et le détecteur de teint de peau peuvent être nettoyés soigneusement en utilisant un coton-tige légèrement humecté.



Rangez le SmoothSkin Pure Adapt dans un endroit frais et sec. Veillez à ce que la fenêtre de traitement et le détecteur de teint de peau de l'appareil soient protégés de tout dommage.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les cordons) en cas de signes de détérioration visibles. En cas de détériorations ou de fissures, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez le site Internet pour obtenir les coordonnées du service d'assistance

Pour empêcher tout risque d'étranglement ou de chute, débranchez toujours l'appareil du courant quand il est hors service.

12. DÉPLACEMENTS AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

L'alimentation électrique du SmoothSkin Pure Adapt est universelle et fonctionnera avec toutes les alimentations de secteur généralement utilisées. Dans la mesure où vous avez un adaptateur qui convient à la fiche du câble de secteur, le SmoothSkin Pure Adapt peut être chargé normalement.

13. DÉPISTAGE DE PANNES

PROBLÈME	SOLUTION
Les indicateurs de la barre de puissance de l'appareil ne s'allument pas quand il est placé contre votre peau.	Veillez à ce que l'appareil soit branché correctement. Vérifiez que l'appareil est en mode PRÊT (appuyez une fois sur le bouton Veille/Prêt). Vérifiez que les détecteurs de peau sont en contact avec la peau. Vérifiez que le détecteur de teint de peau est en contact avec la peau.
Alors que l'appareil est appuyé contre votre peau, le premier indicateur de la barre de puissance situé sur le côté de l'appareil est allumé en ROUGE, et le SmoothSkin Pure Adapt ne fonctionnera pas.	La zone que vous essayez de traiter est trop foncée pour un traitement. SmoothSkin Pure Adapt inclut un détecteur de teint de peau intelligent qui détecte automatiquement votre teint de peau et qui sélectionne le réglage optimal pour le traitement. En raison de la nature de la technologie des Impulsions lumineuses intenses (IPL), SmoothSkin Pure Adapt ne convient pas à tout le monde et ne peut pas traiter les peaux très foncées.
Les indicateurs de la barre de puissance situés sur le côté de l'appareil sont allumés ou clignotent de manière inhabituelle, notamment un indicateur LED rouge.	Le SmoothSkin Pure Adapt affichera les messages d'erreur éventuels par le biais de combinaisons lumineuses sur les barres de puissance situées sur les côtés de l'appareil. Ceci indique une panne de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil et reportez-vous au site Internet.
L'appareil SmoothSkin Pure Adapt, la fenêtre de traitement, l'alimentation électrique ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL. En cas de doute quant à la sécurité du SmoothSkin Pure Adapt ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé d'une manière quelconque, il ne doit pas être utilisé et vous devriez consulter le site Internet .
















14. GARANTIE

Nous fournissons une garantie de deux ans, à partir de la date d'achat du produit. Pendant la période de garantie, nous vérifierons gratuitement les vices de matériaux et de main d'œuvre, et nous remplacerons l'appareil entier à notre discrétion.

Cette garantie est valide dans tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur désigné.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une usure normale ou de vices qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est nulle si des réparations sont entreprises par des personnes non-autorisées et si des pièces SmoothSkin Pure Adapt d'origine ne sont pas utilisées. Pour obtenir un entretien pendant la période de garantie, veuillez consulter notre site Internet à www.smoothskin.com

15. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

	Pièce appliquée de type BF		Marque de conformité UKCA UK
	Équipement de la classe II		Marque de conformité de l'UE avec numéro de l'organisme notifié
	Suivez le mode d'emploi		Conformité CEM de la FCC pour l'Amérique du Nord
	Gardez au sec		Marque de conformité réglementaire australienne
	Marque d'élimination des déchets DEEE de l'Union Européenne		Maque de conformité du tréfle pour l'Ukraine
	Avertissement : les rayons optiques de l'appareil peuvent endommager les yeux		Période d'utilisation de la protection environnementale RoHS en Chine
	Marque de certification NRTL		Emergo Europe
	Importateur		

Déclaration de la FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie à radio-fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nocives aux radio-communications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement à l'arrêt et en marche, l'utilisateur est invité à essayer de rectifier les interférences par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à la sortie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir son aide.

16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le SmoothSkin Pure Adapt est un système d'impulsions lumineuses intenses à bande passante filtrée qui a les spécifications techniques suivantes :

- **Taux de répétition :** Impulsions manuelles toutes les 0,45 à 1 seconde (selon le réglage de traitement)
- **Impulsion :** Décharge libre partielle FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Rendement optique maximum :** 3 - 6J/cm²
- **Longueur d'onde :** 510 - 1100 nm
- **Entrée de la ligne d'alimentation :** 100-240V~, 50-60Hz, 1,7-0,91A
- **Température de service :** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité de service :** Humidité relative jusqu'à 93 % sans condensation
- **Pressions de service :** 700hPa à 1060hPa
- **Zone de traitement (superficie) :** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **Profil des impulsions :** Forme d'onde des impulsions décroissante avec une plage de longueurs d'impulsion (de 2,5 à 5,5 ms)
- **L'homogénéité de la zone de traitement :** Ne varie pas de plus de +/- 20 %

La zone qui se trouve directement autour de la fenêtre de traitement est classifiée au titre de Partie appliquée et peut atteindre une température maximum de 60°C. Veillez à ce que le SmoothSkin Pure Adapt soit utilisé comme indiqué à la Section 7. En cas d'utilisation continue, la température de l'appareil peut atteindre au maximum 60°C. Après le traitement, retirez l'appareil de la peau.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

- **Température :** De -25°C à +70°C
- **Humidité :** Humidité relative jusqu'à 93 % sans condensation
- **Pressions :** 500 hPa à 1060 hPa

Si l'appareil a été entreposé à des températures qui se situent en dehors de la plage opérationnelle indiquée, attendez au moins 30 minutes avant de l'utiliser pour qu'il puisse s'acclimater.

Le SmoothSkin Pure Adapt fournit un nombre d'impulsions illimité et il est destiné à un seul utilisateur.

La durée de service minimum est de 10 ans si le régime recommandé est respecté. Cet appareil n'offre pas de bénéfices cliniques.

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux directives et règlements européens suivants:

- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Directive sur la basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive sur les produits liés à l'énergie 2009/125/CE.

Le SmoothSkin Pure Adapt est conforme aux normes CEM et modifications les plus récentes applicables aux appareils domestiques et médicaux, c'est-à-dire : EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parties 15.107 & 15.109, ICES-003 version 7.

Le SmoothSkin Pure Adapt est conforme aux normes de sécurité et modifications les plus récentes applicables aux appareils domestiques et médicaux, c'est-à-dire :

IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams


SmoothSkin Pure Adapt est Exempté du groupe de risques pour tous les dangers.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter CyDen Ltd

ÉLIMINATION (FIN DE VIE)

De manière à réduire au maximum les risques pour la santé et l'environnement, et pour veiller à ce que les matériaux puissent être recyclés, ce produit doit être éliminé dans un centre de collecte séparé réservé aux déchets électriques et électroniques. Le symbole DEEE qui figure sur l'appareil est là pour vous le rappeler.





Willkommen bei **SMOOTHSKIN PURE ADAPT!**

Herzlichen Glückwunsch! Sie betreten eine Welt von unvergleichlicher Schönheit, Glattheit und Annehmlichkeit. Treten Sie auf www.smoothskin.com mit uns in Verbindung – dort finden Sie Rat und Unterstützung von Experten während Ihrer Behandlung.

INHALT


1. DAS SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM	80	9. SICH AN DIE KONTUREN ANPASSENDE HAUTSENSOREN	105
2. FUNKTIONSWEISE VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	81	10. BEHANDLUNGSMODI VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	106
3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	83	11. REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG	108
4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN	91	12. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT	109
5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	93	13. FEHLERBEHEBUNG	110
6. IHRE EIGNUNG	94	14. GARANTIE	111
7. ANWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	96	15. AUFKLEBER UND SYMBOLE	112
8. DER HAUTTONSENSOR	102	16. TECHNISCHE DATEN	113

1. DAS SMOOTHSKIN PURE ADAPT SYSTEM

INHALT DER VERPACKUNG

In der Verpackung von SmoothSkin Pure Adapt finden Sie:

- Handgerät und Basiseinheit
- Stromkabel
- Benutzerhandbuch
- Aufbewahrungstasche für das Gerät



2. FUNKTIONSWEISE VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt wurde entwickelt, um den Kreislauf des Haarwachstums zu unterbrechen. Lichtenergie wird durch die Hautoberfläche übertragen und vom Melanin im Haarschaft absorbiert. Das absorbierte Licht wird (unter der Hautoberfläche) in Wärmeenergie umgewandelt, die das Nachwachsen der Haare verringert.

Die behandelten Haare fallen im Zeitraum von einigen Tagen bis 1-2 Wochen auf natürliche Weise aus.

Das Haarwachstum ist ein Kreislauf, der 3 unterschiedlichen aufeinanderfolgende Phasen umfasst. Die IPL-Behandlung ist nur wirksam, wenn sich die Haare in einer bestimmten Phase (der Anagen- bzw. Wachstumsphase) befinden. Nicht alle Haare befinden sich zum selben Zeitpunkt in der gleichen Phase. Aus diesem Grund sollten Sie den empfohlenen Behandlungsplan von 12 wöchentlichen Behandlungen einhalten.



WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten Sie keine erheblichen Nebenwirkungen durch die Behandlung feststellen (weitere Informationen zu Nebenwirkungen finden Sie in Abschnitt 4).

In den ersten Wochen nach den anfänglichen Behandlungen werden Sie noch einige Haare wachsen sehen. Dabei wird es sich wahrscheinlich um Haare handeln, die Sie während der Behandlung nicht erfasst haben, d. h. diese Haare befanden sich während der Behandlung im Ruhezustand und nicht in ihrer Wachstumsphase, wenn die IPL-Behandlung am effektivsten ist.

Nach ca. 6 Wochen des 12-wöchigen Behandlungszeitraums sollten Sie eine Verringerung des Haarwachstums bemerken. Allerdings wurden möglicherweise viele Haare immer noch nicht in ihrer Wachstumsphase behandelt. Es ist wichtig, dass Sie die wöchentliche Behandlung fortsetzen.

Nach dem 12-wöchigen Programm sollten Sie eine erhebliche Verringerung der Haare an der behandelten Stelle feststellen. Die verbleibenden Haare sollten feiner und heller gefärbt sein. Fortgesetzte monatliche Behandlungen bzw. Behandlungen nach Bedarf sollten die Verringerung von unerwünschten Haaren aufrechterhalten.



0 Wochen



4 Wochen



8 Wochen



12 Wochen

3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEGENANZEIGEN

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT,...

- wenn Sie sehr dunkle Haut haben (dunkler als Hautton V). Die Hauttensoren, die sich neben dem Ausgangsfenster des Geräts befinden, bestimmen Ihren Hautton. Stellen die Hauttensoren fest, dass Ihre Haut zu dunkel für einen sicheren Gebrauch ist, ist der Betrieb nicht möglich.
- wenn Ihre Haut in letzter Zeit künstlich oder natürlich gebräunt wurde oder durch Sonneneinstrahlung verbrannt ist. Nach Sonneneinstrahlung kann Ihre Haut übermäßig empfindlich und bei Verwendung des Geräts besonders anfällig für Brennen, Blasenbildung, Verfärbung oder Narbenbildung sein. Warten Sie 1 Woche, bis der Sonnenbrand oder die Bräune verschwunden sind, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Behandlung gebräunter Haut mit IPL kann zu dauerhaften Hyper- (Verdunklung) oder Hypo- (Aufhellung) Veränderungen der behandelten Haut führen.
- direkt an den Brustwarzen, Genitalien oder um den After. Diese Bereiche können eine dunklere Hautfarbe bzw. eine höhere Haardichte aufweisen. Die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann zu Beschwerden/Schmerzen oder Verletzungen (Verbrennung, Verfärbung oder Vernarbung) der Haut führen.
- wenn Sie in der Vergangenheit Hautkrebs oder präkanzeröse Läsionen (z. B. Nävi oder eine große Anzahl von Leberflecken) hatten.
- auf dunkelbraunen oder schwarzen Flecken wie Muttermalen, Leberflecken oder Warzen in der zu behandelnden Region. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern. Es können Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Hauttonveränderungen oder Narbenbildung auftreten.

- in Bereichen, in denen Sie Tätowierungen oder Permanent Make-up haben. Das Pigment absorbiert das Licht, was Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Hauttonveränderungen oder Narbenbildung verursachen kann.
- wenn Sie eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Lichtempfindlichkeit) haben oder Medikamente einnehmen, die die Haut empfindlicher machen und Lichtempfindlichkeit verursachen, z. B. Retin A, Accutane und/oder andere topische Retinoide. Lesen Sie stets die Packungsbeilage Ihres Arzneimittels und prüfen Sie, ob Lichtempfindlichkeit als Nebenwirkung aufgeführt ist. Die Verwendung des Geräts auf lichtempfindlicher Haut kann zu Hautschäden wie Schwellungen oder Blasen führen. Holen Sie vor der Anwendung des Geräts ärztlichen Rat ein, da die Anwendung die Haut schädigen kann.
- wenn Sie eine Hauterkrankung im Behandlungsbereich haben, darunter Psoriasis, Vitiligo, Ekzem, Akne, Herpes simplex oder aktive Infektionen oder Wunden. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern.
- wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, da dieses Gerät nicht an diesen Personen getestet wurde.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen, da dieses Gerät nicht an diesen Personen getestet wurde.
- wenn Sie eine chronische Erkrankung haben.
- wenn Sie in dem Bereich, den Sie behandeln möchten, Krampfadern haben.
- wenn Sie in den letzten 30 Tagen eine Hautabschälung in dem Bereich erhalten haben, den Sie behandeln möchten, da die Haut dort empfindlicher auf Licht reagieren kann, was Schmerzen oder Verbrennungen verursachen kann.
- auf der Kopfhaut, den Lippen, in den Nasenlöchern und Ohren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Gerät sicher verwenden können, fragen Sie Ihren Arzt oder Hautarzt.

Wenn Sie regelmäßig und über einen längeren Zeitraum Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt nach möglichen Auswirkungen auf die Lichtempfindlichkeit der Haut.

VORSICHT: Setzen Sie behandelte Bereiche nicht der Sonne aus. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 7 Tage, bevor Sie die behandelte Haut direktem Sonnenlicht aussetzen. Ihre Haut kann nach der IPL-Behandlung besonders empfindlich und besonders anfällig für Sonnenbrand sein. Tragen Sie Sonnenschutzmittel (LSF 15 oder höher) auf die behandelte Fläche auf oder bedecken Sie die behandelte Fläche mit geeigneter Kleidung.

ALLGEMEINE WARNUNGEN

Was Sie vermeiden sollten:

- Lassen Sie keine sichtbare Haare auf der Haut in dem zu behandelnden Bereich, da dies zu verstärkten Schmerzen, Hautrötung oder möglicherweise zu geringfügigem Brennen der Haut führen kann.
- Das Gerät NICHT verwenden, wenn Sie in dem Bereich des Gesichts, den Sie behandeln möchten, eine Laser-Hautbehandlung hatten. Sie müssen nach einer Laser-Hautbehandlung mindestens 6 Monate mit der Anwendung warten.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Behandlung von Hauterkrankungen, da es nicht dazu bestimmt ist. Es sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, um z. B. Muttermale, Hautausschlag, juckende Haut, Hautpilz oder -infektion, Hautbeulen oder Hautanhängsel zu behandeln. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern.

Verwenden Sie das Gerät nicht über Füllstoffen oder Botox, da die Haut empfindlicher auf Licht reagieren kann, was Schmerzen oder Verbrennungen verursachen kann.

Das Gerät sollte für Kinder unter 18 Jahren unzugänglich aufbewahrt werden. Kinder sollten das Gerät nicht verwenden, damit spielen, es warten oder reinigen. Es bestehen mehrere potenzielle Gefahren – Verbrennungen oder Augenschäden, wenn man der Lichtleistung ausgesetzt ist, sowie Stromschlag oder Strangulierung durch die Kabel.


Das Gerät sollte für Haustiere und Schädlinge, die es beschädigen könnten, unzugänglich aufbewahrt werden. Potenzielle Gefahren sind verminderte Funktionsfähigkeit und Stromschlag.

Überlassen Sie das Gerät nicht Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen. Es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts überwacht oder wurden in seiner Verwendung unterwiesen, um Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Der Glasfilter des Geräts ist ein kritischer Bestandteil, der während des Gebrauchs heiß wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht an Hautpartien, für die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Hautkrebs, offenen Wunden oder Hautausschlägen besteht oder die geschwollene, gerötete, gereizte, infizierte oder entzündete Bereiche oder Hautausschläge haben.

WARNUNG: Nach längerer oder wiederholter Behandlung an einer Stelle können Hautschäden auftreten. Befolgen Sie die Anweisungen und vermeiden Sie eine übermäßige Nutzung wie wiederholte Anwendung, wiederholte Pulsungen bzw. erhöhte Häufigkeit der Anwendung.



AUGENSICHERHEIT WARNUNG



Mögliche Augenverletzungen (die möglicherweise zum Verlust des Sehvermögens führen können) oder Hautverletzungen bei Nichtbefolgung der Anweisungen:

- Das Gerät verfügt über Hautkontaktsensoren, die das Blitzen des Geräts bei unzureichendem Hautkontakt verhindern. Versuchen Sie NICHT, die Sensoren außer Kraft zu setzen.
- Sehen Sie NICHT direkt in das Behandlungsfenster des Handgeräts, wenn das System unter Strom steht und eingeschaltet ist, und versuchen Sie NICHT, das Gerät in Richtung der Augen zu blitzen. Es wird empfohlen, während des Blitzens der Haut vom Handgerät wegzusehen.
- BEHANDELN SIE NICHT den Augenbereich (Augenlider, Augenbrauen oder Wimpern). Missbrauch kann zu Augenschäden führen. Schützen Sie das Auge vor Bestrahlung.
- Versuchen Sie NUR, das System zu aktivieren, wenn die Vorderseite des Handgeräts guten Hautkontakt mit dem Bereich hat, den Sie behandeln möchten.
- Wenn das Gerät zu einem Zeitpunkt funktioniert, wenn beide Sensoren KEINEN Hautkontakt haben, STOPPEN Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Händler.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Haarentfernung durch Laser oder intensiv gepulste Lichtquellen kann bei manchen Menschen zu verstärktem Haarwachstum führen. Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Daten sind die von dieser Reaktion am stärksten gefährdeten Gruppen Frauen mit Hintergrund im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und Südasien, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Das Gerät ist zur Verwendung durch nur eine Person bestimmt.

Was Sie vermeiden sollten:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem Sie vielleicht wieder Haarwuchs haben möchten. Die Behandlung ist zur dauerhaften Reduzierung des Haarnachwuchses bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht, am Kiefer oder am Hals eines Mannes. Die Haare im Bartbereich eines Mannes sind zu dicht und die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann zu Hautverletzungen führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen (z. B. durch Herunterfallen) aus, um die Gefahr einer Beschädigung der Lampe zu vermeiden. Wenn die Lampe beschädigt ist, blitzt das Gerät nicht.
- Verwenden Sie nur die Komponenten, die für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind. Die Nutzung anderer Komponenten kann das Gerät beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei unangenehmer Berührungswärme. Dies kann darauf hinweisen, dass das Gerät beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf einer anderen Oberfläche als der Haut zu aktivieren (blitzen zu lassen). Dies könnte die Oberfläche beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Behandlungsfenster nicht sauber und schmutzfrei ist. Jeglicher Schmutz auf dem oder um das Behandlungsfenster während des Betriebs kann das Gerät beschädigen, die Schmerzen der Behandlung verstärken oder zu Rötungen/Schwellungen der Haut führen. Zur Reinigung des Geräts folgen Sie den Anweisungen.
- Überschreiten Sie nicht das angegebene Anwendungsschema. Dies verbessert die Ergebnisse nicht und kann zu einer erhöhten Hautempfindlichkeit oder Rötung oder Schwellung der Haut führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Sie in letzter Zeit eine örtliche Betäubung hatten. Die Haut kann hier anfälliger für Schäden wie Rötungen, Schwellungen oder Verbrennungen sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rotem, grauem, weißem oder blondem Haar, da es für diese Haarfarben nicht wirksam und ungeeignet ist.

ELEKTRO- UND BRANDSCHUTZ

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, da Sie dadurch gefährlichen elektrischen Komponenten ausgesetzt werden können, die zu einem elektrischen Schlag führen können. Das Gerät ist nicht zur Änderung oder Wartung vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, lassen Sie das Gerät NICHT nass werden. Wenn das Gerät nass wird, darf es nicht verwendet werden. Zur Reinigung des Geräts folgen Sie den Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. bei einem Bruch am Handgerät, bei Kabelschäden, bei rissigem oder brüchigem Glas am Handgerät usw. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer zu starken Belichtung, was zu Hautschäden führen kann. Überprüfen Sie das Gerätegehäuse und den Filter regelmäßig auf Beschädigungen.
- Berühren Sie den Glasfilter nicht während oder direkt nach der Anwendung, da er heiß wird.
- Blockieren Sie nicht die Kühlöffnungen. Das Gerät kann überhitzen und kann Stromschlag- oder Brandgefahr bestehen.



- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Glasfilter Risse hat oder fehlt. Nicht verwenden, wenn der eingebaute Reflektor fehlt oder nicht an der richtigen Stelle ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Saphirblock brüchig ist oder fehlt oder nicht an der richtigen Stelle sitzt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu einem anderen Zweck als zum Entfernen unerwünschter Haare zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer anderen Oberfläche als der Haut. Den Behandlungsschalter nicht drücken, wenn das Behandlungsfenster nicht vollständig mit der Haut in Kontakt ist.
- Das Gerät NICHT betreiben, wenn der Netzstecker nicht leicht zugänglich ist. Sie sollten es jederzeit vom Netz trennen können.
- KEINE Reinigungsmittel auf Erdölbasis oder mit entzündlichen Inhaltsstoffen (Alkohol, Acetone) für das Geräte verwenden; es besteht Brandgefahr.

Überprüfen Sie das Gerätegehäuse und den Filter regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist, z. B. bei einem Bruch am Handgerät, bei Kabelschäden, bei rissigem oder brüchigem Glas am Handgerät usw. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer zu starken Belichtung, was zu Hautschäden führen kann.

WARNUNG: Wenn die für das Gerät verwendete Netzsteckdose schlecht angeschlossen ist, kann der Stecker des Geräts heiß werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen, um Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist, um Brandgefahr oder Verbrennungen zu vermeiden.

4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

Bei der Anwendung von SmoothSkin Pure Adapt können Nebenwirkungen auftreten.

In der Tabelle unten werden die bekannten Hautreaktionen aufgeführt, die nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt auftreten können.

Bei unerwünschten Ereignissen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige nationale Behörde und den Hersteller des Geräts.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN	BEURTEILUNG UND BEHANDLUNG
Leichte Schmerzen/Beschwerden im behandelten Bereich.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden und die Schmerzen sollten bei fortgesetzter Anwendung abklingen.
Wärmegefühl oder Kribbeln während der Behandlung, die üblicherweise nach einigen Sekunden bis zu einer Minute verschwinden und bei fortgesetzter Anwendung abnehmen.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden.

Juckreiz im behandelten Bereich.	Dies ist bei IPL-Behandlungen recht häufig und sollte nach kurzer Zeit abklingen. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden. Kratzen Sie sich nicht an der Stelle.
Hautrötung während oder nach der Behandlung, die innerhalb von Minuten abklingt.	Dies ist zu erwarten und bei allen IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät wie vorgesehen weiter verwenden, wenn die Hautrötung abgeklungen ist.
Hautrötung, die nicht innerhalb von Minuten abklingt und 24-48 Stunden anhält.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
Schmerzen oder Beschwerden während der Behandlung, die intensiv sind oder nach einer Anwendung andauern.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

IN SEHR SELTENEN FÄLLEN	BEURTEILUNG UND BEHANDLUNG
Schwellung und Rötung, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen abklingt.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
Vorübergehende Veränderungen des Hauttons (Aufhellung oder Verdunklung).	Falls sich Ihr Hauptton verändert, brechen Sie die Anwendung des Geräts sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Blasen-, Narbenbildung oder Verbrennung der Haut.	Brechen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Legen Sie einen Kühlpack auf die betroffene Stelle. Behandeln Sie die Stelle mit Antiseptika oder Verbrennungscreme.

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät hat einen nichtmedizinischen Zweck und ist zur Entfernung oder dauerhaften Reduzierung unerwünschter Haare bestimmt.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Das Haarentfernungsgerät SmoothSkin Pure Adapt ist für die Entfernung unerwünschter Haare indiziert. Das SmoothSkin Pure Adapt ist darüber hinaus für die dauerhafte Verringerung des erneuten Haarwuchses indiziert, definiert als die langfristige, stabile Verringerung der Anzahl der erneut wachsenden Haare bei Messung 6, 9 und 12 Monate nach dem Abschluss eines Behandlungsplans.

6. IHRE EIGNUNG

KÖRPERSTELLEN

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung auf Körperbehaarung sowie auf Gesichtsbehaarung unterhalb der Wangenlinie bei Frauen geeignet.

HAUTTON

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung bei hellen, mittleren und dunklen Hauttönen bis einschließlich Hautton 5 geeignet.

SmoothSkin Pure Adapt beinhaltet einen Hauttonsensor, der die Farbe Ihrer Haut misst und die Anwendung verhindert, wenn Ihr Hautton zu dunkel ist.

Dunkle Hauttöne sind reich an Melanin; sie könnten zu viel Energie aufnehmen und dies kann möglicherweise zu einer Schädigung des Hauttons führen.



HAARFARBE

SmoothSkin Pure Adapt ist für die Anwendung bei natürlich schwarzen oder braunen Haaren geeignet. Das Gerät ist möglicherweise weniger wirksam bei weißen, grauen, blonden oder roten Haaren.



7. ANWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

WARNUNG: Befolgen Sie jeden Schritt des Behandlungsprozesses und stellen Sie dabei sicher, dass Sie alle Punkte jedes Schrittes abgeschlossen haben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Sehen Sie unsere Videos zur Verwendung Ihres Geräts unter www.smoothskin.com/user-guides

SCHRITT 1: VORBEREITUNG DES ZU BEHANDELNDEN BEREICHS


Entfernen Sie alle sichtbaren Haare durch Rasieren. Achten Sie darauf, dass keine Haare über der Hautoberfläche verbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dadurch wird auch verhindert, dass Ablagerungen die Vorderseite Ihres Geräts verdecken.

Reinigen Sie den behandelten Bereich und tupfen Sie ihn trocken. Verwenden Sie KEINE Gele oder Cremes mit diesem Gerät!

SCHRITT 2: DURCHFÜHRUNG EINES PATCH-TESTS

Wir EMPFEHLEN, dass Sie vor Ihrer ersten Behandlung an jeder neuen Körperstelle Ihre Haut in diesem Bereich auf die Reaktion auf SmoothSkin Pure Adapt testen.

Der Patch-Testbereich sollte ca. 3 cm x 2 cm groß sein (entspricht 2 nebeneinander auf die Haut aufgetragenen Lichtblitzen). Befolgen Sie zur Behandlung des Bereichs Schritt 3.



Warten Sie nach dem Patch-Test 24 Stunden, um sicherzustellen, dass Ihre Haut für die Behandlung geeignet ist, und dass keine Nebenwirkungen als Reaktion auf die Lichtenergie auftreten. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion aufgetreten ist, können Sie den Bereich um den Patch-Test herum behandeln. Der Patch-Testbereich sollte für mindestens 1 Woche nicht erneut behandelt werden.


SCHRITT 3: BEHANDLUNG MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die Lüfter laufen an und die Hautsensoren leuchten blau auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.


Abschaltung im LEISTUNGSMODUS

Wenn das Gerät „inaktiv“ bleibt, d. h. 10 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, kehrt das Gerät in den STANDBY-Modus zurück und die Hautsensorlichter werden ausgeschaltet. Drücken Sie die Leistungsmodus-Taste, um in den BEREIT-Modus für die Behandlung zurückzukehren.

B) Drücken Sie das Handgerät fest auf den zu behandelnden Bereich und achten Sie darauf, dass der Hauttonsensor und die Hautkontaktsensoren in vollständigem Kontakt mit der Haut sind.



Indicator On
Skin Detection



CORRECT

Indicator Off
No Skin Detection



INCORRECT

Wenn der Hauttonsensor keinen passenden Hautton erkennt und/oder die Hautkontaktsensoren nicht in vollständigem Kontakt mit der Haut sind, kann das Handgerät nicht aktiviert werden.

Wenn der Hauttonsensor einen passenden Hautton erkennt und die Hautkontaktsensoren in vollständigem Kontakt mit der Haut sind, leuchten die Energieanzeigeleisten WEISS auf, um anzuzeigen, dass das Gerät zur Abgabe von Lichtblitzen bereit ist.

C) Drücken Sie die Aktivierungstaste. Das Gerät emittiert Lichtblitze und Sie sollten ein warmes Gefühl spüren.

D) Bewegen Sie das Handgerät zur nächsten zu behandelnden Stelle und wiederholen Sie den Vorgang. Zwischen den Lichtblitzen muss das Gerät wieder aufladen.

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen am Gerät während der Behandlung nicht abzudecken, da das Gerät ansonsten überhitzen könnte.


BEHANDLUNGSMETHODE - AUFDRÜCKEN ODER GLEITEN

Aufdrückmethode

Diese Methode wird für kleine Flächen wie unter den Armen oder die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste und lassen Sie sie wieder los. Nehmen Sie es von der Haut ab, bevor Sie es an der nächsten zu behandelnden Stelle wieder aufdrücken.

Gleitmethode

Diese Methode wird für größere Bereiche wie die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (gedrückt halten) und lassen Sie das Handgerät zwischen den Lichtblitzen über die Haut gleiten. Versuchen Sie, das Handgerät bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu bewegen, um eine vollständige Abdeckung ohne Überlappung oder nicht behandelte Bereiche zu erzielen.



BEHANDLUNG DES SCHAMBEREICHS (NUR FRAUEN)

Vor der Behandlung des Schambereichs sicherstellen, dass Sie einen Hauttest durchgeführt haben. Alle sichtbaren Haare, Lotionen oder Cremes aus dem Behandlungsbereich entfernen. Vergewissern Sie sich ggf. mithilfe eines Spiegels, dass die Haare vollständig entfernt sind.

- Erreichen Sie alle zu behandelnden Stellen im Stehen, im Sitzen oder durch Bücken.
- Für die Behandlung des Schambereichs empfehlen wir die Stempelmethode.

Wählen Sanfter Modus:

1. Legen Sie das Behandlungsfenster fest auf die Haut und stellen Sie sicher, dass alle Hautsensoren Hautkontakt haben. Dehnen Sie Ihre Haut mit den Fingern, um den Hautkontakt zu verbessern.
2. Die Hautkontaktanzeigen zeigen weiße LEDs an.
3. Die Behandlungstaste drücken und wieder loslassen. Das Gerät blitzt.
4. Heben Sie das Gerät ab und legen Sie es auf die nächste zu behandelnde Stelle. Wiederholen Sie die Schritte und fahren Sie Punkt für Punkt fort, bis Sie mit dem gesamten Bereich fertig sind.

HINWEIS: Da Ihre Haut im Schambereich eine dunklere Farbe oder Pigmentierung aufweisen kann, blitzt das Gerät möglicherweise nicht, auch wenn es guten Hautkontakt hat.

Falls Rötung oder Brennen auftritt und mehrere Minuten anhält, legen Sie zur Linderung ein kühles Tuch/Pad auf.



Bemerken Sie Pigmentveränderungen der Haut, z. B. Aufhellung oder Dunkelfärbung, beenden Sie die Anwendung des Geräts. Holen Sie ärztlichen Rat ein, um die Ursache zu ermitteln – es liegt möglicherweise eine zugrunde liegende Erkrankung vor.

SCHRITT 4: IHR SMOOTHSKIN PURE ADAPT BEHANDLUNGSPLAN

Für das gewünschte Ergebnis sollte das Gerät einmal wöchentlich angewendet werden.

Nach der ersten Behandlungsphase (12 wöchentliche Behandlungen) empfehlen wir Ihnen, das Gerät einmal im Monat oder nach Bedarf anzuwenden.

Für den Gesichtsbereich oder dunklere Hauttöne muss die erste Behandlungsphase eventuell verlängert werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.



SCHRITT 5: AUSSCHALTEN VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Nach Beendigung der Behandlung sollte SmoothSkin Pure Adapt aus der Steckdose ausgesteckt werden.

Not-Aus-Funktion: In einem Notfall/bei abnormalem Betrieb des Geräts entfernen Sie es von der Haut, ziehen Sie den Stecker sofort aus und wenden Sie sich an das Service Center.

Weitere Details zur Pflege und Wartung Ihres SmoothSkin Pure Adapt finden Sie in Abschnitt 11.

8. DER HAUTTONSENSOR

Der Hauttonsensor misst den Farbton Ihrer Haut und stellt die richtige Abgabeleistung ein. Falls Ihre Haut für die Behandlung mit SmoothSkin Pure Adapt zu dunkel ist, erkennt der Hauttonsensor dies und verhindert den Betrieb des Geräts. Die Energieanzeigeleiste leuchtet ROT, falls Ihre Haut zu dunkel ist.


Der Status des Hauttonensors ist an den Energieanzeigeleisten auf beiden Seiten des Handgeräts erkennbar. Wenn ein passender Hautton erkannt wird, leuchten die Energieanzeigeleisten WEISS. Die Anzahl der leuchtenden Lichter ist von Ihrem exakten Hautton abhängig.

Die Menge an abgegebener Lichtenergie für jede der Geräteeinstellungen im Leistungsmodus (abhängig vom Hautton) wird in der Tabelle unten angegeben.

Durch diesen vollen Kontakt mit der Haut erzielen Sie die besten Ergebnisse, da die gesamte vom Gerät abgegebene Lichtenergie den zu behandelnden Bereich erreicht.

ANZAHL LEUCHTENDER MARKIERUNGEN AUF DER ENERGIEANZEIGELEISTE	MAXIMALE ENERGIE (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


ENERGIEANZEIGELEISTEN




Weniger Lichter = dunklere Haut und schwächere Leistungseinstellung

Mehr Lichter = hellere Haut und stärkere Leistungseinstellung


Haut zu dunkel
Keine Behandlung möglich
1 ROTES Licht leuchtet



Dunkle Haut
Niedrigste Leistungseinstellung
1 Licht leuchtet



Helle Haut
Höchste Leistungseinstellung
10 Lichter leuchten



Unsicher

Sicher und wirksam


9. SICH AN DIE KONTUREN ANPASSENDE HAUTSENSOREN

SmoothSkin Pure Adapt weist neue *Adapt Plus Technology* auf, die sich an die Form der behandelten Stelle anpassen und vor jedem Lichtblitz den Hautkontakt prüfen und somit für einen sicheren Betrieb des Geräts sorgen! Somit ist das Gerät einfach zu bedienen und entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften.

Die *Adapt Plus Technology* sorgen außerdem dafür, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen, indem sie Lichtleckagen vermeiden und das Licht auf Ihre Haut lenken.

Wenn die Konturadapter nicht in vollständigem Kontakt mit dem zu behandelnden Bereich sind, gibt das Gerät keinen Lichtblitz ab. Versuchen Sie, die Positionierung des Geräts anzupassen, um sicherzustellen, dass vollständiger Kontakt erreicht wird, insbesondere an schwierigeren Stellen wie Armen und Schienbeinen.

Versuchen Sie nicht, die Konturadapter zu entfernen oder übermäßige Kraft aufzubringen, da dies das Gerät beschädigen würde.



10. BEHANDLUNGSMODI VON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Sie können Ihren Körper mit einem der drei Behandlungsmodi von SmoothSkin Pure Adapt behandeln:



Leistungsmodus -
Keine Anzeige



Sanfter Modus -
Anzeige ein



Schnellmodus -
Anzeige ein

Der Leistungsmodus stellt die höchste Leistungseinstellung des Geräts dar. Der Leistungsmodus liefert die besten Ergebnisse, da dabei die maximale Leistung für Ihren einzigartigen Hautton genutzt wird. Diese Betriebsart eignet sich besonders gut für hartnäckige Bereiche, in denen die Haare tendenziell dichter sind.

Der Sanfte Modus kann genutzt werden, wenn Sie den Leistungsmodus als unangenehm oder etwas zu schmerzhaft empfinden. Beim Betrieb im Sanften Modus wird die Leistungsabgabe

verringert und Sie werden sehen, dass bei der Anwendung auf Ihrer Haut weniger Markierungen auf der Energieanzeigeleiste zu erkennen sind.

Der Schnellmodus ist die schnellste Betriebsart und somit die Betriebsart mit der geringsten Leistung. Der Schnellmodus eignet sich am besten für die Behandlung größerer Bereiche, in denen die Haare weniger dicht sind (wie an Armen oder Beinen). Empfohlen für empfindliche Stellen wie den Schambereich sowie für schnelle Wiederholungsbehandlungen nach dem ersten Behandlungsregime, um das Nachwachsen der Haare in Schach zu halten.

Der Leistungsmodus ist die Standardeinstellung bei eingeschaltetem Gerät. Sie können zwischen den drei Betriebsarten umschalten, indem Sie die Modustaste unter der Hauptaktivierungstaste drücken.

Wenn sich das Gerät in einer dieser Betriebsarten befindet, können Sie auch wählen, ob Sie die Gleit- oder Aufdrückmethode anwenden.

Die Aufdrückmethode wird für kleine Flächen wie unter den Armen oder die Bikinizone empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste und lassen Sie sie wieder los. Nehmen Sie es von der Haut ab, bevor Sie es an der nächsten zu behandelnden Stelle wieder aufdrücken.

Die Gleitmethode wird für größere Bereiche wie die Beine empfohlen. Platzieren Sie das Handgerät auf der Haut, drücken Sie die Aktivierungstaste (gedrückt halten) und lassen Sie das Handgerät zwischen den Lichtblitzen über die Haut gleiten. Versuchen Sie, das Handgerät bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu bewegen, um eine vollständige Abdeckung ohne Überlappung oder nicht behandelte Bereiche zu erzielen.



11. REINIGUNG, WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Schalten Sie SmoothSkin Pure Adapt nach der Behandlung immer aus, indem Sie das Gerät ausstecken.

Prüfen Sie das Handgerät, den Hauttensensor und das Behandlungsfenster nach dem Gebrauch immer auf Beschädigungen und wischen Sie die Teile mit einem trockenen fusselfreien Tuch ab.


WARNUNG: Der Glasfilter kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie den Filter mindestens 5 Minuten nach dem Gebrauch **NICHT** und lassen Sie ihn abkühlen.

Verwenden Sie **NIEMALS** Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da diese das Gerät beschädigen und mögliche Sicherheitsrisiken verursachen können.

Um für die maximale Sicherheit Ihres SmoothSkin Pure Adapt zu sorgen, ist es besonders wichtig, die Vorderseite des Geräts, die Konturadapter und den Reflektor frei von Schmutz, Haaren oder anderen Ablagerungen zu halten.

Bei Bedarf können der Reflektor und der Hauttensensor vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen gereinigt werden.

Bewahren Sie SmoothSkin Pure Adapt an einem kühlen und trockenen Ort auf. Achten Sie darauf,



dass das Behandlungsfenster und der Hauttensensor am Handgerät vor Beschädigung geschützt werden.

Prüfen Sie das Gerät (einschließlich Kabel) regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie das Gerät nicht länger, falls Sie Schäden oder Risse feststellen und besuchen Sie die Website, um Kundendienstinformationen abzurufen.

Stecken Sie das Gerät nach der Verwendung immer aus, um eine Gefahr durch Strangulieren oder Stolpern zu vermeiden.

12. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Das Netzteil von SmoothSkin Pure Adapt ist universell einsetzbar und funktioniert mit allen gängigen Netzstromversorgungen. Sofern Sie einen geeigneten Adapter für den Netzstecker haben, funktioniert SmoothSkin Pure Adapt wie gewohnt.

13. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Markierungen auf der Energieanzeigeleiste auf der Seite des Handgeräts leuchten nicht, wenn es auf der Haut platziert wird.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass sich das Handgerät im BEREIT-Modus befindet (drücken Sie einmal die Standby-/Bereit-Taste). Achten Sie darauf, dass die Hautsensoren gegen die Haut gedrückt sind. Achten Sie darauf, dass der Hauttonsensor gegen die Haut gedrückt sind.
Während das Handgerät gegen Ihre Haut gedrückt ist, leuchtet die erste Markierung auf der seitlichen Energieanzeigeleiste ROT und SmoothSkin Pure Adapt funktioniert nicht.	Der Bereich, den Sie behandeln möchten, ist für eine Behandlung zu dunkel. SmoothSkin Pure Adapt beinhaltet einen intelligenten Hauttonsensor, der Ihren Hautton automatisch erkennt und die optionale Behandlungseinstellung auswählt. Aufgrund der Eigenschaft der intensiven gepulsten Lichttechnologie ist SmoothSkin Pure Adapt nicht für jeden geeignet, insbesondere nicht zur Behandlung sehr dunkler Haut.
Die Markierungen auf der seitlichen Energieanzeigeleiste am Handgerät leuchten oder blinken in einem ungewohnten Muster einschließlich einer roten LED-Kontrollleuchte.	SmoothSkin Pure Adapt zeigt Fehlermeldungen durch Kombinationen von Lichtern auf den Energieanzeigeleisten an den Seiten des Handgeräts an. Dadurch wird angezeigt, dass eine Störung des Geräts vorliegt. Stoppen Sie die Verwendung des Geräts und sehen Sie auf der Website nach.
Handgerät, Behandlungsfenster, Netzteil oder Kabel von SmoothSkin Pure Adapt sind beschädigt, defekt, weisen Risse auf oder erscheinen defekt.	VERWENDEN SIE DIESE NICHT. Wenn Sie Zweifel bezüglich der Sicherheit von SmoothSkin Pure Adapt haben oder den Verdacht haben, dass das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt sein könnte, dürfen Sie es nicht verwenden und Sie sollten auf der Website nachsehen.

14. GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf das Produkt ab dem Kaufdatum. Innerhalb des Garantiezeitraums prüfen wir Material- und Verarbeitungsfehler kostenlos und tauschen das gesamte Gerät nach unserem Ermessen aus.

Diese Garantie gilt für alle Länder, in die dieses Gerät von CyDen oder einen beauftragten Händler geliefert wird.

Diese Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß oder Gebrauch sowie Defekte ab, die sich nur in vernachlässigbarem Ausmaß auf den Wert bzw. den Betrieb des Geräts auswirken. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von unbefugten Personen vorgenommen oder keine Originalteile des SmoothSkin Pure Adapt verwendet werden. Für Kundendienst innerhalb des Garantiezeitraums besuchen Sie bitte unsere Website www.smoothskin.com

15. AUFKLEBER UND SYMBOLE

 Anwendungsteil Typ BF	 UKCA-Konformitätskennzeichnung für das Vereinigte Königreich
 Gerät Klasse II	 Konformitätszeichen der EU mit Nummer der benannten Stelle 2797
 Befolgen Sie die Bedienungsanleitung	 FCC-EMV-Konformität für Nordamerika
 Trocken aufbewahren	 Konformitätskennzeichnung für Australien
 WEEE-Abfallentsorgungskennzeichnung der Europäischen Union	 Kleeblatt-Konformitätszeichen für die Ukraine
 Warnung: Vom Gerät ausgehende optische Strahlung kann Augenverletzungen verursachen	 RoHS-Umweltschutz-Nutzungszeitraum für China
 NRTL-Zertifizierungszeichen ETL3987	 Emergo Europe
 Importeur	

FCC-Erklärung:

HINWEIS: Beim Test dieses Geräts wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien erfüllt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Falls das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Vorgaben montiert und betrieben wird, kann es das Funkbetrieb stören. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden können, sollten Sie versuchen, diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Neuausrichtung der Empfangsantenne oder Aufstellung an einem anderen Ort.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose bzw. einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Rücksprache mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

16. TECHNISCHE DATEN

SmoothSkin Pure Adapt ist ein System für gefiltertes intensives gepulstes Breitbandlicht mit den folgenden technischen Daten:

- **Wiederholungsrate:** Manuell gepulst alle 0,45 bis 1 Sekunden (abhängig von der Behandlungseinstellung)
- **Impuls:** Partielle freie Entladung FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Max. optische Abgabe:** 3-6 J/cm²
- **Wellenlänge:** 510 - 1100 nm
- **Netzeingang:** 100-240 V-, 50-60 Hz, 1,7-0,91 A
- **Betriebstemperatur:** 5 °C bis 40 °C
- **Betriebsfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % r. F., nicht kondensierend
- **Betriebsdruck:** 700 hPa bis 1060 hPa
- **Behandelter Bereich (Punktgröße):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **Pulsprofil:** Abklingende Pulswellenform mit einem Bereich von Pulslängen (2,5-5,5 ms)
- **Homogenität des Behandlungsbereichs:** Variiert nicht um mehr als +/- 20%

Der Bereich direkt um das Behandlungsfenster gilt als der Anwendungsteil und kann eine Höchsttemperatur von 60 °C erreichen. Stellen Sie sicher, dass SmoothSkin Pure Adapt wie in Abschnitt 7 beschrieben verwendet wird.

Bei fortgesetztem Gebrauch kann die Temperatur des Gerätes bis zu 60 °C erreichen. Nach der Behandlung das Gerät von der Haut entfernen.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN:

- **Temperatur:** -25 °C bis +70 °C
- **Feuchtigkeit:** Bis zu 93 % r. F., nicht kondensierend
- **Druck:** 500 hPa bis 1060 hPa

Wenn das Gerät bei Temperaturen gelagert wurde, die außerhalb des genannten Betriebsbereichs liegen, lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten akklimatisieren, bevor Sie es verwenden. SmoothSkin Pure Adapt kann unbegrenzt Lichtblitze abgeben und ist für einen einzelnen Benutzer gedacht.

Die erwartete Mindestlebensdauer des Geräts bei Behandlung wie empfohlen beträgt 10 Jahre.

Dieses Gerät hat keinen klinischen Nutzen.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass dieses Gerät den folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen entspricht:

- EU Medizinprodukte-Verordnung 2017/745
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2009/125/EG über energieverbrauchsrelevante Produkte

SmoothSkin Pure Adapt entspricht den EMV-Normen für Haushalts- und Medizingeräte in der geltenden Fassung. Diese sind: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + AMD1:2019 + AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ausg. 4.0), FCC CFR 47 Teil 15.107 & 15.109, ICES-003 Ausgabe 7.

SmoothSkin Pure Adapt entspricht den Sicherheitsnormen für Haushalts- und Medizingeräte in der geltenden Fassung.

Diese sind: IEC 60335-1:2010 + Änderungen, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005 (Ausg. 3.1) + A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Änderungen, CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 und 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Änderungen


SmoothSkin Pure Adapt ist als für alle Gefahren von Risikogruppen ausgenommen eingestuft

Wenden Sie sich für weitere Informationen an CyDen Ltd.

ENTSORGUNG (ENDE DER LEBENSDAUER)

Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass Werkstoffe der Wiederverwertung zugeführt werden können, ist dieses Produkt bei einer separaten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen. Das auf dem Produkt angebrachte WEEE-Symbol soll Sie daran erinnern.





Ti diamo il benvenuto a

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Congratulazioni! Hai appena scoperto un mondo di bellezza, levigatezza e praticità ineguagliabili. Unisciti a noi e partecipa alla conversazione su www.smoothskin.com, dove troverai consigli degli esperti e supporto durante tutto il trattamento.

INDICE


1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	118	9. SENSORI CHE SI ADATTANO AI CONTORNI DELLA PELLE	142
2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	119	10. MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT	143
3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	121	11. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE	145
4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE	129	12. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	146
5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT	131	13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	147
6. LA TUA IDONEITÀ	131	14. GARANZIA	148
7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	133	15. ETICHETTE E SIMBOLI	149
8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE	139	16. SPECIFICHE TECNICHE	150

1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione di SmoothSkin Pure Adapt troverai i seguenti componenti:

- Dispositivo e base
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente
- Custodia del dispositivo




2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt è ideato per interrompere il ciclo di crescita dei peli. L'energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e assorbita dalla melanina presente nel fusto del pelo. L'energia luminosa assorbita viene convertita in energia termica (sotto la superficie della pelle), che riduce il processo di ricrescita dei peli.

I peli trattati cadono naturalmente nel corso di pochi giorni fino a 1-2 settimane.

La crescita dei peli è ciclica e segue 3 fasi consecutive distinte. Il trattamento IPL è efficace solo quando i peli si trovano in una fase particolare (la fase di crescita Anagen). Non tutti i peli si trovano nella stessa fase allo stesso momento. Ecco perché è necessario seguire il regime di trattamento raccomandato di 12 settimane.



COSA ASPETTARSI

Immediatamente dopo il trattamento, non si dovrebbe notare alcun effetto collaterale significativo (fare riferimento alla sezione 4 per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali).

Nelle prime settimane che seguono i trattamenti iniziali, alcuni peli cresceranno ancora. Si tratta probabilmente di peli che sono stati omessi durante il trattamento, vale a dire peli inattivi e che non si trovavano in fase di crescita (Anagen) nel corso del trattamento, quando l'IPL ha una maggiore efficacia.

Attorno alla settimana 6 del programma di trattamento di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione della crescita dei peli. Tuttavia molti peli potrebbero non essere ancora stati trattati durante la loro fase di crescita. È importante continuare i trattamenti settimanali.

Al termine del programma di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione significativa dei peli nell'area trattata. Eventuali peli residui dovrebbero essere più fini e di colore più chiaro. I trattamenti mensili continuativi, o altri trattamenti necessari, dovrebbero mantenere la riduzione dei peli superflui.



0 settimane



4 settimane



8 settimane



12 settimane

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

CONTROINDICAZIONI

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO...

- se hai una pelle molto scura (più scura della tonalità della pelle v). I sensori della tonalità della pelle situati accanto alla finestra di output del dispositivo determineranno la tonalità della tua pelle. Se i sensori della tonalità della pelle stabiliscono che la tua pelle è troppo scura per permettere un uso sicuro, l'apparecchio non funzionerà.
- se di recente hai abbronzato la tua pelle in modo artificiale o naturale o se la tua pelle si è scottata a causa di un'eccessiva esposizione solare. La tua pelle potrebbe essere più sensibile in seguito all'esposizione solare e particolarmente suscettibile a scottature, vesciche, discromie o cicatrici se utilizzi questo dispositivo. Attendi 1 settimana finché la scottatura o l'abbronzatura sarà scomparsa prima di utilizzare questo dispositivo. Il trattamento a base di IPL sulla pelle abbronzata può causare iperpigmentazione (scurimento) o ipopigmentazione (schiarimento) permanente della pelle trattata.
- direttamente sui capezzoli, genitali o nella zona perianale. La tonalità della pelle in queste aree potrebbe essere più scura e/o la densità dei peli maggiore. L'uso del dispositivo in queste aree può causare fastidio/dolore oppure provocare lesioni alla pelle (scottature, discromie o cicatrici).
- se hai un'anamnesi di carcinoma cutaneo o lesioni pre-cancerose (ad es. nevi o molti nei).
- su macchie cutanee di colore marrone scuro o nero come voglie, nei o verruche presenti nell'area che desideri trattare. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali

condizioni esistenti. Potrebbero verificarsi effetti collaterali come scottature, vesciche e variazioni della tonalità della pelle, o cicatrici.

- su aree in cui sono presenti tatuaggi o trucco permanente. Il pigmento assorbirà la luce che potrebbe causare effetti collaterali come scottature, vesciche e variazioni della tonalità della pelle, o cicatrici.
- se hai una sensibilità nota alla luce del sole (fotosensibilità) o se stai assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile e causano fotosensibilità, ad es. Retin A, Accutane e/o altri retinoidi topici. Consulta sempre il foglio di istruzioni che accompagna il medicinale per verificare se la fotosensibilità è presente tra gli effetti collaterali. L'uso del dispositivo su pelle fotosensibile potrebbe provocare lesioni cutanee come gonfiore o vesciche. Consulta il medico prima di utilizzare l'apparecchio poiché potrebbe danneggiare la pelle.
- se sono presenti eventuali condizioni cutanee nell'area di trattamento, tra cui psoriasi, vitiligine, eczema, acne, herpes simplex o infezioni attive o lesioni. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti.
- se hai un'età inferiore ai 18 anni, poiché questo dispositivo non è stato testato in questi soggetti.
- se sei in gravidanza o allattamento, poiché questo dispositivo non è stato testato in questi soggetti.
- se hai una qualsiasi patologia cronica.
- se hai vene varicose nell'area che desideri trattare.
- se negli ultimi 30 giorni ti sei sottoposto/a a un trattamento di peeling sull'area che desideri trattare, poiché la pelle può essere più sensibile alla luce che potrebbe causare dolore o scottature.
- su cuoio capelluto, labbra, narici e orecchie.

Se vuoi accertarti che questo dispositivo sia sicuro per te, consulta il medico o il dermatologo.

Se assumi qualsiasi tipo di medicinale regolarmente e per un periodo prolungato di tempo, consulta il medico in merito al potenziale impatto sulla sensibilità della pelle alla luce.

NON esporre le aree trattate alla luce del sole. Dopo il trattamento, attendi almeno 7 giorni prima di esporre la pelle trattata alla luce diretta del sole. La pelle potrebbe essere più sensibile in seguito al trattamento con IPL e particolarmente soggetta a scottature. Applica la protezione solare (SPF 15 o superiore) sull'area trattata oppure coprila con indumenti idonei.

AVVERTENZE GENERALI

NON...

- lasciare peli visibili sulla pelle nell'area da trattare, poiché questo potrebbe causare dolore più intenso, rossore cutaneo o potenziali lievi scottature sulla pelle.
- utilizzare il dispositivo su aree del volto sottoposte a trattamento di Laser Skin Resurfacing. È necessario attendere 6 mesi dalla procedura di Laser Skin Resurfacing prima di effettuare il trattamento.

Questo apparecchio non è destinato al trattamento di patologie. Si raccomanda di consultare un medico, ad esempio, in caso di nei, rash cutanei, cute pruriginosa, funghi della pelle o infezioni, protuberanze o porri. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti.

Non utilizzare il dispositivo su filler o botox poiché la pelle può essere più sensibile alla luce che può causare dolore o scottature.

Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini di età inferiore ai 18 anni. I bambini non dovrebbero utilizzare, mantenere, pulire il dispositivo o adoperarlo per il gioco. Tra i rischi potenziali figurano ustioni o danni oculari provocati dall'esposizione alla luce emessa dal dispositivo, folgorazione, o strangolamento causato dai cavi.

Tieni il dispositivo fuori dalla portata di animali domestici e parassiti che potrebbero danneggiarlo. Tra i rischi potenziali figurano la funzionalità ridotta e la folgorazione.

Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sottoposti a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio per evitare il rischio di incendio o ustioni.

Il filtro in vetro del dispositivo è un componente fondamentale che si riscalda durante l'uso.

Non utilizzare il dispositivo su parti della pelle che hanno una maggiore probabilità di sviluppare carcinoma cutaneo, ferite aperte o rash, oppure aree gonfie, rosse, irritate, infette o infiammate, o su eruzioni cutanee.

AVVERTENZA: Trattamenti prolungati o ripetuti sulla stessa area potrebbero provocare lesioni cutanee. Segui le istruzioni fornite ed evita di utilizzare eccessivamente il dispositivo, ad esempio facendo passate eccessive, sovrapponendo gli impulsi e/o aumentando la frequenza d'uso.

SICUREZZA DEGLI OCCHI

AVVERTENZA



Possibile lesione oculare (che può potenzialmente causare la perdita della vista) o lesione cutanea in caso di inosservanza delle istruzioni fornite:

- Il dispositivo è dotato di sensori di contatto con la pelle che permettono l'emissione di spot soltanto quando è perfettamente a contatto con la pelle. NON tentare di disabilitare i sensori.
- NON guardare direttamente in direzione della finestra di trattamento del dispositivo quando il sistema è collegato all'energia elettrica ed è acceso, né tentare di produrre spot in direzione degli occhi. Si raccomanda di distogliere lo sguardo dal dispositivo mentre emette spot sulla pelle.

- NON trattare le aree attorno agli occhi (palpebre, sopracciglia o ciglia). L'uso improprio può causare lesioni oculari: proteggi gli occhi dall'esposizione.
- Attiva il sistema (producendo spot) SOLO quando la parte anteriore del dispositivo aderisce perfettamente all'area che desideri trattare.
- Se in qualsiasi momento il dispositivo si attiva mentre entrambi i sensori NON sono a contatto con la pelle, INTERROMPI immediatamente l'uso e contatta il tuo rivenditore.


PRECAUZIONI

L'epilazione con laser o fonti di luce pulsata intensa può causare l'aumento della crescita dei peli in alcuni soggetti. In base ai dati attualmente disponibili, i gruppi che rischiano maggiormente di sviluppare questa risposta sono le donne di origine mediterranea, mediorientale e sud-asiatica trattate sul viso e sul collo.

Il dispositivo è destinato all'uso da parte di un solo utente.

NON...

- utilizzare il dispositivo su aree su cui si desidera fare ricrescere i peli. Il trattamento è destinato alla riduzione permanente della ricrescita dei peli.
- utilizzare il dispositivo sul viso, sulla mascella o sul collo maschile. I peli presenti nella zona della barba maschile sono troppo densi e l'uso del dispositivo in queste aree potrebbe causare lesioni cutanee.
- sottoporre l'apparecchio a urti violenti (ad es. cadute) per evitare il rischio di danno alla lampada. Se la lampada è danneggiata, il dispositivo non emetterà spot.



- utilizzare nessun altro componente, all'infuori di quelli forniti per l'uso con il dispositivo. Questo potrebbe danneggiare l'unità e impedirne il funzionamento.
- utilizzare se il dispositivo diventa eccessivamente caldo al tatto. Ciò potrebbe indicare che l'unità è danneggiata.
- tentare di attivare (produrre spot) su superfici diverse da quella cutanea. In caso contrario si potrebbe danneggiare la superficie o causare un incendio.
- utilizzare il dispositivo se la finestra di trattamento non è pulita e priva di detriti. Qualsiasi detrito presente sulla o intorno alla finestra di trattamento durante il funzionamento potrebbe danneggiare il dispositivo, aumentare il dolore percepito durante il trattamento o causare rossore/gonfiore alla pelle. Per pulire il dispositivo, segui le istruzioni fornite.
- superare le modalità di utilizzo specificate. Ciò non migliorerà i risultati e potrebbe provocare una maggiore sensibilità cutanea oppure rossore o gonfiore della pelle.
- utilizzare su aree recentemente sottoposte ad anestesia locale. La pelle potrebbe essere più suscettibile a danni, quali rossori, gonfiori o bruciateure.
- utilizzare il dispositivo su peli rossi, grigi, bianchi o biondi, poiché risulta inefficace e non idoneo sui peli di questo colore.

PRECAUZIONI

L'epilazione con laser o fonti di luce pulsata può causare l'aumento della crescita dei peli in alcuni individui. In base ai dati attualmente disponibili, i gruppi che rischiano maggiormente di sviluppare questa risposta sono le donne di origine mediterranea, mediorientale e sud-asiatica trattate sul viso e sul collo.

NON utilizzare SmoothSkin Pure Adapt su aree su cui si desidera fare ricrescere i peli.

NON utilizzare il dispositivo SmoothSkin Pure Adapt sul viso, sulla mascella o sul collo maschile. I peli presenti nella zona della barba di un uomo sono molto densi e l'uso del dispositivo SmoothSkin Pure Adapt in queste aree può provocare lesioni cutanee.

SmoothSkin Pure Adapt non è raccomandato per l'uso su peli di colore rosso, grigio, bianco o biondo. SmoothSkin Pure Adapt non risulta efficace su questi peli.

ATTENZIONE: Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti per evitare il rischio di danno alla lampada.

ATTENZIONE: Scollega sempre l'apparecchio dopo l'uso in caso di interruzione di energia per evitare il rischio di danno al dispositivo.

SICUREZZA ELETTRICA E IN MATERIA DI INCENDI

NON...

- tentare di aprire il dispositivo, poiché potresti esporre componenti elettriche pericolose che potrebbero causare scosse elettriche. Il dispositivo non è concepito per essere modificato o sottoposto a manutenzione.

- utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua. L'acqua e l'elettricità rappresentano una combinazione pericolosa! Per evitare il rischio di folgorazione, **NON** bagnare il dispositivo. Se il dispositivo si bagna, non deve essere utilizzato. Per pulire il dispositivo, segui le istruzioni fornite.



- utilizzare se il dispositivo è danneggiato; per esempio, dispositivo crepato, cavo danneggiato, vetro crepato o rotto sul dispositivo, ecc. In caso contrario potrebbe verificarsi il rischio di folgorazione o esposizione eccessiva alla luce che può causare danni cutanei. Ispeziona regolarmente l'alloggiamento del dispositivo e il filtro per escludere la presenza di danni.

- toccare il filtro in vetro durante o subito dopo l'uso poiché si riscalderà.
- bloccare le ventole di raffreddamento. Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e creare il rischio di scossa elettrica o incendio.
- utilizzare se il filtro in vetro è crepato o mancante. Non utilizzare se il riflettore integrato è mancante o non in posizione corretta.
- tentare di utilizzare questo dispositivo se non per la rimozione di peli superflui.
- utilizzare il dispositivo su una superficie diversa da quella cutanea. Non premere il pulsante di trattamento se la finestra di trattamento non è posizionata a diretto contatto con la pelle.
- mettere in funzione il dispositivo se la spina di alimentazione non è facilmente accessibile. Devi essere in grado di scollegarla in qualsiasi momento.
- utilizzare detergenti infiammabili o a base di petrolio (alcol, acetoni) sul dispositivo poiché possono causare rischio di incendio.

Ispeziona regolarmente l'alloggiamento del dispositivo e il filtro per escludere la presenza di danni. NON utilizzare se il dispositivo è danneggiato; per esempio, dispositivo crepato, cavo danneggiato, vetro crepato o rotto sul dispositivo, ecc. In caso contrario potrebbe verificarsi il rischio di folgorazione o esposizione eccessiva alla luce che può causare danni cutanei.

AVVERTENZA: Se la presa di corrente utilizzata per alimentare l'apparecchio presenta una connessione instabile, la spina dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Assicurati di collegare l'apparecchio a una presa di corrente installata correttamente per evitare il rischio di incendio e ustioni.

AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendio o ustioni.

4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE

L'uso di SmoothSkin Pure Adapt potrebbe causare effetti collaterali.

Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni cutanee note che possono verificarsi in seguito al trattamento con SmoothSkin Pure Adapt.

In caso di evento avverso, contatta l'autorità nazionale competente e il produttore del dispositivo.

POSSIBILE EFFETTO COLLATERALE	COME VALUTARE E AGIRE
Leggero dolore/fastidio nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Il dolore dovrebbe attenuarsi con l'uso continuato.
Sensazioni di calore o formicolio durante il trattamento, che tipicamente scompaiono dopo pochi secondi o un minuto e diminuiscono con l'uso continuato.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni.
Prurito nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto abbastanza comune per i trattamenti con IPL e dovrebbe regredire dopo un breve periodo. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Non grattare l'area.

POSSIBILE EFFETTO COLLATERALE	COME VALUTARE E AGIRE
Rossore della pelle durante o dopo il trattamento che scompare dopo qualche minuto.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni una volta che il rossore è scomparso.
Rossore della pelle che non scompare dopo qualche minuto e dura 24-48 ore.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Dolore o fastidio intenso durante il trattamento o che persiste dopo il trattamento.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

IN CASI MOLTO RARI	COME VALUTARE E AGIRE
Gonfiore e rossore che non scompaiono entro due o tre giorni.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Cambiamenti temporanei del colore della pelle (schiarimento o scurimento).	Se il colore della tua pelle cambia, sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico.
Comparsa di vesciche, cicatrici o scottature della pelle.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente. Applica un impacco freddo sull'area. Tratta con un antisettico o crema per le ustioni.

5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

USO PREVISTO

Questo dispositivo non è inteso per essere utilizzato per scopo medico ed è indicato per la rimozione o riduzione permanente dei peli superflui.

INDICAZIONI PER L'USO

Il dispositivo per l'epilazione SmoothSkin Pure Adapt è indicato per la rimozione dei peli superflui. Inoltre SmoothSkin Pure Adapt è indicato per la riduzione permanente della ricrescita dei peli, intesa come riduzione stabile a lungo termine del numero di peli che ricrescono in seguito alla misurazione a 6, 9 e 12 mesi dal completamento di un regime di trattamento.

6. LA TUA IDONEITÀ

AREE DEL CORPO


SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato per i peli del corpo e la peluria del viso femminile al di sotto del profilo della guancia.

COLORE DELLA PELLE

SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato su tonalità della pelle chiara, media e scura, fino alla tonalità delle pelle 5 inclusa.

SmoothSkin Pure Adapt si avvale di un sensore della tonalità della pelle che misura il colore della pelle e impedisce l'uso del dispositivo in caso di pelle troppo scura.

Le tonalità di pelle scura sono ricche di melanina che potrebbe assorbire troppa energia e potenzialmente causare danni alla tonalità della pelle.



COLORE DEI PELI

SmoothSkin Pure Adapt può essere utilizzato su peli naturalmente neri o castani. Potrebbe non risultare efficace su peli bianchi, grigi, biondi o rossi.



7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

AVVERTENZA: Segui ogni passaggio del processo di trattamento, assicurandoti di completare tutte le fasi di ciascun passaggio prima di passare a quello successivo.

Ottieni il massimo dal tuo dispositivo con i nostri video su “come utilizzare”: visita www.smoothskin.com/user-guides

PASSAGGIO 1: PREPARA L'AREA DA TRATTARE

Rimuovi tutti i peli visibili depilando la zona. Assicurati che non ci siano peli rimanenti sulla superficie della pelle per evitare lesioni. In questo modo eviterai anche che le impurità coprano la parte anteriore del dispositivo.

Detergi l'area di trattamento e asciugala tamponando con delicatezza. **NON** utilizzare gel o creme con questo dispositivo!

PASSAGGIO 2: ESEGUI UN TEST EPICUTANEO

Prima di effettuare il primo trattamento su una nuova area del corpo, ti **RACCOMANDIAMO** di testare la pelle nell'area per assicurarti che SmoothSkin Pure Adapt non abbia causato una reazione.

L'area da sottoporre al test epicutaneo dovrebbe essere di dimensioni pari a 3 cm x 2 cm circa (equivalente a 2 spot applicati alla pelle uno accanto all'altro). Segui il Passaggio 3 per trattare l'area.

Attendi 24 ore dopo il test epicutaneo per accertarti che la pelle sia adatta al trattamento e che non ci siano reazioni avverse all'energia luminosa. Se non si verifica alcuna reazione dopo 24 ore, puoi trattare l'area circostante la zona in cui hai eseguito il test epicutaneo. L'area del test epicutaneo NON dovrebbe essere sottoposta a ulteriore trattamento per almeno 1 settimana.



24 ORE

Verifica eventuali eventi avversi.

Esegui sempre un test epicutaneo su ogni nuova area di trattamento

PASSAGGIO 3: TRATTAMENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Collega l'alimentatore a una presa elettrica. Le ventole si attiveranno e i sensori della tonalità della pelle si illumineranno di blu, il che significa che il dispositivo è acceso.

Timeout MODALITÀ MASSIMA POTENZA

Se il dispositivo viene lasciato "inattivo", vale a dire non viene premuto alcun pulsante per 10 minuti, l'apparecchio passa in modalità STANDBY e le luci del sensore della pelle si spengono. Per ritornare alla modalità READY ed eseguire il trattamento, premi il pulsante Modalità Massima Potenza.

B) Premi saldamente il dispositivo sull'area da trattare, assicurandoti che il Sensore della tonalità della pelle e i Sensori di contatto con la pelle aderiscano perfettamente alla pelle.


Se il sensore della tonalità della pelle non rileva una tonalità della pelle idonea e/o i sensori di contatto con la pelle non aderiscono perfettamente alla pelle, il dispositivo non si attiverà.

Quando il sensore della tonalità della pelle rileva una tonalità della pelle idonea e i sensori di contatto con la pelle aderiscono perfettamente alla pelle, le Barre di energia si illuminano di BIANCO ad indicare che il dispositivo è pronto per emettere spot.



C) Premi il pulsante di attivazione. Il dispositivo emetterà uno spot e avvertirai una sensazione di calore.

D) Sposta il dispositivo sull'area successiva da trattare e ripeti la procedura. Il dispositivo ha bisogno di ricaricarsi tra uno spot e l'altro.



AVVERTENZA: Assicurati di non coprire le prese d'aria sul dispositivo durante il trattamento poiché potrebbe surriscaldarsi.

METODO DI TRATTAMENTO - STAMP O GLIDE

Metodo Stamp

Questo metodo è raccomandato per le aree più piccole, come le ascelle e l'inguine. Posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di attivazione. Allontana il dispositivo dalla pelle prima di riapplicarlo attentamente sull'area di trattamento successiva.

Metodo Glide

Questo metodo è raccomandato per le aree più estese, come le gambe. Posiziona il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione (esercitando una pressione continua), quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra uno spot e l'altro. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che assicuri una copertura completa senza sovrapporre gli spot o saltare le zone.

COME TRATTARE LA ZONA DEL PUBE (SOLO DONNE)

Prima di trattare la zona del pube, assicurati di aver effettuato un test sulla pelle. Rimuovi peli visibili, lozioni o creme presenti sull'area da trattare. Per assicurarti che tutti i peli siano stati rimossi, puoi utilizzare uno specchio.

- Stai in piedi, siediti o accovacciati per raggiungere le aree da trattare.
- Per trattare la zona del pube, raccomandiamo di utilizzare il metodo stamp.

Seleziona la Modalità Delicata:

1. Accosta la finestra di trattamento saldamente alla pelle, assicurandoti che tutti i sensori della pelle aderiscano alla cute. Stendi la pelle con le dita per migliorare il contatto con la pelle.
2. Gli Indicatori del contatto con la pelle visualizzeranno LED bianchi.
3. Premi e rilascia il tasto di trattamento. Il dispositivo emetterà uno spot.
4. Solleva il dispositivo e posizionalo sull'area adiacente successiva da trattare. Ripeti i passaggi e continua, area dopo area, fino a quando non avrai completato tutta la zona.

NOTA: Poiché la tua pelle potrebbe presentare un colore più scuro o pigmentazione nella zona del pube, il dispositivo potrebbe non emettere spot anche in presenza di un buon contatto con la pelle.

Se appaiono rossori o avverti una sensazione di bruciore che dura per diversi minuti, applica un dischetto o un panno fresco per lenire la zona.




Se noti cambiamenti nella pigmentazione della pelle, ad es. schiarimento o scurimento, interrompi l'uso del dispositivo. Consulta un medico per determinare la causa, che potrebbe essere dovuta a una patologia sottostante.

PASSAGGIO 4: IL TUO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Il dispositivo dovrebbe essere utilizzato una volta a settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati.

Per mantenere i risultati ottenuti dopo la fase di trattamento iniziale (12 trattamenti settimanali), raccomandiamo di utilizzare il dispositivo una volta al mese, o in base alle necessità.

Per raggiungere risultati ottimali nell'area del viso o nelle zone in cui la cute presenta una tonalità più scura, potrebbe essere necessario prolungare la fase di trattamento iniziale.



PASSAGGIO 5: SPEGNIMENTO DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Una volta completato il trattamento, SmoothSkin Pure Adapt dovrebbe essere scollegato dalla presa elettrica.

Funzione di arresto di emergenza: In caso di emergenza/funzionamento anomalo del dispositivo, allontana l'apparecchio dalla pelle, scollegalo immediatamente e contatta il centro assistenza.

Fai riferimento alla sezione 11 per ulteriori dettagli su come prenderti cura del tuo SmoothSkin Pure Adapt.

8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE

Il sensore della tonalità della pelle misura il colore della pelle e imposta il livello corretto di emissione di energia necessaria. Se la tua pelle è troppo scura per ricevere un trattamento sicuro con SmoothSkin Pure Adapt, il sensore della tonalità della pelle lo rileverà e impedirà il funzionamento dell'apparecchio. Se la pelle è troppo scura, saranno visualizzate delle luci ROSSE nella barra di energia.


Lo stato del sensore della tonalità della pelle può essere visualizzato sulle barre di energia posizionate su entrambi i lati del dispositivo. Se il sensore rileva una tonalità della pelle idonea, le barre di energia si illumineranno di BIANCO. Il numero di luci illuminate cambierà a seconda della tonalità della pelle.

La quantità di energia luminosa emessa per ciascuna delle impostazioni del dispositivo in Modalità Massima Potenza (in base al colore della pelle) è indicata nella tabella di seguito.

La perfetta aderenza con la pelle garantisce i risultati migliori, poiché tutta l'energia luminosa emessa dal dispositivo raggiunge l'area di trattamento.

NUMERO DI LUCI ILLUMINATE SULLA BARRA DI ENERGIA	ENERGIA MASSIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


BARRE DI ENERGIA




Meno luci = Pelle più scura e impostazione di energia più bassa

Più luci = Pelle più chiara e impostazione di energia più alta


Pelle troppo scura
Nessun trattamento possibile
1 luce ROSSA illuminata



Pelle scura
Impostazione di energia più bassa
1 luce illuminata



Pelle chiara
Impostazione di energia più alta
10 luci illuminate



Non sicuro

Sicuro ed efficace


9. SENSORI CHE SI ADATTANO AI CONTORNI DELLA PELLE

SmoothSkin Pure Adapt è dotato di nuovi *Adapt Plus Technology* che si adattano alla forma dell'area di trattamento e verificano il contatto con la pelle prima di emettere spot, garantendo così la sicurezza del dispositivo! Questa funzione rende il dispositivo facile da utilizzare e conforme alle norme più rigorose in materia di sicurezza.

Gli *Adapt Plus Technology* garantiscono anche i migliori risultati prevenendo perdite di energia luminosa e indirizzando la luce nella tua pelle.

Se gli adattatori per i contorni della pelle non aderiscono perfettamente all'area di trattamento, il dispositivo non emetterà spot. Prova a regolare il posizionamento del dispositivo per assicurarti che aderisca perfettamente, in particolare nelle zone più difficili come braccia e tibie.

Non tentare di rimuovere o applicare una forza eccessiva sugli adattatori per i contorni della pelle per evitare di danneggiare il dispositivo.



10. MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Puoi trattare le aree del corpo utilizzando una qualsiasi delle tre modalità di trattamento di SmoothSkin Pure Adapt:



Modalità Massima Potenza -
Nessun indicatore



Modalità Delicata -
Indicatore acceso



Modalità Veloce -
Indicatore acceso

La **Modalità Massima Potenza** è l'impostazione di energia massima del dispositivo. La Modalità Massima Potenza assicurerà i risultati migliori, poiché utilizza la massima emissione di energia possibile per la tua tonalità della pelle. Questa modalità è particolarmente efficace sulle aree più ostinate dove la densità dei peli tende a essere maggiore.

La **Modalità Delicata** può essere utilizzata nei casi in cui la Modalità Massima Potenza risulti fastidiosa o un po' troppo dolorosa. Utilizzando il dispositivo in Modalità Delicata si ridurrà l'emissione di energia e noterai un numero inferiore di indicatori illuminati sulla Barra di energia quando applichi il dispositivo sulla pelle.

La **Modalità Veloce** è la modalità di funzionamento più rapida e quindi anche quella con minore energia. La Modalità Veloce è la modalità più appropriata per trattare le zone più estese dove la densità dei peli è minore (come braccia o gambe). Raccomandato per le aree sensibili come la zona del pube, e per trattamenti di manutenzione veloce dopo il regime di trattamento iniziale per tenere a bada la ricrescita dei peli.

La Modalità Massima Potenza è l'impostazione predefinita quando si accende il dispositivo. Puoi selezionare una delle tre modalità premendo il Pulsante di selezione modalità sotto il Pulsante di attivazione principale.

Quando ti trovi in qualsiasi di queste modalità, puoi anche selezionare il Metodo Glide o il Metodo Stamp.

Il **Metodo Stamp** è raccomandato per le aree più piccole, come le ascelle e l'inguine. Posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di attivazione. Allontana il dispositivo dalla pelle prima di riapplicarlo attentamente sull'area di trattamento successiva.

Il **Metodo Glide** è raccomandato per le aree più estese, come le gambe. Posiziona il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione (esercitando una pressione continua), quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra uno spot e l'altro. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che assicuri una copertura completa senza sovrapporre gli spot o saltare le zone.



11. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

Dopo il trattamento, spegni sempre SmoothSkin Pure Adapt scollegandolo dalla presa elettrica.


Dopo l'uso, il dispositivo, il sensore della tonalità della pelle e la finestra di trattamento dovrebbero essere ispezionati per verificare la presenza di eventuali danni e puliti con un panno asciutto privo di lanugine.

AVVERTENZA: Il filtro in vetro può surriscaldarsi durante l'uso. **NON** toccare o pulire il filtro per almeno 5 minuti dopo l'uso per consentirne il raffreddamento.

Non utilizzare **MAI** acqua o altri detergenti liquidi, poiché possono danneggiare il dispositivo e causare un potenziale rischio per la sicurezza.

Per garantire la massima performance di SmoothSkin Pure Adapt, è particolarmente importante mantenere la parte anteriore del dispositivo, gli Adattatori per i contorni della pelle e il riflettore liberi da sporco, peli o altre impurità.

Se necessario il riflettore e il sensore della tonalità della pelle possono essere puliti attentamente



utilizzando un bastoncino di cotone leggermente inumidito.

Conserva SmoothSkin Pure Adapt in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che la finestra di trattamento e il sensore della tonalità della pelle sul dispositivo siano protetti dai danni.

Controlla regolarmente il dispositivo (inclusi i fili) per verificare l'eventuale presenza di segni visibili di danno. In caso di danno o crepe, interrompi l'uso del dispositivo e visita il sito web per ulteriori dettagli sul supporto

Per prevenire il rischio di strangolamento o di inciampo, scollega sempre il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso.

12. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

L'alimentatore di SmoothSkin Pure Adapt è universale e funzionerà con tutte le reti elettriche comuni. A condizione che tu abbia un adattatore idoneo per la presa del cavo di alimentazione, SmoothSkin Pure Adapt funzionerà normalmente.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Gli indicatori sulla barra di energia al lato del dispositivo non si accendono quando vengono posizionati a contatto con la pelle.	Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Assicurati che il dispositivo sia nella modalità READY (premi una sola volta il pulsante Standby/Ready). Assicurati che i sensori della pelle aderiscano alla pelle. Assicurati che il sensore della tonalità della pelle aderisca alla pelle.
Quando è a contatto con la pelle, il primo indicatore sulla barra di energia al lato del dispositivo è illuminato in ROSSO e SmoothSkin Pure Adapt non funziona.	L'area che stai cercando di trattare è troppo scura per ricevere il trattamento. SmoothSkin Pure Adapt è dotato di un sensore intelligente della tonalità della pelle che rileva automaticamente la tua tonalità della pelle e seleziona l'impostazione di trattamento ottimale. A causa della natura della tecnologia a Luce Pulsata Intensa, SmoothSkin Pure Adapt non è adatto a tutti e non è in grado di trattare la pelle molto scura.
Gli indicatori sulla barra di energia al lato del dispositivo sono accesi o lampeggiano in modo irregolare, con una luce LED rossa accesa.	SmoothSkin Pure Adapt visualizzerà eventuali messaggi di errore attraverso una serie di combinazioni di luci sulle barre di energia al lato del dispositivo. Questo indica la presenza di un guasto dell'apparecchio. Interrompi l'uso del dispositivo e consulta il sito web.
Il dispositivo SmoothSkin Pure Adapt, la finestra di trattamento, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, rotti, presentano crepe o appaiono difettosi.	NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. Se hai dubbi di qualsiasi tipo sul funzionamento sicuro di SmoothSkin Pure Adapt o sospetti che l'apparecchio sia danneggiato in qualsiasi modo, non utilizzarlo e consulta il sito web.

14. GARANZIA
















Offriamo una garanzia di 2 anni sul prodotto, a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, verificheremo gratuitamente eventuali difetti legati ai materiali o alla lavorazione e sostituiremo l'intero dispositivo, a nostra discrezione.

La presente garanzia è valida in qualsiasi paese in cui questo dispositivo è fornito da CyDen o dal suo distributore designato.

La presente garanzia non copre i danni causati dall'uso improprio, dalla normale usura o utilizzo, né difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o il funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade nel caso in cui vengono effettuate riparazioni da qualsiasi persona non autorizzata e non vengono utilizzate le parti originali di SmoothSkin Pure Adapt. Per ricevere manutenzione durante il periodo di garanzia, visita il nostro sito web www.smoothskin.com

15. ETICHETTE E SIMBOLI

 Parte applicata di tipo BF	 Marchio di conformità UKCA per il Regno Unito
 Apparecchiatura di classe II	 Marchio di conformità dell'UE con numero di organismo notificato
 Seguire le istruzioni per l'uso	 Conformità FCC EMC per l'America Settentrionale
 Mantenere asciutto	 Marchio di conformità ai regolamenti dell'Australia
 Marchio di smaltimento dei rifiuti RAEE per l'Unione europea	 Marchio di conformità trifoglio per l'Ucraina
 Avvertenza: le radiazioni ottiche emesse dal dispositivo possono causare lesioni oculari	 Periodo d'uso per la protezione ambientale RoHS della Cina
 Marchio di certificazione dell'NRTL	 Emergo Europe
 Importatore	

Dichiarazione FCC:

NOTA: Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono designati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi sono garanzie sul fatto che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Qualora questo apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o diverse delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere assistenza.

16. SPECIFICHE TECNICHE

SmoothSkin Pure Adapt è un sistema a Luce Pulsata Intensa con banda larga filtrata caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche:

- **Velocità di ripetizione:** Pulsato manualmente ogni 0,45-1 secondo (in base all'impostazione di trattamento)
- **Impulso:** Scarico parziale libero FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Emissione ottica massima:** 3 - 6 J/cm²
- **Lunghezza d'onda:** 510 - 1100 nm
- **Potenza di alimentazione di linea:** 100-240V~, 50-60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura operativa:** Tra i 5 °C e i 40 °C
- **Umidità operativa:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni operative:** Da 700 hPa a 1060 hPa
- **Area di trattamento (dimensione spot):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **Profilo di impulso:** Forma d'onda dell'impulso decadente con una gamma di lunghezze di impulso (2,5-5,5 ms)
- **L'omogeneità dell'area di trattamento:** Non varia di oltre il +/- 20%

L'area immediatamente circostante alla finestra di trattamento è classificata come Parte applicata e può raggiungere una temperatura massima di 60 °C.

Assicuratevi di utilizzare SmoothSkin Pure Adapt in base alle istruzioni fornite nella Sezione 7.

Con un uso continuo, la temperatura del dispositivo potrebbe raggiungere massimo 60 °C. Dopo il trattamento, allontanate il dispositivo dalla pelle.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO:

- **Temperatura:** Da -25 °C a +70 °C
- **Umidità:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni:** Da 500 hPa a 1060 hPa

Se il dispositivo è stato conservato a temperature al di fuori dell'intervallo operativo specificato, attendi almeno 30 minuti prima di utilizzare per consentire al dispositivo di ambientarsi.

SmoothSkin Pure Adapt ha spot illimitati ed è concepito per essere utilizzato da un solo utente.

La vita utile minima prevista è pari a 10 anni se si segue il regime raccomandato.

Questo dispositivo non apporta benefici clinici.

Il marchio CE certifica che questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive e Normative UE:

- Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici
- Direttiva 2014/35/EU sulla bassa tensione
- Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 2009/125/CE sui prodotti connessi all'energia.

SmoothSkin Pure Adapt è conforme alle ultime Norme e modifiche EMC applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici, che sono elencate di seguito: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edizione 7.

SmoothSkin Pure Adapt è conforme alle ultime Norme e modifiche relative alla sicurezza applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici.


Le norme pertinenti sono indicate di seguito: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 n. 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

SmoothSkin Pure Adapt è classificato come Gruppo di rischio esente da tutti i rischi
Per maggiori dettagli contatta CyDen Ltd

SMALTIMENTO (FINE VITA UTILE)

Per minimizzare i rischi correlati alla salute e all'ambiente e garantire che i materiali possano essere riciclati, questo prodotto dovrebbe essere smaltito presso un centro di raccolta specifico per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo RAEE apposto sul prodotto serve a ricordarlo.





Bienvenidos a **SMOOTHSKIN PURE ADAPT!**

¡Enhorabuena! Acaba de abrir todo un mundo de belleza incomparable, tersura y comodidad. Únase y participe en la conversación en www.smoothskin.com, donde podrá obtener asesoramiento experto y asistencia a lo largo de su tratamiento.

ÍNDICE


1. SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	155	10. MODOS DE TRATAMIENTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	180
2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	156	11. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	182
3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	158	12. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT	183
4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS	166	13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	184
5. USO PREVISTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT	168	14. GARANTÍA	185
6. IDONEIDAD	168	15. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS	186
7. CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ADAPT	170	16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	187
8. SENSOR DE TONO DE PIEL	176		
9. SENSORES CUTÁNEOS DE ADAPTACIÓN A CONTORNOS	179		

1. SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTENIDO DE LA CAJA

Dentro de la caja de SmoothSkin Pure Adapt encontrará lo siguiente:


- Aparato de mano y unidad base
- Cable de alimentación
- Manual del usuario
- Funda de almacenamiento



2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

SmoothSkin Pure Adapt es una depiladora diseñada para ayudar a romper el ciclo de crecimiento del vello. La energía de la luz se transmite a través de la superficie de la piel y es absorbida por la melanina presente en el tallo piloso. Esta energía de la luz absorbida se convierte en calor (bajo la superficie de la piel), que reduce el recrecimiento del vello. La caída del vello tratado se produce de forma natural y tarda entre unos pocos días y 1-2 semanas.

El crecimiento del vello es cíclico y consta de 3 fases consecutivas y diferenciadas. El tratamiento con LPI solo es efectivo cuando el vello está en una fase determinada (la fase de crecimiento anágena). No todo el vello se encuentra en la misma fase al mismo tiempo. Por ello debe seguir el plan de tratamiento recomendado de 12 semanas.



EXPECTATIVAS

No debe producirse ningún efecto secundario importante inmediatamente después del tratamiento (consulte el apartado 4 para mayor información sobre efectos secundarios).

Las primeras semanas tras las sesiones iniciales apreciará que todavía crece algo de vello. Probablemente se trate de vello no tratado en la depilación, p. ej., vello que durante el tratamiento estaba en estado de reposo y no en fase activa de crecimiento (anágena), que es cuando la LPI resulta más efectiva.

A las 6 semanas del plan de tratamiento de 12 semanas debería apreciar una reducción del crecimiento del vello. No obstante, es posible que mucho de este vello no haya sido tratado en su fase de crecimiento. Es importante continuar con los tratamientos semanales.

Una vez finalizado el plan de 12 semanas, debería ver una notable reducción del vello en la zona tratada. El vello que queda en la zona debería ser más fino y de color más claro. Los tratamientos mensuales continuados o a demanda deberían mantener la disminución del vello no deseado.



0 Semanas



4 Semanas



8 Semanas



12 Semanas

3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CONTRAINDICACIONES

NO UTILICE EL DISPOSITIVO...

- si tiene la piel muy oscura (más oscura que el Tono de Piel v). Los sensores de Tono de Piel ubicados cerca de la ventana de salida del aparato determinarán el tono de su piel. Si los sensores del Tono de Piel determinan que su piel es demasiado oscura para que su utilización sea segura, el aparato no funcionará.
- si su piel se ha bronceado artificial o naturalmente recientemente o está quemada por una sobreexposición al sol. Su piel puede ser más sensible tras su exposición al sol y ser especialmente susceptible a que aparezcan quemaduras, ampollas, decoloración, o cicatrices si utiliza el aparato. Espere 1 semana hasta que cualquier posible quemadura producida por el sol o el bronceado desaparezca antes de utilizar el aparato. El tratamiento con IPL de la piel bronceada puede dar lugar a cambios Hiper (oscurecimiento) o Hipo (aclaramiento) permanentes en la piel tratada.
- directamente en los pezones, los genitales o alrededor del ano. Estas zonas pueden presentar una coloración cutánea más oscura y/o mayor densidad capilar. La utilización del aparato en estas zonas puede provocar molestias/dolor o lesiones (quemaduras, decoloración o cicatrices) en su piel.
- si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones pre-cancerígenas (como por ejemplo: nevos o gran cantidad de lunares).
- en manchas de coloración marrón oscura o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona que desee tratar. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel

o hacer que empeoren las afecciones ya existentes. Podría experimentar efectos secundarios como quemaduras, ampollas y cambios de coloración de la piel o cicatrices.

- en zonas en las que tenga tatuajes o maquillaje permanente. El pigmento absorberá la luz que puede causar efectos secundarios como quemaduras, ampollas y cambios de coloración de la piel o cicatrices.
- si tiene sensibilidad conocida a la luz solar (fotosensibilidad) o está tomando alguna medicación que hace que la piel sea más sensible o que provoque fotosensibilidad, p. ej., Retin A, Accutane y/u otros tipos de retinoides tópicos. Compruebe siempre en el prospecto que acompaña a su medicamento si la fotosensibilidad aparece en la lista de efectos secundarios. La utilización del Dispositivo en pieles fotosensibles puede provocar lesiones cutáneas como ampollas o hinchazón. Consulte a un médico antes de aplicar el dispositivo dado que su uso puede ocasionar daños en la piel.
- si tiene alguna afección de la piel en la zona de tratamiento, como psoriasis, vitiligo, eczema, acné, herpes simple o infecciones o heridas activas. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes.
- si es menor de 18 años ya que este aparato no ha sido testado en estos casos.
- si está embarazada, lactando, ya que este aparato no ha sido testado en estos casos.
- si padece una enfermedad crónica.
- si tiene varices en la zona que desea tratar.
- si se ha sometido a un tratamiento de exfoliación de la piel en la zona que desea tratar en los últimos 30 días, ya que la piel puede estar más sensible a la luz, lo que puede causar dolor o quemaduras.
- en el cuero cabelludo, los labios, las fosas nasales y las orejas.

Si no está seguro de que el uso de este aparato sea seguro para usted, consulte a su médico o dermatólogo.

Si toma algún tipo de medicación con regularidad y durante un largo periodo de tiempo, consulte a su médico por si pudiera afectar a la sensibilidad de la piel a la luz.

NO DEBE exponer las zonas tratadas al sol. Espere como mínimo 7 días después del tratamiento antes de exponer la piel tratada a la luz solar directa. Su piel puede estar especialmente sensible tras el tratamiento con tratamiento LPI y ser especialmente susceptible a las quemaduras solares. Aplique un filtro de protección solar (FPS 15 o superior) a la zona tratada o proceda a cubrirla con ropa adecuada.

ADVERTENCIAS GENERALES

NO DEBE...

- Vello visible en la piel de la zona a tratar, ya que esto podría provocar un aumento del dolor, enrojecimiento de la piel o posibles quemaduras leves.
- utilizar el dispositivo si se ha sometido a un tratamiento de regeneración de la piel con láser en la zona que desea tratar. Debe esperar 6 meses tras un procedimiento de rejuvenecimiento de la piel con láser antes de someterse a un tratamiento.

Este dispositivo no está destinado al tratamiento de afecciones médicas. Consulte a un médico para el tratamiento de lunares, erupciones cutáneas, picores en la piel, hongos o infecciones cutáneas, granos o pólipos cutáneos. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes.

No debe utilizar el Dispositivo sobre botox o rellenos cosméticos, ya que la piel puede estar más sensible a la luz, lo que puede causar dolor o quemaduras.

Mantenga el Dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 18 años de edad. Los niños no deben utilizar, jugar, ni realizar el mantenimiento, o la limpieza del aparato. Existen varios peligros potenciales como la exposición a la proyección de la luz provocando quemaduras o lesiones oculares, la descarga eléctrica y el estrangulamiento con los cables.


Mantenga el Dispositivo fuera del alcance de los animales domésticos y plagas que puedan dañar el dispositivo. Entre los riesgos potenciales se encuentran la reducción de su capacidad de funcionamiento y la descarga eléctrica.

El Dispositivo no está previsto para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. No obstante, estas personas podrán utilizar el aparato bajo supervisión o siguiendo instrucciones sobre su uso para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

El filtro de vidrio de la SmoothSkin Pure Adapt es un componente crítico que se calienta durante el uso.

No debe utilizarse el Aparato en partes de la piel que tengan una mayor probabilidad de padecer cáncer de piel, en heridas abiertas o erupciones cutáneas, o zonas hinchadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o inflamadas o erupciones cutáneas.

ADVERTENCIA: La piel puede resultar dañada tras una aplicación repetida o prolongada en un solo punto. Observe las instrucciones proporcionadas y evite un uso excesivo del aparato, por ejemplo, un número excesivo de pasadas, la acumulación de pulsos y/o una mayor frecuencia de uso.



SEGURIDAD OCULAR ADVERTENCIA



Posible lesión ocular (que puede causar potencialmente la pérdida de visión) o lesiones en la piel si no se respetan las instrucciones proporcionadas:

- El aparato incluye sensores de Contacto con la Piel que únicamente permiten que el dispositivo emita destellos cuando tiene un buen contacto con la piel. NO trate de neutralizar los sensores.
- NO mire directamente a la ventana de tratamiento del aparato cuando el sistema esté conectado a la red eléctrica y encendido, ni deje que el aparato emita destellos hacia los ojos. Se recomienda apartar la vista cuando el aparato emite destellos sobre la piel.
- NO trate las zonas alrededor de los ojos (párpados, cejas o pestañas). Un uso inadecuado del aparato puede ocasionar daños oculares. Proteja los ojos contra la exposición.
- SÓLO debe activar el sistema (emitir destellos) cuando la parte frontal del aparato se encuentre completamente en contacto con la zona que desee tratar.
- Si en algún momento el dispositivo se activa SIN QUE ambos sensores estén en contacto con la piel, DEJE de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor.

PRECAUCIONES

La depilación por fuente de láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Los datos disponibles en la actualidad indican que los grupos con mayor riesgo de presentar esta respuesta son mujeres del Mediterráneo, Oriente Medio y Sur de Asia que recibieron tratamiento en el rostro y el cuello.

El Dispositivo está diseñado para un solo usuario.

NO DEBE...

- utilizar el Dispositivo en zonas en las que pueda desear que el vello vuelva a crecer. El tratamiento está previsto para una reducción permanente del recrecimiento del vello.
- utilizar el Dispositivo en el rostro, la barbilla o el cuello de un hombre. El pelo de la barba de los hombres es demasiado denso y la utilización del Dispositivo en esas zonas puede provocar lesiones cutáneas.
- someter el equipo a golpes fuertes (p. ej. una caída) para evitar el riesgo de dañar la lámpara. Si la lámpara está dañada, el aparato no emitirá destellos.
- utilizar otros componentes excepto los que se suministran para su utilización con el Dispositivo. Esto puede provocar daños en el aparato y que deje de funcionar.
- utilizar el Dispositivo, si se calienta excesivamente al tacto. Esto puede significar que el aparato está dañado.
- activar (emitir destellos) el Dispositivo en una superficie que no sea la piel. Esto podría dañar la superficie o provocar un incendio.
- utilizar el Dispositivo si la ventana de tratamiento no está limpia y libre de residuos. Cualquier residuo situado sobre o alrededor de la ventana de tratamiento durante el funcionamiento del aparato aumenta el dolor del tratamiento, o puede provocar enrojecimiento o hinchazón de la piel. Para limpiar el aparato, siga las instrucciones proporcionadas.
- sobrepasar el régimen de uso especificado. Esto no mejorará los resultados y podría provocar un aumento de la sensibilidad o enrojecimiento o inflamación de la piel.

- utilizar el aparato en zonas en las que haya recibido anestesia local recientemente. La piel puede ser más susceptible a daños como enrojecimiento, hinchazón o quemaduras.
- utilizar el Dispositivo en vello pelirrojo, gris, blanco o rubio, ya que no es eficaz ni adecuado en estos colores de vello.

SEGURIDAD ELÉCTRICA E INCENDIOS

NO DEBE...

- tratar de abrir el Aparato, ya que podría exponerse a componentes eléctricos peligrosos y sufrir una descarga eléctrica. El aparato no está diseñado para ser modificado o reparado.
- utilizarlo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. ¡El agua y la electricidad son una combinación peligrosa! Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO deje que se moje el aparato. Si el Dispositivo se moja no debe utilizarse. Para limpiar el aparato, siga las instrucciones proporcionadas.
- utilizar el Dispositivo si está dañado; por ejemplo, si presenta grietas, el cable está dañado, el cristal del aparato está agrietado o roto, etc. Podría existir el riesgo de descarga eléctrica o de sobreexposición a la luz que provoque daños en la piel. Inspeccione regularmente la carcasa del aparato y el filtro para detectar cualquier daño.
- tocar el filtro de vidrio durante o inmediatamente después de su utilización ya que se calienta.
- tapar las aberturas de ventilación. El aparato puede sobrecalentarse y suponer un riesgo de descarga eléctrica o peligro de incendio.
- utilizarlo si falta el filtro de vidrio o está agrietado. No utilizarlo si falta el reflector incorporado o no está en su posición correcta.



- tratar de utilizar este aparato para otra finalidad que no sea eliminar el vello no deseado.
- utilizar el Aparato en una superficie distinta de la piel. No pulse el botón de tratamiento cuando la ventana de tratamiento no esté completamente en contacto con la piel.
- **NO** utilice el aparato si el enchufe de red no es fácilmente accesible. Debe poder desconectarlo en cualquier momento.
- utilizar en el dispositivo productos de limpieza a base de petróleo o inflamables (alcohol, acetonas), ya que suponen un riesgo de incendio.

Inspeccione regularmente la carcasa del aparato y el filtro para detectar cualquier daño. NO utilizar el Dispositivo si está dañado; por ejemplo, si presenta grietas, el cable está dañado, el cristal del aparato está agrietado o roto, etc. Podría existir el riesgo de descarga eléctrica o de sobreexposición a la luz que provoque daños en la piel.

ADVERTENCIA: El enchufe del dispositivo se calentará si las conexiones de la toma de corriente utilizada para alimentarlo están en malas condiciones. Asegúrese de enchufar el dispositivo a una toma de corriente debidamente instalada para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.

ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS

La utilización de la SmoothSkin Pure Adapt puede provocar efectos secundarios.

La siguiente tabla muestra las reacciones cutáneas conocidas que se pueden producir después del tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt.

En caso de reacciones adversas, póngase en contacto con la autoridad nacional competente y con el fabricante del producto.

POSIBLE EFECTO SECUNDARIO	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Dolor/malestar leve en la zona tratada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones y el dolor debería disminuir con su utilización continuada.
Sensaciones de calor u hormigueo durante el tratamiento que desaparecen normalmente transcurridos entre unos segundos y un minuto, y que disminuyen con la utilización continuada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones.

Picor en la zona de tratamiento.	Suele ser normal con los tratamientos de LPI y debe remitir después de poco tiempo. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones. No rasque esa zona.
Enrojecimiento de la piel durante o después del tratamiento que desaparece después de algunos minutos.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones una vez que haya desaparecido el enrojecimiento de la piel.
Enrojecimiento de la piel que no desaparece en unos minutos y dura entre 24 y 48 horas.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Dolor o malestar intenso durante el tratamiento o persistente después del mismo.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.

EN CASOS MUY RAROS	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Hinchazón y enrojecimiento que no desaparece en un plazo de dos a tres días.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Cambios temporales en la coloración de la piel (aclorado u oscurecimiento).	Si su piel cambia de color, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico.
Ampollas, cicatrices o quemazón en la piel.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Aplique frío en la zona. Trate la zona con una crema antiséptica o crema para quemaduras.

5. USO PREVISTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

USO PREVISTO

Este dispositivo no es de uso médico y está indicado para la eliminación o la reducción permanente del vello no deseado.

INDICACIONES DE USO

La depiladora SmoothSkin Pure Adapt está indicada para la reducción del vello no deseado. También está indicada para la reducción permanente del recrecimiento del vello, entendida como la reducción estable y a largo plazo de la cantidad de pelos que vuelven a crecer al realizar la medición transcurridos 6, 9 y 12 meses desde la finalización del plan de tratamiento.

6. IDONEIDAD

ZONAS DEL CUERPO


SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en el vello corporal y el vello facial de las mujeres bajo la línea de la barbilla.

COLOR DE LA PIEL

SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en tonos de piel claros, medios y oscuros hasta el tono de piel 5 inclusive.

SmoothSkin Pure Adapt incorpora un sensor de tono de piel que mide el color de su piel y evita que pueda utilizar la depiladora si dicho tono es demasiado oscuro.

Los tonos de piel oscuros tienen mucha melanina, que puede absorber demasiada energía y ocasionar potenciales daños.



COLOR DE PELO

SmoothSkin Pure Adapt está indicada para utilizarse en pelo de color natural castaño y negro. Puede que no sea tan eficaz en pelo blanco, gris, rubio o pelirrojo.



7. CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ADAPT

ADVERTENCIA: Siga todos los pasos del tratamiento asegurándose de cumplir todos los aspectos de cada paso antes de pasar al siguiente.

Saque el máximo partido a su dispositivo con nuestros vídeos de "cómo usar" - visite www.smoothskin.com/user-guides

PASO 1: PREPARE LA ZONA QUE SE VA A TRATAR

Elimine todo el vello visible rasurando la zona. Asegúrese de que no quede vello sobre la superficie de la piel ya que podría ocasionar lesiones. Esto impide además que los residuos tapen la parte frontal de su depiladora.

Limpie la zona de tratamiento y séquela con suaves golpecitos sin frotar. **NO** utilice geles ni cremas con esta depiladora.

PASO 2: HAGA UNA PRUEBA DE CONTACTO

Antes de comenzar su primer tratamiento en cada zona nueva del cuerpo, le RECOMENDAMOS que haga una prueba en esa zona para ver su reacción a la SmoothSkin Pure Adapt.

La zona de la prueba de contacto deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos aplicados en la piel, uno junto a otro). Siga el paso 3 para tratar la zona.



Espera 24 horas tras realizar la prueba de contacto para cerciorarse de que su piel es adecuada para el tratamiento y de que no se producen reacciones adversas a la energía de la luz. Si no se produce ninguna reacción transcurridas 24 horas, podrá tratar la zona alrededor de la zona de la prueba de contacto. La “zona de la prueba de contacto” NO debe volver a tratarse durante al menos 1 semana.

PASO 3: TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. Se pondrán en marcha los ventiladores y los sensores de tono de piel se iluminarán en azul para indicar que la depiladora está encendida.

Temporización del MODO INTENSO

Cuando la unidad se encuentre “inactiva”, es decir, cuando no se pulse ningún botón durante 10 minutos, la unidad se pondrá en modo de ESPERA y las luces del sensor cutáneo se apagarán. Para volver al modo PREPARADO, pulse el botón de modo intenso.

B) Presione firmemente el aparato de mano contra la zona a tratar, asegurándose de que el sensor de tono de piel esté completamente en contacto con la piel. El aparato de mano no podrá activarse si el sensor de tono de piel no detecta un tono válido y/o si los sensores de contacto no están completamente en contacto con la piel.


Una vez que el sensor de tono de piel haya detectado un tono válido y los sensores de contacto estén completamente en contacto con la piel, se iluminarán en BLANCO las barras de intensidad para indicar que el dispositivo está listo para emitir destellos.



C) Pulse el botón de activación. El dispositivo emitirá un destello y debería sentir una sensación de calor.

D) Mueva el aparato de mano a la siguiente zona que desee tratar y repita la operación. La depiladora debe recargarse entre destellos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de no tapar las aberturas de ventilación de la depiladora durante el tratamiento ya que puede sobrecalentarse.



MÉTODO DE TRATAMIENTO - PULSACIÓN O DESLIZAMIENTO

Método pulsación

Este método está recomendado para zonas pequeñas como las axilas y el área del bikini. Coloque el aparato de mano sobre la piel, pulse y suelte el botón de activación. Retire el dispositivo de la piel antes de volver a aplicarlo con cuidado en la siguiente zona de tratamiento.

Método deslizamiento

Este método está recomendado para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, mantenga pulsado el botón de activación (presión de forma continua) y, a continuación, deslice el aparato de mano a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapamientos ni zonas sin tratar.

CÓMO TRATAR LA ZONA PÚBLICA (SÓLO PARA MUJERES)

Asegúrese de realizar una prueba en la piel antes de tratar la zona púbica. Elimine el vello visible, las lociones o cremas de la zona a tratar. Puede ser útil utilizar un espejo para verificar la completa eliminación del vello.

- Cambie de postura (de pie, sentada o agachada) para alcanzar todas las zonas a tratar.
- Para el tratamiento de la zona púbica, recomendamos utilizar el método de tampón.

Seleccione Modo suave:

1. Apoye la ventana de tratamiento firmemente sobre la piel, asegurándose de que todos los sensores de la piel estén en contacto con la misma. Estire la piel con los dedos para mejorar el contacto con la piel.
2. Los indicadores de contacto con la piel muestran LED blancos.
3. Pulse y libere el botón de tratamiento. El dispositivo emite un parpadeo.
4. Eleve el dispositivo y colóquelo en el siguiente punto adyacente a tratar. Repita los pasos y continúe en cada punto de la piel hasta que haya completado toda la zona.

NOTA: Si su piel tiene un color o una pigmentación más oscuros en la zona púbica, es posible que el dispositivo no parpadee aunque tenga un buen contacto con la piel.

Si se produce enrojecimiento o sensación de quemazón y dura varios minutos, aplique un paño o compresa fría para calmar la zona.




En caso de observarse cambios de pigmentación en la piel, por ejemplo, aclaramiento u oscurecimiento, deje de utilizar el dispositivo. Acuda al médico para determinar la causa, ya que puede deberse a un problema médico existente.

PASO 4: SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

El Dispositivo debe utilizarse una vez a la semana hasta obtener los resultados deseados.

Tras la fase de tratamiento inicial (12 tratamientos semanales), recomendamos utilizar el Dispositivo una vez al mes, o según sea necesario para mantener los resultados.

En la zona facial o en el caso de personas con tonos de piel más oscuros, puede ser necesario prolongar la fase inicial del tratamiento para obtener los mejores resultados.



PASO 5: DESCONEXIÓN DE LA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar la SmoothSkin Pure Adapt de la toma de corriente.

Función de parada de emergencia: En caso de emergencia/funcionamiento anormal del aparato, sepárelo de la piel, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.

Consulte el apartado 11 para obtener información sobre el cuidado de su SmoothSkin Pure Adapt.

8. SENSOR DE TONO DE PIEL

El sensor de tono de piel detecta el tono de su piel y regula la intensidad de salida al nivel adecuado para usted. En caso de que el tono de su piel sea demasiado oscuro para realizar el tratamiento con la SmoothSkin Pure Adapt, el sensor detectará esta circunstancia y evitará que la depiladora se ponga en funcionamiento. Las luces de la barra de intensidad se iluminarán en ROJO si el tono de su piel es demasiado oscuro.


El estado del sensor de tono de piel puede observarse en las barras de intensidad situadas a ambos lados del aparato de mano. Las barras de intensidad se iluminarán en BLANCO si se detecta un tono de piel válido. El número de luces iluminadas dependerá de su tono de piel exacto.

La tabla siguiente muestra la cantidad de energía de luz correspondiente a cada uno de los ajustes de la depiladora en modo intenso (según el tono de piel).

El contacto total con su piel garantiza los mejores resultados, ya que toda la energía de la luz que emite el dispositivo alcanza la zona de tratamiento.

CANTIDAD DE LUCES ILUMINADAS EN LA BARRA DE INTENSIDAD	ENERGÍA MÁXIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00


BARRAS DE INTENSIDAD




Menos luces = Piel más oscura y menor ajuste de intensidad

Más luces = Piel más clara y mayor ajuste de intensidad


Piel demasiado oscura
Imposible realizar el tratamiento
1 luz iluminada en ROJO



Piel oscura
Ajuste a mínima intensidad
1 luz iluminada



Piel clara
Ajuste a máxima intensidad
10 luces iluminadas



No segura

Segura y Eficaz


9. SENSORES CUTÁNEOS DE ADAPTACIÓN A CONTORNOS

La SmoothSkin Pure Adapt dispone de nuevos *Adapt Plus Technology* que se adaptan a la forma de la zona de tratamiento y comprueban el contacto con la piel antes de cada destello, garantizando así un funcionamiento seguro de la depiladora. Esto facilita el uso del dispositivo y permite cumplir con las normas de seguridad más exigentes.

Además, los *Adapt Plus Technology* garantizan la consecución de óptimos resultados, evitando fugas de luz y dirigiendo el haz hacia su piel.

La depiladora no emitirá destellos si los adaptadores para contornos no están completamente en contacto con la zona a tratar. Intente ajustar la posición de la depiladora para garantizar un contacto total, especialmente en zonas más difíciles como brazos y espinillas.

No intente extraer ni aplique una fuerza excesiva a los adaptadores para contornos dado que ello provocará daños en la depiladora.



10. MODOS DE TRATAMIENTO DE SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Puede depilarse el cuerpo utilizando cualquiera de los tres modos de tratamiento de la SmoothSkin Pure Adapt:



Modo intenso -
Sin indicador



Modo suave -
Indicador encendido



Modo rápido -
Indicador encendido

El modo intenso es el ajuste a la máxima intensidad del dispositivo. El modo intenso brinda los mejores resultados ya que utiliza la máxima intensidad de salida de luz posible para su tono de piel particular. Este modo funciona particularmente bien en zonas difíciles donde el vello tiende a ser más denso.

Utilice el modo suave si el modo intenso le resulta incómodo o un poco doloroso. El funcionamiento en modo suave reduce la intensidad de salida, de modo que apreciará menos indicadores iluminados en las barras de intensidad cuando aplique la depiladora a su piel.

El modo rápido es el modo más veloz y, por lo tanto, el modo de menor intensidad. El modo rápido es ideal para tratar zonas más grandes donde el vello es menos denso (tales como brazos o piernas). Recomendado para áreas sensibles como la zona púbica, y para tratamientos rápidos de mantenimiento posteriores a su programa de tratamiento inicial, con el fin de mantener a raya la reaparición del vello.

El modo intenso es la configuración predeterminada al encender la depiladora. Puede alternar entre los tres modos de tratamiento pulsando el botón de modo situado debajo del botón de activación principal.

Estando en cualquiera de estos modos, también puede seleccionar si desea utilizar el método deslizamiento o el método pulsación.

El método pulsación está recomendado para zonas pequeñas como las axilas y el área del bikini. Coloque el aparato de mano sobre la piel, pulse y suelte el botón de activación. Retire el dispositivo de la piel antes de volver a aplicarlo con cuidado en la siguiente zona de tratamiento.

El método deslizamiento está recomendado para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, mantenga pulsado el botón de activación (presione de forma continua) y, a continuación, deslice el aparato a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapamientos ni zonas sin tratar.

Botón de activación



Botón de modo

11. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Tras el tratamiento, apague siempre la SmoothSkin Pure Adapt desenchufándola de la toma de corriente.


Después de su utilización, inspeccione el aparato de mano, el sensor de tono de piel y la ventana de tratamiento para cerciorarse de que no presentan daños y proceda a limpiarlos utilizando al efecto un trapo seco que no desprenda pelusa.

ADVERTENCIA: El filtro de vidrio puede calentarse durante el uso. **NO** toque ni limpie el filtro durante al menos 5 minutos después de utilizarlo y deje que se enfríe.

NUNCA utilice agua u otros fluidos de limpieza ya que pueden dañar el dispositivo y provocar un riesgo potencial para la seguridad.

Para garantizar el máximo rendimiento de su SmoothSkin Pure Adapt es especialmente importante que mantenga tanto la parte frontal como los adaptadores para contornos y el reflector libres de suciedad, vello u otros residuos.

Si es necesario se pueden limpiar cuidadosamente el reflector y el sensor de tono de piel utilizando un bastoncillo de algodón ligeramente húmedo.



Guarde la SmoothSkin Pure Adapt en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la ventana de tratamiento y el sensor de tono de piel del aparato de mano estén protegidos de cualquier daño. Compruebe regularmente la depiladora (y sus cables) por si presenta signos visibles de daños. En caso de detectarse daños o grietas, deje de utilizar el dispositivo y visite la página web para obtener información de asistencia.

Para evitar el riesgo de estrangulamiento o tropiezo, desenchufe siempre la depiladora de la toma de corriente cuando no esté en uso.

12. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ADAPT

La fuente de alimentación de la SmoothSkin Pure Adapt es universal y funciona con todas las redes de suministro eléctrico más habituales. SmoothSkin Pure Adapt funcionará con normalidad siempre que se utilice un adaptador adecuado para el enchufe del cable de alimentación de red.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los indicadores de la barra de intensidad lateral no se encienden cuando se coloca el aparato de mano contra la piel.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Cerciérese de que el aparato de mano esté en modo PREPARADO (pulse una vez el botón de Espera/Preparado). Asegúrese de que los sensores de contacto cutáneo presionan contra la piel. Asegúrese de que el sensor de tono de piel presiona contra la piel.
Al presionar contra su piel, el primer indicador de las barras de intensidad laterales del aparato de mano se ilumina en ROJO y la SmoothSkin Pure Adapt no funcionará.	La zona que intenta tratar es demasiado oscura para el tratamiento. SmoothSkin Pure Adapt incluye un sensor de tono de piel inteligente que detecta automáticamente su tono de piel y selecciona la configuración de tratamiento óptima. Dada la naturaleza de la tecnología de luz pulsada intensa, SmoothSkin Pure Adapt no es un dispositivo apto para cualquier persona y no puede utilizarse para tratar pieles muy oscuras.
Los indicadores de las barras de intensidad laterales del aparato de mano están encendidos o parpadean con un patrón inusual, incluida una luz indicadora LED roja.	SmoothSkin Pure Adapt mostrará cualquier mensaje de error mediante combinaciones de luces de las barras de intensidad laterales del aparato de mano. Indica que existe una avería en el dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo y consulte la página web.
El aparato de mano, la ventana de tratamiento, la fuente de alimentación o el cable de la SmoothSkin Pure Adapt están dañados, rotos, agrietados o parecen defectuosos.	NO UTILICE EL DISPOSITIVO. Si tiene alguna duda sobre la seguridad de la SmoothSkin Pure Adapt o sospecha que puede tener algún tipo de daño, absténgase de utilizarla y visite la página web.














14. GARANTÍA

Ofrecemos para este producto una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía comprobaremos, sin coste alguno para usted, cualquier defecto atribuible a materiales o fabricación y, siempre según nuestro criterio, procederemos a sustituir el dispositivo completo.

Esta garantía tendrá validez en cualquier país donde CyDen o sus distribuidores autorizados suministren este dispositivo.

Esta garantía no ampara los daños debidos a una utilización incorrecta, el uso o desgaste normal, así como aquellos defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o en el funcionamiento del dispositivo. La garantía quedará anulada en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de SmoothSkin Pure Adapt. Para obtener servicio dentro del plazo de garantía, visite nuestra página web www.smoothskin.com

15. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS

	Parte aplicada tipo BF		Marca de Conformidad UKCA del Reino Unido
	Equipo de Clase II		Cumplimiento FCC EMC para Norteamérica
	Consúltense las instrucciones de uso		Marcado MET de Estados Unidos y Canadá
	Marcado CE de conformidad con número de Organismo Notificado		Marca de Cumplimiento Normativo australiana
	Manténgase seco		Marca de Cumplimiento Trébol para Ucrania
	Marca de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea		Periodo de uso de protección medioambiental RoHS para China
	Emergo Europe		Advertencia: La radiación óptica emitida por el dispositivo puede causar lesiones oculares
	Importador		

Declaración de conformidad FCC:

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman el cumplimiento de los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En caso de que este equipo provoque interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinta a la toma del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SmoothSkin Pure Adapt es un sistema de luz pulsada intensa de amplio espectro filtrado con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Frecuencia de repetición:** Pulsos manuales cada 0,45 - 1 segundo (según la configuración del tratamiento)
- **Pulso:** Descarga libre parcial FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Salida óptica máx.:** 3 - 6 J/cm²
- **Longitud de onda:** 510 - 1100 nm
- **Entrada línea de alimentación:** 100-240 V-, 50-60Hz, 1,7 - 0,91 A
- **Temperatura de funcionamiento:** Entre 5 °C y 40 °C
- **Humedad de funcionamiento:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones de funcionamiento:** 700 hPa a 1060 hPa
- **Zona de tratamiento (extensión):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **Perfil de los pulsos:** Forma de onda de pulso decreciente en una gama de longitudes de pulso (2,5-5,5 ms)
- **La homogeneidad de la zona de tratamiento:** No varía en más de +/- 20%

La zona que rodea inmediatamente la ventana de tratamiento se clasifica como la parte aplicada y puede alcanzar una temperatura máxima de 60°C.

Asegúrese de utilizar SmoothSkin Pure Adapt como se indica en el apartado 7.

En caso de uso continuo la temperatura del dispositivo puede alcanzar un máximo de 60°C. Después del tratamiento, retire el dispositivo de la piel.

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25 °C a +70 °C
- **Humedad:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones:** 500 hPa a 1060 hPa

Si el dispositivo se ha almacenado a temperaturas fuera del rango de funcionamiento establecido, deberá esperar como mínimo 30 minutos antes de utilizarlo para que se aclimate. SmoothSkin Pure Adapt puede producir un número ilimitado de destellos y está indicado para un solo usuario.

Su vida útil mínima prevista es de 10 años siempre que se respete el plan de uso recomendado. Este dispositivo no tiene ningún beneficio clínico.

El marcado CE certifica que este aparato cumple las siguientes Directivas y Reglamentos de la UE:

- Reglamento MDR (UE) 2017/745
- Directiva 2014/35/UE de baja tensión
- Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética
- Directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados con la energía

SmoothSkin Pure Adapt cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de compatibilidad electromagnética aplicables a productos domésticos y sanitarios. Dichas normas son: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 y 15.109, ICES-003 Edición 7.

SmoothSkin Pure Adapt cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de seguridad aplicables a productos domésticos y sanitarios.


Dichas normas son: IEC 60335-1:2010 + modificaciones, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005 (Ed. 3.1)+A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + modificaciones, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 y 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + modificaciones

SmoothSkin Pure Adapt está clasificado como Grupo de Riesgo Exento de todos los Riesgos
Póngase en contacto con CyDen Ltd para mayor información.

ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)

Al objeto de reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclan los materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recogida separada para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo WEEE marcado en el producto sirve como recordatorio.





Bem-vindo ao

SMOOTHSKIN PURE ADAPT!

Parabéns! Abriu a porta a um mundo de beleza, suavidade e comodidade sem paralelo. Junte-se à conversa em www.smoothskin.com, onde pode encontrar aconselhamento e apoio especializado durante o seu tratamento.

ÍNDICE


1. O SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT	192	9. OS SENSORES DE PELE QUE SE ADAPTAM AO CONTOURO	216
2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	193	10. MODOS DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT	217
3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	195	11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO	219
4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS	203	12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT	220
5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PREVISTA DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT?	205	13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	221
6. A SUA APTIDÃO	205	14. GARANTIA	222
7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT	207	15. ETIQUETAS E SÍMBOLOS	223
8. O SENSOR DE TOM DE PELE	213	16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	224

1. O SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ADAPT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

No interior da embalagem do SmoothSkin Pure Adapt vai encontrar o seguinte:

- Dispositivo e base
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador
- Bolsa de armazenamento do dispositivo




2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

O SmoothSkin Pure Adapt foi concebido para ajudar a quebrar o ciclo de crescimento do pêlo. A energia da luz é transferida através da superfície da pele e é absorvida pela melanina presente no fio de cabelo. A energia da luz absorvida é convertida em energia térmica (abaixo da superfície da pele), o que reduz o crescimento dos pêlos.

Os pêlos tratados caem naturalmente ao longo de alguns dias a 1-2 semanas.

O crescimento do pêlo é cíclico e segue 3 fases distintas e consecutivas. O tratamento IPL só é eficaz quando os pêlos se encontram numa fase específica (a fase Anágena - de crescimento). Nem todos os pêlos estão na mesma fase em qualquer altura. É por esta razão que deve seguir o regime de tratamento recomendado de 12 tratamentos semanais.



O QUE ESPERAR

Imediatamente após o tratamento, não deverá observar quaisquer efeitos secundários significativos do tratamento (consulte a secção 4 para obter mais informações sobre os efeitos secundários).

Nas primeiras semanas após os tratamentos iniciais, ainda verá alguns pêlos a crescer. É provável que sejam pêlos que não foram detetados durante o tratamento, ou seja, estavam latentes e não estavam na sua fase de crescimento (Anágena) durante o tratamento; quando a luz pulsada é mais eficaz.

Cerca de 6 semanas após o início do programa de tratamento de 12 semanas, deverá observar uma redução do crescimento do pêlo. No entanto, muitos pêlos podem ainda não ter sido tratados na sua fase de crescimento. É importante continuar os tratamentos semanais.

Após o programa de 12 semanas, deverá observar uma redução significativa dos pêlos na zona tratada. Quaisquer pêlos remanescentes devem ser mais finos e de cor mais clara. A continuação dos tratamentos mensais, ou dos tratamentos necessários, deverá manter a redução dos pêlos indesejáveis.



0 semanais



4 semanais



8 semanais



12 semanais

3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

CONTRAINDICAÇÕES

NÃO UTILIZE O APARELHO...

- se tiver uma pele muito escura (mais escura do que o tom de pele v). Os sensores de Tom de Pele localizados perto da janela de saída do dispositivo determinarão o tom da sua pele. Se os sensores de Tom de Pele determinarem que a sua pele é demasiado escura para uma utilização segura, o funcionamento será impedido.
- se a sua pele tiver sido artificial ou naturalmente bronzeada recentemente ou se estiver queimada por exposição excessiva ao sol. A sua pele pode ficar mais sensível após a exposição solar e particularmente suscetível a queimaduras, bolhas, descoloração ou cicatrizes se utilizar o dispositivo. Espere 1 semana até que as queimaduras solares ou o bronzeado desapareçam antes de utilizar o dispositivo. O tratamento da pele bronzeada com IPL pode resultar em alterações permanentes de Hiper (escurecimento) ou Hipo (clareamento) da pele tratada.
- diretamente nos mamilos, nos órgãos genitais ou no ânus. Estas zonas podem ter uma cor de pele mais escura e/ou uma maior densidade de pelos. A utilização do dispositivo nestas zonas pode causar desconforto/dor ou lesões (queimar, descolorar ou deixar cicatrizes) na sua pele.
- se tiver antecedentes de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas (por exemplo, nevos ou um grande número de sinais).

- em manchas castanhas escuras ou pretas, tais como marcas de nascença, sinais ou verrugas na zona que pretende tratar. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes. Pode sofrer efeitos secundários como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele ou cicatrizes.
- nas zonas onde tem tatuagens ou maquilhagem permanente. O pigmento absorverá a luz, o que pode causar efeitos secundários como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele ou cicatrizes.
- Se tiver uma sensibilidade conhecida à luz solar (fotosensibilidade) ou se estiver a tomar medicamentos que tornem a pele mais sensível e causem fotosensibilidade, por exemplo, Retin A, Accutane e/ou outros retinoides tópicos. Verifique sempre o folheto informativo que acompanha o seu medicamento, para ver se a fotosensibilidade está listada como um efeito secundário. A utilização do Dispositivo em pele fotossensível pode provocar danos na pele, tais como inchaço ou bolhas. Consulte um médico antes da aplicação do aparelho, uma vez que a sua utilização pode causar danos na pele.
- se tiver qualquer problema de pele na zona de tratamento, incluindo psoríase, vitiligo, eczema, acne, herpes simples ou infeções ou feridas ativas. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes.
- se tiver menos de 18 anos, uma vez que este dispositivo não foi testado nestas pessoas.
- se estiver grávida ou a amamentar, pois este aparelho não foi testado nestas pessoas.
- se tiver uma doença médica crónica.
- se tiver varizes na zona que pretende tratar.
- se nos últimos 30 dias tiver efetuado um tratamento de peeling na zona que pretende tratar, uma vez que a pele pode ser mais sensível à luz, o que pode causar dor ou queimaduras.
- no couro cabeludo, nos lábios, nas narinas e nas orelhas.

Se não tiver a certeza de que este dispositivo é seguro para si, consulte o seu médico ou dermatologista.

Se tomar qualquer tipo de medicação regularmente e durante um longo período de tempo, consulte o seu médico para saber qual o impacto potencial na sensibilidade da pele à luz.

NÃO exponha as zonas tratadas ao sol. Aguarde, pelo menos, 7 dias após o tratamento antes de expor a pele tratada à luz solar direta. A sua pele pode ficar mais sensível após o tratamento IPL e particularmente suscetível a queimaduras solares. Aplique protetor solar (FPS 15 ou superior) na zona tratada ou cubra a zona tratada com vestuário adequado.

AVISOS GERAIS

NÃO...

- deixe quaisquer pelos visíveis na pele da zona a tratar, uma vez que isso pode provocar um aumento da dor, vermelhidão da pele ou eventuais queimaduras ligeiras da pele.
- utilizar o dispositivo se tiver efetuado um procedimento de rejuvenescimento cutâneo a laser na zona do rosto que pretende tratar. Deve aguardar 6 meses após um procedimento de rejuvenescimento cutâneo a laser antes de efetuar o tratamento.

Este dispositivo não se destina ao tratamento de problemas médicos. Deve-se procurar aconselhamento médico para tratar, por exemplo, de sinais, erupções cutâneas, comichão na pele, fungos ou infeções cutâneas, inchaços ou marcas na pele. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes.

O Dispositivo deve ser mantido fora do alcance de crianças com menos de 18 anos de idade. As crianças não devem utilizar, brincar, efetuar a manutenção ou limpar o dispositivo. Há uma série de riscos potenciais - a exposição à saída de luz pode causar queimaduras ou lesões oculares, choques elétricos ou estrangulamento devido aos cabos.


O Dispositivo deve ser mantido fora do alcance de animais de estimação e de pragas que possam danificá-lo. Os riscos potenciais incluem um funcionamento reduzido e choques elétricos.

O Dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência e conhecimentos. A menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

O filtro de vidro do dispositivo é um componente crítico que aquece durante a utilização.

O dispositivo não deve ser utilizado em partes da pele que tenham uma maior probabilidade de cancro da pele, feridas abertas ou erupções cutâneas, bem como em áreas inchadas, vermelhas, irritadas, infetadas ou inflamadas ou erupções cutâneas.

AVISO: Podem ocorrer danos na pele após uma aplicação superficial prolongada ou repetida num local. Siga as instruções fornecidas e evite a utilização excessiva, que inclui passagens excessivas, empilhamento de impulsos e/ou aumento da frequência de utilização.



PROTEÇÃO OCULAR AVISO



Possíveis lesões oculares (que podem levar à perda de visão) ou lesões cutâneas se as instruções fornecidas não forem seguidas.

- O dispositivo inclui sensores de Contacto com a Pele que só permitem que emita flashes quando em contacto com a pele. **NÃO** tente anular os sensores.
- **NÃO** olhe diretamente para a janela de tratamento do aparelho quando o sistema tiver energia elétrica e estiver ligado, nem tente emitir flashes com o aparelho na direção dos olhos. Recomendamos que desvie o olhar do dispositivo quando emitir flashes de luz sobre a pele.
- **NÃO** trate as áreas à volta do olho (pálpebras, sobrancelhas ou pestanas). A utilização incorreta pode provocar lesões oculares; proteja os olhos da exposição.
- Só tente ativar (emitir flashes) o sistema quando a parte da frente do aparelho estiver em contacto com a área que pretende tratar.
- Se, em qualquer momento, o dispositivo se ativar quando ambos os sensores **NÃO** estiverem em contacto com a pele, **PARE** imediatamente a utilização e contacte o seu revendedor.

PRECAUÇÕES

A depilação com lasers ou fontes de luz pulsada intensa pode provocar um aumento do crescimento dos pelos em alguns indivíduos. Com base nos dados atualmente disponíveis, os grupos de maior risco para esta resposta são as mulheres de origem mediterrânica, do Médio Oriente e do Sul da Ásia tratadas no rosto e no pescoço.

O Dispositivo destina-se a um único utilizador.

NÃO...

- utilize o dispositivo em qualquer área onde pretenda que o pelo volte a crescer. O tratamento destina-se à redução permanente do crescimento do pelo.
- utilize o Dispositivo no rosto, maxilar ou pescoço masculinos. Os pelos na zona da barba de um homem são demasiado densos e a utilização do Dispositivo nestas zonas pode provocar lesões na pele.
- sujeite o equipamento a choques fortes (por exemplo, quedas) para evitar o risco de danificar a lâmpada. Se a lâmpada estiver danificada, o dispositivo não piscará.
- utilize quaisquer outros componentes, para além dos fornecidos para utilização com o Dispositivo. Isto pode danificar a unidade e fazer com que esta deixe de funcionar.
- utilize se o dispositivo ficar desconfortavelmente quente ao toque. Isto pode indicar que a unidade está danificada.
- tente ativar (emitir flashes) o Dispositivo em qualquer superfície que não seja a pele. Isto pode danificar a superfície ou provocar um incêndio.
- utilize o Dispositivo se a janela de tratamento não estiver limpa e sem detritos. Quaisquer detritos sobre ou à volta da janela de tratamento durante o funcionamento podem danificar o dispositivo, aumentar a dor do tratamento ou resultar em vermelhidão/inchaço da pele. Para limpar o dispositivo, siga as instruções fornecidas.
- exceda o regime de utilização especificado. Isto não melhora os resultados e pode provocar um aumento da sensibilidade da pele ou vermelhidão ou inchaço da pele.
- utilize em zonas que tenham recebido recentemente anestesia local. A pele pode ser mais suscetível a danos como vermelhidão, inchaço ou queimaduras.

- utilize o Dispositivo em pelos ruivos, grisalhos, brancos ou loiros, uma vez que não é eficaz e não é adequado para estas cores de pelo.

SEGURANÇA ELÉTRICA E CONTRA INCÊNDIOS

NÃO...

- tente abrir o dispositivo, pois isso pode expô-lo a componentes elétricos perigosos que podem provocar choques elétricos. O dispositivo não se destina a ser esterilizado.
- utilize perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água. Água e eletricidade são uma combinação perigosa! Para evitar o risco de choque elétrico, NÃO deixe que o dispositivo se molhe. Se o Dispositivo ficar molhado, não deve ser utilizado. Para limpar o dispositivo, siga as instruções fornecidas.
- toque no filtro de vidro durante ou diretamente após a utilização, uma vez que este fica quente.
- não utilize o Dispositivo se este estiver danificado; por exemplo, aparelho rachado, cabo danificado, vidro rachado ou partido no aparelho, etc. Pode haver risco de choque elétrico ou de exposição excessiva à luz, resultando em danos na pele. Inspeção regularmente a cobertura e o filtro do dispositivo quanto a danos.
- bloqueie as saídas de ar de refrigeração. O dispositivo pode sobreaquecer e representar um risco de choque elétrico ou de incêndio.
- utilize se o filtro de vidro (9) estiver rachado ou em falta. Não utilize se o refletor incorporado estiver em falta ou não estiver no lugar correto.
- tente utilizar este dispositivo para outro fim que não a remoção de pelos indesejados.
- utilize o dispositivo numa superfície que não seja a pele. Não carregue no botão de tratamento quando a janela de tratamento (1) não estiver em contacto total com a pele.



- **NÃO:** utilize o dispositivo se a ficha de alimentação não for facilmente acessível. Deve poder desligar-se em qualquer altura.
- utilizar agentes de limpeza à base de petróleo ou inflamáveis (álcool, acetonas) no dispositivo, uma vez que estes representam um risco de incêndio.

Inspeccione regularmente a cobertura e o filtro do dispositivo quanto a danos. NÃO utilize se o Dispositivo estiver danificado; por exemplo, aparelho rachado, cabo danificado, vidro rachado ou partido no aparelho, etc. Pode haver risco de choque elétrico ou de exposição excessiva à luz, resultando em danos na pele.

AVISO: Se a tomada de parede utilizada para alimentar o equipamento tiver más ligações, a ficha do equipamento pode ficar quente. Certifique-se de que liga o equipamento a uma tomada de parede corretamente instalada para evitar o risco de incêndio e queimaduras.

AVISO: Não deixe o equipamento sem vigilância quando estiver ligado para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS

A utilização de SmoothSkin Pure Adapt pode provocar efeitos secundários.

A tabela abaixo lista as reações cutâneas conhecidas que podem ocorrer após o tratamento com o SmoothSkin Pure Adapt.

Em caso de eventos adversos, contacte a autoridade nacional competente e o fabricante do dispositivo.

POSSÍVEL EFEITO SECUNDÁRIO	COMO AVALIAR E REAGIR
Dor ligeira / desconforto na zona a tratar.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções, e a dor deve diminuir com a utilização contínua.
Sensações de calor ou formigueiro durante o tratamento, que normalmente desaparecem após alguns segundos a um minuto e diminuem com a utilização continuada.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções.

Comichão na zona de tratamento.	Isto é bastante comum nos tratamentos IPL e deve desaparecer após um curto período de tempo. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções. Não coce a zona.
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece em poucos minutos.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções quando a vermelhidão da pele tiver desaparecido.
Vermelhidão da pele que não desaparece em minutos e dura 24-48 horas.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Dor ou desconforto intenso durante o tratamento ou que persiste após um tratamento.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.

EM CASOS MUITO RAROS	COMO AVALIAR E REAGIR
Inchaço e vermelhidão que não desaparecem no prazo de dois a três dias.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Alterações temporárias da cor da pele (clareamento ou escurecimento).	Se a cor da sua pele mudar, pare imediatamente de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.
Bolhas, cicatrizes ou queimaduras na pele.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar. Aplique uma compressa fria na zona. Trate com antisséptico ou creme para queimaduras.

5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PREVISTA DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT?

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo tem um objetivo não médico e é indicado para a remoção ou redução permanente dos pelos indesejados.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O aparelho de depilação SmoothSkin Pure Adapt é indicado para a remoção de pelos indesejáveis. O SmoothSkin Pure Adapt está também indicado para a redução permanente do crescimento dos pelos, definida como a redução estável e a longo prazo do número de pelos que voltam a crescer, quando medido aos 6, 9 e 12 meses após a conclusão de um regime de tratamento.

6. A SUA APTIDÃO

ÁREAS DO CORPO


O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para ser utilizado nos pelos do corpo e nos pelos faciais femininos abaixo da linha das bochechas.

COR DA PELE

O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para utilização em tons de pele claros, médios e escuros, até ao tom de pele 5, inclusive.

O SmoothSkin Pure Adapt incorpora um sensor de tom de pele que mede a cor da sua pele e impede a sua utilização se o seu tom de pele for demasiado escuro.

Os tons de pele escuros são ricos em melanina, que pode absorver demasiada energia e provocar danos no tom da pele.



COR DO PÊLO

O SmoothSkin Pure Adapt é adequado para ser utilizado em pêlos naturalmente pretos ou castanhos. Pode não ser tão eficaz em pêlos brancos, cinzentos, louros ou ruivos.



7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

AVISO: Siga cada etapa do processo de tratamento, assegurando a conclusão de todos os aspetos de cada etapa antes de avançar para a seguinte

Tire o máximo partido do seu dispositivo com os nossos vídeos "como utilizar" - visite www.smoothskin.com/user-guides

PASSO 1: PREPARE A ÁREA A SER TRATADA

Remova todos os pêlos visíveis rapando. Certifique-se de que não há pêlos acima da superfície da pele, pois isso pode causar lesões. Isto também evita que os detritos cubram a parte frontal do seu dispositivo.

Limpe a zona de tratamento e seque com uma toalha. Não utilize géis ou cremes com este dispositivo!

PASSO 2: FAÇA UM TESTE DE CONTACTO

Antes do seu primeiro tratamento em cada nova área do corpo, RECOMENDAMOS que teste a sua pele nessa área para verificar se há reação ao SmoothSkin Pure Adapt.

A área de teste deve ter aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 impulsos aplicados na pele lado a lado). Siga o Passo 3 para tratar a área.

Aguarde 24 horas após o teste de contacto, para garantir que a sua pele está apta para o tratamento e que não existe qualquer reação adversa à energia da luz. Se não houver reação após 24 horas, pode tratar a área à volta do teste de contacto. A "zona testada" NÃO deve voltar a ser tratada durante pelo menos uma semana.



24 HORAS
Observe se ocorrem
Eventos Adversos.

**Efetue sempre um teste
de contacto em cada
nova área de tratamento**

PASSO 3: TRATAMENTO COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A) Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica. As ventoinhas arrancam e os sensores de tom de pele acendem a azul, indicando que o dispositivo está ligado.


Tempo limite do MODO DE ALIMENTAÇÃO

Quando a unidade é deixada "inativa", ou seja, não são premidos quaisquer botões durante 10 minutos, a unidade regressa ao modo STANDBY e as luzes do sensor de pele apagam-se. Para voltar ao modo READY (Pronto) para tratamento, prima o botão Power Mode (Modo de alimentação).

B) Pressione o dispositivo firmemente contra a área a tratar, assegurando que o Sensor de Tom de Pele e os sensores de contacto com a pele estão em pleno contacto com a pele.

Se o sensor de tom de pele não detetar um tom de pele válido e/ou os sensores de contacto com a pele não estiverem em contacto total com a pele, o dispositivo não pode ser ativado.


Quando o sensor de tom de pele mede um tom de pele válido e os sensores de contacto com a pele estão em contacto total com a pele, as barras de alimentação acendem-se a BRANCO para indicar que o dispositivo está pronto a emitir um impulso.



C) Carregue no botão de ativação. O dispositivo emite um impulso e deve sentir-se uma sensação de calor.

D) Desloque o dispositivo para a área seguinte a ser tratada e repetir. O dispositivo precisa de ser recarregado entre os impulsos.

AVISO: Certifique-se de que não tapa as aberturas de ventilação do dispositivo durante o tratamento, pois isso pode levar ao sobreaquecimento do mesmo.



MÉTODO DE TRATAMENTO - CARIMBO OU DESLIZAMENTO

Método do carimbo

Este método é recomendado para pequenas áreas, como as axilas e a linha do biquíni. Coloque o dispositivo sobre a pele, carregue e solte o botão de ativação. Retire da pele antes de voltar a aplicar cuidadosamente na área de tratamento seguinte

Método de deslizamento

Este método é recomendado para áreas maiores, como as pernas. Coloque o dispositivo sobre a pele, mantenha premido o botão de ativação (premir continuamente) e deslize o dispositivo ao longo da pele entre os impulsos. Tente mover o DISPOSITIVO a uma velocidade constante que permita uma cobertura total sem sobreposições ou áreas perdidas.

COMO TRATAR A ZONA PÚBLICA (APENAS MULHERES)

Antes de tratar a zona púbica, certifique-se de que efetuou um teste cutâneo. Remover todos os pelos visíveis, loções ou cremes da zona a tratar. Poderá querer confirmar a remoção total dos pelos utilizando um espelho.


- Ficar de pé, sentar-se ou agachar-se para alcançar todas as áreas a tratar.
- Para o tratamento da zona púbica, recomendamos a utilização do método de estampagem.

Selecione Modo suave:

1. Coloque a janela de tratamento firmemente sobre a sua pele, assegurando que todos os sensores da pele entram em contacto com a mesma. Estique a pele com os dedos para melhorar o contacto com a pele.
2. Os Indicadores de Contacto com a Pele apresentam LED brancos.
3. Premir e soltar o botão de tratamento. O dispositivo emite um flash.
4. Levante o dispositivo e coloque-o no ponto adjacente seguinte a ser tratado. Repita os passos e continue ponto por ponto até ter completado toda a área.

OBSERVAÇÃO: Uma vez que a sua pele pode ter uma cor mais escura ou pigmentação na zona púbica, o dispositivo pode não piscar mesmo que tenha um bom contacto com a pele.

Se ocorrer vermelhidão ou uma sensação de ardor que dure vários minutos, aplique um pano/almofada fria para acalmar a zona.




Se forem observadas quaisquer alterações de pigmentação na pele, por exemplo, clareamento ou escurecimento, interromper a utilização do dispositivo. Procurar aconselhamento médico para determinar a causa, que pode ser devida a uma condição médica subjacente.

PASSO 4: O SEU CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS SMOOTHSKIN PURE ADAPT

O Dispositivo deve ser utilizado uma vez por semana até se obterem os resultados desejados.

Após a fase inicial de tratamento (12 tratamentos semanais), recomendamos a utilização do aparelho uma vez por mês ou sempre que necessário para manter os resultados.

Na área facial ou para pessoas com tons de pele mais escuros, pode ser necessário prolongar a fase inicial de tratamento para obter melhores resultados.



PASSO 5: DESLIGAR O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Quando o tratamento estiver concluído, o SmoothSkin Pure Adapt deve ser desligado da tomada elétrica.

Função de Paragem de Emergência: Em caso de emergência/funcionamento anormal do dispositivo, retire-o da pele, desligue-o imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência.

Consulte a secção 11 para obter informações sobre a melhor forma de cuidar do seu SmoothSkin Pure Adapt.

8. O SENSOR DE TOM DE PELE

O sensor de tom de pele mede a cor da sua pele e define o nível correto de potência de saída necessário. Se a sua pele for demasiado escura para o tratamento com O SmoothSkin Pure Adapt, o sensor de tom de pele detetará esse facto e impedirá o funcionamento da unidade. Serão apresentadas luzes VERMELHAS na barra de energia se a sua pele estiver demasiado escura.


O estado do sensor de tom de pele pode ser visto nas barras de energia localizadas em ambos os lados do telemóvel. Se for detetado um tom de pele válido, as barras de energia iluminar-se-ão a BRANCO. O número de luzes iluminadas dependerá do seu tom de pele exato.

A quantidade de energia de luz fornecida para cada uma das definições do dispositivo no Modo de Alimentação (consoante a cor da pele) é apresentada na tabela abaixo.

Este contacto total com a pele garante a obtenção dos melhores resultados, uma vez que toda a energia de luz emitida pelo aparelho atinge a área de tratamento.


NÚMERO DE LUZES DA BARRA DE POTÊNCIA ILUMINADAS	ENERGIA MÁXIMA (J/CM²)
10	6.00
9	5.78
8	5.56
7	5.33
6	5.11
5	4.89
4	4.67
3	4.44
2	4.22
1	4.00

BARRAS DE POTÊNCIA




Menos luzes = pele mais escura e definição de potência mais baixa
Mais luzes = Pele mais clara e definição de potência mais elevada


Pele demasiado escura
Nenhum tratamento possível
1 luz VERMELHA iluminada



Pele escura
Regulação de potência mais baixa
1 luz iluminada



Pele clara
Regulação de potência mais elevada
10 luzes iluminadas



Inseguro

Seguro e Eficaz


9. OS SENSORES DE PELE QUE SE ADAPTAM AO CONTORNO

O SmoothSkin Pure Adapt tem novos *Adapt Plus Technology* que se adaptam à forma da área tratada e verificam o contacto com a pele antes de cada impulso, assegurando que o aparelho é seguro para funcionar! Isto torna o dispositivo fácil de utilizar e está em conformidade com os mais rigorosos regulamentos de segurança.

Os *Adapt Plus Technology* também garantem a obtenção dos melhores resultados, evitando a fuga de luz e direcionando a luz para a sua pele.

Se os adaptadores de contorno não estiverem em contacto total com a área de tratamento, o dispositivo não irá emitir impulsos. Tente ajustar o posicionamento do dispositivo para garantir um contacto total, especialmente nas zonas mais difíceis, como os braços e as pernas.

Não tente remover ou aplicar força excessiva nos adaptadores de contorno, pois isso danificará o dispositivo.



10. MODOS DO SMOOTHSKIN PURE ADAPT

Pode tratar o seu corpo utilizando qualquer um dos três modos de tratamento SmoothSkin Pure Adapt:



Modo de Alimentação -
Sem indicador



Modo suave -
Indicador ligado



Modo de velocidade -
Indicador ligado

O Modo de Alimentação é a definição de energia mais elevada do dispositivo. O Modo de Alimentação proporciona os melhores resultados, uma vez que utiliza a potência máxima possível para o seu tom de pele específico. Este modo funciona particularmente bem nas zonas mais difíceis onde os pêlos tendem a ser mais densos.

O Modo Suave pode ser utilizado se considerar o Modo Poder desconfortável ou demasiado doloroso. O funcionamento do aparelho no Modo Suave reduzirá a potência de saída e notará menos indicadores da Barra de Potência iluminados quando aplicados na sua pele.

O Modo de Velocidade é o modo mais rápido e, por conseguinte, o modo de menor consumo de energia. O Modo de Velocidade é o melhor para tratar áreas maiores onde o pêlo é menos denso (como braços ou pernas). Recomendado para zonas sensíveis, como a zona púbica, bem como para tratamentos de manutenção rápidos após o regime de tratamento inicial para manter o crescimento dos pelos afastado.

O Modo de Alimentação é a definição predefinida quando o dispositivo é ligado. Pode alternar entre os três modos carregando no botão Modo por baixo do botão de ativação principal.

Em qualquer um destes modos, pode também escolher se pretende utilizar o Método de Deslizamento ou o Método de Carimbo.

O Método de Carimbo é recomendado para pequenas áreas, como as axilas e a linha do biquíni. Coloque o dispositivo sobre a pele, carregue e solte o botão de ativação. Retire da pele antes de voltar a aplicar cuidadosamente na área de tratamento seguinte.

O Método de Deslizamento é recomendado para áreas maiores, como as pernas. Coloque o dispositivo sobre a pele, mantenha premido o botão de ativação (premir continuamente) e deslize o dispositivo ao longo da pele entre os impulsos. Tente mover o DISPOSITIVO a uma velocidade constante que permita uma cobertura total sem sobreposições ou áreas perdidas.



11. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO

Após o tratamento, desligue sempre o SmoothSkin Pure Adapt, retirando a ficha da tomada elétrica.

Após a utilização, o dispositivo, o sensor de tom de pele e a janela de tratamento devem ser inspecionados quanto a danos e limpos com um pano seco e sem pêlos.


AVISO: O filtro de vidro pode aquecer durante a utilização. NÃO toque nem limpe o filtro durante pelo menos 5 minutos após a utilização para permitir que arrefeça.

NUNCA utilize água ou outros líquidos de limpeza, uma vez que estes podem danificar o dispositivo, conduzindo a um potencial risco de segurança.

Para garantir o máximo desempenho do SmoothSkin Pure Adapt, é particularmente importante manter a parte frontal do aparelho, os Adaptadores de Contorno e o refletor livres de sujidade, pêlo ou outros detritos.

Se necessário, o refletor e o sensor de tom de pele podem ser cuidadosamente limpos com um cotonete ligeiramente humedecido.

Conserve o SmoothSkin Pure Adapt num local



fresco e seco. Certifique-se de que a janela de tratamento e o sensor de tom de pele do dispositivo estão protegidos contra danos.

Verifique regularmente se o aparelho (incluindo os cabos) apresenta sinais visíveis de danos. Em caso de danos ou fissuras, pare de utilizar o dispositivo - e visite o site para obter informações de assistência

Para evitar o perigo de estrangulamento ou de tropeçar, desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado.

12. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ADAPT

A fonte de alimentação do SmoothSkin Pure Adapt é universal e funciona com todas as fontes de alimentação comuns. Desde que tenha um adaptador adequado para a ficha do cabo de alimentação elétrica, o SmoothSkin Pure Adapt funcionará normalmente.

13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Os indicadores das barra de potência na parte lateral do dispositivo não se acendem quando colocados contra a sua pele.	Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada à corrente. Certifique-se de que a parte móvel está no modo READY (PRONTO) (carregue uma vez no botão Standby/Ready). Certifique-se de que os sensores de pele são pressionados contra a pele. Certifique-se de que o sensor de tom de pele é pressionado contra a pele.
Quando pressionado contra a sua pele, o primeiro indicador da barra de potência na parte lateral do aparelho acende-se a VERMELHO e o SmoothSkin Pure Adapt não funciona.	A área que está a tentar tratar é demasiado escura para o tratamento. O SmoothSkin Pure Adapt inclui um sensor inteligente de tom de pele que deteta automaticamente o seu tom de pele e seleciona a definição de tratamento ideal. Devido à natureza da tecnologia de Luz Pulsada Intensa, SmoothSkin Pure Adapt não é para toda a gente e não pode tratar peles muito escuras.
Os indicadores da barra de potência na parte lateral do dispositivo estão ligados ou estão a emitir impulsos num padrão desconhecido, incluindo uma luz indicadora LED vermelha.	O SmoothSkin Pure Adapt apresentará quaisquer mensagens de erro através de combinações de luzes nas barras de potência nos lados do dispositivo. Isto indica que existe uma falha no dispositivo. Deixar de utilizar o aparelho e consultar o site.
O dispositivo SmoothSkin Pure Adapt, a janela de tratamento, a fonte de alimentação ou o cabo estão danificados, partidos, rachados ou parecem estar com defeito.	NÃO UTILIZE. Se tiver dúvidas quanto à segurança do SmoothSkin Pure Adapt ou se suspeitar que está danificado, não deve ser utilizado e deve consultar o site.
















14. GARANTIA

Concedemos uma garantia de 2 anos para o produto a partir da data de compra. Durante o período de garantia, verificaremos gratuitamente os defeitos de material ou de fabrico e substituiremos o aparelho completo, se assim o entendermos.

Esta garantia estende-se a todos os países onde este dispositivo é fornecido pela CyDen ou pelo seu distribuidor designado.

Esta garantia não cobre danos devidos a uma utilização incorreta, desgaste normal ou utilização, bem como defeitos que tenham um efeito negligenciável no valor ou no funcionamento do aparelho. A garantia perde a validade se as reparações forem efetuadas por pessoas não autorizadas e se não forem utilizadas peças originais SmoothSkin Pure Adapt. Para obter assistência dentro do período de garantia, visite o nosso site: www.smoothskin.com

15. ETIQUETAS E SÍMBOLOS

 Peça Aplicada Tipo BF	 Marca de Conformidade UKCA do Reino Unido
 Equipamento Classe II	 Conformidade FCC EMC para a América do Norte
 Siga as instruções de utilização	 Marca MET Estados Unidos e Canadá
 Marcação de conformidade CE com o número do Organismo Notificado	 Marca de Conformidade Regulamentar da Austrália
 Manter seco	 Marca de conformidade Trefoil para a Ucrânia
 Marca de eliminação de resíduos WEEE da União Europeia	 Período de utilização da proteção ambiental RoHS da China
 Emerso Europe	 Aviso A radiação ótica do dispositivo pode provocar lesões oculares
 Importador	

Declaração da FCC:

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital da Classe B, de acordo com o ponto 15 das Normas da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Estes limites foram criados para fornecerem proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existe garantia que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-o e desligando-o, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais a seguir indicadas:

- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que aquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O SmoothSkin Pure Adapt é um sistema de Luz Pulsada Intensa de banda larga filtrada com as seguintes especificações técnicas:

- **Taxa de repetição:** Pulsação manual a cada 0,45 a 1 segundo (consoante a definição do tratamento)
- **Impulso:** Descarga parcial livre FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Saída ótica máxima:** 3 - 6J/cm²
- **Comprimento de onda:** 510 - 1100nm
- **Entrada de linha de alimentação:** 100-240V-, 50-60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura de funcionamento:** Entre 5°C e 40°C
- **Humidade de funcionamento:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões de funcionamento:** 700hPa a 1060hPa
- **Área de tratamento (tamanho da mancha):** 3 cm² (30mm x 10mm)
- **Perfil de impulso:** Forma de onda de impulso decrescente com uma gama de comprimentos de impulso (2,5-5,5 ms)
- **A homogeneidade da zona de tratamento:** Não varia mais de +/- 20%

A área diretamente à volta da janela de tratamento é classificada como a Parte Aplicada e pode atingir uma temperatura máxima de 60 °C. Certifique-se de que o SmoothSkin Pure Adapt é utilizado conforme indicado na Secção 7.

Em caso de utilização contínua, a temperatura do dispositivo pode atingir um máximo de 60 °C. Após o tratamento, retirar o dispositivo da pele.

ARMAZENAMENTO E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25°C a +70°C
- **Humidade:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões:** 500hPa a 1060hPa

Se o dispositivo tiver sido conservado a temperaturas fora do intervalo de funcionamento indicado, aguarde pelo menos 30 minutos antes de o utilizar para permitir que o dispositivo se aclimatize.

O SmoothSkin Pure Adapt tem impulsos ilimitados e destina-se a um único utilizador.

A vida útil mínima esperada é de 10 anos se for seguido o regime recomendado.

Este dispositivo não tem qualquer benefício clínico.

A marcação CE certifica que este aparelho está em conformidade com as seguintes Diretivas e Regulamentos da UE:

- Regulamentos MDR da UE 2017/745
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva relativa aos Produtos Relacionados com a Energia 2009 / 125 / CE.

O SmoothSkin Pure Adapt está em conformidade com as mais recentes Normas e Emendas EMC aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos. Estas são: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edição 7.

O SmoothSkin Pure Adapt está em conformidade com as mais recentes Normas de Segurança e Alterações aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos.


Estas são: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

O SmoothSkin Pure Adapt está classificado como Grupo de Risco Isento para todos os Perigos
Para mais informações, contacte a CyDen Ltd

ELIMINAÇÃO (FIM DE VIDA)

Para minimizar os riscos para a saúde e para o ambiente e garantir que os materiais podem ser reciclados, este produto deve ser eliminado numa instalação de recolha separada para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. O símbolo WEEE marcado no produto serve para o lembrar.





SMOOTHSKIN pure adapt

You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
Vous pouvez nous contacter via notre page Internet SMOOTHSKIN
Póngase en contacto con nosotros en la página web de SMOOTHSKIN
Pode contactar-nos através da nossa página Web SMOOTHSKIN
Puoi contattarci attraverso la nostra pagina web SMOOTHSKIN
Sie erreichen uns über unsere SMOOTHSKIN Webseite

www.smoothskin.com

For EU Only:



MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

CM12-2334-03
Type: SSG3

Date of Issue: 03/2025



Designed in the UK. Manufactured in China.
CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK
Cyden Medical Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
East of Building C No 289, Songhai Road, Huimin District, Jiashan, Zhejiang, 314112, China

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide
* Le produit peut varier par rapport aux illustrations figurant dans le présent guide
* El producto pueden diferir con respecto a las imágenes que aparecen en esta guía
*O produto pode ser diferente da ilustração apresentada neste guia
*Il prodotto potrebbe variare rispetto alle immagini illustrate in questa guida
*Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen
*Het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding