

THANK YOU FOR JOINING  
THE LUCENT FAMILY

We created this brand and every product within  
the range to make the world shine a little brighter.  
Starting with your smile.



RECHARGING YOUR  
DENTAL ROUTINES

LUCENT

AURORA

UV-C Light Toothbrush Purifier

MANUAL AND WARRANTY

## QUICK GUIDE

- Charge the case with the included USB Type-C charger.
- The red indicator light will flash while charging and turn into steady light when the battery is charged.
- Place the toothbrush into the case and close the lid.
- Once the lid is closed, the UV-C light will run for 5 minutes to sterilize the brush and then automatically turn off.
- The UV-C light is turned off when the lid is opened.
- To use the complementary wall hanger, remove the plastic film and stick the plate to the wall.
- A complementary cradle is included to better hold thinner toothbrushes. Use a small screwdriver to change the cradle.

## PRECAUTIONS

Read all the instructions before using the product.

- Keep the product away from small children and pets. The case contains Li battery.
- Clean the case with a damp cloth or towel.
- Use the USB charger included in the package.
- Do not drop, sit on or allow the case to be immersed in water.
- Do not disassemble the case. Incorrect reassembly may result in injuries.
- Do not look directly into the UV-C light.
- Do absolutely not try to put the UV-C light on when the lid is open.

## SPECIFICATIONS

- Li-ion battery: 3.7V, 500mAh
- Capacity: 1.85Wh
- Input voltage: 5V – 0.5A
- Charging time: ~3 hours
- Battery life: up to 5 weeks (with twice-daily use)

## WARRANTY

All Lucent products are made to meet high standards and deliver a great experience. If a manufacturing defect occurs, we offer a one-year warranty from the date of purchase covering defects in materials and workmanship.

To claim the warranty, please present the original purchase receipt, to either the point of purchase or to our customer service.

The warranty does not cover misuse, normal wear and tear, unauthorised repairs or damage caused by external events.

## MANUFACTURER

Be Lucent AB, Box 5259, 102 46 Stockholm, Sweden

Website: [www.be-lucent.com](http://www.be-lucent.com)

Support: [support@be-lucent.com](mailto:support@be-lucent.com)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**SCHNELLANLEITUNG**

- Laden Sie das Etui mit dem mitgelieferten USB-C-Ladegerät auf.
- Die rote Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Legen Sie die Zahnbürste in das Etui und schließen Sie den Deckel.
- Nach dem Schließen läuft das UV-C-Licht 5 Minuten, um den Bürstenkopf zu sterilisieren, und schaltet sich dann automatisch aus.
- Das UV-C-Licht schaltet sich ab, sobald der Deckel geöffnet wird.
- Um den beiliegenden Wandhalter zu verwenden, entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie die Platte an die Wand.
- Eine zusätzliche Halterung liegt bei, um schmalere Zahnbürsten besser zu fixieren. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Halterung zu wechseln.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern und Haustieren fern. Das Etui enthält einen Lithium-Akku.
- Reinigen Sie das Etui mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladegerät.
- Lassen Sie das Etui nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
- Öffnen Sie das Etui nicht. Eine unsachgemäße Montage kann Verletzungen verursachen.
- Nicht direkt in das UV-C-Licht schauen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das UV-C-Licht bei geöffnetem Deckel einzuschalten.

**TECHNISCHE DATEN**

- Li-Ionen-Akku: 3,7 V, 500 mAh
- Kapazität: 1,85 Wh
- Eingangsspannung: 5 V – 0,5 A
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Akkulaufzeit: bis zu 5 Wochen (bei zweimal täglicher Nutzung)

**GARANTIE**

Alle Lucent-Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt und bieten ein hervorragendes Nutzungserlebnis. Im Falle eines Herstellungsfehlers gewähren wir eine einjährige Garantie ab Kaufdatum, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, legen Sie den Original-Kaufbeleg am Kaufort oder bei unserem Kundenservice vor.

Die Garantie deckt keinen unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, unautorisierte Reparaturen oder Schäden durch äußere Einflüsse ab.

## GUIDE RAPIDE

- Rechargez l'étui avec le câble USB-C inclus.
- Le témoin rouge clignote pendant la charge et devient fixe lorsque la batterie est pleine.
- Placez la brosse à dents dans l'étui et fermez le couvercle.
- Une fois fermé, la lumière UV-C fonctionne pendant 5 minutes pour stériliser la brosse, puis s'éteint automatiquement.
- La lumière UV-C s'éteint lorsque le couvercle est ouvert.
- Pour utiliser le support mural fourni, retirez le film protecteur et fixez la plaque au mur.
- Un support complémentaire est inclus pour maintenir les brosses plus fines. Utilisez un petit tournevis pour changer le support.

## PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.

- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux. L'étui contient une batterie lithium.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide.
- Utilisez uniquement le chargeur USB fourni.
- Ne laissez pas tomber l'étui, ne vous asseyez pas dessus et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ne démontez pas l'étui. Un remontage incorrect peut provoquer des blessures.
- Ne regardez pas directement la lumière UV-C.
- Ne tentez jamais d'allumer la lumière UV-C lorsque le couvercle est ouvert.

## CARACTÉRISTIQUES

- Batterie Li-ion : 3,7 V, 500 mAh
- Capacité : 1,85 Wh
- Tension d'entrée : 5 V – 0,5 A
- Temps de charge : environ 3 heures
- Autonomie : jusqu'à 5 semaines (avec une utilisation deux fois par jour)

## GARANTIE

Tous les produits Lucent sont fabriqués selon des standards élevés pour garantir une expérience optimale. En cas de défaut de fabrication, une garantie d'un an s'applique à compter de la date d'achat, couvrant les défauts matériels et de fabrication.

Pour faire valoir la garantie, présentez le reçu original au point de vente ou contactez notre service client.

La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation, l'usure normale, les réparations non autorisées ou les dommages causés par des facteurs extérieurs.

## GUÍA RÁPIDA

- Cargue el estuche con el cargador USB-C incluido.
- La luz indicadora roja parpadeará mientras se carga y permanecerá encendida cuando la batería esté completa.
- Coloque el cepillo de dientes dentro del estuche y cierre la tapa.
- Una vez cerrada, la luz UV-C funcionará durante 5 minutos para esterilizar el cepillo y luego se apagará automáticamente.
- La luz UV-C se apaga al abrir la tapa.
- Para usar el colgador de pared incluido, retire la película protectora y pegue la placa en la pared.
- Incluye un soporte adicional para sujetar cepillos más finos. Use un destornillador pequeño para cambiarlo.

## PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. El estuche contiene una batería de litio.
- Limpie el estuche con un paño húmedo.
- Use solo el cargador USB incluido.
- No deje caer, se siente sobre o sumerja el estuche en agua.
- No desmonte el estuche. Un montaje incorrecto puede causar lesiones.
- No mire directamente la luz UV-C.
- No intente encender la luz UV-C con la tapa abierta.

## ESPECIFICACIONES

- Batería de Li-ion: 3,7 V, 500 mAh
- Capacidad: 1,85 Wh
- Voltaje de entrada: 5 V – 0,5 A
- Tiempo de carga: aprox. 3 horas
- Duración de la batería: hasta 5 semanas (con uso dos veces al día)

## GARANTÍA

Todos los productos Lucent se fabrican con altos estándares para ofrecer una experiencia excelente. En caso de defecto de fabricación, ofrecemos una garantía de un año desde la fecha de compra, que cubre defectos de materiales y fabricación.

Para hacer valer la garantía, presente el recibo original en el punto de compra o contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

La garantía no cubre uso indebido, desgaste normal, reparaciones no autorizadas o daños causados por factores externos.

## GUIDA RAPIDA

- Ricarica la custodia con il caricatore USB-C incluso.
- La spia rossa lampeggerà durante la ricarica e rimarrà accesa quando la batteria è carica.
- Inserisci lo spazzolino nella custodia e chiudi il coperchio.
- Una volta chiuso, la luce UV-C si accende per 5 minuti per sterilizzare la testina e si spegne automaticamente.
- La luce UV-C si spegne quando il coperchio viene aperto.
- Per usare il supporto da parete incluso, rimuovi la pellicola protettiva e applica la piastra al muro.
- È incluso un supporto aggiuntivo per fissare spazzolini più sottili. Usa un piccolo cacciavite per sostituirlo.

## PRECAUZIONI

Leggi tutte le istruzioni prima di usare il prodotto.

- Tieni il prodotto lontano da bambini piccoli e animali domestici. La custodia contiene una batteria al litio.
- Pulisci la custodia con un panno umido.
- Utilizza solo il caricatore USB fornito.
- Non far cadere, sederti sopra o immergere la custodia in acqua.
- Non smontare la custodia. Un rimontaggio scorretto può causare lesioni.
- Non guardare direttamente la luce UV-C.
- Non cercare di accendere la luce UV-C con il coperchio aperto.

## SPECIFICHE

- Batteria Li-ion: 3,7 V, 500 mAh
- Capacità: 1,85 Wh
- Tensione in ingresso: 5 V – 0,5 A
- Tempo di ricarica: circa 3 ore
- Durata della batteria: fino a 5 settimane (con utilizzo due volte al giorno)

## GARANZIA

Tutti i prodotti Lucent sono progettati secondo standard elevati per garantire un'ottima esperienza. In caso di difetto di fabbricazione, offriamo una garanzia di un anno dalla data di acquisto che copre difetti di materiali e lavorazione.

Per usufruire della garanzia, presenta lo scontrino originale presso il punto vendita o contatta il nostro servizio clienti.

La garanzia non copre uso improprio, usura normale, riparazioni non autorizzate o danni causati da fattori esterni.

## SNELSTARTGIDS

- Laad het doosje op met de meegeleverde USB-C-kabel.
- Het rode lampje knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer de batterij vol is.
- Plaats de tandenborstel in het doosje en sluit het deksel.
- Zodra het deksel dicht is, brandt het UV-C-licht 5 minuten om de borstelkop te steriliseren en schakelt dan automatisch uit.
- Het UV-C-licht gaat uit zodra het deksel wordt geopend.
- Verwijder de beschermfolie van de meegeleverde wandhouder en plak de plaat op de muur.
- Er is een extra houder meegeleverd om dunnere tandenborstels beter vast te zetten. Gebruik een kleine schroevendraaier om de houder te wisselen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik.

- Houd buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren. De case bevat een lithiumbatterij.
- Reinig de case met een vochtige doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-lader.
- Laat de case niet vallen, ga er niet op zitten en dompel niet onder in water.
- Demonteer de case niet. Onjuiste montage kan letsel veroorzaken.
- Kijk niet rechtstreeks in het UV-C-licht.
- Zet het UV-C-licht nooit aan als het deksel open is.

## SPECIFICATIES

- Li-ion batterij: 3,7 V, 500 mAh
- Capaciteit: 1,85 Wh
- Ingangsspanning: 5 V – 0,5 A
- Oplaadtijd: ongeveer 3 uur
- Batterijduur: tot 5 weken (bij tweemaal daags gebruik)

## GARANTIE

Alle Lucent-producten worden vervaardigd volgens hoge kwaliteitsnormen om een uitstekende ervaring te bieden. Bij een fabricagefout geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum voor materiaal- en productiefouten.

Om gebruik te maken van de garantie, toon je het originele aankoopbewijs bij het verkooppunt of neem je contact op met onze klantenservice.

De garantie dekt geen verkeerd gebruik, normale slijtage, ongeautoriseerde reparaties of schade door externe invloeden.

## SNABBGUIDE

- Ladda fodralet med den medföljande USB-C-laddaren.
- Den röda indikatorlampan blinkar under laddning och lyser med fast sken när batteriet är fulladdat.
- Placera tandborsten i fodralet och stäng locket.
- När locket är stängt aktiveras UV-C-ljuset i 5 minuter för att sterilisera borsten och stängs sedan av automatiskt.
- UV-C-ljuset stängs av när locket öppnas.
- För att använda den medföljande vägghållaren, ta bort skyddsfilmen och fäst plattan på väggen.
- Ett extra fäste medföljer för att hålla smalare tandborstar på plats. Använd en liten skruvmejsel för att byta fästet.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs alla instruktioner innan produkten används.

- Förvara utom räckhåll för små barn och husdjur. Fodralet innehåller ett litiumbatteri.
- Rengör med en fuktig trasa.
- Använd endast den medföljande USB-laddaren.
- Tappa inte fodralet, sitt inte på det och sänk det inte ner i vatten.
- Montera inte isär fodralet. Felaktig montering kan orsaka skador.
- Titta inte direkt i UV-C-ljuset.
- Försök aldrig tända UV-C-ljuset när locket är öppet.

## SPECIFIKATIONER

- Li-ion-batteri: 3,7 V, 500 mAh
- Kapacitet: 1,85 Wh
- Ingångsspänning: 5 V – 0,5 A
- Laddningstid: ca 3 timmar
- Batteritid: upp till 5 veckor (vid användning två gånger per dag)

## GARANTI

Alla Lucent-produkter tillverkas med höga kvalitetskrav för att ge en fantastisk upplevelse. Vid ett tillverkningsfel erbjuder vi ett års garanti från inköpsdatum som täcker material- och produktionsfel.

För att använda garantin, visa upp originalkvittot i butik eller kontakta vår kundtjänst.

Garantin omfattar inte felaktig användning, normalt slitage, obehöriga reparationer eller skador från yttre faktorer.

## HURTIGVEILEDNING

- Lad etuiet med den medfølgende USB-C-laderen.
- Det røde indikatorlyset blinker mens det lader og lyser konstant når batteriet er fullt.
- Plasser tannbørsten i etuiet og lukk lokket.
- Når lokket er lukket, vil UV-C-lyset aktiveres i 5 minutter for å sterilisere børsten, og slår seg deretter automatisk av.
- UV-C-lyset slås av når lokket åpnes.
- For å bruke veggfestet som følger med, fjern beskyttelsesfilmen og fest platen på veggen.
- En ekstra holder følger med for tynnere tannbørster. Bruk en liten skrutrekker for å bytte holderen.

## FORHOLDSREGLER

Les alle instruksjoner før bruk.

- Hold produktet unna små barn og kjæledyr. Etuiet inneholder et litiumbatteri.
- Rengjør etuiet med en fuktig klut.
- Bruk kun USB-laderen som følger med.
- Ikke mist, sitt på eller senk etuiet i vann.
- Ikke demonter etuiet. Feil montering kan føre til skade.
- Ikke se direkte inn i UV-C-lyset.
- Prøv aldri å slå på UV-C-lyset når lokket er åpent.

## SPESIFIKASJONER

- Li-ion-batteri: 3,7 V, 500 mAh
- Kapasitet: 1,85 Wh
- Inngangsspenning: 5 V – 0,5 A
- Ladetid: ca. 3 timer
- Batterilevetid: opptil 5 uker (ved bruk to ganger daglig)

## GARANTI

Alle Lucent-produkter er laget etter høye standarder for å gi en god opplevelse. Ved produksjonsfeil tilbyr vi ett års garanti fra kjøpsdato, som dekker material- og produksjonsfeil.

For å gjøre krav på garantien, vis frem originalkvittering i butikken eller kontakt vår kundeservice.

Garantien dekker ikke feil bruk, normal slitasje, uautoriserte reparasjoner eller skader fra ytre påvirkninger.

## HURTIGVEJLEDNING

- Oplad etuiet med det medfølgende USB-C-kabel.
- Det røde indikatorlys blinker under opladning og lyser konstant, når batteriet er fuldt opladet.
- Læg tandbørsten i etuiet, og luk låget.
- Når låget er lukket, vil UV-C-lyset køre i 5 minutter for at sterilisere børsten og derefter automatisk slukke.
- UV-C-lyset slukkes, når låget åbnes.
- For at bruge væggholderen, fjern plastfilmen og fastgør pladen på væggen.

## FORHOLDSREGLER

Læs alle instruktioner, før produktet tages i brug.

- Hold produktet væk fra små børn og kæledyr. Etuiet indeholder et litiumbatteri.
- Rengør etuiet med en fugtig klud.
- Brug kun den medfølgende USB-lader.
- Undgå at tabe, sidde på eller nedsænke etuiet i vand.
- Adskil ikke etuiet. Forkert samling kan medføre skader.
- Kig ikke direkte ind i UV-C-lyset.
- Forsøg aldrig at tænde UV-C-lyset, når låget er åbent.

## SPECIFIKATIONER

- Li-ion batteri: 3,7 V, 500 mAh
- Kapacitet: 1,85 Wh
- Indgangsspænding: 5 V – 0,5 A
- Opladningstid: ca. 3 timer
- Batterilevetid: op til 5 uger (ved brug to gange dagligt)

## GARANTI

Alle Lucent-produkter er fremstillet efter høje standarder for at sikre en god oplevelse. Ved produktionsfejl tilbyder vi 1 års garanti fra købsdato, der dækker materiale- og fabrikationsfejl.

For at gøre brug af garantien skal du vise den originale kvittering i butikken eller kontakte vores kundeservice.

Garantien dækker ikke forkert brug, almindelig slitage, uautoriserede reparationer eller skader som følge af ydre forhold.

## PIKAOHJE

- Lataa kotelo mukana tulevalla USB-C-laturilla.
- Punainen merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja palaa tasaisesti akun ollessa täynnä.
- Aseta hammasharja koteloon ja sulje kansi.
- Kun kansi on suljettu, UV-C-valo aktivoituu 5 minuutiksi ja sterilisoi harjan. Sen jälkeen valo sammuu automaattisesti.
- UV-C-valo sammuu, kun kansi avataan.
- Käyttääksesi mukana tulevaa seinätelinettä, poista suojakalvo ja kiinnitä levy seinään.
- Mukana on lisätuki ohuemmille hammasharjoille. Käytä pientä ruuvimeisseliä vaihtaaksesi tukea.

## VAROTOIMET

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.

- Pidä poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Kotelossa on litiumakku.
- Puhdista kotelo kostealla liinalla.
- Käytä vain pakkauksen mukana tullutta USB-laturia.
- Älä pudota, istu päälle tai upota veteen.
- Älä pura koteloa. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa vammoja.
- Älä katso suoraan UV-C-valoon.
- Älä missään tapauksessa yritä sytyttää UV-C-valoa kannen ollessa auki.

## TEKNISET TIEDOT

- Li-ion-akku: 3,7 V, 500 mAh
- Kapasiteetti: 1,85 Wh
- Syöttöjännite: 5 V – 0,5 A
- Latausaika: noin 3 tuntia
- Akun kesto: jopa 5 viikkoa (kahdesti päivässä käytettynä)

## TAKUU

Lucentin tuotteet valmistetaan korkeiden laatustandardien mukaisesti parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi. Valmistusvirheiden ilmetessä tarjoamme yhden vuoden takuun ostopäivästä alkaen.

Takuuvaatimusta varten esitä alkuperäinen kuitti ostopaikassa tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Takuu ei kata väärinkäyttöä, normaalia kulumista, luvattomia korjauksia tai ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vahinkoja.

## KRÓTKA INSTRUKCJA

- Naładuj etui za pomocą dołączonej ładowarki USB-C.
- Czerwona dioda miga podczas ładowania i świeci światłem stałym, gdy bateria jest pełna.
- Umieść szczoteczkę w etui i zamknij pokrywę.
- Po zamknięciu pokrywy światło UV-C działa przez 5 minut, aby wysterylizować szczoteczkę, a następnie wyłącza się automatycznie.
- Światło UV-C gaśnie po otwarciu pokrywy.
- Aby skorzystać z dołączonego wieszaka ściennego, zdejmij folię ochronną i przyklej płytkę do ściany.
- Dołączono dodatkowy uchwyt do cieńszych szczoteczek. Użyj małego śrubokręta, aby go wymienić.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.

- Trzymaj produkt z dala od małych dzieci i zwierząt. Etui zawiera baterię litową.
- Czyść wilgotną ściereczką.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki USB.
- Nie upuszczaj, nie siadaj na etui ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie rozbieraj etui. Nieprawidłowy montaż może powodować obrażenia.
- Nie patrz bezpośrednio w światło UV-C.
- Nigdy nie włączaj światła UV-C przy otwartej pokrywie.

## SPECYFIKACJA

- Akumulator Li-ion: 3,7 V, 500 mAh
- Pojemność: 1,85 Wh
- Napięcie wejściowe: 5 V – 0,5 A
- Czas ładowania: około 3 godziny
- Czas pracy baterii: do 5 tygodni (przy użyciu dwa razy dziennie)

## GWARANCJA

Produkty Lucent tworzone są według wysokich standardów, aby zapewnić doskonałe wrażenia z użytkowania. W przypadku wady fabrycznej oferujemy roczną gwarancję od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne.

Aby skorzystać z gwarancji, okaz oryginał dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia, nieautoryzowanych napraw ani szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.