

# FACELIFT & TONE

## BEAUTY SPA



 the beauty specialists

ENGLISH	4
FRANÇAIS	13
DEUTSCH	22
NEDERLANDS	31
ESPAÑOL	40
PORTUGUÊS	49
ITALIANO	58





## WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store in direct sunlight. Store in a cool dry place.
- Keep out of the reach of children and pets.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- A safe charging temperature range would be 0-40°C.
- Do not use this appliance on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, skin tags, skin rash, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions. We recommend you consult your physician before treatment if you suffer from any of the above conditions.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do not leave the device unattended. Turn off before you leave the room.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage (SELV) corresponding to the marking on the appliance.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not charge for longer than 24 hours.
- Do not use immediately around the eyes.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do NOT immerse this product in water.
- Do NOT hold under running water.
- The appliance may be cleaned by wiping with a damp cloth. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- For external use only.

## KNOW YOUR UNIT

(see page 3)

- |                                                    |                                              |                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> Treatment Head                            | <b>5</b> On/Off/Mode                         | <b>10</b> Conductive Contact |
| <b>2</b> Intensity/Temperature Indicator           | <b>6</b> Treatment Lights (Red, Blue, Green) | <b>11</b> USB-C Socket       |
| <b>3</b> Mode Indicator (Clean, EMS, Pulse & Cool) | <b>7</b> Magnetic Fixing Ring                | <b>12</b> Stand              |
| <b>4</b> Intensity/Temperature                     | <b>8</b> Battery Indicator                   | <b>13</b> USB Charging Cable |
|                                                    | <b>9</b> LED Light                           | <b>14</b> Conductive Gel     |

## INTRODUCTION

Rio FaceLift & Tone Beauty Spa combines six technologies inspired by professional treatments - warming, cooling, EMS microcurrent, EMS intermittent pulses, sonic vibration, and tri-colour LED Light therapy - each offering targeted benefits for the skin.

Combined into one time-efficient, holistic device, these technologies deliver a complete, step-by-step, spa-inspired treatment to deeply cleanse, lift, enhance product absorption, and lock in hydration.

Whether you're looking to soften the visible signs of ageing, smooth skin texture, or maintain a healthy, radiant glow, Rio FaceLift & Tone Beauty Spa is designed to follow the natural contours of the face, delivering a complete, results-oriented skincare protocol in the comfort of your own home.

## THE SIX TECHNOLOGIES

**WARMING:** Helps relax facial tension and soften the skin's surface to enhance cleansing and product absorption. The heat function (from 38°C up to 42°C) supports collagen production and cellular repair while gently opening pores for a deeper cleanse.

A Thermal Control System ensures a safe, effective temperature - protecting skin and preserving fat cells.

**SONIC VIBRATION:** Operating at 8,000 vibrations per minute, stimulates bloodflow and helps activate lymphatic drainage, encouraging the natural elimination of toxins and promoting overall skin vitality.

**EMS - MICROCURRENT:** Low-level electrical impulses gently stimulate the facial muscles, supporting toning, firming and lifting. Muscles in the face are unique in that they are the only muscles in the body which connect to the skin, making EMS facial toning particularly effective.

**EMS - INTERMITTENT PULSES:** Delivers rhythmic pulses inspired by traditional acupressure techniques to help relieve muscle tension and soften the appearance of lines and tired skin. Stimulates microcirculation, bringing oxygen and nutrients to the skin, to help revitalise dull-looking skin.

**COOLING:** Provides an instant soothing effect (from 15°C down to 6°C ), helping to reduce puffiness, refine pores, and calm stressed skin. Locks in moisture, enhances firmness, and leaves the skin feeling fresh, smooth, and toned.

**LED LIGHTS:** **Blue Light:** Targets the surface and near surface, to promote clear skin and an even complexion. **Green Light:** Helps promote skin recovery and enhance natural radiance. **Red Light:** Penetrates further into the skin to support cellular metabolism and collagen production.

## IMPORTANT - PATCH TEST

Before you start you must ALWAYS do a patch test with the Conductive Gel on an inconspicuous area of your skin for possible skin reaction. Wait 24 hours. If irritation occurs do not continue treatment.

**Note:** Always start with the lowest level for each mode to allow your skin to adjust. You can gradually increase the intensity as you become more comfortable.

The sonic vibration function activates on skin contact when your hand is also touching the Conductive Contacts (10) on the sides of the unit. It stops when released, saving energy and extending battery life.



## CHARGING

- Connect the unit to a USB port using the USB Charging Cable.
- The Battery Indicator will flash while the device is charging. A single bar indicates a low battery level, while 3 bars signify a full charge. Once fully charged, the device will automatically power off after 5 minutes.
- It takes about 3 hours to fully charge.
- When fully charged the device should operate for approximately 40 minutes.

**IMPORTANT:** Disconnect from USB Charging Cable before using.

## USING YOUR FACELIFT & TONE

1. Clean and dry the skin in the area to be treated.
2. Press the On/Off/Mode button for 2 seconds to turn on the FaceLift & Tone.  
The default "CLEAN" mode will activate automatically.
3. To select a different treatment mode, press the Mode button to cycle through the four options:

**CLEAN:** Deep, relaxing cleanse

**EMS:** Lift and tone your skin

**PULSE:** Boost product absorption

**COOL:** Lock in moisture, refresh skin

4. Depending on the treatment mode, use the Intensity/Temperature button to select the following:

**CLEAN:** Warming temperature: 38°C, 40°C, 42°C

**EMS:** Microcurrent intensity: Low, Medium, High

**PULSE:** Pulses intensity: Low, Medium, High

**COOL:** Cooling temperature: 15°C, 10°C, 6°C

The selected intensity/temperature level is indicated (2).

5. To choose the LED Light colour, press the LED Light button to cycle through the available options: No light, Red, Blue, or Green. LED selection is available in every mode.
6. Move the Treatment Head slowly over the skin, following the direction of the arrows (see Treatment Areas). Each movement should last 5 to 8 seconds. Repeat 4 to 5 times per area.
7. To turn off the device, press and hold the On/Off/Mode button for 2 seconds.

### Important:

- Do not use for more than 5 minutes in any Treatment Area.
- The unit will automatically turn off after 5 minutes for the CLEAN, EMS and PULSE treatment modes, and after 2 minutes for the COOL mode.

# TREATMENT AREAS



① Forehead    ② Right Face    ③ Left Face    ④ Neck

## DISCOVER THE 4 COMBINED TREATMENTS

Each treatment can be carried out separately or in combination in following sequence:

### **CLEAN** Warming + Sonic Vibration + Light Therapy

- *The best start to your beauty routine*

Gently detach the Magnetic Fixing Ring from the device. Position a cotton pad over the Treatment Head. Reattach the ring to hold it securely.

Apply your favourite cleansing water or makeup remover. Glide the tool slowly from the centre of the face outwards to deeply cleanse and prepare the skin for the next mode.

**Tip:** If you enjoy double cleansing, try this protocol. Start with an oil-based product to dissolve makeup, sunscreen, sebum, and other oil-based impurities. Follow with a water-based cleanser.

### **EMS** Microcurrent + Sonic Vibration + Light Therapy

Apply a generous amount of Conductive Gel to the treatment head or directly on to the skin, one area at a time. Glide the tool slowly from the centre of the face outwards. If the gel starts to dry, reapply.

**Tip:** EMS is more effective when your skin is well hydrated—drink a glass of water before the session and/or apply a water-based hydrating serum before the gel. You can also use Rio Hydrogel Mask (available at [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) instead of the Conductive Gel.

### **PULSE** Intermittent pulses + Sonic Vibration + Light Therapy

- *Can be used post-cleansing and/or after EMS treatment.*

Apply your favourite serum, essence, eye cream or use over a tissue mask to boost product absorption.

**Tip:** Move slowly and gently across the face - this allows the micro-pulses to maximise absorption without dragging the product.

### **COOL** Cooling + Sonic Vibration + Light Therapy

- *Ideal as the final touch of your routine.*

Apply after product absorption, using a gentle press-and-hold motion, moving area by area: rest the tool on one area for a few seconds, then move slowly from the centre of the face outwards.

**Tip:** Diffuses a fine mist of thermal water to enhance the refreshing sensation and comfort of the treatment.

**You can customise each treatment by selecting the LED Light colour that best suits your needs.**

## AFTER USE

- If you have very sensitive skin, you may notice redness after use. This should subside after 30 minutes.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Before and after use, wipe the Treatment Head with a clean damp cloth, do not immerse the unit in water.

## DISPOSAL




The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

### **Recycle Responsibly:**

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

## SPECIFICATION

Model: FCTL  
Input: 5.0V  $\equiv$  1.0A 5.0W Max   
Battery: Li-Po 3.7V 1000mAh 3.7Wh



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.



This product complies with current EU product legislation.



This unit complies with current UKCA product legislation.



Recycle Paper

## CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at:  
**[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)**

## GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:  
**[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)**



**[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)**

## AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne placez pas et ne stockez pas à la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous souffrez d'une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation
- Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons une utilisation par une seule personne seulement.
- Une plage de température de charge sûre serait de 0-40°C.
- N'utilisez pas cet appareil sur des parties lâches de la peau de votre corps ou sur des zones présentant des signes de varices, maladies de la peau (par exemple eczéma, psoriasis, dermatite), coupures et abrasions, irritations, verrues, grains de beauté, taches cutanées, éruptions cutanées, hypersensibilité ou coups de soleil, phlébite, cicatrices récentes, autres affections cutanées. Nous vous recommandons de consulter votre médecin avant le traitement si vous souffrez de l'une des conditions ci-dessus.
- Ne pas utiliser sur les coupures ou la peau cassée.
- Ne pas utiliser sur les zones qui ont subi une chirurgie esthétique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Éteignez-vous avant de quitter la pièce.
- Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de sécurité très basse (SELV) correspondant au marquage sur l'appareil.
- N'utilisez PAS ce produit s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne chargez pas pendant plus de 24 heures.
- Ne pas utiliser immédiatement autour des yeux.
- Ne pas utiliser sur les zones qui ont subi une chirurgie esthétique.
- NE pas immerger ce produit dans l'eau.
- Ne pas tenir sous l'eau courante.
- L'appareil peut être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou de nettoyants abrasifs.
- Pour usage externe seulement.

## CONNAISSEZ VOTRE UNITÉ

(voir page 3)

- |                                                        |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Tête de traitement                            | <b>5</b> Marche/arrêt/mode                        | <b>10</b> Contact conducteur      |
| <b>2</b> Indicateur d'intensité température            | <b>6</b> Lampes de traitement (rouge, bleu, vert) | <b>11</b> Prise USB-C.            |
| <b>3</b> Indicateur de mode (Clean, EMS, Pulse & Cool) | <b>7</b> Bague de fixation magnétique             | <b>12</b> Stand                   |
| <b>4</b> Intensité/température                         | <b>8</b> Indicateur de batterie                   | <b>13</b> Câble de chargement USB |
|                                                        | <b>9</b> Voyant LED                               | <b>14</b> Gel conducteur          |

## INTRODUCTION

Rio Facelift & Tone Beauty Spa combine six technologies inspirées par des traitements professionnels - réchauffement, refroidissement, microcourant EMS, impulsions intermittentes EMS, vibration sonore et thérapie LED tricolore - chacune offrant des avantages ciblés pour la peau.

Combinées en un seul appareil holistique rapide, ces technologies offrent un traitement complet, étape par étape, inspiré du spa pour nettoyer en profondeur, soulever, améliorer l'absorption du produit et verrouiller l'hydratation. Que vous cherchiez à adoucir les signes visibles du vieillissement, à lisser la texture de la peau ou à maintenir une lueur saine et radieuse, Rio Facelift & Tone Beauty Spa est conçu pour suivre les contours naturels du visage, offrant un protocole de soins complet et axé sur les résultats dans le confort de votre propre maison.

## LES SIX TECHNOLOGIES

**RÉCHAUFFEMENT** : Aide à détendre les tensions faciales et adoucir la surface de la peau pour améliorer le nettoyage et l'absorption du produit. La fonction de chaleur (de 38°C à 42°C) soutient la production de collagène et la réparation cellulaire tout en ouvrant doucement les pores pour un nettoyage plus profond. Un système de contrôle thermique assure une température sûre et efficace - protégeant la peau et préservant les cellules graisseuses.

**VIBRATION SONIQUE** : Fonctionnant à 8 000 vibrations par minute, stimule la circulation sanguine et aide à activer le drainage lymphatique, encourageant l'élimination naturelle des toxines et favorisant la vitalité globale de la peau.

**EMS - MICROCOURANT** : Des impulsions électriques de faible niveau stimulent doucement les muscles faciaux, soutenant la tonification, le raffermissement et le soulèvement. Les muscles du visage sont uniques en ce sens qu'ils sont les seuls muscles du corps qui se connectent à la peau, ce qui rend la tonification faciale EMS particulièrement efficace.

**EMS - IMPULSIONS INTERMITTENTES** : Délivre des pulsations rythmiques inspirées des techniques traditionnelles d'acupression pour aider à soulager les tensions musculaires et adoucir l'apparence des rides et de la peau fatiguée. Stimule la microcirculation, apportant de l'oxygène et des nutriments à la peau, pour aider à revitaliser la peau d'apparence terne.

**REFROIDISSEMENT** : Procure un effet apaisant instantané (de 15°C à 6°C ), aidant à réduire les bouffées, affiner les pores et calmer la peau stressée. Verrouille l'humidité, améliore la fermeté et laisse la peau fraîche, lisse et tonique.

**LUMIÈRES LED** : **Lumière bleue** : Cible la surface et près de la surface, pour favoriser une peau claire et un teint uniforme. **Voyant vert** : Favorise la récupération de la peau et améliore l'éclat naturel. **Voyant rouge** : Pénètre plus loin dans la peau pour soutenir le métabolisme cellulaire et la production de collagène.

## IMPORTANT - TEST PATCH

Avant de commencer, vous devez TOUJOURS effectuer un test patch avec le gel conducteur sur une zone discrète de votre peau pour détecter une réaction cutanée possible. Attendez 24 heures. En cas d'irritation, ne poursuivez pas le traitement.

**Remarque :** Commencez toujours avec le niveau le plus bas pour chaque mode pour permettre à votre peau de s'ajuster. Vous pouvez augmenter progressivement l'intensité à mesure que vous devenez plus à l'aise.

La fonction de vibration sonore s'active au contact de la peau. Lorsque votre main touche également les contacts conducteurs (10) situés sur les côtés de l'appareil. Il s'arrête lorsqu'il est relâché, économisant de l'énergie et prolongeant la durée de vie de la batterie.



## CHARGEMENT

- Connectez l'appareil à un port USB à l'aide du câble de chargement USB.
- L'indicateur de batterie clignote pendant le chargement de l'appareil. Une seule barre indique un niveau de batterie faible, tandis que 3 barres indiquent une charge complète. Une fois complètement chargé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.
- Il faut environ 3 heures pour charger complètement.
- Une fois complètement chargé, l'appareil devrait fonctionner pendant environ 40 minutes.

**IMPORTANT :** Débranchez le câble de chargement USB avant de l'utiliser.

## UTILISATION DE VOTRE LIFTING ET TON

1. Nettoyez et séchez la peau de la zone à traiter.
2. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt/mode pendant 2 secondes pour activer le lifting et la tonalité.  
Le mode « NETTOYAGE » par défaut s'active automatiquement.
3. Pour sélectionner un autre mode de traitement, appuyez sur le bouton mode pour faire défiler les quatre options:

**NETTOYER** : Nettoyage profond et relaxant

**EMS** : Soulevez et tonifiez votre peau

**IMPULSION** : Stimulez l'absorption des produits

**COOL** : Enfermez l'humidité, rafraîchissez la peau

4. Selon le mode de traitement, utilisez le bouton intensité/température pour sélectionner les options suivantes:

**NETTOYER**: Température de réchauffement:

38°C, 40°C, 42°C.

**EMS**: Intensité du micro-courant: Faible, moyen, élevé

**IMPULSION**: Intensité des impulsions:

Faible, moyen, élevé

**COOL**: Température de refroidissement:

15°C, 10°C, 6°C.

Le niveau d'intensité/température sélectionné est indiqué

(**2**).

5. Pour choisir la couleur de la lumière LED, appuyez sur le bouton LED Light pour faire défiler les options disponibles : Pas de lumière, Rouge, Bleu ou Vert. La sélection de LED est disponible dans tous les modes.
6. Déplacez lentement la tête de traitement sur la peau, en suivant la direction des flèches (voir zones de traitement). Chaque mouvement doit durer de 5 à 8 secondes. Répétez 4 à 5 fois par zone.
7. Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt/mode pendant 2 secondes.

### Important :

- Ne pas utiliser pendant plus de 5 minutes dans une zone de traitement.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes pour les modes de traitement CLEAN, EMS et PULSE, et après 2 minutes pour le mode COOL.

## ZONES À TRAITER



① front    ② face droite    ③ face gauche    ④ cou

## DÉCOUVREZ LES 4 SOINS COMBINÉS

Chaque traitement peut être effectué séparément ou en combinaison dans l'ordre suivant :

Réchauffement **PROPRE** + vibration sonore +  
luminothérapie

- *Le meilleur départ à votre routine beauté*

Détachez délicatement la bague de fixation magnétique de l'appareil. Placez un coton sur la tête de traitement.

Remettez l'anneau en place pour le maintenir solidement.

Appliquez votre eau nettoyante ou votre démaquillant préféré. Glissez lentement l'outil du centre du visage vers l'extérieur pour nettoyer en profondeur et préparer la peau pour le mode suivant.

**Astuce :** Si vous aimez le double nettoyage, essayez ce protocole. Commencez par un produit à base d'huile pour dissoudre le maquillage, la crème solaire, le sébum et d'autres impuretés à base d'huile. Suivez avec un nettoyant à base d'eau.

Micro-courant **EMS** + vibration sonore +luminothérapie

Appliquez une quantité généreuse de gel conducteur sur la tête de traitement ou directement sur la peau, une zone à la fois. Faites glisser lentement l'outil du centre de la face vers l'extérieur. Si le gel commence à sécher, réappliquez.

**Astuce :** EMS est plus efficace lorsque votre peau est bien hydratée - buvez un verre d'eau avant la séance et/ou appliquez un sérum hydratant à base d'eau avant le gel. Vous pouvez également utiliser le masque hydrogel Rio (disponible sur [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) au lieu du gel conducteur.

Impulsions intermittentes + vibration sonore +  
luminothérapie

- *Peut être utilisé après nettoyage et/ou après traitement EMS.*

Appliquez votre sérum préféré, essence, crème pour les yeux ou utilisez-le sur un masque de tissu pour stimuler l'absorption du produit.

**Astuce :** Déplacez-vous lentement et doucement sur le visage - cela permet aux micro-impulsions de maximiser l'absorption sans faire glisser le produit.

Refroidissement **FROID** + vibration sonore +  
luminothérapie

- *Idéal comme touche finale de votre routine.*

Appliquez après absorption du produit, en appuyant doucement sur la touche et en la maintenant, en déplaçant zone par zone : poser l'outil sur une zone pendant quelques secondes, puis déplacer lentement du centre du visage vers l'extérieur.

**Astuce :** Diffuse une fine brume d'eau thermale pour améliorer la sensation rafraîchissante et le confort du soin.

**Vous pouvez personnaliser chaque séance en sélectionnant la couleur de la lumière LED qui correspond le mieux à vos besoins.**

## APRÈS UTILISATION

- Si vous avez la peau très sensible, vous pouvez remarquer des rougeurs après utilisation. Cela devrait disparaître après 30 minutes.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant et après utilisation, essuyez la tête de traitement avec un chiffon propre et humide, ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

## MISE AU REBUT



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique. Veillez donc à ce qu'à la fin de sa vie utile, il soit mis au rebut conformément aux exigences des autorités locales. Il NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères.

### **Recycler de manière responsable :**

1. Consultez les directives municipales locales
2. Séparer les composants et les mettre au rebut correctement

## SPÉCIFICATION

Modèle : FCTL  
Entrée : 5,0 V === 1,0 A 5,0 W ⚡ MAX  
Batterie Li-po 3.7V 1000mAh 3.7Wh



Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure.



Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



Ce produit est conforme à la législation européenne en vigueur sur les produits.



Cet appareil est conforme à la législation actuelle de l'UKCA sur les produits.



Recyclez le papier

## SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

**[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)**

## GARANTIE

Pour enregistrer votre garantie de deux ans en ligne, visitez le site :

**[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)**



**[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)**

## WARNUNGEN

- **Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern vorgenommen werden.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung platzieren oder lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Wenn Sie an einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Dermatologen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die Verwendung nur für eine Person.
- Ein sicherer Ladetemperaturbereich liegt bei 0 bis 40
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an lockeren Körperpartien oder an Körperstellen, die Anzeichen von Krampfadern, Hautkrankheiten (z. B. Ekzem, Psoriasis, Dermatitis), Schnitten und Abschürfungen, Irritationen, Warzen, Muttermalen, Hautmarkierungen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit oder Sonnenbrand, Phlebitis, kürzliches Narbengewebe oder andere Hautkrankheiten aufweisen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Behandlung Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie unter einer der oben genannten Erkrankungen leiden.
- Nicht bei Schnitten oder Hautverletzungen anwenden.
- Nicht an Körperstellen anwenden, an denen eine kosmetische Operation durchgeführt wurde.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Mach dich aus, bevor du den Raum verlässt.
- Dieses Gerät darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV) gemäß der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf.
- Nicht sofort um die Augen herum anwenden.
- Nicht an Körperstellen anwenden, an denen eine kosmetische Operation durchgeführt wurde.
- Tauchen Sie dieses Produkt NICHT in Wasser.
- NICHT unter fließendes Wasser halten.
- Das Gerät kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

## KENNEN SIE IHR GERÄT

(Siehe Seite 3)

- |                                                          |                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Bestrahlungskopf                                | <b>5</b> Ein/Aus/Modus                          | <b>10</b> Leitfähiger Kontakt |
| <b>2</b> Intensitäts-/Temperaturanzeige                  | <b>6</b> Bestrahlungsleuchten (Rot, Blau, Grün) | <b>11</b> USB-C-Buchse        |
| <b>3</b> Betriebsartenanzeige (Clean, EMS, Pulse & Cool) | <b>7</b> Magnetischer Befestigungsring          | <b>12</b> Ständer             |
| <b>4</b> Intensität/Temperatur                           | <b>8</b> Batterieanzeige                        | <b>13</b> USB-Ladekabel       |
|                                                          | <b>9</b> LED-Leuchte                            | <b>14</b> Leitfähiges Gel     |

## EINFÜHRUNG

Das Rio Facelift & Tone Beauty Spa kombiniert sechs Technologien, die von professionellen Behandlungen inspiriert wurden: Erwärmung, Kühlung, EMS-Mikrostrom, EMS-intermittierende Impulse, akustische Vibration und dreifarbige LED-Lichttherapie – alle bieten gezielte Vorteile für die Haut.

Kombiniert in einem zeiteffizienten, ganzheitlichen Gerät bieten diese Technologien eine vollständige, Schritt-für-Schritt-Behandlung, die vom Spa inspiriert wird, um tief zu reinigen, zu heben, die Produktaufnahme zu verbessern und die Feuchtigkeit zu binden.

Egal, ob Sie die sichtbaren Zeichen der Hautalterung mildern, eine glatte Hautstruktur oder einen gesunden, strahlenden Glanz erhalten möchten, Rio Facelift & Tone Beauty Spa wurde entwickelt, um den natürlichen Konturen des Gesichts zu folgen und ein vollständiges, ergebnisorientiertes Hautpflegeprotokoll ganz bequem zu Hause anzubieten.

## DIE SECHS TECHNOLOGIEN

**ERWÄRMUNG:** Hilft, Verspannungen im Gesicht zu entspannen und die Hautoberfläche weicher zu machen, um die Reinigung und die Produktaufnahme zu verbessern. Die Wärmefunktion (von 38°C bis 42°C) unterstützt die Kollagenproduktion und die Zellreparatur und öffnet gleichzeitig sanft die Poren für eine tiefere Reinigung.

Ein thermisches Kontrollsystem sorgt für eine sichere, effektive Temperatur – schützt die Haut und schützt Fettzellen.

**SCHALLVIBRATIONEN:** Der Betrieb mit 8.000 Vibrationen pro Minute regt den Blutfluss an und hilft, die Lymphdrainage zu aktivieren, die natürliche Beseitigung von Giftstoffen zu fördern und die Vitalität der Haut insgesamt zu fördern.

**EMS – MIKROSTROM:** Niedrige elektrische Impulse stimulieren sanft die Gesichtsmuskulatur und unterstützen so die Straffung, Straffung und Lifting. Die Gesichtsmuskeln sind insofern einzigartig, als sie die einzigen Muskeln im Körper sind, die sich mit der Haut verbinden, was die Gesichtsbildung von EMS besonders effektiv macht.

**EMS – INTERMITTIERENDE IMPULSE:** Liefert rhythmische Impulse, die von traditionellen Akupressurtechniken inspiriert wurden, um Muskelverspannungen zu lösen und das Auftreten von Linien und müder Haut zu mildern. Regt die Mikrozirkulation an und bringt Sauerstoff und Nährstoffe in die Haut, um fahle Haut zu revitalisieren.

**KÜHLUNG:** Bietet eine sofortige beruhigende Wirkung (von 15 °C bis 6 °C), die zur Verringerung von Puffheit, zur Verfeinerung der Poren und zur Beruhigung strapazierter Haut beiträgt. Speichert Feuchtigkeit, verbessert die Straffheit und hinterlässt ein frisches, glattes und straffes Hautgefühl.

**LED-LEUCHTEN: Blaues Licht:** Richtet sich an die Oberfläche und nahe an die Oberfläche, um eine klare Haut und einen gleichmäßigen Teint zu fördern. **Grünes Licht:** Fördert die Regeneration der Haut und verbessert die natürliche Ausstrahlung. **Rotes Licht:** Dringt weiter in die Haut ein, um den Zellstoffwechsel und die Kollagenproduktion zu unterstützen.

## WICHTIG - PATCH-TEST

Bevor Sie beginnen, müssen Sie **IMMER** einen Pflastertest mit dem leitfähigen Gel an einer unauffälligen Hautstelle durchführen, um mögliche Hautreaktionen zu erkennen. Warten Sie 24 Stunden. Wenn eine Reizung auftritt, setzen Sie die Behandlung nicht fort.

**Hinweis:** Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe für jeden Modus, damit sich Ihre Haut anpassen kann. Sie können die Intensität schrittweise erhöhen, je mehr Sie sich wohl fühlen.

Die Schallvibrationsfunktion wird bei Hautkontakt aktiviert. Wenn Ihre Hand auch die leitfähigen Kontakte (10) an den Seiten des Geräts berührt. Sie stoppt, wenn sie freigegeben wird, wodurch Energie gespart und die Akkulaufzeit verlängert wird.



## LADEVORGANG

- Schließen Sie das Gerät über das USB-Ladekabel an einen USB-Anschluss an.
- Die Akkuanzeige blinkt, während das Gerät aufgeladen wird. Ein einzelner Balken zeigt einen niedrigen Akkuladestand an, während 3 Balken eine vollständige Ladung anzeigen. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus.
- Die vollständige Aufladung dauert etwa 3 Stunden.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, sollte es ca. 40 Minuten lang betrieben werden.

**WICHTIG:** Trennen Sie das USB-Ladekabel vor der Verwendung.

## MIT IHREM FACELIFT UND TON

1. Reinigen und trocknen Sie die Haut an der zu behandelnden Stelle.
2. Drücken Sie die ein-/aus-/Modus-Taste 2 Sekunden lang, um das Facelift & Ton einzuschalten.  
Der Standardmodus „CLEAN“ wird automatisch aktiviert.
3. Um einen anderen Bestrahlungsmodus auszuwählen, drücken Sie die Modus-Taste, um durch die vier Optionen zu blättern:

**SAUBER:** Tiefe, entspannende Reinigung

**EMS:** Straffe und straffe deine Haut

**PULS:** Verbessern Sie die Produktabsorption

**COOL:** Fixieren Sie Feuchtigkeit, erfrischen Sie die Haut

4. Je nach Behandlungsmodus können Sie mit der Taste Intensität/Temperatur Folgendes auswählen:

**SAUBER:** Erwärmungstemperatur: 38°C, 40°C, 42° C

**EMS:** Mikrostrom-Intensität: Niedrig, Mittel, Hoch

**PULS:** Impulsintensität: Niedrig, Mittel, Hoch

**COOL:** Kühltemperatur: 15°C, 10°C, 6°C

Die gewählte Intensität/Temperatur wird angezeigt

(2).

5. Um die LED-Lichtfarbe auszuwählen, drücken Sie die LED-Lichttaste, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern: Kein Licht, Rot, Blau oder Grün. Die LED-Auswahl ist in jedem Modus verfügbar.
6. Bewegen Sie den Bestrahlungskopf langsam über die Haut, und folgen Sie dabei der Pfeilrichtung (siehe Behandlungsbereiche). Jede Bewegung sollte 5 bis 8 Sekunden dauern. Wiederholen Sie den Vorgang 4 bis 5 Mal pro Bereich.
7. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die ein-/aus-/Modus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

### **Wichtig:**

- Nicht länger als 5 Minuten in einem Behandlungsbereich anwenden.
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach 5 Minuten für die Bestrahlungsmodi CLEAN, EMS und PULSE UND nach 2 Minuten für den COOL-Modus aus.

# BESTRAHLUNGSBEREICHE



1 Stirn 2 Rechtes Gesicht 3 Linkes Gesicht 4 Hals

## ENTDECKEN SIE DIE 4 KOMBINIERTEN BEHANDLUNGEN

Jede Behandlung kann einzeln oder in Kombination in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

**SAUBERE** Erwärmung + Schallvibrationen + Lichttherapie

- *Der beste Start in deine Schönheitsroutine*

Lösen Sie vorsichtig den magnetischen Fixiering vom Gerät. Legen Sie ein Wattepad über den Behandlerkopf. Befestigen Sie den Ring wieder, um ihn sicher zu halten. Tragen Sie Ihr bevorzugtes Reinigungswasser oder Make-up-Entferner auf. Gleiten Sie das Werkzeug langsam von der Mitte des Gesichtes nach außen, um die Haut gründlich zu reinigen und für den nächsten Modus vorzubereiten.

**Tipp:** Wenn Sie eine doppelte Reinigung genießen, versuchen Sie es mit diesem Protokoll. Beginnen Sie mit einem Öl-basierten Produkt, um Make-up, Sonnenschutzmittel, Talg und andere ölbasierte Verunreinigungen zu lösen. Anschließend mit einem Reinigungsmittel auf Wasserbasis.

**EMS-Mikrostrom** + Schallvibrationen + Lichttherapie

Tragen Sie eine großzügige Menge leitfähiges Gel auf den Behandlerkopf oder direkt auf die Haut auf, und zwar jeweils einen Bereich nach dem anderen. Schieben Sie das Werkzeug langsam von der Mitte der Fläche nach außen. Wenn das Gel zu trocknen beginnt, erneut auftragen.

**Tipp:** EMS ist effektiver, wenn Ihre Haut gut hydriert ist. Trinken Sie vor der Sitzung ein Glas Wasser und/oder tragen Sie vor dem Gel ein feuchtigkeitsspendendes Serum auf Wasserbasis auf. Sie können auch die Rio

Hydrogel-Maske (erhältlich unter [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) anstelle des leitfähigen Gels verwenden.

**PULSE** intermittierende Impulse + Schallvibrationen + Lichttherapie

- *Kann nach der Reinigung und/oder nach der EMS-Behandlung angewendet werden.*

Tragen Sie Ihr Liebessserum, Ihre Essenz oder Ihre Augencreme auf oder verwenden Sie es über eine Gewebemaske, um die Produktaufnahme zu erhöhen.

**Tipp:** Bewegen Sie sich langsam und sanft über das Gesicht – so können die Mikropulse die Absorption maximieren, ohne das Produkt zu ziehen.

**KÜHLUNG** + Schallvibrationen + Lichttherapie

- *Ideal als der letzte Schliff deiner Routine.*

Nach der Aufnahme des Produkts mit einer leichten Druck- und Haltebewegung auftragen, Bereich für Bereich bewegen: Das Werkzeug einige Sekunden auf einer Fläche ablegen und dann langsam von der Mitte des Gesichts nach außen bewegen.

**Tipp:** Diffundiert einen feinen Nebel aus Thermalwasser, um das erfrischende Gefühl und den Komfort der Behandlung zu verbessern.

**Sie können jede Behandlung individuell anpassen, indem Sie die LED-Lichtfarbe auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.**

## NACH GEBRAUCH

- Wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, können Sie nach der Anwendung Rötungen bemerken. Dieser sollte nach 30 Minuten nachlassen.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Wischen Sie den Behandlerkopf vor und nach dem Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

## ENTSORGUNG




Die Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte mit den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Dieses Produkt ist als elektrische oder elektronische Geräte klassifiziert. Stellen Sie daher sicher, dass es am Ende der Lebensdauer des Produkts ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Es darf NICHT im Hausmüll entsorgt werden.

### **Verantwortungsvolles Recycling:**

1. Überprüfen Sie die örtlichen Richtlinien
2. Trennen Sie die Komponenten, und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß

## SPEZIFIKATION

Modell: FCTL  
Eingabe: 5,0 V  $\equiv$  1,0 A 5,0 W MAX.   
Akku Li-Po 3,7 V 1000 mAh 3,7 Wh



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie dann für eine spätere Verwendung auf.



Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.



Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Produktvorschriften.



Dieses Gerät entspricht den aktuellen UKCA-Produktvorschriften.



Recyceln Sie Papier

## KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns unter:

[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTIE

Um Ihre zweijährige Garantie online zu registrieren, besuchen Sie:

[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)



[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)

## WAARSCHUWINGEN

- **Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Niet in direct zonlicht plaatsen of bewaren. Bewaren op een koele, droge plaats.
- Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Als u lijdt aan een huidaandoening, raadpleeg dan uw dermatoloog voor gebruik
- Om hygiënische redenen raden wij aan voor gebruik door één persoon.
- Een veilig oplaadtemperatuurbereik zou 0-40°C zijn
- Gebruik dit apparaat niet op losse, gevilde delen van uw lichaam of op gebieden die tekenen vertonen van: Spataderen, huidziekten (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, dermatitis), sneden en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huidtags, huiduitslag, overgevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel, andere huidaandoeningen. Wij raden u aan uw arts te raadplegen voordat u de behandeling start als u aan een van de bovenstaande aandoeningen lijdt.
- Niet gebruiken op snijwonden of gebroken huid.
- Niet gebruiken op plaatsen die cosmetische chirurgie hebben ondergaan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Schakel uit voordat u de kamer verlaat.
- Dit apparaat mag alleen worden gevoed met extra laagspanning (SELV) die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Gebruik dit product NIET als het niet goed werkt, of als het gevallen of beschadigd is.
- Niet langer dan 24 uur opladen.
- Niet onmiddellijk rond de ogen gebruiken.
- Niet gebruiken op plaatsen die cosmetische chirurgie hebben ondergaan.
- Dompel dit product NIET onder in water.
- NIET onder stromend water houden.
- Het apparaat kan worden schoongemaakt door het af te vegen met een vochtige doek. Gebruik GEEN oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Alleen voor extern gebruik.

## KEN UW UNIT

(zie pagina 3)

- |                                                         |                                              |                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Behandelkop                                    | <b>5</b> Aan/uit/modus                       | <b>10</b> Geleidend contact |
| <b>2</b> Intensiteit-/temperatuurindicator              | <b>6</b> Behandelampjes (rood, blauw, groen) | <b>11</b> USB-C-aansluiting |
| <b>3</b> Modusindicator (reinigen, EMS, pols en koelen) | <b>7</b> Magnetische bevestigingsring        | <b>12</b> Stand             |
| <b>4</b> Intensiteit/temperatuur                        | <b>8</b> Batterij-indicator                  | <b>13</b> USB-oplaadkabel   |
|                                                         | <b>9</b> LED-lampje                          | <b>14</b> Geleidende gel    |

## INLEIDING

Rio facelift & Tone Beauty Spa combineert zes technologieën die zijn geïnspireerd op professionele behandelingen - verwarmen, koelen, EMS-microstroom, EMS-intermitterende pulsen, sonische trillingen en driekleurige LED-lichttherapie - elk met gerichte voordelen voor de huid.

Deze technologieën, gecombineerd in één tijdefficiënt, holistisch apparaat, zorgen voor een complete, stapsgewijze, spa-geïnspireerde behandeling om het product grondig te reinigen, op te tillen, de absorptie van het product te verbeteren en hydratatie vast te houden.

Of u nu de zichtbare tekenen van veroudering, een gladde huidstructuur wilt verzachten of een gezonde, stralende gloed wilt behouden, de Rio facelift & Tone Beauty Spa is ontworpen om de natuurlijke contouren van het gezicht te volgen en zorgt voor een compleet, resultaatgericht huidverzorgingsprotocol in het comfort van uw eigen huis.

## DE ZES TECHNOLOGIEËN

**OPWARMEN:** Helpt de gezichtsspanning te ontspannen en het huidoppervlak te verzachten voor een betere reiniging en productabsorptie. De warmtefunctie (van 38°C tot 42°C) ondersteunt collageenproductie en cellulaire reparatie terwijl poriën voorzichtig worden geopend voor een diepere reiniging.

Een thermisch regelsysteem zorgt voor een veilige, effectieve temperatuur - bescherming van de huid en behoud van vetcellen.

**SONISCHE VIBRATIE:** Werkt met 8.000 trillingen per minuut, stimuleert de bloedstroom en helpt de lymfatische afvoer te activeren, waardoor de natuurlijke eliminatie van toxines wordt gestimuleerd en de algehele vitaliteit van de huid wordt bevorderd.

**EMS - MICROSTROOM:** Lage elektrische impulsen stimuleren de gezichtsspieren voorzichtig en ondersteunen het toneren, verstevigen en optillen. Spieren in het gezicht zijn uniek in die zin dat ze de enige spieren in het lichaam die zich verbinden met de huid, waardoor EMS gezicht toning bijzonder effectief.

**EMS - INTERMITTERENDE PULSEN:** Levert ritmische pulsen die zijn geïnspireerd op traditionele acudruktechnieken om spierspanning te verminderen en de verschijning van lijnen en vermoeide huid te verzachten. Stimuleert de microcirculatie en brengt zuurstof en voedingsstoffen naar de huid, om de saaie huid nieuw leven in te blazen.

**KOELING:** Zorgt voor een onmiddellijk rustgevend effect (van 15°C tot 6°C), waardoor zwelling wordt verminderd, poriën worden verfijnd en de huid kalmeert. Houdt vocht vast, verbetert de stevigheid en zorgt ervoor dat de huid fris, glad en getemperd aanvoelt.

**LED-LAMPJES: Blauw licht:** Richt zich op het oppervlak en in de buurt van het oppervlak, om een heldere huid en een gelijkmatige teint te bevorderen. **Groen lampje:** Helpt het herstel van de huid te bevorderen en de natuurlijke uitstraling te verbeteren. **Rood lampje:** Dringt verder door in de huid om het cellulaire metabolisme en de collageenproductie te ondersteunen.

## BELANGRIJK - PATCHTEST

Voordat u begint, moet u **ALTIJD** een pleister testen met de geleidende gel op een onopvallend deel van uw huid voor een mogelijke huidreactie. Wacht 24 uur. Als er irritatie optreedt, zet de behandeling dan niet voort.

**Opmerking:** Begin altijd met het laagste niveau voor elke modus, zodat uw huid zich kan aanpassen. U kunt de intensiteit geleidelijk verhogen naarmate u zich comfortabeler voelt.

De sonische trillingsfunctie wordt geactiveerd bij huidcontact. Wanneer uw hand ook de geleidende contacten (10) aan de zijkanten van het apparaat raakt. De batterij stopt wanneer deze wordt losgelaten, waardoor energie wordt bespaard en de levensduur van de batterij wordt verlengd.

## BEZIG MET OPLADEN

- Sluit het apparaat aan op een USB-poort met behulp van de USB-oplaadkabel.
- De batterij-indicator knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen. Een enkele balk geeft aan dat de batterij bijna leeg is, terwijl 3 balkjes aangeven dat de batterij volledig is opgeladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, wordt het na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
- Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, moet het ongeveer 40 minuten werken.

**BELANGRIJK:** Koppel de USB-oplaadkabel los voordat u deze gebruikt.



## UW FACELIFT & TOON GEBRUIKEN

1. Reinig en droog de huid in het te behandelen gebied.
2. Houd de aan/uit/modus-knop 2 seconden ingedrukt om de facelift en toon in te schakelen.  
De standaard CLEAN-modus wordt automatisch geactiveerd.
3. Als u een andere behandelingsmodus wilt selecteren, drukt u op de knop Mode om door de vier opties te bladeren:

**SCHOON:** Diepe, ontspannende reiniging

**EMS:** Til uw huid op.

**PULS:** Verhoog de productabsorptie

**COOL:** Houd vocht vast, vernieuw de huid

4. Afhankelijk van de behandelingsmodus gebruikt u de knop intensiteit/temperatuur om het volgende te selecteren:

**SCHOON:** Opwarmtemperatuur: 38°C, 40°C, 42°C.

**EMS:** Microstroomintensiteit: Laag, Gemiddeld, Hoog

**PULS:** Pulsintensiteit: Laag, Gemiddeld, Hoog

**COOL:** Koeltemperatuur: 15°C, 10°C, 6°C.

Het geselecteerde intensiteit/temperatuurniveau wordt aangegeven (2).

5. Als u de kleur van het LED-licht wilt kiezen, drukt u op de knop LED-licht om door de beschikbare opties te bladeren: Geen licht, rood, blauw of groen. LED-selectie is beschikbaar in elke modus.
6. Beweeg het behandelhoofd langzaam over de huid en volg daarbij de richting van de pijlen (zie behandelgebieden). Elke beweging moet 5 tot 8 seconden duren. Herhaal 4 tot 5 keer per gebied.
7. Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit/modus-knop 2 seconden ingedrukt.

### **Belangrijk:**

- Niet langer dan 5 minuten gebruiken in een behandelgebied.
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 5 minuten voor de CLEAN-, EMS- en PULSBEHANDELINGSMODI, en na 2 minuten voor de KOELE modus.

# BEHANDELGEBIEDEN



① voorhoofd    ② rechtergezicht    ③ linkergezicht    ④ nek

## ONTDEK DE 4 GECOMBINEERDE BEHANDELINGEN

Elke behandeling kan afzonderlijk of in combinatie worden uitgevoerd in de volgende volgorde:

Opwarmen + Sonic Vibration + lichttherapie

- *De beste start van je schoonheidsroutine*

Maak de magnetische bevestigingsring voorzichtig los van het apparaat. Plaats een katoenen doekje over het behandelhoofd. Plaats de ring terug om deze stevig vast te houden.

Breng je favoriete reinigingswater of make-up remover aan. Schuif het apparaat langzaam van het midden van het gezicht naar buiten om de huid grondig te reinigen en voor te bereiden op de volgende modus.

**Tip:** Als u van dubbele reiniging houdt, probeer dan dit protocol. Begin met een product op oliebasis om make-up, zonnebrandcrème, talg en andere verontreinigingen op oliebasis op te lossen. Volg deze met een reinigingsmiddel op waterbasis.

**EMS** Microcurrent + Sonic Vibration + lichttherapie

Breng een ruime hoeveelheid geleidende gel aan op het behandelhoofd of rechtstreeks op de huid, één gebied tegelijk. Schuif het gereedschap langzaam van het midden van het gezicht naar buiten. Als de gel begint te drogen, breng dan opnieuw aan.

**Tip:** EMS is effectiever wanneer uw huid goed gehydrateerd is - drink een glas water vóór de sessie en/of breng een hydraterend serum op waterbasis aan vóór de gel. U kunt ook Rio Hydrogel Mask (beschikbaar op [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) gebruiken in plaats van de geleidende gel.

**PULSEN met tussenpozen** + sonische trilling + lichttherapie

- *Kan worden gebruikt na reiniging en/of na behandeling met EMS.*

Breng uw favoriete serum, essentie, oogcrème aan of gebruik het over een weefselmasker om de productabsorptie te stimuleren.

**Tip:** Beweeg langzaam en voorzichtig over het gezicht - hierdoor kunnen de micropulsen de absorptie maximaliseren zonder het product te slepen.

Koeling + sonische trillingen + lichttherapie  
- *Ideaal als de laatste aanraking van je routine.*

Breng aan na absorptie van het product met een lichte druk-en-houd-beweging, waarbij u gebied per gebied beweegt: Laat het gereedschap enkele seconden op één gebied rusten en beweeg vervolgens langzaam vanuit het midden van het gezicht naar buiten.

**Tip:** Verspreidt een fijne nevel thermisch water om het verfrissende gevoel en comfort van de behandeling te verbeteren.

**U kunt elke behandeling aanpassen door de kleur van het LED-licht te kiezen die het beste bij uw behoeften past.**

## NA GEBRUIK

- Als u een zeer gevoelige huid heeft, kunt u roodheid opmerken na gebruik. Dit zou na 30 minuten moeten verdwijnen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Voor en na gebruik, veeg het behandelhoofd schoon met een schone, vochtige doek, dompel de eenheid niet in water.

## AFVOER




De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare technieken voor nuttige toepassing en recycling om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te behandelen en te voorkomen dat steeds meer afval wordt gestort. Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het aan het einde van de levensduur van dit product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften. Het mag NIET met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

### **Op verantwoorde wijze recyclen:**

1. Raadpleeg de plaatselijke gemeentelijke richtlijnen
2. Scheid de onderdelen en voer ze op de juiste wijze af

## SPECIFICATIE

Model: FCTL  
Invoer: 5,0V  $\equiv$  1,0A 5,0W MAX   
Batterij Li-Po 3,7 V 1000 mAh 3,7 Wh



Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Dit apparaat voldoet aan de huidige productwetgeving van UKCA.



Papier recycleren

## KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via:

[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTIE

Als u uw garantie van twee jaar online wilt registreren, gaat u naar:

[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)



[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)

## ADVERTENCIAS

- **Por favor, lea todas las instrucciones a fondo y conserve para referencia futura.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no jugarán con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no serán realizados por niños sin supervisión.
- No coloque ni almacene bajo la luz solar directa. Almacene en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si sufres de una afección de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de usarlo
- Por razones de higiene, recomendamos solo para uso de una sola persona.
- Un rango de temperatura de carga seguro sería de 0-40°C.
- No utilice este aparato en partes de piel suelta de su cuerpo o en áreas que muestren signos de: Venas varicosas, enfermedades de la piel (por ejemplo, eczema, psoriasis, dermatitis), cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, marcas cutáneas, erupción cutánea, hipersensibilidad o quemadura solar, flebitis, tejido cicatricial reciente, otras afecciones de la piel. Le recomendamos que consulte a su médico antes del tratamiento si sufre de alguna de las condiciones anteriores.
- No usar sobre cortes o piel rota.
- No usar en áreas que han tenido cirugía cosmética.
- No deje el dispositivo desatendido. Apague antes de salir de la habitación.
- Este aparato solo debe suministrarse en voltaje extra bajo de seguridad (SELV) correspondiente a la marca en el aparato.
- NO utilice este producto si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.
- No cobrar por más de 24 horas.
- No lo use inmediatamente alrededor de los ojos.
- No usar en áreas que han tenido cirugía cosmética.
- NO sumerja este producto en agua.
- NO sostenga bajo agua corriente.
- El aparato se puede limpiar limpiando con un paño húmedo. NO utilice solventes o limpiadores abrasivos.
- Solo para uso externo.

## CONOCE TU UNIDAD

(ver página 3)

- |                                                           |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> Cabeza de tratamiento                            | <b>5</b> Encendido/apagado/modo                      | <b>10</b> Contacto Conductivo |
| <b>2</b> Indicador de intensidad/<br>temperatura          | <b>6</b> Luces de tratamiento (rojo,<br>azul, verde) | <b>11</b> Conector USB-C.     |
| <b>3</b> Indicador de modo (limpio,<br>EMS, pulso y frío) | <b>7</b> Anillo de fijación magnético                | <b>12</b> Ponte de pie        |
| <b>4</b> Intensidad/temperatura                           | <b>8</b> Indicador de batería                        | <b>13</b> Cable de carga USB  |
|                                                           | <b>9</b> Luz LED                                     | <b>14</b> Gel conductor       |

## INTRODUCCIÓN

Rio Facelift & Tone Beauty Spa combina seis tecnologías inspiradas en tratamientos profesionales - calentamiento, enfriamiento, microcorriente EMS, pulsos intermitentes EMS, vibración sónica y terapia de luz led tricolor - cada una de ellas ofrece beneficios específicos para la piel.

Combinadas en un dispositivo holístico y eficiente en el tiempo, estas tecnologías ofrecen un tratamiento completo, paso a paso, inspirado en el spa para limpiar profundamente, elevar, mejorar la absorción del producto y bloquear la hidratación.

Ya sea que busque suavizar los signos visibles del envejecimiento, suavizar la textura de la piel o mantener un brillo saludable y radiante, Rio Face Lift & Tone Beauty Spa está diseñado para seguir los contornos naturales de la cara, ofreciendo un protocolo de cuidado de la piel completo y orientado a los resultados en la comodidad de su propio hogar.

## LAS SEIS TECNOLOGÍAS

**CALENTAMIENTO:** Ayuda a relajar la tensión facial y suavizar la superficie de la piel para mejorar la limpieza y la absorción del producto. La función de calor (desde 38°C hasta 42°C) apoya la producción de colágeno y la reparación celular mientras abre suavemente los poros para una limpieza más profunda.

Un sistema de control térmico garantiza una temperatura segura y efectiva, protegiendo la piel y preservando las células grasas.

**VIBRACIÓN SÓNICA :** Operando a 8.000 vibraciones por minuto, estimula el flujo sanguíneo y ayuda a activar el drenaje linfático, fomentando la eliminación natural de toxinas y promoviendo la vitalidad general de la piel.

**EMS - MICROCORRIENTE:** Los impulsos eléctricos de bajo nivel estimulan suavemente los músculos faciales, apoyando la tonificación, la reafirmación y el levantamiento. Los músculos de la cara son únicos en el hecho de que son los únicos músculos del cuerpo que se conectan con la piel, lo que hace que la tonificación facial EMS sea particularmente efectiva.

**EMS - PULSOS INTERMITENTES:** Proporciona pulsos rítmicos inspirados en las técnicas tradicionales de acupresión para ayudar a aliviar la tensión muscular y suavizar la apariencia de líneas y piel cansada. Estimula la microcirculación, trayendo oxígeno y nutrientes a la piel, para ayudar a revitalizar la piel de aspecto apagado.

**ENFRIAMIENTO:** Proporciona un efecto calmante instantáneo (de 15°C a 6°C ), ayudando a reducir la puquinez, refinar los poros y calmar la piel estresada. Bloquea la humedad, mejora la firmeza y deja la piel fresca, suave y tonificada.

**LUCES LED:** **Luz azul:** Se dirige a la superficie y cerca de la superficie, para promover la piel clara y una tez uniforme. **Luz verde:** Ayuda a promover la recuperación de la piel y mejorar la luminosidad natural. **Luz roja:** Penetra aún más en la piel para apoyar el metabolismo celular y la producción de colágeno.

## IMPORTANTE - PRUEBA DE PARCHES

Antes de comenzar, SIEMPRE debe hacer una prueba de parche con el gel conductivo en un área discreta de su piel para una posible reacción de la piel. Espere 24 horas. Si se produce irritación, no continúe el tratamiento.

**Nota:** Siempre comienza con el nivel más bajo para cada modo para permitir que tu piel se ajuste. Puedes aumentar gradualmente la intensidad a medida que te sientas más cómodo.

La función de vibración sónica se activa en el contacto con la piel. Cuando su mano también está tocando los contactos conductivos (10) en los lados de la unidad. Se detiene cuando se libera, ahorrando energía y extendiendo la vida útil de la batería.



## COBRO

- Conecte la unidad a un puerto USB utilizando el cable de carga USB.
- El indicador de batería parpadeará mientras el dispositivo se está cargando. Una sola barra indica un nivel de batería bajo, mientras que 3 barras significan una carga completa. Una vez completamente cargado, el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.
- Se tarda aproximadamente 3 horas en cargar completamente.
- Cuando esté completamente cargado, el dispositivo debe funcionar durante aproximadamente 40 minutos.

**IMPORTANTE:** Desconecte del cable de carga USB antes de usar.

## USANDO SU LAVADO DE CARA & TONO

1. Limpiar y secar la piel en la zona a tratar.
2. Presione el botón de encendido/apagado/modo durante 2 segundos para activar el lifting y tono. El modo "LIMPIO" predeterminado se activará automáticamente.
3. Para seleccionar un modo de tratamiento diferente, presione el botón Mode para recorrer las cuatro opciones:

**LIMPIO:** Limpieza profunda y relajante

**EMS:** Levanta y tonifica tu piel

**PULSO:** Aumente la absorción del producto

**GUAY:** Bloquee la humedad, refresque la piel

4. Dependiendo del modo de tratamiento, utilice el botón Intensidad/Temperatura para seleccionar lo siguiente:

**LIMPIO:** Temperatura de calentamiento:

38°C, 40°C, 42°C

**EMS:** Intensidad de microcorriente: Bajo, medio, alto

**PULSO:** Intensidad de pulsos: Bajo, medio, alto

**GUAY:** Temperatura de enfriamiento: 15°C, 10°C, 6°C.

Se indica el nivel de intensidad/temperatura seleccionado (2).

5. Para elegir el color de la luz led, presione el botón de luz led para recorrer las opciones disponibles: Sin luz, rojo, azul o verde. La selección LED está disponible en todos los modos.
6. Mueva la cabeza de tratamiento lentamente sobre la piel, siguiendo la dirección de las flechas (ver Áreas de tratamiento). Cada movimiento debe durar de 5 a 8 segundos. Repita de 4 a 5 veces por área.
7. Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón ON/OFF/MODE durante 2 segundos.

### Importante:

- No usar por más de 5 minutos en ninguna zona de tratamiento.
- La unidad se apagará automáticamente después de 5 minutos para los modos de LIMPIEZA, EMS y tratamiento de PULSO, y después de 2 minutos para el modo COOL.

## ÁREAS DE TRATAMIENTO



**1** Frente   **2** Cara derecha   **3** Cara izquierda   **4** Cuello

## DESCUBRE LOS 4 TRATAMIENTOS COMBINADOS

Cada tratamiento puede realizarse por separado o en combinación en la siguiente secuencia:

Calentamiento **LIMPIO** + Vibración Sónica + Terapia de Luz

- *El mejor comienzo para tu rutina de belleza*

Desconecte suavemente el anillo de fijación magnética del dispositivo. Coloque una almohadilla de algodón sobre la cabeza de tratamiento. Vuelva a colocar el anillo para sostenerlo de forma segura.

Aplique su agua de limpieza favorita o desmaquillante. Deslice la herramienta lentamente desde el centro de la cara hacia afuera para limpiar profundamente y preparar la piel para el siguiente modo.

**Sugerencia:** Si te gusta la doble limpieza, prueba este protocolo. Comience con un producto a base de aceite para disolver el maquillaje, protector solar, sebo y otras impurezas a base de aceite. Siga con un limpiador a base de agua.

**EMS** Microcurrent + Vibración Sónica + Terapia de Luz  
Aplique una cantidad generosa de Gel Conductivo en el cabezal del tratamiento o directamente sobre la piel, una zona a la vez. Desliza la herramienta lentamente desde el centro de la cara hacia afuera. Si el gel comienza a secarse, vuelva a aplicar.

**Sugerencia:** El EMS es más efectivo cuando tu piel está bien hidratada: Bebe un vaso de agua antes de la sesión y/o aplica un suero hidratante a base de agua antes del gel. También puede usar la mascarilla hidrogel Rio (disponible en [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) en lugar del gel conductivo.

**PULSO** Intermitente Pulsos + Vibración Sónica + Terapia de Luz

- *Puede ser utilizado después de la limpieza y/o después del tratamiento EMS.*

Aplique su suero favorito, esencia, crema de ojos o use sobre una máscara de tejido para aumentar la absorción del producto.

**Sugerencia:** Muévete lenta y suavemente por la cara, esto permite que los micropulsos maximicen la absorción sin arrastrar el producto.

**COOL** Cooling + Vibración Sónica + Terapia de Luz

- *Ideal como toque final de tu rutina.*

Aplique después de la absorción del producto, con un suave movimiento de presionar y mantener presionado, moviéndose área por área: Descanse la herramienta en un área durante unos segundos, luego mueva lentamente desde el centro de la cara hacia afuera.

**Sugerencia:** Difunde una fina niebla de agua termal para mejorar la sensación refrescante y la comodidad del tratamiento.

**Puede personalizar cada tratamiento seleccionando el color de luz led que mejor se adapte a sus necesidades.**

## DESPUÉS DE SU USO

- Si tiene piel muy sensible, puede notar enrojecimiento después de su uso. Esto debería disminuir después de 30 minutos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes y después del uso, limpie el cabezal de tratamiento con un paño limpio y húmedo, no sumerja la unidad en agua.

## ELIMINACIÓN




La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2012/19/UE) se ha puesto en marcha para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclado para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Este producto está clasificado como Equipo eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que al final de la vida útil de este producto se elimina de la manera correcta de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales. NO debe eliminarse con los residuos domésticos.

### **Reciclar responsablemente:**

1. Revisa tus pautas municipales locales
2. Separe los componentes y deshágalos correctamente

## ESPECIFICACIÓN

Modelo: FCTL  
Entrada: 5,0V  $\equiv$  1.0A 5,0W MAX   
Batería Li-Po 3,7V 1000mAh 3.7Wh



Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y luego conserve para su uso futuro.



Este producto es solo para uso en interiores.



Este producto cumple con la legislación vigente de productos de la UE.



Esta unidad cumple con la legislación vigente de productos UKCA.



Reciclar papel

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en:

[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTÍA

Para registrar su garantía de dos años en línea, visite:

[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)



[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)

## AVISOS

- **Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente e guarde para referência futura.**
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não coloque ou guarde sob luz solar direta. Armazenar em local fresco e seco.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Se sofrer de uma condição de pele, consulte o seu dermatologista antes de usar
- Por razões de higiene, recomendamos apenas para uso de uma única pessoa.
- Uma faixa de temperatura de carregamento segura seria de 0-40 C.
- Não use este aparelho em partes de pele solta do seu corpo ou em áreas que apresentem sinais de: Varizes, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, toupeiras, marcas de pele, erupção cutânea, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebite, tecido cicatricial recente, outras condições de pele. Recomendamos que consulte o seu médico antes do tratamento se sofrer de qualquer uma das condições acima.
- Não usar em cortes ou pele partida.
- Não use em áreas que tenham tido cirurgia estética.
- Não deixe o dispositivo sem vigilância. Desligue antes de sair da sala.
- Este aparelho só deve ser fornecido com uma tensão extra baixa de segurança (SELV) correspondente à marcação no aparelho.
- Não use este produto se ele não estiver funcionando corretamente, ou se ele tiver caído ou danificado.
- Não cobrar por mais de 24 horas.
- Não use imediatamente em torno dos olhos.
- Não use em áreas que tenham tido cirurgia estética.
- Não imergir este produto em água.
- Não segure sob água corrente.
- O aparelho pode ser limpo limpando com um pano húmido. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
- Apenas para uso externo.

## CONHEÇA A SUA UNIDADE

(ver página 3)

- |                                                                 |                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Cabeça de tratamento                                   | <b>5</b> Ligar/desligar/modo                            | <b>10</b> Contacto condutor        |
| <b>2</b> Indicador de intensidade/<br>temperatura               | <b>6</b> Luzes de tratamento (vermelho,<br>azul, verde) | <b>11</b> Tomada USB-C.            |
| <b>3</b> Indicador de modo (Limpo,<br>EMS, Impulso e Arrefecer) | <b>7</b> Anel de fixação magnético                      | <b>12</b> Em pé                    |
| <b>4</b> Intensidade/temperatura                                | <b>8</b> Indicador da bateria                           | <b>13</b> Cabo de carregamento USB |
|                                                                 | <b>9</b> Luz LED                                        | <b>14</b> Gel condutor             |

## INTRODUÇÃO

O Rio facelift & Tone Beauty Spa combina seis tecnologias inspiradas em tratamentos profissionais - aquecimento, arrefecimento, microcorrente EMS, impulsos intermitentes de EMS, vibração sónica e terapia de luz LED tri-color - cada uma oferecendo benefícios específicos para a pele.

Combinadas num dispositivo holístico e eficiente em termos de tempo, estas tecnologias proporcionam um tratamento completo, passo a passo, inspirado no spa, para limpar profundamente, elevar, melhorar a absorção do produto e bloquear a hidratação.

Quer pretenda suavizar os sinais visíveis de envelhecimento, textura suave da pele ou manter um brilho saudável e radiante, o Rio lifting & Tone Beauty Spa foi concebido para seguir os contornos naturais do rosto, oferecendo um protocolo completo e orientado para os resultados no conforto da sua casa.

## AS SEIS TECNOLOGIAS

**A AQUECER:** Ajuda a relaxar a tensão facial e a suavizar a superfície da pele para melhorar a limpeza e a absorção do produto. A função de calor (de 38 °C a 42 °C) apoia a produção de colagénio e a reparação celular, abrindo suavemente os poros para uma limpeza mais profunda. Um sistema de controlo térmico garante uma temperatura segura e eficaz - protegendo a pele e preservando as células de gordura.

**VIBRAÇÃO SÓNICA:** A funcionar a 8 000 vibrações por minuto, estimula o fluxo sanguíneo e ajuda a ativar a drenagem linfática, incentivando a eliminação natural de toxinas e promovendo a vitalidade geral da pele.

**EMS - MICROCORRENTE:** Impulsos elétricos de baixo nível estimulam suavemente os músculos faciais, apoiando tonificação, reafirmação e elevação. Os músculos do rosto são únicos porque são os únicos músculos do corpo que se ligam à pele, tornando a tonificação facial do SME particularmente eficaz.

**EMS - IMPULSOS INTERMITENTES:** Proporciona impulsos rítmicos inspirados nas técnicas tradicionais de acupressão para ajudar a aliviar a tensão muscular e suavizar a aparência das linhas e da pele cansada. Estimula a microcirculação, trazendo oxigénio e nutrientes para a pele, para ajudar a revitalizar a pele com aspeto aborrecido.

**ARREFECIMENTO:** Proporciona um efeito calmante instantâneo (de 15 °C até 6 °C), ajudando a reduzir o inchaço, refinar os poros e acalmar a pele tensa. Retém a humidade, aumenta a firmeza e deixa a pele fresca, suave e tonificada.

**LUZES LED:** **Luz azul:** Tem como alvo a superfície e a superfície próxima, para promover a pele clara e uma pele uniforme. **Luz verde:** Ajuda a promover a recuperação da pele e a aumentar a luminosidade natural. **Luz vermelha:** Penetra ainda mais na pele para apoiar o metabolismo celular e a produção de colágeno.

## IMPORTANTE - TESTE DE PATCH

Antes de começar, deve SEMPRE fazer um teste de remendo com o gel condutor numa área discreta da sua pele para uma possível reação cutânea. Espere 24 horas. Se ocorrer irritação, não continue o tratamento.

**Nota:** Comece sempre com o nível mais baixo para cada modo para permitir que a sua pele se ajuste. Você pode aumentar gradualmente a intensidade à medida que se torna mais confortável.

A função de vibração sónica ativa-se no contacto com a pele. Quando a mão também toca nos contactos condutores (10) nas laterais da unidade. Para quando libertado, poupando energia e prolongando a vida útil da bateria.

## A CARREGAR

- Ligue a unidade a uma porta USB utilizando o cabo de carregamento USB.
- O indicador da bateria pisca enquanto o dispositivo está a carregar. Uma única barra indica um nível de bateria baixo, enquanto 3 barras significam uma carga total. Uma vez totalmente carregado, o dispositivo desliga-se automaticamente após 5 minutos.
- Demora cerca de 3 horas a carregar totalmente.
- Quando totalmente carregado o dispositivo deve funcionar durante aproximadamente 40 minutos.

**IMPORTANTE:** Desligue do cabo de carregamento USB antes de utilizar.



## USANDO O SEU FACELIFT E TOM

1. Limpar e secar a pele na área a tratar.
2. Prima o botão ligar/desligar/modo durante 2 segundos para ligar a facelift e o tom.  
O modo de LIMPEZA padrão é ativado automaticamente.
3. Para selecionar um modo de tratamento diferente, prima o botão Mode (Modo) para percorrer as quatro opções:

**LIMPAR :** Limpeza profunda e relaxante

**EMS:** Levante e tonifique a pele

**IMPULSO:** Aumentar a absorção do produto

**FRESCO:** Tranque a humidade, refresque a pele

4. Dependendo do modo de tratamento, utilize o botão Intensidade/Temperatura para selecionar o seguinte:

**LIMPAR:** Temperatura de aquecimento:

38°C, 40°C, 42°C

**EMS:** Intensidade da microcorrente: Baixa, média, alta

**IMPULSO:** Intensidade dos impulsos:

Baixa, média, alta

**FRESCO:** Temperatura de refrigeração:

15°C, 10°C, 6°C

5. Para escolher a cor da luz LED, prima o botão da luz LED para percorrer as opções disponíveis: Sem luz, vermelho, azul ou verde. A seleção de LED está disponível em todos os modos.
6. Mova lentamente a cabeça de tratamento sobre a pele, seguindo a direção das setas (ver áreas de tratamento). Cada movimento deve durar 5 a 8 segundos. Repita 4 a 5 vezes por área.
7. Para desligar o dispositivo, prima e mantenha premido o botão ligar/desligar/modo durante 2 segundos.

### Importante:

- Não utilizar durante mais de 5 minutos em qualquer área de tratamento.
- A unidade desliga-se automaticamente após 5 minutos para os modos de TRATAMENTO CLEAN, EMS e PULSE, e após 2 minutos para o MODO FRESCO

É indicado o nível de intensidade/temperatura selecionado (2).

## ÁREAS DE TRATAMENTO



1 testa 2 face direita 3 face esquerda 4 pescoço

## DESCUBRA OS 4 TRATAMENTOS COMBINADOS

Cada tratamento pode ser realizado separadamente ou em combinação na seguinte sequência:

O aquecimento **LIMPO** e a vibração sónica e a terapia da luz

- *O melhor começo para a sua rotina de beleza*

Desprenda cuidadosamente o anel de fixação magnética do dispositivo. Coloque uma almofada de algodão sobre a cabeça de tratamento. Volte a fixar o anel para o segurar de forma segura.

Aplique a sua água de limpeza favorita ou removedor de maquilhagem. Deslize a ferramenta lentamente do centro do rosto para fora para limpar profundamente e preparar a pele para o próximo modo.

**Dica:** Se gosta de limpeza dupla, experimente este protocolo. Comece com um produto à base de óleo para dissolver maquilhagem, protetor solar, sebo e outras impurezas à base de óleo. Seguir com um produto de limpeza à base de água.

A Microcorrente e a vibração sónica de **EMS**

Aplique uma quantidade generosa de gel condutor na cabeça de tratamento ou diretamente na pele, uma área de cada vez. Deslize a ferramenta lentamente a partir do centro da face para fora. Se o gel começar a secar, reaplique.

**Dica:** O SGA é mais eficaz quando a sua pele está bem hidratada, beba um copo de água antes da sessão e/ou aplique um soro de hidratação à base de água antes do gel. Também pode usar a máscara hidrogel Rio (disponível em [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) em vez do gel condutor.

Pulsações intermitentes de **PULSO**, vibração sónica e terapia de luz

- *Pode ser usado após a limpeza e/ou após o tratamento do SGA.*

Aplique o seu soro, essência, creme para os olhos favorito ou use sobre uma máscara de tecido para aumentar a absorção do produto.

**Dica:** Mova-se lentamente e suavemente através do rosto - isto permite que os micro-impulsos maximizem a absorção sem arrastar o produto.

Refrigeração **FRIA**, vibração sónica e terapia de luz

- *Ideal como o toque final da sua rotina.*

Aplique após a absorção do produto, usando um suave movimento de pressão e retenção, movendo-se área por área: Colocar a ferramenta numa área durante alguns segundos e depois mover-se lentamente do centro da face para fora.

**Dica:** Difunde uma fina névoa de água termal para melhorar a sensação refrescante e o conforto do tratamento.

**Pode personalizar cada tratamento selecionando a cor da luz LED que melhor se adapta às suas necessidades.**

## APÓS O USO

- Se tiver pele muito sensível, poderá notar uma vermelhidão após o uso. Isto deve diminuir após 30 minutos.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes e depois da utilização, limpe a Cabeça de Tratamento com um pano limpo e húmido, não imerja a unidade em água.

## ELIMINAÇÃO



A diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) (2012/19/UE) foi posta em prática para reciclar produtos utilizando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis para minimizar o impactos no ambiente, tratar quaisquer substâncias perigosas e evitar o aumento do aterro. Este produto é classificado como equipamento elétrico ou eletrônico, por isso, certifique-se de que, no final da vida útil deste produto, é eliminado da forma correta, de acordo com os requisitos das autoridades locais. Não deve ser eliminado com resíduos domésticos.

### **Reciclar de forma responsável:**

1. Verifique as suas diretrizes municipais locais
2. Separar os componentes e eliminá-los corretamente

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo: FCTL

Entrada: 5.0V 1,0A 5.0W === MAX 

Bateria Li-Po 3.7V 1000 mAh 3.7Wh



Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e depois guarde-as para uso futuro.



Este produto destina-se apenas a utilização no interior.



Este produto está em conformidade com a legislação de produtos da UE em vigor.



Esta unidade está em conformidade com a legislação de produtos UKCA em vigor.



Reciclar papel

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco:

[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTIA

Para registar online a sua garantia de dois anos, visite:

[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)



[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)

## AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Non collocare o conservare sotto la luce diretta del sole. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se soffre di una condizione cutanea, consultare il dermatologo prima dell'uso
- Per motivi igienici si consiglia l'uso da parte di una sola persona.
- Un intervallo di temperatura di ricarica sicuro è compreso tra 0 e 40 °C.
- Non utilizzate l'apparecchio su parti del corpo dalla pelle sciolta o su qualsiasi area che presenti segni di vene varicose, malattie della pelle (ad esempio eczema, psoriasi, dermatite), tagli e abrasioni, irritazione, verruche, nei, etichette cutanee, eruzioni cutanee, ipersensibilità o scottature, flebite, recente tessuto cicatriziale e altre condizioni cutanee. Si consiglia di consultare il proprio medico prima del trattamento se si soffre di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.
- Non utilizzare su tagli o pelle rotta.
- Non utilizzare su aree che hanno subito interventi di chirurgia estetica.
- Non lasciare il dispositivo incustodito. Spegnerlo prima di uscire dalla stanza.
- Questo apparecchio deve essere fornito solo a tensione extra bassa di sicurezza (SELV) corrispondente al contrassegno sull'apparecchio.
- **NON** utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato.
- Non caricare per più di 24 ore.
- Non utilizzare immediatamente intorno agli occhi.
- Non utilizzare su aree che hanno subito interventi di chirurgia estetica.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- **NON** tenere sotto l'acqua corrente.
- L'apparecchio può essere pulito strofinando con un panno umido. **NON** utilizzare solventi o detersivi abrasivi.
- Solo per uso esterno.

## CONOSCETE LA VOSTRA UNITÀ

(vedere pagina 3)

- |                                                                                |                                                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Testa di trattamento                                                  | <b>5</b> Accensione/spegnimento/<br>modalità        | <b>10</b> Contatto conduttivo  |
| <b>2</b> Indicatore di intensità/<br>temperatura                               | <b>6</b> Luci di trattamento (rosso,<br>blu, verde) | <b>11</b> Presa USB-C.         |
| <b>3</b> Indicatore di modalità (pulizia,<br>EMS, impulso e<br>raffreddamento) | <b>7</b> Anello di fissaggio magnetico              | <b>12</b> In piedi             |
| <b>4</b> Intensità/temperatura                                                 | <b>8</b> Indicatore della batteria                  | <b>13</b> Cavo di ricarica USB |
|                                                                                | <b>9</b> Luce LED                                   | <b>14</b> Gel conduttivo       |

## INTRODUZIONE

Il centro benessere Rio Facelift & Tone Beauty Spa combina sei tecnologie ispirate a trattamenti professionali: Riscaldamento, raffreddamento, microcorrente EMS, impulsi intermittenti EMS, vibrazioni soniche e fototerapia a LED in tricromia, ognuna delle quali offre benefici mirati per la pelle.

Combinare in un unico dispositivo olistico efficiente nel tempo, queste tecnologie offrono un trattamento completo, passo dopo passo, ispirato alla spa, per pulire, sollevare, migliorare l'assorbimento del prodotto e bloccare l'idratazione.

Sia che stiate cercando di ammorbidire i segni visibili dell'invecchiamento, la consistenza della pelle liscia o mantenere un bagliore sano e radioso, la Rio Facelift & Tone Beauty Spa è progettata per seguire i contorni naturali del viso, offrendo un protocollo completo e orientato ai risultati nel comfort della vostra casa.

## LE SEI TECNOLOGIE

**RISCALDAMENTO:** Aiuta a rilassare la tensione del viso e ammorbidire la superficie della pelle per migliorare la pulizia e l'assorbimento del prodotto. La funzione di calore (da 38 °C a 42 °C) supporta la produzione di collagene e la riparazione cellulare, aprendo delicatamente i pori per una pulizia più profonda.

Un sistema di controllo termico garantisce una temperatura sicura ed efficace, proteggendo la pelle e preservando le cellule adipose.

**VIBRAZIONI SONICHE :** Operando a 8.000 vibrazioni al minuto, stimola il flusso sanguigno e aiuta ad attivare il drenaggio linfatico, incoraggiando la naturale eliminazione delle tossine e promuovendo la vitalità complessiva della pelle.

**EMS - MICROCORRENTE:** Gli impulsi elettrici di basso livello stimolano delicatamente i muscoli facciali, supportando tonificazione, rassodamento e sollevamento. I muscoli del viso sono unici in quanto sono gli unici muscoli del corpo che si connettono alla pelle, rendendo particolarmente efficace il tonificante facciale EMS.

**EMS - IMPULSI INTERMITTENTI:** Fornisce impulsi ritmici ispirati alle tradizionali tecniche di digitopressione per alleviare la tensione muscolare e ammorbidire l'aspetto delle linee e della pelle stanca. Stimola la microcircolazione, portando ossigeno e sostanze nutritive sulla pelle, per aiutare a rivitalizzare la pelle dall'aspetto noioso.

**RAFFREDDAMENTO:** Fornisce un effetto lenitivo istantaneo (da 15 °C a 6 °C ), contribuendo a ridurre la gonfiore, affinare i pori e calmare la pelle stressata. Blocca l'umidità, migliora la fermezza e lascia la pelle fresca, liscia e tonificata.

**LUCI A LED:** **Luce blu:** Mira alla superficie e alla superficie vicina, per promuovere una pelle chiara e una carnagione uniforme. **Luce verde:** Aiuta a favorire il recupero della pelle e a migliorare la luminosità naturale. **Luce rossa:** Penetra ulteriormente nella pelle per sostenere il metabolismo cellulare e la produzione di collagene.

## IMPORTANTE - PATCH TEST

Prima di iniziare, è necessario eseguire SEMPRE un patch test con il gel conduttivo su un'area poco visibile della pelle per una possibile reazione cutanea. Aspetta 24 ore. In caso di irritazione, non continuare il trattamento.

**Nota:** Iniziare sempre con il livello più basso per ciascuna modalità per consentire alla pelle di regolarsi. È possibile aumentare gradualmente l'intensità man mano che si diventa più comodi.

La funzione di vibrazione sonora si attiva al contatto con la pelle. Quando la mano tocca anche i contatti conduttivi **(10)** ai lati dell'unità. Si arresta quando viene rilasciato, risparmiando energia e prolungando la durata della batteria.

## IN CARICA

- Collegare l'unità a una porta USB utilizzando il cavo di ricarica USB.
- L'indicatore della batteria lampeggia mentre il dispositivo è in carica. Una singola barra indica un livello di carica basso della batteria, mentre 3 barre indicano una carica completa. Una volta completata la ricarica, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
- La ricarica completa richiede circa 3 ore.
- Quando il dispositivo è completamente carico, deve funzionare per circa 40 minuti.

**IMPORTANTE:** Scollegare il cavo di ricarica USB prima dell'uso.



## USARE IL LIFTING FACCIALE E IL TONO

1. Pulire e asciugare la pelle nell'area da trattare.
2. Premere il pulsante On/Off/Mode per 2 secondi per attivare il lifting facciale e il tono.  
La modalità DI PULIZIA predefinita si attiva automaticamente.
3. Per selezionare una modalità di trattamento diversa, premere il pulsante Mode (modalità) per scorrere le quattro opzioni:

**PULISCI:** Pulizia profonda e rilassante

**EMS:** Solleva e tonifica la pelle

**POLSO:** Aumentare l'assorbimento dei prodotti

**FREDDO:** Trattenere l'umidità, rinfrescare la pelle

4. A seconda della modalità di trattamento, utilizzare il pulsante Intensity/temperature (intensità/temperatura) per selezionare quanto segue:

**PULISCI:** Temperatura di riscaldamento:

38°C, 40°C, 42°C.

**EMS:** Intensità microcorrente: Bassa, Media, alta

**POLSO:** Intensità impulsi: Bassa, Media, alta

**FREDDO:** Temperatura di raffreddamento:

15°C, 10°C, 6°C.

Il livello di intensità/temperatura selezionato è indicato

(2).

5. Per scegliere il colore della luce LED, premere il pulsante della luce LED per scorrere le opzioni disponibili: Nessuna luce, rossa, blu o verde. La selezione dei LED è disponibile in ogni modalità.
6. Spostare lentamente la testa di trattamento sulla pelle, seguendo la direzione delle frecce (vedere aree di trattamento). Ogni movimento deve durare da 5 a 8 secondi. Ripetere da 4 a 5 volte per area.
7. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante on/off/modalità per 2 secondi.

### Importante:

- Non utilizzare per più di 5 minuti in qualsiasi area di trattamento.
- L'unità si spegne automaticamente dopo 5 minuti per le modalità DI trattamento CLEAN, EMS e PULSE e dopo 2 minuti per la modalità COOL.

## AREE DI TRATTAMENTO



① fronte    ② faccia destra    ③ faccia sinistra    ④ collo

## SCOPRITE I 4 TRATTAMENTI COMBINATI

Ogni trattamento può essere eseguito separatamente o in combinazione nella seguente sequenza:

Riscaldamento **PULITO** + vibrazione sonora + terapia leggera

- *Il miglior inizio per la tua routine di bellezza*

Staccare delicatamente l'anello di fissaggio magnetico dal dispositivo. Posizionare un panno di cotone sulla testa del trattamento. Riagganciare l'anello per fissarlo saldamente. Applica la tua acqua detergente preferita o il Rimuovi trucco. Far scorrere lentamente lo strumento dal centro del viso verso l'esterno per pulire a fondo e preparare la pelle alla modalità successiva.

**Suggerimento:** Se ti piace la doppia pulizia, prova questo protocollo. Iniziare con un prodotto a base di olio per sciogliere il trucco, la crema solare, il sebo e altre impurità a base di olio. Seguire con un detergente a base d'acqua.

Microcorrente **EMS** + vibrazione sonora + fototerapia  
Applicare una generosa quantità di gel conduttivo sulla testa del trattamento o direttamente sulla pelle, un'area alla volta. Far scorrere lentamente lo strumento dal centro della faccia verso l'esterno. Se il gel inizia ad asciugarsi, applicarlo nuovamente.

**Suggerimento:** Il sistema EMS è più efficace quando la pelle è ben idratata: Bere un bicchiere d'acqua prima della sessione e/o applicare un siero idratante a base d'acqua prima del gel. È inoltre possibile utilizzare Rio Hydrogel Mask (disponibile all'indirizzo [www.riobeauty.co.uk](http://www.riobeauty.co.uk)) al posto del gel conduttivo.

**IMPULSI** intermittenti + vibrazione sonora + terapia con luce

- *Può essere utilizzato dopo la pulizia e/o dopo il trattamento EMS.*

Applicare il siero, l'essenza, la crema per gli occhi o utilizzare su una maschera di tessuto per aumentare l'assorbimento del prodotto.

**Suggerimento:** Spostarsi lentamente e delicatamente sulla faccia: Ciò consente ai microimpulsi di massimizzare l'assorbimento senza trascinare il prodotto.

**RAFFREDDAMENTO FREDDO** + vibrazione sonora + fototerapia

- *Ideale come ultimo tocco della tua routine.*

Applicare dopo l'assorbimento del prodotto, tenendo premuto leggermente, spostando area per area: Poggiare lo strumento su un'area per alcuni secondi, quindi spostarsi lentamente dal centro della faccia verso l'esterno.

**Suggerimento:** Diffonde una sottile nebbia di acqua termale per migliorare la sensazione rinfrescante e il comfort del trattamento.

**È possibile personalizzare ogni trattamento selezionando il colore della luce LED più adatto alle proprie esigenze.**

## DOPO L'USO

- Se la pelle è molto sensibile, si potrebbe notare rossore dopo l'uso. Questo dovrebbe diminuire dopo 30 minuti.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima e dopo l'uso, pulire la testina di trattamento con un panno umido pulito e non immergere l'unità in acqua.

## SMALTIMENTO




La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2012/19/UE) è stata messa in atto per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica, pertanto si prega di assicurarsi che al termine del suo ciclo di vita venga smaltito correttamente in conformità alle normative locali vigenti. **NON** deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

### **Riciclare in modo responsabile:**

1. Consultare le linee guida locali
2. Separare i componenti e smaltirli correttamente

## SPECIFICHE

Modello: FCTL  
Ingresso: 5,0V 1,0A 5,0W ==MAX   
Batteria li-po 3,7 V 1000 mAh 3,7 Wh



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.



Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.



Questo prodotto è conforme alla legislazione UE vigente in materia di prodotti.



Questa unità è conforme alla normativa UKCA in vigore sui prodotti.



Riciclare la carta

## ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattateci all'indirizzo:

[online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitate il sito:

[www.riobeauty.com/warranty](http://www.riobeauty.com/warranty)



[www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml](http://www.riobeauty.com/conductive-gel-85ml)





CE

[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)

© The Dezac Group Ltd 2025 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FCTL-EU/1.0