

hairmax®
TRANSFORMATIVE HAIR REGROWTH

QUICK START GUIDE

LASERBAND® 82

Hair Growth **Laser Light Device**

ComfortFlex

QUICK START GUIDE

LaserBand 82 *comfortflex*



3 times
per week


FOR MAXIMUM BENEFIT

- :: Scalp should be freshly washed (hair can be dry or damp).
- :: Use the laser device prior to applying styling products (these can build up and impede the laser light).
- :: Regularly clean the laser area with a damp cloth. Do not use harsh detergents or cleaning products on any part of your device.


CHARGING OPTIONS

You must charge the device for 4-6 hours before initial use


Prior to charging the laser device, make sure the device is turned off.



OPTION 1 Plug the power cord into the charging stand and the other end into an electrical wall outlet. Place the device on the charging stand. The device indicator white light will flash during the charging process. A steady light indicates the device is fully charged.



OPTION 2 Place the power cord directly into the charging socket on the side of the device and the other end into an electrical wall outlet.



The laser device indicator white light will flash during the charging process. A steady light indicates the device is fully charged.

Do not use the laser device while charging.

Prior to treatment, test your skin for sensitivity by shining the light on the inside of your forearm for 2 minutes. Make sure your forearm is clean before testing. If you see any reaction, do not use your laser device and contact customer service.

Before Starting Your Treatment:

1. Make sure the battery is FULLY CHARGED.
2. Test your Hairmax® laser device for sensitivity.

TREATMENT METHOD

The LaserBand will be used in 3 positions on your scalp. Leave it in place for a minimum of 30 seconds for each position. It will vibrate every 30 seconds to let you know when to move it to the next position.

To start the treatment, gently press the power button once to activate the red lasers.

1. Place the laser device at your hairline and leave it in place until it vibrates. This is position 1.




2. When you feel the vibration, slide the laser device backwards about 3 inches (7.5 cm) to the middle portion of your scalp.



Use light pressure so the teeth can separate your hair. Leave it in position 2 until you feel the vibration again.

3. Repeat the 30 second procedure on position 3. You have now completed today's treatment.



After treatment, remove the laser device from your head and turn off the device by pressing the power button once. Place the device in the charging cradle/stand and store for future use.

NOTE: The LaserBand 82 will turn off automatically after 10 minutes.

Based on the durability of the lasers and electronic components, the expected life of the laser device is designed to last up to 10 years of regular use.

For detailed information about troubleshooting, proper use, warnings and cautions, access the full user manual by scanning the QR code located on the back panel. Please read the entire user manual before operating.

The Hairmax® laser device has a limited warranty against defects in materials or workmanship from Hairmax International, LLC. Items that are damaged or abused are not covered under the warranty and will be charged at their regular repair rates. Any attempt to self-service the device, unless instructed by HAIRMAX INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE, will void your warranty. Please refer to our website for complete warranty terms.


**To validate your warranty, register online at
www.hairmax.com/warranty**

Laser Light - Avoid Direct Eye Exposure

"Hairmax® laser devices are indicated to promote hair growth in males with Androgenetic alopecia who have Norwood-Hamilton Classifications of IIa - V, and in females with Androgenetic alopecia who have Ludwig (Savin) Classifications I - II or frontal patterns of hair loss and who both have Fitzpatrick Skin Types I - IV.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LaserBand 82 *comfortflex*



3 fois
par semaine


POUR LA MAXIMISATION DES AVANTAGES

- :: Le cuir chevelu doit être fraîchement lavé (les cheveux peuvent être secs ou humides).
- :: Utilisez l'appareil laser avant d'appliquer les produits coiffants (ceux-ci peuvent s'accumuler et gêner le passage de la lumière laser).
- :: Nettoyez la zone du laser à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez de détergents ou de produits d'entretien corrosifs sur aucune partie de votre appareil.


OPTIONS DE CHARGEMENT

Vous devez recharger l'appareil pendant 4-6 heures avant l'utilisation initiale.


Avant de recharger l'appareil laser, assurez-vous que l'appareil soit éteint.



OPTION 1 Branchez le cordon d'alimentation au socle de chargement et l'autre extrémité à une prise électrique murale. Placez l'appareil sur le socle de chargement. L'indicateur lumineux blanc de l'appareil clignotera pendant le chargement. Un indicateur lumineux constant indique que l'appareil est complètement rechargé.



OPTION 2 Branchez le cordon d'alimentation directement au socle de chargement situé sur le côté de l'appareil et l'autre extrémité à une prise électrique murale.



L'indicateur lumineux blanc de l'appareil clignotera pendant le chargement. Un indicateur lumineux constant indique que l'appareil est complètement rechargé.

Le appareil laser ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Avant le traitement, effectuez un test de sensibilité de la peau en dirigeant la lumière laser sur l'intérieur de votre avant-bras pendant 2 minutes. Assurez-vous que votre avant-bras est propre avant de commencer le test. Si vous observez une réaction, n'utilisez pas l'appareil laser et contactez le service à la clientèle.


Avant de commencer votre traitement:


1. Vérifiez que la batterie est COMPLÈTEMENT CHARGÉE.
2. Effectuez un test de sensibilité avec votre Hairmax®.

MÉTHODE DE TRAITEMENT


Vous utiliserez le LaserBand à 3 emplacements sur votre cuir chevelu. Laissez-le en place pendant un minimum de 30 secondes à chaque emplacement. Il vibrera toutes les 30 secondes pour vous faire savoir quand il est temps de le déplacer.

Pour commencer le traitement, appuyez doucement une fois sur le bouton de mise en marche pour activer les lasers rouges.

- 

1. Placez le laser à la naissance des cheveux. C'est l'emplacement 1.
- 

2. Lorsque vous sentez la vibration, faites glisser votre l'appareil laser vers l'arrière d'une distance d'à peu près 3 pouces (7,5 cm) jusqu'au milieu de votre cuir chevelu.

Appliquez une légère pression de manière à ce que les dents puissent écarter vos cheveux. Laissez-le à l'emplacement 2 jusqu'à ce que vous sentiez la vibration de nouveau.
- 

3. Répétez la procédure de 30 secondes à l'emplacement 3. Vous avez maintenant terminé votre séance de traitement du jour.

Après la séance de traitement, enlevez l'appareil laser de votre tête et éteignez-le en appuyant une seule fois sur la touche de mise en marche. Placez l'appareil dans le socle de chargement et gardez-le pour utilisation ultérieure.

ATTENTION: Le LaserBand 82 s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

Selon la durabilité des lasers et des compo-sants électroniques, l'appareil laser est conçue pour durer jusqu'à 10 ans d' utilisation régulière.

Pour informations détaillées sur le dépannage, l'utilisation correcte, les avertissements et les précautions à prendre, scannez le code QR situé sur le panneau arrière afin de lire le manuel de l'utilisateur au complet. Veuillez lire le manuel de l'utilisateur du début à la fin avant de faire fonctionner l'appareil.

L'appareil laser Hairmax® est pourvu d'une garantie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication par la Hairmax International, LLC. Les articles endommagés ou maltraités ne sont pas couverts par la garantie et seront sujets aux prix de réparation ordinaires. Toute tentative d'entretien par soi-même de l'appareil, à moins d'avoir été effectuée sur instructions du SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LA HAIRMAX INTERNATIONAL, annulera votre garantie. Veuillez vous référer à notre site Web pour vous informer de toutes nos conditions de garantie.

Pour valider votre garantie, veuillez vous inscrire en ligne au
www.hairmax.com/warranty

La lumière laser - Évitez d'exposer directement les yeux

*Les appareils laser Hairmax® sont indiqués pour favoriser la repousse des cheveux chez les hommes atteints d'alopécie androgénétique, correspondant aux stades IIa à V de la classification de Norwood-Hamilton, ainsi que chez les femmes présentant une alopécie androgénétique de type Ludwig (Savin) aux stades I ou II, ou présentant une perte de cheveux frontale. Ces indications s'appliquent aux personnes ayant un type de peau de I à IV selon la classification de Fitzpatrick.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LaserBand 82 *comfortflex*



3 veces
por semana


PARA OBTENER EL MÁXIMO BENEFICIO

- :: El cuero cabelludo debe estar recién lavado (el cabello puede estar seco o húmedo).
- :: Utilice el dispositivo láser antes de aplicar productos de peinado (pueden acumularse e impedir el paso de la luz láser).
- :: Limpie regularmente la zona del láser con un paño húmedo. No utilice detergentes o productos de limpieza agresivos en ninguna parte de su dispositivo.


OPCIONES DE CARGA

Debe cargar el aparato durante 4-6 horas antes del primer uso.


Antes de cargar el dispositivo láser, asegúrese de que esté apagado.



OPCIÓN 1 Enchufe el cable de alimentación en el soporte de carga y el otro extremo en una toma eléctrica de pared. Coloque el dispositivo en el soporte de carga. La luz blanca indicadora del dispositivo parpadeará durante el proceso de carga. Una luz fija indica que el dispositivo está completamente cargado.



OPCIÓN 2 Coloque el cable de alimentación directamente en la toma de carga situada en el lateral del dispositivo y el otro extremo en una toma eléctrica de pared.



La luz blanca indicadora del dispositivo parpadeará durante el proceso de carga. Una luz fija indica que el dispositivo está completamente cargado.

No utilice el dispositivo láser mientras se esté cargando.

Antes del tratamiento, compruebe la sensibilidad de su piel proyectando la luz láser sobre la cara interna del antebrazo durante 2 minutos. Asegúrese de tener el antebrazo limpio antes de realizar la prueba. Si observa alguna reacción, no utilice el dispositivo láser y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.




Antes de iniciar su tratamiento:

1. Asegúrese de que la batería está COMPLETAMENTE CARGADA.
2. Compruebe la sensibilidad de su dispositivo láser Hairmax®.

MÉTODO DE TRATAMIENTO

La LaserBand se utilizará en 3 posiciones sobre el cuero cabelludo. Déjela en su lugar durante un mínimo de 30 segundos en cada posición.

Para iniciar el tratamiento, presione suavemente el botón de encendido una vez para activar los láseres rojos.

1.  Coloque el dispositivo láser en la línea capilar y déjelo en su sitio hasta que vibre. Esta es la posición 1.
2.  Cuando sienta la vibración, deslice el dispositivo láser hacia atrás unas 3 pulgadas (7,5 cm) hasta la parte media del cuero cabelludo. Ejercer una ligera presión para que los dientes puedan separar el cabello. Déjelo en la posición 2 hasta que vuelva a sentir la vibración.
3.  Repita el procedimiento de 30 segundos en la posición 3. Ha finalizado el tratamiento de hoy.

Después del tratamiento, quítese el dispositivo láser de la cabeza y apáguelo pulsando una vez el botón de encendido. Coloque el dispositivo en la base de carga/soporte y guárdelo para su uso futuro.

NOTA: La LaserBand 82 se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Teniendo en cuenta la durabilidad de los láseres y los componentes electrónicos, la vida útil esperada del dispositivo láser está diseñada para durar hasta 10 años de uso regular.

Para obtener información detallada sobre resolución de problemas, uso adecuado, advertencias y precauciones, acceda al manual del usuario completo escaneando el código QR situado en el panel trasero. Lea todo el manual del usuario antes de operar.

El dispositivo láser Hairmax® tiene una garantía limitada contra defectos de materiales o mano de obra de Hairmax International, LLC. Los artículos dañados o maltratados no están cubiertos por la garantía y se cobrarán según las tarifas de reparación habituales. Cualquier intento de autoservicio del dispositivo, a menos que sea instruido por el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE HAIRMAX INTERNATIONAL, anulará su garantía. Consulte en nuestro sitio web las condiciones completas de la garantía.

Para validar su garantía, regístrese en línea en
www.hairmax.com/warranty

Luz láser - Evite la exposición directa de los ojos

*Los dispositivos láser Hairmax® están indicados para promover el crecimiento del cabello en hombres alopecia androgenética que tienen clasificaciones Norwood Hamilton de IIa a V y en mujeres con alopecia androgenética que tienen clasificaciones I - II de Ludwig (Savin) o patrones frontales de caída del cabello y que tienen ambos tipos de piel Fitzpatrick I a IV.

GUIDA RAPIDA

LaserBand 82 *comfortflex*



3 volte
alla settimana


PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

- :: Il cuoio capelluto deve essere appena lavato (i capelli possono essere asciutti o umidi).
- :: Utilizzare il dispositivo prima di adoperare prodotti di bellezza per i capelli (dato che possono accumularsi e impedire il passaggio della luce laser).
- :: Pulire periodicamente l'area del laser con un panno umido. Non usare detergenti o prodotti per pulizie aggressivi su qualunque parte del dispositivo.


OPZIONI DI RICARICA

È necessario caricare il dispositivo per 4-6 ore prima dell'uso iniziale.


Prima di caricare il dispositivo laser, assicurarsi che sia spento.



OPZIONE 1 Collegare il cavo di alimentazione al supporto di ricarica e l'altra estremità a una presa elettrica. Posizionare il dispositivo sul supporto di ricarica. La spia luminosa del dispositivo lampeggerà durante il processo di ricarica. La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.



OPZIONE 2 Posizionare il cavo di alimentazione direttamente nella presa di ricarica posta sul lato del dispositivo e l'altra estremità in una presa elettrica.



La spia luminosa del dispositivo lampeggerà durante il processo di ricarica. La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.

Non utilizzare il dispositivo laser durante la ricarica.

Prima del trattamento, eseguite un test di sensibilità della pelle illuminando con la luce la parte interna dell'avambraccio per 2 minuti. Assicurarsi che l'avambraccio sia pulito prima di effettuare il test. Se notate qualsiasi tipo di reazione, non usate il dispositivo laser e contattate il servizio clienti.


Prima di Iniziare il Trattamento:

1. Assicurarsi che la batteria sia pienamente carica.
2. Testare il dispositivo laser Hairmax® per sensibilità.


METODO DI TRATTAMENTO

Il LaserBand verrà utilizzato in 3 posizioni sul cuoio capelluto. Lasciarlo fermo in ogni singola posizione per un minimo di 30 secondi.


Per iniziare il trattamento, premere il pulsante di accensione una volta per attivare i laser rossi.



Posizionare il dispositivo laser all'attaccatura dei capelli e lasciarlo in tale posizione fino a che comincia a vibrare. Questa è la posizione 1.



Quando avvertite la vibrazione, fare scorrere il dispositivo all'indietro di circa 3 pollici (7.5 cm) fino alla parte centrale del cuoio capelluto.



Ripetere la procedura di 30 secondi nella posizione 3. Il trattamento del giorno è stato completato.

Dopo il trattamento, rimuovere il dispositivo laser dal capo e spegnerlo premendo una volta il pulsante di accensione. Posizionare il dispositivo nella base di ricarica/supporto e conservarlo per un uso futuro.

NOTA: Il LaserBand 82 si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

In base alla durabilità dei laser e dei componenti elettronici, il dispositivo laser è progettato per una durata fino a 10 anni di uso regolare.

Per informazioni dettagliate sulla risoluzione dei problemi, l'uso corretto, le avvertenze e le precauzioni, accedere al manuale d'uso completo scansionando il codice QR situato sul pannello posteriore. Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo.

Il dispositivo laser Hairmax® ha una garanzia contro i difetti di materiale o di costruzione offerta da Hairmax International, LLC. Gli articoli danneggiati o maltenuti non sono coperti dalla garanzia e saranno addebitati i normali costi di riparazione. Qualsiasi tentativo di manutenzione autonoma del dispositivo, a meno che non sia richiesto dal SERVIZIO CLIENTI di HAIRMAX INTERNATIONAL, annullerà la garanzia. Fare riferimento al nostro sito web per le condizioni complete della garanzia.

Per convalidare la garanzia, registrare il dispositivo online al sito
www.Hairmax.com/warranty

Luce laser - Evitare l'esposizione diretta degli occhi alla luce laser

*I dispositivi laser Hairmax® sono indicati per promuovere la crescita di capelli negli uomini con alopecia Androgenica che hanno Classificazioni Norwood-Hamilton di IIA - V, e in donne con alopecia Androgenica che hanno Classificazioni Ludwig (Savin) di I - II o modelli frontali di perdita di capelli ed entrambi con Tipi di Pelle Fitzpatrick I - IV.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

LaserBand 82 *comfortflex*



3 vezes
por semana


PARA BENEFÍCIO MÁXIMO

- :: O couro cabeludo deve estar recém-lavado (o cabelo pode estar seco ou úmido).
- :: Utilize o dispositivo de laser antes de aplicar produtos para pentear (eles podem se acumular e impedir a luz do laser).
- :: Limpe regularmente a área do laser com um pano úmido. Não use detergentes ou produtos de limpeza agressivos em nenhuma parte do dispositivo.


OPÇÕES DE CARREGAMENTO

Você precisa carregar o dispositivo por 4 a 6 horas antes do primeiro uso.


Antes de carregar o dispositivo de laser, certifique-se de que o dispositivo está desligado.



OPÇÃO 1 Plugue o cabo de alimentação no suporte de carregamento e a outra extremidade em uma tomada elétrica de parede. Coloque o dispositivo no suporte de carregamento. A luz branca indicadora do dispositivo irá piscar durante o processo de carregamento. Uma luz estável indica que o dispositivo está completamente carregado.



OPÇÃO 2 Coloque o cabo de energia diretamente na entrada de carregamento na lateral do dispositivo e a outra extremidade em uma tomada elétrica de parede.



A luz branca indicadora do dispositivo irá piscar durante o processo de carregamento. Uma luz estável indica que o dispositivo está completamente carregado.

Não use o dispositivo laser enquanto ele estiver carregando.

Antes de iniciar o tratamento, teste a sensibilidade da sua pele ativando a luz do laser na parte interna do seu antebraço por 2 minutos. Certifique-se de que o seu antebraço esteja limpo antes de realizar o teste. Se você observar qualquer reação, não utilize o dispositivo de laser e entre em contato com o serviço ao consumidor.


Antes de iniciar o seu tratamento:

1. Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
2. Faça um teste de sensibilidade com o seu dispositivo a laser Hairmax®.


MÉTODO DO TRATAMENTO

O LaserBand será usado em 3 posições no seu couro cabeludo. Deixe-o em um local por no mínimo 30 segundos para cada posição. Ele irá vibrar a cada 30 segundos para que você saiba o momento de deslocá-lo para a próxima posição.


Para iniciar o tratamento pressione suavemente o botão liga-desliga uma vez para ativar os lasers vermelhos.



Coloque o dispositivo de laser na sua linha de cabelo e deixe-o agir até vibrar. Esta é a posição 1.



Quando você sentir a vibração, deslize o dispositivo de laser umas 3 polegadas (7,5 cm) para trás até a porção mediana do seu couro cabeludo.



Use uma pressão suave para que os dentes possam separar o seu cabelo. Deixe-o na posição 2 até sentir a vibração novamente.

Repita o procedimento de 30 segundos na posição 3. Agora você concluiu o seu tratamento de hoje.

Após o tratamento, retire o dispositivo de laser da sua cabeça e desligue-o pressionando o botão liga/desliga uma vez. Coloque o dispositivo no suporte/apoio de carregamento e guarde-o para uso futuro.

NOTA: O LaserBand 82 será desligado automaticamente após 10 minutos.

Com base na durabilidade dos lasers, dos componentes eletrônicos e do suporte de carregamento, a vida útil esperada do dispositivo a laser é de até 10 anos de uso regular.

Para obter informações detalhadas sobre solução de problemas, uso apropriado, advertências e precauções, acesse o manual do usuário completo escaneando o QR code localizado no painel traseiro. Leia todo o manual do usuário antes de operar o dispositivo.

O dispositivo de laser Hairmax® tem uma garantia limitada contra defeitos em materiais ou mão de obra da Hairmax International, LLC. Itens danificados ou usados de maneira incorreta não estão cobertos pela garantia e serão cobrados mediante suas taxas regulares de reparo. Qualquer tentativa de reparar o dispositivo por conta própria, salvo se orientado pelo SERVIÇO AO CONSUMIDOR DA HAIRMAX INTERNATIONAL, invalidará a sua garantia. Consulte o nosso site para obter os termos completos da garantia.

Para validar a sua garantia, registre o produto on-line no site
www.hairmax.com/warranty

Luz de Laser - Evite Exposição Direta dos Olhos

*Os dispositivos a laser Hairmax® são indicados para promover o crescimento capilar em homens com alopecia androgenética com Escalas de Norwood-Hamilton nos graus de IIa - V, e em mulheres com alopecia androgenética com Escalas de Ludwig (Savin) I - II ou padrões frontais de perda de cabelo e ambos com Tipos de Pele da Escala Fitzpatrick I - IV.

SCAN QR CODE

To access the full
user manual



Or visit: www.hairmax.com/usermanual

You can also call customer service free of charge to request a hard copy

CUSTOMER SERVICE

Direct line +1 561-417-0200

United States and Canada (toll-free) 1-866-527-3726

Authorized Representative in Europe (Regulatory Affairs Only)



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Tel: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70 346-7299

Brazil Sponsor



EMERGO BRAZIL
Avenida Francisco Matarazzo 1.752,
Salas 502/503
Água Branca
São Paulo - SP CEP – 05001-200

Tel: +55 11 4800 9226

Australia Sponsor



EMERGO AUSTRALIA
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney NSW 2000

Tel: +61 2 9006 1662

United Kingdom Sponsor



EMERGO UNITED KINGDOM
Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ

Tel: +44 (0) 1223 214 044

Nome técnico: Sistema de Laser para Terapia

Nome comercial: Hairmax

Modelo: LaserBand 82-CF – SKU # B082CF

DETENTOR DO REGISTRO:

Emergo Brazil Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca

CEP: 05001-200-Cidade: São Paulo/ UF: SP

CNPJ: 04.967.408/0001-98

e-mail: brazilvigilance@ul.com

Responsável Técnico: Luiz Levy Cruz Martins / CRF-SP: 42415

Anvisa nº: 80117589110



HAIRMAX INTERNATIONAL, LLC

1040 Holland Drive | Boca Raton, Florida | 33487 | USA

www.hairmax.com

Copyright 2025 Hairmax Intl., LLC. All Rights Reserved.