



STYLPRO™

Dual Microcurrent Face & Body Toning Device

Appareil de tonification du visage et du corps par double microcourant
Gesichts- und Körperstraffungs-Gerät mit dualen Mikrostrom
Toningapparaat voor gezicht en lichaam met dubbele microcurrent
Urządzenie do tonizacji twarzy i ciała Dual Microcurrent
Dispositivo tonificador para cuerpo y cara con microcorriente dual
Dispositivo con doppia microcorrente per tonificare viso e corpo
Ansikts- og kroppstoningsapparat med mikrostrømteknologi
Aparelho duplo de microcorrente para tonificação facial e corporal
Kahta mikrovirtaa käyttävä kiinteytyslaite kasvoille ja vartalolle
Apparat med dobbelt mikrostrøm til ansigts- og kropstræning
Ansikts- och kroppstoningsapparat med dubbla mikroströmmar

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. This is not a medical product or a medical device.


SPECIFICATIONS:

Name: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Model: MCB01A
Device Size: 60 x 25 x 57 mm
Materials: Abs Plastic, Silicone
Nominal Voltage: 3.7V
Rated capacity of the battery: 500mAh
Energy Capacity of the battery: 1.85Wh
Charge Voltage: 5V
Input power supply: USB socket, 5V 1A
Charging Time: 3 hours
Uses: 30 Uses

INCLUDES:

1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x USB-C Cable
1x Protective Travel Bag

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



MCB01A
Made in China.

©2026 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved.
STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. www.styleideas.com/ip.
Distributed by STYLIDEAS Ltd.
UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559 teamtom@styleideas.com.
EU RP: OBELIS S.A. Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium

TEST YOURSELF ON YOUR ARM PRIOR TO USING THE DEVICE ON YOUR FACE AND BODY:

1. PRESS THE ON/OFF BUTTON.
2. PLACE THE DEVICE ON YOUR ARM AND CONDUCT A 3 MINUTE SESSION.
3. AFTER 3 MINUTES, TURN THE DEVICE OFF. VISUALLY CHECK THE AREA. THE AREA MAY INITIALLY TURN RED DUE TO THE HEATING OF YOUR SKIN, BUT IF THE REDNESS LASTS FOR MORE THAN 3 HOURS, YOU MAY HAVE SKIN SENSITIVITY TO MICROCURRENT: SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE DECIDING HOW BEST TO USE THIS DEVICE ON YOUR SKIN.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR INDOOR HOME USE ONLY.
2. CONSULT A DOCTOR BEFORE USE, IF YOU HAVE ANY OF THE CONDITIONS BELOW, USE OF THE BODY & FACE SMOOTHER IS NOT RECOMMENDED WITHOUT YOUR DOCTOR'S APPROVAL: METAL IMPLANTS, RECENT SURGERY, OR HAVE A MEDICAL IMPLANT SUCH AS A PACEMAKER, CURRENTLY PREGNANT OR BREASTFEEDING, NAUSEA, HEADACHE, FEVER, SKIN DISEASES, BURNS OR REDDENING, BROKEN BONES, CANCER OR OTHER MALIGNANT CONDITIONS, OSTEOPOROSIS AND MENTAL ILLNESS.
3. FOR ADULT USE ONLY. DO NOT USE THE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT WITH AN INFANT, CHILD, PET, INCAPACITATED OR IMMOBILE PERSON, OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL OR MENTAL CAPABILITIES WITHOUT SUPERVISION. THIS IS NOT A TOY.
4. IF THE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT MALFUNCTIONS OR IS DAMAGED IN ANY WAY, STOP USING IT IMMEDIATELY. CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (SEE SECTION LIMITED TWO-YEAR WARRANTY FOR CONTACT DETAILS).
5. DO NOT USE ON BROKEN, IRRITATED, SWOLLEN, SUNBURNT, OR NUMB/SENSITIVE SKIN, AREAS OF SWELLING, BRUISING, INFLAMMATION, OR SKIN CONDITIONS.
6. DO NOT USE ON THE CHEST / BREAST AREA, EYE AREA, THYROID AREA MID-LINE OF NECK, OR THE GENITALS / GROIN AREA .
7. AVOID THE THYROID AREA: THE MIDDLE AND LOWER PART OF THE CENTER OF YOUR NECK WHERE THE THYROID GLAND IS LOCATED. OVERSTIMULATION OF THE THYROID CAN DISRUPT HORMONE FUNCTIONS.
8. TEST YOURSELF FOR MICROCURRENT SENSITIVITY ON YOUR ARM PRIOR TO USING THE DUAL MICROCURRENT.
9. USE WITH CARE AROUND THE TEETH, EYES, NECK, AND TEMPLES. THESE AREAS HAVE SENSITIVE NERVES. STOP USING IN THESE AREAS IF YOU FEEL PAIN, ODD SENSATIONS, OR FLASHING VISION.

HOW TO USE:

1. ENSURE YOU FACE AND BODY IS MAKEUP FREE AND CLEAN.
2. APPLY YOUR PREFERRED SERUM OR MOISTURISER TO YOUR FACE OR BODY. THIS IS ESSENTIAL TO MAKE SURE THE MICROCURRENTS CONDUCT TO YOUR SKIN. FOR BEST RESULTS, USE A SERUM OR MOISTURISER THAT STAYS WET AND IS NEAR PH NEUTRAL.
3. LONG PRESS THE ON/OFF/MODE BUTTON TO TURN ON THE DEVICE IT WILL START ON FACE MODE.
 - A. TO SWITCH TO BODY MODE, LONG PRESS THE ON/OFF/MODE BUTTON. AN INDICATOR LIGHT SHOULD CHANGE BETWEEN THE FACE OR BODY ICON.
 - B. TO CHANGE THE INTENSITY OF THE MICROCURRENTS, SHORT PRESS THE ON/OFF/MODE BUTTON. AN INDICATOR WILL DISPLAY BETWEEN 1 AND 3 DOTS DENOTING THE INTENSITY LEVELS.
4. LIGHTLY PRESS BOTH METAL SPHERES AGAINST THE SKIN. THE CENTRE OF THE SPHERES PROVIDES A FREQUENCY OF 8 HZ WHILE THE OUTSIDE OF THE SPHERES PROVIDES 40 HZ.
5. GENTLY GLIDE THE DEVICE SLOWLY ACROSS THE SKIN FOR BETWEEN 20 SECONDS AND 3 MINUTES PER AREA, THE MICROCURRENTS SHOULD TINGLE AND TWITCH THE MUSCLES GENTLY BUT IF YOU FIND THEM PAINFUL THEN YOU SHOULD LOWER THE INTENSITY. TOO MUCH INTENSITY MAY GIVE WORSE RESULTS.
 - A. USE ON THE FACE AROUND THE JAWLINE, CHEEKBONES, AND THE FOREHEAD. USE WITH CARE AROUND SENSITIVE AREAS SUCH AS THE TEETH, EYE AREA AND TEMPLES.
 - B. USE ON THE ARMS, LEGS, AND TORSO. AVOID USING NEAR THE HEART.
- 2.

6. LONG PRESS THE BUTTON TO TURN OFF THE DEVICE. WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.

FACE MODE IS INDICATED BY AN LED IN THE FACE SYMBOL. THIS MODE PROVIDES TWO SEPARATE MICROCURRENTS. THE INTENSITIES HAVE BEEN OPTIMISED FOR THE FACE AND NECK. CHOOSE FROM 3 MICROCURRENT INTENSITIES.

BODY MODE IS INDICATED BY AN LED IN THE BODY SYMBOL. THIS MODE ALSO PROVIDES TWO SEPARATE MICROCURRENTS. THE INTENSITIES HAVE BEEN OPTIMISED FOR THE BODY. CHOOSE FROM 3 MICROCURRENT INTENSITIES.

DEVICE MOVEMENTS:

WHEN USING THE DEVICE ON YOUR FACE, WE RECOMMEND THESE MOVEMENTS:

1. JAWLINE: FROM CHIN TO OUTER CHEEK. (USE WITH CARE AROUND THE SENSITIVE UPPER CORNERS OF THE MOUTH)
2. CROW'S FEET: FROM CHEEKBONE TO TEMPLES.
3. FOREHEAD: FROM BROWS TO HAIRLINE. (USE WITH CARE AROUND THE SENSITIVE TEMPLES)
4. NECK: FROM SLIGHTLY OFF-CENTRE, AVOIDING THE MIDLINE OF THE NECK. GLIDE THE DEVICE TOWARDS THE BACK OF THE NECK.

WHEN USING THE DEVICE ON YOUR BODY, WE RECOMMEND THESE MOVEMENTS:

1. FOREARMS: FROM WRIST TO ELBOW.
2. UPPER ARMS: FROM ELBOW TO SHOULDER.
3. SHOULDERS: FROM UPPER TRAPEZIUS OUT TOWARD SHOULDER TIP.
4. SHOULDERS: FROM COLLARBONE SWEEPING UP AND OVER THE SHOULDER.
5. TORSO: FROM LOWER ABDOMEN UP TOWARD THE RIBS (LEFT AND RIGHT SIDES).
6. TORSO: FROM HIPS UP TO WAIST, THEN WAIST UP TO UNDER-BUST/RIB LINE.
7. SIDES: FROM OUTER HIP, UP TOWARD THE UNDERARM.
8. LEGS: FROM ANKLE UP TO KNEE, THEN KNEE UP TO THIGH AND TOWARD THE HIP/GLUTE.
9. GLUTES: FROM THE BASE OF THE GLUTE TO THE TOP OF THE GLUTE.

HOW TO CLEAN:

1. USE A DISINFECTANT WIPE TO WIPE DOWN THE DEVICE AND REMOVE ANY SERUM. WE RECOMMEND TO CLEAN AFTER EVERY USE.

CHARGING:

1. INSERT THE USB-C CABLE (PROVIDED) INTO THE PORT AT THE BOTTOM OF THE DEVICE.
2. ATTACH TO A USB FRIENDLY POWER SOURCE.
3. THE WHITE LEDS ON THE FRONT OF THE DEVICE WILL FLASH WHEN CHARGING.
4. ONCE FULLY CHARGED A GREEN LED WILL SHINE AND THE WHITE LEDS WILL STOP FLASHING.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of a Microcurrent skincare device in any way other than those described in this manual voids the warranty and could result in serious injury.

The STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT is an electrical device. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.
- Do not directly touch the device or switches with wet hands.

- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
2. IF YOU FEEL ABNORMALITIES IN YOUR SKIN DURING USE OR AFTER USE, PLEASE CONSULT YOUR MEDICAL SPECIALIST.
3. TO PROTECT AGAINST ELECTRICAL HAZARDS, DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
4. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IF THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED IN ANY MANNER. RETURN APPLIANCE TO NEAREST SERVICE FACILITY FOR EXAMINATION, ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT, OR REPAIR. NO REPAIRS SHOULD BE ATTEMPTED BY THE CONSUMER.
5. USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.
6. DO NOT PLACE ANY PART OF THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, COOKERS, ETC DO NOT LAY ON A SOFT SURFACE SUCH AS A BED AS DEVICE MAY OVERHEAT.
7. KEEP THE DEVICE AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS.
8. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.
9. PLEASE DO NOT USE DURING CHARGING.
10. DO NOT PLACE OR STORE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK. IF IT FALLS INTO WATER, UNPLUG IMMEDIATELY—DO NOT REACH INTO WATER
11. DO NOT USE DIRECTLY OVER OR NEAR METAL IMPLANTS, DENTAL FILLINGS, BRACES, OR OTHER METALLIC DENTAL WORK, AS THIS MAY CAUSE DISCOMFORT, PAIN, OR A METALLIC TASTE.

BATTERIES: THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY. NEVER RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES. THIS PRODUCT HAS A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY WHICH CANNOT BE REPLACED BY THE USER. THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF THE RECHARGEABLE BATTERY MAY ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER OR HIS CUSTOMER SERVICE OR BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS. WHEN DISPOSING OF THE PRODUCT, IT SHOULD BE NOTED THAT THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE BATTERY.

STORAGE:

ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE DEVICE IS UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE IT WILL NOT BE DAMAGED.

MAINTENANCE:

YOUR STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT IS VIRTUALLY MAINTENANCE FREE. TO CLEAN TURN THE APPLIANCE OFF, LET THE DEVICE COOL TO ROOM TEMPERATURE, AND WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH. IF ANY ABNORMAL CONDITION OCCURS, TURN OFF & CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICES ON +44 (0) 20 3225 5559.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY:

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL

4.

CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT:

Disposal of Product: The WEEE symbol on the STYLIDEAS, the Original Accessories or packaging indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately! Dispose of the STYLIDEAS Product and its Original Accessories via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment if you live within the EU and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the STYLIDEAS Product and its Original Accessories in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of your old electrical and electronic equipment with the unsorted municipal waste.



Disposal of Packaging Waste:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed through your local recycling facilities. By disposing of the packaging in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health. The symbol on the carton packaging indicates that the packaging is made of PAP.

Disposal of Batteries:

The STYLIDEAS Product contains a battery. Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazard our waste regulations. For this reason, dispose the Rechargeable STYLIDEAS Product (the part that contains the battery) at a local collection point or the recycling of waste electrical and electronic equipment. Do not attempt to open the STYLIDEAS Product and to remove the battery yourself!

CE MARKING: UK/EU – DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN:

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées Ce n'est pas un produit médical ou un dispositif médical.

SPÉCIFICATIONS:

Nom : STYLPRO™ Dual Microcurrent Face

& Body Toning Device

Modèle : MCB01A

Dimensions de l'appareil: 60 x 25 x 57 mm

Matériaux : Abs Plastic, Silicone

Tension nominale : 3.7V

Capacité nominale de la batterie: 500mAh

Capacité énergétique de la batterie : 1.85Wh

Tension de charge: 5V

Tension de charge : 5V, 1A

Alimentation électrique d'entrée : Prise USB 5V, 1A

Temps de charge: 3 heures

Utilisations: 30


COMPREND:

1x appareil STYLPRO™ Dual Microcurrent Device

1x câble USB-C

1x pochette de transport

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TESTEZ-VOUS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL SUR VOTRE VISAGE :

1. APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE.

2. PLACEZ L'APPAREIL SUR VOTRE BRAS ET EFFECTUEZ UN ÉTIRAGE DE 3 MINUTES.

3. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL APRÈS 3 MINUTES D'UTILISATION. VÉRIFIEZ VISUELLEMENT LA ZONE TRAITÉE. LA ZONE TRAITÉE PEUT INITIALEMENT DEVENIR ROUGE EN RAISON DU RÉCHAUFFEMENT DE VOTRE PEAU. SI LES ROUGEURS PERSISTENT PENDANT PLUS DE 3 HEURES, CELA PEUT ÊTRE UN SIGNE QUE VOUS AVEZ UNE SENSIBILITÉ CUTANÉE AU MICROCURRENT. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN AVANT DE DÉCIDER DE LA MEILLEURE FAÇON D'UTILISER CET APPAREIL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

1. CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT

2. CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT UTILISATION.

SI VOUS PRÉSENTEZ L'UNE DES AFFECTIONS CI-DESSOUS, VEUILLER CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : IMPLANTS MÉTALLIQUES, CHIRURGIE RÉCENTE OU IMPLANT MÉDICAL TEL QU'UN STIMULATEUR CARDIAQUE, GROSSESSE OU ALLAITEMENT, NAUSÉES, MAUX DE TÊTE, FIÈVRE, MALADIES DE LA PEAU, BRÛLURES OU ROUGEURS, FRACTURES, CANCER OU AUTRES AFFECTIONS MALIGNES, OSTÉOPOROSE ET MALADIE MENTALE.

3. USAGE RÉSERVÉ AUX ADULTES. L'UTILISATION DE LA RED LED PATCH DUO. EST INTERDITE AVEC UN NOURRISSON, UN ENFANT, UN ANIMAL DOMESTIQUE, UNE PERSONNE HANDICAPÉE OU IMMOBILE, OU UNE

PERSONNE DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES OU MENTALES SONT RÉDUITES SANS SURVEILLANCE. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.

4. SI LE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT. FONCTIONNE MAL OU EST ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (VOIR SECTION GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS POUR LES COORDONNÉES).

5. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU SENSIBLE, IRRITÉE OU ABÎMÉE. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU ENFLÉE OU BRÛLÉE PAR LE SOLEIL OU SI VOUS AVEZ D'AUTRES PROBLÈMES DE PEAU.

6. N'UTILISEZ PAS SUR LE DÉCOLLETÉ/LA POITRINE, LE CONTOUR DES YEUX, LA ZONE THYRÔIDIENNE, LA LIGNE MÉDIANE DU COU OU LES PARTIES GÉNITALES/L'AINE.

7. ÉVITEZ LA ZONE THYRÔIDIENNE : LA PARTIE CENTRALE ET INFÉRIEURE DU MILIEU DE VOTRE COU, OÙ SE TROUVE LA GLANDE THYRÔÏDE. UNE SURSTIMULATION DE LA THYRÔÏDE PEUT PERTURBER LES FONCTIONS HORMONALES.

8. EFFECTUEZ UN TEST DE SENSIBILITÉ AU MICROCURRENT SUR VOTRE BRAS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

9. UTILISEZ AVEC PRÉCAUTION AUTOUR DES DENTS, DES YEUX, DU COU ET DES TEMPES. CES ZONES ONT DES NERFS SENSIBLES. CÉSSEZ L'UTILISATION SUR CES ZONES SI VOUS RESENTEZ UNE DOULEUR, DES SENSATIONS ÉTRANGES OU DES FLASHS VISUELS.

CONSEILS D'UTILISATION:

1. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE VISAGE EST DÉMAQUILLÉ ET PROPRE.

2. APPLIQUEZ VOTRE SÉRUM PRÉFÉRÉ SUR VOTRE VISAGE OU VOTRE CORPS. CETTE APPLICATION EST ESSENTIELLE POUR GARANTIR UNE CONDUCTIVITÉ OPTIMALE DES MICROCURRENTS. POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX, UTILISEZ UN SÉRUM QUI NE SÈCHE PAS ET DONT LE PH EST PRESQUE NEUTRE.

3. APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/MODE POUR ALLUMER L'APPAREIL. LE MODE VISAGE S'ENCLENCHE PAR DÉFAUT.

A. POUR PASSER AU MODE CORPS, APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/MODE. L'ICÔNE REPRÉSENTANT UN VISAGE DEVRAIT S'ÉTEINDRE ET CELLE REPRÉSENTANT UN CORPS DEVRAIT S'ALLUMER.

B. POUR MODIFIER L'INTENSITÉ DES MICROCURRENTS, APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/MODE. LES TROIS NIVEAUX D'INTENSITÉ SONT REPRÉSENTÉS PAR DES TÉMOINS LUMINEUX.

4. PRESSEZ DÉLICATEMENT LES DEUX SPHÈRES MÉTALLIQUES SUR VOTRE PEAU. LE CENTRE DES SPHÈRES LIBÈRE UNE FRÉQUENCE DE 8 HZ TANDIS QUE L'EXTÉRIEUR DES SPHÈRES LIBÈRE UNE FRÉQUENCE DE 40 HZ.

5. FAITES DOUCEMENT GLISSER L'APPAREIL SUR LA PEAU, EN PASSANT ENTRE 20 SECONDES ET 3 MINUTES PAR ZONE. LES MICROCURRENTS DEVIENNAIENT PROVOQUER DE LÉGERS PICOTEMENTS ET CONTRACTIONS MUSCULAIRES, CE QUI EST NORMAL. EN REVANCHE, SI VOUS RESENTEZ UNE DOULEUR, RÉDUISEZ L'INTENSITÉ. UNE INTENSITÉ TROP FORTE PEUT DONNER DE MOINS BONS RÉSULTATS.

A. UTILISEZ SUR LE VISAGE, L'OVALE DU VISAGE, LES POMMETTES ET LE FRONT. UTILISEZ AVEC PRÉCAUTION AUTOUR DES ZONES SENSIBLES TELLES QUE LES DENTS, LE CONTOUR DES YEUX ET LES TEMPES.

B. UTILISEZ SUR LES BRAS, LES JAMBES ET LE TORS. ÉVITEZ TOUTE UTILISATION À PROXIMITÉ DU CŒUR.

6. APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL. NETTOYEZ L'APPAREIL AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

LE MODE VISAGE EST INDIQUÉ PAR UNE ICÔNE LED REPRÉSENTANT UN VISAGE. CE MODE FOURNIT DEUX MICROCURRENTS DISTINCTS. LES INTENSITÉS ONT ÉTÉ OPTIMISÉES POUR LE VISAGE ET LE COU. CHOISISSEZ PARMI 3 INTENSITÉS DE MICROCURRENTS

LE MODE CORPS EST INDIQUÉ PAR UNE ICÔNE LED REPRÉSENTANT UN CORPS. CE MODE FOURNIT ÉGALEMENT DEUX MICROCURRENTS DISTINCTS. LES INTENSITÉS ONT ÉTÉ OPTIMISÉES POUR LE CORPS. CHOISISSEZ PARMI 3 INTENSITÉS DE MICROCURRENTS.

UTILISATION DE L'APPAREIL :

LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL SUR VOTRE VISAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER LES MOUVEMENTS SUIVANTS :

1. OVALE DU VISAGE : DU MENTON VERS L'EXTÉRIEUR DE LA JOUE. (UTILISEZ AVEC PRÉCAUTION AUTOUR DES COMMISSURES SENSIBLES DE LA BOUCHE.)
2. PATTES D'OIE : DES POMMETTES AUX TEMPE.
3. FRONT : DES SOURCILS À LA RACINE DES CHEVEUX. (UTILISEZ AVEC PRÉCAUTION AUTOUR DES TEMPE SENSIBLES.)
4. COU : LÉGÈREMENT DÉCENTRÉ, EN ÉVITANT LA LIGNE MÉDIANE DU COU. FAITES GLISSER L'APPAREIL VERS L'ARRIÈRE DU COU.

LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL SUR VOTRE CORPS, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER LES MOUVEMENTS SUIVANTS :

1. AVANT-BRAS : DU POIGNET AU COUDE.
2. HAUT DES BRAS : DU COUDE À L'ÉPAULE.
3. DOS : DU TRAPÈZE SUPÉRIEUR VERS LE HAUT DE L'ÉPAULE.
4. ÉPAULES : DE LA CLAVICULE JUSQU'À L'ÉPAULE.
5. VENTRE : DU BAS-VENTRE VERS LES CÔTES (DES DEUX CÔTÉS).
6. TORS : DES HANCHES JUSQU'À LA TAILLE, PUIS DE LA TAILLE JUSQUE SOUS LA POITRINE/LES CÔTES.
7. CÔTES : DE L'EXTÉRIEUR DE LA HANCHE VERS L'AISSELLE.
8. JAMBES : DE LA CHEVILLE AU GENOU, PUIS DU GENOU À LA CUISSE ET VERS LA HANCHE/LE FESSIER.
9. FESSIER : DU BAS DU FESSIER JUSQU'AU HAUT DU FESSIER.

NETTOYAGE:

1. SUIVEZ L'APPAREIL AVEC UNE LINGETTE DÉSINFECTANTE ET RETIREZ TOUT RÉSIDU DE SÉRUM. NETTOYEZ VOTRE APPAREIL APRÈS CHAQUE UTILISATION

CHARGEMENT:

1. INSÉREZ LE CÂBLE USB-C (FOURNI) DANS LE PORT SITUÉ AU BAS DE L'APPAREIL.
2. BRANCHEZ-LE À UNE SOURCE D'ALIMENTATION COMPATIBLE USB.
3. LES LED BLANCHES SITUÉES SUR LE DEVANT DE L'APPAREIL CLIGNOTENT LORSQU'IL EST EN CHARGE.
4. UNE FOIS COMPLÈTEMENT CHARGÉ, UNE LED VERTE S'ALLUME ET LES LED BLANCHES CESSENT DE CLIGNOTER.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ:

L'utilisation d'un appareil de soin de la peau à microcourants d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et peut entraîner des blessures graves.

LE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne mouillez pas votre appareil et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.
- Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des liquides.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer cet appareil. Il ne comporte pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures de 54°C (130°F) ou plus.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

8.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

2. SI VOUS RESSENTEZ DES ANOMALIES SUR VOTRE PEAU PENDANT L'UTILISATION OU APRÈS L'UTILISATION, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
3. POUR ÉVITER LES RISQUES ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.
4. NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL, S'IL EST TOMBÉ OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. RENVOYEZ L'APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE POUR EXAMEN, AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE/MÉCANIQUE OU RÉPARATION. AUCUNE RÉPARATION NE DOIT ÊTRE TENTÉE PAR LE CONSOMMATEUR.
5. UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT POUR L'USAGE PRÉVU COMME DÉCRIT DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT CAUSER DES DANGERS.
6. NE PLACEZ AUCUNE PARTIE DU PRODUIT À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE DES RADIATEURS, DES CUISINIÈRES, ETC. NE POSEZ PAS SUR UNE SURFACE MOLLE COMME UN LIT CAR L'APPAREIL PEUT SURCHAUFFER.
7. GARDEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DES LIQUIDES CORROSIFS.
8. NE PARTAGEZ PAS CE PRODUIT AVEC D'AUTRES PERSONNES.
9. VEUILLEZ NE PAS UTILISER PENDANT LA CHARGE.
10. NE PLACEZ PAS OU NE RANGEZ PAS L'APPAREIL À UN ENDROIT OÙ IL POURRAIT TOMBER DANS UNE BAIGNOIRE OU UN LAVABO. SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT — NE LE RETIREZ PAS À LA MAIN.
11. N'UTILISEZ PAS DIRECTEMENT SUR OU À PROXIMITÉ D'IMPLANTS MÉTALLIQUES, D'OBTURATIONS DENTAIRES, D'APPAREILS ORTHODONTIQUES OU D'AUTRES SOINS DENTAIRES MÉTALLIQUES, CAR CELA POURRAIT CAUSER DE LA GÊNE, DE LA DOULEUR OU UN GOÛT MÉTALLIQUE.

BATTERIES : LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, ÉCRASER, CHAUFFER AU-DESSUS DE 60°C/140 °F OU INCINÉRER. NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE LITHIUM-ION GONFLE SÉVÈREMENT, ARRÊTEZ L'UTILISATION. GARDEZ LES PETITES BATTERIES CONSIDÉRÉES COMME INGESTIBLES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'INGESTION PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES, UNE PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE BATTERIE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. NE RECHARGEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES. CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE QUI NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. LE RETRAIT OU LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU SON SERVICE CLIENTÈLE OU PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE DE MANIÈRE SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER LES DANGERS. LORS DE L'ÉLIMINATION DU PRODUIT, IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE.

STOCKAGE :

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ.

ENTRETIEN:

VOTRE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT NE NÉCESSITE PRATIQUEMENT AUCUN ENTRETIEN. POUR NETTOYER L'APPAREIL, ÉTEIGNEZ-LE, LAISSEZ-LE REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE, PUIS ESSUYEZ-LE AVEC UN CHIFFON HUMIDE. EN CAS D'ANOMALIE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT DE STYLPRO™ AU +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS :

NOS PRODUITS SONT GARANTIS PAR DES GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES SELON LA LOI EUROPÉENNE SUR LA CONSOMMATION. DIRECTIVE EU 1999/44/CE : CETTE DIRECTIVE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ

9.

DER RECHT ZU EINER ERSETZUNG ODER ZU EINER UMBESAMSTELUNG EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À CE QUE LES BIENS SOIENT RÉPARÉS OU REMPLACÉS SI LES BIENS NE SONT PAS D'UNE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À SA DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT SI L'APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIEAUX. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE PRÉVU PAR CETTE GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOIN ADÉQUAT, D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉ AVANT LE RETOUR.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT :

Le symbole DEEE figurant sur les produits STYLIDEAS, les accessoires d'origine ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager non trié, mais doit être collecté séparément ! Si vous résidez dans l'Union européenne ou dans un autre pays européen disposant d'un système de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez éliminer le produit STYLIDEAS et ses accessoires d'origine dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant le produit STYLIDEAS et ses accessoires d'origine de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inadéquat des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas vos anciens équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Élimination des déchets d'emballages :

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, qui peuvent être éliminés via vos installations de recyclage locales. En éliminant les emballages de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques pour l'environnement et la santé publique. Le symbole « PAP » figurant sur l'emballage en carton indique que celui-ci est fabriqué à partir de papier.

Mise au rebut des batteries:

Le produit STYLIDEAS contient une batterie. Les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers habituels. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à la réglementation sur les déchets dangereux. Pour cette raison, veuillez jeter le produit rechargeable STYLIDEAS (la partie qui contient la batterie) dans un point de collecte local ou dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. N'essayez pas d'ouvrir le produit STYLIDEAS et de retirer la batterie vous-même !

MARQUAGE CE: UK/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE LE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT EST CONFORME AUX EXIGENCES DE BASE ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.



(DE) BENUTZUNG- UND PFL EGEANLEITUNG

UM IHRE SICHERHEIT UND LANGANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT ZU GEWÄHRLEISTEN, LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDEN. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt oder medizinisches Gerät handelt.


SPEZIFIKATIONEN:

Name: STYLPRO™Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modell: MCB01A
Gerätegröße: 60 x 25 x 57 mm
Materialien: Abs Plastic, Silikon
Nennspannung: 3.7V
Nennkapazität des Akkus: 500mAh
Energiekapazität des Akkus: 1.85Wh
Ladespannung: 5V
Eingangsspannung: USB-Buchse, 5V, 1A
Ladezeit: 3 Stunden
Anwendungsmöglichkeiten: 30

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
- 1x USB-C-Kabel
- 1x Schutzhülle für unterwegs

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TESTEN SIE SICH AUF LICHTEMPFFINDLICHKEIT, BEVOR SIE DAS GERÄT AUF IHREM GESICHT ANWENDEN:

1. DRÜCKEN SIE DIE EIN-/AUS-/EINSTELLUNGEN-TASTE.
2. LEGEN SIE DAS GERÄT AUF IHREN ARM UND FÜHREN SIE EINE 3-MINÜTIGE SITZUNG DURCH.
3. SCHALTEN SIE DAS GERÄT NACH 3 MINUTEN AUS. ÜBERPRÜFEN SIE DIE HAUTSTELLE VISUELL. AUFGRUND DER ERWÄRMUNG KANN DIE HAUTSTELLE ZU BEGINN ROT WERDEN. SOLLTE DIE RÖTUNG NACH DREI STUNDEN NICHT ABGEKLUNGEN SEIN, REAGIERT IHRE HAUT MÖGLICHERWEISE EMPFINDLICH AUF MIKROSTROM. HOLEN SIE IN DIESEM FALL MEDIZINISCHEN RAT EIN, BEVOR SIE ENTSCHIEDEN, WIE SIE DIESES GERÄT AUF IHRER HAUT OPTIMAL ANWENDEN.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HEIMGEBRAUCH IN INNENRÄUMEN BESTIMMT.
2. KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG EINEN ARZT. SOLLTE EINE DER FOLGENDEN MEDIZINISCHEN GEGEBENHEITEN AUF SIE ZUTREFFEN, WIRD VON DER VERWENDUNG DES OHNE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES

ABGERATEN: METALLIMPLANTATE, KÜRZLICHE OPERATIONEN ODER MEDIZINISCHE IMPLANTATE WIE HERZSCHRITTMACHER, AKTUELLE SCHWANGERSCHAFT ODER STILLZEIT, ÜBELKEIT, KOPFSCHMERZEN, FIEBER, HAUTKRANKHEITEN, VERBENNUNGEN ODER HAUTRÖTUNGEN, KNOCHENBRÜCHE, KREBS ODER ANDERE BÖSARTIGE ERKRANKUNGEN, OSTEOPOROSE SOWIE PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN.

3. NUR FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. VERWENDEN SIE DIE LED NICHT FÜR SÄUGLINGE, KINDER, HAUSTIERE ODER PERSONEN MIT BEHINDERUNG ODER EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT. BEI PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEM KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN NUR UNTER AUFSICHT VERWENDEN. DIES IST KEIN SPIELZEUG.

4. WENN DAS **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT NICHT FUNKTIONIERT ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT IST, HÖREN SIE SOFORT AUF, ES ZU BENUTZEN. WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™ KUNDENSERVICE (SIEHE ABSCHNITT BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE FÜR KONTAKTINFORMATIONEN).**

5. NICHT AUF EMPFINDLICHER, GEREIZTER ODER GESCHÄDIGTER HAUT VERWENDEN. NICHT BEI GESCHWOLLENER ODER SONNENVERBRANNTER HAUT ODER BEI ANDEREN HAUTKRANKHEITEN ANWENDEN.

6. BITTE NICHT IN FOLGENDEN BEREICHEN ANWENDEN: BRUST/BRUSTPARTIE, AUGENPARTIE, SCHILDDRÜSEN/HALS MITTE, GENITALIEN/LEISTEN.

7. VERMEIDEN SIE DEN SCHILDDRÜSENBEREICH (DEN MITTLEREN UND UNTEREN TEIL UM DIE MITTELLINIE DES HALSES, WO SICH DIE SCHILDDRÜSE BEFINDET). EINE ÜBERSTIMULIERUNG DER SCHILDDRÜSE KANN DIE HORMONFUNKTIONEN STÖREN.

8. TESTEN SIE IHRE EMPFINDLICHKEIT GEGENÜBER MIKROSTROM AN IHREM ARM, BEVOR SIE DIE BEHANDLUNG MIT DUALEM MIKROSTROM BEGINNEN.

9. VORSICHT BEI DER ANWENDUNG IM BEREICH DER ZÄHNE, DER AUGEN, DES HALSES UND DER SCHLÄFEN, DA DIESE SEHR EMPFINDLICH SIND. BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG IN DIESEN BEREICHEN, WENN SCHMERZEN, SELTSAME EMPFINDUNGEN ODER BLITZARTIGE SEHSTÖRUNGEN AUFTRETEN.

ANWENDUNGSHINWEIS:

1. STELLEN SIE SICHER, DASS IHR GESICHT FREI VON MAKE-UP UND GEREINIGT IST.
2. TRAGEN SIE IHR BEVORZUGTES SERUM AUF GESICHT BZW. KÖRPER AUF, DAMIT DIE MIKROSTROMIMPULSE AUF IHRE HAUT ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN. OPTIMALE ERGEBNISSE UNTERSTÜTZT EIN SERUM, DAS FEUCHT BLEIBT UND EINEN NAHEZU NEUTRALEN PH-WERT HAT.

3. DRÜCKEN SIE DIE EIN-/AUS-/MODUS-TASTE LANGE, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN. DAS GERÄT STARTET AUTOMATISCH MIT DEM MODUS „GESICHT“.

A. UM AUF DEN MODUS „KÖRPER“ UMZUSCHALTEN, DRÜCKEN SIE LANGE AUF DIE EIN-/AUS-/MODUS-TASTE. EINE KONTROLLLEUCHE WECHSELT ZWISCHEN DEN SYMBOLEN FÜR „GESICHT“ UND „KÖRPER“, UM DEN GEWÄHLTEN MODUS ANZUZEIGEN.

B. SIE KÖNNEN DIE INTENSITÄT DER MIKROSTROMIMPULSE ÄNDERN, INDEM SIE KURZ AUF DIE EIN-/AUS-/MODUS-TASTE DRÜCKEN. DIE GEWÄHLTE INTENSITÄTSSTUFE WIRD ENTSPRECHEND DURCH DAS AUFLUCHTEN VON EIN, ZWEI ODER DREI PUNKTEN ANGEZEIGT.

4. DRÜCKEN SIE BEIDE METALLKUGELN LEICHT GEGEN DIE HAUT. DIE MITTE DER KUGELN LIEFERT EINE FREQUENZ VON 8 HZ, DIE AUßENSEITE 40 HZ.

5. FÜHREN SIE DAS GERÄT LANGSAM UND SANFT ÜBER DIE HAUT, ETWA 20 SEKUNDEN BIS 3 MINUTEN PRO BEREICH. DIE MIKROSTRÖME SOLLTEN EIN LEICHTES KRIBBELN UND ZUCKEN DER MUSKELN VERURSACHEN. WENN SIE JEDOCH SCHMERZEN VERSPÜREN, VERRINGERN SIE DIE INTENSITÄT. EINE ÜBERMÄßIG HOHE LEISTUNG KANN ZU SCHLECHTEREN ERGEBNISSEN FÜHREN.

A. IM GESICHT KÖNNEN KIEFERPARTIE, WANGENKNOCHEN UND STIRN BEHANDELT WERDEN. IN EMPFINDLICHEN BEREICHEN WIE UM DIE ZÄHNE, AUGENPARTIE UND SCHLÄFEN BITTE NUR MIT VORSICHT ANWENDEN.

B. DAS GERÄT KANN AN ARMEN, BEINEN UND OBERKÖRPER VERWENDET WERDEN. VERMEIDEN SIE DIE ANWENDUNG IN DER NÄHE DES HERZENS.

6. UM AUSSCHALTEN DES GERÄTS DIE TASTE LANGE GEDRÜCKT HALTEN. WISCHEN SIE ES DANACH MIT EINEM LEICHT FEUCHTEN TUCH AB.

DER MODUS „GESICHT“ WIRD DURCH DAS AUFLUCHTEN EINER LED BEIM GESICHTSSYMBOL ANGEZEIGT. DIESER MODUS BIETET ZWEI SEPARATE MIKROSTROMSTUFEN. DIE INTENSITÄTEN WURDEN FÜR GESICHT UND HALS OPTIMIERT. WÄHLEN SIE AUS DREI MIKROSTROM-INTENSITÄTSSTUFEN.

DER MODUS „KÖRPER“ WIRD DURCH DAS AUFLUCHTEN EINER LED BEIM KÖRPERSYMBOL ANGEZEIGT. DIESER MODUS BIETET EBENSO ZWEI SEPARATE MIKROSTROMSTUFEN. DIE INTENSITÄTEN WURDEN FÜR DEN KÖRPER OPTIMIERT. WÄHLEN SIE AUS DREI MIKROSTROM-INTENSITÄTSSTUFEN.

BEWEGUNG DES GERÄTS:

BEI DER ANWENDUNG DES GERÄTS IM GESICHT EMPFEHLEN WIR FOLGENDE BEWEGUNGEN:

1. KIEFERPARTIE: VOM KINN NACH OBEN BIS ZUR ÄUßEREN WANGE. (IM EMPFINDLICHEN BEREICH DER OBEREN MUNDWINKEL NUR MIT VORSICHT ANWENDEN.)

2. KRÄHENFÜßE: VON DEN WANGENKNOCHEN NACH OBEN BIS ZU DEN SCHLÄFEN.

3. STIRN: VON DEN AUGENBRAUEN NACH OBEN BIS ZUM HAARANSATZ. (IM BEREICH DER SCHLÄFEN NUR MIT VORSICHT ANWENDEN.)

4. HALS: BEGINNEN SIE ETWAS AUßERHALB DER MITTE UND VERMEIDEN SIE DIE MITTELLINIE DES HALSES. FÜHREN SIE DAS GERÄT IN RICHTUNG NACKEN.

FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS AM KÖRPER EMPFEHLEN WIR FOLGENDE BEWEGUNGEN:

1. UNTERARME: VOM HANDGELENK BIS ZUM ELLBOGEN.

2. OBERARME: VOM ELLBOGEN BIS ZUR SCHULTER.

3. RÜCKEN: VOM OBEREN BEREICH DES TRAPEZMUSKELS BIS ZUR SCHULTERSPITZE.

4. SCHULTERN: VOM SCHLÜSSELBEIN AUFWÄRTS UND ÜBER DIE SCHULTER.

5. BAUCH: VOM UNTERBAUCH BIS ZU DEN RIPPEN (LINKE UND RECHTE SEITE).

6. OBERKÖRPER: VON DEN HÜFTEN BIS ZUR TAILLE, DANN VON DER TAILLE BIS UNTER DIE BRUST/RIPPENLINIE.

7. SEITEN: VON DER AUßENSEITE DER HÜFTE BIS ZUR ACHSELHÖHLE.

8. BEINE: VOM KNÖCHEL BIS ZUM KNIE, DANN VOM KNIE BIS ZUM OBERSCHENKEL UND WEITER IN RICHTUNG HÜFTE/GESÄß.

9. GESÄß: VOM UNTEREN BIS ZUM OBEREN BEREICH DES GESÄßES.

REINIGUNGSHINWEIS:

1. WISCHEN SIE DAS GERÄT MIT EINEM DESINFEKTIONSTUCH AB, UM JEDLICHE SERUMRÜCKSTÄNDE ZU ENTFERNEN. WIR EMPFEHLEN, DIESE REINIGUNG NACH JEDEM GEBRAUCH DURCHZUFÜHREN

LADEN:

1. STECKEN SIE DAS USB-C-KABEL (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) IN DEN ANSCHLUSS AN DER UNTERSEITE DES GERÄTS.

2. SCHLIEßEN SIE ES AN EINE USB-C-KOMPATIBLE STROMQUELLE AN.

3. WÄHREND DES LADEVORGANGS BLINKEN DIE WEIßEN LEDS AN DER VORDERSEITE DES GERÄTS.

4. SOBALD DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG AUFGELOADED IST, LEUCHTET EINE GRÜNE LED UND DIE WEIßEN LEDS HÖREN AUF ZU BLINKEN.

SICHERHEITSHINWEISE:

Die Verwendung eines Mikrostrom-Hautpflegegeräts in einer anderen als der in dieser Anleitung beschriebenen Weise führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen führen.

Das **STYLPRO™** DUAL MICROCURRENT ist ein elektrisches Gerät. Um einen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie

folgende Sicherheitsaspekte:

- Ihr Gerät nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen.
- Elektrische Teile nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten waschen.
- Das Gerät oder die Schalter nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist, draußen gelassen wurde oder mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Keine Änderungen an diesem Gerät vornehmen oder versuchen Änderungen daran vorzunehmen oder es zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile
- Ihr Gerät nicht in heißen Temperaturen verwenden oder lagern, die 54°C (130°F) erreichen oder überschreiten können.

WARNHINWEIS:

UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOM DEM GEBRAUCH DES GERÄTS.
2. WENN SIE WÄHREND ODER NACH DER ANWENDUNG ABNORMITÄTEN AN IHRER HAUT FESTSTELLEN, KONSULTIEREN SIE BITTE EINEN FACHARZT.
3. ZUM SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN GEFAHREN, NICHT WÄHREND DES BADENS ODER UNTER DER DUSCHE VERWENDEN.
4. BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, WENN ES NICHT FUNKTIONIERT, FALLEN GELASSEN ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. SCHICKEN SIE DAS GERÄT ZUR ÜBERPRÜFUNG, ELEKTRISCHEN ODER MECHANISCHEN EINSTELLUNG ODER REPARATUR ZUM NÄCHSTEN SERVICECENTER. DER VERBRAUCHER SOLLTE KEINE REPARATUREN VORNEHMEN.
5. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK, WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN. DIE VERWENDUNG VON AUFSÄTZEN, DIE NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLEN WERDEN, KANN GEFAHREN VERURSACHEN.
6. KEINEN TEIL DES PRODUKTS IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HERDEN USW. PLATZIEREN, NICHT AUF EINER WEICHEN OBERFLÄCHE WIE EINEM BETT ABLEGEN, DA DAS GERÄT ÜBERHITZEN KANN.
7. HALTEN SIE DAS GERÄT VON ÄTZENDEN FLÜSSIGKEITEN FERN.
8. TEILEN SIE DIESES PRODUKT NICHT MIT ANDEREN.
9. BITTE NICHT WÄHREND DES LADENS VERWENDEN.
10. DAS GERÄT NICHT AN EINEM ORT AUFSTELLEN ODER AUFBEWAHREN, AN DEM ES IN EINER WANNE ODER EIN WASCHECKEN FALLEN ODER DORT HINEINGEZOGEN WERDEN KANN. WENN ES DENNOCH INS WASSER FÄLLT, SOFORT DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN – KEINESFALLS INS WASSER GREIFEN.
11. WENDEN SIE DAS GERÄT NICHT DIREKT ÜBER ODER IN DER NÄHE VON METALLIMPLANTATEN, ZAHNFÜLLUNGEN, ZAHNSPANGEN ODER ANDEREN METALLISCHEN ZAHNBEHANDLUNGEN AN, DA DIES ZU UNBEHAGEN, SCHMERZEN ODER EINEM METALLISCHEN GESCHMACK FÜHREN KANN.

BATTERIEN: DAS PRODUKT ENTHÄLT EINE LITHIUM-IONEN-BATTERIE. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT ÖFFNEN, QUETSCHEN, ÜBER 60°C/140 °F ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSBEULT, DIE BENUTZUNG EINSTELLEN. HALTEN SIE KLEINE ZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUS DER REICHWEITE VON KINDERN. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, PERFORATIONEN DES WEICHGEWEBES UND ZUM TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH DEM VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER ZELLE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN. NIEMALS NICHT AUFLADBARE BATTERIEN AUFLADEN. DIESES PRODUKT HAT EINE EINGEBAUTE AUFLADBARE BATTERIE, DIE VOM BENUTZER NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN KANN. DAS ENTFERNEN ODER ERSETZEN DER AUFLADBAREN BATTERIE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER SEINEM KUNDENDIENST ODER VON EINER GLEICHWERTIG QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN. BEI DER ENTSORGUNG DES PRODUKTS SOLLTE BEACHTET WERDEN, DASS DIESER EINE AUFLADBARE BATTERIE ENTHÄLT.

LAGERUNG:

VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET UND AUF RAUMTEMPERATUR ABGEKÜHLT IST. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

WARTUNG:

IHRE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT IST PRAKTISCH WARTUNGSFREI. VOR DER REINIGUNG MUSS DAS GERÄT AUSGESCHALTET UND AUF RAUMTEMPERATUR ABGEKÜHLT SEIN. WISCHEN SIE ES DANN MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. BEIM AUFTRETEN VON UNREGELMÄSSIGKEITEN DAS GERÄT AUSSCHALTEN UND DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER +44 (0) 20 3225 5559 KONTAKTIEREN.

LIMITIERTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE:

UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE VERSEHEN, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. IN DER EU-RICHTLINIE 1999/44/EG HEISST ES: „FÜR DEN VERKAUF ALLER VERBRAUCHSGÜTER IN DER GESAMTEN EU GILT EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSETZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN DEFEKT. SIE HABEN AUCH DAS RECHT, DIE WAREN REPARIEREN ODER ERSETZEN ZU LASSEN, WENN DIE WAREN NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT SIND UND DER FEHLER NICHT SCHWERWIEGEND IST. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT VIERUNDZWANZIG MONATE LANG AB KAUFDATUM KOSTENLOS, WENN DAS GERÄT VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EIN ZUSÄTZLICHER VORTEIL UND HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GSETZLICHEN RECHTE. UM DEN SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN STYLPRO-KUNDENDIENST™ UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MÜSSEN SIE IHREN KAUFBELEG AUFBEWAHREN

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORISIERTES KUNDENZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN MUSS.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS:

Das WEEE-Symbol auf dem STYLIDEAS-Produkt, dem Originalzubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern separat gesammelt werden muss! Entsorgen Sie das STYLIDEAS-Produkt und sein Originalzubehör über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten, wenn Sie in der EU oder in anderen europäischen Ländern leben, die separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikaltgeräte betreiben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des STYLIDEAS-Produkts und seines Originalzubehörs leisten Sie einen Beitrag zur Verhütung von möglichen Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit, die sonst durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zum Erhalt natürlicher Ressourcen bei – ein guter Grund, Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen.

Entsorgung von Verpackungsabfällen:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die über Ihre örtlichen Recycling-Stellen entsorgt werden können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit abzuwenden. Das Symbol auf der Kartonverpackung weist darauf hin, dass die Verpackung aus PAP besteht.



Entsorgung von Akkus:

Dieses Produkt von STYLIDEAS enthält einen Akku, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Akkus können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen den Vorschriften für gefährliche Abfälle. Daher muss das wiederaufladbare STYLIDEAS-Produkt (der Teil, der den Akku enthält) an einer örtlichen Sammelstelle oder beim Recycling für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, das STYLIDEAS-Produkt zu öffnen, um den Akku selbst zu entfernen!

CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: STYLIDEAS LTD. ERKLÄRT, DASS STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVENDE PLEZIER VAN DIT PRODUCT, LEES ALTIJD DE INSTRUCTIEBROCHURE ZORGVULDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT. Dit product is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gebruik in andere toepassingen. Dit is geen medisch product of medisch hulpmiddel.


SPECIFICATIONS:

Naam: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Model: MCB01A
Apparaatgrootte: 60 x 25 x 57 mm
Materialen: Abs Plastic, Siliconen
Nominale spanning: 3.7V
Nominale capaciteit van de batterij: 500mAh
Energiecapaciteit van de batterij: 1.85Wh
laadspanning: 5V
Ingangsstroomvoorziening: USB-poort, 5V, 1A
Oplaadtijd: 3 uur
Gebruik: 30 keer

INBEGREPEN:

1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x USB-C-oplaadkabel
1x beschermhoes

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TEST UZELF VOORDAT U HET OP UW GEZICHT GEBRUIKT:

1. DRUK OP DE AAN/UIT/SETTEN KNOP.

2. PLAATS HET APPARAAT OP UW ARM EN VOER EEN SESSIE VAN 3 MINUTEN UIT.

3. SCHAKEL HET APPARAAT NA 3 MINUTEN UIT. CONTROLEER HET GEBIED VISUEEL. HET GEBIED KAN VANWEGE DE VERWARMING VAN DE HUID AANVANKELIJK ROOD WORDEN, MAAR ALS DEZE ROODHEID LANGER DAN DREI UUR AANHOUDT, KAN HET ZIJN DAT DE HUID GEVOELIG IS VOOR MICROCURRENT. RAADPLEEG JE HUISARTS VOORDAT JE BESLIST HOE JE DIT APPARAAT HET BESTE VOOR JOUW HUID KUNT GEBRUIKEN

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

1. DIT PRODUCT IS UITSLUITEND GEMAAKT VOOR THUISGEBRUIK BINNENSHUIS.

2. RAADPLEEG EEN ARTS VÓÓR GEBRUIK. ALS EEN VAN DE ONDERSTAANDE AANDOENINGEN OF SITUATIES VAN TOEPASSING IS, WORDT HET AFGERADEN OM DE TE GEBRUIKEN ZONDER GOEDKEURING VAN EEN ARTS: METALEN IMPLANTATEN, RECENTE OPERATIE, OF EEN MEDISCH IMPLANTAAT ZOALS EEN PACEMAKER, ACTUELE ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING GEVEND, MISSELIJKHEID, HOOFDPIJN, KOORTS, HUIDAANDOENINGEN, BRANDWONDEN OF RODE HUID, BOTBREUKEN, KANKER OF ANDERE KWAADAARDIGE AANDOENINGEN, OSTEOPOROSE EN MENTALE AANDOENINGEN.

3. ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. DE LED MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR BABY'S, (JONGE) KINDEREN, HUIDDIEREN, HULPBEHOEVENDE OF IMMOBIELE PERSONEN, OF PERSONEN MET VERMINDERDE FYSIEKE OF MENTALE CAPACITEITEN. DIT IS GEEN SPEELGOED.

4. INDIEN DE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT NIET GOED WERKT OF OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHADIGD IS, STOP DAN ONMIDDELIJK MET HET GEBRUIK ERVAN. NEEM CONTACT OP MET STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (ZIE HOOFDSTUK BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE VOOR CONTACTGEGEVENS).

5. NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE, GEÏRRITEERDE OF BESCHADIGDE HUID. NIET GEBRUIKEN OP GEZWOLLEN OF ZONVERBRANDE HUID OF ALS JE EEN ANDERE HUIDAANDOENING HEBT.

6. NIET GEBRUIKEN OP HET BORSTGEBIED, IN HET GEBIED ROND DE OGEN, SCHILDKLIERGEBIED IN HET MIDDEN VAN DE HALS, OF HET GEBIED VAN DE GENITALIËN/LIEZEN.

7. VERMIJD HET GEBIED BIJ DE SCHILDKLIJER: HET MIDDEN EN ONDERSTE DEEL VAN HET MIDDEN VAN DE HALS WAAR DE SCHILDKLIJER ZIT. OVERSTIMULERING VAN DE SCHILDKLIJER KAN DE HORMOONFUNCTIES VERSTOREN.

8. TEST JEZELF OP JE ARM OP GEVOELIGHEID VOOR MICROCURRENT VOORDAT JE HET APPARAAT GEBRUIKT.

9. GEBRUIK HET APPARAAT VOORZICHTIG ROND DE TANDEN, OGEN, HALS EN SLAPEN. DEZE GEBIEDEN BEVATTEN GEVOELIGE ZENUWEN. GEBRUIK HET APPARAAT NIET MEER OP DEZE GEBIEDEN ALS ER SPRAKE IS VAN PIJN, VREEMDE SENSATIES OF FLITSSEN IN DE OGEN.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. ZORG DAT JE GEZICHT SCHOON IS EN VRIJ VAN MAKE-UP.

2. BRENG HET GEWENSTE SERUM AAN OP GEZICHT OF LICHAAM. DIT IS ESSENTIEEL OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE MICROCURRENTS NAAR DE HUID KUNNEN WORDEN GELEID. GEBRUIK EEN SERUM DAT NAT BLIJFT EN VRIJWEL PH-NEUTRAAL IS VOOR DE BESTE RESULTATEN.

3. HOUD DE AAN-/UIT-/MODUSKNOP LANG INGEDRUKT OM HET APPARAAT IN TE SCHAKELN. HET STAAT IN EERSTE INSTANTIE IN DE GEZICHTSMODUS.

A. DRUK LANG OP DE AAN-/UIT-/MODUSKNOP OM OVER TE SCHAKELN OP DE LICHAAMSMODUS. HET INDICATORLAMPJE MOET NU VERANDERN VAN HET GEZICHTS- NAAR HET LICHAAMSPICTOGRAM.

B. DRUK KORT OP DE AAN-/UIT-/MODUSKNOP OM DE INTENSITEIT VAN DE MICROCURRENTS TE VERANDERN. ER WORDT EEN INDICATOR MET 1, 2 OF 3 PUNTJES WEERGEGEVEN WAARMEE HET INTEGRITEITSNIVEAU WORDT AANGEDUID.

4. DRUK BEIDE METALEN BOLLEN LICHTJES TEGEN DE HUID. HET MIDDEN VAN DE BOLLEN GEEFT EEN FREQUENTIE AF VAN 8 HZ EN DE RANDEN VAN DE BOLLEN 40 HZ.

5. GLIJD HET APPARAAT RUSTIG OVER DE HUID. DOE DIT TUSSEN 20 SECONDEN EN 3 MINUTEN PER GEBIED. DE MICROCURRENTS MOETEN TINTELEND AANVOELEN EN DE SPIEREN ZACHTJES LATEN SAMENTREKKEN, MAAR ALS ZE PIJNLIJK AANVOELEN, MOET DE INTENSITEIT WORDEN VERLAAGD. TE HOGE INTENSITEIT KAN SLECHTERE RESULTATEN OPLEVEREN.

4. GEBRUIK OP HET GEZICHT ROND DE KAAKLIJN, JUKBEENDEREN EN OP HET VOORHOOFD. LET GOED OP MET HET GEBRUIK OP GEVOELIGE GEBIEDEN ZOALS BIJ DE TANDEN, OGEN EN SLAPEN.

8. GEBRUIK OP DE ARMEN, BENEN EN DE TORSO. VERMIJD GEBRUIK IN DE HARTSTREEK.

6. HOUD DE KNOP LANG INGEDRUKT OM HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN. VEEG SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK.

DE **GEZICHTSMODUS** WORDT AANGEDUID MET EEN LEDLICHTJE IN HET GEZICHTSSYMBOL. DEZE MODUS HEEFT TWEE VERSCHILLENDE MICROCURRENTS. DE INTENSITEITEN ZIJN GEOPTIMALISEERD VOOR GEZICHT EN HALS. KIES UIT DRIE MICROCURRENT-INTENSITEITEN.

DE **LICHAAMSMODUS** WORDT AANGEDUID MET EEN LEDLICHTJE IN HET LICHAAMSSYMBOL. DEZE MODUS HEEFT OOK TWEE VERSCHILLENDE MICROCURRENTS. DE INTENSITEITEN ZIJN GEOPTIMALISEERD VOOR HET LICHAAM. KIES UIT DRIE MICROCURRENT-INTENSITEITEN.

BEWEGINGEN VAN HET APPARAAT:

WANNEER HET APPARAAT OP HET GEZICHT WORDT GEBRUIKT, RADEN WE DEZE BEWEGINGEN AAN:

1. KAAKLIJN: VANAF DE KIN NAAR HET JUKBEEN. (GEBRUIK HET APPARAAT VOORZICHTIG ROND DE GEVOELIGE MONDHOEKEN)

3. KRAAIENPOOTJES: VANAF HET JUKBEEN NAAR DE SLAAP.

2. VOORHOOFD: VANAF DE WENKBRAUWEN NAAR DE HAARLIJN (GEBRUIK HET APPARAAT VOORZICHTIG ROND DE GEVOELIGE SLAAP)

4. HALS: BEGIN NET NAAST HET MIDDEN EN VERMIJD DE MIDDENLIJN VAN DE HALS. GLIJD MET HET APPARAAT IN DE RICHTING VAN DE NEK.

WANNEER HET APPARAAT OP HET LICHAAM WORDT GEBRUIKT, RADEN WE DEZE BEWEGINGEN AAN:

1. VOORARMEN: VANAF DE POLS IN DE RICHTING VAN DE ELLEBOOG.

2. BOVENARMEN: VANAF DE ELLEBOOG IN DE RICHTING VAN DE SCHOUDER.

3. RUG: VANAF DE BOVENKANT VAN DE MONNIKSKAPSPIER IN DE RICHTING VAN DE PUNT VAN DE SCHOUDER.

4. SCHOUDERS: VANAF HET SLEUTELBEEN OMHOOG EN OVER DE SCHOUDER.

5. BUIK: VANAF DE ONDERBUIK OMHOOG RICHTING DE RIBBEN (LINKS EN RECHTS).

6. TORSO: VANAF DE HEUPEN OMHOOG NAAR DE TAILLE EN VANAF DE TAILLE OMHOOG NAAR NET ONDER DE BORST/BOVENKANT RIBBEN.

7. ZIJKANTEN: VANAF DE BUITENKANT VAN DE HEUP IN DE RICHTING VAN DE ONDERARM.

8. BENEN: VANAF DE ENKEL OMHOOG RICHTING DE KNIE EN DAN VAN DE KNIE NAAR DE DIJBENEN EN RICHTING DE HEUP/BILLEN.

9. BILLEN: VANAF DE ONDERKANT VAN DE BIL NAAR DE BOVENKANT VAN DE BIL.

REINIGEN:

1. GEBRUIK EEN DESINFECTEREND DOEKJE OM HET APPARAAT AF TE VEGEN EN RESTEREND SERUM TE VERWIJDEREN. WE RADEN AAN HET APPARAAT NA IEDER GEBRUIK TE REINIGEN.

OPLADEN:

1. STEEK DE MEEGELEVERDE USB-C-KABEL IN DE POORT AAN DE ONDERKANT VAN HET APPARAAT.

2. SLUIT AAN OP EEN USB-COMPATIBELE STROOMBRON.

3. DE WITTE LEDLAMPJES OP DE VOORKANT VAN HET APPARAAT GAAN KNIPPEREN WANNEER HET WORDT OPGELADEN.

4. ZODRA HET VOLLEDIG IS OPGELADEN, GAAT ER EEN GROEN LEDLAMPJE BRANDEN EN STOPPEN DE WITTE LEDLAMPJES MET KNIPPEREN.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:

Indien een apparaat met huidverzorging op basis van microcurrent op een andere wijze wordt gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven, vervalt de garantie, en kan de gebruiker bovendien ernstig letsel worden toegebracht.

Het **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** is een elektrisch apparaat. Neem de volgende veiligheidsoverwegingen in acht om elektrische schokken te voorkomen:

• Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.

• Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.

• Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.

• Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.

• Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54 °C (130 °F).

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

2. ALS U TIJDENS OF NA GEBRUIK AFWIJKINGEN AAN UW HUID VOELT, RAADPLEEG DAN UW MEDISCH SPECIALIST.

3. GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET BADEN OF ONDER DE DOUCHE OM HET TE BESCHERMEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN.

4. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NIET GOED FUNCTIONEERT OF ALS HET GEVALLEN OF BESCHADIGD IS.

BRENG HET APPARAAT NAAR HET DICHSTBIJZIJNDE SERVICEPUNT VOOR ONDERZOEK, ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE AANPASSING OF REPARATIE. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN.

5. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEDOELDE GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAAR OPLEVEREN.

6. PLAATS GEEN ENKEL DEEL VAN HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOALS RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ. EN LEG HET NIET OP EEN ZACHT OPPERVLAK ZOALS EEN BED, AANGEZIEN HET APPARAAT OVERVERHIT KAN RAKEN.

7. HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN BIJTENDE VLOEISTOFFEN.

8. DEEL DIT PRODUCT MET NIEMAND ANDERS.

9. NIET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN.

10. PLAATS/BEWAAR HET PRODUCT NIET OP EEN PLEK WAAR HET KAN VALLen OF WAAR HET IN EEN BADKUIP OF WASTAFEL KAN WORDEN GETROKKEN. ALS HET IN WATER VALT, DIENT DE STEKKER ONMIDDELLIJK UIT HET STOPCONTACT TE WORDEN GETROKKEN. RAAK HET WATER NIET AAN.

11. HET APPARAAT MAG NIET DIRECT BOVEN OF IN DE BUURT VAN METALEN IMPLANTATEN, TANDVULLINGEN, BEUGELS EN ANDER METALEN OBJECTEN IN DE MOND WORDEN GEBRUIKT OMDAT DIT ONGEMAK, PIJN OF EEN METALEN SMAAK KAN VEROORZAKEN.

ATTERIJEN: HET PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERHITTEN BOVEN 60 °C/140 °F OF VERBRANDEN. NIET KORTSLUITEN. STOP MET HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION-BATTERIJ ERNSTIG UITPUILT. HOUD KLEINE CELLEN DIE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN INGESLIKT BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHTE WEEFSELS EN OVERLIJDEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN ONTSTAAN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN CEL, ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP INROEPEEN. LAAD NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OP. DIT PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE OPLAADBARE BATTERIJ DIE NIET DOOR DE GEBRUIKER KAN WORDEN VERVANGEN. HET VERWIJDEREN OF VERVANGEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR DE FABRIKANT OF ZIJN KLANTENSERVICE OF DOOR EEN

VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSOON OM GEVAREN TE VOORKOMEN. WANNEER U HET PRODUCT WEGGOOIT, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DIT PRODUCT EEN HERLAADBARE BATTERIJ BEVAT.

OPSLAG:
ZORG DAT HET PRODUCT IN DE 'UIT'-STAND STAAT EN IS AFGEKOELD TOT KAMERTEMPERATUUR VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN.

ONDERHOUD
UW STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT IS VRIJWEL ONDERHOUDSVRIJ. OM HET PRODUCT TE REINIGEN, SCHAKELT U HET UIT, LAAT U HET AFKOELEN TOT KAMERTEMPERATUUR EN VEEGT U HET SCHOON HET EEN LICHT VOCHTIGE DOEK. ALS ER EEN ABNORMALE SITUATIE ONTSTAAT, DIENT U DE DEKEN UIT TE SCHAKELEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP +44 (0) 20 3225 5559

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR:
ONZE GOEDEREN WORDEN GEGEVEERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE EUROPESE CONSUMENTENWETGEVING. EU RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN STELT EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR GELDT VOOR DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING BIJ EEN ERNSTIG DEFECT U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. STYLPRO™ REPARERE OF VERVANGT (NAAR ONZE KEUZE) UW APPARAAT GRATIS GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT DEFECTEN VERTOONT IN VAKMANSCHAP OF MATERIALEN. DEZE GARANTIE IS EEN EXTRA VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. VOOR SERVICE ONDER DEZE GARANTIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. VOOR HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIJZIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOURNEERD.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT:
Het WEEE-symbool op het STYLIDEAS-product, de bijbehorende originele accessoires of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als normaal huishoudafval, maar dat het apart moet worden ingezameld! Het STYLIDEAS-product en de bijbehorende originele accessoires dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur in uw woonplaats in de EU en in andere Europese landen waar dergelijke afzonderlijke inzamelpunten voor afval van elektrische en elektronische apparatuur bestaan (zoals milieustraten). Door het STYLIDEAS-product en de daarbij horende originele accessoires op de juiste wijze te verwijderen, helpt u mogelijk gevaar door onjuist verwijderen van het apparaat voor het milieu en de gezondheid van anderen te vermijden. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke grondstoffen. Het is daarom belangrijk om oude elektrische en elektronische apparatuur niet bij gewoon huishoudafval te plaatsen.

Verpakkingsafval verwerken:
De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw lokale recyclingfaciliteiten kunnen worden gebracht. Door de verpakkingsmaterialen op de juiste wijze te verwerken, helpt u mogelijk gevaar voor het milieu en

de gezondheid van anderen te vermijden. Het PAP-symbool op de verpakking geeft aan dat de verpakking is gemaakt van PAP.

Verwijderen van batterijen:
Dit STYLIDEAS-product bevat een batterij. Batterijen mogen niet met gewoon huisvuil worden weggegooid. Ze bevatten giftige zware metalen en zijn onderhevig aan onze regelgeving voor gevaarlijk afval. Daarom dient het oplaadbare STYLIDEAS-product (het onderdeel dat de batterij bevat) te worden ingeleverd bij een plaatselijk inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Probeer het STYLIDEAS-product niet zelf te openen om de batterij te verwijderen!


CE MARKERING/UK/EU - CONFORMITEITSVERKLARING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE CONFORMITEITSVERKLARING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(IT) MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE
PER LA SICUREZZA E IL COMFORT D'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
Il prodotto è destinato esclusivamente a uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Questo non è un prodotto medico né un dispositivo medico.

SPECIFICATIONS:
Nome: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modello: MCB01A
Dimensioni del dispositivo: 60 x 25 x 57 mm
Materiali: ABS Plastic, Silicone
Tensione nominale: 3.7V
Capacità nominale della batteria: 500mAh
Capacità energetica della batteria: 1.85Wh
Tensione di carica: 5V
Alimentazione di ingresso: Presa USB, 5 V, 1 A
Tempo di ricarica: 3 ore
Utilizzi: 30 utilizzi

INCLUDE:
1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x Cavo USB-C
1x Custodia protettiva da viaggio

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



EFFETTUA UN TEST PRIMA DI UTILIZZARLO SUL VISO:

- 1. Premere il pulsante On/Off/IMPOSTAZIONI.
- 2. Posizionare il dispositivo sul braccio e fare una sessione di 3 minuti.
- 3. DOPO 3 MINUTI, SPEGNERE IL DISPOSITIVO. CONTROLLARE VISIVAMENTE L'AREA. L'AREA PUÒ INIZIALMENTE ARROSSARSI A CAUSA DEL RISCALDAMENTO DELLA PELLE, MA SE L'ARROSSAMENTO DURA PIÙ DI 3 ORE, POTRESTI AVERE UNA SENSIBILITÀ ALLA MICROCORRENTE. CONSULTA UN MEDICO PRIMA DI DECIDERE COME UTILIZZARE AL MEGLIO QUESTO DISPOSITIVO SULLA TUA PELLE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- 1. QUESTO DISPOSITIVO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO IN AMBIENTI INTERNI.
- 2. CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DELL'USO IN PRESENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI SOTTO ELENcate, L'USO NON È RACCOMANDATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI UN MEDICO: IMPIANTI METALLICI, INTERVENTI CHIRURGICI RECENTI, PRESENZA DI DISPOSITIVI MEDICI COME PACEMAKER, GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO, NAUSEA. MAL DI TESTA, FEBBRE, MALATTIA DELLA PELLE, USTIONI O ARROSSAMENTI, FRATTURE, TUMORI O ALTRE PATOLOGIE TUMORALI, OSTEOPOROSI E DISORDINI MENTALI.
- 3. L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO È DESTINATO SOLO AGLI ADULTI. NON UTILIZZARE CON NEONATI, BAMBINI, ANIMALI DOMESTICI, PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O CON MOBILITÀ RIDOTTA, NÉ CON PERSONE CON CAPACITÀ FISICHE O MENTALI RIDOTTE SENZA SUPERVISIONE. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.
- 4. SE LO **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** NON FUNZIONA CORRETTAMENTE O È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO, SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARLO. CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI **STYLPRO™** (VEDERE LA SEZIONE GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI PER I DETTAGLI DI CONTATTO).
- 5. NON UTILIZZARE SU PELLE SENSIBILE, IRRITATA O LESIONATA. NON UTILIZZARE SU PELLE GONFIA O SCOTTATA DAL SOLE O SE SI HANNO ALTRE CONDIZIONI CUTANEE.
- 6. NON UTILIZZARE SU TORACE/SENO, CONTORNO OCCHI, AREA TIROIDEA, LINEA MEDIANA DEL COLLO O SU GENITALI/INGUINE.
- 7. EVITARE L'AREA TIROIDEA: LA PARTE MEDIA E INFERIORE DEL CENTRO DEL COLLO DOVE SI TROVA LA GHIANDOLA TIROIDEA. UNA SOVRASTIMOLAZIONE DELLA TIROIDE PUÒ ALTERARE LE FUNZIONI ORMONALI.
- 8. ESEGUI UN TEST DI SENSIBILITÀ ALLA MICROCORRENTE SUL BRACCIO PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO CON DOPPIA MICROCORRENTE.
- 9. UTILIZZARE CON ATTENZIONE INTORNO A DENTI, OCCHI, COLLO E TEMPIE. QUESTE AREE HANNO NERVI SENSIBILI. SMETTERE DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN QUESTE AREE SE SI PERCEPISCONO DOLORE, SENSAZIONI ANOMALE O FOTOPSIE (LAMPI DI LUCE NEGLI OCCHI).

UTILIZZO:

- 1. ASSICURATI CHE IL VISO SIA PULITO E SENZA TRUCCO.
- 2. APPLICA IL SIERO DESIDERATO SU VISO O CORPO. QUESTO È ESSENZIALE AFFINCHÉ LE MICROCORRENTI VENGANO CONDOTTE ALLA PELLE. PER RISULTATI OTTIMALI, USARE UN SIERO CHE RIMANGA UMIDO E CON UN PH QUASI NEUTRO.
- 3. PREMI A LUNGO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/MODALITÀ PER ACCENDERE IL DISPOSITIVO: PARTIRÀ AUTOMATICAMENTE IN MODALITÀ VISO.
- 4. PER PASSARE ALLA MODALITÀ CORPO, PREMI A LUNGO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/MODALITÀ. LA SPIA LUMINOSA CAMBIERÀ TRA L'ICONA DEL VISO E QUELLA DEL CORPO.
- 5. PER CAMBIARE L'INTENSITÀ DELLE MICROCORRENTI, PREMI BREVEMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/MODALITÀ. L'INDICATORE MOSTRERÀ 1-3 PUNTI CHE RAPPRESENTANO I LIVELLI DI INTENSITÀ.
- 6. PREMI LEGGERMENTE ENTRAMBE LE SFERE METALLICHE SULLA PELLE. IL CENTRO DELLE SFERE EROGA UNA FREQUENZA DI 8 HZ MENTRE LA PARTE ESTERNA EROGA 40 HZ.
- 7. FAI SCORRERE IL DISPOSITIVO DELICATAMENTE E LENTAMENTE SULLA PELLE PER UN TEMPO COMPRESO TRA

- 8. 20 SECONDI E 3 MINUTI PER AREA. LE MICROCORRENTI DOVREBBERO PROVOCARE UN LEGGERO FORMICOLIO E CONTRAZIONI DELICATE DEI MUSCOLI; SE AVVERTI DOLORE, RIDUCI L'INTENSITÀ. UN'INTENSITÀ ECCESSIVA PUÒ DARE RISULTATI PEGGIORI.
- 9. **A.** UTILIZZA SUL VISO LUNGO LA LINEA DELLA MANDIBOLA, SUGLI ZIGOMI E SULLA FRONTE. PROCEDI CON ATTENZIONE SU AREE SENSIBILI COME DENTI, CONTORNO OCCHI E TEMPIE.
- 10. **B.** UTILIZZA SU BRACCIA, GAMBE E TORSO. EVITARE L'AREA VICINO AL CUORE.
- 11. 6. PREMI A LUNGO IL PULSANTE PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO. PULISCI CON UN PANNINO UMIDO.

LA MODALITÀ VISO È INDICATA DA UN LED CON IL SIMBOLO DEL VISO. QUESTA MODALITÀ FORNISCE DUE MICROCORRENTI SEPARATE. LE INTENSITÀ SONO OTTIMIZZATE PER VISO E COLLO. SELEZIONA UNO DEI 3 LIVELLI DI MICROCORRENTE.

LA MODALITÀ CORPO È INDICATA DA UN LED CON IL SIMBOLO DEL CORPO. ANCHE QUESTA MODALITÀ FORNISCE DUE MICROCORRENTI SEPARATE. LE INTENSITÀ SONO OTTIMIZZATE PER IL CORPO. SELEZIONA UNO DEI 3 LIVELLI DI MICROCORRENTE.

MOVIMENTI CONSIGLIATI CON IL DISPOSITIVO:

- SUL VISO:
 - 1. LINEA MANDIBOLARE: DAL MENTO VERSO L'ESTERNO DELLA GUANCIA. (USARE CON ATTENZIONE NELL'AREA SENSIBILE AGLI ANGOLI SUPERIORI DELLA BOCCA)
 - 2. ZAMPE DI GALLINA: DALL'O ZIGOMO VERSO LE TEMPIE.
 - 3. FRONTE: DALLE SOPRACCIGLIA VERSO L'ATTACCATURA DEI CAPELLI. (USARE CON ATTENZIONE SULLE TEMPIE)
 - 4. COLLO: DALLA PARTE LEGGERMENTE FUORI CENTRO, EVITANDO LA LINEA MEDIANA. FAR SCORRERE IL DISPOSITIVO VERSO LA PARTE POSTERIORE DEL COLLO.

SUL CORPO:

- 1. AVAMBRACCI: DAL POLSO AL GOMITO.
- 2. BRACCIA SUPERIORI: DAL GOMITO ALLA SPALLA.
- 3. SCHIENA: DAL TRAPEZIO SUPERIORE VERSO LA PUNTA DELLA SPALLA.
- 4. SPALLE: DALLA CLAVICOLA RISALENDO E OLTRE LA SPALLA.
- 5. ADDOME: DAL BASSO ADDOME VERSO LE COSTOLE (LATI DESTRO E SINISTRO).
- 6. TORSO: DAI FIANCHI ALLA VITA, POI DALLA VITA FINO ALLA LINEA SOTTO IL PETTO/LE COSTOLE.
- 7. FIANCHI E LATI: DALL'ANCA ESTERNA VERSO L'ASCELLA.
- 8. GAMBE: DALLA CAVIGLIA AL GINOCCHIO, POI DAL GINOCCHIO ALLA COSCIA FINO ALL'ANCA/GLUTEO.
- 9. GLUTEI: DALLA BASE DEL GLUTEO VERSO LA PARTE SUPERIORE.

PULIZIA:

- 1. UTILIZZARE UNA SALVIETTA DISINFETTANTE PER PULIRE IL DISPOSITIVO E RIMUOVERE I RESIDUI DI SIERO. SI CONSIGLIA LA PULIZIA DOPO OGNI UTILIZZO.

RICARICA:

- 1. INSERIRE IL CAVO USB-C (INCLUSO) NELLA PORTA SITUATA NELLA PARTE INFERIORE DEL DISPOSITIVO.
- 2. COLLEGARE A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE USB COMPATIBILE.
- 3. I LED BIANCHI SULLA PARTE FRONTALE DEL DISPOSITIVO LAMPEGGERANNO DURANTE LA RICARICA.
- 4. QUANDO È COMPLETAMENTE CARICO, SI ACCENDERÀ UN LED VERDE E I LED BIANCHI SMETTERANNO DI LAMPEGGIARE.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA:

L'uso improprio di un dispositivo con microcorrente per la cura della pelle rispetto a quanto riportato in questo

manuale invalida la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni.

Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:

- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
- Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
- Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
- Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI A PERSONE:

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DELL'APPARECCHIO.
2. SE SI AVVERTONO ANOMALIE SULLA PELLE DURANTE L'USO O DOPO L'USO, CONSULTARE UNO SPECIALISTA MEDICO PER PROTEGGERSI DAI RISCHI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA.
4. NON AZIONARE IL DISPOSITIVO SE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SE È CADUTO O SE SI È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO. RESTITUIRE L'APPARECCHIO AL CENTRO DI ASSISTENZA PIÙ VICINO PER UN CONTROLLO, UNA REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI O MECCANICI O PER LE NECESSARIE RIPARAZIONI. IL CONSUMATORE NON DEVE TENTARE ALCUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE.
5. UTILIZZARE L'APPARECCHIO UNICAMENTE PER GLI SCOPI DESCRITTI NEL PRESENTE MANUALE DELLE ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.
6. NON COLLOCARE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO VICINO A FONTI DI CALORE COME TERMOSIFONI, FORNELLI, ECC., E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI MORBIDE COME UN LETTO IN QUANTO IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.
7. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DA LIQUIDI CORROSIVI.
8. NON CONDIVIDERE QUESTO PRODOTTO CON ALTRE PERSONE.
9. NON UTILIZZARE MENTRE È SOTTO CARICA.
10. NON POSIZIONARE O RIPORRE IL DISPOSITIVO IN LUOGHI DOVE POTREBBE CADERE O ESSERE TIRATO IN UNA VASCA O LAVANDINO. SE CADE IN ACQUA, SCOLLEGARE SUBITO. NON IMMERGERE LE MANI NELL'ACQUA.
11. NON UTILIZZARE DIRETTAMENTE SOPRA O VICINO A IMPIANTI METALLICI, OTTURAZIONI DENTALI, APPARECCHI ORTODONTICI O ALTRI TRATTAMENTI DENTALI METALLICI, POICHÉ CIÒ PUÒ CAUSARE FASTIDIO, DOLORE O UN SAPORE METALLICO.

BATTERIE: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. RISCHIO DI INCENDIO E USTIONI, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE. NON CREARE CORTOCIRCUITI. SE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO SI GONFIA, INTERROMPERE L'USO. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI CELLE PICCOLE CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE. L'INGESTIONE PUÒ CAUSARE USTIONI, PERFORAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E MORTE. ENTRO 2 ORE DALL'INGESTIONE POSSONO VERIFICARSI GRAVI USTIONI. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA CELLULA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. NON RICARICARE MAI BATTERIE CHE NON SIANO RICARICABILI. QUESTO PRODOTTO HA UNA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA CHE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE. LA RIMOZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DAL PRODUTTORE O DAL SUO SERVIZIO CLIENTI O DA UNA PERSONA UGUALMENTE QUALIFICATA PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO. NELLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, SI DEVE NOTARE CHE QUESTO CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE.

CONSERVAZIONE:

ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCOLLEGATO DA QUALSIASI PRESA ELETTRICA. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.

MANUTENZIONE:

IL TUO STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT È PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE. PER PULIRLO, SPEGNI L'APPARECCHIO E PULISCI L'ESTERNO CON UN PANNINO UMIDO. SE SI VERIFICA QUALSIASI CONDIZIONE ANOMALA, SPEGNERE E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI:

I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "UNA GARANZIA DI DUE ANNI SI APPLICA ALLA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO IN CASO DI DIFETTI GRAVI. HAI ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL BENE QUALORA ESSO NON SODDISFI IL CRITERIO DI ACCETTABILE QUALITÀ E QUALORA IL MALFUNZIONAMENTO NON POSSA ESSERE CONSIDERATO GRAVE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO DISPOSITIVO GRATUITAMENTE PER VENTIQUEATTRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA LAVORAZIONE O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È OFFERTA COME VANTAGGIO SUPPLEMENTARE E NON INFLUISCE SUI TUOI DIRITTI LEGALI. PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO.

NOTA BENE:

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOL E O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O DA INTERVENTI DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PULITO ASSCURATAMENTE PRIMA DEL RESO.

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO:

Il simbolo WEEE sull'apparecchio STYLIDEAS, sugli accessori originali o sull'imballaggio indica che il dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato, ma smaltito separatamente. Smaltire il prodotto e i relativi accessori presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se si risiede nell'UE o in Paesi che adottano sistemi di raccolta differenziata per tali rifiuti. Lo smaltimento corretto del dispositivo STYLIDEAS e dei relativi accessori originali contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero altrimenti causare un trattamento inadeguato delle apparecchiature di scarto. Il corretto smaltimento favorisce il recupero delle risorse naturali. Pertanto, non smaltire le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti urbani indifferenziati.

Smaltimento dei rifiuti di imballaggio:

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili, riciclabili presso le strutture locali. Smaltire l'imballaggio in modo corretto contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica. Il simbolo sulla confezione indica che l'imballaggio è realizzato in materiale PAP

Smaltimento delle batterie:

Il prodotto STYLIDEAS contiene una batteria. Le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggette alle normative sui rifiuti pericolosi. Pertanto, smaltire il prodotto ricaricabile STYLIDEAS (la parte che contiene la batteria) presso un punto di raccolta locale per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non tentare di aprire il prodotto STYLIDEAS né di rimuovere la batteria da soli!

MARCATURA DI CONFORMITÀ CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO/UE: STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA.



(PO) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALE KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU, PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Należy pamiętać, że nie jest to produkt medyczny ani urządzenie medyczne.


SPECYFIKACJA:

Nazwa: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Model: MCB01A
Rozmiar urządzenia: 60 x 25 x 57 mm
Materiał: Abs Plastic, Silicon
Nominalne napięcie: 3,7V
Znamionowa pojemność baterii: 500mAh
Pojemność energetyczna baterii: 1.85Wh
Napięcie ładowania: 5V
Zasilanie wejściowe: Gniazdo USB, 5V, 1A
Czas ładowania: 3 godziny
Liczba zastosowań: 30

W ZESTAWIE:

- 1 x urządzenie STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
- 1 x kabel USB-C
- 1 x etui ochronne / woreczek podróżny

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



PRZETESTUJ PRODUKT PRZED UŻYCIEM NA TWARZY:

- 1. NACIŚNIJ PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA/USTAWIANIA.
- 2. UMIEŚĆ URZĄDZENIE NA RAMIENIU I PRZEPROWADŹ 3-MINUTOWY SESJA.
- 3. PO 3 MINUTACH WYŁĄCZ URZĄDZENIE I OCENĲ WYGLĄD SKÓRY. MOŻE POJAWIĆ SIĘ ZACZERWIENIENIE WYNIKAJĄCE Z ROZGRZANIA SKÓRY — TO NORMALNA REAKCJA POCĄTKOWA. JEŻELI JEDNAK UTRZYMA SIĘ DŁUŻEJ NIŻ 3 GODZINY, MOŻE TO WSKAZYWAĆ NA NADWRAŻLIWOŚĆ NA MIKROPRĄDY. W TAKIEJ SYTUACJI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, ZANIM ZDECYDUJESZ, JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA NA SWOJEJ SKÓRZE.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

- 1. URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
- 2. SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KTÓREJKOLWIEK Z NIŻEJ WYMIENIONYCH SYTUACJI STOSOWANIE NIE JEST ZALECANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY LEKARZA: METALOWE IMPLANTY, NIEDAWNO PRZEPROWADZONY ZABIEG CHIRURGICZNY, IMPLANTY MEDYCZNE (NP. ROZRUSZNIK SERCA), CIAŁA LUB KARMIENIE PIERSIĄ, NUDNOŚCI, BÓLE GŁOWY, GORĄCZKA, CHOROBY SKÓRY, OPARZENIA LUB ZACZERWIENIENIA, ZŁAMANIA, NOWOTWORY LUB INNE CHOROBY NOWOTWOROWE, OSTEOPOROZA ORAZ CHOROBY PSYCHICZNE.
- 3. URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH. NIE UŻYWAJ GO Z NIEMOWLĘTAMI, DZIEĆMI, ZWIERZĘTAMI ANI OSOBAMI, LUB OSOBAMI Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ LUB POZNAWCZĄ BEZ NADZORU. TO NIE JEST ZABAWKA.
- 4. JEŚLI URZĄDZENIE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO LUB JEST W JAKIKOLWIEK SPOŚOB USZKODZONE, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ JEGO UŻYWANIA. SKONTAKTUJ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (DANE KONTAKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKCJI OGRANICZONA DWULETANIA GWARANCJA).
- 5. NIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ, PODRAŻNIONEJ LUB USZKODZONEJ SKÓRZE. NIE UŻYWAĆ NA OPUCHNIĘTEJ LUB SPALONEJ SŁOŃCEM SKÓRZE LUB W PRZYPADKU INNYCH CHOROŚB SKÓRY.
- 6. NIE STOSOWAĆ NA KŁATCĘ PIERSIOWEJ / W OBRĘBIE PIERSI, W OKOLICY OCZU, W REJONIE TARCZYCY (ŚRODKOWA CZĘŚĆ SZYI) ANI W OKOLICACH INTYMNYCH / PACHWIN.
- 7. UNIKAĆ OBSZARU TARCZYCY — ŚRODKOWEJ ORAZ DOLNEJ CZĘŚCI SZYI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ GRUCZOŁ TARCZYCY. NADMIERNY STYMULACJA TARCZYCY MOŻE ZAKŁÓCIĆ GOSPODARKĘ HORMONALNĄ.
- 8. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA DUAL MICROCURRENT NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ WRAŻLIWOŚCI NA MIKROPRĄD NA SKÓRZE RAMIENIA.
- 9. UŻYWAĆ OSTROŻNIE W OKOLICY ZĘBÓW, OCZU, SZYI I SKRONI — W TYCH MIEJSCACH WYSTĘPUJĄ SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE NERWY. JEŚLI POJAWI SIĘ BÓL, NIETYPOWE ODCZUCIA LUB MROCZKI / BŁYSKI PRZED OCZAMI, NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE W TYCH OBSZARACH.

SPOŚOB UŻYCIA:

- 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM SKÓRA TWARZY POWINNA BYĆ CZYSTA I WOLNA OD MAKIJAŻU.
- 2. NAŁOŻ WYBRANE SERUM NA TWARZ LUB CIAŁO. TO KONIECZNE, ABY MIKROPRĄDY MOĞY PRZEWODZIĆ DO SKÓRY. DLA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW UŻYWAJ SERUM, KTÓRE NIE WYSYCHA ZBYT SZYBKO I MA ZBLIŻONE DO NEUTRALNEGO PH.
- 3. PRZYTRZYMAJ PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ/TRYB, ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE — STARTUJE DOMYŚLNIE W TRYBIE TWARZY.
- A. ABY PRZEŁĄCZYĆ NA TRYB CIAŁA, PONOWNIE PRZYTRZYMAJ PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ/TRYB. IKONA NA URZĄDZENIU ZMIENI SIĘ Z SYMBOLU TWARZY NA SYMBOL CIAŁA.
- B. ABY ZMIENIĆ INTENSYWNÓŚĆ MIKROPRĄDÓW, KRÓTKO NACIŚNIJ PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ/TRYB. WYŚWIETLANE 1-3 KROPKI OZNACZAJĄ POZIOM INTENSYWNÓŚĆ.
- 4. DELIKATNIE PRZYŁOŻ OBIE METALOWE KULKI DO SKÓRY. WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KULEK EMITUJE CZĘSTOTLIWOŚĆ 8 HZ, A ZEWNĘTRZNA — 40 HZ.
- 5. POWOLI PRZESUWAJ URZĄDZENIE PO SKÓRZE PRZEZ 20 SEKUND DO 3 MINUT NA DANY OBSZAR. MIKROPRĄDY MOGĄ DAWAĆ LEKKIE MROWIENIE I DELIKATNE DRGANIA MIĘŚNI — TO NORMALNE. JEŻELI ODCZUWASZ BÓL, ZMNIEJSZ INTENSYWNÓŚĆ. ZBYT WYSOKA MOC MOŻE POGORSZYĆ EFEKTY.
- A. TWARZ — STOSUJ WZDŁUŻ LINII ZUCHWY, NA KOŚCIACH POLICZKOWYCH I CZOLE. UWAŻAJ W OKOLICACH WRAŻLIWYCH: ZĘBÓW, OCZU I SKRONI.
- B. CIAŁO — STOSUJ NA RAMIONACH, NOGACH I TUŁOWIU. UNIKAJ STOSOWANIA W POBLIŻU SERCA.
- 6. ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, PRZYTRZYMAJ PRZYCISK. PO UŻYCIU PRZETRYJ URZĄDZENIE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ.

TRYB TWARZY SYGNALIZOWANY JEST PODŚWIETLENIEM IKONY TWARZY. W TYM TRYBIE URZĄDZENIE

GENERUJE DWA ODRĘBNE MIKROPRĄDY. POZIOMY INTENSYWNOŚCI ZOSTAŁY DOSTOSOWANE DO PRACY NA TWARZY I SZYI. DO WYBORU SĄ 3 POZIOMY INTENSYWNOŚCI MIKROPRĄDÓW.

TRYB CIAŁA SYGNALIZOWANY JEST PODŚWIETLENIEM IKONY SYLWETKI. URZĄDZENIE RÓWNIEŻ GENERUJE DWA ODRĘBNE MIKROPRĄDY. POZIOMY INTENSYWNOŚCI SĄ ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM SKÓRY CIAŁA. DO WYBORU SĄ 3 POZIOMY INTENSYWNOŚCI MIKROPRĄDÓW.

SPOSODY PROWADZENIA URZĄDZENIA:

PODCZAS STOSOWANIA URZĄDZENIA NA TWARZY ZALECAMY NASTĘPUJĄCE RUCHY:

1.LINIA ZUCHWY: PRZESUWAĆ OD BRODY W KIERUNKU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POLICZKA. (W OKOLICY GÓRNYCH KĄCIKÓW UST NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ — TO WRAŻLIWY OBSZAR.)

2.„KURZE ŁAPKI”: OD KOŚCI POLICZKOWEJ W STRONĘ SKRONI.

3.CZOŁO: OD BRWI KU LINII WŁOSÓW. (ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ W OKOLICY SKRONI — TO BARDZO WRAŻLIWY PUNKT.)

4.SZYJA: PROWADZIĆ URZĄDZENIE LEKKO POZA LINIĄ ŚRODKOWĄ SZYI, OMIAJĄC JEJ

PODCZAS STOSOWANIA URZĄDZENIA NA CIELE ZALECAMY NASTĘPUJĄCE RUCHY:

1.PRZEDRAMIONA: OD NADGARSTKA DO ŁOKCIA.

2.RAMIONA: OD ŁOKCIA W KIERUNKU BARKU.

3.PLECIEY: OD GÓRNEJ CZĘŚCI MIĘŚNI PRZY SZYI (OKOLICA KARKU) KU BOCZNEJ CZĘŚCI BARKU.

4.BARKI: OD OBOJCZYKA, PŁYNNYM RUCHEM KU GÓRZE I NAD STAW BARKOWY.

5.BRZUCH: OD DOLNEJ CZĘŚCI BRZUCHA W KIERUNKU ŻEBER (PO LEWEJ I PRAWIEJ STRONIE).

6.TUŁÓW: OD BIODER KU TALII, NASTĘPNIE OD TALII W GÓRĘ — POD LINIĘ BIUSTU/ŻEBER.

7.BOKI: OD ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BIODRA KU PACHOM.

8.NOGI: OD KOSTKI DO KOLANA, NASTĘPNIE OD KOLANA KU UDOM I W STRONĘ BIODRA/POŚLADKA.

9.POŚLADKI: OD DOLNEJ CZĘŚCI POŚLADKA KU GÓRNEJ CZĘŚCI POŚLADKA.

CZYSZCZENIE:

1. DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYĆ CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCEJ, ABY USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI SERUM. ZALECA SIĘ CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU

ŁADOWANIE:

1. KABEL USB-C Z ZESTAWU NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PORTU W DOLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA.

2. NASTĘPNIE TRZEBA PODŁĄCZYĆ DO ŹRÓDŁA ZASILANIA ZGODNEGO Z USB.

3. PODCZAS ŁADOWANIA WSKAŹNIK BĘDZIE MIGAŁ NA BIAŁO Z PRZODU URZĄDZENIA.

4. PO PEŁNYM NAŁADOWANIU BIAŁE DIODY PRZESTANĄ MIGAĆ I ZAPALI SIĘ ZIELONA DIODA LED.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Korzystanie z urządzenia mikroprądowego w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji i może prowadzić do poważnych urazów.

Urządzenie do terapii światłem czerwonym **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

- Nie zamaczać urządzenia ani nie zanurzać go w wodzie.
- Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
- Nie dotykać bezpośrednio urządzenia ani przełączników mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.
- Nie modyfikować ani nie próbować modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

• Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekraczać 54°C (130°F).

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORĄŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:

- 1. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
- 2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA SKÓRZE W TRAKCIE LUB PO UŻYCIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.
- 3. W CELU OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PODCZAS KĄPIELI LUB POD PRYSZNICEM.
- 4. NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA, JEŚLI DZIAŁA ONO NIEPRAWIDŁOWO, ZOSTAŁO UPUSZCZONE LUB USZKODZONE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. ODDAĆ URZĄDZENIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU W CELU SPRAWDZENIA, REGULACJI ELEKTRYCZNEJ LUB MECHANICZNEJ ALBO NAPRAWY. KONSUMENT NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
- 5. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. UŻYWANIE PRZYSTAWEK NIEZALECANYCH PRZEZ STYLPRO™ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE.
- 6. NIE UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIKI, KUCHENKI ITP. NIE KŁAŚĆ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI, TAKIEJ JAK ŁÓŻKO, PONIEWAŻ URZĄDZENIE MOŻE SIĘ PRZEGRZAĆ.
- 7. TRZYMAĆ URZĄDZENIE Z DAŁA OD ŻRĄCYCH PŁYNÓW.
- 8. NIE NALEŻY UDOSTĘPNIAC TEGO PRODUKTU INNYM OSOBOM.
- 9. NIE UŻYWAĆ PODCZAS ŁADOWANIA.
- 10. URZĄDZENIA NIE NALEŻY USTAWIAĆ ANI PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH, Z KTÓRYCH MOŻE SPAŚĆ DO WANNY LUB UMYWALKI ALBO ZOSTAĆ DO NICH WCIĄGNIĘTE. JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NALEŻY NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ JE OD ZASILANIA. NIE WOLNO SIĘGAĆ PO URZĄDZENIE ZANURZONE W WODZIE.
- 11. NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA METALOWE IMPLANTY ANI W ICH POBLIŻU, A TAKŻE W OKOLICACH WYPEŁNIEŃ DENTYSTYCZNYCH, APARATÓW ORTODONTYCZNYCH LUB INNYCH METALOWYCH ELEMENTÓW W JAMIE USTNEJ, PONIEWAŻ MOŻE TO POWODOWAĆ DYSKOMFORT, BÓL LUB METALICZNY POSMAK

BATERIE: PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ. RYZYKO POŻARU I POPARZEŃ, NIE OTWIERAĆ, NIE ZGNIAĆ, NIE PODGRZEWAC POWYŻEJ 60°C ANI NIE SPALAĆ. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. JEŚLI BATERIA LITOWO-JONOWA ULEGNIE ZNACZNEMU WYBRZUSZENIU, NALEŻY ZAPRZESTAĆ JEJ UŻYWANIA. MAŁE OGNIWA, KTÓRE SĄ UWAŻANE ZA NADAJĄCE SIĘ DO POŁKNIECIA, NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. POŁKNIECIE MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ, PERFORACJI TKANEK MIĘKKICH I ŚMIERCI. POWAŻNE OPARZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNIECIA. W PRZYPADKU POŁKNIECIA OGNIWA NALEŻY NIEZWŁOŻNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. TEN PRODUKT MA WBUDOWANY AKUMULATOR, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROZEŃ, DEMONTAŻ LUB WYMIANA AKUMULATORA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA ALBO PRZEZ OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH. PODCZAS UTYLIZACJI PRODUKTU NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIERA ON AKUMULATOR.

PRZECHOWYWANIE:

RZED PRZECHOWYWANIEM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSCU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU.

KONSERWACJA:

TWOJA **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** JEST PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWA. ABY WYCZYŚCIĆ URZĄDZENIE, WYŁĄCZ JE I PRZETRZYJ ZEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYŁĄCZ URZĄDZENIE I SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO

OGRANICZONA DWULETNI GWARANCJA:

NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WŁE STANOWI, ŻE „DWULETNI GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY. W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU, JEŚLI TOWAR NIE JEST AKCEPTOWALNEJ JAKOŚCI, A USTERKA NIE STANOWI POWAŻNEJ AWARII. STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE PRZEZ DWADZIEŚCIA CZTERY MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU, JEŚLI URZĄDZENIE JEST WADLIWE POD WZGLĘDEM WYKONANIA LUB MATERIAŁÓW. NINIEJSZA GWARANCJA JEST DODATKOWĄ KORZYŚCIĄ I NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ SERWIS W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE GWARANCYJNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB NAPRAW PRZEZ NIEAUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKT MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU:

Symbol WEEE umieszczony na produktach STYLIDEAS, oryginalnych akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi i trzeba je wywozić oddzielnie. Jeśli mieszkasz w kraju Unii Europejskiej lub innym kraju europejskim, w którym obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, oddaj produkt STYLIDEAS oraz jego oryginalne akcesoria do odpowiedniego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia i akcesoriów pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami elektrycznymi. Recykling materiałów przyczynia się również do ochrony zasobów naturalnych. Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Utylizacja opakowania:

Opakowanie wykonano z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do lokalnych punktów recyklingu. Prawidłowa utylizacja opakowania pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego. Symbol umieszczony na kartonie oznacza, że opakowanie wykonano z materiału PAP.

Utylizacja baterii:

Produkt STYLIDEAS zawiera baterię. Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, ponieważ mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają przepisom dotyczącym odpadów niebezpiecznych. Produkt STYLIDEAS (element zawierający baterię) należy oddawać do lokalnych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie należy próbować otwierać produktu STYLIDEAS ani samodzielnie wyjmować baterii.

OZNACZENIE CE: WIELKA BRYTANIA/UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI: FIRMA STYLIDEAS LTD OŚWIADCZA, ŻE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT SPEŁNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻĄDANIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO

PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUADO DE ESTE PRODUCTO, LEA SIEMPRE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZARLO.

El producto está destinado exclusivamente al uso privado y no está pensado para uso comercial ni para su uso en otras aplicaciones. No se trata de un producto médico ni de un dispositivo médico.


ESPECIFICACIONES:

Nombre: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modelo: MCB01A
Tamaño del dispositivo: 60 x 25 x 57 mm
Materiales: ABS PLASTIC, Silicona
Voltaje nominal: 3.7V
Capacidad nominal de la batería : 500mAh
Capacidad energética de la batería: 1.85Wh
Tensión de carga: 5V
Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5 V, 1 A
Tiempo de carga: 3 HORAS
Usos: 30 usos

INCLUYE:

1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x cable de USB-C
1x bolsa de transporte

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



PRUEBA ANTES DE USAR EN EL ROSTRO:

1. PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/CONFIGURACIÓN.
2. COLOQUE EL DISPOSITIVO EN SU BRAZO Y REALICE UN SESIÓN DE 3 MINUTOS.
3. TRANSCURRIDOS 3 MINUTOS, APAGUE EL DISPOSITIVO. COMPRUEBE VISUALMENTE LA ZONA. AUNQUE LA ZONA PUEDE ENROJECERSE INICIALMENTE DEBIDO AL CALENTAMIENTO DE LA PIEL, SI EL ENROJECIMIENTO PERSISTE DURANTE MÁS DE 3 HORAS ES POSIBLE QUE SU PIEL SEA SENSIBLE A LA MICROCORRIENTE. CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE DECIDIR CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO EN SU PIEL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. ESTE DISPOSITIVO HA SIDO DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA UN USO DOMÉSTICO EN INTERIORES.
2. CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE UTILIZAR LA DISPOSITIVO. SI PADECE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS, SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS O UTILIZA CUALQUIERA DE LOS APARATOS

QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, NO USE SIN LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO: IMPLANTES METÁLICOS; CIRUGÍA RECIENTE O IMPLANTES MÉDICOS COMO MARCAPASOS; EMBARAZO O LACTANCIA; NÁUSEAS; DOLOR DE CABEZA; FIEBRE; ENFERMEDADES DE LA PIEL; QUEMADURAS O ENROJECIMIENTO DE LA PIEL; FRACTURAS ÓSEAS; CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES MALIGNAS; OSTEOPOROSIS; O ENFERMEDADES MENTALES.

3. ESTE PRODUCTO SOLO ESTÁ INDICADO PARA PERSONAS ADULTAS. NO UTILICE LA MANTA SIN SUPERVISIÓN CON BEBÉS, NIÑOS, MASCOTAS, PERSONAS INCAPACITADAS O INMÓVILES, O PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS O MENTALES REDUCIDAS. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.

4. SI EL **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** FALLA O ESTÁ DAÑADO DE ALGÚN MODO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE. CONTACTE CON EL SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (VER DATOS DE CONTACTO EN LA SECCIÓN GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS).

5. NO USAR EN PIEL SENSIBLE, IRRITADA O AGRIETADA. NO USAR EN PIEL INFLAMADA O QUEMADA POR EL SOL O SI TIENE ALGUNA OTRA CONDICIÓN CUTÁNEA.

6. NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN EL PECHO, LA ZONA DE LOS OJOS, LA ZONA DE LA GLÁNDULA TIROIDES (LA LÍNEA MEDIA DEL CUELLO), LOS GENITALES O LAS INGLES.

7. EVITE LA ZONA DE LA TIROIDES, ES DECIR, LA PARTE MEDIA E INFERIOR DEL CENTRO DEL CUELLO, DONDE SE ENCUENTRA ESTA GLÁNDULA. LA SOBREESTIMULACIÓN DE LA GLÁNDULA TIROIDES PUEDE ALTERAR LAS FUNCIONES HORMONALES.

8. PRUEBE SU SENSIBILIDAD A LA MICROCORRIENTE EN EL BRAZO ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO.

9. ÚSELO CON PRECAUCIÓN ALREDEDOR DE LOS DIENTES, LOS OJOS, EL CUELLO Y LAS SIENES. EN ESTAS ZONAS HAY NERVIOS SENSIBLES. DEJE DE USARLO EN ELLAS SI SIENTE DOLOR, SENSACIONES EXTRAÑAS O DESLUMBRAMIENTOS.

MODO DE UTILIZACIÓN:

- 1.** ASEGÚRESE DE TENER LA CARA LIMPIA Y SIN MAQUILLAJE.
- 2.** APLÍQUESE SU SÉRUM PREFERIDO EN LA CARA O EL CUERPO. ESTE ES UN PASO ESENCIAL PARA GARANTIZAR QUE LAS MICROCORRIENTES SE TRANSFIERAN A SU PIEL. PARA OBTENER UNOS RESULTADOS ÓPTIMOS, EMPLEE UN SÉRUM QUE CONSERVE LA HUMEDAD Y TENGA UN PH CASI NEUTRO.
- 3.** MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/MODO PARA ACTIVAR EL MODO CARA.
 - A.** PARA CAMBIAR AL MODO CUERPO, PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/MODO. LA LUZ INDICADORA PASARÁ DEL ICONO DE CARA AL ICONO DE CUERPO.
 - B.** PARA MODIFICAR LA INTENSIDAD DE LAS MICROCORRIENTES, PULSE BREVEMENTE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/MODO. EL INDICADOR SE ILUMINARÁ EN UNA DE LAS POSICIONES ENTRE 1 Y 3, EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE INTENSIDAD.
- 4.** PRESIONE LIGERAMENTE LAS ESFERAS METÁLICAS CONTRA LA PIEL. MIENTRAS QUE LA FRECUENCIA SUMINISTRADA POR EL CENTRO DE LAS ESFERAS ES DE 8 HZ, LA DE SU EXTERIOR ES DE 40 HZ.
- 5.** DESLICE SUAVEMENTE EL DISPOSITIVO POR LA ZONA ELEGIDA DE LA PIEL DURANTE UN PERIODO DE ENTRE 20 SEGUNDOS Y 3 MINUTOS. LAS MICROCORRIENTES DEBEN PROVOCARLE UN LIGERO COSQUILLEO Y CONTRAER SUAVEMENTE SUS MÚSCULOS. SI LE RESULTAN DOLOROSAS, REDUZCA LA INTENSIDAD. USAR EL DISPOSITIVO CON UNA POTENCIA EXCESIVA PUEDE DAR PEORES RESULTADOS.
 - A.** USO EN LA CARA ALREDEDOR DE LA LÍNEA DE LA MANDÍBULA, LOS PÓMULOS Y LA FRENTE. APLÍQUELO CON CUIDADO ALREDEDOR DE ZONAS SENSIBLES COMO LOS DIENTES, EL CONTORNO DE LOS OJOS Y LAS SIENES.
 - B.** USO EN LOS BRAZOS, LAS PIERNAS Y EL TORSO. EVITE USAR EL DISPOSITIVO CERCA DEL CORAZÓN.
- 6.** MANTENGA PULSADO EL BOTÓN PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO. UTILICE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR EL DISPOSITIVO.

LA ACTIVACIÓN DEL **MODO CARA** SE INDICA MEDIANTE EL ENCENDIDO DEL LED CON EL ICONO DE CARA. EN ESTE MODO SE SUMINISTRAN DOS MICROCORRIENTES INDEPENDIENTES. SUS INTENSIDADES ESTÁN OPTIMIZADAS PARA LA CARA Y EL CUELLO. ELIJA ENTRE LAS TRES INTENSIDADES DE MICROCORRIENTE.

LA ACTIVACIÓN DEL **MODO CUERPO** SE INDICA MEDIANTE EL ENCENDIDO DEL LED CON EL ICONO DE CUERPO. EN ESTE TAMBIÉN MODO SE SUMINISTRAN DOS MICROCORRIENTES INDEPENDIENTES. SUS INTENSIDADES ESTÁN OPTIMIZADAS PARA EL CUERPO. ELIJA ENTRE LAS TRES INTENSIDADES DE MICROCORRIENTE

CÓMO MOVER EL DISPOSITIVO:

- CUANDO APLIQUE EL DISPOSITIVO EN EL ROSTRO, LE RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:
- 1.** LÍNEA DE LA MANDÍBULA: DESDE LA BARBILLA HASTA LA PARTE EXTERIOR DE LA MEJILLA. (UTILÍCELO CON CUIDADO ALREDEDOR DE LAS ZONAS SENSIBLES DE LAS COMISURAS SUPERIORES DE LA BOCA).
 - 2.** PATAS DE GALLO: DESDE LOS PÓMULOS HASTA LAS SIENES.
 - 3.** FRENTE: DESDE LAS CEJAS HASTA LA LÍNEA DEL CABELLO. (UTILÍCELO CON CUIDADO ALREDEDOR DE LAS ZONAS SENSIBLES DE LAS SIENES).
 - 4.** CUELLO: PARTIENDO DESDE UNA POSICIÓN LIGERAMENTE DESCENTRADA QUE EVITE LA LÍNEA MEDIA DEL CUELLO, DESLICE EL DISPOSITIVO HACIA LA PARTE POSTERIOR.

- LE RECOMENDAMOS REALIZAR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS AL APLICAR EL DISPOSITIVO SOBRE EL CUERPO:
- 1.** ANTEBRAZOS: DESDE LA MUÑECA HASTA EL CODO.
 - 2.** BRAZOS: DESDE EL CODO HASTA EL HOMBRO.
 - 3.** ESPALDA: DESDE EL TRAPECIO SUPERIOR HASTA EL EXTREMO DEL HOMBRO.
 - 4.** HOMBROS: DESDE LA CLAVÍCULA HASTA EL EXTREMO DEL HOMBRO.
 - 5.** VIENTRE: DESDE LA PARTE INFERIOR DEL ABDOMEN HASTA LAS COSTILLAS (LADOS IZQUIERDO Y DERECHO).
 - 6.** TORSO: DESDE LAS CADERAS HASTA LA CINTURA Y, A CONTINUACIÓN, DESDE LA CINTURA HASTA LA LÍNEA INFERIOR DEL PECHO/LAS COSTILLAS.
 - 7.** COSTADOS: DESDE LA PARTE EXTERIOR DE LA CADERA HASTA LA AXILA.
 - 8.** PIERNAS: DESDE EL TOBILLO HASTA LA RODILLA Y, POSTERIORMENTE, DESDE LA RODILLA HASTA EL MUSLO. DESDE AQUÍ, HACIA LA CADERA/EL GLÚTEO.
 - 9.** GLÚTEOS: DESDE LA BASE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL GLÚTEO.

LIMPIEZA:

- 1.** UTILICE UNA TOALLITA DESINFECTANTE PARA LIMPIAR EL DISPOSITIVO Y ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE SÉRUM. LE RECOMENDAMOS LIMPIARLO DESPUÉS DE CADA USO
- CARGA:**
- 1.** INSERTE EL CABLE USB-C (INCLUIDO) EN EL PUERTO SITUADO EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.
 - 2.** CONÉCTELO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON USB.
 - 3.** LOS LED BLANCOS SITUADOS EN LA PARTE DELANTERA DEL DISPOSITIVO PARPADEARÁN DURANTE LA CARGA.
 - 4.** UNA VEZ COMPLETADA LA CARGA, SE ILUMINARÁ UN LED VERDE Y LOS LED BLANCOS DEJARÁN DE PARPADEAR.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

- Utilizar el dispositivo de cuidado cutáneo con microcorriente de cualquier otra forma que no sea la descrita en este manual anulará la garantía y podría provocar lesiones graves.
- El Dispositivo **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:
- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
 - No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
 - No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
 - No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
 - No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
 - No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A USAR EL DISPOSITIVO.
2. SI SIENTE ANOMALÍAS EN SU PIEL DURANTE O DESPUÉS DEL USO, CONSULTE A SU MÉDICO ESPECIALISTA.
3. PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS, NO USAR MIENTRAS SE BAÑA O DUCHA.
4. NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO SI FUNCIONA MAL O SE HA CAÍDO O DAÑADO DE ALGÚN MODO. DEVUELVA EL APARATO AL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCANO PARA SU EXAMEN, AJUSTE ELÉCTRICO O MECÁNICO, O REPARACIÓN. EL CONSUMIDOR NO DEBE INTENTAR NINGUNA REPARACIÓN.
5. USE EL DISPOSITIVO SOLO PARA EL USO PREVISTO COMO SE DESCRIBE EN ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.
6. NO COLOQUE NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, COCINAS, ETC., NI TAMPOCO SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA COMO UNA CAMA, YA QUE EL DISPOSITIVO PODRÍA SOBRECALENTARSE.
7. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
8. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.
9. PLEASE DO NOT USE DURING CHARGING.
10. NO COLOQUE NI GUARDE EL DISPOSITIVO EN LUGARES DONDE PUEDA CAERSE O SER ARRASTRADO HASTA UNA BAÑERA, LAVABO O FREGADERO. SI CAYESE EN EL AGUA, DESCONÉCTELO INMEDIATAMENTE Y EVITE INTRODUCIR LAS MANOS EN EL AGUA.
11. NO UTILICE EL DISPOSITIVO DIRECTAMENTE SOBRE/CERCA DE IMPLANTES METÁLICOS, EMPASTES, ORTODONCIAS U OTROS IMPLANTES DENTALES METÁLICOS, YA QUE PUEDE CAUSAR MOLESTIAS, DOLOR O UN SABOR METÁLICO

BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRIR, APLASTAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60 °C/140 °F NI INCINERAR. NO PROVOQUE CORTOCIRCUITOS. SI LA PILA DE IONES DE LITIO SE ABULTA MUCHO, DEJE DE UTILIZARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS CONSIDERADAS INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS GRAVES EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, ACUDA RÁPIDAMENTE A UN MÉDICO. NUNCA RECARGUE PILAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO LLEVA INCORPORADA UNA PILA RECARGABLE QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL USUARIO. LA EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O POR UNA PERSONA CON CALIFICACIÓN SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA RECARGABLE.

ALMACENAMIENTO:

ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDELO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

MANTENIMIENTO:

SU STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO. PARA LIMPIARLO, APAGUE EL DISPOSITIVO Y LIMPIE EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI SE PRODUCE CUALQUIER ANOMALÍA, APAGUE EL DISPOSITIVO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ LLAMANDO AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEY EUROPEA DEL CONSUMIDOR. LA DIRECTIVA 1999/44/CE DE LA UE ESTABLECE QUE «SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA

VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN CUALQUIER LUGAR DE LA UE». USTED TIENE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN O AL REEMBOLSO EN CASO DE AVERÍA GRAVE. USTED TAMBIÉN TIENE DERECHO A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SI ESTOS NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y LA AVERÍA NO CONSTITUYE UNA AVERÍA GRAVE. STYLPRO™ REPARARÁ O SUSTITUIRÁ (A NUESTRA ELECCIÓN) SU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE DURANTE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO PRESENTA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA RECLAMAR LA GARANTÍA DEBE CONSERVAR EL COMPROBANTE DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA UNA ELIMINACIÓN

ADECUADA DE ESTE PRODUCTO:

El símbolo WEEE que aparece en este producto de STYLIDEAS, sus accesorios originales o su embalaje indica que el dispositivo no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificar, sino que debe desecharse por separado. Deseche este producto de STYLIDEAS y sus accesorios originales en un punto limpio apto para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos si vive en la UE o en otro país europeo que cuente con un sistema de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos. Al desechar correctamente este producto STYLIDEAS y sus accesorios originales, contribuye a evitar los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública que podría plantear una eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus aparatos eléctricos y electrónicos antiguos junto con los residuos municipales sin clasificar.

Eliminación del embalaje:

El embalaje de este producto está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse a través de las instalaciones de reciclaje locales. Al eliminar correctamente el embalaje, contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública. El símbolo que se muestra en el embalaje de cartón indica que ha sido fabricado con PAP.

Eliminación de las baterías:

Este producto de STYLIDEAS contiene una batería. Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos ordinarios, ya que pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a la normativa de eliminación de residuos peligrosos. Por este motivo, deseche el producto recargable de STYLIDEAS (es decir, la parte que contiene la batería) en un punto limpio apto para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No intente abrir el producto de STYLIDEAS ni extraer la batería usted mismo.

MARCAS CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE A PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(NO) BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

AV HENSYN TIL EGEN SIKKERHET, OG FOR AT DU SKAL FÅ MEST MULIG UTBYTTE AV DETTE PRODUKTET,



ANBEFALER VI AT DU ALLTID LESER BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. Produktet er kun beregnet for privat bruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk innen andre bruksområder. Dette er ikke et medisinsk produkt eller en medisinsk enhet.


SPESIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modell: MCB01A
Enhetens størrelse: 60 x 25 x 57 mm
Materials: Abs Plastic, Silicone
Nominell spenning: 3.7V
Vurdert batterikapasitet: 500mAh
Batteriets energikapasitet: 1.85Wh
Ladespenning: 5V
Inngangsstrøm: USB-kontakt, 5 V, 1 A
Ladetid: 3 timer
Brukslengde: Kan brukes 30 ganger

INKLUDERER:

1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x USB-C-kabel
1x oppbevaringspose

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TEST DEG SELV FØR DU BRUKER DET I ANSIKTET:

- 1. TRYKK PÅ AV/PÅ/INNSTILLING-KNAPPEN.
- 2. Plasser enheten på armen din og utfør en økt i 3 minutter.
- 3. Slå av apparatet etter 3 minutter. Sjekk området visuelt. Det er naturlig at området blir rødt til å begynne med på grunn av at huden blir oppvarmet, men hvis rødheten varer i mer enn 3 timer, kan huden din reagere på mikrostrøm. Søk råd hos lege for å bestemme hvordan du best kan bruke dette apparatet på huden din.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

- 1. Dette apparatet er laget kun for innendørs hjemmebruk.
- 2. Søk råd hos lege før bruk. Hvis noen av tilstandene oppført under gjelder for deg, anbefaler vi at du ikke bruker godkjenning fra lege. Metallimplantater, nylige kirurgiske inngrep, medisinske implantater som pacemaker, er gravid eller ammer, kvalme, hodepine, feber, hudsykdommer, forbrenninger eller røde hudområder, beinbrudd, kreft eller andre

- ONDARTEDE TILSTANDER, OSTEOPOROSE ELLER PSYKISK SYKDOM.
- 3. SKAL KUN BRUKES AV VOKSNE. MÅ IKKE BRUKES AV SPEDBARN, BARN, KJÆLEDYR, PERSONER SOM ER UFØRE ELLER SOM IKKE KAN BEVEGE SEG, ELLER PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE ELLER PSYKISKE EVNER, UTEN TILSYN. DETTE ER IKKE EN LEKE.
- 4. Hvis STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT feilfungerer eller er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart. Kontakt STYLPRO™ kundeservice (se avsnittet begrenset to-års garanti for kontaktinformasjon).
- 5. IKKE BRUK PÅ SENSITIV, IRRITERT ELLER ØDELAGT HUD. IKKE BRUK PÅ HOVEN ELLER SOLBRENT HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER.
- 6. IKKE BRUK APPARATET PÅ BRYSTOMRÅDET, RUNDT ØYNENE, MIDT PÅ HALSEN RUNDT SKJOLDBRUSKKJERTELEN ELLER PÅ KJØNNNSORGANENE / I LYSKEN.
- 7. UNNGÅ OMRÅDET RUNDT SKJOLDBRUSKKJERTELEN: MIDT OG NEDRE DEL AV HALSPARTIET DER SKJOLDBRUSKKJERTELEN SITTER. OVERSTIMULERING AV SKJOLDBRUSKKJERTELEN KAN FORSTYRRE HORMONFUNKSJONER.
- 8. TEST APPARATET PÅ ARMEN FOR Å SE OM HUDEN DIN ER SPESIELT FØLSOM FOR MIKROSTRØM FØR DU BRUKER DET.
- 9. VÆR VARSOM VED BRUK NÆR TENNER, ØYNE, HALS OG TINNINGER. DISSE OMRÅDENE HAR SENSITIVE NERVER. SLUTT Å BRUKE PRODUKTET I DISSE OMRÅDENE HVIS DU FØLER SMERTE, UVANLIGE FØLELSER ELLER SER FLIMRING/LYSGLIMT I SYNSFELTET.

BRUK

- 1. SØRG FOR AT ANSIKTET DITT ER RENT OG FRITT FOR PRODUKTER.
- 2. PÅFØR DITT FORETRUKNE SERUM PÅ ANSIKTET ELLER KROPPEN. DETTE ER AVGJØRENDE FOR AT MIKROSTRØMMEN SKAL LEDES TIL HUDEN. DET BESTE RESULTATET OPPNÅS MED ET SERUM SOM FORBLIR FLYTENDE OG SOM ER TILNÆRMET PH-NØYTRALT.
- 3. TRYKK OG HOLD INNE PÅ/AV/MODUSKNAPPEN FOR Å SLÅ PÅ APPARATET. DET STARTER I ANSIKTSMODUS.
 - A. HOLD PÅ/AV/MODUSKNAPPEN INNE FOR Å BYTTE TIL KROPPSMODUS. EN INDIKATOR VISER HVILKEN MODUS SOM ER VALGT.
 - B. DU ENDREr INTENSITETEN PÅ MIKROSTRØMMEN VED Å TRYKKE KORT PÅ PÅ/AV/MODUSKNAPPEN. EN INDIKATOR VISER HVILKET INTENSITETSNIVÅ SOM ER VALGT MED ETT, TO ELLER TRE LYS.
- 4. TRYKK BEGGE METALLKULENE MOT HUDEN. FREKVENSEN FRA MIDTPARTIET PÅ KULENE ER 8 HZ, OG FREKVENSEN FRA YTTERSIDENE AV KULENE ER 40 HZ.
- 5. FØR APPARATET LANGSOMT OVER HUDEN I MELLOM 20 SEKUNDER OG 3 MINUTTER PER OMRÅDE. MIKROSTRØMMEN MEDFØRER LITT KIBLING OG SKÅNSOMME RYKNINGER I MUSKLENE. HVIS DET FØLES UBEHAGELIG, BØR DU REDUSERE INTENSITETSNIVÅET. FOR HØY INTENSITET KAN FORVERRE RESULTATENE.
 - A. BRUK APPARATET I ANSIKTET RUNDT KJÆVELINJEN, PÅ KINNBEINA OG I PANNEN. VÆR SPESIELT FORSIKTIG I FØLSOMME OMRÅDER SOM RUNDT TENNENE, I ØYEOMRÅDET OG I TINNINGENE.
 - B. KAN OGSÅ BRUKES PÅ ARMER, BEIN OG TORSO. UNNGÅ BRUK NÆR HJERTET.
- 6. TRYKK OG HOLD INNE KNAPPEN I ET PAR SEKUNDER FOR Å SLÅ AV APPARATET. TØRK AV APPARATET MED EN FUKTIG KLUT.

NÅR **ANSIKTSMODUS** ER I BRUK, LYSER EN LED-LAMPE I ANSIKTSSYMBOLT. DENNE MODUSEN BRUKER TO SEPARATE MIKROSTRØMMER. INTENSITETSNIVÅENE ER OPTIMALISERT FOR ANSIKT OG HALS. DU KAN VELGE MELLOM TRE INTENSITETSNIVÅER.

NÅR **KROPPSMODUS** ER I BRUK, LYSER EN LED-LAMPE I KROPPSSYMBOLT. DENNE MODUSEN BRUKER OGSÅ TO SEPARATE MIKROSTRØMMER. INTENSITETSNIVÅENE ER OPTIMALISERT FOR KROPPEN. DU KAN VELGE MELLOM TRE INTENSITETSNIVÅER

BEVEGELSESMØNSTRER:

VED BRUK AV APPARATET PÅ ANSIKTET ANBEFALER VI FØLGENDE BEVEGELSER:

- 1. KJÆVELINJEN: FRA HAKEN TIL YTTERST PÅ KINNET. (VÆR FORSIKTIG RUNDT DE SENSITIVE ØVRE MUNNVIKENE)
- 2. KRÅKETÆR: FRA KINNBEINA TIL TINNINGENE.
- 3. PANNEN: FRA ØYENBRYNENE TIL HÅRLINJEN. (VÆR FORSIKTIG RUNDT DE FØLSOMME TINNINGENE)
- 4. HALSEN: START LITT TIL SIDE FOR MIDTLINJEN, OG UNNGÅ MIDTEN AV HALSEN. FØR APPARATET SIDELENGS MOT NAKKEN.

VED BRUK AV APPARATET PÅ KROPPEN ANBEFALER VI FØLGENDE BEVEGELSER:

- 1. UNDERARMER: FRA HÅNDEDD TIL ALBUE.
- 2. OVERARMER: FRA ALBUE TIL SKULDER.
- 3. RYGG: FRA ØVRE TRAPEZIUSMUSKEL UT MOT SKULDERSPISSEN.
- 4. SKULDRE: FRA KRAGEBEINET OPP OG OVER SKULDEREN.
- 5. MAGEN: FRA NEDRE MAGEREGION OPP MOT RIBBEINA (PÅ VENSTRE OG HØYRE SIDE).
- 6. TORSO: FRA HOFTENE OPP MOT MIDJEN, DERETTER FRA MIDJEN OPP UNDER BRYSTET / TIL BRYSTBEINET.
- 7. SIDENE: FRA YTTERST PÅ HOFTENE MOT ARMHULENE.
- 8. BEIN: FRA ANKELEN OPP TIL KNEET, DERETTER FRA KNEET OPP TIL LÅRET OG MOT HOFTEN/SETEMUSKELEN.
- 9. SETEMUSKLENE: FRA NEDERST TIL ØVERST PÅ SETEMUSKELEN.

RENGJØRING:

- 1. ITØRK AV APPARATET MED EN DESINFEKSJONSSERVIETT, OG VÆR NØYE MED Å FJERNE EVENTUELT SERUM. VI ANBEFALER AT DU RENGJØR APPARATET ETTER HVER BRUK

LADING:

- 1. SETT USB-C-KABLEN (VEDLAGT) INN I PORTEN I BUNNEN AV APPARATET.
- 2. KOBLE KABLEN TIL EN USB-KOMPATIBEL STRØMKILDE.
- 3. DE HVITE LED-LYSENE FORAN PÅ APPARATET BLINKER UNDER LADING.
- 4. NÅR APPARATET ER FULLADET, LYSER ET GRØNT LED-LYS OG DE HVITE LED-LYSENE SLUTTER Å BLINKEN.

SIKKERHETSHENSYN:

Denne bruksanvisningen inneholder anvisninger om bruk av mikrostrømteknologi til hudpleie. Avvik fra disse anvisningene ugylldiggjør garantien og kan føre til alvorlig personskade.

STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT er en elektrisk enhet. Unngå elektrisk støt ved å følge disse

sikkerhetsforholdsreglene:

- Ikke gjør enheten våt eller senk den ned i vann.
- Ikke vask elektriske deler med vann eller annen væske.
- Ikke berør direkte enheten eller bryterne med våte hender.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
- Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54 °C (130 °F).

ADVARSEL:

FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANNSKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

- 1. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.
- 2. TA KONTAKT MED LEGE HVIS DU FØLER UNORMALITETER I HUDEN UNDER BRUK ELLER ETTER BRUK.
- 3. FOR Å BESKYTTE MOT ELEKTRISKE FARER, MÅ APPARATET IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN.
- 4. IKKE BRUK DETTE APPARATET HVIS DET FEILFUNGERER ELLER HAR FALT I BAKKEN ELLER BLITT SKADET PÅ NOEN MÅTE. RETURNER APPARATET TIL NERMESTE SERVICEANLEGG FOR UNDERSØKELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK

JUSTERING ELLER REPARASJON. INGEN REPARASJONER SKAL FORSØKES AV FORBRUKEREN.

5. APPARATET SKAL BARE BRUKES SOM BESKREVET I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV STYLPRO™ KAN FORÅRSAKE FARER.

6.. KKE LEGG NOEN DEL AV APPARATET I NÆRHETEN AV VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFYRER OSV. IKKE LEGG APPARATET PÅ EN MYK OVERFLATE, FOR EKSEMPEL EN SENG, DA ENHETEN KAN OVEROPPHETES.

7. HOLD ENHETEN UNNA ETSSENDE VÆSKER.

8. IKKE DEL DETTE PRODUKTET MED NOEN ANDRE.

9. SKAL IKKE BRUKES UNDER LADING.

10. MÅ IKKE LEGGES ELLER OPPBEVARES PÅ STEDER DER DET KAN FALLE ELLER DRAS NED I ET BADEKAR ELLER EN HÅNDVASK. HVIS DET FALLER NED I VANN, MÅ DU UMIDDELBART KOBLE DET FRA STRØMMEN – IKKE GRIP ETTER PRODUKTET I VANNET.

11.MÅ IKKE BRUKES DIREKTE OVER ELLER I NÆRHETEN AV METALLIMPLANTATER, TANNFYLLINGER, TANNREGULERING ELLER ANDRE METALLHETER I MUNNEN DA DETTE KAN MEDFØRE UBEHAG, SMERTE ELLER METALLISK SMAK.

BATTERIES: THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, BATTERIES: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITIUM-BATTERI. RISIKO FOR BRANN OG FORBREN- NING: IKKE ÅPNE, KNUS, VARME OVER 60°C/140 °F ELLER BRENN APPARATET. IKKE KORTSLUTT BATTERIET. HVIS LITIUMION-BATTERIET BLIR STERKT OPPSVULMET, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DET. HOLD SMÅ BATTERIER SOM ANSES SOM MULIG Å SVELGE, UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN. Å SVELGE BATTERIET KAN FØRE TIL BRANNSKADER, PERFORERING AV MYKT VEV OG DØD. ALVORLIGE BRANNSKADER KAN OPPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. HVIS ET BATTERI SVELGES, MÅ DU OPPSØKE LEGE UMIDDELBART. ALDRI LAD IKKE-OPPLADBARE BATTERIER. DETTE PRODUKTET HAR ET INNEBYGD OPPLADBAR BATTERI SOM IKKE KAN BYTTES UT AV BRUKEREN. FJERNING ELLER BYTTING AV DET OPPLADBARE BATTERIET KAN BARE UTFØRES AV PRODUSENTEN ELLER KUNDESERVICE, ELLER AV EN KVALIFISERT PERSON FOR Å UNNGÅ FARER. NÅR DU KASTER PRODUKTET, MÅ DU TA HENSYN TIL AT DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET OPPLADBAR BATTERI.

LAGRING:

FORSIKRE DEG OM AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRAKOBBET FRA STRØMFORSYNINGEN. MÅ OPPBEVARES PÅ ET KJØLIG, TØRT STED UTILGJENGELIG FOR BARN, DER DET IKKE VIL BLI UTSATT FOR SKADER.

VEDLIKEHOLD:

STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT ER NESTEN VEDLIKEHOLDSFRITT. APPARATET KAN RENGJØRES VED Å SLÅ DET AV OG TØRKE UTSIDEN MED EN FUKTIG KLUT. HVIS DET OPPSTÅR NOEN UNORMALE FORHOLD, MÅ DU SLÅ DET AV OG KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI:

VARENE VÅRE LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL EUROPEISK FORBRUKERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR AT «EN TOÅRIG GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKSVARER OVER HELE EU». DU HAR RETT TIL Å FÅ PRODUKTET ERSTATTET ELLER REFUNDERT VED ALVORLIG SVIKT, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ REPARERT ELLER ERSTATTET VARER HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN ALVORLIG SVIKT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER EGET SKJØNN) APPARATET DITT KOSTNADSFRITT I TJUEFIRE MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UTFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅSERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE EN GARANTIKRAV MÅ DU BEHOLDE KJØPSBEVISET DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, FEIL BRUK,

MANGEL PÅ FORNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE BESKRIVES I DISSE INSTRUKSJONENE, ELLER UTFØRELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICESENTER. DENNE GARANTIE GJELDER KUN FOR VARER SOM SELGES AV AUTORISERTEFORHANDLERE. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENGJORT FØR RETUR.

KORREKT AVFALLSBEHANDLING AV PRODUKTET:

WEEE-symbolet på STYLIDEAS-produktet, det originale tilbehøret eller emballasjen viser at apparatet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall, men må leveres til resirkulering. STYLIDEAS-produktet og tilhørende, originalt tilbehør må leveres til resirkulering på innsamlingssteder for elektrisk og elektronisk avfall hvis du bor i EU eller andre europeiske land som har et eget innsamlingsystem for elektrisk og elektronisk avfall. Når STYLIDEAS-produktet og tilhørende, originalt tilbehør avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå miljø- og helseisiklo som følge av feil avfallsbehandling. Resirkulering av materialer bidrar til bevaring av naturressurser. Det er derfor viktig at elektrisk og elektronisk utstyr ikke kastes i vanlig husholdningsavfall



Avfallsbehandling av emballasje:

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan sorteres og resirkuleres på vanlig måte. Når emballasjen avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå mulig miljø- og helseisiklo. Symbolet på kartongen viser at emballasjen er laget av resirkulerbart materiale (PAP).

Avfallsbehandling av batterier:

STYLIDEAS-produktet inneholder et batteri. Batterier må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. De kan inneholde giftige tungmetaller og må avfallsbehandles som farlig avfall. Det oppladbare STYLIDEAS-produktet (delen som inneholder batteriet) må derfor leveres til gjenvinning som elektrisk eller elektronisk avfall. Du må aldri prøve å åpne STYLIDEAS-produktet for å ta ut batteriet selv!

CE-MERKING: UK/EU - ERKLÆRING OM SAMSVAR: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT OVERHOLDER DE VESSENTLIGE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPPI AV SAMSVARSERKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS SA, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS PARA A SUA SEGURANÇA E FRUIÇÃO PERMANENTE DESTA PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.

O produto destina-se apenas a utilização privada e não a utilização comercial nem a utilização noutras aplicações. Este não é um produto médico nem um dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS:


Nome: STYLPRO™Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modelo: MCB01A
Tamanho do dispositivo: 60 x 25 x 57 mm
Materiais: Plástico ABS, Silicone
Tensão nominal: 3.7V
Capacidade nominal da bateria: 500mAh
Capacidade energética da bateria: 1.85Wh
Tensão de carga: 5V
Fonte de alimentação de entrada: conector USB, 5V, 1A

INCLUI:

1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1x Cabo USB-C
1x Bolsa de viagem protetora

3.7 V  500mAh, 1.85Wh

Tempo de carregamento: 3 horas
Utilizações: 30 utilizações



TESTE A SUA SENSIBILIDADE À LUZ ANTES DE UTILIZAR NO SEU ROSTO:

- 1.PRESSIONE O BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/CONFIGURAÇÃO.
- 2. COLOQUE O DISPOSITIVO NO SEU BRAÇO E FAÇA UM SESSÃO DE 3 MINUTOS.
- 3. APÓS 3 MINUTOS, DESLIGUE O APARELHO. VERIFIQUE VISUALMENTE A ÁREA. A ÁREA PODE INICIALMENTE FICAR VERMELHA DEVIDO AO AQUECIMENTO DA PELE, MAS SE A VERMELHIDÃO PERMANECER POR MAIS DE 3 HORAS, PODE TER SENSIBILIDADE DA PELE À MICROCORRENTE. PROCURE ACONSELHAMENTO MÉDICO ANTES DE DECIDIR A MELHOR FORMA DE UTILIZAR ESTE APARELHO NA PELE.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- 1. ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO APENAS PARA USO DOMÉSTICO EM AMBIENTES INTERNOS.
- 2. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR. SE TIVER ALGUMA DAS CONDIÇÕES ABAIXO, NÃO É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DO SEM A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO: IMPLANTES METÁLICOS, CIRURGIA RECENTE OU IMPLANTE MÉDICO, COMO PACEMAKER, GRAVIDEZ OU AMAMENTAÇÃO, NÁUSEAS, DOR DE CABEÇA, FEBRE, DOENÇAS DE PELE, QUEIMADURAS OU VERMELHIDÃO, OSSOS PARTIDOS, CANCRO OU OUTRAS DOENÇAS MALIGNAS, OSTEOPOROSE E DOENÇAS MENTAIS.
- 3. APENAS PARA UTILIZAÇÃO POR ADULTOS. NÃO UTILIZE EM BEBÉS, CRIANÇAS, ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, PESSOAS INCAPACITADAS OU IMOBILIZADAS, OU PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS OU MENTAIS REDUZIDAS SEM SUPERVISÃO. ESTE APARELHO NÃO É UM BRINQUEDO.
- 4. SE O STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO OU ESTIVER DANIFICADO DE ALGUMA FORMA, INTERROMPA IMEDIATAMENTE A SUA UTILIZAÇÃO. ENTRE EM CONTACTO COM O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE STYLPRO™ (CONSULTE A SECÇÃO GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS PARA OS DETALHES DE CONTACTO).
- 5. NÃO UTILIZE EM PELE SENSÍVEL, IRRITADA OU COM LESÕES. NÃO UTILIZE EM PELE INCHADA NEM QUEIMADA PELO SOL, NEM SE TIVER QUAISQUER OUTROS PROBLEMAS DE PELE.
- 6. NÃO UTILIZE NA ÁREA DO PEITO/MAMA, ÁREA DOS OLHOS, ÁREA DA TIRÓIDE, LINHA MÉDIA DO PESCOÇO OU ÁREA GENITAL/DAS VIRILHAS.
- 7. EVITE A ÁREA DA TIRÓIDE: A PARTE MÉDIA E INFERIOR DO CENTRO DO PESCOÇO, ONDE SE ENCONTRA A GLÂNDULA TIRÓIDE. A ESTIMULAÇÃO EXCESSIVA DA TIRÓIDE PODE ALTERAR AS FUNÇÕES HORMONAIS.

8. TESTE A SENSIBILIDADE À MICROCORRENTE NO BRAÇO ANTES DE UTILIZAR A MICROCORRENTE DUPLA.
9. UTILIZE COM CUIDADO À VOLTA DOS DENTES, OLHOS, PESCOÇO E TÊMPORAS. ESTAS ÁREAS TÊM NERVOS SENSÍVEIS. INTERROMPA A UTILIZAÇÃO NESTAS ÁREAS SE SENTIR DOR, SENSACÕES ESTRANHAS OU VISÃO INTERMITENTE.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ROSTO ESTÁ LIMPO E SEM MAQUILHAGEM.
2. APLIQUE O SEU SÉRUM PREFERIDO NO ROSTO OU CORPO. ISTO É ESSENCIAL PARA GARANTIR QUE AS MICROCORRENTES SÃO CONDUZIDAS PARA A PELE. PARA MELHORES RESULTADOS, UTILIZE UM SÉRUM QUE PERMANEÇA HÚMIDO E TENHA UM PH QUASE NEUTRO.
3. PRIMA CONTINUAMENTE O BOTÃO ON/OFF/MODE (LIGAR/DESLIGAR/MODO) PARA LIGAR O APARELHO, QUE IRÁ INICIAR NO MODO FACE (ROSTO).
 - A. PARA MUDAR PARA O MODO BODY (CORPO), PRIMA CONTINUAMENTE O BOTÃO ON/OFF/MODE. UMA LUZ INDICADORA DEVERÁ MUDAR ENTRE O ÍCONE DO ROSTO OU DO CORPO.
 - B. PARA ALTERAR A INTENSIDADE DAS MICROCORRENTES, PRIMA BREVEAMENTE O BOTÃO ON/OFF/MODE. UM INDICADOR IRÁ EXIBIR ENTRE 1 E 3 PONTOS, INDICANDO OS NÍVEIS DE INTENSIDADE.
 4. PRESSIONE LEVEMENTE AMBAS AS ESFERAS METÁLICAS CONTRA A PELE. O CENTRO DAS ESFERAS FORNECE UMA FREQUÊNCIA DE 8 HZ, ENQUANTO A PARTE EXTERNA DAS ESFERAS FORNECE 40 HZ.
 5. DESLIZE SUAVE E LENTAMENTE O APARELHO PELA PELE DURANTE 20 SEGUNDOS A 3 MINUTOS POR ÁREA. AS MICROCORRENTES DEVEM CAUSAR UM FORMIGAMENTO E CONTRAIR SUAVEMENTE OS MÚSCULOS, MAS SE SENTIR DOR, DIMINUA A INTENSIDADE. POTÊNCIA EXCESSIVA PODE PIORAR OS RESULTADOS.
 - A. UTILIZE NO ROSTO, EM TORNO DA LINHA DO MAXILAR, MAÇÃS DO ROSTO E TESTA. TENHA CUIDADO AO UTILIZAR EM ÁREAS SENSÍVEIS, COMO OS DENTES, A ÁREA DOS OLHOS E AS TÊMPORAS.
 - B. UTILIZE NOS BRAÇOS, PERNAS E TRONCO. EVITE UTILIZAR PERTO DO CORAÇÃO.
6. PRIMA CONTINUAMENTE O BOTÃO PARA DESLIGAR O APARELHO. LIMPE COM UM PANO HÚMIDO.

O **MODO ROSTO** É INDICADO POR UM LED NO SÍMBOLO DO ROSTO. ESTE MODO FORNECE DUAS MICROCORRENTES SEPARADAS. AS INTENSIDADES FORAM OTIMIZADAS PARA O ROSTO E PESCOÇO. ESCOLHA ENTRE 3 INTENSIDADES DE MICROCORRENTE.

O **MODO CORPO** É INDICADO POR UM LED NO SÍMBOLO DO CORPO. ESTE MODO TAMBÉM FORNECE DUAS MICROCORRENTES SEPARADAS. AS INTENSIDADES FORAM OTIMIZADAS PARA O CORPO. ESCOLHA ENTRE 3 INTENSIDADES DE MICROCORRENTE.

MOVIMENTOS DO APARELHO:

AO UTILIZAR O APARELHO NO ROSTO, RECOMENDAMOS ESTES MOVIMENTOS:

1. LINHA DO MAXILAR: DO QUEIXO ATÉ A PARTE EXTERNA DA MAÇÃ DO ROSTO. (UTILIZE COM CUIDADO EM TORNO DOS CANTOS SUPERIORES SENSÍVEIS DA BOCA)
2. PÉS DE GALINHA: DA MAÇÃ DO ROSTO ATÉ AS TÊMPORAS.
3. TESTA: DAS SOBRANCELHAS ATÉ À LINHA DO CABELO. (UTILIZE COM CUIDADO EM TORNO DAS TÊMPORAS SENSÍVEIS)
4. PESCOÇO: LIGEIRAMENTE DESVIADO DO CENTRO, EVITANDO A LINHA MÉDIA DO PESCOÇO. DESLIZE O APARELHO EM DIREÇÃO À PARTE DE TRÁS DO PESCOÇO.

AO UTILIZAR O APARELHO NO CORPO, RECOMENDAMOS ESTES MOVIMENTOS:

1. ANTEBRAÇOS: DO PULSO ATÉ AO COTOVELO.
2. PARTE SUPERIOR DOS BRAÇOS: DO COTOVELO ATÉ AO OMBRO.

3. COSTAS: DA PARTE SUPERIOR DO TRAPÉZIO EM DIREÇÃO À PONTA DO OMBRO.

4. OMBROS: DA CLAVÍCULA, PASSANDO POR CIMA DO OMBRO.
5. BARRIGA: DA PARTE INFERIOR DA BARRIGA EM DIREÇÃO ÀS COSTELAS (LADOS ESQUERDO E DIREITO).
6. TRONCO: DOS QUADRIS ATÉ A CINTURA, DEPOIS DA CINTURA ATÉ A LINHA ABAIXO DO PEITO/COSTELAS.
7. LATERAIS: DA PARTE EXTERNA DO QUADRIL EM DIREÇÃO À AXILA.
8. PERNAS: DO TORNOZELO ATÉ AO JOELHO, DEPOIS DO JOELHO ATÉ À COXA E EM DIREÇÃO AO QUADRIL/GLÚTEO.
9. GLÚTEOS: DA BASE DO GLÚTEO ATÉ AO TOPO DO GLÚTEO.

LIMPEZA:

1. UTILIZE UM TOALHETE DESINFETANTE PARA LIMPAR O APARELHO E REMOVER QUALQUER SÉRUM. RECOMENDAMOS LIMPAR APÓS CADA UTILIZAÇÃO.

CARREGAMENTO:

1. INSIRA O CABO USB-C (FORNECIDO) NA PORTA NA PARTE INFERIOR DO APARELHO.
2. LIGUE A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM USB.
3. OS LED BRANCOS NA PARTE FRONTAL DO APARELHO PISCARÃO DURANTE O CARREGAMENTO.
4. QUANDO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO, UM LED VERDE ACENDERÁ E OS LED BRANCOS DEIXARÃO DE PISCAR.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

A utilização de um aparelho de microcorrente para cuidados da pele de qualquer outra forma que não seja a descrita neste manual anula a garantia e pode resultar em lesões graves.

O dispositivo facial de luz vermelha **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** é um dispositivo elétrico. Para evitar choque elétrico, siga as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave as peças elétricas com água ou líquidos.
- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não utilize o dispositivo se este tiver caído, tiver ficado ao ar livre ou entrado em contacto com água ou líquidos.
- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o utilizador possa consertar.
- Não utilize nem armazene o dispositivo a temperaturas elevadas que possam exceder 54 °C (130°F).

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES NAS PESSOAS:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO.
2. SE SENTIR ANOMALIAS NA PELE DURANTE OU APÓS A UTILIZAÇÃO, CONSULTE O SEU MÉDICO.
3. PARA PROTEGER CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, NÃO UTILIZE DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO.
4. NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO SE ESTE APRESENTAR DEFEITOS, TIVER CAÍDO OU TIVER SIDO DANIFICADO DE ALGUMA FORMA. DEVOLVA O DISPOSITIVO ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS MAIS PRÓXIMAS PARA VERIFICAÇÃO, AJUSTE ELÉTRICO OU MECÂNICO OU REPARAÇÃO. NÃO TENTE REPARAR POR CONTA PRÓPRIA.
5. UTILIZE O DISPOSITIVO APENAS PARA A UTILIZAÇÃO PREVISTA DESCRITA NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.
6. NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO PRODUTO PERTO DE FONTES DE CALOR, COMO RADIADORES, FOGÕES, ETC. NÃO O COLOQUE NUMA SUPERFÍCIE MACIA, COMO UMA CAMA, POIS O DISPOSITIVO PODE AQUECER DEMASIADO.
7. MANTENHA O DISPOSITIVO AFASTADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
8. NÃO PARTILHE ESTE PRODUTO COM OUTRAS PESSOAS.
9. NÃO UTILIZE DURANTE O CARREGAMENTO.
10. NÃO COLOQUE OU GUARDE EM LOCAIS ONDE POSSA CAIR OU SER PUXADO PARA DENTRO DE UMA BANHEIRA OU LAVATÓRIO. SE CAIR NA ÁGUA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE — NÃO COLOQUE AS MÃOS NA ÁGUA.
11. NÃO UTILIZE DIRETAMENTE SOBRE OU PERTO DE IMPLANTES METÁLICOS, OBTURAÇÕES DENTÁRIAS,

APARELHOS ORTODONTÍCOS OU OUTROS TRABALHOS DENTÁRIOS METÁLICOS, UMA VEZ QUE ISSO PODE CAUSAR DESCONFORTO, DOR OU UM SABOR METÁLICO.

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, PARTA, AQUEÇA ACIMA DE 60 °C/140 °F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE ÍON DE LÍTIO ESTIVER A INCHAR INTENSAMENTE, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO. MANTENHA AS PEQUENAS CÉLULAS, CONSIDERADAS SUSCETÍVEIS DE INGESTÃO, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. A INGESTÃO PODE LEVAR A QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDO MACIO E MORTE. PODEM OCORRER QUEIMADURAS ATÉ 2 HORAS APÓS A INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO DE UMA CÉLULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE. NUNCA CARREGUE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ESTE PRODUTO TEM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO UTILIZADOR. A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL SÓ PODE SER REALIZADA PELO FABRICANTE OU O SEU SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA PARA EVITAR RISCOS. AO DESCARTAR O PRODUTO, DEVE TER-SE EM ATENÇÃO QUE ESTE CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL.

ARMAZENAMENTO:
CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR. ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O NUM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SEJA DANIFICADO.

MANUTENÇÃO :
O SEU STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT É VIRTUALMENTE LIVRE DE MANUTENÇÃO. PARA LIMPAR, DESLIGUE O DISPOSITIVO E LIMPE A PARTE EXTERIOR COM UM PANO HÚMIDO. SE OCORRER QUALQUER SITUAÇÃO ANORMAL, DESLIGUE E CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ PELO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS :
OS NOSSOS PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DO CONSUMIDOR EUROPEIA. A DIRETIVA DA UE 1999/44/EC ESTABELECE QUE "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE". PORTANTO, TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA GRAVE, ASSIM COMO A QUE OS PRODUTOS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM A QUALIDADE ACEITÁVEL E SE A FALHA NÃO CONSTITUIR UMA FALHA GRAVE. A STYLPRO™ IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR (CONFORME A NOSSA OPÇÃO) O SEU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA, SE O DISPOSITIVO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICO OU MATERIAIS. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO AO ABRIGO DESTA GARANTIA, CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ ATRAVÉS DO E-MAIL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM E DO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, DEVE GUARDAR O SEU COMPROVATIVO DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTES, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ALTERAÇÕES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZOÁVEL OU UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTAS INSTRUÇÕES, OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO OU REPARAÇÕES POR UM CENTRO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS PARA MERCADORIAS VENDIDAS POR REVENDEDORES AUTORIZADOS. TENHA EM ATENÇÃO QUE O PRODUTO DEVE SER CUIDADOSAMENTE LIMPO ANTES DE SER DEVOLVIDO.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO:
O símbolo WEEE no STYLIDEAS, nos acessórios originais ou na embalagem indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo municipal indiferenciado, mas deve ser recolhido separadamente! Elimine o produto STYLIDEAS e os seus acessórios originais através de um ponto de recolha para



reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos se residir na UE e noutros países europeus que operam sistemas de recolha separada para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao eliminar o produto STYLIDEAS e os seus acessórios originais de forma adequada, ajuda a evitar possíveis riscos para o ambiente e a saúde pública que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado de resíduos de equipamentos. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais. Por conseguinte, não elimine os seus equipamentos elétricos e eletrônicos antigos com os resíduos urbanos indiferenciados.

Eliminação de resíduos de embalagens:
A embalagem é feita de materiais ecológicos, que podem ser eliminados através das instalações de reciclagem locais. Ao eliminar a embalagem de forma adequada, ajuda a evitar possíveis riscos para o ambiente e a saúde pública. O símbolo na embalagem de cartão indica que a embalagem é feita de PAP.

Eliminação das baterias:
O produto STYLIDEAS contém uma bateria. As baterias não podem ser eliminadas com o lixo doméstico comum. Podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas a regulamentos de resíduos perigosos. Por este motivo, elimine o produto recarregável STYLIDEAS (a parte que contém a bateria) num ponto de recolha local ou na reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Não tente abrir o produto STYLIDEAS e remover a bateria por iniciativa própria!


MARCAÇÃO CE: REINO UNIDO/UE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O PRODUTO STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELEVANTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL MEDIANTE PEDIDO. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELAS, BÉLGICA.

(FI) KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
TURVALLISUUTESI JA TUOTTEEN PITKÄAIKAISEN KÄYTETTÄVYYDEN VARMISTAMISEKSI, LUE AINA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön tai muihin tarkoituksiin. Tämä ei ole lääketieteellinen tuote tai lääkinnällinen laite.

TEKNISET TIEDOT
Nimi: STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Malli: MCB01A
Laitteen koko: 60 x 25 x 57 mm
Materiaalit: ABS PLASTIC, Silikoni
Nimellisjännite: 3.7V
Akun nimelliskapasiteetti: 500mAh
Akun energiakapasiteetti: 1.85Wh
Latausjännite: 5V
Syöttöteho: USB-liitäntä, 5 V, 1 A
Latausaika: 3 tuntia
Käyttökerrat: 20 kertaa

SISÄLTÖ:
1 x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
1 x USB-C-kaapeli
1 x suojaava kuljetuspussi

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TESTAA VARALTA ENNEN SEN KÄYTTÖÄ KASVOIHIN:

1. PAINA PÄÄLLE/POIS/ASETUS-PAINIKETTA.
2. ASETA LAITE KÄSIVARTTA VASTEN JA SUORITA 3 MINUUTIN HOITO.
3. KYTKE LAITE POIS PÄÄLTÄ 3 MINUUTIN JÄLKEEN. TARKISTA ALUE SILMÄMÄÄRÄISESTI. ALUE SAATTAA PUNOITTAA ALUKSI IHON KUUMENEMISEN VUOKSI, MUTTA JOS PUNOITUS JATKUU YLI 3 TUNNIN AJAN, IHOSI SAATTAA OLLA HERKKÄ MIKROVIRRALLE. KESKUSTELE LÄÄKÄRIN KANSSA ENNEN KUIN PÄÄTÄT, MITEN TÄTÄ LAITETTA ON PARASTA KÄYTTÄÄ IHOLLESI.

TURVALLISUUSOHJEET:

1. TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU AINOASTAAN KOTIKÄYTTÖÖN SISÄTILOISSA.
2. KESKUSTELE LÄÄKÄRIN KANSSA ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS SINULLA ON MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA SAIRAUKSISTA, LAITTEISTA TAI TILOISTA, KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA ILMAN LÄÄKÄRIN HYVÄKSYNTÄÄ: METALLI-IMPLANTIT, HILJATTAIN TEHTY LEIKKAUS, SYDÄMENTAHDISTIN TAI MUU LÄÄKINNÄLLINEN IMPLANTTI, RASKAUS TAI IMETYS, PAHOINVOINTI, PÄÄNSÄRKY, KUUME, IHOSAIRAUDET, IHON PALOVAMMAT TAI PUNOITUS, LUUNMURTUMAT, SYÖPÄ TAI MUUT PAHANLAATUISET SAIRAUDET, OSTEOPOROOSI TAI PSYKKINEN SAIRAUUS.
3. VAIN AIKUISTEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ KÄYTÄ PEITTOA VAUVOILLE, LAPSILLE, LEMMIKIELÄIMILLE, TAJUTTOMILLE TAI LIIKUNTAKYVYTTÖMILLE HENKILÖILLE TAI SELLAISILLE HENKILÖILLE, HENKILÖT, JOIDEN FYYSISET TAI HENKISET KYYVYT OVAT ALENTUNEET, EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ PEITTOA ILMAN VALVONTAA. TÄMÄ EI OLE LELU.
4. JOS STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT TOIMII VIRHEELLISESTI TAI SE ON VAURIOITUNUT MILLÄÄN TAVALLA, LOPETA SEN KÄYTTÖ VALITTIMASTI. OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN (KATSO YHTEYSTIEDOT KOHDASTA "RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU").
5. ÄLÄ KÄYTÄ HERKÄLLE, ÄRSYNTYNEELLE TAI RIKKOUTUNEELLE IHOLLE. ÄLÄ KÄYTÄ TURVONNEELLE TAI AURINGONPOLTAMALLE IHOLLE TAI JOS SINULLA ON MUITA IHOSAIRAUKSIA.
6. ÄLÄ KÄYTÄ RINTAKEHÄN/RINTOJEN ALUEELLE, SILMIEN ALUEELLE, KAULAN KESKILINJALLA OLEVALLE KILPIRAUHASSEN ALUEELLE TAI SUKUELIMEN/NIVUSTEN ALUEELLE.
7. VÄLTÄ KILPIRAUHASSEN ALUETTA; TÄMÄ ON KAULAN KESKIKOHDAN KESKI- JA ALAOSA, JOSSA KILPIRAUHANEN SIIJAITSEE. KILPIRAUHASSEN LIIALLINEN STIMULAATIO VOI HÄIRIITÄ HORMONITOIMINTAA.
8. TESTAA ITSESI MIKROVIRTAHERKKYYDEN VARALTA KÄSIVARRESTA ENNEN KAKSOISMIKROVIRRRAN KÄYTTÖÄ.
9. OLE VAROVAINEN KÄYTTÄESSÄSI LAITETTA HAMPaiden, silmien, kaulan ja ohimoiden läheisyydessä. NÄILLÄ ALUEILLA ON HERKKÄ HERMOJA. LOPETA KÄYTTÖ NÄILLÄ ALUEILLA, JOS TUNNET KIPUA, SINULLA ON OUTOJA TUNTEMUKSIA TAI SILMISSÄSI VILKKUU.

KÄYTTÖOHJEET:

1. VARMISTA, ETTÄ KASVOSI OVAT MEIKITTÖMÄT JA PUHTAAT.
2. LEVITÄ KASVOIHISI TAI VARTALOOSI HALUAMAASI SEERUMIA. TÄMÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, JOTTA MIKROVIRRRAT JOHTUVAT IHOOSI. PARHAAT TULOKSET SAAVUTETAAN KÄYTTÄMÄLLÄ SEERUMIA, JOKA PYSYVÄ MÄRKÄNÄ JA JONKA PH-ARVO ON LÄHELLÄ NEUTRAALIA.
3. KYTKE LAITE PÄÄLLE PAINAMALLA VIRTATILAPAINIKETTA PITKÄÄN; LAITE KÄYNNISTYY KASVOTILASSA.
4. VAIHDA VARTALOTILAAN PAINAMALLA VIRTATILAPAINIKETTA PITKÄÄN. MERKKIVALON TULISI VAIHTUA KASVO- JA VARTALOKUVAKKEIDEN VÄLILLÄ.
5. MUUTA MIKROVIRTOJEN VOIMAKKUUTTA PAINAMALLA VIRTATILAPAINIKETTA LYHYESTI. ILMAISIMESSA PALAAN 1-3 VALOA, JOTKA OSOITTAVAT VOIMAKKUUSTASON.
6. PAINA KUMPIKIN METALLIKUULA KEVYESTI IHOA VASTEN. KUULIEN KESKIKOHTA ANTAA 8 HZ:N TAAJUUTTA, JA KUULIEN ULKOPUOLI ANTAA 40 HZ:N TAAJUUTTA.
7. LIIUUTA LAITETTA HELLÄVARAISESTI IHOLLA 20 SEKUNTIA – 3 MINUUTTIA ALUETTA KOHTI. MIKROVIRTOJEN TULISI AIHEUTTAA KIHHELMÖINTIÄ JA SAADA LIHAKSET NYKIMÄÄN HIEMAN, MUTTA JOS NE TUNTUVAT KIVULIALTA, SINUN TULISI ALENTAA VOIMAKKUUTTA. LIIALLINEN VOIMAKKUUS SAATTAA TUOTTAA HUONOMPIA TULOKSIA.
8. KÄYTTÄ KASVOJEN LEUKALINJALLE, POSKILUILLE JA OTSALLE. OLE VAROVAINEN KÄYTTÄESSÄSI LAITETTA HERKKIEN ALUEIDEN, KUTEN HAMPaiden, silmien alueen ja ohimoiden, läheisyydessä.
9. KÄYTÄ KÄSIVARSILLE, JALOILLE JA YLÄVARTALOLLE. VÄLTÄ KÄYTTÖÄ SYDÄMEN LÄHEISYYDESSÄ.
10. KYTKE LAITE POIS PÄÄLTÄ PAINAMALLA PAINIKETTA PITKÄÄN. PYYHI PUHTAAKSI NIKKEÄLLÄ LIIALLA.

KASVOSYMBOLISSA PALAVA LED-VALO OSOITTAÄ, ETTÄ KASVOTILA ON VALITTUNA. TÄMÄ TILA ANTAA KAHTA ERILLISTÄ MIKROVIRTAA. VOIMAKKUUDET ON OPTIMOITU KASVOILLE JA KAULALLE. VALITSE JOKIN KOLMESTA MIKROVIRRRAN VOIMAKKUUDESTA.

VARTALOSYMBOLISSA PALAVA LED-VALO OSOITTAÄ, ETTÄ VARTALOTILA ON VALITTUNA. MYÖS TÄMÄ TILA ANTAA KAHTA ERILLISTÄ MIKROVIRTAA. VOIMAKKUUDET ON OPTIMOITU VARTALOLLE. VALITSE JOKIN KOLMESTA MIKROVIRRRAN VOIMAKKUUDESTA.

LAITTEEN LIIKKEET:

- SUOSITTELEMME NÄITÄ LIIKKEITÄ, KUN KÄYTÄT LAITETTA KASVOILLE:
1. LEUKALINJA: LEUASTA POSKEN TAKAOSAAN. (OLE VAROVAINEN KÄYTTÄESSÄSI LAITETTA HERKKIEN SUUPIELTEN LÄHEISYYDESSÄ)
 2. NAURURYPYT: POSKILUISTA OHIMOIHIN.
 3. OTS: KULMAKARVOISTA HIUSRAJAAN. (OLE VAROVAINEN KÄYTTÄESSÄSI LAITETTA HERKKIEN OHIMOIDEN LÄHEISYYDESSÄ)
 4. KAULA: JONKIN VERRAN SIVUSSA KESKELTÄ SITTEN, ETTÄ KAULAN KESKILINJA VÄLTETÄÄN. LIIUUTA LAITETTA NISKAA KOHTI.

SUOSITTELEMME NÄITÄ LIIKKEITÄ, KUN KÄYTÄT LAITETTA VARTALOLLE:

1. KYYNÄRVARRET: RANTEESTA KYYNÄRPÄÄHÄN.
2. OLKAVARRET: KYYNÄRPÄÄSTÄ OLKAPÄÄHÄN.
3. SELKÄ: EPÄKÄSLIHAKSEN YLÄOSASTA ULOSPÄIN OLKAPÄÄN KÄRKEÄ KOHTI.
4. OLKAPÄÄT: SOLISLUUSTA YLÖSPÄIN JA OLKAPÄÄN YLITSE.
5. VATSA: ALAVATSASTA YLÖSPÄIN KYLKILUITA KOHTI (VASEMMALLA JA OIKEALLA PUOLELLA).
6. YLÄVARTALO: LANTIOSTA YLÖSPÄIN VYÖTÄRÖÖN JA SITTEN VYÖTÄRÖSTÄ YLÖSPÄIN RINTOJEN/KYLKILUIDEN TASON ALAPUOLELLE.
7. KYLJET: LONKASTA YLÖSPÄIN KAINALOA KOHTI.
8. JALAT: NILKASTA YLÖSPÄIN POLVEEN JA SITTEN POLVESTA YLÖSPÄIN REITEEN JA LANTIO/PAKARAA KOHTI.

9. PAKARAT: PAKARAN ALAOSASTA PAKARAN YLÄOSAAN.

PUHDISTUS:

1. PYYHI LAITE JA POISTA SEERUMIJÄÄMÄT DESINFIOINTIPYYHKEELLÄ. SUOSITTELEMME, ETTÄ LAITE PUHDISTETAAN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.

LATAAMINEN:

1. LIITÄ USB-C-KAAPELI (SISÄLTYY PAKKAUKSEEN) LAITTEEN ALAOSASSA OLEVAAN PORTTIIN.
2. LIITÄ KAAPELI USB-YHTEENSOPIVAAN VIRTALÄHTEESEEN.
3. LAITTEEN ETUPOULELLA OLEVAT VALKOISET LED-VALOT VILKKUVAT LATAUKSEN AIKANA.
4. KUN LAITE ON LADATTU TÄYTEEN, VIHREÄ LED-VALO SYTTYY JA VALKOISET LED-VALOT LAKKAAVAT VILKKUMASTA.

TURVALLISUUSOHJEITA:

Mikroivirtaa käyttävän ihonhoitolaitteen käyttö millä tahansa muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla mitätöi takuun ja voi johtaa vakaviin vammoihin.

STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT -punavalokasvolaite on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata seuraavia huomautuksia turvallisuuteen liittyen:

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköisiä vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteeseen tai kytkimiin märillä käsillä.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai se on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.
- Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

VAARA: VÄLTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN: SAMMUTA AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI VARASTOINTIA.

VAROITUS:

PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:

1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
2. JOS TUNNET IHOSSASI POIKKEAVUUKSIA KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN.
3. SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYAMMEESSA TAI SUIHKUSSA.
4. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA, JOS LAITE ON TOIMINUT VIRHEELLISESTI TAI SE ON PUDONNUT TAI SE ON VAHINGOITUNUT MILLÄ TAVALLA TAHANSA. PALAUTA LAITE LÄHIMPÄÄN HUOLTOON TARKASTETTAVAKSI TAI SÄHKÖISTÄ TAI MEKAANISTA SÄÄTÖÄ TAI KORJAUSTA VARTEN. KULUTTAJEN EI TULE YRITTÄÄ TEHDÄ KORJAUKSIA ITSE.
5. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SILLE TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN TÄMÄN OHJEKIRJAN KUVAAMALLA TAVALLA. ÄLÄ KÄYTÄ LIITÄNTÖJÄ, JOITA STYLPRO™ EI OLE SUOSITELLUT, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA VAAROJA.
6. ÄLÄ LAITA MITÄÄN LAITTEEN OSAA LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN LÄMPÖPATTERIEN TAI LIESIEN, LÄHEISYYTEEN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN ASETA LAITETTA PEHMEÄLLE ALUSTALLE, KUTEN SÄNGYLLE, KOSKA LAITE VOI YLIKUUMETA.
7. PIDÄ LAITE EROSSA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ.
8. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSSA.
9. ÄLÄ KÄYTÄ LATAUKSEN AIKANA.
10. ÄLÄ ASETA LAITETTA MIHINKÄÄN SELLAISEEN PAIKKAAN, JOSSA SE VOISI PUDOTA TAI JOUTUA VEDETYKSI AMMEeseen TAI ALTAASEEN, ÄLÄKÄ VARASTOI SITÄ TÄLLÄISESSÄ PAIKASSA. JOS LAITE PUTOAA VETEEN, IRROTA SE VÄLITTÖMÄSTI VIRTALÄHTEESTÄ – ÄLÄ KOSKETA VETTÄ.
11. ÄLÄ KÄYTÄ SUORAAN METALLISTEN IMPLANTTIEN, PAIKKOJEN TAI OIKOMISKOJEDEN TAI MUIDEN HAMPAISSA OLEVIEN METALLIESINEIDEN PÄÄLLÄ TAI LÄHEISYYDESSÄ, SILLÄ TÄMÄ SAAHTAA AIHEUTTAA EPÄMIELLYTTÄVIÄ TUNTEMUKSIA, KIPUA TAI METALLIN MAKUA.

PARISTOT: TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-IONIPARISTON. TULIPALON JA PALOVAMMOJEN VAARA, ÄLÄ AVAA, MURSKAA, KUUMENNA YLI 60 °C / 140 °F TAI POLTA. ÄLÄ ASETA TUOTETTA OIKOSULKUUN. JOS LITIUM-IONIPARISTO TURPOAA HUOMATTAVASTI, LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA VOIDAAN PITÄÄ NIELTÄVINÄ, POIS LASTEN ULTOITUVILTA. NIELEMINEN VOI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMYYKDUKSEN LÄPISIVYPMISEEN JA KUOLEMAAN. VAKAVAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN SISÄLLÄ NIELEMISESTÄ. JOS KENNO NIELLÄÄN, HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN HOITOON. ÄLÄ KOSKAAN LATAA UUELLEEN KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA. TÄSSÄ TUOTTEESSA ON SISÄINEN UUELLEEN LADATTAVA AKKU, JOTA KULUTTAJA EI VOI VAIHTAA. AKUN POISTO TAI VAIHTO VOI TAPAHTUA VAIN VALMISTAJAN TAI HÄNEN ASIAKASPALVELUNSA TAI VASTAAVASTI PÄTEVÄN HENKILÖN TOIMEKSIANNOSTA, JOTTA VAAROJA VOIDAAN VÄLTÄÄ. HÄVITTÄESSÄSI TUOTTEEN, HUOMIOI, ETTÄ TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ UUELLEEN LADATTAVAN AKUN.

SÄILYTYS:

VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN VARASTOINTIA. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY IRTI KAIKISTA VIRTALÄHTEISTÄ. SÄILYTETÄÄN VIILEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA, MISSÄ SE EI VOI VAURIOITUA.

YLLÄPITO:

STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT ON KÄYTÄNNÖSSÄ HUOLTOVAPAA. KUN PUHDISTAT LAITTEEN, SAMMUTA SE JA PYYHI ULKOPUOLI PUHTAAKSI KOSTEALLA LINALLA. JOS MIKÄ TAHANSA POIKKEAMA TAPAHTUU, SAMMUTA LAITE JA OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ -ASIAKASPALVELUUN NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559.

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU:

TUOTTEILAMME ON TAKUU, JOTA EI VOI POISSULKEA EUROOPAN KULUTTAJALAIN MUKAAN. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ, ETTÄ KAHDEN VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYNTIÄ KAIKKIALLA EU-SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA UUSI TUOTE TAI HYVITYS VAKAVASTA VIALLSIUUDESTA, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE RIITTÄVÄN LAADUKKAITA JA VIKA EI OLE VAKAVA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA LAITTEEN ILMAISEKSI KAHDENKYMMENTENNELJÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ, JOS LAITE ON VIALLINEN VALMISTUKSEN TAI VALMISTUSMATERIAALIN OSALTA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETU EIKÄ VAAARANNA OIKEUKSIA. SAADAKSESI PALVELUN TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ -ASIAKASPALVELUUN SÄHKÖPOSTIOSIOTTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM TAI NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TEHDÄKSESI TAKUUKORVAUSVAATIMUKSEN SINUN TULEE SÄILYTTÄÄ TODISTE TEKEMÄSTÄSI OSTOKSESTA.

TÄRKEÄÄ:

TÄMÄ TAKUU EI KATA VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISTA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, MUUTOKSISTA, KALTOINKOHELUSTA, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄN HOIDON PUUTTEESTA TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE KUVAUSTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKSISTA EI-VALTUUTETUSSA HUOLTOOIMIPISTEESSÄ. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYYJEN MYYMIE TUOTTEIDEN OSALTA. HUOMIOI, ETTÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA HUOLELLISESTI ENNEN PALAUTUSTA.

TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN:

STYLIDEAS-tuotteessa tai sen alkuperäisissä lisävarusteissa tai pakkauksessa oleva WEEE-symboli osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan se tulee kerätä erikseen! Hävitä STYLIDEAS-tuote ja sen alkuperäiset lisävarusteet toimittamalla ne sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tarkoitettuun keräyspisteeseen, jos asut EU:n alueella tai muussa Euroopan maassa, jossa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tarkoitettu erillinen keräysjärjestelmä. Hävittämällä STYLIDEAS-tuotteen ja sen alkuperäiset lisävarusteet asianmukaisesti autat ehkäisemään laiteromun virheellisestä käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia ympäristö- ja terveysvaaroja. Materiaalien kierrättäminen edistää luonnonvarojen säästämistä. Älä siksi hävitä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.



Pakkausjätteen hävittäminen:

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää toimittamalla ne paikalliseen kierrätyspisteeseen. Hävittämällä pakkauksen asianmukaisesti autat ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveysvaaroja. Kartonkipakkauksessa oleva symboli osoittaa, että pakkaus on valmistettu PAP-materiaalista.

Akkujen hävittäminen:

STYLIDEAS-tuote sisältää akun. Akkuja ei saa hävittää tavanomaisena kotitalousjätteenä. Ne saattavat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, ja ne kuuluvat vaarallista jätettä koskevien määräysten piiriin. Hävitä siksi ladattava STYLIDEAS-tuote (osa, joka sisältää akun) toimittamalla se paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vastaanottavaan keräys- tai kierrätyspisteeseen. Älä yritä avata STYLIDEAS-tuotetta ja poistaa sen akkua itse!

CE-MERKINTÄ: UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: STYLIDEAS LTD VAKUUTTAA, ETTÄ STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT TÄYTTÄÄ OLENNAISET VAATIMUKSET JA MUUT KESKEISET SÄÄNNÖKSET. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(DA) BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOJDELSESVEJLEDNING:

FOR DIN SIKKERHED OG FORSATTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT BEDES DU ALTID LÆSE BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FØR BRUG.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller til brug i andre anvendelser. Dette er ikke et medicinsk produkt eller en medicinsk enhed.


SPECIFICATIONS:

Navn: STYLPRO™Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Model: MCB01A
Enhedsstørrelse: 60 x 25 x 57 mm
Materialer: ABS PLASTIC, Silicone
Nominel spænding: 3.7V
Nominel kapacitet af batteriet: 500mAh
Energikapacitet af batteriet: 1.85Wh
Opladningsspænding: 5V
Indgangsspændingsforsyning: USB-stik, 5 V, 1 A
Opladningstid: 3 timer
Anvendelser: 30 anvendelser

INDEHOLDER:

- 1x STYLPRO™ Dual Microcurrent Device
- 1x USB-C-kabel
- 1x beskyttelsesrejsetaske

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TEST DIG SELV, FØR DU BRUGER DET I ANSIGTET:

1. TRYK PÅ TÆND/SLUK/INDSTILLINGS-KNAPPEN.
2. PLACER ENHEDEN PÅ DIN ARM, OG UDFØR EN 3-MINUTTERS SESSION.
3. SLUK APPARATET EFTER 3 MINUTTER. UNDERSØG OMRÅDET. OMRÅDET KAN I FØRSTE OMGANG BLIVE RØDT PÅ GRUND AF OPVARMNINGEN AF HUDEN, MEN HVIS RØDMEN VARER VED I MERE END 3 TIMER, KAN DU VÆRE OVERFØLSOM OVER FOR MIKROSTRØM. SØG LÆGELIG RÅDGIVNING, INDEN DU BESLUTTER, HVORDAN DU BEDST BRUGER DETTE APPARAT PÅ HUDEN.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

1. DETTE TÆPPE ER KUN BEREGET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET.
2. KONSULTER EN LÆGE FØR BRUG. HVIS DU HAR NOGEN AF NEDENSTÅENDE TILSTANDE, FRARÅDES DET AT BRUGE UDEN LÆGENS GODKENDELSE: METALIMPLANTATER, ER NYLIGT OPERERET ELLER HAR ET MEDICINSK IMPLANTAT SÅSOM EN PACEMAKER, ER GRAVID ELLER AMMER, HAR KVALME, HOVEDPINE, FEBER, HUDSYGDOMME, FORBRÆNDINGER ELLER RØDME, KNOGLEBRUD, KRÆFT ELLER ANDRE MALIGN TILSTANDE, OSTEOPOROSE OG PSYKISK SYGDOM.
3. KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. BRUG IKKE UDEN OPSYN TIL SPÆDBØRN, BØRN, KÆLEDYR, HANDICAPPED ELLER IMMOBILE PERSONER ELLER PERSONER, ELLER PERSONER MED NEDSAT FYSISK ELLER MENTAL FUNKTIONSEVNE. DETTE ER IKKE ET LEGETØJ.
4. HVIS STYLPRO™DUAL MICROCURRENT FUNGERER DÅRLIGT ELLER BESKADIGES PÅ NOGEN MÅDE, SKAL DU STOPPE MED AT BRUGE DEN ØJEBLICKELIGT. KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE (SE AFSNITTET BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI FOR KONTAKTOPLYSNINGER).
5. BRUG IKKE PÅ FØLSOM, IRRITERET ELLER BESKADIGET HUD. BRUG IKKE PÅ HÆVET ELLER SOLSKOLDET HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER. KIG IKKE DIREKTE IND I LED-LYSENE.
6. MÅ IKKE BRUGES PÅ BRYSTET/BRYSTOMRÅDET, ØJENOMRÅDET, SKJOLDBRUSKKIRTELOMRÅDET MIDT PÅ HALSEN ELLER PÅ KØNDELENE/LYSKEOMRÅDET.
7. UNDGA SKJOLDBRUSKKIRTELOMRÅDET: DEN MIDTERSTE OG NEDRE DEL AF MIDTEN AF HALSEN, HVOR SKJOLDBRUSKKIRTELEN SIDDER. OVERSTIMULERING AF SKJOLDBRUSKKIRTELEN KAN FORSTYRRE HORMONFUNKTIONERNE.
8. TEST DIN FØLSOMHED OVER FOR MIKROSTRØM PÅ ARMEN, INDEN DU BRUGER DEN DOBBELTE MIKROSTRØM.
9. SKAL BRUGES MED FORSIGTHED OMKRING TÆNDER, ØJNE, HALS OG TINDINGER. DISSE OMRÅDER HAR FØLSOMME NERVER. STOP MED AT BRUGE APPARATET PÅ DISSE OMRÅDER, HVIS DU MÆRKER SMERTER, ANDERLEDES FØLELSER ELLER OPLEVER BLINKEN.

BRUGSANVISNING:

1. SØRG FOR, AT DIT ANSIGT ER FRI FOR MAKEUP OG RENT.
2. PÅFØR DIT FORETRUKNE SERUM PÅ ANSIGTET ELLER KROPPEN. DETTE ER VIGTIGT FOR AT SIKRE, AT MIKROSTRØMMENE LEDES TIL DIN HUD. FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER SKAL DU BRUGE ET SERUM, DER FORBLIVER FUGTIGT OG ER NÆSTEN PH-NEUTRALT.
3. TRYK LANGVARIGT PÅ TÆND-/SLUK-/TILSTANDSKNAPPEN FOR AT TÆNDE APPARATET, HVOREFTER DET STARTER I ANSIGTSTILSTAND.
A. TRYK LANGVARIGT PÅ TÆND-/SLUK-/TILSTANDSKNAPPEN FOR AT SKIFTE TIL KROPSTILSTAND. EN INDIKATORLAMPE VIL SKIFTE MELLEM ANSIGTS- ELLER KROPSIKONET.
B. FOR AT ÆNDRE INTENSITETEN AF MIKROSTRØMMENE SKAL DU TRYKKE KORT PÅ TÆND-/SLUK-/TILSTANDSKNAPPEN. EN INDIKATOR VISER MELLEM 1 OG 3 PRIKKER, DER ANGIVER INTENSITETSNIVEAUERNE.
C. TRYK BEGGE METALKUGLER LET MOD HUDEN. KUGLERNES CENTRUM AFGIVER EN FREKVENNS PÅ 8 HZ, MENS KUGLERNES YDERSIDE AFGIVER EN FREKVENNS PÅ 40 HZ.
5. FØR FORSIGTIGT APPARATET LANGSOMT HEN OVER HUDEN I MELLEM 20 SEKUNDER OG 3 MINUTTER PR. OMRÅDE. MIKROSTRØMMENE VIL PRIKKE OG RYKKE BLIDT I MUSKLERNE, MEN HVIS DU MÆRKER SMERTER, SKAL DU SÆNKE INTENSITETEN. FOR MEGET STRØM KAN GIVE DÅRLIGERE RESULTATER.
A. BRUG APPARATET PÅ ANSIGTET OMKRING KÆBELINJEN, KINDBENENE OG PANDEN. SKAL BRUGES MED FORSIGTIGHED OMKRING FØLSOMME OMRÅDER SÅSOM TÆNDERNE, ØJENOMRÅDET OG TINDINGERNE.
B. BRUG APPARATET PÅ ARME, BEN OG OVERKROP. UDGÅ BRUG I NÆRHEDEN AF HJERTET.
6. TRYK LÆNGE PÅ KNAPPEN FOR AT SLUKKE FOR APPARATET. AFTØR APPARATET MED EN FUGTIG KLUD.

ANSIGTSTILSTAND ANGIVES MED EN LED I ANSIGTSSYMBOLT. DENNE TILSTAND GIVER TO SEPARATE MIKROSTRØMME. INTENSITETEN ER OPTIMERET TIL ANSIGT OG HALS. VÆLG MELLEM 3 MIKROSTRØMSINTENSITETER.

KROPSTILSTAND ANGIVES MED EN LED I KROPSSYMBOLT. DENNE TILSTAND GIVER OGSÅ TO SEPARATE MIKROSTRØMME. INTENSITETEN ER OPTIMERET TIL KROPPEN. VÆLG MELLEM 3 MIKROSTRØMSINTENSITETER.

APPARATETS BEVÆGELSER:

NÅR DU BRUGER APPARATET PÅ ANSIGTET, ANBEFALER VI DISSE BEVÆGELSER:

1. KÆBELINJE: FRA HAGEN TIL ØVERST PÅ KINDEN. (SKAL BRUGES MED FORSIGTIGHED OMKRING DE FØLSOMME ØVRE MUNDVIGE)
2. SMILERYNKER VED ØJNENE: FRA KINDBEN TIL TINDINGER.
3. PANDE: FRA ØJENBRYN TIL HÅRGRÆNSE (SKAL BRUGES MED FORSIGTIGHED OMKRING DE FØLSOMME TINDINGER)
4. HALS: START LIDT UDE I DEN ENE SIDE, OG UDGÅ DET MIDTERSTE AF NAKKEN. FØR APPARATET TILBAGE MOD NAKKEN.

NÅR DU BRUGER APPARATET PÅ KROPPEN, ANBEFALER VI DISSE BEVÆGELSER:

1. UNDERARME: FRA HÅNDLED TIL ALBUE.
2. OVERARME: FRA ALBUE TIL SKULDER.
3. RYG: FRA ØVRE KAPPemuskel UD MOD SKULDERSPIDSEN.
4. SKULDRE: FRA KRAVEBENET OP OG OVER SKULDEREN.
5. MAVEN: FRA UNDERLIVET OP MOD RIBBENENE (VENSTRE OG HØJRE SIDE).
6. OVERKROP: FRA HOFTERNE OP TIL TALJEN, DEREFTER FRA TALJEN OP TIL UNDER BRYSTET/RIBBENENE.
7. SIDER: FRA YDERSIDEN AF HOFTEN OP MOD ARMHULEN.
8. BEN: FRA ANKLEN OP TIL KNÆET, DEREFTER FRA KNÆET OP TIL LÅRET OG MOD HOFTEN/BALLEN.
9. BALLER: FRA DET NEDERSTE AF BALLE TIL DET ØVERSTE AF BALLE.

RENGØRING:

1. BRUG EN DESINFEKTIONSSERVIET TIL AT AFTØRRE APPARATET OG FJERNE EVENTUELT SERUM. VI ANBEFALER AT RENGØRE DET EFTER HVER BRUG.

OPLADNING:

1. INDSÆT USB-C-KABLET (MEDFØLGER) I STIKKET I BUNDEN AF APPARATET.
2. TILSLUT TIL EN USB-EGNET STRØMKILDE.
3. DE HVIDE LED'ER PÅ FORSIDEN AF APPARATET BLINKER UNDER OPLADNING.
4. NÅR OPLADNINGEN ER FÆRDIG, LYSER EN GRØN LED, OG DE HVIDE LED'ER HOLDER OP MED AT BLINKE.

SIKKERHEDSHENSYN:

- Enhver anden brug af et hudplejeapparat med mikrostrøm end den, der er beskrevet i denne vejledning, gør garantien ugyldig og kan resultere i alvorlig personskade.
- STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** er en elektrisk enhed. For at undgå elektrisk stød skal følgende sikkerhedshensyn overholdes:
- Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller nedsænkes i vand.
 - Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
 - Berør ikke enheden eller knapperne med våde hænder.
 - Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, efterladt udenfor eller har været i kontakt med vand eller væsker.
 - Modifier ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der findes ingen dele, der kan serviceres af kunden.
 - Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er på eller kan overstige 54 °C (130 °F).

ADVARSEL:

FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET.
2. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I DIN HUD UNDER BRUG ELLER EFTER BRUG, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE.
3. FOR AT BESKYTTE MOD ELEKTRISKE FARER MÅ DU IKKE BRUGE DEN, MENS DU BADER ELLER ER I BRUSEBADET.
4. MÅ IKKE BRUGES, HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIGT ELLER ER FALDET NED ELLER ER BLEVET BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE. RETURNER APPARATET TIL NÆRMESTE SERVICEFACILITET TIL UNDERSØGELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. DER MÅ IKKE FORETAGES REPARATIONER AF BRUGEREN.
5. BRUG APPARATET KUN TIL DET FORMÅL, DER ER BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN FORÅRSAGE FARER.
6. PLACER IKKE NOGET DEL AF PRODUKTET I NÆRHEDEN AF VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFURER OSV. – LÆG IKKE PÅ EN BLØD OVERFLADE SOM EN SENG, DA ENHEDEN KAN OVEROPHEDES.
7. HOLD ENHEDEN VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER.
8. DEL IKKE DETTE PRODUKT MED ANDRE.
9. BRUG IKKE PRODUKTET UNDER OPLADNING.
10. PLACÉR ELLER OPBEVAR IKKE APPARATET, HVOR DET KAN FALDE ELLER BLIVE TRUKKET NED I ET BADEKAR ELLER EN VASK. HVIS DET FALDER I VAND, SKAL DU ØJEBLIKKELT TRÆKKE STIKKET UD – RÆK IKKE HÅNDEN NED I VANDET.
11. MÅ IKKE BRUGES DIREKTE OVER ELLER I NÆRHEDEN AF METALIMPLANTATER, TANDFYLDNINGER, TANDBØJLER ELLER ANDRE METALLISKE TANDBEHANDLINGER, DA DETTE KAN FORÅRSAGE UBEHAG, SMERTER ELLER EN METALLISK SMAG

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHULDER ET LITIUMIONBATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING, MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60 °C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTTES. HVIS LITIUMIONBATTERIET BØJES KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF

INDTAGELSE AF EN CELLE, SØGES ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP. GENOPLAD ALDRIG IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGET GENOPLADELIGT BATTERI, SOM BRUGEREN IKKE KAN UDSKIFTE. FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPLADELIGE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER DENS KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARER. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT BATTERI.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET.

VEDLIGEHOLDELSE:

DIN **STYLPRO™** DUAL MICROCURRENT KRÆVER NÆSTEN INGEN VEDLIGEHOLDELSE. FOR AT RENGØRE SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG TØRRE DET UDVENDIGE AF MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE **STYLPRO™**-KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI:

VORES VARER LEVERES MED GARANTIE, DER IKKE KAN UDELUKKE I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TOÅRIG GARANTI FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENE REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VARENE IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDØRER EN VÆSENTLIG FEJL. **STYLPRO™** VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE **STYLPRO™**-KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORETAGE EN GARANTIKLAGE SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VARER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE TÆPPE:

WEEE-symbolet på **STYLIDEAS**, det originale tilbehør eller emballagen angiver, at dette udstyr ikke må behandles som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat! Bortskaf **STYLIDEAS**-tæppet og dets originale tilbehør via et indsamlingssted for genbrug af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr, hvis du bor i EU eller i andre europæiske lande, der har separate indsamlingssystemer for elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe **STYLIDEAS**-tæppet og dets originale tilbehør på korrekt vis bidrager du til at undgå mulige farer for miljøet og folkesundheden, som ellers kunne opstå ved forkert håndtering af udtjent udstyr. Genanvendelse af materialer bidrager til bevarelsen af naturressourcerne. Bortskaf derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr sammen med det usorterede kommunale affald.

Bortskaffelse af emballageaffald:

Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes via dine lokale genbrugsfaciliteter. Ved at bortskaffe emballagen på korrekt vis bidrager du til at undgå mulige farer for miljøet og folkesundheden. Symbolet på kartonemballagen angiver, at emballagen er fremstillet af PAP.



Bortskaffelse af batterier:

STYLIDEAS-produktet indeholder et batteri. Batterierne må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af vores affaldsbestemmelser. Derfor skal du bortskaffe det genopladelige **STYLIDEAS**-produkt (den del, der indeholder batteriet) på et lokalt indsamlingssted eller til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Forsøg ikke at åbne **STYLIDEAS**-produktet og fjern batteriet selv!

CE-MÆRKNING: UK/EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: **STYLIDEAS LTD** ERKLÆRER, AT **STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT** OVERHOLDER DE ESSENTIELLE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED ANMODNING. **STYLIDEAS LTD**, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. **OBELIS S.A**, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(SE) ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELRÅD

FÖR DIN SÄKERHET OCH FÖRTSÄTTA ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Denna produkt är avsedd endast för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Detta är inte en medicinsk produkt eller medicinteknisk utrustning.


SPECIFIKATIONER:

Namn: **STYLPRO™** Dual Microcurrent Face & Body Toning Device
Modell: MCB01A
Mått: 60 x 25 x 57 mm
Material: Abs Plastic, Silikon
Nominell spänning: 3.7V
Batteriets nominella kapacitet: 500mAh
Batteriets energikapacitet: 1.85Wh
Laddningsspänning: 5V
Ingångseffekt: USB-uttag, 5V, 1A
Laddningstid: 3 timmar
Användningsområden: 30 användningsområden

MEDFÖLJER:

1x **STYLPRO™** Dual Microcurrent Device
1 x USB-C-kabel
1 x Skyddsväska

3.7 V  500mAh, 1.85Wh



TESTA DIG SJÄLV INNAN ANVÄNDNING PÅ ANSIKTET:

1. TRYCK PÅ KNAPPEN PÅ/AV/INSTÄLLNINGAR.
2. PLACERA ENHETEN PÅ DIN ARM OCH UTFÖR EN 3 MINUTERS SERIE.
3. STÅNG AV ENHETEN EFTER 3 MINUTER. KONTROLLERA OMRÅDET VISUELLT. OMRÅDET KAN INLEDNINGSVIS BLI RÖTT PÅ GRUND AV HUDENS UPPVÄRMNING, MEN OM RODNADEN VARAR I MER ÄN TRE TIMMAR KAN DET BERO PÅ ATT DIN HUD ÄR KÄNSLIG MOT MIKROSTRÖM. KONTAKTA LÄKARE INNAN DU BESTÄMMER HUR DU SKA ANVÄNDA DENNA ENHET PÅ DIN HUD.

SÄKERHETSANVISNINGAR:

1. DENNA FILT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUSBRUK HEMMA.
2. RÅDFRÅGA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING.
OM DU HAR NÅGOT AV FÖLJANDE REKOMMENDERAS INTE ANVÄNDNING AV UTAN DIN LÄKARES GODKÄNNANDE: METALLIMPLANTAT, NYLIGEN UTFÖRD KIRURGI, MEDICINSKT IMPLANTAT T.EX. PACEMAKER, ÄR GRAVID ELLER AMMAR, ILLAMÅENDE, HUVUDVÄRK, FEBER, HUDÅKOMMA, BRÄNNSKADOR ELLER RODNAD, BENBROTT, CANCER ELLER ANDRA MALIGNA TILLSTÄND, OSTEOPOROS OCH PSYKISK SJUKDOM.
3. ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV VUXNA. ANVÄND INTE FILTEN TILLSAMMANS MED SPÅDBARN, BARN, HUSDJUR, PERSONER SOM ÄR HANDIKAPPADE ELLER ORÖRLIGA ELLER PERSONER MED NEDSATT FYSISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA UTAN TILLSYN. DETTA ÄR INTE EN LEKSAK.
4. SLUTA OMEDELBART ANVÄNDA STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT OM DEN FUNGERAR FEL ELLER ÄR SKADAD PÅ NÅGOT SÄTT. KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST (SE AVSNITTET BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI FÖR KONTAKTUPPGIFTER).
5. ANVÄND INTE PÅ KÄNSLIG, IRRITERAD ELLER SKADAD HUD. ANVÄND INTE PÅ SVULLEN ELLER SOLBRÄND HUD, ELLER OM DU HAR ANDRA HUDPROBLEM. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA.
6. ANVÄND INTE PÅ OMRÅDET RUNT BRÖSTET, ÖGONEN, SKÖLDKÖRTELN MITT PÅ HALSEN ELLER KÖNDELARNA/LJUMSKARNA.
7. UNDVIK SKÖLDKÖRTELOMRÅDET: MITTEN OCH NEDRE DELEN AV HALSEN DÄR SKÖLDKÖRTELN BEFINNER SIG. ÖVERSTIMULERING AV SKÖLDKÖRTELN KAN STÖRA HORMONFUNKTIONERNA.
8. TESTA DIN KÄNSLIGHET FÖR MIKROSTRÖM PÅ ARMEN INNAN DU ANVÄNDER DEN DUBBLA MIKROSTRÖMMEN.
9. VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN RUNT TÄNDERNA, ÖGONEN, HALSEN OCH TINNINGARNA. DESSA OMRÅDEN HAR KÄNSLIGA NERVER. SLUTA ANVÄNDA APPARATEN I DESSA OMRÅDEN OM DU KÄNNER SMÄRTA, KONSTIGA KÄNSLOR ELLER FÅR BLIXTSYN.

ANVÄNDNING:

1. SE TILL ATT DITT ANSIKTE ÄR RENT OCH FRITT FRÅN SMINK.
2. PÅFÖR DITT FAVORIT-SERUM PÅ ANSIKTET ELLER KROPPEN. DETTA ÄR VIKTIGT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MIKROSTRÖMMARNA FÅR KONTAKT MED DIN HUD. FÖR BÄSTA RESULTAT SKA DU ANVÄNDA ETT SERUM MED NEUTRALT PH-VÄRDE OCH SOM FÖRBLIR FUKTIGT.
3. TRYCK LÄNGE PÅ PÅ/AV/LÄGE-KNAPPEN FÖR ATT SLÅ PÅ ENHETEN, DEN STARTAR I ANSIKTSLÄGE.
 4. FÖR ATT VÄXLA TILL KROPPSLÄGE, TRYCK LÄNGE PÅ PÅ/AV/LÄGE. EN INDIKATORLAMPÄ SKA VÄXLA MELLAN ANSIKTS- OCH KROPPSIKONEN.
 8. FÖR ATT ÄNDRA INTENSITETEN PÅ MIKROSTRÖMMARNA TRYCKER DU KORT PÅ PÅ/AV/LÄGE. EN INDIKATOR VISAR EN, TVÅ ELLER TRE PRICKAR SOM ÄNGER INTENSITETSNIVÅERNA.
 4. TRYCK BÅDA METALLKULORNA LÄTT MOT HUDEN. KULORNAS MITT GER EN FREKVENSPÅ 8 HZ MEDAN KULORNAS UTSIDA GER 40 HZ.
 5. GLID FÖRSIKTIGT MED ENHETEN ÖVER HUDEN I MELLAN 20 SEKUNDER OCH TRE MINUTER PER OMRÅDE. MIKROSTRÖMMARNA SKA GE EN LÄTT KITTLANDE KÄNSLA OCH FÅ MUSKLERNA ATT RYCKA TILL, MEN OM DU UPPLEVER SMÄRTA BÖR DU SÄNKA INTENSITETEN. FÖR HÖG EFFEKT KAN GE SÄMRE RESULTAT.
 4. ANVÄND RUNT KÄKLINJEN, KINDBENEN OCH PANNAN. VAR FÖRSIKTIG RUNT KÄNSLIGA OMRÅDEN SOM

1. TÄNDER, ÖGONEN OCH TINNINGARNA.
8. ANVÄND PÅ ARMAR, BEN OCH ÖVERKROPP. UNDVIK ATT ANVÄNDA ENHETEN NÄRA HJÄRTAT.
6. HÅLL IN KNAPPEN FÖR ATT STÅNGA AV ENHETEN. TORKA AV MED EN FUKTAD TRASA.

ANSIKTSLÄGET INDIKERAS GENOM ATT ANSIKTSSYMBOLEN TÄNDS. DETTA LÄGE GER TVÅ SEPARATA MIKROSTRÖMMAR. INTENSITETEN HAR OPTIMERATS FÖR ANSIKTE OCH HALS. VÄLJ MELLAN TRE MIKROSTRÖMSINTENSITETER.

KROPPSLÄGET INDIKERAS GENOM ATT KROPPSSYMBOLEN TÄNDS. DETTA LÄGE GER OCKSÅ TVÅ SEPARATA MIKROSTRÖMMAR. INTENSITETEN HAR OPTIMERATS FÖR KROPPEN. VÄLJ MELLAN TRE MIKROSTRÖMSINTENSITETER.

ENHETSÖRELSER:

- NÄR DU ANVÄNDER ENHETEN I ANSIKTET REKOMMENDERAR VI FÖLJANDE RÖRELSER:
1. KÄKLINJEN: FRÅN HAKAN TILL YTTRE KINDEN. (VAR FÖRSIKTIG RUNT DE KÄNSLIGA ÖVRE MUNGIPORNA)
 2. KRÄKSPARKAR: FRÅN KINDBENEN TILL TINNINGARNA.
 3. PANNAN: FRÅN ÖGONBRYNEN TILL HÄRFÄSTET. (VAR FÖRSIKTIG RUNT TINNINGARNA)
 4. HALSEN: FRÅN NÅGOT UTANFÖR MITTEN FÖR ATT UNDVIKA HALSENS CENTRUM. GLID MED ENHETEN MOT NACKEN.

NÄR DU ANVÄNDER ENHETEN PÅ KROPPEN REKOMMENDERAR VI FÖLJANDE RÖRELSER:

1. UNDERARMAR: FRÅN HANDLED TILL ARMBÄGE.
2. ÖVERARMAR: FRÅN ARMBÄGE TILL AXEL.
3. RYGG: FRÅN ÖVRE TRAPEZIUS UT MOT AXELPARTIET.
4. AXLAR: FRÅN NYCKELBENET UPPÅT OCH ÖVER AXELN.
5. MAGE: FRÅN NEDRE DELEN AV BUKEN UPPÅT MOT REVbenen (VÄNSTER OCH HÖGER SIDA).
6. ÖVERKROPP: FRÅN HÖFTERNA UPP TILL MIDJAN, SEDAN FRÅN MIDJAN UPP TILL UNDER Bysten/REVBENSLINJEN.
7. SIDORNA: FRÅN YTTRE HÖFTEN UPP MOT ARMHÅLAN.
8. BENEN: FRÅN FOTLEDEN UPP TILL KNÄET, SEDAN FRÅN KNÄET UPP TILL LÅRET OCH MOT HÖFTEN/SÄTESMUSKELN.
9. SÄTESMUSKLERNA: FRÅN SÄTESMUSKELNS BAS TILL DESS TOPP.

RENGÖRING:

1. ANVÄND EN DESINFEKTIONSSERVETT FÖR ATT TORKA AV ENHETEN OCH AVLÄGSNA SERUM. VI REKOMMENDERAR ATT DU RENGÖR ENHETEN EFTER VARJE ANVÄNDNING

LADDNING:

1. SÄTT I USB-C-KABELN (MEDFÖLJER) I PORTEN PÅ ENHETENS UNDERSIDA.
2. ANSLUT TILL EN USB-KOMPATIBEL STRÖMKÄLLA.
3. DE VITA LED-LAMPORNA PÅ ENHETENS FRAMSIDA BLINKAR UNDER LADDNING.
4. NÄR ENHETEN ÄR FULLADDAD LYSER EN GRÖN LED-LAMPÄ OCH DE VITA LED-LAMPORNA SLUTAR BLINKA.

SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Om en hudvårdsenhet med mikroström används på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning upphör garantin att gälla och det kan leda till allvarliga skador.

STYLPRO™ DUAL MICROCURRENT är en elektrisk apparat. Följ följande säkerhetsåtgärder för att undvika elstöt.

- Enheten får inte komma i kontakt med vatten eller sänkas ner i vatten.
- Tvätta inte elektriska delar med vatten eller vätskor.

- Rör inte direkt vid enheten eller strömbrytarna med våta händer.
- Använd inte enheten om den har tappats, lämnats utomhus eller har kommit i kontakt med vatten eller vätskor.
- Modifiera inte och försök inte att modifiera eller reparera denna utrustning. Den har inga reparerbara delar.
- Använd inte och förvara inte din enhet i höga temperaturer som är eller kan överstiga 54 °C (130 °F).

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.
2. FÖR ATT SKYDDA MOT ELEKTRISKA FAROR, ANVÄND INTE MEDAN DU BADAR ELLER I DUSCHEN.
3. NÄRA TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG VID ANVÄNDNING AV ELLER I NÄRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ÄR SVAGA ELLER HAR FUNKTIONSHINDER PÅ GRUND AV SJKDOM ELLER SKADA.
4. RETURNERA APPARATEN TILL NÄRMASTE SERVICEANLÄGGNING FÖR UNDERSÖKNING, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. KONSUMENTEN BÖR INTE FÖRSÖKA UTFÖRA REPARATIONER.
5. ANVÄND APPARATEN ENDAST FÖR DEN AVSEDDA ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNA MANUAL. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMENDERAS AV STYLPRO™ KAN UTGÖRA EN RISK.
6. PLACERA INTE NÅGON DEL AV PRODUKTEN NÄRA VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, SPISAR OSV. OCH ANVÄND DEN INTE PÅ EN MJUK YTA SOM EN SÅNG DÅ ENHETEN KAN ÖVERHETTAS.
7. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN FRÅTANDE VÄTSKOR.
8. DELA INTE DEN HÅR PRODUKTEN MED NÅGON ANNAN.
9. ANVÄND INTE UNDER LADDNING.
10. ENHETEN FÅR INTE PLACERAS ELLER FÖRVARAS SÅ ATT DEN KAN FALLA ELLER DRAS NER I BADKAR ELLER HANDFAT. OM DEN HAMNAR I VATTEN SKA DU OMEDELBART DRA UR KONTAKTEN - FÖR INTE NER HANDEN I VATTNET.
11. ENHETEN SKA INTE ANVÄNDAS DIREKT ÖVER ELLER I NÄRHETEN AV METALLIMPLANTAT, TANDFYLLNINGAR, TANDSTÄLLNINGAR ELLER ANDRA METALLISKA TANDPROTESER EFTERSOM DET KAN ORSAKA OBEHAG, SMÄRTA ELLER EN METALLISK SMAK.

BATTERIER: PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT LITIJONBATTERI. RISK FÖR BRAND OCH BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, FÅR INTE ÖPPNAS, KROSSAS, UPPVÄRMS ÖVER 60 °C ELLER FÖRBRÄNNAS. KORTSLUT INTE. SLUTA ANVÄNDA OM LITIJONBATTERIET SVÄLLER KRAFTIGT. HÅLL SMÅ CELLER SOM KAN SVÄLJAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, SVÄLJNING KAN LEDA TILL BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, GENOMTRÄNGNING AV MJUKVÄVNAD OCH DÖDSFALL. ALLVARLIGA BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR KAN INTRÄFFA INOM 2 TIMMAR EFTER SVÄLJNING. VID SVÄLJNING AV EN CELL, UPSÖKS OMEDELBART LÄKARVÅRD. LADDA ALDRIG UPP EJT LADDNINGSBARA BATTERIER. DENNA PRODUKT HAR ETT INBYGGT LADDNINGSBART BATTERI SOM INTE KAN ERSÄTTAS AV ANVÄNDAREN. BORTTAGNING ELLER ERSÄTTNING AV DET LADDNINGSBARA BATTERIET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TILLVERKAREN ELLER DESS KUNDTJÄNST, ELLER AV EN LIKANDE BEHÖRIG PERSON FÖR ATT UNDVIKA SKADOR. VID KASSERING AV PRODUKTEN BÖR DET PÅPEKAS ATT DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT LADDNINGSBART BATTERI.

FÖRVARING:

SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING. SE TILL ATT ENHETEN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ALLA STRÖMKÄLLOR. PLACERA DEN PÅ EN SVAL, TORR PLATS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, DÅR DEN INTE KOMMER ATT SKADAS.

UNDERHÅLL:

DIN **STYLPRO™** DUAL MICROCURRENT™ ÄR PRAKTISKT TAGET UNDERHÅLLNINGSFRI. FÖR ATT RENGÖRA, STÅNG AV ENHETEN OCH TORKA AV UTSIDAN MED EN FUKTIG TRAS. OM NÅGOT ONORMALT TILLSTÅND INTRÄFFAR, STÅNG AV OCH KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI:

- VÅRA VAROR KOMMER MED GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT EUROPEISK KONSUMENTLAG. EU-DIREKTIV 1999/44/EG: DETTA DIREKTIV FÖRESKRIVER ATT EN TVÅÅRIG GARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA
- KONSUMENTVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL EN ERSÄTTNINGSPRODUKT ELLER ÅTERBETALNING VID
- VÄSENTLIGA FEL, DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT LÅTA VARORNA REPARERAS ELLER ERSÄTTAS OM DE INTE UPPFYLLER
- GODTAGBAR KVALITET OCH FELET INTE UTGÖR ETT VÄSENTLIGT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER
- ERSÄTTA (EFTER EGET VAL) DIN ENHET GRATIS I TJUGOFYRA MÅNADER FRÅN KÖPSTILLFÄLLET OM ENHETEN ÄR
- FELAKTIG I UTFÖRANDE ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN YTTRELLIGARE FÖRMÅN OCH PÅVERKAR INTE DINA
- LAGSTIFTADE RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ
- TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT STÄLLA ANSPRÅK PÅ GARANTIN MÅSTE DU BEVARA DITT
- KÖPBEVIS.

- **VIKTIGT:** DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM OLYCKOR, FELAKTIG ANVÄNDNING,
- ÄNDRINGAR, MISSBRUK, BRIST PÅ RIMLIGT UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING SOM INTE BESKRIVS I DESSA
- INSTRUKTIONER, ELLER UTFÖRANDE AV SERVICE ELLER REPARATIONER AV ETT ICKE AUKTORISERAT SERVICECENTER.
- DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR VAROR SOM SÄLJS AV BEHÖRIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. OBSERVERA ATT
- PRODUKTEN MÅSTE VARA FULLSTÄNDIGT RENGJORD INNAN DEN SKICKAS TILLBAKA.

KORREKT AVFALLSHANTERING:

- WEEE-symbolen på STYLIDEAS, originaltillbehören eller förpackningen anger att denna enhet inte får
- behandlas som osorterat kommunalt avfall utan måste samlas in separat! Kassera STYLIDEAS-produkten
- och dess originaltillbehör via en återvinningscentral för avfall som består av elektriska eller elektroniska
- produkter om du bor i EU eller annat europeiskt land med separata insamlingssystem för avfall. Genom att
- kassera STYLIDEAS-produkten och dess originaltillbehör på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för
- miljön och folkhälsan som annars skulle kunna orsakas av felaktig hantering av avfallet. Återvinning av material
- bidrar till att bevara naturresurserna. Släng därför inte din gamla elektriska och elektroniska utrustning i det
- osorterade kommunala avfallet.



Bortskaffande av förpackningsavfall:

- Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan återvinnas genom lokala återvinningsanläggningar.
- Genom att kassera förpackningen på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för miljön och folkhälsan.
- Symbolen på kartongförpackningen anger att förpackningen är tillverkad av PAP.

Avfallshantering av batterier:

- STYLIDEAS-produkten innehåller ett batteri. Batterier får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. De kan innehålla
- giftiga tungmetaller och omfattas av våra avfallsbestämmelser. Av denna anledning ska du kassera den
- uppladdningsbara STYLIDEAS-produkten (den del som innehåller batteriet) på en lokal insamlingsplats eller
- återvinning av elektrisk och elektroniskt avfall. Försök inte öppna STYLIDEAS-produkten för att ta bort batteriet
- själv!.

- **CE-MÄRKNING: UK/EU – FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE:** STYLIDEAS LTD FÖRKLARAR ATT STYLPRO™
- DUAL MICROCURRENT UPPFYLLER DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN
- Kopia av FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE ÄR TILLGÄNGLIG VID BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD
- HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53,
- B-1030 BRYSSEL, BELGIEN.