



SCAN ME

©2026 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved. STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. www.stylideas.com/ip.

Distributed by STYLIDEAS Ltd,

UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559
teamtom@stylideas.com.

EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium



For indoor use only



Li-ion



RoHS COMPLIANT



PAP

Made in China.

RS01A 56

STYLPRO™

SPEC-TACULAR

EMS & Red LED Under Eye Glasses

Lunettes pour zone sous les yeux à EMS et LED rouge ■ Gafas de luz LED roja y EMS para la zona inferior del ojo ■ EMS- & Rotlicht-LED-Brille unter den Augen ■ Bril met EMS en rood licht ■ Okulary pod oczy z EMS i czerwonymi diodami LED ■ Occhiali con EMS & LED a luce rossa per la cura della pelle sotto gli occhi ■ EMS- og LED-briller for rødlysterapi ■ Óculos para a zona debaixo dos olhos com EMS e LED vermelho ■ EMS- og LED-rødlysbriller ■ EMS- ja LED-punavalolasis ■ Glasögon med EMS och röd LED för området under ögat

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. This is not a medical product or a medical device.

SPECIFICATIONS

Name: STYLPRO™ Spec-Tacular EMS & Red LED Under Eye Glasses

Model: RS01A

Device Size: Folded Size 140mm x 55mm x 53mm.

Materials: ABS, Rubber & Silicone

Nominal Voltage: 3.7V

Rated capacity of the battery: 90mAh

Energy Capacity of the battery: 0.33Wh

Charge Voltage: 4.2V


Input power supply: USB socket, 5V, 1A

Charging Time: 1.5 hours

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

PARTS IDENTIFICATION:

1. Red Light Spectacles
2. On/Off Button
3. Intensity Button
4. USB Charging Point
5. Red Light Pads



SAFETY GUIDELINES:

1. Please do not use if you have eye inflammation or conjunctivitis.
2. Only for use on the eye area.
3. We do not advise using this device if you are epileptic, photophobic, or light sensitive, if you are pregnant or have had skin cancer in the last 12 months, have undergone facial plastic surgery, have a metal implant, are pregnant, or if you are currently on your menstrual cycle.
4. Do not use this product when wearing contact lenses.
5. **DO NOT USE THE PRODUCT WITHOUT EYE CREAM OR SERUM.**

6. For adult use only. Not intended for use by children. This is not a toy.
7. Please wipe off any excess skin care products which may accumulate, to clean, wipe gently with a damp cloth or cleaning cloth provided.
8. Avoid storing the STYLPRO™ Spec-tacular Glasses in hot, humid, or damp areas.
9. If the STYLPRO™ Spec-tacular Glasses malfunctions or is damaged in any way, stop using it immediately. Contact STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (See section LIMITED TWO-YEAR WARRANTY for contact details).
10. Use LED lights with care. Extended use and prolonged exposure of LED lights into the eyes may cause damage. LEDs are not replaceable.
11. Do not use on sensitive, irritated or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions.
12. Do Not look directly into the LED lights.

CHARGING:

1. Insert the USB cable (provided) into the port at the bottom of the glasses. Attach to a USB friendly power source. While charging, the indicator lights will flash red. When the device is fully charged the indicator lights will turn green.

HOW TO USE:

Removal of any make-up is advisable before use.

1. Remove your makeup with an oil-free makeup remover or cleanser.
2. Apply your favourite serum to your under eye area. EMS is less effective on dry skin. Do not use the device without serum or if the serum has dried out on the skin.
3. Long press the On/Off button to turn on the device. You will see 1 red LED light turn on at the bottom of the device.
4. Short press the On/Off button to switch between EMS frequencies. There are 2 frequency settings, continuous and pulse.
5. To adjust the EMS intensity, short press the intensity button. There are 3 intensity settings. **ALWAYS START ON INTENSITY SETTING 1.**
6. Place the device on to your under eye area and relax. (If you do not feel any sensation at all, apply more serum to the skin and or press the device to the skin.)
7. Long press the On/Off button to turn off the device. Wipe the device clean with a slightly damp cloth.

THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER A 10 MINUTE PERIOD.

IT IS NORMAL TO FEEL LIGHT ELECTRIC SHOCK SENSATION WHEN USING THE DEVICE. THE MORE MOIST THE SKIN, THE STRONGER THE FEELING. YOU SHOULD NOT FEEL DISCOMFORT OR PAIN. IF YOU DO THEN LOWER THE SETTING OR ADJUST THE GLASSES TO A MORE COMFORTABLE POSITION.

SAFETY INFORMATION :

Red Light products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Our products are low-risk, general wellness / fitness products that do not require medical clearance. They are designed as "General Wellness" home use products only.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of a Red Light therapy device in any way other than those described in this manual voids the warranty and could result in serious injury.

STYLPRO™ Spec-tacular Glasses are electrical devices. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.
- Do not directly touch the device or switches with wet hands.

- Do not pull, carry, or lift the device by its charging cord.
- If the charging cord is damaged, do not use the device.
- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not use on or near heated surfaces.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS. KEEP AWAY FROM WATER. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHTS. USE INDOORS ONLY. FOR DOMESTIC HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE BACK OF THE DEVICE. IF REQUIRED, CONSULT A PROFESSIONAL. KEEP AWAY FROM SOURCES OF DIRECT HEAT AND SUNLIGHT. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE
2. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY; CHILDREN, PREGNANT WOMEN, PATIENTS WITH EPILEPSY, TUMORS AND CANCER PATIENTS, PATIENTS WITH CARDIAC PACEMAKERS OR SIMILAR.
3. REMOVE , GLASSES, FALSE EYELASHES AND CONTACT LENSES BEFORE USE.
4. IF YOU FEEL ABNORMALITIES IN YOUR SKIN DURING USE OR AFTER USE, PLEASE CONSULT YOUR MEDICAL SPECIALIST.
5. TO PROTECT AGAINST ELECTRICAL HAZARDS, DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
6. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED BY OR NEAR CHILDREN OR PERSONS MADE WEAK OR DISABLED BY ILLNESS OR INJURY.
7. DO NOT USE ON SENSITIVE OR BROKEN SKIN. DO NOT USE ON SWOLLEN OR SUNBURNT SKIN OR IF YOU HAVE ANY OTHER SKIN CONDITIONS.
8. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IF THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED IN ANY MANNER. RETURN APPLIANCE TO NEAREST SERVICE FACILITY FOR EXAMINATION, ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT, OR REPAIR. NO REPAIRS SHOULD BE ATTEMPTED BY THE CONSUMER.
9. DO NOT DIRECTLY TOUCH THE EYEBALL.
10. USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.
11. DO NOT USE OUTDOORS OR OPERATE WHERE AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS ARE BEING USED, OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
12. DO NOT PLACE ANY PART OF THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, COOKERS, ETC DO NOT LAY ON A SOFT SURFACE SUCH AS A BED AS DEVICE MAY OVERHEAT.
13. KEEP THE DEVICE AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS
14. ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE.
15. DO NOT USE APPLIANCE IN THE BATHROOM OR NEAR WATER.
16. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK.
17. DO NOT PLACE IN OR DROP INTO WATER OR OTHER LIQUIDS.

18. IF THE APPLIANCE FALLS INTO WATER, DO NOT REACH INTO THE WATER.
19. CHOKING HAZARD DUE TO SMALL PARTS. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
20. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.
21. PLEASE DO NOT USE DURING CHARGING.

BATTERIES: THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY. NEVER RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES. THIS PRODUCT HAS A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY WHICH CANNOT BE REPLACED BY THE USER. THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF THE RECHARGEABLE BATTERY MAY ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER OR HIS CUSTOMER SERVICE OR BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS. WHEN DISPOSING OF THE PRODUCT, IT SHOULD BE NOTED THAT THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE BATTERY.

STORAGE

ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE GLASSES ARE UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE GLASSES WILL NOT BE DAMAGED.

MAINTENANCE

PLEASE WIPE OFF ANY EXCESS SKIN CARE PRODUCTS WHICH MAY ACCUMULATE.

YOUR STYLPRO™ SPEC-TACULAR GLASSES ARE VIRTUALLY MAINTENANCE FREE. TO CLEAN TURN THE APPLIANCE OFF AND WIPE EXTERIOR WITH A DAMP CLOTH OR CLEANING CLOTH PROVIDED. IF ANY ABNORMAL CONDITION OCCURS, TURN OFF & CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICES ON +44 (0) 20 3225 5559.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)
DIREKTIV I EUROPEISKA LÄNDER FASTSTÄLLER KORREKT
ÅTERVINNINGSFÖRFARANDE. KASTA DEN INTE I VANLIGT
HUSHÅLLSAVFALL.

UKCA & CE-MÄRKNING: UK/EU –

KONFORMITETSFÖRKLARING: STYLIDEAS LTD FÖRKLARAR ATT STYLPRO™ SPECTACULAR UPPFyller DE VESSENTIALA KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN Kopia AV KONFORMITETSFÖRKLARINGEN ÄR TILLGÄNGLIG VID BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBEUS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

LITHIUM-ION-BATTERI. RISK FÖR BRAND OCH BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, ÖPPNA INTE, KROSSA, UPPVÄRMA ÖVER 60°C ELLER FÖRBRÄNNA. KORTSLUT INTE. OM LITHIUM-ION-BATTERIET BULGAR KRAFTIGT, SLUTA ANVÄNDA. HÅLL SMÅ CELLER SOM ANSES KUNNA SVÄLJAS UTKOPPLADE FRÅN BARNENS RÄCKHÅLL. SVÄLNING KAN LEDA TILL BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, GENOMTRÄNGNING AV MJUKVÄNVADER OCH DÖDSFALL. ALLVARLIGA BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR KAN INTRÄFFA INOM 2 TIMMAR EFTER SVÄLNING. VID SVÄLNING AV EN CELL, SÖK MEDICINSK HJÄLP OMEDELBAR. LADDA ALDRIG UPP ICKE-UPPLADDBARA BATTERIER. DENNA PRODUKT HAR ETT INBYGGT UPPLADDBART BATTERI SOM INTE KAN ERSÄTTAS AV ANVÄNDAREN. BORTTAGANDET ELLER ERSÄTTNINGEN AV DET UPPLADDBARA BATTERIET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TILLVERKAREN ELLER DESS KUNDTJÄNST ELLER AV EN LIKANDE KVALIFICERAD PERSON FÖR ATT UNDVIKA FAROR. VID AVHÄMTNING AV PRODUKTEN SKA DET NOTERAS ATT DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT UPPLADDBART BATTERI.

FÖRVARING

SE TILL ATT ENHETEN ÄR 'AV' INNAN FÖRVARING. SE TILL ATT ENHETEN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ALLA STRÖMFÖRSÖRJNINGAR. PLACERA DEN PÅ EN SVAL, TORR PLATS UTANFÖR BARNENS RÄCKHÅLL, DÄR DEN INTE KOMMER ATT SKADAS.

UNDERHÅLL

TORKA AV ÖVERFLÖDIGA HUDVÅRDSPRODUKTER SOM KAN HA SAMLAT. DINA STYLPRO™ SPEC-TACULAR GLASÖGON KRAVUNDERHÅLLNING. FÖR ATT RENGÖRA STÅNG AV ENHETEN OCH TORKA AV UTSIDAN MED EN FUKTIG TRASA. OM NÅGOT ONORMALT TILLSTÅND INTRÄFFAR, STÅNG AV OCH KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI:

VÅRA VAROR MEDFÖLJER GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT EUROPEISK KONSUMTILAW. EU-DIREKTIV 1999/44/EG, DETTA DIREKTIV FÖRESKRIVER ATT EN TVÅÅRIG GARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA KONSUMTIVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL ETT ERSÄTTNINGS- ELLER ÅTERBETALNING VID STORA FEL, DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT LÅTA VARNORNA REPARERAS ELLER ERSÄTTAS OM DE INTE UPPFYLLER ACCEPTABEL KVALITET OCH FELET INTE UTGÖR ETT STORT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (ENLIGT VÅR VAL) DIN ENHET GRATIS I TIOGOFYRA MÅNADER FRÅN KÖPSTILLFÄLLET OM ENHETEN ÄR DEFECTIV I TILLVERKNING ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN YTERLIGARE FÖRMÅN OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTIFTADE RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT GÖRA EN GARANTIKRAV MÅSTE DU BEVARA DITT KÖPBEVIS.

VIKTIGT: DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÄR GENOM OLYCKOR, MISSBRUK, ÄNDRINGAR, MISSBRUK, BRIST PÅ ORDENTLIG VÅRD ELLER ANVÄNDNING SOM INTE BESKRIVS I DESSA INSTRUKTIONER, ELLER UTFÖRANDE AV SERVICE ELLER REPARATIONER AV EN OBEHÖRIG SERVICECENTRUM. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR VAROR SOM SÄLJS AV BEHÖRIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. OBSERVERA ATT PRODUKTEN MÅSTE VARA FULLSTÄNDIGT RENGJORD INNAN ÅTERVÄNDNING.

KORREKT AVHÄMTNING AV DENNA PRODUKT: NÄR PRODUKTEN HAR NÅTT SLUTET AV SIN ANVÄNDNING, KASTA DEN INTE I VANLIG HUSHÅLLSAVFALL. ÅTERVINNING ÄR DET SÄKRASASTE OCH MEST ANSVARIGA SÄTTET ATT KASSERA ELEKTRISKA FÖREMÅL SOM HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVSCYKEL. VÄNLIGEN KASSERA DEN ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER. AVFALL FRÅN

PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFECYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.

UKCA & CE MARKING: UK/EU – DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO™ SPEC-TACULAR GLASSES COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR VOTRE SÉCURITÉ ET PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées. Ce n'est pas un produit médical ou un dispositif médical.


SPÉCIFICATION:

Nom: Lunettes pour zone sous les yeux à EMS et LED rouge
Modèle: RS01A
Dimensions de l'appareil: (Format replié) 140mm x 55mm x 53mm
Matériaux: ABS, Caoutchouc et Silicone
Tension nominale: 3.7V
Capacité nominale de la batterie: 90mAh
Capacité énergétique de la batterie: 0.33Wh
Tension de charge: 4.2V
Alimentation électrique d'entrée: Prise USB 5V, 1A
Temps de charge: 1.5 heures

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFICATION DES PIÈCES :

1. Lunettes à lumière rouge 2. Bouton marche/arrêt 3. Bouton d'intensité 4. Port de chargement USB 5. Blocs de lumière rouge



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez ne pas l'utiliser si vous présentez une inflammation oculaire ou une conjonctivite.
2. À utiliser uniquement sur le contour des yeux.
3. Nous ne conseillons pas d'utiliser cet appareil si vous

êtes épileptique, photophobe, sensible à la lumière, si vous êtes enceinte ou si vous avez eu un cancer de la peau au cours des 12 derniers mois, si vous avez subi une chirurgie plastique du visage, si vous avez un implant métallique, ou si vous êtes actuellement en période de menstruation.

4. N'utilisez pas ce produit lorsque vous portez des lentilles de contact.

5. NE PAS UTILISER LE PRODUIT SANS CRÈME OU SÉRUM POUR LES YEUX.

6. À utiliser par un adulte uniquement. Ne convient pas aux enfants. Ce n'est pas un jouet.

7. Veuillez essayer tout excès de produit de soins de la peau qui pourrait s'accumuler. Pour nettoyer, essayez délicatement avec un chiffon humide ou la lingette de nettoyage fournie.

8. Évitez de stocker le STYLPRO™ Spec-tacular dans des zones chaudes, humides, ou humides.

9. Si le STYLPRO™ Spec-tacular fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Contactez le SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (Voir section GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS pour les coordonnées).

10. Utilisez les lumières LED avec soin. Une utilisation prolongée et une exposition prolongée des lumières LED aux yeux peuvent causer des dommages. Les LED ne sont pas remplaçables.

11. Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou brûlée par le soleil ou si vous avez d'autres conditions de peau.

12. Ne regardez pas directement dans les lumières LED.

CHARGEMENT:

1. Insérez le câble USB (fourni) dans le port situé sur le dessous des lunettes. Connectez-le à une source d'alimentation compatible USB. Pendant la charge, les voyants clignotent en rouge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, les voyants sont vert.

UTILISATION:

Il est conseillé de se démaquiller avant utilisation.

1. Enlevez votre maquillage avec un démaquillant ou un produit nettoyant sans huile.

2. Appliquez votre sérum préféré sur la zone sous les yeux. L'EMS est moins efficace sur une peau sèche. N'utilisez pas l'appareil sans sérum ou si le sérum a séché sur la peau.

3. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Un voyant rouge s'allumera au bas de l'appareil.

4. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour changer de fréquence EMS. Il y a deux réglages de fréquence : continue et à impulsions.

5. Pour régler l'intensité de l'EMS, appuyez brièvement sur le bouton d'intensité. Il y a 3 réglages d'intensité.

COMMENCEZ TOUJOURS PAR LE RÉGLAGE D'INTENSITÉ 1.

6. Placez l'appareil sur la zone sous les yeux et détendez-vous. (Si vous ne ressentez aucune sensation, appliquez plus de sérum sur la peau et/ou appuyez l'appareil contre la peau.)

7. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil. Essayez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

L'APPAREIL S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT AU BOUT DE 10 MINUTES.

IL EST NORMAL DE RESSENTIR UNE LÉGÈRE SENSATION DE CHOC ÉLECTRIQUE LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL. PLUS LA PEAU EST HUMIDE, PLUS LA SENSATION EST FORTE. VOUS NE DEVRIEZ PAS RESSENTIR D'INCONFORT OU DE DOULEUR. SI C'EST LA CAS, BAISSÉ LE RÉGLAGE OU AJUSTÉ LES LUNETTES DANS UNE POSITION PLUS CONFORTABLE.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER SKA ALLTID GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BEAKTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. HÅLL DEN BORTA FRÅN VATTEN. DENNA PRODUKT ÄR INTE EN LEKSAK. TITTA INTE DIREKT IN I LJUSEN. ANVÄND ENDAST INOMHUS. FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING ENDAST. FÖRSÖK INTE ÖPPNA BAKSIDAN AV ENHETEN. OM NÖDVÄNDIGT, KONTAKTA EN PROFESSIONELL. HÅLL DEN BORTA FRÅN VÄRMEKÄLLOR OCH DIREKT SOLSKEN. HÅLL DEN BORTA FRÅN BARN.

FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, STÅNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER FÖRVARAR.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:
1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.
2. DENNA PRODUKT BÖR INTE ANVÄNDAS AV BARN, GRAVIDA KVINNOR, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMÖRER ELLER CANCER, PATIENTER MED HJÄRTSTIMULATOR ELLER LIKNANDE.
3. TA BORT GLASÖGON, LÖSÖGONFRANSAR OCH KONTAKTLINSE INNAN ANVÄNDNING.
4. UPPSÖK LÄKARVÅRD OM DU UPPLEVER OREGELBUND- ENHETER I DIN HUD UNDER ELLER EFTER ANVÄNDNING.
5. FÖR ATT SKYDDA MOT ELEKTRISKA FAROR, ANVÄND INTE MEDAN DU BADAR ELLER I DUSCHEN.
6. NÄRA TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG VID ANVÄNDNING AV ELLER I NÄRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ÄR SVAGA ELLER HAR FUNKTIONSHINDER PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA.
7. ANVÄND INTE PÅ KÄNSLIG ELLER SKADAD HUD.
8. ANVÄND INTE PÅ SVULLEN ELLER SOLBRÄND HUD ELLER OM DU HAR NÅGRA ANDRA HUDPROBLEM.
9. ANVÄND INTE DENNA APPARAT OM APPARATEN HAR FUNKTIONSTÖRNINGAR ELLER HAR TAPPATS ELLER SKADATS PÅ NÅGOT SÄTT.
10. RETURNERA APPARATEN TILL NÄRMASTE SERVICE- ANLÄGGNING FÖR UNDERSÖKNING, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. KONSUMENT- EN BÖR INTE FÖRSÖKA UTFÖRA REPARATIONER.
11. RÖR INTE DIREKT I ÖGONGLOBEN.
12. ANVÄND APPARATEN ENDAST FÖR DEN AVSEDDA ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNA MANUAL.
13. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMEND- ERAS AV STYLPRO™ KAN UTGÖRA EN RISK.
14. ANVÄND INTE UTMOMHUS ELLER I NÄRHETEN AV SPRAYPRODUKTER (AEROSOLER) ELLER DÅR SYRE ADMINISTRERAS.
15. PLACERA INTE NÅGON DEL AV PRODUKTEN NÄRA VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, SPISAR OSV. OCH ANVÄND DEN INTE PÅ EN MJUK YTA SOM EN SÅNG DÅ ENHETEN KAN ÖVERHETAS.
16. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN FRÄTANDE VÄTSKOR.
17. SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING.
18. ANVÄND INTE APPARATEN I BADRUMMET ELLER I NÄRHETEN AV VATTEN.
19. PLACERA ELLER FÖRVARA INTE APPARATEN DÅR DEN KAN FALLA NER I ETT BADKAR ELLER EN VASK.
20. PLACERA INTE I OCH SLÄPP INTE NER I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR.
21. OM APPARATEN FALLER NER I VATTEN, FÖRSÖK INTE NÅ DEN.
22. KVÄVNINGSRISK PÅ GRUND AV SMÅ DELAR. INTE LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR.
23. DELA INTE DEN HÅR PRODUKTEN MED NÅGON ANNAN.
24. ANVÄND INTE UNDER LADDNING.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI FÖR FAKTISK KONTAKTUPPGIFTER).

10. Använd LED-lampor med försiktighet. Förlängd användning och långvarig exponering av LED-lampor i ögonen kan orsaka skada. LED-lampor är inte utbytbara.

11. Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud.

Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudproblem.

12. Titta inte direkt in i LED-lamporna.

LADDNING:

1. Sätt i USB-kabeln (medföljer) i porten på glasögonens undersida. Anslut till en USB-kompatibel strömkälla. Under laddning blinkar indikatorlamporna rött. När enheten är fulladdad lyser indikatorlamporna grönt.

ANVÄNDNING:

Åvlägsna eventuell makeup innan användning.

1. Ta bort makeuven med en oljefri makeupborttagnings- eller rengöringsprodukt.

2. Applicera ditt favoritserum på området under ögonen. EMS är mindre effektivt på torr hud. Använd inte enheten utan serum eller om serumet har torkat på huden.

3. Tryck länge på På/Av-knappen för att slå på enheten. Du ser att en röd LED-lampa tänds längst ned på enheten.

4. Tryck kort på På/Av-knappen för att växla mellan EMS-frekvenserna. Det finns två frekvensinställningar - kontinuerlig och puls.

5. För att justera EMS-intensiteten trycker du kort på intensitetsknappen. Det finns tre intensitetsinställningar. Det finns tre intensitetsinställningar. **BÖRJA ALLTID MED INTENSITETSINSTÄLLNING 1.**

6. Placera enheten på området under ögonen och slappna av. (Om du inte känner något alls ska du applicera mer serum på huden och/eller trycka enheten mot huden.)

7. Håll På/Av-knappen intryckt för att stänga av enheten.

Torka av apparaten med en lätt fuktad trasa.

ENHETEN STÄNGS AV AUTOMATISKT EFTER 10 MINUTER.

DET ÄR NORMALT ATT KÄNNA EN LÄTT ELEKTRISK STÖT NÄR ENHETEN ANVÄNDS. JU FUKTIGARE HUD, DESTO STARKARE KÄNSLA. DU SKA INTE KÄNNA OBEHAG ELLER SMÄRTA. OM DU GÖR DET KAN DU SÄNKA INSTÄLLNINGEN ELLER JUSTERA GLASÖGONEN TILL EN BEKVÄMARE POSITION.

SÄKERHETSINFORMATION:

Rödljusprodukter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Våra produkter är lågrisk, allmänna välbefinnande / träningsprodukter som inte kräver medicinsk klaring. De är avsedda som "Allmänt välbefinnande" för hemmabruk endast.

SÄKERHETS OBSERVATIONER:

Användning av en rödljusbehandlingsapparat på något annat sätt än de som beskrivs i den här manualen ogiltigförklarar garantin och kan resultera i allvariga skador. **STYLPRO™ SPECTACULAR** är en elektrisk apparat. För att undvika elektrisk stöt, följ följande säkerhetsåtgärder:

• Kom inte i kontakt med vatten eller sänk enheten i vatten.

• Tvätta inte elektriska delar med vatten eller vätskor.

• Rör inte direkt vid enheten eller strömbrytarna med våta händer.

• Dra inte, bär eller lyft enheten i dess laddningskabel. Om laddningskabeln är skadad, använd inte enheten. Använd inte enheten om den har tappats, lämnats utomhus eller har kommit i kontakt med vatten eller vätskor.

• Använd inte på eller nära uppvärmda ytor.

• Modifiera inte eller försök att modifiera eller reparera denna utrustning. Det finns inga användarbetejningsbara delar.

• Använd inte eller förvara din enhet i höga temperaturer som är eller kan överstiga 54°C (130°F).

Les produits à lumière rouge ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Nos produits sont des produits de bien-être / de fitness à faible risque qui ne nécessitent pas d'autorisation médicale. Ils sont conçus comme des produits de "Bien-être général" pour un usage domestique uniquement.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ:

L'utilisation d'un appareil de thérapie par la lumière rouge d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et pourrait entraîner une blessure grave.

Le dispositif facial à lumière rouge **STYLPRO™ Spectacular** est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, respectez les consignes de sécurité suivantes

• Ne mouillez pas votre appareil ni ne le plonge dans l'eau.
• Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.

• Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.

• Ne tirez pas, ne portez pas et ne soulevez pas l'appareil par son cordon de charge. Si le cordon de charge est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil s'il a été échappé, laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des liquides.

• N'utilisez pas sur ou à proximité de surfaces chauffées.

• Ne modifiez pas, ou n'essayez pas de modifier ou de réparer, cet équipement. Il n'y a pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures élevées qui peuvent dépasser 54°C (130°F).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: LORS DE

L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT

TOUJOURS ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES SUIVANTES:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ

LOIN DE L'EAU. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. NE

FIXEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES. UTILISEZ

SEULEMENT À L'INTÉRIEUR. POUR UN USAGE

DOMESTIQUE SEULEMENT. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIRE LE

DOS DE L'APPAREIL. SI NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN

PROFESSIONNEL. GARDEZ LOIN DES SOURCES DIRECTES

DE CHALEUR ET DE LUMIÈRE DU SOLEIL. GARDEZ HORS

DE PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC

ÉLECTRIQUE : TOUJOURS ÉTEINDRE AVANT DE NETTOYER OU DE RANGER.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

2. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR ; LES

ENFANTS, LES FEMMES ENCEINTES, LES PATIENTS

ÉPILEPTIQUES, LES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS ET

DE CANCER, LES PATIENTS PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES OU SIMILAIRES.

3. RETIREZ, LES LUNETTES, LES FAUX CILS ET LES

LENTILLES DE CONTACT AVANT UTILISATION.

4. SI VOUS RESSENTEZ DES ANOMALIES SUR VOTRE PEAU

PENDANT L'UTILISATION OU APRÈS L'UTILISATION,

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE SPÉCIALISTE MÉDICAL.

5. POUR PROTÉGER CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER PENDANT LE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.

6. UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE

LORSQU'UN APPAREIL EST UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU

DES PERSONNES AFFAIBLIES OU HANDICAPÉES PAR LA MALADIE OU LES BLESSURES.

7. N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU SENSIBLE OU ABÎMÉE.

N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU ENFLÉE OU BRÛLÉE PAR

LE SOLEIL OU SI VOUS AVEZ D'AUTRES CONDITIONS DE

PEAU:

- NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL OU A ÉTÉ ÉCHAPPÉ OU ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. RENVOYEZ L'APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE POUR EXAMEN, AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE OU MÉCANIQUE, OU RÉPARATION. AUCUNE RÉPARATION NE DOIT ÊTRE TENTÉE PAR LE CONSOMMATEUR.
- NE TOUCHEZ PAS DIRECTEMENT LE GLOBE OCULAIRE.
- UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT POUR L'USAGE PRÉVU COMME DÉCRIT DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT CAUSER DES DANGERS.
- NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU FONCTIONNER LÀ OÙ DES PRODUITS AÉROSOLS (SPRAY) SONT UTILISÉS, OU OÙ L'OXYGÈNE EST ADMINISTRÉ.
- NE PLACEZ AUCUNE PARTIE DU PRODUIT À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE DES RADIATEURS, DES CUISINIÈRES, ETC. NE POSEZ PAS SUR UNE SURFACE MOLLE COMME UN LIT CAR L'APPAREIL PEUT SURCHAUFFER.
- GARDEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DES LIQUIDES CORROSIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LA SALLE DE BAIN OU PRÈS DE L'EAU.
- NE PAS PLACER OU STOCKER L'APPAREIL LÀ OÙ IL PEUT TOMBER OU ÊTRE TIRÉ DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.
- NE PAS PLACER DANS L'EAU OU LAISSER TOMBER DANS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES.
- SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, NE PAS TENTER DE LE RÉCUPÉRER.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT DÙ À DE PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.
- NE PARTAGEZ PAS CE PRODUIT AVEC D'AUTRES PERSONNES.
- VEUILLEZ NE PAS UTILISER PENDANT LA CHARGE.

BATTERIES : LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, ÉCRASER, CHAUFFER AU-DESSUS DE 60°C/140 °F OU INCINÉRER. NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE LITHIUM-ION GONFLE SÈVÈREMENT, ARRÊTEZ L'UTILISATION. GARDEZ LES PETITES CELLULES CONSIDÉRÉES COMME INGESTIBLES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'INGESTION PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES, UNE PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE CELLULE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. NE RECHARGEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES. CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE QUI NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. LE RETRAIT OU LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU SON SERVICE CLIENTÈLE OU PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE DE MANIÈRE SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER LES DANGERS. LORS DE L'ÉLIMINATION DU PRODUIT, IL FAUT NOTER QUE CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE.

STOCKAGE:

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OÙ IL NE SERA PAS ENDOMMAGÉ.

ENTRETIEN:

VEUILLEZ ESSUYER TOUT EXCÈS DE PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU QUI POURRAIT S'ACCUMULER. VOTRE LUNETTES STYLPRO™ SPEC-TACULAR EST PRATIQUÉMENT SANS ENTRETIEN. POUR LE NETTOYER,

UKCA- JA CE-MERKINTÄ: UK/EU - YHDENTYSSIVILTTOITUS: STYLIDEAS LTD JULISTAA, ETTÄ STYLPRO™ SPECTACULAR TÄYTÄÄ OLTENNÄÄLLISIT VAATIMUKSET JA MUUT RELEVANTIT SÄÄNNÖKSET. JULISTUKSEN YHDENTYSSIVILTTOITUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(SE) ANVÄNDNING- & SKÖTSELRÅD FÖR DIN SÄKERHET OCH FORTSÄTTA NJUTNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGA GENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER DEN.

Denna produkt är avsedd endast för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Detta är inte en medicinsk produkt eller medicinteknisk utrustning.

SPECIFIKATIONER

Namn: STYLPRO™ Spec-Tacular Glasögon med EMS och röd LED för området under ögat.

Modell: RS01A

Ihopfärd storlek: 140mm x 55mm x 53mm.

Material: ABS, gummi och silikon

Nominell spänning: 3.7V

Batteriets nominella kapacitet: 90mAh

Batteriets energikapacitet: 0.33Wh

Laddningsspänning: 4.2V


Ingångseffekt: USB-uttag, 5V, 1A

Laddningstid: 1.5 timmar

3.7V , 90mAh, 0.33Wh

DELAR:

- Rött Ljus Glasögon
- På/Av Knapp
- Intensitetsinställning
- USB-laddningskontakt
- Rödljuddynor



SÄKERHETSÅD:

- Får inte användas om du har ögoninflammation eller konjunktivit.
- Endast för användning i ögonområdet.
- Vi rekommenderar inte att använda denna apparat om du är epileptisk, fotofobisk eller ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna, har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har en metallimplantat eller om du för närvarande har din menstruationscykel.
- Använd inte denna produkt när du bär kontaktlinser.
- ANVÄND INTE PRODUKTEN UTAN ÖGONKRÄM ELLER SERUM.
- Endast för vuxen användning. Inte avsedd för användning av barn. Detta är inte en leksak.
- Torka av överflödiga hudvårdsprodukter som kan ha ansamlats. För att rengöra enheten torka du försiktigt med en fuktig trasa eller medföljande rengöringsduk.
- Undvik att förvara STYLPRO™ SPECTACULAR på varma, fuktiga eller fuktiga platser.
- Om STYLPRO™ SPECTACULAR fungerar fel eller är skadad på något sätt, sluta använda den omedelbart. Kontakta STYLPRO™ KUNDTJÄNST (Se avsnittet

ULOTTUVUUS. NIITTÄMINEN VAI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMYTKUDOKSEN REIKÄYTYKSEEN JA KUOLEMAAN. VAKAVAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN SISÄLLÄ NIELEMISESTÄ. JOS KENNO NIELLÄÄN, HAKEUDU VALITTIMASTI LÄÄKÄRIN HOITOON. ÄLÄ KOSKAAN LATAA UUDELLEEN LADATTAVIA PARISTOJA. TÄSSÄ TUOTTEESSA ON SISÄINEN UUDELLEEN LADATTAVA AKKU, JOTA KULUTTAJA EI VOI VAIHTAA. AKUN POISTO TAI VAIHTO VAI TAPAHTUA VAIN VALMISTAJAN TAI HÄNEN ASIAKASPALVELUNSA TAI VASTAANVASTI PÄTEVÄN HENKILÖN TOIMEKSIANNOSTA, JOTA VAAROJA VOIDAAN VÄLTÄÄ. HÄVITTÄESSÄSI TUOTTEEN, HUOMIOI, ETTÄ TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ UUDELLEEN LADATTAVAN AKUN.

SÄILYTTÄMINEN

VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN SÄILYTTÄMISTÄ. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY IRRITITTUUN PISTOKKEESTA. SÄILÖTÄÄN VILIESSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTUVILLA OLEMATTOMANA, MISSÄ SE EI VÄIÖDU VAMMOILLE.

YLLÄPITO

PUHDISTA KAIKKI YLIMÄÄRÄISET IHONHOITOTUOTTEET, JOKIA VOIVAT KERTYÄ. STYLPRO™ SPEC-TACULAR ON KÄYTÄNNÖSSÄ HUOLTAMATON. PUHDISTA SAMMUTTA LAITE JA PYYHI ULKOPUOLI PUHTAAKSI KOSTEALLA LIINALLA. JOS TAPAHTUU MITÄ TAHANSA POIKKEAMAA, SAMMUTTA LAITE JA OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559.

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU

TUOTTEEMME SISÄLTÄVÄT TAKUUN, JOTA EI VOI POISSULKIA EUROOPAN KULTUTAJALAIN MUKAAN. EU:N DIREKTIIVIN 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ, ETTÄ "KAKSI VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYNNITÄ KAUPASSA KAIKKIALLA EU:SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA KORVAUS TAI HYVITYS VAKAVASTA VILIESSÄ, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUJA TAI VAIHDETTUJA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE RIITTÄVÄN LAADUKKAITA JA VIKA EI OLE VAKAVA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA LAITTEEN ILMAISEKSI KAKSIKSI KAHDEKSIIKKYMMENTÄ-NELJÄ MAASTA OSTOHEIKKESTÄ, JOS LAITE ON VILIESSÄ VALMISTUSMATERIAALIN TAI VALMISTUSMATERIAALIN OSALTA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETU EIKÄ VAAKARANNA OIKEUKSIASI. SAADAKSESI PALVELUN TÄMÄN TAKUUN ALAISUUTTEEN OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM TAI NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TEHDÄKSESI TAKUUKORVAUSVAATIMUKSEN SINUN TULEE SÄILYTTÄÄ OSTOKSESI TODELLISEN OSTOKSEN.

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ TAKUU EI KOSKE VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISSA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, MUUTOKSISSA, PÄÄTTÖMYYDESTÄ, KOHTUULLISEN HOIDON PUUTTEESTA TAI KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE KUVAUSTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKSISTA EI VALTUUTETUSSA PALVELUKESKUKSESSA. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYYJIEN MYMIEN TUOTTEIDEN OSALTA. HUOMIOI, ETTÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA PERIN PÖLYSTÄ ENNEN PÄLÄUTUSTÄ.

TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN: KUN TUOTE ON TULLUT ELINKAARENSA PÄÄHÄN, ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ TAVALLISEN KOTILOUSHYÖTYJÄTEISIIN. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA POISTAA KÄYTTÖSTÄ POISTETUT SÄHKÖLAITTEET. HÄVITÄ SE PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. EUROOPAN MAASSA KÄYTTÄVÄT KÄYTTÄMÄTTÖMÄT JA ELEKTRONIKKA KIELLETTY - DIREKTIIVIN MÄÄRITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HÄVITÄ TAVALLISISSA KOTILOUSHYÖTYJÄTEISSÄ.

ÉLIGNEZ L'APPAREIL ET ESSUYEZ L'EXTÉRIEUR AVEC UN CHIFFON HUMIDE. SI UN ÉTAT ANORMAL SE PRODUIT, ÉTEIGNEZ ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ AU +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS:

NOS PRODUITS SONT GARANTIS PAR DES GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES SELON LA LOI EUROPÉENNE SUR LA CONSOMMATION. LA DIRECTIVE EU 1999/44/CE, CETTE DIRECTIVE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À CE QUE LES BIENS SOIENT RÉPARÉS OU REMPLACÉS SI LES BIENS NE SONT PAS D'UNE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À NOTRE CHOIX) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, SI L'APPAREIL EST DÉFECTUEUX EN TERMES DE MAIN-D'ŒUVRE OU DE MATÉRIEL. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS CETTE GARANTIE, VEUILLÉZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT: CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOINS RAISONNABLES OU D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS, OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOUT ÊTRE NOTÉ EN PROFONDEUR AVANT LE RETOUR.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT: LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON UTILISATION, NE LE JETEZ PAS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LA MANIÈRE LA PLUS SÛRE ET LA PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DES ARTICLES ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE CYCLE DE VIE. VEUILLÉZ L'ÉLIMINER CONFORMÉMENT À VOS RÉGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPÉENS STIPULE LES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGE UKCA & CE: UK/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE LE STYLPRO™ SPECTACULAR EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES,

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO

PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUO DE ESTE PRODUCTO, LEA A TENTAMENTE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

El producto está destinado solo para uso privado y no está destinado para uso comercial o en otras aplicaciones. Esto no es un producto médico ni un dispositivo médico.


ESPECIFICACIONES:

Nombre: Gafas de luz LED roja y EMS para la zona interior del ojo **STYLPRO™**
 Modelo: RS01A
 Tamaño del dispositivo plegado: 140mm x 55mm x 53mm
 Materiales: ABS, caucho y silicona
 Voltaje nominal: 3.7V
 Capacidad nominal de la batería: 90mAh
 Capacidad energética de la batería: 0.33Wh
 Voltaje de carga: 4.2V
 Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5V, 1A
 Tiempo de carga: 1.5 horas

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:

1. Gafas de luz roja 2. Botón de encendido/apagado 3. Botón de intensidad 4. Puerto de carga USB 5. Almohadillas de luz roja



DIRECTRICES DE SEGURIDAD:

1. No utilice el aparato si presenta inflamación ocular o conjuntivitis.
2. Úselo solo en el contorno de ojos.
3. No recomendamos el uso de este dispositivo si eres epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, si estás embarazada o has tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses, has pasado por una cirugía plástica facial, tienes un implante metálico, o si actualmente estás en tu ciclo menstrual.
4. No use el producto con lentes de contacto.
5. **NO UTILICE EL APARATO SIN UNA CREMA OCULAR O SÉRUM.**
6. Solo para uso adulto. No está destinado a ser utilizado por niños. Este no es un juguete.
7. Elimine con una toallita el exceso de cualquier producto para el cuidado de la piel acumulado en el dispositivo. A continuación, límpielo con cuidado usando un paño húmedo o el paño de limpieza suministrado.
8. Evita almacenar el STYLPRO™ SPECTACULAR en áreas calientes, húmedas o mojadas.
9. Si el STYLPRO™ SPECTACULAR falla o está dañado de alguna manera, deja de usarlo inmediatamente. Contacta al SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (Ver la sección GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS para los detalles de contacto).
10. Usa las luces LED con cuidado. El uso prolongado y la exposición prolongada de las luces LED a los ojos pueden causar daños. Los LEDs no son reemplazables.
11. No usar en piel sensible, irritada o rota. No usar en piel hinchada o quemada por el sol o si tienes alguna otra condición de piel.
12. No mires directamente a las luces LED.

CARGA:

1. Inserte el cable USB-C (incluido) en el puerto situado en la parte inferior de las gafas. Conéctelo a una fuente de alimentación compatible con USB. Durante la carga, la luz indicadora parpadeará en rojo. Cuando el aparato esté

KAIKKI OJHEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TALLENNA NÄMÄ OHJEET. PIDÄ POISSA VEDESTÄ. TÄMÄ TUOTE EI OLE LELU. ÄLÄ TUJOTA SUORAAN VALOIHIN. KÄYTÄ SISÄTILASSA VAIN. KOTITALOUSKÄYTTÖÖN VAIN. ÄLÄ YRITÄ AVATA LAITTEEN TAKAA. TARVITTAESSA OLE YHTEYDESSÄ AMMATILLISEEN. PIDÄ ERILLÄÄN SUORISTA LÄMPÖLÄHTEISTÄ JA AURINGONVALOSTA. PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. PUOLEN. PIDÄ POISSA SUORAN LÄMMÖN JA AURINGONVALON LÄHTEISTÄ. PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAIKUTTAMISEKSI SAMMUTA AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI VARASTOINTIA.

VAROITUS:

PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULEN, TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:

1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
2. TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ LAPSILLA, RASKAANA OLEVILLA NAISILLA, EPILEPSIASTA, KASVAIMASTA TAI SYÖPÄPOTILAILLA, SYDÄMENTAHDISTIMEN TAI VASTAAVIEN OMAAVILLOJEN POTILAILLA.
3. POISTA LASIT, TEKORIPSET JA PIILOLINSSIT ENNEN KÄYTTÖÄ.
4. JOS TUNNET IHOASIASSA POIKKEAVUUKSIA KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN.
5. SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ KUPLAAMISESSA TAI SUIHKUSSA.
6. TIIVISTÄ VALVONTAA TARVITAAN, KUN KÄYTETÄÄN LAITETTA LASTEN TAI SAIRAUSESTA TAI VAMMASTA HEIKENTYNEIDEN HENKILÖIDEN LÄHELLÄ.
7. ÄLÄ KÄYTÄ HERKÄLLÄ TAI RIKKOONTUNEELLA IHOLLA. ÄLÄ KÄYTÄ TURVONNEELLA TAI AURINGONPOLTTAMALLA IHOLLA TAI JOS SINULLA ON MUITA IHOSAIRAUKSIA.
8. ÄLÄ KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA, JOS LAITE ON TOIMINUT VÄÄRIN TAI SE ON PUDONNUT TAI VAHINGOITUNUT MILLÄ TAVALLA TAHANSA. PALAUTA LAITE LÄHIMPÄÄN HUOLTOON TARKASTETTAVAKSI, SÄHKÖISEEN TAI MEKAANISEEN SÄÄTÖN TAI KORJAUKSEEN. KULUTTAJAIN EI TULE YRITTÄÄ KORJAUKSIA.
9. ÄLÄ KOSKETA SUORAAN SILMÄMUNUAA.
10. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SEN TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN TÄMÄN OHJEKIRJAN KUVAAMALLA TAVALLA. STYLPRO™ SUOSITTELEMATTOMIEN LIITÄNTÖJEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAAROJA.
11. ÄLÄ KÄYTÄ ULKONA TAI AEROSOLITUOTTEITA KÄYTTÄESSÄ TAI HAPENANTURESSA.
12. ÄLÄ LAITA LAITTEEN OSAA LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN LÄMPÖPATTERIEN TAI LIESIEN, LÄHEISYYTEEN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN ASETA LAITETTA PEHMEÄLLE ALUSTALLE, KUTEN SÄNGYLLE, KOSKA LAITE VOI YLIKUUMETA.
13. PIDÄ LAITE EROSSA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ.
14. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN SÄILYTYSTÄ.
15. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KUNNOSSAPITÄMISEEN TAI VEDEN LÄHELLÄ.
16. ÄLÄ ASETA TAI VARASTOI LAITETTA PAIKKAAN, MISSÄ SE VOI PUDOTA TAI JOUTUA KUUMAAN TAI ALTIISTUA UPPOAVILLE TAI SUIHKUTAVILLE KOHTEILLE, KUTEN AMMEELLE TAI LAVUAARILLE.
17. ÄLÄ LAITA LAITETTA VETÄ TAI MUIHIN NESTEISIIN TAI PUDOTA SIIHEN.
18. JOS LAITE PUOTOAA VETEEN, ÄLÄ YRITÄ OTTAA SITÄ VETÄ.
19. TUKEHTUMISVAARA PIENISTEN OSAIEN VUOKSI. EI SOVELTUU ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSIKSI.
10. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSKA.
21. ÄLÄ KÄYTÄ LATAUKSEN AIKANA.

AKUT: TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-IONIPARISTON. TULIPALON JA PALOVAMMOJEN VAARA, ÄLÄ AVAA, MUOVI, KUUMENNA YLI 60°C/140°F TAI POLTA. ÄLÄ LYHYTPIIRI. JOS LITIUM-IONIPARISTO TURPOAA VAKAVASTI, LOPETA KÄYTTÖ. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA VOIDAAN PITÄÄ NIELTÄVINÄ, LASTEN

käyttöä ja pitkäaikainen altistuminen LED-valolle voivat vaurioittaa silmiä.
11. LED-valoja ei voi vaihtaa.
12. Älä käytä herkkälle, ärsyntyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Älä käytä turvonneelle tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita ihosairauksia.
LATAAMINEN:
1. Liitä USB-kaapeli (sisältyy pakkaukseen) lasien alareunassa olevaan porttiin. Liitä kaapeli USB-yhteensopivaan virtalähteeseen. Merkkivalot vilkkuvat punaisina lataamisen aikana. Merkkivalot muuttuvat vihreiksi, kun laite on ladattu täyteen.

KÄYTTÖOHJEET:

Suosittelme meikkien poistamista ennen laitteen käyttöä.

1. Poista meikit öljyttömällä meikinpoistoaineella tai puhdistusaineella.
2. Levitä silmänalusalueelle suosittelemiasi EMS-stimulaatio ei toimi yhtä tehokkaasti, jos iho on kuiva. Älä käytä laitetta ilman seerumia tai silloin, jos seerumi on kuivunut iholle.
3. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta pitkään. Laitteen alareunaan syttyy yksi punainen LED-valo.
4. Vaihda EMS-taajuuksien välillä painamalla virtapainiketta lyhyesti. Taajuuksia on kaksi: jatkuva ja pulssi.
5. Säädä EMS-stimulaation voimakkuutta painamalla voimakkuuspainiketta lyhyesti. Voimakkuusasetuksella on kolme. **ALOITA AINA VOIMAKKUUSASETUKSELLA 1.**
6. Aseta laite silmänalusalueelle ja rentoudu. (Jos et koe minkäänlaisia tuntemuksia, levitä iholle lisää seerumia ja paina laite ihoa vasten.)
7. Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta pitkään. Pyyhi laite puhtaaksi jonkin verran nihkeällä liinalla.

LAITE KYTKEYYTÄÄN AUTOMAATTISESTI POIS PÄÄLTÄ 10 MINUUTIN KÄYTTÖJAKSON JÄLKEEN.

LIEVÄN SÄHKÖISKUN TUNTEMUKSEN KOKEMINEN LAITTEEN KÄYTÖN AIKANA ON NORMAALIA. TUNTEMUS ON SITÄ VOIMAKKAAMPI, MITÄ KOSTEAMPI IHO ON. SINUN EI TULISI KOKEA EPÄMIELIYTTÄVIÄ TUNTEMUKSIA TAI KIPUA. JOS NÄIN TAPAHTUU, VALITSE ALHAISEMPI ASETUS TAI SÄÄDÄ LASIT MIELIYTTÄVÄMPÄÄN ASENTOON.

TURVALLISUUSTIETOJA:

Punavalotutotteilla ei ole tarkoitus diagnosoida, hoitaa, parantaa tai ehkäistä mitään sairautta. Tuotteemme ovat matan riskin yleisiä hyvinvointi- ja kuntoutustuotteita, jotka eivät vaadi lääkärin lupaa. Ne on suunniteltu vain "yleisen hyvinvoinnin" kotikäyttöön.

TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT:

Punavaloterapialaitteen käyttö muulla tavalla kuin tässä käsikirjassa kuvattulla tavalla mitoitä takuun ja voi aiheuttaa vakavan vamman. SPECTACULAR -punavaloterapialaite on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusnäkökohtia:

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköisiä vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteen kytkeä kytkeäsiin mairillä käsillä.
- Älä vedä, kannna tai nosta laitetta sen latausjohdosta. Jos latausjohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai se on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.
- Älä käytä kuumien pintojen lähellä.
- Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: KUN KÄYTETÄÄN SÄHKÖLAITTEITA, TULISI AINA NOUDATTAA PERUSVAROTOIMIA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT: LUE

cargado, la luz indicadora se iluminará en verde.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Se recomienda eliminar el maquillaje antes de usar el producto.

1. Retire el maquillaje con un desmaquillante sin aceites o un limpiador.
2. Aplique su sérum favorito en la parte inferior del ojo. La tecnología EMS es menos eficaz sobre la piel seca. No utilice el producto sin sérum o una vez que la piel lo haya absorbido por completo.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. Una luz LED roja se iluminará en la parte inferior del dispositivo.
4. Pulse una vez sobre el botón de encendido/apagado para cambiar la frecuencia de EMS. Hay disponibles dos ajustes de frecuencia: continua y pulsada.
5. Para ajustar la intensidad de EMS, pulse una vez el botón de intensidad. Hay disponibles tres ajustes de intensidad. **COMIENCE SIEMPRE CON EL NIVEL 1.**
6. Coloque el aparato sobre la zona inferior del ojo y relájese (si no siente nada, aplique más sérum o apriete suavemente el aparato sobre la piel).
7. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo. A continuación, limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo

EL APARATO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 10 MINUTOS.

ES NORMAL SENTIR UNA LEVE DESCARGA ELÉCTRICA MIENTRAS SE USA EL APARATO. ESTA SENSACIÓN SERÁ MÁS INTENSA CUANTO MÁS HÚMEDA ESTÉ LA PIEL. SIN EMBARGO, NO DEBE SENTIR DOLOR NI MOLESTIAS. SI LOS EXPERIMENTA, REDUZCA LA INTENSIDAD O RECOLOQUE LAS GAFAS EN UNA POSTURA MÁS CÓMODA.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Los productos de Luz Roja no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Nuestros productos son de bajo riesgo, productos de bienestar general / fitness que no requieren autorización médica. Están diseñados solo como productos de "Bienestar General" para uso en el hogar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

El uso de un dispositivo de terapia de Luz Roja de cualquier manera distinta a las descritas en este manual anula la garantía y podría resultar en lesiones graves. El Dispositivo SPECTACULAR es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:

- No mojes tu dispositivo ni sumerjas tu dispositivo en agua.
- No laves las partes eléctricas con agua o líquidos.
- No toques directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
- No tires, transportes, o levantes el dispositivo por su cable de carga. Si el cable de carga está dañado, no uses el dispositivo
- No uses el dispositivo si se ha caído, si ha estado al aire libre, o si ha entrado en contacto con agua o líquidos
- No uses en o cerca de superficies calientes.
- No modifiques, ni intentes modificar o reparar, este equipo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No uses ni almacenes tu dispositivo en temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54°C (130°F).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE: LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

MANTÉN ALEJADO DEL AGUA. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO MIRES DIRECTAMENTE A LAS LUCES. ÚSALO SOLO EN INTERIORES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTES ABRIR LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO. SI ES NECESARIO, CONSULTA A UN PROFESIONAL. MANTÉN ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO Y LUZ SOLAR. MANTÉN ALEJADO DE LOS NIÑOS.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: SIEMPRE APAGA ANTES DE LIMPIAR O ALMACENAR.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.
2. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR: NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, PACIENTES CON EPILEPSIA, TUMORES Y PACIENTES CON CÁNCER, PACIENTES CON MARCAPASOS CARDÍACOS O SIMILARES.
3. QUITATE LAS GAFAS, PESTAÑAS POSTIZAS Y LENTES DE CONTACTO ANTES DE USARLO.
4. SI SIENTES ANOMALÍAS EN TU PIEL DURANTE O DESPUÉS DEL USO, POR FAVOR CONSULTA A TU ESPECIALISTA MÉDICO.
5. PARA PROTEGER CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS, NO USES MIENTRAS TE BAÑAS O EN LA DUCHA.
6. LA SUPERVISIÓN CERCANA ES NECESARIA CUANDO CUALQUIER APARATO ES USADO POR O CERCA DE NIÑOS O PERSONAS DEBILITADAS O INCAPACITADAS POR ENFERMEDAD O LESIÓN.
7. NO USES EN PIEL SENSIBLE O ROTA. NO USES EN PIEL HINCHADA O QUEMADA POR EL SOL O SI TIENES ALGUNA OTRA CONDICIÓN DE LA PIEL.
8. O OPERES ESTE APARATO SI EL APARATO FUNCIONA MAL O HA SIDO CAÍDO O DAÑADO DE CUALQUIER MANERA. DEVUELVE EL APARATO AL CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO PARA EXAMEN, AJUSTE ELÉCTRICO O MECÁNICO, O REPARACIÓN. EL CONSUMIDOR NO DEBE INTENTAR REALIZAR NINGUNA REPARACIÓN.
9. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON EL GLOBO OCULAR.
10. USA EL APARATO SOLO PARA EL USO PREVISTO COMO SE DESCRIBE EN ESTE LIBRO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.
11. NO USES AL AIRE LIBRE NI OPERES DONDE SE ESTÉN UTILIZANDO PRODUCTOS AEROSOL (SPRAY), O DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
12. NO COLOQUES NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, COCINAS, ETC. NO COLOQUES EN UNA SUPERFICIE BLANDA COMO UNA CAMA YA QUE EL DISPOSITIVO PUEDE SOBRECALENTARSE.
13. MANTÉN EL DISPOSITIVO ALEJADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
14. ASEGÚRATE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ 'APAGADO' ANTES DE GUARDARLO.
15. NO USES EL APARATO EN EL BAÑO O CERCA DEL AGUA.
16. NO COLOQUES NI ALMACENES EL APARATO DONDE PUEDA CAER O SER TIRADO EN UNA TINA O LAVABO.
17. NO LO COLOQUES EN O DEJES CAER EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
18. SI EL APARATO CAE AL AGUA, NO METAS LA MANO EN EL AGUA.
19. RIESGO DE ASFIXIA POR PARTES PEQUEÑAS. NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
20. NO COMPARTAS ESTE PRODUCTO CON NADIE MÁS.
21. POR FAVOR, NO USES DURANTE LA CARGA.

BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE BATERÍA DE LITIO-ION. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRAS, APLASTES, CALIENTES POR ENCIMA DE 60°C/140°F O INCINERES. NO HAGAS CORTOCIRCUITO. SI LA

ERKLÄRER, AT STYLPRO™ SPECTACULAR OVERHOLDER DE ESSENTIELLE KRAAG OV ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED ANMODNING. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(FI) KÄYTTÖ JA HUOLTO-OPAS

TURVALLISUUTESI JA TUOTTEEN NAUTINNON VARMISTAMISEKSI, LUE AINA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön tai muihin sovelluksiin. Tämä ei ole lääketekninen tuote tai lääkinnällinen laite.

TEKNISET TIEDOT

Nimi: STYLPRO™ Spec-Tacular EMS- ja LED-punavalolasit
Malli: RS01A

Koko taitettuina: 140 mm x 55 mm x 53 mm.

Materiaalit: ABS, kumi ja silikoni

Nimellisjännite: 3,7V

Akun nimelliskapasiteetti: 90mAh

Akun energiakapasiteetti: 0,33Wh

Latausjännite: 4,2V


Syöttöteho: USB-liitäntä, 5V, 1A

Latausaika: 1,5 tuntia

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

OSIEN TUNNISTUS:

1. Punavalolasit 2. Virtapainike 3. Voimakkuuspainike 4. USB-latausportti 5. Punavalotyynt



TURVALLISUUSOHJEET:

1. Älä käytä, jos sinulla on silmätulehdus tai sidekalvontulehdus.
2. Käytä ainoastaan silmien alueelle.
3. Emme suosittele tämän laitteen käyttöä, jos olet epileptikko, valoherkkä tai valolle herkkä, raskaana tai sinulla on ollut ihosyöpä viimeisen 12 kuukauden aikana, olet tehnyt kasvoplastista kirurgiaa, sinulla on metalli-implantti tai olet kuukautiskierron aikana.
4. Älä käytä tätä tuotetta piilolinssissä käyttäessäsi.
5. **ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA ILMAN SILMÄVOIDETTA TAI SEURUMIA.**
6. Vain aikuisille. Ei tarkoitettu lasten käyttöön. Tämä ei ole lelu.
7. Poista mahdolliset liialliset ihonhoitotuotekertymät nihkeällä liinalla tai pakkaukseen sisältyvällä liinalla hellävaraisesti pyyhkimällä.
8. Vältä STYLPRO™ SPECTACULAR -laitteen säilyttämistä kuumissa, kosteissa tai kosteissa paikoissa.
9. Jos STYLPRO™ SPECTACULAR toimii väärin tai on vaurioitunut millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi. Ota yhteyttä STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN (Katso kohta "RAJOITETTU KAKSI VUODEN TAKUU" yhteystiedoista).
10. Käytä LED-valoja varoen. LED-valojen pitkäaikainen

GENOPPLAD, GENOPPLAD ALDRIG IKKE-GENOPPLADDE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGT GENOPPLADDELIGT BATTERI, SOM BRUGEREN IKKE KAN UDSKIFTE. FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPPLADDE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER DERES KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARER. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPPLADDELIGT BATTERI.

OPBEVARING

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET.

VEDLIGEHOLDELSE

TØR OVERSKYDENDE HUDPLEJEPRODUKTER AF DINE STYLPRO™ SPEC-TACULAR BRILLER KRÆVER NÆSTEN INGEN VEDLIGEHOLDELSE. FOR AT RENGØRE SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG TØRRE DET UDVENDIGE AF MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BÆGRENSET TO-ÅRS GARANTI

VORES VARE LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKE I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TO-ÅRIG GARANTI FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENE REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VARENE IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFECT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORETAGE EN GARANTIKLAGE SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT:

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLD, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE INSTRUKTIONER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER GYLDIG KUN PÅ VARE SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT:

NÅR PRODUKTET ER NÆT TIL SLUTNINGEN AF SIN LEVETID, SKAL DU IKKE BORTSKAFFE DET SOM ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENBRUG ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE PÅ, DER NÅR SLUTNINGEN AF DERES LEVETID. BORTSKAF DET I ØVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE FORSKRIFTER. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE) I EUROPÆISKE LANDE FASTSÆTTER KORREKTE GENBRUGSPRAKSIS. MÅ IKKE BORTSKAFFE I ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

UKA & CE-MÆRKNING: UK/EU - ØVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: STYLIDEAS LTD

BATERIA DE LITIO-ION SE HINCHA SEVERAMENTE, DEJA DE USAR. MANTÉN LAS PEQUEÑAS CELDAS QUE SE CONSIDERAN INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE CAUSAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDO BLANDO, Y MUERTE. LAS QUEMADURAS GRAVES PUEDEN OCURRIR DENTRO DE 2 HORAS DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA CELDA, BUSCA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. NUNCA RECARGUES BATERÍAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO TIENE UNA BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA QUE NO PUEDE SER REEMPLAZADA POR EL USUARIO. LA ELIMINACIÓN O REEMPLAZO DE LA BATERÍA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADO POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO AL CLIENTE O POR UNA PERSONA SIMILARMENTE CALIFICADA PARA EVITAR PELIGROS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE NOTARSE QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE.

ALMACENAMIENTO: ASEGÚRATE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ 'APAGADO' ANTES DE GUARDARLO. ASEGÚRATE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDALO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

MANTENIMIENTO:

POR FAVOR, LIMPIA CUALQUIER EXCESO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL QUE PUEDA ACUMULARSE. TUS GAFAS STYLPRO™ SPEC-TACULAR REQUIERE PRÁCTICAMENTE NINGÚN MANTENIMIENTO. PARA LIMPIAR, APAGA EL APARATO Y LIMPIA EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI OCURRE ALGUNA CONDICIÓN ANORMAL, APAGA Y CONTACTA A LOS SERVICIOS AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN EXCLUIRSE BAJO LA LEY DEL CONSUMIDOR EUROPEO. LA DIRECTIVA DE LA UE 1999/44/EC, ESTA DIRECTIVA ESTABLECE 'UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS SE APLICA PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN TODA LA UE. TIENES DERECHO A UN REEMPLAZO O REEMBOLSO POR UN FALLO GRAVE TAMBIÉN TIENES DERECHO A QUE LOS BIENES SEAN REPARADOS O REEMPLAZADOS SI LOS BIENES NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y EL FALLO NO CONSTITUYE UN FALLO GRAVE. STYLPRO™ REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A NUESTRA ELECCIÓN) TU APARATO GRATIS DURANTE VEINTICUATRO MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO ES DEFECTUOSO EN MANO DE OBRA O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA TUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, POR FAVOR CONTACTA AL SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA HACER UN RECLAMO GARANTÍA DEBES CONSERVAR TU COMPROBANTE DE COMPRA.

IMPORTANTE:

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, O EJECUCIÓN DE SERVICIO O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO EN LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. NOTA, EL ARTÍCULO DEBE SER LIMPIADO A FONDO ANTES DE DEVOLVERLO.

CORRECTA DISPOSICIÓN DE ESTE PRODUCTO:

CUANDO EL PRODUCTO HA LLEGADO AL FINAL DE SU USO, POR FAVOR NO LO DESECHES CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS REGULARES. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE DESECHAR ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE LLEGAN AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR DESECHALO DE ACUERDO A TUS

REGLEMENTOS LOCALES. LA DIRECTIVA DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO DESECHES EN LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS REGULARES.

MARCAS UKKA Y CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE LAS GAFAS STYLPRO™ SPEC-TACULAR CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE A PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(DE) BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG: UM DIE SICHERHEIT UND LANGANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT ZU GEWÄHRLEISTEN, LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDEN. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt oder medizinisches Gerät handelt.


SPEZIFIKATIONEN:

Naam: STYLPRO™ EMS- & Rotlicht-LED-Brille unter den Augen
Modell: RS01A
Gefaltete Größe (Faltmaß): 140mm x 55mm x 53mm
Materialien: ABS, Kautschuk und Silikon
Nennspannung: 3.7V
Nennkapazität des Akkus: 90mAh
Energiekapazität des Akkus: 0.33Wh
Lade-Spannung: 4.2V
Eingangs-Stromversorgung: USB-Buchse, 5V, 1A
Ladezeit: 1.5 Stunden

TEILEIDENTIFIKATION:

1. Rotlicht-Brille
2. Ein-/Ausschalttaste
3. Intensitätstaste
4. USB-Ladepunkt
5. Rotlicht-Pads

3.7 V  , 90mAh, 0.33Wh



SICHERHEITSRICHTLINIEN:

1. Bitte nicht verwenden, wenn Sie an einer Augenentzündung oder Bindehautentzündung leiden.
2. Nur zur Anwendung im Augenbereich.
3. Wir raten von der Benutzung dieses Geräts ab, wenn Sie epileptisch, lichtempfindlich oder lichtschau sind, wenn Sie schwanger sind oder in den letzten 12 Monaten Hautkrebs hatten, wenn Sie eine Gesichtsplastik hatten, ein

KONSULTE ENTENDE PROFFESJONELLE HOLDES VÆK FRA KILDER TIL DIREKTE VARMETILFØRSEL OG SOLLYS. HOLDES VÆK FRA BØRN.

FARLG: FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD: SLUK ALTID, FØR RENGØRING ELLER OPBEVARING.

ADVARSEL:

1. FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:
1. LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET.
2. DETTE PRODUKT BØR IKKE BRUGES AF: BØRN, GRAVIDE KVINDER, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMORER OG KRÆFTPATIENTER, PATIENTER MED HJERTEPACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. FJERN BRILLER, FALSKE ØJENVIPPER OG KONTAKTLINSE-ER INDEN BRUG.
4. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I DIN HUD UNDER BRUG ELLER EFTER BRUG, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE.
5. FOR AT BESKYTTE MOD ELEKTRISKE FARER MÅ DU IKKE BRUGES DEN, MENS DU BADER ELLER ER I BRUSEN.
6. TÆT OPFØLGNING ER NØDVENDIG, NÅR ENHVER APPARAT BRUGES AF ELLER I NÆRHEDEN AF BØRN ELLER PERSONER, DER ER SVÆKKET ELLER HANDICAPPED PÅ GRUND AF SYGDOM ELLER SKADE.
7. BRUG IKKE PÅ FØLSOM ELLER ØDELAGT HUD. BRUG IKKE PÅ HÆVET ELLER SOLSKOLDET HUD ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER.
8. MÅ IKKE BRUGES, HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIGT ELLER ER FALDET NED ELLER ER BLEVET BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE. RETURNER APPARATET TIL NÆRMESTE SERVICEFACILITET TIL UNDERSØGELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. DER MÅ IKKE FORETAGES REPARATIONER AF BRUGEREN.
9. BERØR IKKE ØJE/ÆBLET DIREKTE.
10. BRUG APPARATET KUN TIL DET FORMÅL, DER ER BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN FORÅRSAGE FARER.
11. BRUG IKKE UDENDØRS ELLER BRUG, HVOR DER BRUGES AEROSOL (SPRAY) PRODUKTER, ELLER HVOR DER ADMINISTRERES ILT.
12. PLACER IKKE NOGET DEL AF PRODUKTET I NÆRHEDEN AF VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFURER OSV. LÆG IKKE PÅ EN BLØD OVERFLADE SOM EN SENG, DA ENHEDEN KAN OVEROPHEDES.
13. HOLD ENHEDEN VÆK FRA ETSENDE VÆSKER.
14. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER "SLUKKET", INDEN DEN OPBEVARES.
15. BRUG IKKE APPARATET I BADEVÆRELSET ELLER I NÆRHEDEN AF VAND.
16. PLACER IKKE ELLER OPBEVAR APPARATET, HVOR DET KAN FALDE NED ELLER TRÆKKES IND I ET BADEKAR ELLER VASK.
17. LÆG IKKE I ELLER I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.
18. HVIS APPARATET FALDER I VAND, SKAL DU IKKE RÆKKE IND I VANDET.
19. KVÆLNINGSFARE PÅ GRUND AF SMÅ DELE. IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR.
20. DEL IKKE DETTE PRODUKT MED ANDRE.
21. BRUG IKKE PRODUKTET UNDER OPLADNING.

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHOLDE ET LITUM-ION-BATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING, MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60°C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTTES. HVIS LITUM-ION-BATTERIET BUKKER SIG KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTILGÆNGELIG FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE AF EN CELLE, SØG ØJEBLIKKEG

OPPLADNING:

1. Sæt USB-kablet (medfølger) i porten i bunden af brillen. Tilsæt til en USB-egnet strømkilde. Under opladningen blinker indikatorlamperne rødt. Når apparatet er fuldt opladet, bliver indikatorlamperne grønne.

BRUGSANVISNING:

Det anbefales at fjerne eventuel makeup før brug

1. Fjern din makeup med en oliefri makeupfjerner eller et rensemiddel uden olie.

2. Påfør dit yndlingsserum på området under øjnene. EMS er mindre effektiv på tør hud. Brug ikke apparatet uden serum, eller hvis serummets er tørret ind på huden.

3. Tænd apparatet ved at trykke langvarigt på tænd-/sluk-knappen. Du vil se 1 rød LED-lampe tænde i bunden af apparatet.

4. Tryk kortvarigt på tænd-/slukknappen for at skifte mellem EMS-frekvenser. Der er 2 frekvensindstillinger, kontinuerlig og impuls.

5. Tryk kortvarigt på intensitetsknappen for at justere EMS-intensiteten. Der er 3 intensitetsindstillinger. **START ALTID PÅ INTENSITETSINDSTILLING 1.**

6. Placer apparatet på området under øjnene, og slap af. (Hvis du slet ikke mærker noget, skal du påføre huden mere serum eller trykke apparatet mod huden).

7. Sluk apparatet ved at trykke langvarigt på tænd-/sluk-knappen. Tør apparatet af med en let fugtig klud.

APPARATET SLUKKER AUTOMATISK EFTER 10 MINUTTER.

DET ER NORMALT AT FØLE ET SVAGT ELEKTRISK STØD VED BRUG AF APPARATET. JO FUGTIGERE HUDEN ER, JO STÆRKERE ER FØLELSEN. DU BØR IKKE FØLE UBEHAG ELLER SMERTE. HVIS DU GØR DET, SKAL DU SÆNKE INDSTILLINGEN ELLER JUSTERE BRILLERNE TIL EN MERE BEHAGELIG POSITION.

SIKKERHEDSINFORMATION:

Rødt lysprodukter er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Vores produkter er lavrisiko, generelle wellness-fitnessprodukter, der ikke kræver medicinsk godkendelse. De er designet som "Generel Wellness" hjemmebrugsprodukter kun.

SIKKERHEDSOVERVEJELSER:

Brug af en Red Light-terapienhed på nogen måde ud over det, der beskrives i denne manual, ugyldiggør garantien og kan resultere i alvorlige skader. SPECTACULAR er en elektrisk enhed. For at undgå elektrisk stød skal følgende sikkerhedsovervejelser overholdes:

- Må ikke komme enheden i kontakt med vand eller nedsænke enheden i vand.
- Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
- Berør ikke direkte enheden eller knapperne med våde hænder.
- Træk ikke, bær eller løft enheden i dens opladningskabel. Hvis opladningskablet er beskadiget, må enheden ikke bruges.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, efterladt udenfor eller er blevet udsat for vand eller væsker.
- Brug ikke på eller i nærheden af opvarmede overflader.
- Modificer ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der er ingen brugerservicebare dele.
- Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er eller kan overstige 54°C (130°F).

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER: VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DER ALTID TRÆFFES GRUNDLEGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. HOLDES VÆK FRA VAND. DETTE PRODUKT ER IKKE EN LEGETØJ. UNDGÅ AT STIRRE DIREKTE IND I LYSERNE. BRUGES KUN INDENDØRS. TIL HJEMMEBRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER. FØRSØG IKKE AT ÅBNE BAGSIDEN AF ENHEDEN. HVIS DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU

Metallimplantat hagen eller sich derzeit in Ihrer Menstruationsphase befinden.

4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Kontaktlinsen tragen.

5. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT OHNE AUGENCREME ODER SERUM.

6. Nur für Erwachsene. Nicht für Kinder gedacht. Dies ist kein Spielzeug.

7. Bitte wischen Sie überschüssige Hautpflegeprodukte, die sich möglicherweise angesammelt haben, mit einem feuchten Tuch oder mit dem mitgelieferten Reinigungstuch vorsichtig ab.

8. Vermeiden Sie es, das STYLPRO™ SPECTACULAR in heißen, feuchten oder feuchten Bereichen aufzubewahren.

9. Wenn das STYLPRO™ SPECTACULAR nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu benutzen. Wenden Sie sich an den STYLPRO™ KUNDENSERVICE (Siehe Abschnitt BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE für Kontaktinformationen).

10. Gehen Sie sorgfältig mit LED-Leuchten um. Eine verlängerte Benutzung und eine langanhaltende Exposition von LED-Leuchten gegenüber den Augen können Schäden verursachen. LEDs sind nicht austauschbar.

11. Nicht auf empfindlicher, gereizter oder gebrochener Haut verwenden. Nicht bei geschwollenen oder sonnenverbrannten Haut oder bei anderen Hautkrankheiten anwenden.

12. Blicken Sie nicht direkt in die LED-Leuchten.

AUFLADEN:

1. Stecken Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) in den an der Unterseite der Brille befindlichen Anschluss und verbinden Sie es mit einer USB-fähigen Stromquelle. Während des Ladevorgangs blinken die Anzeige-Leuchten rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechseln die Anzeige-Leuchten auf grün.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Es empfiehlt sich, vor der Anwendung jegliches Make-Up zu entfernen.

1. Entfernen Sie Ihr Make-up mit einem ölfreien Make-up-Entferner oder Gesichtсреiniger.
2. Tragen Sie Ihr Lieblingsserum auf den Bereich unter Ihren Augen auf. EMS ist auf trockener Haut weniger wirksam. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Serum oder wenn das Serum auf der Haut bereits eingetrocknet ist.
3. Drücken Sie lange auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten. An der Unterseite des Geräts leuchtet eine rote LED-Lampe auf.
4. Drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, um zwischen den EMS-Frequenzen zu wechseln. Es kann zwischen zwei Frequenzeinstellungen gewählt werden: kontinuierlich und pulsierend.
5. Um die EMS-Intensität einzustellen, drücken Sie kurz auf die Intensitätstaste. Es stehen drei Intensitätsstufen zur Wahl. **BEGINNEN SIE IMMER MIT DER INTENSITÄTSSTUFE 1.**
6. Legen Sie das Gerät auf den Bereich unter Ihren Augen und entspannen Sie sich. (Wenn Sie überhaupt nichts spüren, tragen Sie mehr Serum auf die Haut auf oder drücken Sie das Gerät auf die Haut).
7. Drücken Sie lange auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät auszuschalten. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.

AS GERÄT SCHALTET SICH AUTOMATISCH NACH 10 MINUTEN AB.

ES IST NORMAL, DASS SIE BEI DER VERWENDUNG DES GERÄTS EINEN LEICHTEN ELEKTRISCHEN SCHLAG VERSPÜREN. JE FEUCHTER DIE HAUT IST, DESTO STÄRKER WIRD DIES WAHRGENOMMEN. SIE SOLLTEN KEIN UNBEHAGEN UND KEINE SCHMERZEN EMPFINDEN. SOLLTE DIES GESCHEHEN, VERRINGERN SIE DIE

ANVENDINGSSTUFE ODER RÜCKSTUFEN SIE DIE BRILLE AUF EINE KOMFORTABLERE STELLE.

SICHERHEITSINFORMATIONEN:

Rotes Licht Produkte dienen nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Unsere Produkte sind risikoarme, allgemeine Wellness-/Fitneszprodukte, die keine medizinische Freigabe erfordern. Sie sind ausschließlich als "Allgemeine Wellness"-Produkte für den Heimgebrauch konzipiert.

SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN:

- Die Verwendung eines Rotlichttherapiegeräts in einer anderen Weise als in dieser Anleitung beschrieben, macht die Garantie ungültig und kann zu schweren Verletzungen führen. Das SPECTACULAR Rotlicht-Gesichtsgerät ist ein elektrisches Gerät. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitsaspekte:
- Ihr Gerät nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen.
- Elektrische Teile nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten waschen.
- Das Gerät oder die Schalter nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät nicht am Ladekabel ziehen, tragen oder heben. Bei Beschädigung des Ladekabels das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist, draußengelassen wurde oder mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Nicht auf oder in der Nähe von beheizten Oberflächen verwenden.
- Dieses Gerät nicht modifizieren oder versuchen zu modifizieren oder zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Ihr Gerät nicht in heißen Temperaturen verwenden oder lagern, die 54°C (130°F) erreichen oder überschreiten können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN: BEIM GEBRAUCH VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEHALTEN WERDEN, DAZU GEHÖREN FOLGENDE:

ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS LESEN. DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN. VON WASSER FERNHALTEN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. NICHT DIREKT IN DIE LICHTER STARREN. NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH. NICHT VERSUCHEN, DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS ZU ÖFFNEN. BEI BEDARF EINEN FACHMANN ZU RATE ZIEHEN. VON DIREKTEM WÄRMEQUELLEN UND SONNENLICHT FERNHALTEN. VON KINDERN FERNHALTEN.

GEFAHR: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN: IMMER AUSSCHALTEN, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER LAGERN.

WARNHINWEIS: UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER PERSONENSCHÄDEN ZU VERRINGERN:

- LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS.
- DIESES PRODUKT SOLLTE NICHT VERWENDET WERDEN VON: KINDERN, SCHWANGEREN FRAUEN, PATIENTEN MIT EPILEPSIE, TUMOREN UND KREBSPATIENTEN, PATIENTEN MIT HERZSCHRITTMACHERN ODER ÄHNLICHEM.
- ENTFERNEN SIE VOR DER BENUTZUNG BRILLEN, KÜNSTLICHE WIMPERN UND KONTAKTLINSEN.
- WENN SIE WÄHREND ODER NACH DER ANWENDUNG ABNORMALITÄTEN AN IHRER HAUT FESTSTELLEN, KONSULTIEREN SIE BITTE EINEN MEDIZINSPEZIALISTEN.
- ZUM SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN GEFAHREN, NICHT WÄHREND DES BADENS ODER UNTER DER DUSCHE VERWENDEN.

(DA) BRUGS- OG VEDLIGEHEDSLEDSELGUE FOR DIN SIKKERHED OG FORSATTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT, LÆS ALTID BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FØR BRUG.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller til brug i andre anvendelser. Dette er ikke et medicinsk produkt eller en medicinsk enhed.

SPECIFIKATIONER

Navn: STYLPRO™ Spec-Tacular EMS- og LED-rødlysbriller
Model: RS01A

Størrelse i foldet tilstand: 140 mm x 55 mm x 53 mm.

Materialer: ABS, gummi og silikone

Nominal Spænding: 3,7V

Nominal kapacitet af batteriet: 90mAh

Energikapacitet af batteriet: 0,33Wh

Opladningsspænding: 4,2V


Indgangsspændingsforsyning: USB-stik, 5V, 1A

Opladningstid: 1,5 timer

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFIKATION AF DELE:

- Rødlysbriller
- Tænd-/slukknapp
- Intensitetsknapp
- USB-opladningspunkt
- Rødlyspuder
- Intensitetsknapp
- Tænd-/slukknapp



SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

- Må ikke bruges, hvis du har øjenbetændelse.
- Må kun bruges i øjenområdet.
- Vi anbefaler ikke at bruge denne enhed, hvis du har epilepsi, er fotofobisk eller lysfølsom, hvis du er gravid eller har haft hudkræft inden for de sidste 12 måneder, har gennemgået ansigtsplastikkirurgi, har en metalimplantat, eller hvis du har din menstruationscyklus.
- Brug ikke dette produkt, når du går med kontaktlinser.
- BRUG IKKE PRODUKTET UDEN ØJENCREME ELLER SERUM.**
- Kun til brug for voksne. Ikke beregnet til brug af børn. Dette er ikke en legetøj.
- Tør overskydende hudplejeprodukter af, og rens ved at tørre forsigtigt med en fugtig klud eller den medfølgende renseskud.
- Undgå opbevaring af STYLPRO™ SPECTACULAR i varme, fugtige eller våde områder.
- Hvis STYLPRO™ SPECTACULAR fungerer dårligt eller beskadiges på nogen måde, skal du stoppe med at bruge det øjeblikkeligt. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (se afsnittet BEGRÆNSET TIL-ÅRS GARANTI for kontaktoplysninger).
- Brug LED-lys med forsigtighed. Langvarig brug og udsættelse for LED-lys i øjnene kan forårsage skade. LED'er kan ikke udskiftes.
- Brug ikke på følsom, irriteret eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud eller hvis du har andre hudproblemer. Kig ikke direkte ind i LED-lysene.
- BRUG IKKE**, hvis hovedet er brækket, skadet eller beskadiget.

ARMAZENAMENTO

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ 'DESLIGADO' ANTES DE GUARDÁ-LO. ASSURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SERÁ DANIFICADO.

MANUTENÇÃO

POR FAVOR, LIMPE QUALQUER EXCESSO DE PRODUTOS DE CUIDADO DA PELE QUE POSSAM ACUMULAR. SEUS ÓCULOS STYLPRO™ SPEC-TACULAR É VIRTUALMENTE LIVRE DE MANUTENÇÃO. PARA LIMPAR, DESLIGUE O APARELHO E LIMPE A PARTE EXTERIOR COM UM PANO ÚMIDO. SE OCORRER QUALQUER CONDIÇÃO ANORMAL, DESLIGUE E CONTATE O SERVIÇO AO CLIENTE DA STYLPRO™ PELO +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

NOSSOS PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS CONFORME A LEI DO CONSUMIDOR EUROPEIA. A DIRETIVA DA UE 1999/44/EC ESTABELECE QUE 'UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE. VOCÊ TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA GRAVE, TAMBÉM TEM DIREITO A QUE OS BENS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM A QUALIDADE ACEITÁVEL E A FALHA NÃO SE RESUMIR A UMA FALHA GRAVE. A STYLPRO™ IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR (À NOSSA OPÇÃO) O SEU APARELHO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA, SE O APARELHO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU MATERIAL. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO SOB ESTA GARANTIA, POR FAVOR, CONTATE O SERVIÇO AO CLIENTE DA STYLPRO™ EM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, VOCÊ DEVE REter SEU comprovante de compra.

IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTES, USO INDEVIDO, ALTERAÇÕES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZOÁVEL OU USO DIFERENTE DO DESCRITO NESTAS INSTRUÇÕES, OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO OU REPAROS POR UM CENTRO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS PARA MERCADORIAS VENDIDAS POR REVENDEDORES AUTORIZADOS. OBSERVE QUE O ITEM DEVE SER THOROUGHLY CLEANED ANTES DE SER DEVOLVIDO.

DESCARTE CORRETO DESTA PRODUTO: QUANDO O PRODUTO CHEGAR AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL, POR FAVOR, NÃO O DESCARTE COM O LIXO DOMICILIAR REGULAR. A RECICLAGEM É A MANEIRA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE DESCARTAR ITENS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. POR FAVOR, DESCARTE DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO DESCARTE NO LIXO DOMICILIAR REGULAR.

MARCAÇÃO UKCA E CE: REINO UNIDO/UE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O STYLPRO™ SPECTACULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELEVANTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL SOB DEMANDA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELAS, BÉLGICA.

6. EINE ENGE AUGEN AUFSICHT IST ERFORDERLICH, WENN EIN GERÄT VON ODER IN DER NÄHE VON KINDERN ODER VON KRANKHEIT ODER VERLETZUNG GESCHWACHTEN PERSONEN VERWENDET WIRD.
7. NICHT AUF SENSIBLER ODER BESCHÄDIGTER HAUT VERWENDEN. NICHT AUF GESCHWOLLENER ODER SONNENVERBRANNTER HAUT ODER BEI ANDEREN HAUTERKRANKUNGEN VERWENDEN.
8. BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, WENN ES NICHT FUNKTIONIERT ODER FÄLLT ODER IN IRGENDWEISE BESCHÄDIGT WURDE. SCHICKEN SIE DAS GERÄT ZUR ÜBERPRÜFUNG, ELEKTRISCHEN ODER MECHANISCHEN EINSTELLUNG ODER REPARATUR ZUM NÄCHSTEN SERVICECENTER. DER VERBRAUCHER SOLLTE KEINE REPARATUREN VORNEHMEN.
9. BRINGEN SIE NICHTS DIREKT MIT DEM AUGAPFEL IN BERÜHRUNG.
10. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK, WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN. DIE VERWENDUNG VON AUFSÄTZEN, DIE NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLEN WERDEN, KANN GEFAHREN VERURSACHEN.
11. NICHT IM FREIEN VERWENDEN ODER DA BETREIBEN, WO AEROSOL (SPRAY) PRODUKTE VERWENDET WERDEN, ODER WO SAUERSTOFF VERBREITET WIRD.
12. KEINEN TEIL DES PRODUKTS IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HERDEN USW. PLATZIEREN, NICHT AUF EINER WEICHEN OBERFLÄCHE WIE EINEM BETT ABLEGEN, DA DAS GERÄT ÜBERHITZEN KANN.
13. HALTEN SIE DAS GERÄT VON KORROSIVEN FLÜSSIGKEITEN FERN.
14. SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOR DER AUFBEWAHRUNG 'AUS' IST.
15. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM BADEZIMMER ODER IN DER NÄHE VON WASSER.
16. DAS GERÄT NICHT AUFBEWAHREN ODER ABSTELLEN, WO ES IN EINE WANNE ODER EIN WASCHBECKEN FALLEN ODER HINEINGEZOGEN WERDEN KONNTE.
17. NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN LEGEN ODER HINEINWERFEN.
18. WENN DAS GERÄT IN WASSER FÄLLT, NICHT INS WASSER GREIFEN.
19. ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINE TEILE. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
20. TEILEN SIE DIESES PRODUKT NICHT MIT ANDEREN.
21. BITTE NICHT WÄHREND DES LADENS VERWENDEN.

BATTERIEN: DAS PRODUKT ENTHÄLT EINE LITHIUM-IONEN-BATTERIE. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT OFFENEN, QUETSCHEN, ÜBER 60°C/140 °F ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSBEULT, DIE BENUTZUNG EINSTELLEN. HALTEN SIE KLEINE ZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUS DER REICHWEITE VON KINDERN. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, PERFORATIONEN DES WEICHGEWEBES UND TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH DEM VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER ZELLE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN. NIEMALS NICHT AUFLADBARE BATTERIEN AUFLADEN. DIESES PRODUKT HAT EINE EINGEBAUTE AUFLADBARE BATTERIE, DIE VOM BENUTZER NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN KANN. DAS ENTFERNEN ODER ERSETZEN DER AUFLADBAREN BATTERIE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER SEINEM KUNDENDIENST ODER VON EINER GLEICHWERTIG QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN. BEI DER ENTSORGUNG DES PRODUKTS SOLLTE BEACHTET WERDEN, DASS DIESER EINE AUFLADBARE BATTERIE ENTHÄLT.

LAGERUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET IST. VERGEWISSEN SIE

SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

WARTUNG: BITTE WISCHEN SIE ÜBERSCHÜSSIGE HAUTPFLEGEPRODUKTE AB, DIE SICH MÖGLICHERWEISE ANSAMMELN. IHRE STYLPRO™ SPEC-TACULAR GLASSES SIND PRAKTISSCH WARTUNGSMILDE. ZUM REINIGEN SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND WISCHEN SIE ES MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™ KUNDENDIENST UNTER DER NUMMER +44 (0) 20 3225 5559, WENN EIN ANORMALER ZUSTAND AUFTRIFFT.

LIMITIERTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE: UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE VERSEHEN, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. IN DER EU-RICHTLINIE 1999/44/EG HEISST ES: „FÜR DEN VERKAUF ALLER VERBRAUCHSGÜTER IN DER GESAMTEN EU GILT EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN DEFEKT. SIE HABEN AUCH DAS RECHT, DIE WAREN REPARIEREN ODER ERSETZEN ZU LASSEN, WENN DIE WAREN NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT SIND UND DER FEHLER NICHT SCHWERWIEGEND IST. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT VIERUNDZWANZIG MONATE LANG AB KAUFDATUM KOSTENLOS, WENN DAS GERÄT VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EIN ZUSÄTZLICHER VORTEIL UND HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM DEN SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN STYLPRO-KUNDENDIENST™ UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559, UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MÜSSEN SIE IHREN KAUFBELEG AUFBEWAHREN

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMASSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORIZIERTES SERVICEZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORIZIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN MUSS.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS: WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLSTE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRES LEBENSZYKLUS ERREICHT HABEN. BITTE ENTSORGEN SIE SIE ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE (WEEE) SCHREIBT IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN KORREKTE RECYCLINGPRAKTIKEN VOR. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM NORMALEN HAUSMÜLL.

UKCA & CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU - KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG: STYLIDEAS LTD. ERKLÄRT, DASS STYLPRO™ SPECTACULAR DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE,

2. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO POR CRIANÇAS, MULHERES GRÁVIDAS, PACIENTES COM EPILEPSIA, TUMORES E CÂNCER, PACIENTES COM MARCA-PASSOS CARDÍACOS OU SIMILARES.
3. REMOVA ÓCULOS, CÍLIOS POSTIÇOS E LENTES DE CONTATO ANTES DE USAR.
4. SE VOCÊ SENTIR ANORMALIDADES NA PELE DURANTE OU APÓS O USO, CONSULTE UM ESPECIALISTA MÉDICO.
5. PARA PROTEGER CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, NÃO USE DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO.
6. SUPERVISÃO PRÓXIMA É NECESSÁRIA QUANDO QUALQUER APARELHO É USADO POR CRIANÇAS OU PESSOAS QUE ESTÃO FRACAS OU INCAPACITADAS POR DOENÇA OU LESÃO.
7. NÃO USE NA PELE SENSÍVEL OU FERIDA. NÃO USE NA PELE INCHADA OU QUEIMADA PELO SOL, OU SE TIVER QUALQUER OUTRA CONDIÇÃO DE PELE.
8. NÃO OPERE ESTE APARELHO SE ELE APRESENTAR DEFEITO OU TIVER SIDO DERRUBADO OU DANIFICADO DE QUALQUER MANEIRA. DEVOLVA O APARELHO À INSTALAÇÃO DE SERVIÇO MAIS PRÓXIMA PARA EXAME, AJUSTE ELÉTRICO OU MECÂNICO OU REPARO. NÃO TENTE CONSERTAR POR CONTA PRÓPRIA.
9. NÃO ENCOSTE DIRETAMENTE NO GLOBO OCULAR.
10. USE O APARELHO APENAS PARA O USO PREVISTO DESCRITO NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. O USO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.
11. NÃO USE AO AR LIVRE OU EM LOCAIS ONDE PRODUTOS AEROSOL (SPRAY) ESTEJAM SENDO USADOS OU ONDE OXIGÊNIO ESTEJA SENDO ADMINISTRADO.
12. NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO PRODUTO PERTO DE FONTES DE CALOR, COMO RADIADORES, FOGÕES, ETC. NÃO O COLOQUE EM UMA SUPERFÍCIE MACIA, COMO UMA CAMA, POIS O DISPOSITIVO PODE SUPERAQUECER.
13. MANTENHA O DISPOSITIVO LONGE DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
14. CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO ESTÁ 'DESLIGADO' ANTES DE ARMAZENAR.
15. NÃO USE O APARELHO NO BANHEIRO OU PERTO DA ÁGUA.
16. NÃO COLOQUE O ARMAZENE O APARELHO ONDE ELE POSSA CAIR OU SER PUXADO PARA UMA BANHEIRA OU PIA.
17. NÃO COLOQUE OU DEIXE O APARELHO CAIR NA ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.
18. SE O APARELHO CAIR NA ÁGUA, NÃO TENTE PEGÁ-LO DA ÁGUA.
19. RISCO DE ASFIXIA DEVIDO A PEÇAS PEQUENAS. NÃO ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS.
20. NÃO COMPARTILHE ESTE PRODUTO COM OUTRAS PESSOAS.
21. POR FAVOR, NÃO USE DURANTE O CARREGAMENTO.

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, AMASSA, AQUEÇA ACIMA DE 60°C/140 °F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE ÍON DE LÍTIO ESTIVER SE INCANDO SEVERAMENTE, INTERROMPA O USO. MANTENHA PEQUENAS CÉLULAS CONSIDERADAS SUSCETÍVEIS À INGESTÃO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. A INGESTÃO PODE LEVAR A QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDO MACIO E MORTE. QUEIMADURAS GRAVES PODEM OCORRER EM ATÉ 2 HORAS APÓS A INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO DE UMA CÉLULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE. NUNCA CARREGUE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ESTE PRODUTO TEM UMA BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO USUÁRIO. A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL SÓ PODE SER REALIZADA PELO FABRICANTE OU SEU SERVIÇO AO CLIENTE OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA SEMELHANTE PARA EVITAR RISCOS. AO DESCARTAR O PRODUTO, OBSERVE QUE ELE CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL.

4. Prima brevemente o botão On/Off (ligar/desligar) para alternar entre as frequências EMS. Existem 2 definições de frequência, contínua e de impulsos.
5. Para ajustar a intensidade da EMS, prima brevemente o botão de intensidade. Existem 3 definições de intensidade.
- COMECE SEMPRE COM A DEFINIÇÃO DE INTENSIDADE 1.**
6. Coloque o aparelho na zona debaixo dos olhos e relaxe (se não notar qualquer sensação, aplique mais sérum na pele ou pressione o aparelho contra a pele).
7. Prima durante algum tempo o botão On/Off (ligar/desligar) para desligar o aparelho. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente húmido.

O APARELHO DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE APÓS UM PERÍODO DE 10 MINUTOS.

É NORMAL SENTIR UMA LIGEIRA SENSACÃO DE CHOQUE ELÉTRICO AO UTILIZAR O APARELHO. QUANTO MAIS HÚMIDA ESTIVER A PELE, MAIS FORTE SERÁ A SENSACÃO. NÃO DEVE SENTIR DESCONFORTO OU DOR. SE SENTIR, DIMINUA A REGULAÇÃO OU AJUSTE OS ÓCULOS PARA UMA POSIÇÃO MAIS CONFORTÁVEL.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Os produtos de Luz Vermelha não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Nossos produtos são produtos de bem-estar geral / fitness de baixo risco que não requerem autorização médica. Eles são projetados apenas para uso doméstico de "Bem-estar Geral".

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

O uso de um dispositivo de terapia com Luz Vermelha de qualquer maneira que não seja descrita neste manual anula a garantia e pode resultar em lesões graves. O Dispositivo Facial de Luz Vermelha SPECTACULAR é um dispositivo elétrico. Para evitar choque elétrico, siga as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave peças elétricas com água ou líquidos
- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não puxe, carregue ou levante o dispositivo pelo cabo de carregamento. Se o cabo de carregamento estiver danificado, não use o dispositivo.
- Não use o dispositivo se ele tiver sido derrubado, deixado ao ar livre ou entrado em contato com água ou líquidos.
- Não use em superfícies aquecidas ou próximas delas.
- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o usuário possa consertar.
- Não use ou armazene o dispositivo em temperaturas elevadas que possam exceder 54°C (130°F).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: AO USAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, INCLUINDO O SEGUINTE: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. MANTENHA LONGE DA ÁGUA. ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA AS LUZES. USE APENAS EM AMBIENTE INTERNO. PARA USO DOMÉSTICO APENAS. NÃO TENHA ABRIÇÃO DE PARTE TRASEIRA DO APARELHO. SE NECESSÁRIO, CONSULTE UM PROFISSIONAL. MANTENHA LONGE DE FONTES DE CALOR DIRETO E LUZ SOLAR. MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: SEMPRE DESLIGUE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES ÀS PESSOAS:
1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW,
GROSSBRITANNIEN. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53,
B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS

EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVENDE PLEZIER VAN DIT PRODUCT, LEES ALTIJD DE INSTRUCTIEBROCHURE ZORGVULDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT. Dit product is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gebruik in andere toepassingen. Alle lampjes zullen knipperen wanneer het apparaat moet worden opgeladen.

SPECIFICATIONS

Naam: STYLPRO™ Bril met EMS en rood licht

Model: RS01A

Afmeting in opgevouwen staat: 140mm x 55mm x 53mm.

Materiaal: ABS, rubber en siliconen

Nominale spanning: 3.7V

Nominale capaciteit van de batterij: 90mAh

Energiecapaciteit van de batterij: 0.33Wh

Laadspanning: 4.2V


Ingangsstroomvoorziening: USB-poort, 5V, 1A

Oplaadtijd: 1.5 uur

3.7 V  , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

1. Bril met rood licht
2. Aan-/uitsnop
3. Intensiteitsknop
4. USB-oplaadpunt
5. Pads met rood licht



VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN:

1. Niet gebruiken als u een oogontsteking of conjunctivitis hebt.
2. Alleen voor gebruik in gebied onder de ogen.
3. We raden het gebruik van dit apparaat af als je epileptisch, fotofob of lichtgevoelig bent, als je zwanger bent of in de afgelopen 12 maanden huidkanker hebt gehad, plastische chirurgie aan je gezicht hebt ondergaan, een metalen implantaat hebt of als je momenteel ongesteld bent.
4. Gebruik dit product niet wanneer u contactlenzen in hebt.
- 5. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET ZONDER OOGCRÈME OF OOGSERUM.**
6. Alleen voor volwassenen. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Dit is geen speelgoed.
7. Veeg eventueel overvloedige huidverzorgingsproducten die zich kunnen ophopen voorzichtig af met een vochtige doek of het meegeleverde reinigingsdoekje.
8. Bewaar de STYLPRO™ SPECTACULAR niet op hete, vochtige of natte plekken.
9. Indien de STYLPRO™ SPECTACULAR niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem contact op

- met **STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE** (zie hoofdstuk **BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE** voor contactgegevens).
- 10.** Gebruik LED lampen met zorg. Langdurig gebruik en langdurige blootstelling van LED-lampjes in de ogen kan schade veroorzaken. LED's kunnen niet worden vervangen.
- 11.** Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid. Niet gebruiken op gezwollen of zonverbrande huid of als u een andere huidaandoening hebt.
- 12.** Kijk niet rechtstreeks in de LED-lampjes.

OPLADEN:

1. Steek de meegeleverde USB-kabel in de poort aan de onderkant van de bril. Sluit aan op een USB-compatibele stroombron. Tijdens het opladen gaan de indicatorlampjes rood knipperen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaan de indicatorlampjes groen branden.

HOE TE GEBRUIKEN:

Het is raadzaam om make-up te verwijderen voordat u het apparaat gebruikt.

1. Verwijder uw make-up met een olie-vrije make-upremover of reiniger.
2. Breng uw favoriete serum aan op het gebied onder uw ogen. EMS is minder effectief op een droge huid. Gebruik het apparaat niet zonder serum of als het serum is uitgedroogd op de huid.
3. Houd de aan-/uitknop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. U ziet dat één rood ledlampje onderaan op het apparaat gaat branden.
4. Houd de aan-/uitknop kort ingedrukt om te schakelen tussen EMS-frequenties. Er zijn twee frequentie-instellingen: continu en pulserend.
5. Om de EMS-intensiteit aan te passen, drukt u kort op de aan-/uitknop. Er zijn drie intensiteitsniveaus. **BEGIN ALTIJD OP INTENSITEITSNIVEAU 1.**
6. Plaats het apparaat op het gebied onder uw ogen en ontspan. (Als u helemaal niets voelt, brengt u meer serum aan op de huid en/of drukt u het apparaat tegen de huid.)
7. Houd de aan-/uitknop lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Veeg het apparaat af met een licht vochtig doekje.

HET APPARAAT SCHAKELT NA TIEN MINUTEN AUTOMATISCH UIT.

HET IS NORMAAL OM EEN LICHT GEVOEL VAN ELEKTRISCHE SCHOK TE ERVAREN BIJ GEBRUIK VAN HET APPARAAT. HOE VOCHTIGER DE HUID, DES TE STERKER HET GEVOEL. U MAG ECHTER GEEN ONGEMAK OF PIJN VOELEN. ALS DAT WEL HET GEVAL IS, VERLAAGT U DE INSTELLING OF VERANDERT U DE POSITIE VAN DE BRIL ZODAT DEZE COMFORTABELER ZIT.


VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

Red Light-producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Onze producten zijn algemene wellness- en fitnessproducten met een laag risico waarvoor geen medische goedkeuring nodig is. Ze zijn uitsluitend ontworpen als "Algemeen welzijn" producten voor thuisgebruik.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:

- Gebruik van een roodlichttherapieapparaat op een andere manier dan beschreven in deze handleiding maakt de garantie ongeldig en kan leiden tot ernstig letsel. Het SPECTACULAR Red Light gezichtsapparaat is een elektrisch apparaat. Neem de volgende veiligheidsoverwegingen in acht om elektrische schokken te voorkomen:
- Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.
 - Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.
 - Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.
 - Trek, draag of til het apparaat niet aan het oplaadsnoer. **20**

1. Óculos de Luz Vermelha
2. Botão Ligar/Desligar
3. Botão Ligar/Desligar
4. Ponto de Carregamento USB
5. Almofadas de Luz Vermelha



DIRETRIZES DE SEGURANÇA:

1. Não utilize se tiver uma inflamação ocular ou conjuntivite
2. Apenas para utilização na zona dos olhos.
3. Não aconselhamos o uso deste dispositivo se você for epilético, fotofóbico ou sensível à luz, se estiver grávida ou tiver tido câncer de pele nos últimos 12 meses, se tiver passado por cirurgia plástica facial, tiver um implante de metal ou se estiver no seu ciclo menstrual.
4. Não utilize este produto se estiver a usar lentes de contacto.
5. **NÃO UTILIZE O PRODUTO SEM CREME OU SÉRUM PARA OS OLHOS.**
6. Apenas para uso adulto. Não destinado a uso por crianças. Isto não é um brinquedo.
7. Limpe qualquer excesso de produtos de cuidados da pele que se possam acumular. Para limpar, passe suavemente um pano húmido ou o pano de limpeza fornecido.
8. Evite armazenar o STYLPRO™ SPECTACULAR em locais quentes, úmidos ou molhados.
9. Se o STYLPRO™ SPECTACULAR apresentar mau funcionamento ou estiver danificado de alguma forma, pare de usá-lo imediatamente. Entre em contato com o SERVIÇO AO CLIENTE STYLPRO™ (Consulte a seção GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS para detalhes de contato).
10. Use as luzes LED com cuidado. O uso prolongado e a exposição prolongada das luzes LED nos olhos podem causar danos. Os LEDs não são substituíveis.
11. Não use em pele sensível, irritada ou ferida. Não use em pele inchada ou queimada pelo sol ou se tiver qualquer outra condição de pele.
12. Não olhe diretamente para as luzes LED.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. Insira o cabo USB (fornecido) na porta na parte inferior dos óculos. Ligue a uma fonte de alimentação compatível com USB. Durante o carregamento, as luzes indicadoras piscam a vermelho. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, as luzes indicadoras ficam verdes.

COMO USAR:

Aconselha-se a remoção da maquiagem antes da utilização.

1. Remova a maquiagem com um desmaquilhante ou um produto de limpeza sem óleo.
2. Aplique o seu sérum preferido na zona debaixo dos olhos. A EMS é menos eficaz em pele seca. Não utilize o aparelho sem sérum ou se o sérum tiver secado na pele.
3. Prima durante algum tempo o botão On/Off (ligar/desligar) para ligar o aparelho. Aparece uma luz LED vermelha na parte inferior do aparelho.

FORBRUKERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR AT "EN TOÅRIG GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKSVARER OVER HELE EU. DU HAR RETT TIL Å FÅ ERSTATTELLER REFUNDERT VED ALVORLIG SVIKT, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ REPARERT ELLER ERSTATTELLER VARE HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN ALVORLIG SVIKT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER VÅRT VALG). APPARATET DITT KOSTNADSFRITT I TJUEFIRE MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UTFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE EN GARANTIKRAV MÅ DU BEHOLDE KJØPSBEVISET DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, MISBRUK, MANGEL PÅ FORNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE BESKRIVES I DISSE INSTRUKSJONENE, ELLER UTFØRELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICESENTER. DENNE GARANTIE ER GYLDIG BARE PÅ VARE SOM SELGES AV AUTORISERTE FORHANDLERE. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENGJORT FØR RETUR.

RIKTIG AVHENDING AV DETTE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV SIN LEVETID, MÅ DU IKKE KASTE DET MED VANLIG HUSHOLDNINGS- AVFALL. RESIRKULERING ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KVITTE SEG MED ELEKTRISKE PRODUKTER SOM NÅR SLUTTEN AV LIVSSYKLUSEN. VENNLIGST KVITT DEG MED DET I SAMSVAR MED LOKALE FORSKRIFTER. DIREKTIV OM AVFALL AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE) I EUROPEISKE LAND FASTSETTER RIKTIG RESIRKULERINGS- PRAKSIS. IKKE KAST DET I VANLIG HUSHOLDNINGS- AVFALL.

UK/AE- OG CE-MERKING: UK/EU - ERKLÆRING OM SAMSVAR: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO™ SPECTACULAR OVERHOLDER DE VESSENTIELLE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AV SAMSVARSERKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE USO E CUIDADOS PARA A SUA SEGURANÇA E CONTÍNUO PRAZER DESTA PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.
O produto destina-se apenas a uso privado e não é destinado a uso comercial ou para uso em outras aplicações. Este não é um produto médico ou um dispositivo médico.

ESPECIFICAÇÕES

Nome: STYLPRO™ Spec-Tacular Óculos para a zona de baixo dos olhos com EMS e LED vermelho
Modelo: RS01A
Tamanho dobrável: 140mm x 55mm x 53mm.
Materiais: ABS, borracha e silicone
Nominal Capacidade: 3,7V
Nominal da Bateria: 90mAh
Capacidade Energética da Bateria: 0.33Wh
Tensão de Carregamento: 4.2V
Fonte de Alimentação de Entrada: Conector USB, 5V, 1A
Tempo de Carregamento: 1.5 horas

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54°C (130°F).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES: BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN WORDEN GENOMEN, WAARONDER DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. UIT DE BUURT VAN WATER HOUDEN. DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. KIK NIET RECHTSTREEKS IN DE LAMPEN. ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKEN. ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. PROBEER NIET OM DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT TE OPENEN. INDIEN NODIG, RAADPLEEG EEN VAKMAN. VERWIJDER HOUDEN VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN EN ZONLICHT. UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

GEVAAR: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN: ALTIJD UITSCHAKELEN VOORDAT U HET APPARAAT SCHOONMAAKT OF OPBERGT.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUITIE, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.
2. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR: KINDEREN, ZWANGERE VROUWEN, PATIËNTEN MET EPILEPSIE, TUMOREN EN KANKERPATIËNTEN, PATIËNTEN MET PACEMAKERS OF IETS DERGELIJKS.
3. VERWIJDER, BRILLEN, VALSE WIMPERS EN CONTACTLENZEN VOOR GEBRUIK.
4. ALS U TIJDENS OF NA GEBRUIK AFWIJINGEN AAN UW HUID VOELT, RAADPLEEG DAN UW MEDISCH SPECIALIST.
5. GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET BADEN OF ONDER DE DOUCHE OM HET TE BESCHERMEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN.
6. NAUWLETTEND TOEZICHT IS VEREIST WANNEER EEN APPARAAT WORDT GEBRUIKT DOOR OF IN DE BUURT VAN KINDEREN OF PERSONEN DIE VERZWAKT OF GEHANDICAPT ZIJN DOOR ZIEKTE OF LETSEL.
7. NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE OF BESCHADIGDE HUID. NIET GEBRUIKEN OP GEZWOLLEN OF DOOR DE ZON VERBRANDE HUID OF BIJ ANDERE HUIDAANDOENINGEN.
8. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NIET GOED FUNCTIONEERT OF ALS HET GEVALLEN OF BESCHADIGD IS. BRENG HET APPARAAT NAAR HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICEPUNT VOOR ONDERZOEK, ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE AANPASSING OF REPARATIE. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN.
9. RAAK DE OGBAL NIET AAN.
10. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEDOELDE GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAAR OPLEVEREN.
11. GEBRUIK HET APPARAAT NIET BUITENSHUIS EN GEBRUIK HET NIET OP PLAATSEN WAAR AÉROSOLLEN (SPUITBUSSEN) WORDEN GEBRUIKT OF WAAR ZUURSTOF WORDT TOEGEDIEND.
12. PLAATS GEEN ENKEL DEEL VAN HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOALS RADIATOREN, FORNUIZEN, ENZ. EN LEG HET NIET OP EEN ZACHT OF OPVERVLAK ZOALS EEN BED, AANGEZIEN HET APPARAAT OVERVERHIT KAN RAKEN.
13. HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN BIJTENDE VLOEISTOFFEN.

14. ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT.
15. PLAATS OF BEWAAR HET APPARAAT NIET OP EEN PLEK WAAR HET IN EEN BADKUIP OF GOOTSTEEN KAN VALLEN OF WORDEN GETROKKEN.
16. NIET IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN PLAATSEN OF LATEN VALLEN.
17. ALS HET APPARAAT IN HET WATER VALT, NIET IN HET WATER REIKEN.
18. VERSTIKKINGSGEVAAR DOOR KLEINE ONDERDELEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR.
19. VERSTIKKINGSGEVAAR DOOR KLEINE ONDERDELEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 3 JAAR.
20. DEEL DIT PRODUCT MET NIEMAND ANDERS.
21. NIET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN.

BATTERIJEN: HET PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERHITTEN BOVEN 60°C/140°F OF VERBRANDEN. NIET KORTSLUITEN. STOP MET HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION-BATTERIJ ERNSTIG UITPUILT. HOUD KLEINE CELLEN DIE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN INGESLIKT BIJ HET BEREIK VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHTE WEEFSELS EN OVERLIJDEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN ONTSTAAN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN CEL, ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP INROEPEN. LAAD NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OP. DIT PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE OPLAADBARE BATTERIJ DIE NIET DOOR DE GEBRUIKER KAN WORDEN VERVANGEN. HET VERWIJDEREN OF VERVANGEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR DE FABRIKANT OF ZIJN KLANTENSERVICE OF DOOR EEN VERGELIJKBAAR GEKVALIFICEERD PERSOON OM GEVAREN TE VOORKOMEN. WANNEER U HET PRODUCT WEGGOOIT, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DIT PRODUCT EEN HERLAADBARE BATTERIJ BEVAT.

OPSLAG: ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BIJ HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN.

ONDERHOUD: VEEG EVENTUELE OVERTOLLIGE HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN WEG DIE ZICH KUNNEN OPHOVEN. UW STYLPRO™ SPEC-TACULAR GLASSES IS ZO GOED ALS ONDERHOUDSVRIJ. SCHAKEL HET APPARAAT UIT EN VEEG DE BUITENKANT SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK. ALS ER ZICH EEN ABNORMALE SITUATIE VOORDOET, SCHAKEL HET APPARAAT DAN UIT EN NEEM CONTACT OP MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP +44 (0) 20 3225 5559.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR: ONZE GOEDEREN WORDEN GELEVERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE EUROPESE CONSUMENTENWETGEVING. EU RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN STELT 'EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR GELDT VOOR DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING BIJ EEN ERNSTIG DEFECT U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. STYLPRO™ REPAREREET OF VERVANGT (NAAR ONZE KEUZE) UW APPARAAT GRATIS GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT DEFECTEN VERTOONT IN VAKMANSCHAP OF MATERIALEN. DEZE GARANTIE IS EEN EXTRA VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. VOOR SERVICE ONDER DEZE GARANTIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. VOOR

7. IKKE BRUK PÅ SENSITIV ELLER SKADET HUD. IKKE BRUK PÅ HOVNE ELLER SOLBRENT ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDFORHOLD.
8. IKKE BRUK DETTE APPARATET HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIG ELLER HAR BLITT FALT ELLER SKADET PÅ NOEN MÅTE. RETURNER APPARATET TIL NERMESTE SERVICEFASILITET FOR UNDERSØKELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARASJON. INGEN REPARASJONER SKAL PRØVES AV FORBRUKEREN.
9. IKKE BERØR ØYEEPLET DIREKTE
10. BRUK APPARATET BARE FOR BRUK SOM BESKREVET I DENNE INSTRUKSJONSBOOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV STYLPRO™ KAN FORÅRSÅKE FARER.
11. IKKE BRUK UTE ELLER BRUK DET DER AEROSOL (SPRAY) PRODUKTER BRUKES, ELLER DER OKSYGEN ADMINSTRERES.
12. IKKE LEGG NOEN DEL AV PRODUKTET NÆR VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFYRER, OSV. LEGG IKKE PÅ EN MYK OVERFLATE SOM EN SENG, DA ENHETEN KAN OVEROPPHETES.
13. HOLD ENHETEN UNNA ETSENDE VÆSKER.
14. SØRG FOR AT ENHETEN ER 'AV' FØR LAGRING.
15. IKKE BRUK APPARATET I BADROMMET ELLER NÆR VANN.
16. IKKE PLASSER ELLER OPPBEVAR APPARATET DER DET KAN FALLE ELLER BLI TRUKKET INN I ET BADEKAR ELLER VASK.
17. IKKE PLASSER I ELLER FALL I VANN ELLER ANDRE VÆSKER.
18. HVIS APPARATET FALLER I VANN, IKKE REKK INN I VANNET.
19. KVELNINGSFARE PÅ GRUNN AV SMÅ DELER. IKKE EGNET FOR BARN UNDER 3 ÅR.
20. DEL IKKE DETTE PRODUKTET MED NOEN ANDRE.
21. IKKE BRUK UNDER LADING.

BATTERIER: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITHIUM-ION-BATTERI. RISIKO FOR BRANN OG FORBRENNING, IKKE ÅPNE, KNUSE, VARME OVER 60°C/140 °F ELLER BRENNNE OPP. IKKE KORTSLUTT BATTERIET. HVIS LITHIUM-ION-BATTERIET BLIR STERKT OPPSVULMET, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DET. HOLD SMÅ BATTERIER SOM ANSES SOM MULIG Å SVELGE, UTMENN REKKEVIDDE FOR BARN. Å SVELGE BATTERIET KAN FØRE TIL BRANNKADER, PERFORERING AV MYKT VEV OG DØD. ALVORLIGE BRANNKADER KAN OPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. HVIS ET BATTERI SVELGES, SØK MEDISINSK HJELP UMIDDELBART. ALDRI LAD IKKE-OPLAADBARE BATTERIER. DETTE PRODUKTET HAR ET INNEBYGD OPLAADBART BATTERI SOM IKKE KAN BYTTES UT AV BRUKEREN. FJERNING ELLER BYTTE AV DET OPLAADBARE BATTERIET KAN BARE UTFØRES AV PRODUSENTEN ELLER KUNDESERVICE, ELLER AV EN KVALIFISERT PERSON FOR Å UNNGÅ FARER. NÅR DU KASTER PRODUKTET, MÅ DU MERKE DEG AT DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET OPLAADBART BATTERI.

LAGRING

SIKR DEG AT ENHETEN ER 'AV' FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRUKOBLET FRA NOEN STRØMFORSYNING. OPPBEVAR PÅ ET KJØLIG, TØRT STED UTLJGJENGELIG FOR BARN, HVOR DEN IKKE VIL BLI BESKADIGET.

VEDLIKEHOLD

FJERN OVERFLØDIGE HUDPLEIEPRODUKTER SÅ DE IKKE HOPER SEG OPP. DINE STYLPRO™ SPEC-TACULAR BRILLER ER NESTEN VEDLIKEHOLDSFRI. FOR Å RENGJØRE, SKRU AV APPARATET OG TØRK UTSIDEN MED EN FUKTIG KLUT. HVIS DET OPSTÅR NOEN UNORMALE FORHOLD, SKRU AV OG KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI

VÅRE VARER LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL EUROPEISK

føler noe i det hele tatt, kan du prøve å påføre mer serum eller trykke enheten mot huden.)
7. Trykk og hold inne på/av-knappen for å slå av enheten. Tørk av enheten med en lett fuktet klut.

ENHETEN SLÅR SEG AUTOMATISK AV ETTER 10 MINUTTER.

DET ER NORMALT Å FØLE LETTE ELEKTRISKE STØT MENS ENHETEN ER I BRUK. FØLELSEN BLIR STERKERE JO FUKTIGERE HUDEN ER. DET SKAL IKKE FØLES UBEHAGELIG ELLER SMERTEFULLT. HVIS DU FØLER UBEHAG, BØR DU VELGE ET LAVERE NIVÅ, ELLER JUSTERE BRILLENE TIL DE ER MER KOMFORTABLE.

SIKKERHETSINFORMASJON:

Produkter med rødt lys er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. Våre produkter er lavrisiko, generelle velvære / treningsprodukter som ikke krever medisinsk godkjenning. De er utviklet som "Generell velvære" for hjemmebruk bare.

SIKKERHETSKONSEPTERER :

Bruk av en rødlysterapienhet på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne manualen, ugyldiggjør garantien og kan resultere i alvorlige skader. SPECTACULAR er en elektrisk enhet. For å unngå elektrisk sjokk, følg følgende sikkerhetsforholdsregler:

- Ikke få enheten våt eller senk enheten i vann.
 - Vask ikke elektriske deler med vann eller væsker.
 - Ikke berør direkte enheten eller bryterne med våte hender.
 - Ikke dra, bær eller løft enheten etter ladekabelen. Hvis ladekabelen er skadet, ikke bruk enheten.
 - Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute, eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
 - Ikke bruk på eller i nærheten av oppvarmede overflater.
 - Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret.
- Det er ingen brukerbetjente deler.
- Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54°C (130°F).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSTILTAK ALLTID TAS, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET. BEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. HOLD DEG UNNA VANN. DETTE PRODUKTET ER IKKE EN LEKE. IKKE STIRRET DIREKTE INN I LYSET. BRUK INNENDØRS BARE. FOR HJEMMEBRUK BARE. IKKE PRØV Å ÅPNE BAK ENHETEN. HVIS DET ER NØDVENDIG, KONSULTER EN PROFESSIONAL. HOLD DEG UNNA DIREKTE VARMER OG SOLSKINN. HOLD DEG UNNA BARN.

FARE: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT: SLÅ ALLTID AV FØR RENGJØRING ELLER OPPBEVARING.

ADVARSEL:

FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISERING, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.
2. DETTE PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES AV; BARN, GRAVIDE KVINNER, PASIENTER MED EPILEPSI, SVULSTER OG KREFTPASIENTER, PASIENTER MED HJERTEPACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. FJERN BRILLER, FALSKE ØYEVIPPER OG KONTAKTLINSE FØR BRUK.
4. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I HUDEN DIN UNDER BRUK ELLER ETTER BRUK, BØR DU KONTAKTE LEGEN DIN.
5. FOR Å BESKYTTE MOT ELEKTRISKE FARE, IKKE BRUK UNDER BADING ELLER I DUSJEN.
6. NÆR OPPSYNING ER NØDVENDIG NÅR ET APPARAT BRUKES AV ELLER I NÆRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ER BLITT SVAK ELLER FUNKSJON-SHEMMEDE AV SYKDOM ELLER SKADE.

HET TIENDIEN VAN EEN GARANTIECLAIM MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIZJIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOURNEERD.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT:

WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN GEBRUIKSDUUR HEEFT BEREIKT, GOOI HET DAN NIET WEG MET HET GEWONE HUISHOUDELIJKE AFVAL. RECYCLEN IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDE MANIER OM ELEKTRISCHE ARTIKELEN DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, WEG TE GOOIEN. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (WEEE) IN EUROPESE LANDEN SCHRIJFT CORRECTE RECYCLING VOOR. GOOI HET NIET BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL.

UKA & CE MARKERING:UK/EU -

CONFORMITEITSVERKLARING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT STYLPRO™ SPECTACULAR VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE CONFORMITEITSVERKLARING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(PO) INSTRUKCIJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:
ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALĄ KOROZYJANIE Z TEGO PRODUKTU, PRZED JEJ UŻYCIEM NALEŻY UWAGAŃ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Należy pamiętać, że nie jest to produkt medyczny ani urządzenie medyczne.

SPECIFICATIONS

Nazwa: Okulary pod oczy z EMS i czerwonymi diodami LED
Model: RS01A

Rozmiar złożonych okularów: 140mm x 55mm x 53mm

Materiały: ABS, guma i silikon

Nominalne napięcie: 3.7V

Znamionowa pojemność baterii: 90mAh

Pojemność energetyczna baterii: 0.33Wh

Napięcie ładowania: 4.2V


Zasilanie wejściowe: Gniazdo USB, 5V, 1A

Czas ładowania: 3.5 godziny

3.7V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI:

1. Okulary z czerwonym światłem
2. Przycisk Włącz/Wyłącz
3. Przycisk regulacji intensywności
4. Punkt ładowania USB
5. Podkładki z czerwonym światłem



WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie używać w przypadku zapalenia oczu lub spojówek.
2. Należy stosować wyłącznie w okolicach oczu.
3. Odradzamy korzystanie z tego urządzenia osobom cierpiącym na epilepsję, światłowstręt lub nadwrażliwość na światło, kobietom w ciąży lub osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy chorowały na raka skóry, przeszły operację plastyczną twarzy, mają metalowe implanty lub są w trakcie cyklu menstruacyjnego.
4. Nie używać urządzenia, mając założone soczewki kontaktowe.
5. **NIE UŻYWAĆ BEZ KREMU LUB SERUM POD OCZY.** Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. To nie jest zabawka.
7. Wytrzeć nadmiar produktów do pielęgnacji skóry, które mogą się nagromadzić; oczyścić, delikatnie przecierając wilgotną ściereczką.
8. Należy unikać przechowywania STYLPRO™ SPECTACULAR w gorących, wilgotnych lub mokrych miejscach.
9. Jeśli urządzenie STYLPRO™ SPECTACULAR działa nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Skontaktuj się z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (dane kontaktowe znajdują się w sekcji OGRANICZONA DWULETNIĄ GWARANCJĄ).
10. Lampy LED należy używać ostrożnie. Długotrwałe użytkowanie i długotrwała ekspozycja światła LED na oczy może spowodować ich uszkodzenie. Diody LED nie są wymienne.
11. Nie używać na wrażliwej, podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Nie używać na opuchniętej lub spalonej słońcem skórze lub w przypadku innych chorób skóry.
12. Nie patrz bezpośrednio w światło LED.


ŁADOWANIE:

1. Podłączyć kabel USB (w zestawie) do portu znajdującego się w dolnej części okularów. Podłączyć do źródła zasilania przystosowanego do USB. Podczas ładowania kontrolki migają na czerwono. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, kontrolki świecą się na zielono.

JAK UŻYWAĆ:

Przed użyciem zaleca się wykonanie demakijażu twarzy.

1. Zmyć makijaż beztłuszczowym płynem do demakijażu lub płynem oczyszczającym.
2. Nałożyć swoje ulubione serum na okolice oczu. EMS działa mniej skutecznie na nienawilżonej skórze. Nie używać urządzenia bez serum, lub jeśli serum wyszło na skórze.
3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. W dolnej części urządzenia zaświeci się jedna czerwona dioda LED.
4. Krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby



SIKKERHETSFORSKRIFTER:

1. Produktet må ikke brukes hvis du har betennelse i øyet eller øyekatarr.
2. Skal kun brukes i øyeområdet.
3. Vi anbefaler ikke å bruke denne enheten hvis du har epilepsi, fotofobi eller er lysfølsom, hvis du er gravid eller har hatt hudeksem i løpet av de siste 12 månedene, har gjennomgått ansiktsplastikkirurgi, har en metallimplantat, eller hvis du for øyeblikket har menstruasjonsrykkel.
4. Produktet må ikke brukes når du bruker kontaktlinser.
5. **PRODUKTET MÅ IKKE BRUKES UTEN ØYEKREM ELLER SERUM.**
6. Kun for voksne. Ikke ment for bruk av barn. Dette er ikke en leke.
7. Fjern overflødig hudpleieprodukter som kan hope seg opp. Rengjør enheten ved å tørke den skånsomt med en fuktig klut, eller med rengjøringskluten som følger med.
8. Unngå å oppbevare STYLPRO™ SPECTACULAR på varme, fuktige eller fuktige områder.
9. Hvis STYLPRO™ SPECTACULAR fungerer feil eller er skadet på noen måte, slutt å bruke den umiddelbart. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (Se avsnittet BEGRENSET TIL-ÅRS GARANTI for kontaktinformasjon).
10. Bruk LED-lys med forsiktighet. Langvarig bruk og langvarig eksponering for LED-lys i øynene kan forårsake skade. LED-ene kan ikke byttes ut.
11. Ikke bruk på sensitiv, irritert eller ødelagt hud. Ikke bruk på hovne eller solbrente hud eller hvis du har andre hudproblemer.
12. Ikke se direkte inn i LED-lysene.

LADING:

1. Sett USB-kabelen (følger med) inn i porten på undersiden av brillene. Koble kabelen til en USB-kompatibel strømkilde. Indikatorlampene blinker rødt under lading. Når enheten er fulladet, lyser indikatorlampene grønt.

BRUK:

Vi anbefaler å fjerne all makeup før bruk.

1. Fjern makeup med en oljefri makeupfjerner eller et oljefritt rensprodukt.
2. Påfør favorittserumet ditt på området under øynene. EMS er mindre effektivt på tørr hud. Unngå å bruke enheten uten serum, eller hvis serumet har tørket eller trukket helt inn i huden.
3. Trykk og hold inne på/av-knappen for å slå på enheten. Et rødt LED-lys tennes nederst på enheten.
4. Trykk kort på på/av-knappen for å veksle mellom EMS-frekvenser. Enheten har to frekvensinnstillinger, kontinuerlig og puls.
5. Trykk kort på intensitetsknappen for å justere EMS-intensiteten. Enheten har tre intensitetsinnstillinger.
6. **BEGYNN ALLTID MED INTENSITETSINNSTILLING 1.**
6. Plasser enheten under øynene og slapp av. (Hvis du ikke

NELL'UE, HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO PER UN GUASTO IMPORTANTE. HAI ANCHE DIRITTO A FAR RIPARARE O SOSTITUIRE I BENI SE NON SONO DI ACCETTABILE QUALITÀ E IL GUASTO NON COSTITUISCE UN GUASTO IMPORTANTE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO APPARECCHIO GRATUITAMENTE PER VENTUQUATTRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO PER QUANTO RIGUARDA LA MANODOPERA O I MATERIALI. QUESTA GARANZIA È UN BENEFICIO AGGIUNTIVO E NON INFLUISCE SUI TUOI DIRITTI LEGALI. PER OTTENERE ASSISTENZA IN BASE A QUESTA GARANZIA, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, DEVI CONSERVARE LA TUA PROVA D'ACQUISTO.

IMPORTANTE: QUESTA GARANZIA NON COPRE I DANNI RISULTANTI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOLE O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O L'ESECUZIONE DI SERVIZIO O RIPARAZIONI DA PARTE DI UN CENTRO DI SERVIZIO NON AUTORIZZATO. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE PULITO PRIMA DEL RESO.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO UTILIZZO, PER FAVORE NON SMALTITO TRA I RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRE GLI OGGETTI ELETTRICI CHE HANNO RAGGIUNTO LA FINE DELLA LORO VITA UTILE. SMALTITO CONFORMEMENTE AI TUOI REGOLAMENTI LOCALI. LA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE) NEI PAESI EUROPEI STABILISCE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO. NON SMALTITO TRA I RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI.

MARCATURA UKCA E CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO/UE: STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE STYLPRO™ SPECTACULAR È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIO.

(NO) BRUKS
OG VEDLIKEHOLDSGUIDE FOR DIN SIKKERHET OG FOR Å FORTSETTE Å NYTE DETTE PRODUKTET, LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.
Produktet er kun beregnet for privat bruk og er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk i andre applikasjoner. Dette er ikke et medisinsk produkt eller en medisinsk enhet.

SPEKIFIKASJONER

Navn: STYLPRO™ Spec-Tacular EMS- og LED-briller for rødlysterapi
Model: RS01A
Sammenfoldet størrelse: 140mm x 55mm x 53mm.
Materialer: ABS, gummi og silikon
Nominell spenning: 3,7V
Vurdert batterikapasitet: 90mAh
Energi kapasitet til batteriet: 0,33Wh
Lade spenning: 4,2V
Inngang strømforsyning: USB-kontakt, 5V, 1A
Ladetid: 1.5 timer

3.7 V , 90mAh, 0.33Wh

IDENTIFISERING AV DELER:

1. Rødlysterbriller 2. Av/På Knapp 3. Intensitetsknapp 4. USB-Ladepunkt 5. Rødlysputter

• zmienić częstotliwość EMS. Dostępne są dwa ustawienia częstotliwości: ciągłe i impulsowe.
• Aby dostosować intensywność EMS, nacisnąć krótko przycisk regulacji intensywności. Dostępne są trzy ustawienia intensywności. **NALEŻY ZAWSZE ZACZYNAĆ OD USTAWIENIA INTENSYWNOŚCI NA POZIOMI 1.**
• Umieścić urządzenie pod oczami i zrelaksować się. (Jeśli użytkownik nie odczuwa nic po włączeniu urządzenia, należy nałożyć na skórę większą ilość serum i/lub docisnąć urządzenie do skóry.)
• 7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie należy czyścić lekko zwilżoną szmatką.

URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 MINUTACH.

WRAŻENIE LEKKIEGO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA JEST NORMALNE. IM BARDZIEJ WILGOTA SKÓRA, TYM SILNIEJSZE JEST TO UCZUCIE. KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA NIE POWINNO JEDNAK TOWARZYSZYĆ UCZUCIE DYSKOMFORTU CZY BÓLU. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZMNIJSZYĆ INTENSYWNOŚĆ, ZMIENIAJĄC USTAWIENIA LUB UŁOŻENIE OKULARÓW, BY BYŁY WYGODNIEJSZE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

• Produkty Red Light nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Nasze produkty to ogólne produkty wellness / fitness o niskim ryzyku, które nie wymagają zgody lekarza. Zostały one zaprojektowane wyłącznie jako produkty "General Wellness" do użytku domowego.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA: Korzystanie z urządzenia do terapii światłem czerwonym w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji i może skutkować poważnymi obrażeniami. Urządzenie do terapii światłem czerwonym SPECTACULAR jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

- Nie zamacać urządzenia ani nie zanurzać w wodzie.
- Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
- Nie dotykać bezpośrednio urządzenia ani przełączników mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć, nie przenosić ani nie podnosić urządzenia za przewód ładowania. Jeśli przewód ładowania jest uszkodzony, nie należy używać urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.
- Nie używać na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekraczać 54°C (130°F).

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM PONIŻSZYCH: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE. TRZYMAĆ Z DAŁA OD WODY. TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ, NIE PATRZEC BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH. WYŁĄCZNIŁ DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE PRÓBOWAĆ OTWIERAĆ TYLNEJ URZĄDZENIA. W RAZIE POTRZEBY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ. TRZYMAĆ Z

DALA OD ŹRÓDEŁ BEZPOŚREDNIEGO CIEPŁA I ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: ZAWSZE WYŁĄCZĄJ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWANIEM.

- OSTRZEŻENIE:** ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEN CIAŁA:
1. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
 2. TEN PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI, KOBIETY W CIĄŻY, PACJENTÓW Z EPILEPSJĄ, NOWOTWORAMI I RAKIEM, PACJENTÓW Z ROZRUSZNIKAMI SERCA LUB PODOBNYMI.
 3. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZDJAĆ OKULARY, SZTUCZNE RZĘSY I SOCZEWKI KONTAKTOWE.
 4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA SKÓRZE W TRAKCIE LUB PO UŻYCIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.
 5. W CELU OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PODCZAS KĄPIELI LUB POD PRYSZNICEM.
 6. KONIECZNIE JEST ŚCIŚLIŁY NADZÓR, GDY URZĄDZENIE JEST UŻYwane PRZEZ DZIECI LUB OSOBY OSŁABIONE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE Z POWODU CHOROBY LUB URAZU.
 7. NIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ LUB USZKODZONEJ SKÓRZE. NIE UŻYWAĆ NA OPUCHNIĘTEJ LUB SPALONEJ SŁONECEM SKÓRZE LUB W PRZYPADKU INNYCH CHOROBY SKÓRY.
 8. NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA, JEŚLI DZIAŁA ONO NIEPRAWIDŁOWO, ZOSTAŁO UPUSZCZONE LUB USZKODZONE W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB. ODDAĆ URZĄDZENIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU W CELU SPRAWDZENIA, REGULACJI ELEKTRYCZNEJ LUB MECHANICZNEJ ALBO NAPRAWY. KONSUMENT NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
 9. NIE DOTYKAĆ BEZPOŚREDNIO GAŁKI OCZNEJ.
 10. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZECZĄCZNIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. UŻYWANIE PRZYSTAWEK NIEZALECANYCH PRZEZ STYLPRO™ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE.
 11. NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ ANI W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ PRODUKTY W AEROSZLU LUB GDZIE PODAWANY JEST TLEN.
 12. NIE UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIKI, KUCHENKI ITP. NIE KŁAŚĆ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI, TAKIEJ JAK ŁÓŻKO, PONIEWAŻ URZĄDZENIE MOŻE SIĘ PRZEGRZAĆ.
 13. TRZYMAĆ URZĄDZENIE Z DALA OD ŻRĄCYCH PŁYNÓW.
 14. PRZED PRZECHOWYWANIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.
 15. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W ŁAZIENCE LUB W POBLIŻU WODY.
 16. NIE UMIESZCZAĆ ANI NIE PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH MOŻE ONO SPAŚĆ LUB ZOSTAĆ WCIĄGNIĘTE DO WANNY LUB ZLEWU.
 17. NIE WKŁADAĆ ANI NIE UPUSZCZAĆ URZĄDZENIA DO WODY LUB INNYCH PŁYNÓW.
 18. JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NIE NALEŻY DO NIEJ SIĘGAĆ.
 19. RYZYKO ZADŁAWIENIA Z POWODU MAŁYCH CZĘŚCI. NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT.
 20. NIE NALEŻY UDOŚTĘPNIĆ TEGO PRODUKTU INNYM OSOBOM.
 21. NIE UŻYWAĆ PODCZAS ŁADOWANIA.

BATERIE: PRODUKT ZAWIERA BATERIE LITOWO-JONOWE. RYZYKO POŻARU I POPARZEŃ, NIE OTWIERAĆ, NIE ZGNIATAĆ, NIE PODGRZEWAĆ POWYŻEJ 60°C ANI NIE SPALAĆ. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. JEŚLI BATERIA LITOWO-JONOWA ULEGNIE

- DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.
11. NON UTILIZZARE ALL'APERTO O DURANTE L'USO DI PRODOTTI AEROGENERATI (SPRAY) O DOVE VIENE SOMMINISTRATO OSSIGENO.
 12. NON POSIZIONARE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO VICINO A FONTI DI CALORE COME TERMOSIFONI, FORNELLI, ECC., E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI MORBIDE COME UN LETTO POICHÉ IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.
 13. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DA LIQUIDI CORROSIVI.
 14. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA "SPENTO" PRIMA DELLA CONSERVAZIONE.
 15. NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO IN BAGNO O VICINO ALL'ACQUA.
 16. NON POSIZIONARE O CONSERVARE L'APPARECCHIO DOVE POSSA CADERE O ESSERE TRASCINATO IN UNA VASCA O UN LAVANDINO.
 17. NON IMMERGERE O FAR CADERE IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.
 18. SE L'APPARECCHIO CADE NELL'ACQUA, NON CERCARE DI RAGGIUNGERLO.
 19. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO A CAUSA DI PEZZI PICCOLI. NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI.
 20. NON CONDIVIDERE QUESTO PRODOTTO CON ALTRE PERSONE.
 21. SI PREGA DI NON UTILIZZARE DURANTE LA RICARICA.

BATTERIA: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AL LITIO-IONE. RISCHIO DI INCENDIO E BRUCIATURE, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE. NON FARLO CORTOCIRCUITARE. SE LA BATTERIA AL LITIO-IONE SI GONFIA GRAVEMENTE, INTERRUPELLE L'USO. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI CELLE PICCOLE CHE POSSONO ESSERE INGERITE. L'INGERIMENTO PUÒ CAUSARE BRUCIATURE, PERFORAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E MORTE. BRUCIATURE GRAVI POSSONO VERIFICARSI ENTRO 2 ORE DALL'INGESTIONE. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA CELLULA, RICERCARE IMMEDIATAMENTE ASSISTENZA MEDICA. NON RICARICARE MAI BATTERIE NON RICARICABILI. QUESTO PRODOTTO HA UNA BATTERIA RICARICABILE INCORPORATA CHE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE. LA RIMOZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DAL PRODUTTORE O DAL SUO SERVIZIO CLIENTI O DA UNA PERSONA SIMILARMENTE QUALIFICATA AL FINE DI EVITARE PERICOLI. QUANDO SI SMALTIMO IL PRODOTTO, SI DEVE NOTARE CHE QUESTO CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE.

IMMAGAZZINAMENTO
ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA "SPENTO" PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCONNESSO DA QUALSIASI ALIMENTAZIONE. POSIZIONARE IN UN'AREA FRESCA E ASCIUTTA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.

MANUTENZIONE
RIMUOVERE OGNI RESIDUO DI PRODOTTO PER LA CURA DELLA PELLE CHE POTREBBE ACCUMULARSI. IL VOSTRO STYLPRO™ SPEC-TACULAR È VIRTUALMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE. PER PULIRLO, SPEGNERLO E PASSARE UN PANNINO UMIDO SULLA PARTE ESTERNA. SE SI VERIFICANO CONDIZIONI ANOMALE, SPEGNERLO E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ AL NUMERO +44 (0) 20 3225 5559.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI
I NOSTRI PRODOTTI SONO DOTATI DI GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGGE EUROPEA SUI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "UNA GARANZIA DI DUE ANNI SI APPLICA ALLA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE

L'uso di un dispositivo per la terapia a luce rossa in qualsiasi modo diverso da quanto descritto in questo manuale annulla la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni. Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa SPECTACULAR è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:

- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
- Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
- Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
- Non tirare, trasportare o sollevare il dispositivo per il suo cavo di ricarica. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
- Non utilizzare su o vicino a superfici calde.
- Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA: QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, SI DOVREBBERO SEMPRE PRENDERE PRECAUZIONI DI BASE PER LA SICUREZZA, INCLUSI I SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. TENERSI LONTANO DALL'ACQUA. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. NON FISSARE LO SGUARDO DIRETTAMENTE NELLE LUCI. USARE SOLO IN INTERNI. PER USO DOMESTICO ESCLUSIVAMENTE. NON CERCARE DI APRIRE LA PARTE POSTERIORE DEL DISPOSITIVO. SE NECESSARIO, CONSULTARE UN PROFESSIONISTA. TENERSI LONTANO DA FONTI DI CALORE DIRETTO E LUCE SOLARE. TENERSI LONTANO DAI BAMBINI.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: SPEGNERE SEMPRE PRIMA DELLA PULIZIA O DELLA CONSERVAZIONE.

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOTTATURE, ELETTRICITÀ, INCENDIO O LESIONI A PERSONE:

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DELL'APPARECCHIO.
2. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA: BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA, PAZIENTI EPILETTICI, PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI E PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO, PAZIENTI CON PACEMAKER CARDIACI O SIMILI.
3. RIMUOVERE OCCHIALI, CIGLIA FINTE E LENTI A CONTATTO PRIMA DELL'USO.
4. SE SI AVVERTONO ANOMALIE SULLA PELLE DURANTE L'USO O DOPO L'USO, CONSULTARE UNO SPECIALISTA MEDICO.
5. PER PROTEGGERSI DAI PERICOLI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA. PER PROTEGGERSI DAI PERICOLI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA.
6. È NECESSARIA UNA SUPERVISIONE STRETTA QUANDO QUALSIASI APPARECCHIO È UTILIZZATO DA O VICINO AI BAMBINI O A PERSONE RESE DEBOLI O DISABILI A CAUSA DI MALATTIE O LESIONI.
7. NON UTILIZZARE SU PELLE SENSIBILE O LESIONATA. NON UTILIZZARE SU PELLE GONFIA O SCOTTATA DAL SOLE O SE SI HANNO ALTRE CONDIZIONI CUTANEE.
8. NON È NECESSARIA UNA SUPERVISIONE STRETTA QUANDO QUALSIASI APPARECCHIO È UTILIZZATO DA O VICINO AI BAMBINI O A PERSONE RESE DEBOLI O DISABILI A CAUSA DI MALATTIE O LESIONI.
9. NON TOCCARE DIRETTAMENTE IL BULBO OCULARE.
10. UTILIZZARE L'APPARECCHIO SOLO PER L'USO PREVISTO COME DESCRITTO IN QUESTO MANUALE DELLE ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI

ZNACZMU WYBRZUSZENIU, NALEŻY ZAPRZĄSTĄĆ JEJ UŻYTIAMU. MAŁE OGNIWA, KTÓRE SĄ UWĄŻANE ZA NADAJĄCE SIĘ DO POŁKNICIA, NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. POŁKNICIE MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ, PERFORACJI TKANEK MIĘKKICH I ŚMIERCI. POWAŻNE OPARZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNICIA. W PRZYPADKU POŁKNICIA OGNIWA NALEŻY NIEWŁOŚCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. TEN PRODUKT MA WBUDOWANY AKUMULATOR, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROZEŃ, DEMONTAŻ LUB WYMIANA AKUMULATORA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO DZIAŁ OBSŁUGI KLIENIA LUB PRZEZ OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH, PODCZAS UTYLIZACJI PRODUKTU NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIERA ON AKUMULATOR.

PRZECHOWYWANIE: PRZED PRZECHOWYWANIEM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSZU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU.

KONSERWACJA: ZETRZYJ NADMIAR PRODUKTÓW DO PIELEGNACJI SKÓRY, JEŚLI SIĘ NAGROMADZĄ. STYLPRO™ SPECTACULAR PRAKTYCZNIE NIE WYMAGA KONSERWACJI. ABY WYCZYŚCIĆ URZĄDZENIE, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ I PRZETRZEĆ Z ZEWNĄTRZ WILGOTNĄ SZMATKĄ. JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK NIETYPOWE WARUNKI, NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENIA STYLPRO™ POD NUMEREM +44 (0) 20 3225 5559.

OGRANICZONA DWULETANIA GWARANCJA: NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WE STANOWI, ŻE "DWULETANIA GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU, JEŚLI TOWAR NIE JEST AKCEPTOWALNEJ JAKOŚCI, A USTERKA NIE STANOWI POWAŻNEJ AWARII. STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE PRZED DWADZIEŚCIĄ CZTERY MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU, JEŚLI URZĄDZENIE JEST WADLIWE POD WZGLĘDEM WYKONANIA LUB MATERIAŁOWE. NINIEJSZA GWARANCJA JEST DODATKOWĄ KORZYŚCIĄ I NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ SERWIS W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENIA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROZSZCZENIE GWARANCYJNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB NAPRAW PRZEZ NIEAUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKT MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE NALEŻY WYRZUCAĆ GO WRAZ Z ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING JEST NAJBIEZPIECZNIEJSZYM I

NAJBARDZIEJ OPDOWIADZIALNYM SPOSOBEM UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA DOBIEGŁ KOŃCA. NALEŻY JE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI. DYREKTYWA W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) W KRAJACH EUROPEJSKICH OKREŚLA PRAWIDŁOWE PRAKTYKI RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO ZWYKŁYCH ODPADÓW DOMOWYCH.

OZNACZENIE UKCA & CE: WIELKA BRYTANIA/UE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI: FIRMA STYLIDEAS LTD OŚWIAADCZA, ŻE STYLPRO™ SPECTACULAR SPENIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻĄDANIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(IT) GUIDA PER L'USO E LA MANUTENZIONE


PER LA TUA SICUREZZA E PER IL CONTINUO GODIMENTO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Questo non è un prodotto medico né un dispositivo medico.

SPECIFICHE

Nome: STYLPRO™ Spec-Tacular Occhiali con EMS & LED a luce rossa per la cura della pelle sotto gli occhi
Modello: RS01A
Dimensione ripiegata: 140mm x 55mm x 53mm.
Materiali: ABS, gomma e silicone
Tensione Nominale: 3.7V
Capacità nominale della batteria: 90mAh
Capacità energetica della batteria: 0.33Wh
Tensione di Carica: 4.2V
Alimentazione di ingresso: Presa USB, 5V, 1A
Tempo di ricarica: 1.5 ore **3.7V , 90mAh, 0.33Wh**

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Occhiali a luce rossa **2.** Pulsante di accensione/spegnimento **3.** Pulsante per l'intensità **4.** Cavo di ricarica USB **5.** Cuscinetti a luce rossa



LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA:

1. Non utilizzare in caso di infiammazione agli occhi o congiuntivite.
2. Utilizzare solo sul contorno occhi.
3. Non consigliamo l'uso di questo dispositivo se sei epilettico, fotofobico o sensibile alla luce, se sei incinta o hai avuto il cancro della pelle negli ultimi 12 mesi, hai subito un intervento di chirurgia plastica al viso, hai un impianto

- metallico o sei attualmente nel ciclo mestruale.
4. Non utilizzare questo prodotto mentre si indossano lenti a contatto.
5. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA CREMA O SIERO OCCHIALI.
6. Solo per uso adulti. Non destinato all'uso da parte dei bambini. Questo non è un giocattolo.
7. Rimuovere qualsiasi residuo di prodotto per la cura della pelle che potrebbe accumularsi. Per pulire, passare delicatamente un panno umido o il panno fornito.
8. Evitare di conservare lo STYLPRO™ SPECTACULAR in luoghi caldi, umidi o umidi.
9. Se lo STYLPRO™ SPECTACULAR funziona male o è danneggiato in qualsiasi modo, smettere immediatamente di usarlo. Contattare il SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ (vedere la sezione GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI per i dettagli di contatto).
10. Usare le luci a LED con attenzione. Un uso prolungato e una lunga esposizione alle luci a LED negli occhi possono causare danni. Le luci LED non sono sostituibili.
11. Non utilizzare su pelle sensibile, irritata o lesionata. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee.
12. Non guardare direttamente le luci LED.

RICARICA: Inserire il cavo USB (fornito) nella porta USB posizionata nella parte inferiore degli occhiali. Collegare a una fonte di alimentazione USB. Durante la ricarica, le spie rosse lampeggeranno. Quando il dispositivo è completamente ricaricato, le spie diventeranno verdi. .

UTILIZZO:

È consigliato rimuovere qualsiasi traccia di trucco prima dell'utilizzo.

1. Rimuovere il trucco con un detergente o struccante senza olio.
2. Applicare il siero desiderato sotto il contorno occhi. L'EMS è meno efficace sulla pelle secca. Non utilizzare il dispositivo senza siero o se il siero si è asciugato sulla pelle
3. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il dispositivo. A questo punto, la spia LED rossa si accenderà nella parte inferiore del dispositivo.
4. Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per passare da una frequenza EMS all'altra. Vi sono due modalità di frequenza (continua e pulsante).
5. Per regolare l'intensità EMS, premere brevemente il pulsante per l'intensità. Vi sono tre modalità d'intensità.

INIZIARE SEMPRE DALLA MODALITÀ D'INTENSITÀ 1.

6. Posizionare il dispositivo sotto il contorno occhi e rilassarsi. (Se non si percepisce alcuna sensazione, applicare più siero sulla pelle e/o premere il dispositivo sulla pelle).
7. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno leggermente inumidito.

IL DISPOSITIVO SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO 10 MINUTI.

È NORMALE AVVERTIRE UNA LEGGERA SENSAZIONE DI SCOSSA ELETTRICA DURANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO. PIÙ LA PELLE È IDRATATA, PIÙ LA SENSAZIONE È MAGGIORE. NON SI DEVE AVVERTIRE UNA SENSAZIONE DI FASTIDIO O DOLORE. QUALORA SI AVVERTISSE, RIDURRE LA MODALITÀ O REGOLARE GLI OCCHIALI IN UNA POSIZIONE PIÙ COMODA.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

I prodotti a luce rossa non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. I nostri prodotti sono prodotti per il benessere generale a basso rischio che non richiedono autorizzazioni mediche. Sono progettati solo come prodotti per l'uso domestico "Benessere Generale".

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA: