

In uno studio di autovalutazione condotto su 40 consumatrici:

- il 65% delle donne è stato concorde nel sostenere che la pulizia del viso ottenuta usando il dispositivo è risultata migliore rispetto a quella manuale;
- il 65% delle donne ha affermato di avere una pelle più compatta e sollevata dopo il primo trattamento di pulizia agli ioni;
- il 55% delle donne ha affermato che la pelle ha mostrato un aspetto più luminoso dopo un solo utilizzo;
- il 100% delle donne è stato concorde nel confermare la facilità di utilizzo di Pro Lift +.

In seguito ad un test clinico, durato 8 settimane, di trattamento cosmetico con la testina a luce LED rossa e agli ioni in abbinamento al siero le partecipanti hanno notato:

- una temporanea riduzione della comparsa delle rughe del 14% al termine di un trattamento di 3 settimane;
- un miglioramento dell'elasticità della pelle del 33% sulla fronte e del 38% nella zona periorbitale («zampe di gallina»).