

Customer	Tricogen
Quote Ref:	N/A
Prod Descrp.	SBC HYDRA COLLAGEN INTENSE MOISTURISING GEL 1000ML
Repro Code	102204
Cust. P Code	LSBCS136
Size	150mm x 258mm
Print Process	Digital
Substrate	Clear PE
Backing	Standard Glassine
Winding No.	4
Varnish	Gloss
Label to gap edge	
Gap back size	
Reel Size	290 max OD
BC Type	EAN 13
BC Number	5034127369042
Contact	Khloe
Email	khloe.hague@all4labels.com
Date	11/06/24 14:50 PM
Operator	laura
ID	05380
Replacing Part Number	

approval

☐ approved, proceed to production

☐ amend and re-proof prior to production

☐ amend and proceed to production

delivery dates will be confirmed upon receipt of approval

signed _____ date _____

Disclaimer: Every care has been taken in the preparation of this design, however it is still essential that the entire proof is checked prior to your print production. No responsibility can be taken by All4Labels UK Leeds for subsequent errors found after this proof has been approved. This proof is not correct for colour. If you require a more accurate proof we can supply you a colour managed hard copy proof. Please note there may be variation of overall colour if the surface colour of our material does not match the surface colour of this proof. The job will run to the colours indicated in the legend, unless otherwise specified. **Plates will be disposed of after 3 years from last print date.**



White Layer

Image is not to scale - please see next page for 100% version

1
2
3
4
5
6



Cyan
Magenta
Yellow
Black
cutter
uv white1



150.00 mm

Hydrate · Smooth · Renew
SBC Skincare's signature lightweight gel formula. This enhanced face and body moisturising gel is infused with a higher concentration of Marine Collagen to help improve skin firmness, minimise the appearance of fine lines and restore essential hydration. Whether used alone or with an electronic beauty device, this versatile formula helps to hydrate and plump the complexion for a smooth and rejuvenated appearance.

Directions: Apply to clean skin as a versatile moisturiser, primer or mask. The gel can be used with electrical beauty tools on both positive (+) and negative (-) settings (always follow manufacturers' instructions).

(IT) Hydra Collagen Gel Idratante
Idrata · Leviga · Rinnova

Istruzioni per l'uso: Applicare sulla pelle pulita come versatile idratante, primer o maschera. Il gel può essere utilizzato con strumenti di bellezza elettrici con impostazioni sia positive (+) che negative (-) (seguire sempre le istruzioni del produttore).

(DE) Hydra Collagen Feuchtigkeitsgel
Befeuchtend · Glättend · Erneuern

Anwendung: Als vielseitige Feuchtigkeitsschere, Grundierung oder Maske auf die gereinigte Haut auftragen. Das Gel kann mit elektrischen Beauty-Geräten sowohl in positiver (+) als auch in negativer (-) Einstellung verwendet werden (beachten Sie stets die Anleitungen des Herstellers).

Ingredients: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Soluble Collagen, Caprylyl/capryl Glucoside, Polysorbate 20, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Limonene, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Linalool, Phenoxyethanol, CI 17200.

Due to natural ingredients, colour may vary or change over time.



MADE IN THE UK
SBC Skincare Ltd RH1 2NB Redhill UK
www.sbskincare.co.uk
Cura Marketing GmbH 6020 Innsbruck Austria
www.curacosmeticsgroup.com
COL369CB/01



SBC

SKINCARE

Since 1990

Hydra-Collagen Intense Moisturising Gel

Ionized + & -

Face & Body



Anti-Ageing

1000ml e 33.8 US Fl. Oz.

258.00 mm

Scale: 100%
Repro Code: 102204
Part Code: LSBCS136

11/06/24 14:50 PM