

SILK GLOVE

Il guanto è studiato per idratare e ammorbidire l'intera superficie della mano. Lo strato in oleo-gel rilascia una combinazione di sostanze nutrienti e idratanti che aiutano a migliorare l'aspetto della pelle. Può essere utilizzato insieme a creme idratanti e trattamenti specifici.

INDICAZIONI

Mani secche e screpolate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare ed asciugare le mani, infilare il guanto tirandolo delicatamente. Utilizzare il prodotto almeno 3 volte a settimana durante la notte o in relax (almeno 20 minuti). Può essere usato insieme a creme idratanti e trattamenti per le mani. Rimuovere il guanto almeno 3 o 4 ore al giorno.

INGREDIENTS

Paraffinum liquidum, hydrogenated butadiene/isoprene/styrene copolymer, Persea gratissima (Avocado) oil, Olea europaea fruit oil, Brassica campestris (Rapeseed) seed oil, Simmondsia chinensis seed oil, vitis vinifera seed oil, Glycine soja (soybean) oil, Aloe Barbadensis leaf juice, Fragrance.

Raccomandazioni per la manutenzione del prodotto

Si raccomanda di lavare il prodotto a mano con sapone delicato e acqua tiepida e risciacquare bene. Non usare disinfettanti o candeggina. Far asciugare all'aria lontano da fonti di calore. Applicare una spolverata di talco sul gel se si presenta appiccicoso. Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.

Avvertenze

Non applicare il prodotto direttamente su ferite aperte.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

PRODOTTO COSMETICO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

EUMEDICA s.r.l.
Via della Meccanica 8/10
PD - Tel. 0498932720
info@eumedita.it
www.eumedita.it


SILK GLOVE

GUANTO PER IL TRATTAMENTO IDRATANTE DELLA MANO

100 ml e 

RACCOLTA*		
PAP 21	Astuccio	Carta
LDPE	Sacchettino	Plastica
7 OTHER	Prodotto	Indifferenziata

*Verifica le disposizioni del tuo comune



COD. EU068 - 1PA
MISURA UNICA



A982511559

SILK GLOVE
GUANTO PER IL TRATTAMENTO IDRANTE DELLA MANO